

Modell: Eco Vibe Lite - HBV3EST4T

SICHERHEITSHINWEISE

SYMBOLERKLÄRUNG



Sicherheitshinweise:
Aufmerksam durchlesen und
daran halten, um Personen-
und Sachschäden zu
vermeiden.



Nur für den Innenraum
geeignet



USB-Eingang



Bedienungsanleitung
lesen



Gerät gemäß
WEEE-Richtlinie
entsorgen.

- Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck der Zahnreinigung und Mundpflege verwendet werden. Die gewerbliche Nutzung ist ausgeschlossen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden
- Wenn die elektrische Zahnbürste oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Die Zahnbürste enthält eine nicht austauschbare Batterie

- Verwende die Zahnbürste nur mit zugehörigem Netzkabel.
- **WARNUNG:** Zum Aufladen der Zahnbürste nur einen zertifizierten Sicherheitskleinspannungs (SELV)-Netzstecker mit einer Ausgangsspannung von 5V und 1A verwenden. Zum sicheren Laden in feuchter Umgebung (z.B. im Badezimmer) nur einen spritzwassergeschützten Netzstecker der Schutzklasse IPX4 verwenden. Die Verwendung eines nicht zertifizierten Netzsteckers kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen.



Gefahr vor Stromschlag durch Wasser!

- Das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass es nicht ins Wasser fällt oder nass werden kann.
- Sollten die Zahnbürste und Netzkabel während des Ladevorgangs ins Wasser fallen, sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Nicht versuchen, die Zahnbürste und Netzkabel aus dem Wasser zu ziehen, während sie am Stromnetz angeschlossen sind!
- Das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten Händen berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.



Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Netzkabel so verlegen, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Beim Herausziehen aus der Steckdose immer am Netzstecker und nie am Netzkabel ziehen!



Warnung vor Brand!

- Das Gerät nicht in Räumen verwenden, in denen sich leichtentzündlicher Staub oder giftige sowie explosive Dämpfe befinden.
- Die Zahnbürste und das Netzkabel während des Ladens nicht abdecken.



Der richtige Umgang mit Batterien (Akkus)

- Sollte der Akku ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Der Akku darf nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.