

CURRENTBODY SKIN™

The Beauty Tech Experts

Manual de Usuario

CurrentBody Skin Máscara LED Facial: Serie 1

CBD-111A-KAI



DESCRIPCIÓN:

La máscara facial LED CurrentBody Skin tiene el equilibrio perfecto de intensidad de potencia (30 mW/cm^2) para garantizar resultados de calidad clínica utilizando LLLT (terapia de luz de baja intensidad) para proporcionar las longitudes de onda más precisas ($\pm 5 \text{ nm}$) y clínicamente probada. La exclusiva tecnología Pillow Technology™ refracta la luz a través de 132 bombillas LED para dispersarla de manera uniforme y proporcionar una cobertura LED completa de la piel.

Estas longitudes de onda de luz son absorbidas por las células de la piel, lo que provoca una reacción biológica. Aquí es donde se produce el rejuvenecimiento celular.

Con una duración de tratamiento optimizada (tratamientos de 10 minutos) para reflejar la potencia y la precisión, la máscara facial de terapia de luz LED CurrentBody Skin ha demostrado ser al menos un 31 % más potente y eficaz que cualquier otra máscara LED roja y de infrarrojo cercano para uso doméstico del mercado.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS:

Un 31 % más potente que cualquier otra máscara LED.

Aprobada por la FDA, clínicamente probada para reducir las arrugas en solo 4 semanas.

El 95 % de los usuarios ha observado una mejora en el tono, la textura y la firmeza de la piel.

La silicona flexible patentada garantiza que la luz penetre en todas las zonas del rostro.

132 bombillas LED proporcionan 30 mW/cm^2 para un potente tratamiento de 10 minutos.

La tecnología Pillow Technology™ difunde la luz LED para garantizar la máxima cobertura de la piel.

Vista en «Emily in Paris» de Netflix.

- La máscara facial LED más vendida, con más de 1000 reseñas de 5 estrellas.
- Las dos longitudes de onda clínicamente probadas estimulan la producción de colágeno y elastina para reducir la aparición de líneas de expresión y arrugas.

MODO DE USO:

Paso 1: Realice una prueba de sensibilidad (consulte las contraindicaciones en el manual del usuario).

Paso 2: Limpie y seque la piel.

Paso 3: Coloque la máscara y ajuste la correa alrededor de la cabeza.

Paso 4: Encienda el dispositivo, siéntese y relájese durante los 10 minutos que dura el tratamiento.

Paso 5: Retire la máscara de la cabeza y límpiela.

Paso 6: Guárdela de forma segura en la bolsa protectora.

Paso 7: Úsela de 3 a 5 veces por semana como parte de su rutina de cuidado de la piel por la mañana o por la noche.

CONTENIDO:

Máscara facial de terapia de luz LED CurrentBody Skin

Cable de carga USB-C

Manual de usuario

Gafas protectoras cómodas

Controlador

Correa

TIPO DE PIEL:

Recomendado para todo tipo de pieles