

Anti-cellulite & Relaxing Massager InnovaGoods® - Wellness Beauty

опекунов, ответственных за безопасность. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации.

LATVIEŠU

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Jauda: 4.5-9 W
- Ieejas parametri: 110-240 V, 50/60 Hz
- Izejas parametri: CC 12 V, 1 A

KOMPLEKTĀCIJĀ

- 1 Pretcelulīta un Relaksācijas Masažieris InnovaGoods®
- 1 uzgalis ar 6 rotējošiem silikona diskkiem
- 1 uzgalis ar 5 metāla bumbiņām
- 1 lādēājs
- 1 somiņa

INSTRUKCIJAS

- Pievienojiet Pretcelulīta un Relaksācijas Masažieri InnovaGoods® elektrības padevei un uzstādiēt slēdzi, cik liels ātrums ir nepieciešamas. Tiek rekomendēts pirmo procedūru sākt mazā ātrumā.
- Lietojiet uzgali ar silikona diskkiem anticelulīta, drenāžas masāžām. Tas palīdzēt samazināt tauku daudzumu kājās, uz sēžamvietas, vēdera rajonā, uz gurniem un vēdera kopumā.
- Lietojiet uzgali ar metāla bumbiņām relaksējošai masāžai. Tiek rekomendēts lietot ķermeņa losjonu vai eļļu.
- Lietojiet Pretcelulīta un Relaksācijas Masažieri InnovaGoods® 5 minūtes uz katras ķermeņa daļas, līdz maksimums 30 minūtēm kopā.
- Pilnveidojiet procedūras ar sabalansētu uzturu un regulārām fiziskām aktivitātēm.

BRĪDINĀJUMI

Ja novērojat pārmērīgu vai ilgstošu apsārtumu, pārtrauciet ārstēšanu un noāidiet, kamēr āda atgūst savu normālo izskatu. Pārlicinieties, ka barošanas avota spriegums ir saderīgs ar ierīci. Kad ierīci ilglaicīgi nelietojat, atvienojiet no elektrotīkla. Nevelciet aiz vada un uzmanieties, lai tas nesapīnas. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Pirms tīrīšanas pārlicinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas padeves un ir atdzisusi pilnībā. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Neievietojiet ierīci vai vadu šķidrumā. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Turiet vadu prom no karstām vai asām virsmām. Piemērots tikai mājssaimniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Šī ierīce nav rotālieta. Sargāt no bērniem. Pasrocīgi nemainiet ierīci vai kādu no tās sastāvdaļām. Ja ierīce, tās detaļas vai vads ir bojāti vai nedarbojas pareizi, nelietojiet tos un nemēģiniet tos labot. To var darīt tikai sertificēts tehniķis. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.



VO100511
IMPORTED BY RSVIP S.L., B87646477
DISTRIBUTED BY: NNI S.L., B98019235
C/ENGUERA. 46018, VALENCIA, SPAIN.
© BY INNOVAGOODS®.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.

