

# Shark CryoGlow



BRUGERVEJLEDNING  
BENUTZERANLEITUNG  
USER GUIDE  
GUÍA DEL USUARIO  
MANUEL D'UTILISATION  
GUIDA UTENTE

HANDLEIDING  
BRUKERVEILEDNING  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
KÄYTTÖOPAS  
ANVÄNDARGUIDE

**Intended use:**

The Shark CryoGlow LED mask emits energy in the red and infrared light spectrum and in the red, blue and infrared light spectrum for the treatment of mid-to-moderate inflammatory acne.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

BLIV BEKENDT MED DIN SHARK CRYOGLOW-MASKE .....	2
KASSEN INDEHOLDER .....	2
KONTRAINDIKATIONER .....	3
ADVARSELSE OG FORHOLDSREGLER .....	5
LED-PARAMETRE .....	7
VEJLEDNING OG PRODUCENTENS ERKLÆRING - EMC .....	7
KOM GODT I GANG .....	9
MONTERING AF MASKEN .....	10
LÆR FJERNBETJENINGEN AT KENDE .....	11
BRUG AF FJERNBETJENINGEN .....	12
LED-HUDRUTINER .....	13
KØLING UNDER ØJNENE .....	14
FEJLMEDDELELSER .....	15
SYMBOLER .....	16
GARANTI .....	17

SCAN QR-KODEN eller gå ind på [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)  
for at se hele brugervejledningen.




# BLIV BEKENDT MED DIN SHARK CRYOGLOW-MASKE

**JUSTERBARE STROPPER**  
designet til optimal  
pasform og komfort

**MUND- OG NÆSEHULLER**  
giver åndbarhed

**SKJOLDDESIGN** for jævn  
LED-dækning

**480 LED'ER** for bred,  
jævn dækning



**AUTO-DIM (AUTODÆMPNING)-**  
funktionen sænker  
lysniveauet, når masken  
ikke er tæt på ansigtet

**POLSTRING TIL PANDEN**  
giver en behagelig  
pasform

**ØJENSKJOLD I SILIKONE**  
for blokering af LED-lys  
og komfort

**AKTIV KØLING UNDER ØJNENE**  
for at berolige og  
mindske hævelser

## KASSEN INDEHOLDER



Shark CryoGlow-maske + stropper  
Allerede samlet



Fjernbetjening med LCD-skærm + kontrolknapper



Startvejledning + brugervejledning



Universeel USB-C-opladningskabel + opladningsstik



Valgfri kølepuder, der kan klipses på



Opbevaringspose\*

## KONTRAINDIKATIONER

### Brug ikke Shark CryoGlow-masken, hvis du tager:

- Medicin eller kosttilskud, der forårsager lysfølsomhed (fotofobi), eksempelvis medicin mod svær inflammatorisk akne (dvs. isotretinoin eller doxycyclin).

### Stop straks med at bruge enheden, hvis du oplever ubehag og kontakt en læge.

### Brug ikke Shark CryoGlow-masken, hvis du har nogen af følgende medicinske tilstande:

- Retinal og/eller makulære sygdomme, okulær albinisme eller enhver øjenlidelse, der forårsager lysfølsomhed
- Gravid, ammer eller måske gravid
- Pacemaker eller anden elektronisk implanteret enhed
- Implantater i ansigtet
- Mangel på følelse (f.eks. følelseløshed)
- Lysfølsom hudlidelse (f.eks. lupus, porfyri)
- Ekstrem lysfølsomhed i øjnene (dvs. fotofobi)
- Lysinducerede hovedpiner
- Albinisme
- Melasma (dvs. tilstand, der forårsager pletter og misfarvninger)
- Følsomhed eller allergi over for plastik, aluminium eller selvhæftende materialer

### Brug ikke Shark CryoGlow-masken, hvis du har nogen af følgende tilstande i ansigtet, i hårgænsen, på ørerne eller på halsen:

- Nyere operation i ansigtet (indtil det er blevet godkendt af din læge)
- Mistænkelige læsioner eller hudkræft
- Eksem
- Psoriasis
- Uregelmæssigt formede, nye eller ændrende brune pletter
- Modermærker
- Revnet hud, hududslæt eller blærer
- Vævsinflammation
- Hudinfektion, forkølelsessår eller vorter
- Aktivt, aktuelt udbrud af herpes simplex virus (forkølelsessår)
- Historik med herpesudbrud uden at modtage forebyggende behandling
- Ansigtsbehandling, hvor huden ikke er fuldstændig helet, inklusive neurotoxin, dermal filler, mikroneedling, laser eller kemisk peeling

## KONTRAINDIKATIONER, FORTSAT

### Anvend ikke Shark CryoGlowmaskens kølebehandlinger på øjet eller det øverste øjenlåg.

### Brug ikke Shark CryoGlow-maskens kølebehandling, hvis du har nogen af følgende medicinske tilstande:

- Kuldeoverfølsomhed
- Fysisk urticaria (dvs. nældfeber forårsaget af kolde temperaturer)
- Cirkulationsinsufficiens

### FORHOLDSREGLER: Konsulter en læge, før du bruger Shark CryoGlow-masken, hvis:

- Du har blå mærker i ansigtet.
- Du oplever hudfølsomhed eller irritation med retinol eller benzoilperoxid.

Følg forholdsreglerne i dette afsnit og procedurerne i denne vejledning for at reducere risikoen for brand, termiske og kemiske forbrændinger, elektrisk stød, alvorlige skader eller død. Fjernbetjeningen indeholder et genopladeligt lithiumionbatteri. Hvis det er beskadiget, kan batteriet overophede, antænde eller lække et kemikalie, der kan give forbrændinger på hud og øjne.

### OVERVÅGNING OG TILTÆNKTE BRUGERE:

- Udstyret er ikke beregnet til brug af personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet, medmindre de er blevet givet overvågning eller instruktioner angående brugen af udstyret. Henvist til kontraindikationerne før brug.
- Brug ikke hvis nogen af betingelserne i "Kontraindikationer" (siderne 3-4) gælder for dig.
- Lad ikke udstyret være uden opsyn, når det er tændt.
- Udstyret er ikke beregnet til brug af børn. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
  - For at reducere risikoen for sammenfiltrering og potentiel kvælning skal du holde ledninger utilgængelige for børn.
  - Små dele kan inhaleres eller synkes af børn—hvis nogen små dele knækker af eller løsner sig fra produktet, skal det bortskaffes på sikker vis.
- Dette udstyr er kun beregnet til brug af én person. Denne person er den tiltænkte operatør af udstyret.

### HOLD UDSTYRET TØRT.

- Hold fjernbetjeningen tør. Hvis den bliver våd, skal du ikke oplade eller bruge den—batteriet kan blive beskadiget. Følg bortskaffelsesinstruktionerne.
- Vand og elektricitet er en farlig kombination!
  - Brug ikke dette udstyr i våde omgivelser (f.eks. i et badekar, en bruser eller et svømmebassin).
  - Lad ikke vand løbe ind i apparatet.
  - Det er meget vigtigt at holde apparatet tørt. Enhver kontakt med vand kan beskadige enheden. Brug eller opbevar ikke enheden på badeværelset eller tæt på vand.
  - Oplad eller brug ikke enheden, hvis den har været efterladt udendørs.

### SIKKER OPLADNING.

- Følg opladerproducentens anvisninger.
- Oplad kun udstyret med det medfølgende USB-C-kabel og opladerblokken: Dongguan Yinli Electronics, model YLJXA-T050200. Brug ikke et andet USB-C-kabel eller en anden opladerblok.
- Tjek, om den spænding, der er angivet på udstyret, svarer til den lokale spænding, før du tilslutter udstyret, så du undgår risiko for elektrisk stød eller permanent skade på udstyret.
- Hvis stikkontakten, der bruges til at føre strøm til udstyret, har dårlige forbindelser, vil stikket blive varmt. Sørg for at tilslutte udstyret til en korrekt installeret stikkontakt.
- Oplad ikke enheden på badeværelset eller tæt på vand.
- Oplad ikke fjernbetjeningen efter kontakt med vand.
- Placer altid udstyret, så opladeren er let at nå under opladning.
- Opbevar USB-C-kablet korrekt efter opladning.

### BESKYT FJERNBETJENINGENS BATTERI MOD SKADE.

- Forsøg ikke at åbne fjernbetjeningen eller udskifte batteriet.
- Knus, tab eller beskadig ikke fjernbetjeningen.
- Stop med at bruge eller frakobl opladerkablet, hvis fjernbetjeningen føles usædvanligt varm, eller hvis den udsender røg eller en dårlig lugt.
- Hvis der lækker væske fra fjernbetjeningen, skal du undgå kontakt med den. Hvis væsken berører hud eller øjne, skal du vaske berørte områder med store mængder vand og søg lægehjælp.
- Følg bortskaffelsesinstruktionerne.

### SIKKER BRUG.

- Masken begrænser dit syn. Bær ikke masken, mens du udfører handlinger (såsom at køre), hvor begrænset syn udgør en risiko.
- FORSIGTIG: Lyset, der udsendes fra denne enhed, kan være skadeligt for øjnene. Infrarød stråling udsendt fra denne enhed kan medføre øjenirritation. Kig ikke direkte ind i lyskilden.
- Brug ikke enheden, hvis den har været efterladt udendørs.
- Hvis du rejser med fly, skal masken medbringes i håndbagage og ikke tjekkes ind. Enheden skal være helt slukket.
- Brug ikke masken udendørs. Brug kun masken indendørs under følgende miljøforhold:
  - Temperatur: mellem (10 °C) og (30 °C)
  - Hvis udstyret viser tegn på nedbrydning, skal du straks stoppe brugen.
  - Et relativt fugtighedsinterval på 15 % til 90 %, ikke-kondenserende, men kræver ikke et vanddamp med partialtryk større end 50 hPa.
  - Et atmosfærisk trykinterval på 700 hPa til 1060 hPa.
- Opbevar ikke masken med forsiden nedad, og lad den ikke oplade således.
- Tør hud, irritation eller rødme kan forekomme ved brug af en LED-behandling. Påfør en ansigtsfugtighedscreme, hvis der opstår tørhed.
- For at undgå risikoen for midlertidig tør hud eller hyperpigmentering skal du undgå at køre flere på hinanden følgende LED-behandlinger.

### TJÆK PRODUKTET FOR SKADER FØR HVER BRUG.

- Tjek at indersiden af masken og remmen er ren samt uden revner eller skarpe kanter.
- Kontroller køleelementerne for tegn på korrosion.
- Disse forhold kan irritere eller skade din hud.

### RENGØR KORREKT.

- Rengør masken med en fugtig klud.
- Undgå at bruge kemiske eller alkoholbaserede rengøringsmidler.
- Hvis udstyret viser tegn på nedbrydning, skal du straks stoppe brugen.

### FORETAG IKKE REPARATIONER ELLER MODIFIKATIONER.

- Forsøg ikke at reparere eller modificere masken eller fjernbetjeningen.
- Knus ikke masken eller bortskaff den i ved hjælp af ild.

### BORTSKAFELSE

- Bortskaffelse af enheden skal ske i overensstemmelse med lokale love og krav, og der skal tages hensyn til bortskaffelse af lithium-ion-batterier.

### POTENTIEL ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS.

- ADVARSEL: Brug af dette udstyr i nærheden af eller stablet med andet udstyr bør undgås, da det kan resultere i forkert drift. Hvis sådan brug er nødvendig, bør dette udstyr og det andet udstyr overvåges for at verificere, at det fungerer normalt.
- ADVARSEL: Brug af tilbehør, omformere og kabler, der ikke er specificeret eller leveret af producenten af dette udstyr, kan resultere i øget elektromagnetisk udledning eller nedsat elektromagnetisk immunitet for dette udstyr, og det kan medføre forkert drift.
- ADVARSEL: Bærbart radiosignalkommunikationsudstyr (inklusive perifere enheder såsom antennekabler og eksterne antenner) skal bruges ikke tættere end 30 cm fra nogen del af maskesystemet, herunder kabler specificeret af producenten. Ellers kan der opstå forringelse af dette udstyrs ydeevne.
- ADVARSEL: Lad ikke masken være udsat for direkte sollys.

## TRANSPORT OG OPBEVARINGSFORHOLD

- Transporter og opbevar kun enheden under følgende miljøforhold:
  - Hold enheden mellem -20 °C og 45 °C. For opbevaring længere end 3 måneder, opbevar den mellem 0°C og 25 °C.
  - Hold enheden mellem 5 °C og 32 °C ved en relativ luftfugtighed på op til 85 %, ikke-kondensation.
  - Hold enheden mellem 35 °C og 60 °C ved en vanddamptryk på op til 50 hPa.
  - Atmosfærisk trykinterval: 700 hPa til 1060 hPa.

## LED-PARAMETRE

Tilstand	Rød + infrarød lysterapi	Blandet blå lysterapi	Hudbevarelse
Effekt (mW/cm <sup>2</sup> )	Rød 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Total tilstand = 128 mW/cm<sup>2</sup></b>	<b>Trin 1:</b> Rød 64 ± 8 mW/cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Trin 2:</b> Blå 55 ± 6 mW/cm <sup>2</sup> , Rød 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Trin 3:</b> Rød 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 55 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Total tilstand = 128 mW/cm<sup>2</sup></b> Blå 59,8 ± 7 mW/cm <sup>2</sup> , Rød 17 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 51,2 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Total tilstand = 128 mW/cm<sup>2</sup></b>


## VEJLEDNING OG PRODUCENTENS ERKLÆRING - ELEKTROMAGNETISK UDLEDNING

Enheden tilhører risikogruppe 1 som defineret i IEC 61471.

Shark CryoGlow-masken er beregnet til brug i det elektromagnetiske spektrum, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af Shark CryoGlow-masken skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø.		
EMISSIONSTEST	OVERHOLDELSE	ELEKTROMAGNETISK MILJØ – VEJLEDNING
RF-udledning	CISPR 11	Sundhedsplejemiljø i hjemmet
RF-udledning	CISPR 11	Sundhedsplejemiljø i hjemmet
Harmoniske udledninger	IEC 61000-3-2	
Spændingsfunktion / flimrende udledning	IEC 61000-3-3	

Shark CryoGlow-masken er beregnet til brug i det elektromagnetiske spektrum, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af Shark CryoGlow-masken skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø.			
IMMUNITETSTEST	IEC 60601 TESTNIVEAU	OVERHOLDELSESNIVEAU	ELEKTROMAGNETISK MILJØ – VEJLEDNING
Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2	Op til 8 kV kontakt Op til 15 kV luft	Op til ± 8 kV kontakt Op til ± 15 kV luft	Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er dækket med syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed være mindst 30 %.
Elektrostatisk transient / udbrud IEC 61000-4-4	±2 kV for hovedstrømledninger	±2 kV for hovedstrømledninger	Kvaliteten af hovedstrømmen skal være som i et typisk kommercielt eller hjemmemiljø.
Overspænding IEC 61000-4-5	±0,5 kV 1,5 kV differentialtilstand	±0,5 kV til 1,5 kV differentialtilstand	Kvaliteten af hovedstrømmen skal være som i et typisk kommercielt eller hjemmemiljø.
Spændingsdyk, korte afbrydelser og spændingsvariationer på strømforsynings indgangsledninger IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cyklus <sup>1)</sup> Ved 0°, 45°, 90°, 135° 180°, 225°, 270°, og 315° <sup>2)</sup>	0 % UT; 0,5 cyklus <sup>1)</sup> Ved 0°, 45°, 90°, 135° 180°, 225°, 270°, og 315° <sup>2)</sup>	Kvaliteten af hovedstrømmen skal være som i et typisk kommercielt eller hjemmemiljø. Hvis brugeren af <b>Shark CryoGlow-masken</b> har brug for kontinuerlig drift under afbrydelser i strømforsyningen, anbefales det, at <b>Shark CryoGlow-masken</b> drives fra en uafbrudt strømforsyning eller et batteri.
	0 % UT; 1 cyklus og 70 % UT; 25/30 cyklusser <sup>3)</sup> Enkel fase: ved 0°	0 % UT; 1 cyklus og 70 % UT; 25/30 cyklusser <sup>3)</sup> Enkel fase: ved 0°	
	0 % UT; 250/300 cyklus <sup>3)</sup>	0 % UT; 250/300 cyklus <sup>3)</sup>	
Strømfrekvens (50/60 Hz magnetfelt) IEC 61000-4-8	30 A/m ved 50-60 Hz	30 A/m ved 50-60 Hz	Strømfrekvens magnetfelter bør være inden for niveauer, der er karakteristiske for et typisk sted i et typisk kommercielt eller hjemmemiljø.

BEMÆRK U<sub>1</sub> er den a.c. hovedspænding før anvendelse af testniveauet.

IMMUNITETSTEST	IEC 60601 TESTNIVEAU	OVERHOLDELSESNIVEAU	ELEKTROMAGNETISK MILJØ – VEJLEDNING
Ledet RF IEC 61000-4-6	150 KHz - 80 MHz - Testniveau: 3 V og 6 V - Modulation: AM 1 KHz 80 %	- 150 KHz - 80 MHz - Testniveau: 3 V og 6 V - Modulation: AM 1 KHz 80 %	Bærbart og mobil RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af <b>Shark CryoGlow-masken</b> , inklusiv kabler, end den anbefalede afstand beregnet ud fra den relevante ligning for frekvensen af senderen. Anbefalet afstand: $d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P} \quad d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad d = \left[ \frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ <p style="text-align: center;">80 MHz til 800 MHz      800 MHz til 2,7 GHz</p>
Udsendt RF IEC 61000-4-3	80 MHz - 2,7 GHz - Testniveau: 10 V/m - Modulation: AM 1 KHz 80 %	- 80 MHz - 2,7 GHz - Testniveau: 10 V/m - Modulation: AM 1 KHz 80 %	hvor p er den maksimale vurdering af udgangseffekt for senderen i watt (W) ifølge senderens producent, og d er den anbefalede afstand i meter (m). <sup>1)</sup> Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt af en elektromagnetisk siteundersøgelse. Skal være mindre end overholdelsesniveauet i hvert frekvensområde. <sup>2)</sup> Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr mærket med følgende symbol:  BEMÆRKNING 1 Ved 80 MHz og 800 MHz, det højere frekvensområde gælder. BEMÆRKNING 2 Disse retningslinjer gælder måske ikke i alle situationer. Elektromagnetisme påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, objekter og mennesker.

a) ISM (industrielle, videnskabelige og medicinske) bånd mellem 150 kHz og 80 MHz er 6,795 MHz til 6,795 MHz; 13,553 MHz til 13,567 MHz; 26,957 MHz til 27,283 MHz; og 40,66 MHz til 40,70 MHz. Amatørradiobåndene mellem 0,15 MHz og 80 MHz er 1,8 MHz til 2,0 MHz, 3,5 MHz til 4,0 MHz, 5,3 MHz til 5,4 MHz, 7 MHz til 7,3 MHz, 10,1 MHz til 10,15 MHz, 14 MHz til 14,2 MHz, 18,07 MHz til 18,17 MHz, 21,0 MHz til 21,4 MHz, 24,89 MHz til 24,99 MHz, 28,0 MHz til 29,7 MHz og 50,0 MHz til 54,0 MHz.

b) Feltstyrker fra faste sendere, såsom basestationer til radio (mobil/telefoner uden ledning) og LMR-radioer, amatørradio, AM- og FM-radioudsendelse og TV-udsendelse kan ikke teoretisk forudsiges med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-transmittere, bør en elektromagnetisk sitesurvey overvejes. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor **Shark CryoGlow-masken** anvendes, overstiger det gældende RF-krav ovenfor, bør TherFace-masken observeres for at bekræfte normal drift. Hvis unormal ydeevne observeres, kan yderligere foranstaltninger være nødvendige, såsom at ændre retningen eller flytte **Shark CryoGlow-masken**.

c) Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

Anbefalede afstande mellem bærbart og mobil RF-kommunikationsudstyr og UDSYRET eller SYSTEMET – for Udstyr og SYSTEMER

Anbefalede afstande mellem bærbart og mobil RF-kommunikationsudstyr og <b>Shark CryoGlow-masken</b>								
Denne <b>Shark CryoGlow-masker</b> er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udsårede RF-forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af <b>Shark CryoGlow-masken</b> kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobil RF-kommunikationsudstyr (transmittere) og <b>Shark CryoGlow-masken</b> som anbefalet nedenfor i henhold til den maksimale udgangseffekt af kommunikationsudstyret								
Maksimal udgangseffekt for transmitter (W)	Afstand ifølge transmitterfrekvens (m)							
		150 kHz til 80 MHz uden for ISM og amatørradiobånd	$d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	150 kHz til 80 MHz uden for ISM og amatørradiobånd	$d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	80 MHz til 800 MHz	$d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz til 800 MHz
0,01	0,12		0,020		0,035		0,07	
0,1	0,38		0,63		0,11		0,22	
1	1,2		2,00		0,35		0,70	
10	3,8		6,32		1,10		2,21	

For transmittere, der er vurderet til en maksimal udgangseffekt, som ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede afstand d i meter (m), hvilket estimeres ved hjælp af ligningen, der gælder for transmitteren frekvens, hvor P er den maksimale udgangseffekt af transmitteren i watt (W) ifølge producenten af transmitteren.

BEMÆRKNING 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højere frekvensområde.

BEMÆRKNING 2 Disse retningslinjer gælder måske ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker.

## Læs advarsler, instruktioner og kontraindikationer før første brug.

## Oplad helt før første brug

Sæt den lille ende af USB-C-kablet i opladningsporten på toppen af fjernbetjeningen.

Sæt den store ende af USB-C-kablet i strømadapteren. Sæt strømadapteren i et stik i væggen.

Lad fjernbetjeningen oplade helt (**dette skulle tage omkring 3 timer**). Fjernbetjeningens skærm vil vise din opladnings fremskridt.

Når den er opladet, skal du tage strømadapteren ud af stikket og frakoble USB-C-kablet fra fjernbetjeningen.

**BEMÆRK:** Tag stikket ud før brug af ansigtsmaske. Masken vil ikke fungere, når den er tilsluttet et stik.

## Tænd/sluk

**ON:** For at tænde for din maske og fjernbetjening **skal du trykke på** fjernbetjeningens midterknop og holde den nede i 2 sekunder.

**OFF:** For at slukke **skal du trykke på og holde** midterknappen nede.

**AUTOMATISK SLUKNING:** Hvis enheden ikke slukkes manuelt, vil masken og fjernbetjeningen automatisk slukke efter at have afsluttet en session.

Tilslutningsventilatorerne vil fortsætte med at køre i 60 sekunder, hvorimod masken slukker efter en sesion.



**BEMÆRK:** Demovideoen vil køre ved første brug af fjernbetjeningen—se den for yderligere instruktioner om pasform og komfort. Du kan også se denne video igen ved at gå til fjernbetjeningsindstillingerne.



## Trin 1 / Juster bagrem

Start med at justere bagremmen (med spænderne). For at stramme eller løsne den **skal du skubbe spænderne** sammen eller fra hinanden på samme tid. Denne rem kan dække toppen af dine ører—juster indtil den føles behageligt.




Stram



Løsne

## Trin 2 / Juster den øverste rem

For at justere masken op eller ned på dit ansigt skal du løsne eller stramme den selvfastgørende rem øverst på dit hoved. Sørg for, at remmen sidder i midten af dit hoved (ifølge midterdelen).



## Trin 3 / Justér pasformen på kølepuder (valgfrit)

Kølepuder skal sidde under dine øjne og hen over dine kindben. Hvis kølepuderne har dårlig eller uregelmæssig kontakt med dit område under øjnene, **skal du tilføje de valgfri klips til kølepuderne for at forbedre pasform og komfort**

Fjern masken og tag de valgfri klips til kølepuderne ud af kassen. De er mærket med "L" (venstre) og "R" (højre)—sørg for, at bogstaverne vender mod maskens hage. Tilpas de valgfri klips til kølepuderne med de oprindelige kølepuder (som er permanent fastgjort til masken) og klik dem på plads. Du vil føle et klik, når de er korrekt fastgjort.

**BEMÆRK:** LED-lamper fungerer bedst, når de ikke er i kontakt med din hud. Det er derfor, at masken sidder med en smule afstand til dit ansigt.

## Protips:

- 1 Den bageste rem skal sidde parallel med gulvet, og dine øjne skal være centreret i øjenåbningerne.
- 2 Brug den ene hånd til at holde den bageste rem på plads og den anden hånd til at justere den øverste selvklæbende rem, indtil masken sidder komfortabelt og sikkert på dit hoved.

Læn dig tilbage! Vi anbefaler at bruge masken i en siddende eller liggende position. Tag dig tid til at slappe af og nyd din rutine!



Besøg [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu) for flere nyttige billeder og videoer.



### Ændring af lysstyrke

1. **Tænd** masken ved hjælp af fjernbetjeningen.
2. Drej knappen for at se **Settings (Indstillinger)** og tryk på knappen for at vælge.
3. Vælg **Screen Brightness (Skærmlysstyrke)**, og brug derefter knappen til at øge eller formindske lysstyrken.
4. Tryk på knappen for at træffe dit valg.
5. Efter at have valgt et lysstyrkeniveau, vil du blive sendt tilbage til hovedmenuen.

### Ændring af sprog

1. **Tænd** masken ved hjælp af fjernbetjeningen.
2. Drej knappen for at se **Settings (Indstillinger)** og tryk på knappen for at vælge.
3. Vælg **Language (Sprog)** og brug knappen til at vælge det ønskede sprog.
4. Efter at have valgt et sprog, vil du blive sendt tilbage til hovedmenuen.

### Nulstil fremgang

1. **Tænd** masken ved hjælp af fjernbetjeningen.
2. Drej knappen for at se **Settings (Indstillinger)** og tryk på knappen for at vælge.
3. Vælg **Reset Progress (Nulstil fremskridt)**, og klik derefter på kontakten for at vælge **Confirm (Bekræft)**.
4. Efter bekræftelse vil du blive sendt tilbage til hovedmenuen.

### Nulstilling til fabriksindstillinger

1. **Tænd** masken ved hjælp af fjernbetjeningen.
2. Drej knappen for at se **Settings (Indstillinger)** og tryk på knappen for at vælge.
3. Vælg **Factory Reset (Nulstilling til fabriksindstillinger)**, og klik derefter på midterknappen for at vælge **Confirm (Bekræft)**.
4. Efter bekræftelse vil du blive sendt tilbage til hovedmenuen.

**Pro tip:** Du kan genafspille demo-videoen på fjernbetjeningen og få adgang til vores supportsider gennem indstillingerne.

## LED-HUDRUTINER

Masken tilbyder **3 LED-rutiner**, som du kan vælge imellem, uanset om dine mål er at behandle din hud eller at vedligeholde den.

### BEHANDLINGSRUTINER

Shark CryoGlow LED-masken udsender energi i det røde og infrarøde lysspektrum samt i det røde, blå og infrarøde lysspektrum til behandling af mild til moderat inflammatorisk akne. Vælg enten rutinen **Rød + infrarød lysterapi** eller **Blandet blå lysterapi** nedenfor, og brug dit valg **udelukkende én gang dagligt i minimum 8 uger**. Vi anbefaler at bruge Blandet blå lysterapi i kun otte uger, både til behandling af akne samt for at mindske rødme og ruhed. Brug ikke flere tilstande ad gangen.



#### Rød + infrarød lysterapi (6 MINUTTER)

Hjælper med at mindske rødme og ruhed.\*



#### Blandet blå lysterapi (8 MINUTTER)

Mindsker akne, så du får en klarere, glattere hud.\*\*

\*Resultater fra en 12-ugers klinisk undersøgelse med 59 deltagere og brug 1x/dag i behandlingstilstanden Rød + infrarød lysterapi. Individuelle resultater kan variere.

\*\*Resultater fra en 12-ugers klinisk undersøgelse med 60 deltagere og brug 1x/dag med behandlingstilstanden Blandet blå lysterapi. Individuelle resultater kan variere.

### VEDLIGEHOVELSESROUTINE

Når du har opnået dine målresultater med en behandlingsrutine, skal du bruge Hudvedligeholdelse **én gang dagligt** for at hjælpe med at vedligeholde dine resultater.



#### Hudvedligeholdelse (4 MINUTTER)

Designet til at opretholde glansfuld hud efter én 8-ugers cyklus.

**Har du mistet din streak/rekord? Bare rolig!  
Juster dine mål og fortsæt med din hudplejerejse.**

Der udsendes ikke UV-lys fra denne maske.

## KØLING UNDER ØJNENE

Brug køling om morgenen for at berolige området under dine øjne og om aftenen for at slappe af.

### LED + AFKØLING



Afkøling under øjnene starter automatisk med enhver LED-behandling og kan slås fra. Brug fjernbetjeningens køleknop til at skifte mellem 3 temperaturer for hurtigt at berolige området under øjnene.

### KUN AFKØLING



#### Plej huden under øjnene (5, 10 eller 15 minutter)

En justerbar rutine KUN til køling (ingen LED), hvilket giver en beroligende og opstrammende oplevelse, der er designet til optimal afslapning.

### FIND DIN PERFEKTE ROUTINE









Scan QR-koden for at tage vores quiz for at finde den bedste rutine til dine hudproblemer.



## FEJLMEDDELELSER

Fejlmeddelelse	Løsning
Fjernbetjeningens temperatur er for høj. Lad fjernbetjeningen køle ned, før den anvendes.	Lad fjernbetjeningen køle ned, før den anvendes. Masken bør ikke bruges ved temperaturer over (30 °C).
Fjernbetjeningens temperatur er for lav. Lad fjernbetjeningen varme op, inden den bruges.	Lad fjernbetjeningen varme op, inden den bruges. Masken bør ikke bruges ved temperaturer under (0 °C).
Fjernbetjeningsfejl A3. Kontakt kundeservice.	Kontakt kundeservice.
Opladeren genkendes ikke.	Brug det medfølgende Shark USB-C-opladerkabel og en stikkontakt for at oplade masken.
Fjern fjernbetjeningen fra opladeren.	Maskens batteri er opladet - tag den ud af opladeren.
Lavt batteri. Oplad før brug.	Maskens batteri er lavt. Oplad det.
Batterifejl B1. Kontakt kundeservice.	Kontakt kundeservice.
Fjernbetjeningsfejl B2. Oplad fjernbetjeningen før næste brug.	Oplad fjernbetjeningen før næste brug ved hjælp af det medfølgende Shark USB-C-opladerkabel og en stikkontakt.
Opladningsfejl C1. Træk stikket ud og sæt det i igen for at oplade.	Træk stikket ud og sæt det i fjernbetjeningen igen for at oplade ved hjælp af det medfølgende Shark USB-C-opladerkabel og en stikkontakt.
Blæserfejl F1. Kontakt kundeservice.	Kontakt kundeservice.
Fejl A1. Kontakt kundeservice.	Kontakt kundeservice.
Fejl A2. Kontakt kundeservice.	Kontakt kundeservice.

## SYMBOLER

Symbol	Forklaring
	Type BF anvendt del
	Klasse II-udstyr
	Jævnstrøm
	Hensvis til brugervejledning
<b>IP22</b>	Beskyttelse mod indtrængen: IP2X: Beskyttet mod faste fremmedlegemer med 12,5 mm Ø og større IPX2: Beskyttelse mod vertikalt faldende vanddråber, når ETUIET hældes op til 15 grader
<p> <small> MED HENSYN TIL ELEKTRISK STØD, BRAND OG MEKANISKE FARER  KUN I OVERENSSTEMMELSE MED AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021;  CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 (Genbekræftet i 2022);  IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022 </small> </p>	
	Producent
	Denne enhed overholder den medicinske enhedsforordning (EU) 2017/745
	Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union
	Medicinsk udstyr

## 2 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i Danmark, drager fordel af juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (dine lovbestemte rettigheder). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark er vi dog så sikre på vores produkters kvalitet, at vi giver dig en fabriksgaranti på 2 år. Disse vilkår og betingelser vedrører kun vores fabriksgaranti – dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. De påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med denne.

### Shark-garantier

Hvert Shark- produkt leveres med en garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde online-support på [sharkclean.dk](http://sharkclean.dk)

### Hvordan registrerer jeg min Shark-garanti?

Køb foretaget fra Shark-hjemmesiden registreres automatisk for den garanti på 2 år. Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit produkt:

- Dato for købet af produkt (kvittering eller leveringsseddel)

Besøg [sharkclean.dk](http://sharkclean.dk) for at registrere online

### VIGTIGT:

- Garantien vil kun dække dit produkt fra købsdatoen og i købslandet.
- Den gratis Shark-garanti er kun gyldig i det land, hvor produktet er købt.
- Behold altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

### Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Shark-garanti?

Shark-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark-enheden. Du finder et komplet udvalg af Shark-reservedele og

reservedele/tilbehør til alle Shark-maskiner på [sharkclean.dk](http://sharkclean.dk)

Husk, at skader forårsaget af brug af uoriginale Shark-dele muligvis ikke er dækket af din garanti.

### Hvor længe er nye Shark-produkt dækket af garantien?

Vores tillid til vores design- og kvalitetskontrol betyder, at der er 2 års garanti på din nye Sharkenhed.

### Hvad dækker den gratis Shark-garanti?

Reparation eller udskiftning af Shark- produkt (efter Sharks valg) inklusive alle dele og alt arbejde. En Shark-garanti er en udvidelse af dine lovebestemte rettigheder som kunde.

### Hvad dækker den gratis Shark-garanti ikke?

1. Normal slitage af sliddele (såsom tilbehør). Reservedele kan købes på [sharkclean.dk](http://sharkclean.dk)
2. Skader forårsaget af forkert brug, misbrug, uagtsom håndtering, manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse eller skade på grund af forkert håndtering under transport.
3. Skader forårsaget af vedligeholdelse, der ikke er godkendt af Shark.

### Hvor kan jeg købe originale Shark-dele og -tilbehør?

Shark-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark-enheden. Du finder et komplet udvalg af Shark-reservedele og reservedele/tilbehør til alle Shark-maskiner på [sharkclean.dk](http://sharkclean.dk)

Husk, at skader forårsaget af brug af uoriginale Shark-dele muligvis ikke er dækket af din garanti.

## INHALTSVERZEICHNIS


DEINE SHARK CRYOGLOW MASKE KENNENLERNEN .....	20
LIEFERUMFANG .....	20
HINWEISE .....	21
WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN .....	23
LED-PARAMETER .....	25
ANWEISUNGEN UND ERKLÄRUNGEN DES HERSTELLERS - EMC .....	25
ERSTE SCHRITTE .....	27
ANLEGEN DER MASKE .....	28
DIE FERNBEDIENUNG KENNENLERNEN .....	29
VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG .....	30
LED-HAUTPFLEGEROUTINEN .....	31
KÜHLENDE ROUTINEN FÜR DIE AUGENPARTIE .....	32
FEHLERMELDUNGEN .....	33
SYMBOLE .....	34
GARANTIE .....	35

Die komplette **BEDIENUNGSANLEITUNG** IST ÜBER  
**DEN QR-CODE** und unter [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu) abrufbar.



# DEINE

## Shark CryoGlow MASKE KENNENLERNEN



## LIEFERUMFANG



**Shark CryoGlow Mask**  
+ vormontierte **Riemen**

- Fernbedienung mit LCD-Bildschirm + Steuertasten
- Kurzanleitung + Bedienungsanleitung
- USB-C-Universal-Ladekabel + Ladestecker
- Optional: Anklippbare Kühlpads
- Aufbewahrungstasche

### Verwende die Shark CryoGlow Maske nicht, wenn du Folgendes einnimmst:

- Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die Lichtempfindlichkeit (Photosensibilität) verursachen, z. B. Medikamente gegen starke entzündliche Akne (z. B. Isotretinoin oder Doxycyclin).

### Sollte während der Nutzung Unwohlsein irgendeiner Art aufkommen, muss diese sofort abgebrochen und ein Arzt aufgesucht werden.

### Verwende die Shark CryoGlow Maske nicht, wenn bei dir eine der folgenden Krankheiten bzw. gesundheitlichen Einschränkungen vorliegt:

- Netzhaut- oder Makulakrankheit, okulärer Albinismus oder eine Augenerkrankung, die Lichtempfindlichkeit verursacht
- Schwangere, Stillende oder potenziell Schwangere
- Herzschrittmacher oder andere implantierte elektronische Geräte
- Implantate im Gesicht
- Empfindungsstörungen (z. B. Taubheit)
- Lichtempfindliche Hauterkrankung (z. B. Lupus, Porphyrie)
- Extreme Lichtempfindlichkeit der Augen (d. h. Photophobie)
- Lichtinduzierter Kopfschmerz
- Albinismus
- Melasma (Erkrankung, die Flecken und Quaddeln verursacht)
- Überempfindlichkeit oder Allergie gegen Kunststoff, Aluminium oder Klettverschluss-Material

### Verwende Shark CryoGlow nicht, wenn du an einer der folgenden Erkrankungen im Gesicht, am Haaransatz, an den Ohren oder am Hals leidest:

- Kürzlich erfolgte Operationen im Gesicht (bis zur Genehmigung durch deinen Arzt)
- Verdächtige Läsionen oder Hautkrebs
- Ekzem
- Schuppenflechte
- Unregelmäßig geformte, neue oder sich verändernde braune Flecken
- Muttermale
- Rissige Haut, Hautausschlag oder Blasen
- Entzündungen des Gewebes
- Hautinfektion, Fieberbläschen oder Warzen
- Aktiver aktueller Ausbruch des Herpes-Simplex-Virus (Fieberbläschen)
- Vorgeschichte von Herpesausbrüchen ohne vorbeugende Behandlung
- Gesichtsbehandlung, bei der die Haut nicht vollständig abgeheilt ist, einschließlich Neurotoxin, Dermalfiller, Mikro-Needling, Laser oder chemisches Peeling

### Verwende die Kühlbehandlung der Shark CryoGlow Maske nicht auf den Augäpfeln oder oberen Augenlidern.

### Verwende die Kühlbehandlung der Shark CryoGlow Maske nicht, wenn bei dir eine der folgenden Krankheiten bzw. gesundheitlichen Einschränkungen vorliegt:

- Kälteüberempfindlichkeit
- Kälteurtikaria (d. h. Nesselsucht, die durch kalte Temperaturen ausgelöst wird)
- Kreislaufinsuffizienz

### VORSICHTSMASSNAHMEN: Konsultiere vor der Anwendung der Shark CryoGlow Maske einen Arzt, wenn:

- Du Blutergüsse im Gesicht hast.
- Du Hautempfindlichkeit oder -reizung bei der Nutzung von Retinol oder Benzoylperoxid feststellst.

Um das Risiko von Bränden, thermischen und chemischen Verbrennungen, Stromschlägen, schweren Verletzungen oder Tod zu minimieren, befolge die Vorsichtsmaßnahmen in diesem Abschnitt und die Anweisungen in diesem Handbuch. Die Fernbedienung enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Ist dieser beschädigt, kann er überhitzen, Feuer fangen oder eine Chemikalie abgeben, die Haut und Augen verbrennen kann.

### BEAUFSICHTIGUNG UND VORGESEHENE NUTZER:

- Dieses Gerät darf von Personen mit geringeren physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung zur Verwendung des Geräts benutzt werden. Bitte beachte vor der Verwendung die Gegenanzeigen.
- Nicht verwenden, wenn eine der unter „Hinweise“ (Seite 21-22) genannten Umstände auf dich zutrifft.
- Lasse das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
  - Um die Gefahr des Verhedderns und Strangulierens zu verringern, halte die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
  - Kleine Teile können von Kindern eingeatmet oder verschluckt werden. Sollten kleine Teile abbrechen oder sich vom Produkt lösen, entsorge sie sicher.
- Dieses Gerät ist nur für die Benutzung durch eine Person bestimmt. Diese Person ist der vorgesehene Bediener des Geräts.

### TROCKEN HALTEN.

- Halte die Fernbedienung trocken. Wenn sie nass wird, darf sie nicht aufgeladen oder benutzt werden—der Akku könnte beschädigt werden. Beachte die Entsorgungshinweise.
- Wasser und Elektrizität sind eine gefährliche Kombination!
  - Verwende dieses Gerät nicht in nasser Umgebung (z. B. in einer Badewanne, Dusche oder einem Pool).
  - Lasse kein Wasser in das Gerät laufen.
  - Es ist sehr wichtig, dass das Gerät trocken bleibt. Jeder Kontakt mit Wasser kann das Gerät beschädigen. Verwende oder lagere das Gerät nicht im Badezimmer oder in der Nähe von Wasser.
  - Lade das Gerät nicht auf und benutze es nicht, wenn es im Freien steht.

### SICHER LADEN.

- Befolge die Herstelleranweisungen für das Ladegerät.
- Lade das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und dem Ladestecker: Dongguan Yinli Electronics, Modell YLJXA-T050200. Verwende kein anderes USB-C-Kabel oder Ladegerät.
- Prüfe, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor du das Gerät anschließt, um die Gefahr eines Stromschlags oder einer dauerhaften Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- Wenn die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, mangelhaft installiert wurde, wird der Stecker heiß. Achte darauf, das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose anzuschließen.
- Lade oder lagere das Gerät nicht im Badezimmer oder in der Nähe von Wasser.
- Lade die Fernbedienung nicht auf, wenn sie mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Stelle das Gerät immer so auf, dass das Ladegerät während des Ladevorgangs leicht zu erreichen ist.
- Bewahre das USB-C-Kabel nach dem Aufladen ordnungsgemäß auf.

### SCHÜTZE DEN AKKU DER FERNBEDIENUNG VOR SCHÄDEN.

- Versuche nicht, die Fernbedienung zu öffnen oder den Akku auszuwechseln.
- Lasse die Fernbedienung nicht fallen;quetsche oder beschädige sie nicht.
- Stelle den Betrieb ein oder trenne das Ladekabel, wenn sich die Fernbedienung ungewöhnlich heiß anfühlt oder Rauch oder einen unangenehmen Geruch abgibt.
- Wenn Flüssigkeit aus der Fernbedienung austritt, vermeide den Kontakt. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.
- Beachte die Entsorgungshinweise.

### ACHTE AUF SICHERHEIT.

- Die Maske schränkt dein Sichtfeld ein. Trage sie nicht während einer Tätigkeit, bei der eine eingeschränkte Sicht ein Risiko darstellt, z. B. beim Autofahren.
- VORSICHT: Das Licht, das von diesem Gerät ausgeht, kann die Augen schädigen. Die Infrarotstrahlung, die von diesem Gerät ausgestrahlt wird, kann zu Augenirritationen führen. Blicke nicht direkt in die Lichtquelle.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es im Freien abgestellt wurde.
- Bei Flugreisen sollte die Maske im Handgepäck mitgeführt werden und nicht im aufgegebenen Gepäck. Das Gerät muss vollständig ausgeschaltet sein.
- Verwende die Maske nicht im Freien. Verwende die Maske nur in Innenräumen unter den folgenden Umgebungsbedingungen:
  - Temperatur: zwischen 10 °C und 30 °C
  - Wenn das Gerät Anzeichen einer Verschlechterung aufweist, muss die Verwendung sofort eingestellt werden.
  - Eine relative Luftfeuchtigkeit von 15 % bis 90 %, nicht kondensierend, mit einem Wasserdampfpartialdruck von maximal 50 hPa.
  - Ein atmosphärischer Druckbereich von 700 hPa bis 1060 hPa.
- Die Maske darf nicht mit der Vorderseite nach unten gelagert oder aufgeladen werden.
- Bei der Anwendung einer LED-Routine kann es zu Hauttrockenheit, Reizungen oder Rötungen kommen. Trage eine Feuchtigkeitscreme für das Gesicht auf, wenn Hauttrockenheit auftritt.
- Um das Risiko vorübergehender trockener Haut oder Hyperpigmentierung zu vermeiden, sollten keine aufeinanderfolgenden LED-Routinen durchgeführt werden.

### VOR JEDER VERWENDUNG DAS PRODUKT AUF SCHÄDEN ÜBERPRÜFEN.

- Überprüfe die Innenseite der Maske und des Riemens auf Sauberkeit, Risse oder scharfe Kanten.
- Überprüfe die Kühlpads auf Anzeichen von Korrosion.
- Dies könnte zu Irritationen oder Schäden an deiner Haut führen.

### REINIGE DIE MASKE GRÜNDLICH.

- Reinige die Maske mit einem feuchten Tuch.
- Vermeide die Verwendung chemischer oder alkoholhaltiger Reinigungsmittel.
- Wenn das Gerät Anzeichen einer Verschlechterung aufweist, muss die Verwendung sofort eingestellt werden.

### FÜHRE KEINE REPARATUREN ODER MODIFIKATIONEN DURCH.

- Versuche nicht, die Maske oder die Fernbedienung zu reparieren oder zu modifizieren.
- Sie darf nicht zerbrochen oder ins Feuer geworfen werden.

### ENTSORGUNG

- Entsorge das Gerät gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und beachte dabei die Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien.

### MÖGLICHE ELEKTROMAGNETISCHE STÖRUNGEN.

- WARNUNG: Vermeide die Verwendung dieses Geräts in unmittelbarer Nähe zu oder auf anderen Geräten, da dies zu einer Fehlfunktion führen könnte. Im Bedarfsfall bitten wir dich darum, zu überprüfen, ob dieses Gerät und die anderen Geräte ordnungsgemäß in Betrieb sind.
- WARNUNG: Wenn Zubehör, Sensoren oder Kabel verwendet werden, die nicht von dem Hersteller dieses Geräts spezifiziert oder bereitgestellt wurden, kann dies zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen, einer verminderten elektromagnetischen Immunität des Geräts oder zu Fehlfunktionen führen.
- WARNUNG: Tragbare Funkkommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht näher als 30 Zentimeter an Teilen des Maskensystems verwendet werden, einschließlich der vom Hersteller angegebenen Kabel. Andernfalls kann es zu einer Beeinträchtigung der Geräteleistung kommen.
- WARNUNG: Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.

## TRANSPORT- UND LAGERBEDINGUNGEN

Das Gerät darf nur unter den folgenden Umgebungsbedingungen transportiert und gelagert werden:

- Zwischen -20 °C und 45 °C aufbewahren. Bei Lagerung länger als 3 Monate zwischen 0 °C und 25 °C aufbewahren.
- Zwischen 5 °C und 32 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 85 %, nicht kondensierend.
- Zwischen 35 °C und 60 °C bei einem Wasserdampfdruck von bis zu 50 hPa aufbewahren.
- Atmosphärischer Druckbereich: 700 hPa bis 1060 hPa.

### LED-PARAMETER

Modus	Rot- und Infrarot Lichttherapie	Kombinierte Blau - Lichttherapie	Vorbeugen & Pflegen
Leistung (mW/cm <sup>2</sup> )	Rot 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Gesamtmodus = 128 mW/cm<sup>2</sup></b>	<b>Schritt 1:</b> Blau 64 ± 8 mW/cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Schritt 2:</b> Blau 55 ± 6 mW/cm <sup>2</sup> , Rot 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Schritt 3:</b> Rot 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 55 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Gesamtmodus = 128 mW/cm<sup>2</sup></b> <b>Gesamtmodus = 128 mW/cm<sup>2</sup></b> <b>Gesamtmodus = 128 mW/cm<sup>2</sup></b>
			Blau 59,8 ± 7 mW/cm <sup>2</sup> , Rot 17 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 51,2 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Gesamtmodus = 128 mW/cm<sup>2</sup></b>

## ANWEISUNGEN UND ERKLÄRUNGEN DES HERSTELLERS - ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIONEN

Das Gerät gehört zur Risikogruppe 1 gemäß IEC 62471.

Die **Shark CryoGlow Maske** ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Kunden und Benutzer der **Shark CryoGlow Maske** sollten sicherstellen, dass sie in einer solchen Umgebung verwendet wird.

EMISSIONSTEST	KONFORMITÄT	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG – LEITFADEN
HF-Emissionen	CISPR 11	Häusliche Umgebung
HF-Emissionen	CISPR 11	Häusliche Umgebung
Harmonische Emissionen	IEC 61000-3-2	
Spannungsfunktion / Flicker-Emissionen	IEC 61000-3-3	

Die **Shark CryoGlow Maske** ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Kunden und Benutzer der **Shark CryoGlow Maske** sollten sicherstellen, dass sie in einer solchen Umgebung verwendet wird.

IMMUNITÄTSPRÜFUNG	IEC 60601 PRÜFNIWEAU	KONFORMITÄTSNIVEAU	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG – LEITFADEN
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	Bis zu 8 kV Kontakt Bis zu 15 kV Luft	Bis zu ± 8 kV Kontakt Bis zu ± 15 kV Luft	Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Sind die Böden mit synthetischem Material belegt, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Elektrostatische Überspannung/ Burst IEC 61000-4-4	±2kV für Hauptstromleitungen	±2kV für Hauptstromleitungen	Die Qualität der Netzspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Wohnumgebung entsprechen.
Überspannung IEC 61000-4-5	±0,5kV 1,5kV Differenzialmodus	±0,5 kV bis 1,5kV Differenzialmodus	Die Qualität der Netzspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Wohnumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzunterbrechungen und Spannungsschwankungen auf Stromversorgungs-Eingangslösungen IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 Zyklus <sup>1)</sup> Bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° <sup>1)</sup>  0 % UT; 1 Zyklus und 70 %; UT; 25/30 Zyklen <sup>1)</sup> Einphasig; bei 0°  0 % UT; 250/300 Zyklus <sup>1)</sup>	0 % UT; 0,5 Zyklus <sup>1)</sup> Bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° <sup>1)</sup>  0 % UT; 1 Zyklus und 70 %; UT; 25/30 Zyklen <sup>1)</sup> Einphasig; bei 0°  0 % UT; 250/300 Zyklus <sup>1)</sup>	Die Qualität der Netzspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Wohnumgebung entsprechen. Wenn Benutzer der <b>Shark CryoGlow Maske</b> bei Stromausfällen einen kontinuierlichen Betrieb benötigen, empfiehlt es sich, die <b>Shark CryoGlow Maske</b> über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder einen Akku zu betreiben.
Netzspannung (50/60 Hz Magnetfeld) IEC 61000-4-8	30 A/m bei 50-60Hz	30 A/m bei 50-60Hz	Die Netzfrequenz-Magnetfelder sollten die für einen typischen Standort in einer typischen Geschäfts- oder Wohnumgebung üblichen Werte aufweisen.

ANMERKUNG: U<sub>i</sub> ist die Netzwechselspannung vor dem Anlegen des Prüfpegels.

IMMUNITÄTSPRÜFUNG	IEC 60601 PRÜFNIWEAU	KONFORMITÄTSNIVEAU	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG – LEITFADEN
Leitungsgebundene HF IEC 61000-4-6	150 kHz – 80 MHz – Prüfniveau: 3 V und 6 V – Modulation: AM 1 kHz 80 %	– 150 kHz – 80 MHz – Prüfniveau: 3 V und 6 V – Modulation: AM 1 kHz 80 %	Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte sollten nicht näher an irgendeinem Teil der <b>Shark CryoGlow Maske</b> , einschließlich der Kabel, verwendet werden als der empfohlene Abstand, der anhand der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung berechnet wird. Empfohlener Trennungsabstand: $d = \left[ \frac{3,5}{f_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{12}{f_2} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{3,5}{f_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{7}{f_1} \right] \sqrt{P}$ <small>80 MHz bis 800 MHz      800 MHz bis 2,7 GHz</small>
Abgestrahlte HF IEC 61000-4-3	80 MHz – 2,7 GHz – Prüfniveau: 10 V/m – Modulation: AM 1 kHz 80 %	– 80 MHz – 2,7GHz – Prüfniveau: 10 V/m – Modulation: AM 1 kHz 80 %	wobei p die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß dem Hersteller des Senders und d der empfohlene Abstand in Metern (m) ist. <sup>b</sup> Feldstärken von ortsfesten HF-Sendern, wie durch eine elektromagnetische Standortuntersuchung ermittelt. <sup>b</sup> Sollte in jedem Frequenzbereich unter dem Übereinstimmungspegel liegen. <sup>b</sup> In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können Störungen auftreten:  ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. ANMERKUNG 2: Diese Leitlinien gelten nicht für alle Situationen. Elektromagnetische Strahlung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

- a) Die ISM-Bänder (Industrie, Wissenschaft und Medizin) zwischen 150 kHz und 80 MHz sind 6,765 MHz bis 6,795 MHz, 13,553 MHz bis 13,567 MHz, 26,957 MHz bis 27,283 MHz und 40,66 MHz bis 40,70 MHz. Die Amateurfunkbänder zwischen 0,15 MHz und 80 MHz sind 1,8 MHz bis 2,0 MHz, 3,5 MHz bis 4,0 MHz, 5,3 MHz bis 5,4 MHz, 7 MHz bis 7,3 MHz, 10,1 MHz bis 10,15 MHz, 14 MHz bis 14,2 MHz, 18,07 MHz bis 18,17 MHz, 21,0 MHz bis 21,4 MHz, 24,89 MHz bis 24,99 MHz, 28,0 MHz bis 29,7 MHz und 50,0 MHz bis 54,0 MHz.
- b) Feldstärken von ortsfesten Sendern, wie Basisstationen für Funktelefone (Handys/schnurlose Telefone) und mobile Landfunkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Rundfunk und Fernsehsendungen können theoretisch nicht mit Genauigkeit vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung durch ortsfeste HF-Sender zu beurteilen, sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem die **Shark CryoGlow Maske** verwendet wird, den oben angegebenen HF-Konformitätspegel überschreitet, sollte die TheraFace Maske beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu überprüfen. Wenn eine abnormale Leistung beobachtet wird, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine Neuausrichtung oder ein Standortwechsel der **Shark CryoGlow Maske**.
- c) Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken weniger als 3 V/m betragen.

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und den GERÄTEN oder SYSTEMEN – für GERÄTE und SYSTEME

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und der **Shark CryoGlow Mask**

Die **Shark CryoGlow Maske** ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der gestrahlte HF-Störungen kontrolliert werden. Kunden und Benutzer der **Shark CryoGlow Maske** können elektromagnetische Störungen vermeiden, indem sie einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und der **Shark CryoGlow Maske** einhalten, wie im Folgenden empfohlen, entsprechend der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte

Maximale Nennleistung des Senders (W)	Trennungsabstand je nach Frequenz des Senders (m)			
	150 kHz bis 80 MHz außerhalb der ISM- und Amateurfunkbänder	150 kHz bis 80 MHz außerhalb der ISM- und Amateurfunkbänder	80 MHz bis 800 MHz	80 MHz bis 800 MHz
	$d = \left[ \frac{3,5}{f_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[ \frac{12}{f_2} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[ \frac{3,5}{f_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[ \frac{7}{f_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,020	0,035	0,07
0,1	0,38	0,63	0,11	0,22
1	1,2	2,00	0,35	0,70
10	3,8	6,32	1,10	2,21

Für Sender mit einer oben nicht aufgeführten maximalen Ausgangsleistung kann der empfohlene Abstand d in Metern (m) anhand der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung geschätzt werden, wobei P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) nach Angaben des Hersteller ist.  
ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennungsabstand für den höheren Frequenzbereich.  
ANMERKUNG 2: Diese Leitlinien gelten nicht für alle Situationen. Elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

**Bitte lies vor der ersten Anwendung die Warnhinweise, Anweisungen und Gegenanzeigen.**

### Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen

Stecke das kleine Ende des USB-C-Kabels in den Ladeanschluss oben an der Fernbedienung.

Stecke das größere Ende des USB-C-Steckers in den Stromadapter. Stecke das Netzteil in die Steckdose.

Lasse die Fernbedienung vollständig aufladen (**dies sollte etwa 3 Stunden dauern**). Auf dem Bildschirm der Fernbedienung wird der Ladevorgang angezeigt.

Ziehe nach dem Aufladen das Netzteil ab und trenne das USB-C-Kabel von der Fernbedienung.

**HINWEIS:** Entferne vor der Verwendung der Gesichtsmaske das Kabel. Die Maske funktioniert nicht, wenn sie an eine Steckdose angeschlossen ist

### Ein-/ausschalten

**EINSCHALTEN:** Halte die Wählscheibe/Mitteltaste auf der Fernbedienung **zwei Sekunden** lang gedrückt, um die Maske und die Fernbedienung einzuschalten


**AUSSCHALTEN:** **Drücke lang** auf die Wählscheibe/Mitteltaste, um die Maske auszuschalten.

**AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG:** Wenn das Gerät nicht manuell ausgeschaltet wird, schalten sich die Maske und die Fernbedienung nach Beendigung einer Sitzung automatisch aus.

Die Lüfter der Maske laufen nach dem Ausschalten der Maske nach einer Sitzung noch 60 Sekunden lang weiter.



**HINWEIS:** Bei der ersten Verwendung der Fernbedienung wird ein Demovideo abgespielt. Bitte schaue dir dieses Video an, um weitere Anweisungen zur Anpassung und zum Komfort zu erhalten. Du kannst dir dieses Video auch in den Einstellungen der Fernbedienung ansehen.



### Schritt 1 / Einstellen des unteren Riemens

Beginne mit der Einstellung des unteren Riemens (mit den Schnallen). **Schiebe die Schnallen gleichzeitig** zusammen oder auseinander, zum Festziehen und Lösen. Dieser Riemen kann den oberen Teil deiner Ohren bedecken – passe ihn an, bis er sich angenehm anfühlt.




**Tighten**



**Loosen**

### Schritt 2 / Einstellen des oberen Riemens

Lockere oder ziehe das Band mit dem Klettverschluss am Oberkopf an, um die Maske auf deinem Gesicht nach oben oder unten zu verstellen. Achte darauf, dass der Gurt in der Mitte deines Kopfes sitzt (einem Mittelteil folgend).



### Schritt 3 / Anpassen des Sitzes des Kühlpads (optional)

Die Kühlpads sollten unter den Augen und über den Wangenknochen sitzen. Wenn die Kühlpads schlecht oder ungleichmäßig an der Augenpartie anliegen, **kannst du die optionalen anklippbaren Kühlpads verwenden, um den Sitz und den Komfort zu verbessern.**

Nimm die Maske ab und nimm die **optionalen, anklippbaren Kühlpads** aus der Verpackung. Sie sind mit „L“ und „R“ gekennzeichnet – achte darauf, dass die Buchstaben zum Kinn der Maske zeigen. Richte die optionalen aufsteckbaren Kühlpads an den originalen Kühlpads (die fest an der Maske angebracht sind) aus und lasse sie einrasten. Du wirst ein Klicken spüren, wenn sie richtig befestigt sind.

**HINWEIS:** Die LEDs funktionieren am besten, wenn sie nicht mit deiner Haut in Berührung kommen. Aus diesem Grund hält die Maske etwas Abstand zum Gesicht.

### Pro Tips:

- 1 Der hintere Riemen sollte parallel zum Boden verlaufen, und die Augen sollten sich in der Mitte der Augenlöcher befinden.
- 2 Halte mit einer Hand das hintere Band in Position und passe mit der anderen Hand das obere, selbstschließende Band an, bis die Maske bequem und sicher auf deinem Kopf sitzt.

Mach es dir bequem! Wir empfehlen, die Maske in sitzender oder liegender Position zu verwenden. Nimm dir Zeit, um dich zu entspannen, und genieße deine Routine!



Auf **sharkclean.eu** findest du weitere hilfreiche Bilder und Videos.



### Ändern der Helligkeit

1. Schalte die Maske mit der Fernbedienung **EIN**.
2. Drehe den Drehknopf, um die **Settings (Einstellungen)** anzuzeigen, und klicke auf den Drehknopf, um sie auszuwählen.
3. Wähle **Screen Brightness (Bildschirmhelligkeit)**, und verwende dann die Pfeiltasten, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern.
4. Drücke die Auswahlstaste, um deine Auswahl zu treffen.
5. Nachdem du eine Helligkeitsstufe ausgewählt hast, gelangst du zurück zum Hauptmenü.

### Ändern der Helligkeit / Ändern der Sprache

1. Schalte die Maske mit der Fernbedienung **EIN**.
2. Drehe den Drehknopf, um die **Settings (Einstellungen)** anzuzeigen, und klicke auf den Drehknopf, um sie auszuwählen.
3. Wähle **Language (Sprache)** aus und stelle mithilfe des Drehknopfes die gewünschte Sprache ein.
4. Nachdem du eine Sprache ausgewählt hast, gelangst du zurück zum Hauptmenü.

### Fortschritt zurücksetzen

1. Schalte die Maske mit der Fernbedienung **EIN**.
2. Drehe den Drehknopf, um die **Settings (Einstellungen)** anzuzeigen, und klicke auf den Drehknopf, um sie auszuwählen.
3. Wähle **Reset Progress (Fortschritt zurücksetzen)** und drücke dann auf die Auswahlstaste, um **Confirm (Bestätigen)** zu wählen.
4. Durch Bestätigen gelangst du zurück zum Hauptmenü.

### Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Schalte die Maske mit der Fernbedienung **EIN**.
2. Drehe den Drehknopf, um die **Settings (Einstellungen)** anzuzeigen, und klicke auf den Drehknopf, um sie auszuwählen.
3. Wähle **Factory Reset (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)** und drücke dann auf die Auswahlstaste, um **Confirm (Bestätigen)** zu wählen.
4. Durch Bestätigen gelangst du zurück zum Hauptmenü.

**Expertentipps:** Du kannst auch das Demo-Video auf der Fernbedienung abspielen und über die Einstellungen auf unsere Support-Seite zugreifen.

## LED-HAUTPFLEGEROUTINEN

Mit der Maske stehen dir **drei LED-Programme** zur Verfügung, um deine Haut zu verbessern oder sie im Zustand zu erhalten.

### BEHANDLUNGSROUTINE

Die Shark CryoGlow LED Maske strahlt Energie im roten und infraroten Lichtspektrum und im roten, blauen und infraroten Lichtspektrum zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer entzündlicher Akne ab. Wähle die Routine **Rot- und Infrarot Lichttherapie** oder **Kombinierte Blau -Lichttherapie** und wende deine Auswahl einmal täglich für mindestens 8 Wochen an. Zur Behandlung von Akne, Reduzierung von Rötungen und Verbesserung des Hautbilds empfehlen wir 8 Wochen lang ausschließlich die kombinierte Blau-Lichttherapie zu verwenden. Verwende die Modi nicht nacheinander.



#### Rot- und Infrarot Lichttherapie (6 MINUTEN)

Reduziert Rötungen und verfeinert das Hautbild.\*



#### Kombinierte Blau -Lichttherapie (8 MINUTEN)

Reduziert Akne für einen klaren, glatten Teint.\*\*

\* Ergebnisse einer 12-wöchigen klinischen Studie mit 59 Probanden und einmal täglicher Anwendung im Rot- und Infrarot Lichttherapie-Modus. Individuelle Ergebnisse können variieren.

\*\* Ergebnisse einer 12-wöchigen klinischen Studie mit 60 Probanden und einmal täglicher Anwendung im Kombinierte Blau -Lichttherapie Modus. Individuelle Ergebnisse können variieren.

### PFLEGEROUTINE

Sobald durch eine 8-wöchige Behandlungsroutine die angestrebten Ergebnisse erreicht sind, kannst du Vorbeugen & Pflegen **einmal täglich** anwenden, um dein Ergebnis zu erhalten.



#### Vorbeugen & Pflegen (4 MINUTEN)

Entwickelt, um strahlende Haut nach einem 8-wöchigen Zyklus zu erhalten.

**Hast du den Anschluss verloren? Keine Sorge! Passe deine Ziele an und fahre mit deiner Hautpflege-Reise fort.**

Von dieser Maske geht kein UV-Licht aus.

## KÜHLEN DER AUGENPARTIE

Verwende die kühlende Wirkung am Morgen, um deine Augen zu entfeuchten und am Abend, um dich zu entspannen.

### LED + KÜHLUNG



Das Kühlen der Augenpartie wird bei jeder LED-Routine automatisch gestartet und kann auch ausgeschaltet werden. Mit der Kühltaste auf der Fernbedienung kannst du zwischen 3 Temperaturen wählen, um deine Augenpartie schnell zu entspannen und zu beruhigen.

### NUR KÜHLEN



#### Belebung der Augenpartien (5, 10 oder 15 Minuten)

Eine individuell anpassbare Routine zur Kühlung unter den Augen (ohne LED), die eine entspannende und meditative Erfahrung bietet und für maximale Entspannung konzipiert wurde.

### FINDE DEINE PERFEKTE ROUTINE










Scanne den QR-Code und mach unser Quiz, um die beste Routine für deine Hautprobleme zu finden



## FEHLERMELDUNGEN

Fehlermeldung	Lösung
Zu hohe Temperatur der Fernbedienung. Lass die Fernbedienung vor der Verwendung abkühlen.	Lass die Fernbedienung vor der Verwendung abkühlen. Die Maske sollte nicht bei Temperaturen über (30 °C) verwendet werden.
Zu niedrige Temperatur der Fernbedienung. Lass die Fernbedienung vor dem Gebrauch aufwärmen.	Lass die Fernbedienung vor dem Gebrauch aufwärmen. Die Maske sollte nicht bei Temperaturen unter (0 °C) verwendet werden.
Fernbedienung Fehler A3. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.
Das Ladegerät wird nicht erkannt.	Verwende das mitgelieferte Shark USB-C-Ladekabel und den Netzstecker, um die Maske aufzuladen.
Nimm die Fernbedienung aus dem Ladegerät.	Der Akku der Maske ist geladen; nimm sie aus dem Ladegerät.
Akku niedrig. Vor der Nutzung aufladen.	Der Akku der Maske ist schwach; bitte lade sie auf.
Akkufehler B1. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.
Fernbedienung Fehler B2. Lade die Fernbedienung vor dem nächsten Gebrauch auf.	Lade die Fernbedienung vor der nächsten Verwendung mit dem mitgelieferten Shark USB-C-Ladekabel und dem Netzstecker auf.
Ladefehler C1. Trenne die Verbindung und verbinde das Ladegerät erneut.	Trenne die Verbindung zur Fernbedienung und schließe sie wieder an, um sie mit dem mitgelieferten Shark USB-C-Ladekabel und dem mitgelieferten Netzstecker aufzuladen.
Lüfterfehler F1. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.
Fehler A1. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.
Fehler A2. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.

## SYMBOLE

Symbole	Description
	Typ BF Anwendungsteil
	Klasse-II-Gerät
	Gleichstrom
	Direct Current
	Siehe Benutzerhandbuch
<b>IP22</b>	Schutz gegen Eindringen: IP2X: Geschützt gegen feste Fremdkörper von 12,5 mm Ø und mehr IPX2: Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen bei einer Neigung des GEHÄUSES von bis zu 15°
IM HINBLICK AUF STROMSCHLAG, FEUER UND MECHANISCHE GEFAHREN NUR IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021; CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14(Reaffirmed 2022); IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022	
	Hersteller
	Dieses Gerät entspricht der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745
	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union
	Medizinisches Gerät

## ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR FW300EU-SERIE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser

gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich. Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben. Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Shark Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt. Shark-Garantie

### Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

### Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch. Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkshark.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie

möglich. Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann. Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)

### Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)

### Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind. Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)

### Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

### Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Haushaltgerätes,

## ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR FW300EU-SERIE

die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark zu Ihrem Gerät erfolgt.

- Gebrauch des Gerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

### Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Gerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer 0800 000 9063.

### Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)


## TABLE OF CONTENTS

GET TO KNOW YOUR SHARK CRYOGLOW MASK .....	38
WHAT'S IN THE BOX .....	38
CONTRAINDICATIONS .....	39
WARNINGS & PRECAUTIONS .....	41
LED PARAMETERS .....	43
GUIDANCE & MANUFACTURER'S DECLARATION - EMC .....	43
GETTING STARTED .....	45
FITTING THE MASK .....	46
GET TO KNOW THE REMOTE .....	47
USING THE REMOTE .....	48
LED SKIN ROUTINES .....	49
UNDER-EYE COOLING .....	50
ERROR MESSAGES .....	51
SYMBOLS .....	52
WARRANTY .....	53

SCAN QR CODE or visit [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)  
to access the full User Guide.








# GET TO KNOW YOUR SHARK CRYOGLOW MASK



## WHAT'S IN THE BOX



**Shark CryoGlow Mask + Straps**  
Pre-Assembled

-  Remote Control with LCD Screen + Control Buttons
-  Quick Start Guide + User Guide
-  Universal USB-C Charging Cable + Charging Plug
-  Optional clip-on chill pads
-  Storage Bag\*

## CONTRAINDICATIONS

### Do not use the Shark CryoGlow Mask if you are taking:

- Medication or supplements that cause sensitivity to light (photosensitivity), for example, medications for severe inflammatory acne (i.e. isotretinoin or doxycycline).

### Immediately stop using the device if you experience any discomfort and consult a medical professional.

### Do not use the Shark CryoGlow Mask if you have any of the following medical conditions:

- Retinal and/or macular disease, ocular albinism, or any eye condition that causes sensitivity to light
- Pregnant, nursing, or maybe pregnant
- Pacemaker or other electronic implanted device
- Implants in the face
- Lack of sensation (e.g., numbness)
- Light sensitive skin disorder (e.g., lupus, porphyria)
- Extreme light sensitivity of the eyes (i.e., photophobia)
- Light-induced headaches
- Albinism
- Melasma (i.e., condition that causes patches and spots)
- Sensitivity or allergy to plastic, aluminum, or self-fastening material

### Do not use the Shark CryoGlow Mask if you have any of the following conditions on the face, hairline, ears, or neck:

- Recent facial surgery (until you have been cleared by your doctor)
- Suspicious lesions or skin cancer
- Eczema
- Psoriasis
- Irregularly shaped, new, or changing brown spots
- Birthmarks
- Broken skin, skin rash, or blisters
- Tissue inflammation
- Skin infection, cold sore, or warts
- Active current outbreak of herpes simplex virus (cold sores)
- History of herpes outbreaks without receiving preventative treatment
- Facial treatment where the skin has not fully healed, including neurotoxin, dermal filler, micro needling, laser, or chemical peel

## CONTRAINDICATIONS, CONTINUED

### Do not apply the Shark CryoGlow Mask's cooling treatments on the eyeball or upper eyelid.

### Do not use the Shark CryoGlow Mask's cooling treatments if you have any of the following medical conditions:

- Cold hypersensitivity
- Cold urticaria (i.e., hives brought on by cold temperatures)
- Circulatory insufficiency

### PRECAUTIONS: Consult a medical professional before using the Shark CryoGlow Mask if:

- You have bruising on the face.
- You are experiencing skin sensitivity or irritation with retinol or benzoyl peroxide.

## WARNINGS & PRECAUTIONS

To reduce the risk of fire, thermal and chemical burns, electric shock, serious injury, or death, follow the precautions in this section and the procedures in this manual. The remote control contains a rechargeable lithium-ion battery. If damaged, the battery can overheat, catch fire, or leak a chemical that can burn skin and eyes.

### SUPERVISION AND INTENDED USERS:

- This equipment is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment. Please refer to the contraindications before use.
- Do not use if any of the conditions in “Contraindications” (pages 39-40) apply to you.
- Do not leave the equipment unattended when it is powered on.
- This equipment is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure they do not play with the equipment.
  - To reduce the risk of entanglement and potential strangulation, keep cords out of reach of children.
  - Small parts can be inhaled or swallowed by children—if any small parts break off or detach from the product, dispose of safely.
- This equipment is only intended to be used by one person. This person is the intended operator of the equipment.

### KEEP DRY.

- Keep the remote control dry. If it gets wet, do not charge or use—the battery may be damaged. Follow disposal instructions.
- Water and electricity are a dangerous combination!
  - Do not use this equipment in wet surroundings (e.g., in a bathtub, shower, or swimming pool).
  - Do not let water run into the device.
  - It is very important to keep the device dry. Any contact with water could damage the device. Do not use or store the device in the bathroom or near water.
  - Do not charge or use the device if it has been left outdoors.

### CHARGE SAFELY.

- Follow the charger manufacturer’s instructions.
- Only charge the equipment with the provided USB-C cable and charging brick: Dongguan Yinli Electronics, model YLJXA-T050200. Do not use any other USB-C cable or charging brick.
- Check if the voltage indicated on the equipment corresponds to the local mains voltage before you connect the equipment to avoid risk of electrocution or permanent damage to the equipment.
- If the wall socket used to power the equipment has poor connections, the plug will become hot. Make sure you plug the equipment into a properly installed wall socket.
- Do not charge the device in the bathroom or near water.
- Do not charge the remote after contact with water.
- Always position the equipment so the charger is easy to reach while charging.
- Store USB-C cable properly after charging.

### PROTECT THE REMOTE’S BATTERY FROM DAMAGE.

- Do not try to open the remote or replace the battery.
- Do not crush, drop, or damage the remote.
- Stop use or disconnect charging cable if the remote feels unusually hot or emits smoke or a bad smell.
- If liquid leaks from the remote, avoid contact. If liquid touches skin or eyes, wash with large amounts of water and seek medical advice.
- Follow disposal instructions.

## WARNINGS & PRECAUTIONS, CONTINUED

### USE SAFELY.

- The mask limits your vision. Do not wear while doing anything (such as driving) where limited vision poses a risk.
- CAUTION: The light emitted from this device may be harmful to the eyes. Infrared emitted from this device may cause eye irritation. Do not stare at the light source.
- Do not use the device when it has been left outdoors.
- If you are travelling by air, the mask should be carried in carry-on baggage and not checked in. The device must be completely switched off.
- Do not use the mask outdoors. Only use mask indoors under the following environmental conditions:
  - Temperature: between (10°C) and (30°C)
  - If the equipment is showing any signs of degradation, discontinue use immediately.
  - A relative humidity range of 15% to 90%, non-condensing, but not requiring a water vapor partial pressure greater than 50 hPa.
  - An atmospheric pressure range of 700 hPa to 1060 hPa.
- Do not store or charge the mask face down.
- Skin dryness, irritation, or redness may occur when using an LED routine. Apply a facial moisturizer if dryness occurs.
- To avoid the risk of temporary dry skin or hyperpigmentation, do not run back-to-back LED routines.

### CHECK THE PRODUCT FOR DAMAGE BEFORE EACH USE.

- Inspect the inside of the mask and strap for cleanliness, cracks, or sharp edges.
- Check the chill pads for signs of corrosion.
- These conditions can irritate or damage your skin.

### CLEAN PROPERLY.

- Clean the mask with a damp cloth.
- Avoid using chemical or alcohol based cleaners.
- Do if the equipment is showing any signs of degradation, discontinue use immediately.

### DO NOT REPAIR OR MODIFY.

- Do not attempt to repair or modify the mask or remote.
- Do not crush or dispose of in fire.

### DISPOSAL

- Dispose of the device according to local laws and requirements ensuring to consider lithium-ion battery disposal.

### POTENTIAL ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE.

- WARNING: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.
- WARNING: Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.
- WARNING: Portable radio frequency communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30cm to any part of the mask system, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.
- WARNING: Do not leave mask exposed in direct sunlight.

## TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS

Only transport and store the device in the following environmental conditions:

- Keep between -20°C and 45°C. For storage longer than 3 months, keep between 0°C and 25°C.
- Keep between 5°C and 32°C at a relative humidity up to 85%, non-condensing.
- Keep between 35°C and 60°C at a water vapour pressure up to 50 hPa.
- Atmospheric pressure range: 700 hPa to 1060 hPa.

## LED PARAMETERS

Mode	Red + Infrared Light Therapy	Blended Blue Light Therapy	Skin Sustain
Power (mW/cm <sup>2</sup> )	Red 64 ± 5mW/cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Total mode</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Step 1:</b> Blue 64 ± 8mW/cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Step 2:</b> Blue 55 ± 6mW/cm <sup>2</sup> , Red 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Step 3:</b> Red 73 ± 5mW/cm <sup>2</sup> , IR 55 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Total mode</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup> <b>Total mode</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup> <b>Total mode</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>


## GUIDANCE & MANUFACTURER'S DECLARATION - ELECTROMAGNETIC EMISSION

The device is Risk Group 1 as defined in IEC 62471.

The <b>Shark CryoGlow Mask</b> is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of The <b>Shark CryoGlow Mask</b> should assure that it is used in such an environment.		
EMISSIONS TEST	COMPLIANCE	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
RF emissions	CISPR 11	Home healthcare environment
RF emissions	CISPR 11	Home healthcare environment
Harmonic emissions	IEC 61000-3-2	
Voltage function / flicker emissions	IEC 61000-3-3	

The <b>Shark CryoGlow Mask</b> is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of The <b>Shark CryoGlow Mask</b> should assure that it is used in such an environment.			
IMMUNITY TEST	IEC 60601 TEST LEVEL	COMPLIANCE LEVEL	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	Up to 8 kV contact Up to 15 kV air	Up to + 8 kV contact Up to ± 15 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %.
Electrostatic transient / burst IEC 61000-4-4	±2kV for main power lines	±2kV for main power lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or home environment.
Surge IEC 61000-4-5	±0.5kV 1.5kV differential mode	±0.5 kV to 1.5kV differential mode	Mains power quality should be that of a typical commercial or home environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0% UT; 0.5 cycle <sup>(a)</sup> At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, & 315° <sup>(a)</sup>  0% UT; 1 cycle and 70% <sup>(a)</sup> ; UT; 25/30 cycles <sup>(b)</sup> Single phase: at 0°  0% UT; 250/300 cycle <sup>(b)</sup>	0% UT; 0.5 cycle <sup>(a)</sup> At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, & 315° <sup>(a)</sup>  0% UT; 1 cycle and 70% <sup>(a)</sup> ; UT; 25/30 cycles <sup>(b)</sup> Single phase: at 0°  0% UT; 250/300 cycle <sup>(b)</sup>	Mains power quality should be that of a typical commercial or home environment. If the user of the <b>Shark CryoGlow Mask</b> requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the <b>Shark CryoGlow Mask</b> be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz magnetic field) IEC 61000-4-8	30 A/m at 50-60Hz	30 A/m at 50-60Hz	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or home environment.

NOTE U<sub>i</sub> is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

IMMUNITY TEST	IEC 60601 TEST LEVEL	COMPLIANCE LEVEL	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
Conducted RF IEC 61000-4-6	150KHz - 80MHz - Test level: 3V & 6V - Modulation: AM 1KHz 80%	- 150KHz - 80MHz - Test level: 3V & 6V - Modulation: AM 1KHz 80%	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the <b>Shark CryoGlow Mask</b> , including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.  Recommended separation distance: $d = \left[ \frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz      800 MHz to 2.7 GHz
Radiated RF IEC 61000-4-3	80MHz - 2.7GHz - Test level: 10V/m - Modulation: AM 1KHz 80%	- 80MHz - 2.7GHz - Test level: 10V/m - Modulation: AM 1KHz 80%	where p is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). <sup>b</sup>  Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey <sup>a</sup> . Should be less than the compliance level in each frequency range. <sup>b</sup> Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:  NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.  NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

**a)** The ISM (industrial, scientific and medical) bands between 150 kHz and 80 MHz are 6,765 MHz to 6,795 MHz; 13,553 MHz to 13,567 MHz; 26,957 MHz to 27,283 MHz; and 40,66 MHz to 40,70 MHz. The amateur radio bands between 0.15 MHz and 80 MHz are 1.8 MHz to 2.0 MHz, 3.5 MHz to 4.0 MHz, 5.3 MHz to 5.4 MHz, 7 MHz to 7.3 MHz, 10.1 MHz to 10.15 MHz, 14 MHz to 14.2 MHz, 18,07 MHz to 18,17 MHz, 21,0 MHz to 21.4 MHz, 24,89 MHz to 24,99 MHz, 28,0 MHz to 29.7 MHz and 50,0 MHz to 54,0 MHz.

**b)** Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the **Shark CryoGlow Mask** is used exceeds the applicable RF compliance level above, the TheraFace Mask should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the **Shark CryoGlow Mask**.

**c)** Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the EQUIPMENT or SYSTEM - for EQUIPMENT and SYSTEMS

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the <b>Shark CryoGlow Mask</b>				
The <b>Shark CryoGlow Mask</b> is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the <b>Shark CryoGlow Mask</b> can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the <b>Shark CryoGlow Mask</b> as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment				
Rated maximum output of transmitter (W)	Separation distance according to frequency of transmitter (m)			
		150 kHz to 80 MHz outside ISM and amateur radio bands $d = \left[ \frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	150 kHz to 80 MHz outside ISM and amateur radio bands $d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = \left[ \frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12	.020	0.035	0.07
0.1	0.38	0.63	0.11	0.22
1	1.2	2.00	0.35	0.70
10	3.8	6.32	1.10	2.21

For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Please read the Warnings, Instructions, and Contraindications before first use.

### Charge fully before first use

Plug small end of USB-C cable into charging port on top of remote.

Plug large end of USB-C into power adapter. Plug power adapter into wall outlet.

Allow remote to charge fully (**this should take about 3 hours**). The remote screen will show your charging progress.

Once charged, unplug power adapter and disconnect USB-C cable from remote.

**NOTE:** Unplug before using face mask.  
Mask will not work when plugged into wall outlet.

### Powering ON/OFF

**ON:** To turn on your mask and remote, **long-press** the remote's dial/center button for 2 seconds.

**OFF:** To turn off, **long-press** the dial/center button.

**AUTOMATIC SHUT-OFF:** If the device is not manually turned off, the mask and remote will automatically shut off after completing a session.

The mask fans will continue to run for 60 seconds while the mask is powering down after a session.



**NOTE:** Demo video will run upon first use of the remote—please watch it for further fit and comfort instructions. You can also rewatch this video by heading to the remote's settings.



### Step 1 / Adjust the back strap

Start by adjusting the back strap (with the buckles). To tighten or loosen, **slide the buckles simultaneously** together or apart. This strap may cover the top of your ears—adjust until this feels comfortable.



Tighten



Loosen

### Step 2 / Adjust the top strap

To adjust the mask up or down on your face, loosen or tighten the self-fastening strap on the top of your head. Ensure the strap sits in the center of your head (following a center part).



### Step 3 / Adjust chill pad fit (optional)

The chill pads should sit under your eyes, on top of your cheekbones. If the chill pads have poor or inconsistent contact with your under-eye area, **add the optional clip-on chill pads to improve fit and comfort**

Remove the mask and take the optional clip-on chill pads out of the box. They are marked "L" and "R"—make sure the letters are pointing toward the chin of the mask. Align the optional clip-on chill pads with the original chill pads (that are permanently attached to the mask) and snap them in place. You'll feel a click when they are properly attached.

**NOTE:** LEDs work best when they are not in contact with your skin.  
This is why the mask sits at a slight distance from your face.

### Pro Tips:

- 1 The back strap should sit parallel to the floor, and your eyes should be centered in the eye holes.
- 2 Use one hand to hold the back strap in position and the other hand to adjust the top self-fastening strap until the mask is positioned comfortably and securely on your head.

Get comfortable! We recommend using the mask in a seated or reclined position. Take this time to relax, and enjoy your routine!



Please visit [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu) for more helpful images and videos.



### Changing Brightness

1. Turn **ON** the mask using the remote.
2. Turn the dial to view **Settings** and click the dial button to select.
3. Select **Screen Brightness**, then use the dial to increase or decrease the brightness.
4. Click the dial button to make your selection.
5. After selecting a brightness level, you will be sent back to the main menu.

### Changing Language

1. Turn **ON** the mask using the remote.
2. Turn the dial to view **Settings** and click the dial button to select.
3. Select **Language** and use the dial to select the language of your choice.
4. After selecting a language, you will be sent back to the main menu.

### Reset Progress

1. Turn **ON** the mask using the remote.
2. Turn the dial to view **Settings** and click the dial button to select.
3. Select **Reset Progress**, then click the dial button to select **Confirm**.
4. After confirming, you will be sent back to the main menu.

### Factory Reset

1. Turn **ON** the mask using the remote.
2. Turn the dial to view **Settings** and click the dial button to select.
3. Select **Factory Reset**, then click the dial button to select **Confirm**.
4. After confirming, you will be sent back to the main menu.

**Pro Tip:** You can replay the demo video on the remote and access our support page through settings.

## LED SKIN ROUTINES

The mask offers **3 LED routines** to choose from, whether your goals are treating your skin or maintaining it.

### TREATMENT ROUTINES

The Shark CryoGlow LED mask emits energy in the red and infrared light spectrum and in the red, blue and infrared light spectrum for the treatment of mild-to-moderate inflammatory acne. Select either the **Red + Infrared Light Therapy or Blended Blue Light Therapy** routine below and use your selection **exclusively once daily for a minimum of 8 weeks**. For both the treatment of acne and to reduce redness and improve roughness, we recommend using the Blended Blue Light Therapy mode exclusively for 8 weeks. Do not stack modes.



#### Red + Infrared Light Therapy (6 MINUTES)

Reduce redness and improve roughness.\*

\*Results from 12-week clinical study with 59 subjects and 1x/day use in Red + Infrared Light Therapy treatment mode. Individual results may vary.

\*\*Results from 12-week clinical study with 60 subjects and 1x/day use in Blended Blue Light Therapy treatment mode. Individual results may vary.



#### Blended Blue Light Therapy (8 MINUTES)

Reduce acne for a clearer, smoother complexion.\*\*

### MAINTENANCE ROUTINE

Once you have achieved your target results with a treatment routine, use Skin Sustain **once daily** to help maintain your results.



#### Skin Sustain (4 MINUTES)

Designed to maintain glowing skin after an 8-week cycle.

**Did you loose your streak? Don't worry!**  
**Readjust your goals and continue with your skincare journey.**

No UV light is emitted from this mask.

## UNDER-EYE COOLING

Use cooling in the morning to help soothe your under-eyes and in the evening to relax.

### LED + COOLING



Under-eye cooling will automatically start with any LED routine and has the option to be turned off. Use the remote's chill button to cycle through 3 temperatures to quickly soothe your under-eye area.

### COOLING ONLY



#### Under-Eye Revive (5, 10 or 15 minutes)

An adjustable under-eye cooling **ONLY** routine (no LEDS) for a soothing and refreshing experience designed for optimal relaxation.

### FIND YOUR PERFECT ROUTINE









Scan the QR code to take our quiz to find the best routine for your skin concerns.



## ERROR MESSAGES

Error message	Solution
Remote Over Temperature. Let remote cool down before using.	Let remote cool down before using. The mask should not be used in temperatures higher than (30°C).
Remote Under Temperature. Let remote warm up before using.	Let remote warm up before using. The mask should not be used in temperatures lower than (0°C).
Remote error A3. Call Customer Service.	Call Customer Service.
Charger not recognized.	Use the provided Shark USB-C charging cable and wall plug to charge the mask.
Remove remote from charger.	The mask's battery is charged; remove it from the charger.
Low Battery. Charge before use.	The mask's battery is low; please charge it.
Battery error B1. Call Customer Service.	Call Customer Service.
Remote error B2. Charge the remote before next use.	Charge the remote before next use using the provided Shark USB-C charging cable and wall plug.
Charging error C1. Disconnect and reconnect to charge.	Disconnect and reconnect the remote to charge using the provided Shark USB-C charging cable and wall plug provided.
Fan error F1. Call Customer Service.	Call Customer Service.
Error A1. Call Customer Service.	Call Customer Service.
Error A2. Call Customer Service.	Call Customer Service.

## SYMBOLS

Symbol	Explanation
	Type BF Applied Part
	Class II Equipment
	Direct Current
	Refer to User Guide
<b>IP22</b>	Protection against ingress: IP2X: Protected against solid foreign objects of 12.5 mm Ø and greater IPX2: Protection against vertically falling water drops when ENCLOSURE tilted up to 15°
AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY IN ACCORDANCE WITH AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021; CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14(Reaffirmed 2022); IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022	
	Manufacturer
	This Device complies with the Medical Device Regulation (EU) 2017/745
	Authorized Representative In the European Union
	Medical Device

## TWO (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your statutory rights). You can enforce these rights against your retailer. We give you an additional manufacturer's guarantee of two years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only – your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

### Shark Guarantees

Every Shark product comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

### How do I register my Shark guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your product.

- Date you purchased the unit (receipt or delivery note).
- To register online, please visit [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

### IMPORTANT:

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase.
- The free Shark guarantee is only valid in the country where the product was purchased.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

### What are the benefits of registering my free Shark guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch. You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Shark product and hear the latest news about new Shark technology and launches. If

you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

### What is covered by the free Shark guarantee?

Repair or replacement of your Shark product (at Shark's discretion), including all parts and labour. A Shark guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

### What is not covered by the free Shark guarantee?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories). Replacement parts are available for purchase at [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Shark.

### Where can I buy genuine Shark spares and accessories?

You'll find a full range of Shark spares and replacement parts/accessories for all Shark machines at [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

Please remember that damage caused by the use of non-Shark spares may not be covered under your guarantee.


## ÍNDICE

ASPECTOS BÁSICOS DE TU MÁSCARA SHARK CRYOGLOW .....	56
CONTENIDO DE LA CAJA .....	56
CONTRAINDICACIONES .....	57
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES .....	59
PARÁMETROS LED .....	61
GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE: CEM .....	61
PRIMEROS PASOS .....	63
AJUSTE DE LA MÁSCARA .....	64
ASPECTOS BÁSICOS DEL MANDO A DISTANCIA .....	65
USO DEL MANDO A DISTANCIA .....	66
RUTINAS DE LUZ LED PARA LA PIEL .....	67
FRÍO PARA EL CONTORNO DE OJOS .....	68
MENSAJES DE ERROR .....	69
SÍMBOLOS .....	70
GARANTÍA .....	71

ESCANEA EL CÓDIGO QR o visita [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu) para acceder a la guía completa del usuario.



## ASPECTOS BÁSICOS DE TU MÁSCARA SHARK CRYOGLOW



## CONTENIDO DE LA CAJA



Máscara Shark CryoGlow + correas ya montadas



Mando a distancia con pantalla LCD + botones de control



Guía de inicio rápido + Guía del usuario



Cargador USB-C universal + enchufe de carga



Almohadillas frías acoplables opcionales



Estuche

Los colores de la máscara y los accesorios pueden variar según el modelo

## CONTRAINDICACIONES

### No uses la máscara Shark CryoGlow si tomas:

- Medicamentos o suplementos que provocan sensibilidad a la luz (fotosensibilidad), por ejemplo, medicamentos para el acné inflamatorio de carácter severo (es decir, isotretinoína o doxiciclina).

### Deja de usar inmediatamente el producto si experimentas alguna molestia y consulta a un profesional médico.

### No uses la máscara Shark CryoGlow si tienes alguna de las siguientes afecciones médicas:

- Enfermedad retiniana o macular, albinismo ocular o cualquier afección ocular que provoque sensibilidad a la luz
- Embarazo, lactancia o posible embarazo
- Marcapasos u otro dispositivo electrónico implantado
- Implantes en el rostro
- Falta de sensibilidad (p. ej., entumecimiento)
- Trastorno cutáneo sensible a la luz (p. ej., lupus, porfiria)
- Sensibilidad extrema de los ojos a la luz (es decir, fotofobia)
- Dolores de cabeza causados por la luz
- Albinismo
- Melasma (es decir, afección que provoca parches y manchas)
- Sensibilidad o alergia al plástico, el aluminio o el material de autofijación

### No uses la máscara Shark CryoGlow si tienes alguna de las siguientes afecciones en el rostro, cuero cabelludo, orejas o cuello:

- Cirugía facial reciente (hasta que te lo permita tu médico)
- Lesiones sospechosas o cáncer de piel
- Eccema
- Psoriasis
- Manchas marrones con forma irregular, nuevas o cambiantes
- Lunares
- Piel agrietada, erupción cutánea o ampollas
- Inflamación tisular
- Infección cutánea, aftas o verrugas
- Brotes activos actuales de virus del herpes simple (aftas)
- Antecedentes de brotes de herpes sin recibir tratamiento preventivo
- Tratamiento facial del que la piel no se ha curado totalmente, incluidos neurotoxina, relleno dérmico, micropunción, láser o exfoliación química

## CONTRAINDICACIONES (CONTINUACIÓN)

### No apliques los tratamientos de frío de la máscara Shark CryoGlow en los globos oculares ni en los párpados superiores.

### No uses los tratamientos de frío de la máscara Shark CryoGlow si tienes alguna de las siguientes afecciones médicas:

- Hipersensibilidad al frío
- Urticaria fría (es decir, ronchas provocadas por temperaturas frías)
- Insuficiencia circulatoria

### PRECAUCIONES: Consulta a un profesional médico antes de usar la máscara Shark CryoGlow si:

- Tienes hematomas en el rostro.
- Has sufrido sensibilidad o irritación cutánea con retinol o peróxido de benzoilo.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para reducir el riesgo de incendio, quemaduras térmicas o químicas, descargas eléctricas, lesiones graves o la muerte, sigue las precauciones que se indican en esta sección y los procedimientos de este manual. El mando a distancia contiene una batería de iones de litio recargable. Si se daña, la batería puede sobrecalentarse, incendiarse o derramar una sustancia química capaz de quemar la piel y los ojos.

### SUPERVISIÓN Y USUARIOS PREVISTOS.

- Este equipo no deben usarlo personas con facultadas físicas, sensoriales o intelectuales disminuidas, a menos que sea bajo supervisión o hayan recibido instrucciones con respecto a su uso. Consulta las contraindicaciones antes de usarlo.
- No lo utilices si se aplican algunas de las condiciones de la sección «Contraindicaciones» (páginas 57-58).
- No dejes el equipo sin vigilancia cuando esté encendido.
- Este equipo no deben usarlo los niños. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
  - Para reducir el riesgo de enredo y posible estrangulamiento, mantén los cables fuera del alcance de los niños.
  - Los niños pueden inhalar o tragar las piezas pequeñas. Si alguna pieza pequeña se rompe o desprende del producto, deséchala con seguridad.
- Este equipo solo lo debe utilizar una persona. Esta persona es el operador previsto del equipo.

### MANTENER SECO.

- Mantén el mando a distancia seco. Si se moja, no lo cargues ni lo uses: la batería puede estar dañada. Sigue las instrucciones previstas para desecharlo.
- ¡El agua y la electricidad son una combinación peligrosa!
  - No uses este equipo en entornos húmedos (p. ej., en una bañera, ducha o piscina).
  - No dejes que caiga agua en el producto.
  - Es muy importante mantener el producto seco. Cualquier contacto con el agua podría dañarlo. No uses ni guardes el producto en un cuarto de baño o cerca del agua.
  - No cargues ni uses el producto si se ha dejado al aire libre.

### CARGAR DE FORMA SEGURA.

- Sigue las instrucciones del fabricante del cargador.
- Carga el equipo solo con el cable USB-C y el bloque de carga Dongguan Yinli Electronics, modelo YLJXA-T050200. No uses ningún otro cable USB-C ni bloque de carga.
- Comprueba si el voltaje indicado en el equipo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local antes de conectarlo para evitar el riesgo de electrocución o daño permanente en el equipo.
- Si la toma de corriente utilizada para alimentar al equipo tiene malas conexiones, el enchufe se calentará. Asegúrate de enchufar el equipo a una toma de corriente instalada correctamente.
- No cargues el producto en un cuarto de baño o cerca del agua.
- No cargues el mando a distancia después de que haya entrado en contacto con agua.
- Coloca siempre el equipo de forma que sea fácil llegar al cargador mientras se carga.
- Guarda el cable USB-C correctamente después de la carga.

### PROTEGER LA BATERÍA DEL MANDO A DISTANCIA CONTRA DAÑOS.

- No intentes abrir el mando a distancia ni sustituir la batería.
- No aplastes, dejes caer ni dañes el mando a distancia.
- Deja de usar el cargador o desconéctalo si el mando a distancia está inusualmente caliente o desprende humo o un mal olor.
- Si hay fugas de líquido del mando a distancia, evita el contacto. Si el líquido toca la piel o los ojos, lávate con abundante agua y consulta con un médico.
- Sigue las instrucciones previstas para desecharlo.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES (CONTINUACIÓN)

### USAR DE MANERA SEGURA.

- La máscara limita la visión. No la lleves mientras haces algo (como conducir) donde la visión limitada suponga un riesgo.
- PRECAUCIÓN: La luz emitida por este producto puede ser perjudicial para los ojos. Los infrarrojos emitidos por este producto pueden causar irritación ocular. No mires fijamente a la fuente de luz.
- No uses el producto cuando se haya dejado al aire libre.
- Si viajas en avión, la máscara se debe llevar en el equipaje de mano y no se debe facturar. El producto debe estar totalmente apagado.
- No uses la máscara en exteriores. Usa la máscara solo en interiores en las siguientes condiciones ambientales:
  - Temperatura: entre 10 °C y 30 °C
  - Si el equipo muestra signos de deterioro, deja de usarlo inmediatamente.
  - Un intervalo de humedad relativa del 15 % al 90 %, sin condensación, pero que no requiera una presión parcial de vapor de agua superior a 50 hPa.
  - Un intervalo de presión atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa.
- No guardes ni cargues la máscara boca abajo.
- Se puede producir sequedad, irritación o enrojecimiento de la piel al usar una rutina de luz LED. Aplica una crema hidratante facial si se produce sequedad.
- Para evitar el riesgo de piel seca o hiperpigmentación temporal, no ejecutes varias rutinas de luz LED seguidas.

### COMPROBAR SI EL PRODUCTO PRESENTA DAÑOS ANTES DE CADA USO.

- Inspecciona el interior de la máscara y la correa para comprobar si están limpias, presentan grietas o bordes afilados.
- Comprueba si las almohadillas frías presentan signos de corrosión.
- Estas condiciones pueden irritar o dañar la piel.

### LIMPIAR CORRECTAMENTE.

- Limpia la máscara con un paño húmedo.
- Evita el uso de limpiadores químicos o a base de alcohol.
- Si el equipo muestra signos de deterioro, deja de usarlo inmediatamente.

### NO REPARAR NI MODIFICAR.

- No intentes reparar ni modificar la máscara o el mando a distancia.
- No los tritures ni deseches en el fuego.

### ELIMINACIÓN.

- Desecha el producto según la legislación y requisitos locales, y elimina la batería de iones de litio.

### POSIBLE INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA.

- ADVERTENCIA: Se debe evitar el uso de este equipo junto a otro o apilado con otro porque podría provocar un funcionamiento inadecuado. Si es necesario dicho uso, se deben observar ambos equipos para verificar que funcionan con normalidad.
- ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados o proporcionados por el fabricante de este equipo podría causar mayores emisiones electromagnéticas o menor inmunidad electromagnética de este equipo y provocar un funcionamiento inadecuado.
- ADVERTENCIA: No se deben usar equipos de comunicaciones de radiofrecuencia portátiles (incluidos periféricos como cables de antena y antenas externas) más cerca de 30 cm de cualquier parte del sistema de la máscara, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, se podría producir un deterioro del rendimiento de este equipo.
- ADVERTENCIA: No dejes la máscara expuesta a la luz directa del sol.

## CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Transporta y almacena el producto solo con las siguientes condiciones ambientales:

- Manténlo a entre -20 °C y 45 °C. Para almacenarlo durante más de 3 meses, mantenlo a entre 0 °C y 25 °C.
- Manténlo a entre 5 °C y 32 °C con una humedad relativa de hasta 85 %, sin condensación.
- Manténlo a entre 35 °C y 60 °C con una presión de vapor de agua de hasta 50 hPa.
- Intervalo de presión atmosférica: de 700 hPa a 1060 hPa.

## PARÁMETROS LED

Modo	Tecnología de luz roja + luz infrarroja	Tecnología de luz azul combinada	Cuidado de la piel
Potencia (mW/cm <sup>2</sup> )	Rojo 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Modo total</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Paso 1:</b> Azul 64 ± 8 mW/cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Paso 2:</b> Azul 55 ± 6 mW/cm <sup>2</sup> , rojo 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Paso 3:</b> Rojo 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 55 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Modo total</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup> Azul 59,8 ± 7 mW/cm <sup>2</sup> , rojo 17 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 51,2 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Modo total</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>

## GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE: EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS

El producto pertenece al grupo de riesgo 1 como se define en IEC 62471.

La <b>máscara Shark CryoGlow</b> se debe usar en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de la <b>máscara Shark CryoGlow</b> debe asegurarse de que se use en dicho entorno.		
PRUEBA DE EMISIONES	CUMPLIMIENTO	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO: GUÍA
Emisiones RF	CISPR 11	Entorno sanitario doméstico
Emisiones RF	CISPR 11	Entorno sanitario doméstico
Emisiones de armónicos	IEC 61000-3-2	
Emisiones de fluctuaciones de tensión/función de voltaje	IEC 61000-3-3	

La <b>máscara Shark CryoGlow</b> se debe usar en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de la <b>máscara Shark CryoGlow</b> debe asegurarse de que se use en dicho entorno.			
PRUEBA DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA IEC 60601	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO: GUÍA
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Hasta 8 kV por contacto Hasta 15 kV por aire	Hasta ± 8 kV por contacto Hasta ± 15 kV por aire	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si los suelos están cubiertos con un material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos 30 %.
Transitorios/ráfagas electrostáticas IEC 61000-4-4	±2 kV para las líneas de alimentación principal	±2 kV para las líneas de alimentación principal	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial o doméstico típico.
Sobretensión IEC 61000-4-5	De ±0,5 kV a 1,5 kV en modo diferencial	De ±0,5 kV a 1,5 kV en modo diferencial	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial o doméstico típico.
Bajadas de tensión, interrupciones breves y variaciones de voltaje en las líneas de entrada de suministro eléctrico IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 ciclos <sup>a)</sup> A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315° <sup>b)</sup> 0 % UT; 1 ciclo y 70 % <sup>c)</sup> UT; 25/30 ciclos <sup>b)</sup> Monofásico: a 0° 0 % UT; 250/300 ciclos <sup>b)</sup>	0 % UT; 0,5 ciclos <sup>a)</sup> A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315° <sup>b)</sup> 0 % UT; 1 ciclo y 70 % <sup>c)</sup> UT; 25/30 ciclos <sup>b)</sup> Monofásico: a 0° 0 % UT; 250/300 ciclos <sup>b)</sup>	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial o doméstico típico. Si el usuario de la <b>máscara Shark CryoGlow</b> requiere el funcionamiento continuado durante interrupciones de la red eléctrica, se recomienda que se alimente la <b>máscara Shark CryoGlow</b> desde un sistema de alimentación ininterrumpida o una batería.
Frecuencia eléctrica (campo magnético de 50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m a 50-60 Hz	30 A/m a 50-60 Hz	Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben ser de los niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial o doméstico típico.

NOTA: U<sub>i</sub> es el voltaje de la red eléctrica CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

PRUEBA DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA IEC 60601	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO: GUÍA
RF conducida IEC 61000-4-6	150 KHz - 80 MHz - Nivel de prueba: 3 V y 6 V - Modulación: AM 1 KHz 80 %	- 150 KHz - 80 MHz - Nivel de prueba: 3 V y 6 V - Modulación: AM 1 KHz 80 %	No se debe usar el equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil cerca de cualquier parte de la <b>máscara Shark CryoGlow</b> , incluidos los cables, a menos de la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada: $d = \left[ \frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ <small>De 80 MHz a 800 MHz    De 800 MHz a 2,7 GHz</small>
RF radiada IEC 61000-4-3	80 MHz - 2,7 GHz - Nivel de prueba: 10 V/m - Modulación: AM 1 KHz 80 %	- 80 MHz - 2,7 GHz - Nivel de prueba: 10 V/m - Modulación: AM 1 KHz 80 %	donde p es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). <sup>9</sup> Intensidades de campo de los transmisores RF fijos, según lo determinado por una revisión electromagnética del sitio. Debe ser inferior al nivel de cumplimiento en cada intervalo de frecuencia. <sup>9</sup> Se pueden producir interferencias en las proximidades de un equipo marcado con el siguiente símbolo: NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencia más alto. NOTA 2: Puede que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. El electromagnetismo puede verse afectado por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.



a) Las bandas ISM (Industrial, scientific and medical, industrial, científico y médico) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,795 MHz a 6,795 MHz; de 13,553 MHz a 13,567 MHz; de 26,957 MHz a 27,283 MHz y de 40,66 MHz a 40,70 MHz. Las bandas de radioaficionados entre 0,15 MHz y 80 MHz son de 1,8 MHz a 2,0 MHz; de 3,5 MHz a 4,0 MHz; de 5,3 MHz a 5,4 MHz; de 7 MHz a 7,3 MHz; de 10,1 MHz a 10,15 MHz; de 14 MHz a 14,2 MHz; de 18,07 MHz a 18,17 MHz; de 21,0 MHz a 21,4 MHz; de 24,89 MHz a 24,99 MHz; de 28,0 MHz a 29,7 MHz y de 50,0 MHz a 54,0 MHz.

b) Las intensidades de campo de transmisores fijos, como estaciones base de radiotelefonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, emisión de radio AM y FM y emisión de TV teóricamente no se pueden predecir con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores RF fijos, se debe considerar una revisión electromagnética del sitio. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se usa la **máscara Shark CryoGlow** supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable anterior, se debe observar la **máscara Shark CryoGlow** para verificar que funcione normalmente. Si se observa un rendimiento anómalo, pueden ser necesarias medidas adicionales, como cambiar la orientación o la ubicación de la **máscara Shark CryoGlow**.

c) A lo largo del intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre el equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil y el EQUIPO o SISTEMA: para EQUIPO y SISTEMAS

Distancias de separación recomendadas entre el equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil y la <b>máscara Shark CryoGlow</b>				
La <b>máscara Shark CryoGlow</b> se debe usar en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de RF radiada estén controladas. El cliente o el usuario de la <b>máscara Shark CryoGlow</b> puede evitar la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil (transmisores) y la <b>máscara Shark CryoGlow</b> según lo recomendado anteriormente, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.				
Salida nominal máxima del transmisor (W)	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)			
	De 150 kHz a 80 MHz fuera de ISM y bandas de radioaficionados	De 150 kHz a 80 MHz fuera de ISM y bandas de radioaficionados	De 80 MHz a 800 MHz	De 80 MHz a 800 MHz
0,01	0,12	0,020	0,035	0,07
0,1	0,38	0,63	0,11	0,22
1	1,2	2,00	0,35	0,70
10	3,8	6,32	1,10	2,21

Para los transmisores con una potencia nominal de salida máxima no enumerada anteriormente, la distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede calcular con la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el intervalo de frecuencia más alto.

NOTA 2: Puede que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética puede verse afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.

## Lee las advertencias, las instrucciones y las contraindicaciones antes del primer uso.

### Cargar por completo antes del primer uso

Enchufa el extremo pequeño del cable USB-C en el puerto de carga de la parte superior del mando a distancia.

Enchufa el extremo grande del USB-C en el adaptador de corriente. Enchufa el adaptador de corriente en la toma de corriente de pared.

Deja que el mando a distancia se cargue por completo **(esto debería tardar unas 3 horas)**. La pantalla del mando a distancia mostrará el progreso de la carga.

Una vez cargado, desenchufa el adaptador de corriente y desconecta el cable USB-C del mando a distancia.

**NOTA:** Desenchufa la máscara antes de usarla. La máscara no funcionará mientras esté enchufada a la toma de corriente de pared.

### Encendido/apagado

**ENCENDIDO:** para encender la máscara y el mando a distancia, **pulsa de forma prolongada** el selector/botón central del mando a distancia durante 2 segundos.


**APAGADO:** para apagar, **pulsa de forma prolongada** el selector/botón central.

**APAGADO AUTOMÁTICO:** si el producto no se apaga manualmente, la máscara y el mando a distancia se apagarán automáticamente después de completar una sesión.

Los ventiladores de la máscara seguirán funcionando durante 60 segundos mientras la máscara se está apagando después de una sesión.



**NOTA:** El vídeo de demostración se reproducirá tras el primer uso del mando a distancia: míralo para ver más instrucciones sobre ajuste y comodidad. También puedes volver a ver este vídeo dirigiéndote a los ajustes del mando a distancia.



### Paso 1 / Ajustar la correa trasera

Empieza ajustando la correa trasera (con las hebillas). Para tensarla o aflojarla, **desliza las hebillas simultáneamente** juntas o por separado. Esta correa puede cubrir la parte superior de las orejas: ajústala hasta que te quede cómoda.




Tensar

Aflojar

### Paso 2 / Ajustar la correa superior

Para ajustar la máscara hacia arriba o hacia abajo en tu rostro, afloja o tensa la correa de autofijación en la parte superior de la cabeza. Asegúrate de que la correa quede en el centro de la cabeza (siguiendo una parte central).



### Paso 3 / Ajustar las almohadillas frías (opcional)

Las almohadillas frías deben quedar bajo los ojos, sobre las mejillas. Si las almohadillas frías tienen un contacto deficiente o inconsistente con la zona del contorno de los ojos, **añade las almohadillas frías acoplables opcionales para mejorar el ajuste y la comodidad.**

Retira la máscara y saca las **almohadillas frías acoplables opcionales** de la caja. Están marcadas con «L» (izquierda) y «R» (derecha): asegúrate de que las letras apunten a la barbilla de la máscara. Alinea las almohadillas frías acoplables opcionales con las almohadillas frías originales (que están acopladas permanentemente a la máscara) y encájalas en su lugar. Notarás un clic cuando se acoplen correctamente.

**NOTA:** Las luces LED funcionan mejor cuando no están en contacto con la piel. Por eso, la máscara se queda a una corta distancia de tu rostro.

### Consejos profesionales:

- 1 La correa trasera debe quedar paralela al suelo y tus ojos deben estar centrados en los orificios para los ojos.
- 2 Utiliza una mano para sujetar la correa trasera en posición y la otra para ajustar la correa de autofijación superior hasta que la máscara quede colocada de forma cómoda y segura en tu cabeza.

¡Ponte cómodo! Recomendamos usar la máscara en posición sentada o reclinada. Dedica este tiempo para relajarte y disfrutar de tu rutina.



Visita **sharkclean.eu** para ver más imágenes y vídeos útiles.

## ASPECTOS BÁSICOS DEL MANDO A DISTANCIA



## USO DEL MANDO A DISTANCIA

### Cambio de luminosidad

1. **Enciende** la máscara con el mando a distancia.
2. Gira el selector para ver **Settings (Ajustes)** y pulsa el botón del selector para seleccionar.
3. Selecciona **Screen Brightness (Luminosidad de la pantalla)** y, a continuación, utiliza el selector para aumentar o disminuir la luminosidad.
4. Pulsa el botón del selector para efectuar tu selección.
5. Después de seleccionar un nivel de luminosidad, volverás al menú principal.

### Cambio de idioma

1. **Enciende** la máscara con el mando a distancia.
2. Gira el selector para ver **Settings (Ajustes)** y pulsa el botón del selector para seleccionar.
3. Selecciona **Language (Idioma)** y utiliza el selector para seleccionar el idioma que prefieras.
4. Después de seleccionar un idioma, volverás al menú principal.

### Restablecer el progreso

1. **Enciende** la máscara con el mando a distancia.
2. Gira el selector para ver **Settings (Ajustes)** y pulsa el botón del selector para seleccionar.
3. Selecciona **Reset Progress (Restablecer el progreso)** y, a continuación, pulsa el botón del selector para seleccionar **Confirm (Confirmar)**.
4. Después de confirmar, volverás al menú principal.

### Restablecer los ajustes de fábrica

1. **Enciende** la máscara con el mando a distancia.
2. Gira el selector para ver **Settings (Ajustes)** y pulsa el botón del selector para seleccionar.
3. Selecciona **Factory Reset (Restablecer los ajustes de fábrica)** y, a continuación, pulsa el botón del selector para seleccionar **Confirm (Confirmar)**.
4. Después de confirmar, volverás al menú principal.

### Consejos profesionales:

También puedes volver a reproducir el vídeo de demostración en el mando a distancia y acceder a nuestra página de asistencia mediante los ajustes.

## RUTINAS DE LUZ LED PARA LA PIEL

La máscara ofrece **3 rutinas de luz LED** entre las que elegir, si tus objetivos son tratar la piel o mantenerla.

### RUTINAS DE TRATAMIENTO

La máscara de luz LED Shark CryoGlow emite energía en el espectro de luz roja e infrarroja y en el espectro de luz roja, azul e infrarroja para el tratamiento del acné inflamatorio de carácter leve a moderado. Selecciona la rutina **Tecnología de luz roja + luz infrarroja** o **Tecnología de luz azul combinada** y usa tu elección exclusivamente una vez al día durante un mínimo de 8 semanas. Tanto para tratar el acné como para reducir el enrojecimiento y mejorar la aspereza, recomendamos utilizar exclusivamente **la tecnología de luz azul combinada** durante 8 semanas. No apiles los modos.



#### Tecnología de luz roja + luz infrarroja (6 MINUTES)

Reduce el enrojecimiento y mejora la aspereza.\*

\* Resultados del ensayo clínico de 12 semanas con 59 sujetos y 1 uso/día en el modo de tratamiento Tecnología de luz roja + luz infrarroja. Los resultados individuales pueden variar.

\*\* Resultados del ensayo clínico de 12 semanas con 60 sujetos y 1 uso/día en el modo de tratamiento Tecnología de luz azul combinada. Los resultados individuales pueden variar.



#### Tecnología de luz azul combinada (8 MINUTES)

Reduce el acné y deja la piel con un aspecto más liso y uniforme.\*\*

### RUTINA DE MANTENIMIENTO

Una vez logrados tus resultados objetivo con una rutina de tratamiento de 8 semanas, utiliza Cuidado de la piel **una vez al día** para mantenerlos.



#### Cuidado de la piel (4 MINUTES)

Diseñada para mantener la luminosidad de la piel después de un ciclo de 8 semanas.

**¿Has perdido tu sucesión? ¡NO te preocupes!**  
Reajusta tus objetivos y sigue con tu rutina de cuidado de la piel.

Esta máscara no emite luz UV.

## FRÍO PARA EL CONTORNO DE OJOS

Utiliza frío por la mañana para reducir las bolsas del contorno de ojos y por la noche para relajarte.

### LED + FRÍO



El frío para el contorno de ojos se iniciará automáticamente con cualquier rutina de luz LED y tiene la opción de apagarse. Utiliza el botón de frío del mando a distancia para pasar por las 3 temperaturas con el fin de reducir rápidamente las bolsas y calmar la zona del contorno de ojos.

### SOLO FRÍO



#### Revitalización del contorno de ojos (5, 10 or 15 minutos)

Rutina ajustable de SOLO frío para el contorno de ojos (sin luces LED) para una experiencia calmante y refrescante diseñada para lograr una relajación óptima.

## ENCUENTRA TU RUTINA PERFECTA










Escanea el código QR para contestar a nuestro cuestionario y encontrar la mejor rutina para los problemas de tu piel



## MENSAJES DE ERROR

Mensaje de error	Solución
Mando a distancia demasiado caliente. Deja que el mando a distancia se enfríe antes de usarlo.	Deja que el mando a distancia se enfríe antes de usarlo. La máscara no se debe usar con temperaturas superiores a 30 °C.
Mando a distancia demasiado frío. Deja que el mando a distancia se caliente antes de usarlo.	Deja que el mando a distancia se caliente antes de usarlo. La máscara no se debe usar con temperaturas inferiores a 0 °C.
Error del mando a distancia A3. Llama al Servicio de Atención al Cliente.	Llama al Servicio de Atención al Cliente.
Cargador no reconocido.	Utiliza el cargador USB-C y el enchufe de pared de Shark suministrados para cargar la máscara.
Desconecta el mando a distancia del cargador.	La batería de la máscara está cargada; desconéctala del cargador.
Batería baja. Cárgala antes de usarla.	La batería de la máscara está baja; cárgala.
Error de batería B1. Llama al Servicio de Atención al Cliente.	Llama al Servicio de Atención al Cliente.
Error del mando a distancia B2. Carga el mando a distancia antes volver a usarlo.	Carga el mando a distancia antes del siguiente uso con el cargador USB-C y el enchufe de pared de Shark suministrados.
Error de carga C1. Desconéctalo y vuelve a conectarlo al cargador.	Desconecta el mando a distancia y vuelve a conectarlo para cargarlo con el cargador USB-C y el enchufe de pared de Shark suministrados.
Error del ventilador F1. Llama al Servicio de Atención al Cliente.	Llama al Servicio de Atención al Cliente.
Error A1. Llama al Servicio de Atención al Cliente.	Llama al Servicio de Atención al Cliente.
Error A2. Llama al Servicio de Atención al Cliente.	Llama al Servicio de Atención al Cliente.

## SÍMBOLOS

Símbolo	Explicación
	Pieza tipo BF aplicada
	Equipo de clase II
	Para uso exclusivo en interiores
	Corriente continua
	Consultar la Guía del usuario
<b>IP22</b>	Protección contra entrada: IP2X: protegido contra objetos extraños sólidos de 12,5 mm Ø y de mayor tamaño IPX2: protección contra gotas de agua que caen verticalmente cuando la ESTRUCTURA está inclinada hasta 15°
	Fabricante
PARA DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y RIESGOS MECÁNICOS SOLO DE ACUERDO CON AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021; CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-1:14 (reafirmada 2022); IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022	
	Este producto cumple la Regulación de Dispositivos Médicos (EU) 2017/745
	Este producto cumple la Regulación de Dispositivos Médicos (EU) 2017/745
	Producto médico

## GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en España, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Shark® confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de dos años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) (“nos”, “nuestro[s]”, “nuestra[s]” o “nosotros”).

Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Shark de forma directa..

### Garantías de Shark®

Tu secador de pelo Shark constituye una inversión considerable. El nuevo secador de pelo debe funcionar correctamente el mayor tiempo posible. La garantía que lo acompaña es un compromiso importante y refleja el grado de confianza del fabricante en la calidad de sus productos. Todos los electrodomésticos Shark están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica

**900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Shark. También puedes encontrar ayuda en línea en [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

### ¿Cómo debo registrar mi garantía Shark?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu secador:

- Fecha de compra del secador (factura, recibo o albarán).

Para el registro en línea, entra en [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

### IMPORTANTE

- La garantía cubre el Producto durante dos (2) años a partir de la fecha de compra.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

### ¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu secador de pelo Shark e información sobre nuevos

## GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

productos y tecnologías Shark®. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

### ¿Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Shark?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu nuevo secador de pelo Shark está garantizado por un total de dos años.

### ¿Qué cubre la garantía gratuita Shark?

Reparación o sustitución de su máquina Shark (a discreción de Shark), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark es adicional a tus derechos legales como consumidor.

### ¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark?

1. El desgaste normal de las piezas portátiles (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu).
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Shark.

### ¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Shark?

Los recambios y accesorios Shark están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan los secadores de pelo Shark. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de

repuesto y accesorios Shark correspondientes a todas las máquinas Shark en [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Shark podrían no estar cubiertos por la garantía.

## SOMMAIRE

PRÉSENTATION DU MASQUE SHARK CRYOGLOW .....	74
CONTENU DE LA BOÎTE .....	74
CONTRE-INDICATIONS .....	75
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS .....	77
PARAMÈTRES DES LED .....	79
CONSEILS ET DÉCLARATION DU FABRICANT - EMC .....	79
POUR COMMENCER .....	81
AJUSTEMENT DU MASQUE .....	82
PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE .....	83
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE .....	84
ROUTINES DE SOIN DE LA PEAU PAR LED .....	85
REFROIDISSEMENT POUR LES YEUX .....	86
MESSAGES D'ERREUR .....	87
SYMBOLES .....	88
GARANTIE COMMERCIALE .....	89
GARANTIES LÉGALES .....	91

SCANNEZ LE QR CODE ou rendez-vous sur [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu) pour accéder au Guide d'utilisation complet.



# PRÉSENTATION


## DU MASQUE SHARK CRYOGLOW

**SANGLES RÉGLABLES**  
conçues pour un ajustement et un confort optimaux

**FENTES POUR LA BOUCHE ET LE NEZ** pour une meilleure respirabilité

**DESIGN ENVELOPPANT** pour une meilleure couverture de la lumière LED

**480 LED** pour une couverture large et uniforme



La fonction **AUTO-DIM (Anti-éblouissement)** réduit le niveau de lumière lorsque le masque n'est pas proche du visage

**REMBOURRAGE AU NIVEAU DU FRONT** pour un ajustement confortable

**PROTECTIONS OCULAIRES EN SILICONE** pour bloquer la lumière LED et apporter plus de confort

**REFROIDISSEMENT ACTIF POUR LES YEUX** pour apaiser et réduire les poches

## CONTENU DE LA BOÎTE



Masque Shark CryoGlow + Sangles  
Pré-assemblés



Télécommande avec écran LCD + Boutons de commande



Guide de démarrage rapide + Guide de l'utilisateur



Câble de recharge universel USB-C + Prise de chargeur



Patchs refroidissants amovibles (en option)



Sac de rangement

## CONTRE-INDICATIONS

### N'utilisez pas le masque Shark CryoGlow si vous :

- Prenez des médicaments ou suppléments pouvant causer une sensibilité à la lumière (photosensibilité), tels que les médicaments pour l'acné inflammatoire sévère (p. ex. l'isotrétinoïne ou la doxycycline).

### Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin si vous ressentez une quelconque gêne.

### N'utilisez pas le masque Shark CryoGlow si vous souffrez de l'un des problèmes médicaux suivants :

- Maladie rétinienne et/ou maculaire, albinisme oculaire ou toute autre affection oculaire provoquant une sensibilité à la lumière
- Grossesse, allaitement, ou possibilité de grossesse
- Pacemaker ou tout autre dispositif électronique implanté
- Implants au visage
- Perte de sensation (p. ex. engourdissement)
- Trouble cutané de sensibilité à la lumière (p. ex. lupus, porphyrie)
- Sensibilité extrême à la lumière des yeux (c'est-à-dire photophobie)
- Maux de tête induits par la lumière
- Albinisme
- Mélasma (p. ex. maladie provoquant des plaques et des taches)
- Sensibilité ou allergie au plastique, à l'aluminium ou au matériel auto-fixant

### N'utilisez pas le masque Shark CryoGlow si vous présentez l'une des conditions suivantes sur le visage, au niveau de l'implantation des cheveux, des oreilles ou du cou :

- Chirurgie faciale récente (attendez l'autorisation de votre médecin)
- Lésions suspectes ou cancer de la peau
- Eczéma
- Psoriasis
- Taches brunes de forme irrégulière, nouvelles ou changeantes
- Taches de naissance
- Peau éraflée, éruption cutanée, ou ampoules
- Inflammation des tissus
- Infection cutanée, bouton de fièvre ou verrues
- Poussée active actuelle du virus de l'herpès simplex (boutons de fièvre)
- Antécédents de poussées d'herpès sans traitement préventif
- Traitement du visage lorsque la peau n'a pas complètement guéri, y compris la neurotoxine, le comblement cutané, la micro-perforation, le laser ou le peeling chimique

## CONTRE-INDICATIONS (SUITE)

### N'appliquez pas les traitements de refroidissement du masque Shark CryoGlow sur le globe oculaire ou la paupière supérieure.

### N'utilisez pas les traitements de refroidissement du masque Shark CryoGlow si vous souffrez de l'un des problèmes médicaux suivants :

- Hypersensibilité au froid
- Allergie au froid (c.-à-d. urticaire provoquée par les températures froides)
- Insuffisance circulatoire

### PRÉCAUTIONS : consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser le masque Shark CryoGlow si :

- Vous avez des ecchymoses sur le visage.
- Vous ressentez une sensibilité cutanée ou une irritation avec le rétinol ou le peroxyde de benzoyle.

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Afin de réduire le risque d'incendie, de brûlures thermiques ou chimiques, de choc électrique, de blessures graves, ou de mort, suivez les précautions dans cette section et les procédures du présent mode d'emploi. La télécommande contient une batterie lithium-ion rechargeable. En cas de dommage, la batterie peut surchauffer, s'enflammer ou libérer des produits chimiques pouvant causer des brûlures à la peau et aux yeux.

### SUPERVISION ET UTILISATEURS PRÉVUS.

- Cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si elles sont sous la surveillance d'une autre personne ou ont reçu des informations d'utilisation de l'équipement. Consulter les contre-indications avant utilisation.
- Ne pas utiliser cet appareil si l'une des conditions énumérées dans les « Contre-indications » (pages 75 et 76) s'applique.
- Ne pas laisser l'équipement sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- Cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
  - Afin de réduire le risque d'emmêlement et de strangulation potentielle, garder les câbles hors de portée des enfants.
  - Des petites pièces peuvent être inhalées ou avalées par les enfants. Si des petites pièces se cassent ou se détachent du produit, les jeter de façon à garantir la sécurité.
- L'utilisation de cet appareil est prévue pour une seule personne. Cette personne est en charge du fonctionnement de l'équipement.

### GARDER AU SEC.

- Garder la télécommande au sec. Si elle venait à être mouillée, ne pas la charger et ne pas l'utiliser, car la batterie risquerait de s'endommager. Suivre les consignes de mise au rebut.
- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage !
  - Ne pas utiliser cet équipement dans un environnement humide (p. ex. dans une baignoire, une douche ou une piscine).
  - Ne pas laisser l'eau pénétrer dans l'appareil.
  - Maintenir l'appareil au sec en permanence. Tout contact avec de l'eau pourrait l'endommager. Ne pas utiliser et ne pas ranger l'appareil dans la salle de bain ou à proximité d'un point d'eau.
  - Ne pas recharger et ne pas utiliser l'appareil s'il a été laissé à l'extérieur.

### CHARGER L'ÉQUIPEMENT DE FAÇON SÉCURISÉE.

- Suivre les consignes de recharge du fabricant.
- Charger l'appareil uniquement avec le câble USB-C et la prise de chargeur fournis : Dongguan Yinli Electronics, modèle YLJXA-T050200. Ne pas utiliser d'autre câble USB-C ou prise de chargeur que ceux fournis.
- Vérifier que la tension indiquée sur l'équipement correspond bien à la tension locale principale avant de brancher l'appareil, afin d'éviter tout risque d'électrocution ou dommage permanent de l'équipement.
- Si la prise de courant utilisée pour alimenter l'équipement présente des connexions médiocres, la fiche chauffera. Brancher l'équipement sur une prise de courant correctement installée.
- Ne pas charger l'appareil dans la salle de bain ou à proximité d'un point d'eau.
- Ne pas charger la télécommande si elle est entrée en contact avec de l'eau.
- Toujours placer l'équipement de sorte à pouvoir facilement atteindre le chargeur durant le chargement.
- Ranger correctement le câble USB-C après le chargement.

### PROTÉGER LA BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE DE TOUT DOMMAGE.

- Ne pas ouvrir la télécommande ou remplacer la batterie.
- Ne pas écraser, faire tomber ou endommager la télécommande.
- Débrancher le câble de chargement et arrêter d'utiliser la télécommande si elle paraît anormalement chaude, ou émet de la fumée ou une mauvaise odeur.
- Si du liquide fuit de la télécommande, éviter de la toucher. Si du liquide entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
- Suivre les consignes d'élimination des déchets.

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS (SUITE)

### UTILISER AVEC PRÉCAUTION.

- Le masque limite la vision. Ne pas porter le masque durant une activité où une vision limitée pourrait entraîner des risques (ex : conduire).
- ATTENTION : La lumière émise par cet appareil peut endommager les yeux. Les infrarouges émis par cet appareil sont susceptibles d'irriter les yeux. Ne pas regarder directement la source de lumière.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est resté à l'extérieur.
- Los d'un voyage en avion, le masque doit être transporté dans un bagage à main et non en soute. L'appareil doit être complètement éteint.
- Ne pas utiliser le masque à l'extérieur. Utiliser le masque uniquement à l'intérieur, dans les conditions environnementales suivantes :
  - Température : entre 10 °C et 30 °C
  - Si l'équipement présente tout signe de dégradation, cesser immédiatement de l'utiliser.
  - Humidité relative comprise entre 15 % et 90 %, sans condensation, mais ne nécessitant pas une pression partielle de vapeur d'eau supérieure à 50 hPa.
  - Pression atmosphérique comprise entre 700 hPa et 1 060 hPa.
- Ne pas ranger ni charger le masque face vers le bas.
- Un dessèchement de la peau, une irritation ou des rougeurs peuvent survenir lors de l'utilisation d'une routine LED. Appliquer une crème hydratante pour le visage si la peau devient sèche.
- Pour éviter tout risque de dessèchement de la peau ou d'hyperpigmentation, ne pas exécuter des routines LED consécutives.

### VÉRIFIER QUE L'APPAREIL N'EST PAS ENDOMMAGÉ AVANT CHAQUE UTILISATION.

- Inspecter l'intérieur du masque ainsi que les sangles, et s'assurer qu'ils sont propres, sans craquelures ni bords tranchants.
- Vérifier que les patches refroidissants ne présentent aucun signe de corrosion.
- Ces conditions peuvent irriter ou abîmer la peau.

### NETTOYER CORRECTEMENT L'ÉQUIPEMENT.

- Nettoyer le masque à l'aide d'un chiffon humide.
- Éviter d'utiliser des nettoyants chimiques ou à base d'alcool.
- Si l'équipement présente tout signe de dégradation, cesser immédiatement de l'utiliser.

### NE PAS TENTER DE RÉPARER OU DE MODIFIER LE PRODUIT.

- Ne pas tenter de réparer ni de modifier le masque ou la télécommande.
- Ne pas écraser l'appareil et ne pas le jeter au feu.

### MISE AU REBUT

- Mettre l'appareil au rebut conformément aux lois et exigences locales relatives à l'élimination des déchets des batteries lithium-ion.

### INTERFÉRENCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE POTENTIELLE.

- AVERTISSEMENT : l'utilisation de cet équipement à proximité ou empilé avec d'autres équipements doit être évitée car cela pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et l'autre équipement doivent être surveillés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.
- AVERTISSEMENT : l'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement pourrait entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un fonctionnement incorrect.
- AVERTISSEMENT : les équipements de communication par radiofréquence portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute partie du masque, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Autrement, les performances du masque pourraient être affectées.
- AVERTISSEMENT : ne pas laisser le masque exposé à la lumière directe du soleil.

## CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Ne transportez et ne rangez l'appareil que dans les conditions environnementales suivantes :

- Conservez à des températures comprises entre -20 °C et 45 °C. Lorsque vous stockez l'appareil pendant plus de 3 mois, gardez-le à une température située entre 0 °C et 25 °C.
- Conservez l'appareil entre 5 °C et 32 °C à une humidité relative maximale de 85 %, sans condensation.
- Conservez l'appareil entre 35 °C et 60 °C à une pression de vapeur d'eau inférieure ou égale à 50 hPa.
- Pression atmosphérique comprise entre 700 hPa et 1 060 hPa.

## PARAMÈTRES DES LED

Mode	Photothérapie par lumière rouge + infrarouge	Photothérapie par lumière bleue mixte		Entretien de la peau
Puissance (mW/cm <sup>2</sup> )	Rouge 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Mode total</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Étape 1 :</b> Bleu 64 ± 8 mW/cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Mode total</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>	Bleu 59,8 ± 7 mW/cm <sup>2</sup> , Rouge 17 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 51,2 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Mode total</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>
		<b>Étape 2 :</b> Bleu 55 ± 6 mW/cm <sup>2</sup> , Rouge 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Mode total</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>	
		<b>Étape 3 :</b> Rouge 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 55 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Mode total</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>	

## CONSEILS ET DÉCLARATION DU FABRICANT - ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

L'appareil fait partie du Groupe de Risque 1 selon la norme IEC 62471.

Le **masque Shark CryoGlow** est destiné à une utilisation dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du **masque Shark CryoGlow** doit veiller à son utilisation dans cet environnement.

TEST D'ÉMISSIONS	NORME	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE - DIRECTIVE
Émissions RF	CISPR 11	Santé et environnement sur le lieu de vie
Émissions RF	CISPR 11	Santé et environnement sur le lieu de vie
Émissions harmoniques	IEC 61000-3-2	
Tension continue/émissions de scintillement	IEC 61000-3-3	

Le **masque Shark CryoGlow** est destiné à une utilisation dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du **masque Shark CryoGlow** doit veiller à son utilisation dans cet environnement.

TEST D'IMMUNITÉ	NIVEAU D'ESSAI IEC 60601	NIVEAU DE CONFORMITÉ	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE - DIRECTIVE
Décharge électrostatique (DES) IEC 61000-4-2	Jusqu'à 8 kV au contact Jusqu'à 15 kV dans l'air	Jusqu'à ± 8 kV au contact Jusqu'à ± 15 kV dans l'air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en céramique. Si les sols sont recouverts de matériaux synthétiques, l'humidité relative minimale doit être de 30 %.
Transitoire électrostatique/éclat IEC 61000-4-4	± 2 kV pour les lignes d'alimentation principales	± 2 kV pour les lignes d'alimentation principales	La qualité du réseau d'alimentation doit être conforme à un environnement commercial ou de domicile classique.
Surtension IEC 61000-4-5	± 0,5 kV 1,5 kV mode différentiel	Entre ± 0,5k V et 1,5 kV mode différentiel	La qualité du réseau d'alimentation doit être conforme à un environnement commercial ou de domicile classique.
Creux de tension, coupures momentanées de courant et fluctuations de la tension de l'alimentation électrique IEC 61000-4-11	0 % UT ; 0,5 cycle <sup>9)</sup> à 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315° <sup>10)</sup>	0 % UT ; 0,5 cycle <sup>9)</sup> à 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315° <sup>10)</sup>	La qualité du réseau d'alimentation doit être conforme à un environnement commercial ou de domicile classique. Si l'utilisateur du <b>masque Shark CryoGlow</b> nécessite un fonctionnement continu durant les coupures de courant, il est conseillé d'alimenter le <b>masque Shark CryoGlow</b> avec une source d'énergie continue ou une batterie.
	0 % UT ; 1 cycle et 70 % UT ; 25/30 cycles <sup>11)</sup> Phase unique : à 0°	0 % UT ; 1 cycle et 70 % UT ; 25/30 cycles <sup>11)</sup> Phase unique : à 0°	
	0 % UT ; 250/300 cycles <sup>11)</sup>	0 % UT ; 250/300 cycles <sup>11)</sup>	
Fréquence d'alimentation (champ magnétique de 50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m à 50-60 Hz	30 A/m à 50-60 Hz	Les champs magnétiques de la fréquence du réseau devraient être aux niveaux caractéristiques d'un emplacement typique dans un environnement commercial ou de domicile classique.

REMARQUE U : correspond à la tension secteur AC avant l'application du niveau d'essai.

TEST D'IMMUNITÉ	NIVEAU D'ESSAI IEC 60601	NIVEAU DE CONFORMITÉ	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE - DIRECTIVE
RF transmises par conduction IEC 61000-4-6	150 KHz - 80 MHz - Niveau d'essai : 3 V et 6 V - Modulation : AM 1 KHz 80 %	- 150 KHz - 80 MHz - Niveau d'essai : 3 V et 6 V - Modulation : AM 1 KHz 80 %	Les appareils de communication portables et mobiles RF ne doivent pas être utilisés à une distance inférieure à celle recommandée et calculée à partir de la formule applicable pour la fréquence de l'émetteur, des pièces et accessoires du <b>masque Shark CryoGlow</b> , y compris les câbles. Distance de séparation recommandée : $d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ Entre 80 MHz et 800 MHz    Entre 800 MHz et 2,7 GHz
Rayonnement RF IEC 61000-4-3	80 MHz - 2,7 GHz - Niveau d'essai : 10 V/m - Modulation : AM 1 KHz 80 %	- 80 MHz - 2,7 GHz - Niveau d'essai : 10 V/m - Modulation : AM 1 KHz 80 %	

où P est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur-récepteur en watts (W) selon les indications du fabricant et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).<sup>9)</sup>

Les distances de champs d'émetteurs-récepteurs RF fixes, telles que déterminées par une étude électromagnétique du site<sup>9)</sup>, doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage de fréquences.<sup>9)</sup> Des interférences peuvent survenir à proximité d'un équipement comportant le symbole suivant :



REMARQUE 1 Entre 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.

REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. L'absorption et la réflexion des structures, des objets et des individus influent sur la propagation électromagnétique.

**a)** Les bandes ISM (industrielles, scientifiques et médicales) entre 150 kHz et 80 MHz sont comprises entre 6,765 MHz et 6,795 MHz ; 13,553 MHz et 13,567 MHz ; 26,957 MHz et 27,283 MHz ; et 40,66 MHz et 40,70 MHz. Les bandes de radio amateur entre 0,15 MHz et 80 MHz sont comprises entre 1,8 MHz et 2,0 MHz, 3,5 MHz et 4,0 MHz, 5,3 MHz et 5,4 MHz, 7 MHz et 7,3 MHz, 10,1 MHz et 10,15 MHz, 14 MHz et 14,2 MHz, 18,07 MHz et 18,17 MHz, 21,0 MHz et 21,4 MHz, 24,89 MHz et 24,99 MHz, 28,0 MHz et 29,7 MHz et 50,0 MHz et 54,0 MHz.

**b)** Les intensités de champ issues des émetteurs-récepteurs tels que les téléphones (cellulaires/sans fil) et radios mobiles terrestres, radio amateur, réseau de radio AM et FM et de télévision, ne peuvent être anticipées avec précision. Afin d'évaluer l'environnement électromagnétique avec les transmetteurs RF fixes, un relevé électromagnétique du site doit être établi. Si l'intensité de champ mesurée à l'emplacement d'utilisation du **masque Shark CryoGlow** dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus, le masque Shark CryoGlow doit être surveillé afin d'en vérifier le bon fonctionnement. Si des anomalies sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou la relocalisation du **masque Shark CryoGlow**.

**c)** Dans la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, la puissance de champ doit être inférieure à 3 V/m.

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication portables et mobiles RF et l'ÉQUIPEMENT ou le SYSTÈME - pour l'ÉQUIPEMENT et les SYSTÈMES

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication portables et mobiles RF et le <b>masque Shark CryoGlow</b>							
Puissance nominale maximale du transmetteur (W)	Distance de séparation selon la fréquence du transmetteur (m)						
	Entre 150 kHz et 80 MHz hors bandes ISM et radio amateur	$d = \left[ \frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	Entre 150 kHz et 80 MHz hors bandes ISM et radio amateur	$d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	Entre 80 MHz et 800 MHz	$d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	Entre 80 MHz et 800 MHz
0,01	0,12		0,020		0,035		0,07
0,1	0,38		0,63		0,11		0,22
1	1,2		2,00		0,35		0,70
10	3,8		6,32		1,10		2,21

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n'est pas reprise dans le tableau ci-dessus, la distance d en mètres (m) peut être calculée à partir de la formule applicable pour la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur-récepteur en watts (W) selon les indications du fabricant.

REMARQUE 1 Entre 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée s'applique.

REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. L'absorption et la réflexion des structures, des objets et des individus influent sur la propagation électromagnétique.

## POUR COMMENCER

**Veillez lire les avertissements, les consignes et les contre-indications avant la première utilisation.**

### Chargez complètement le masque avant de l'utiliser pour la première fois

Branchez la plus petite extrémité du port de charge du câble USB-C sur la télécommande.

Branchez l'extrémité la plus large de l'USB-C sur l'adaptateur secteur. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.

Laissez la télécommande se charger complètement (**cela devrait prendre environ 3 heures**). L'écran de la télécommande indique la progression de la recharge.

Une fois la télécommande chargée, débranchez l'adaptateur secteur et déconnectez le câble USB-C de la télécommande.

**REMARQUE :** Débranchez avant d'utiliser le masque. Le masque ne fonctionnera pas s'il est branché sur une prise de courant.

### Mise en MARCHÉ/ARRÊT

**MISE EN MARCHÉ :** pour allumer votre masque et la télécommande, **maintenez appuyé** le bouton de réglage/ le bouton central de la télécommande pendant 2 secondes.

**ARRÊT :** pour éteindre votre masque et la télécommande, **maintenez appuyé** le bouton de réglage/ le bouton central de la télécommande pendant 2 secondes.


**ARRÊT AUTOMATIQUE :** si le système n'est pas arrêté manuellement, le masque et la télécommande s'éteignent automatiquement à la fin d'une séance.

Les ventilateurs du masque continuent de fonctionner pendant 60 secondes alors que le masque s'arrête après une séance.



## AJUSTEMENT DU MASQUE

**REMARQUE :** La vidéo de démonstration se lancera lors de la première utilisation de la télécommande. Veuillez la regarder pour obtenir des consignes supplémentaires sur l'ajustement et le confort. Vous pouvez également visionner à nouveau cette vidéo en vous rendant dans les paramètres de la télécommande.



### Étape 1 / Ajustez la sangle arrière

Commencez par ajuster la sangle arrière (avec les boucles). Pour ajuster ou desserrer la sangle, **faites glisser simultanément les boucles** l'une vers l'autre ou l'une à l'opposé de l'autre. La sangle devrait couvrir le haut de vos oreilles. Ajustez-la jusqu'à un niveau de confort optimal.



Serrer



Desserrer

### Étape 2 / Ajustez la sangle supérieure

Pour ajuster le masque vers le haut ou vers le bas sur votre visage, desserrez ou serrez la sangle auto-fixante sur le haut du crâne. Veillez à ce que la sangle soit placée au centre de la tête (en suivant une partie centrale).



### Étape 3 / Ajustement des patches refroidissants (optionnel)

Les patches refroidissants doivent être placés sous vos yeux, sur le haut des pommettes. Si les patches refroidissants ne sont pas suffisamment en contact avec la zone sous les yeux, **ajoutez les patches refroidissants amovibles en option pour améliorer l'ajustement et le confort.**

Retirez le masque et sortez les **patches refroidissants amovibles en option** de la boîte. Ils portent les indications « L » (gauche) et « R » (droit). Assurez-vous que les lettres sont orientées vers le bas du masque (le menton). Alignez les patches refroidissants amovibles avec ceux intégrés (qui sont fixés de manière permanente au masque) et mettez-les en place. Un clic se fera entendre lorsqu'ils seront correctement fixés.

**REMARQUE :** les LED fonctionnent mieux lorsqu'elles ne sont pas en contact avec la peau. C'est pourquoi le masque se trouve à une légère distance de votre visage.

### Conseils de pro :

- 1 La sangle arrière doit être parallèle au sol et vos yeux doivent être centrés dans les trous prévus à cet effet.
- 2 Utilisez une main pour maintenir la sangle arrière en position et l'autre main pour ajuster la sangle supérieure auto-fixante jusqu'à ce que le masque soit positionné confortablement et en toute sécurité sur votre tête.

Installez-vous confortablement ! Nous vous recommandons d'utiliser le masque en position assise ou inclinée. Prenez le temps de vous détendre et de profiter de votre séance.



Veillez vous rendre sur le site **sharkclean.eu** pour davantage d'images et de vidéos utiles.



### Modifier la luminosité

1. Mettez le masque **EN MARCHÉ** à l'aide de la télécommande.
2. Tournez le bouton de réglage pour accéder à l'écran **Settings (Paramètres)** et appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner.
3. Sélectionnez **Screen Brightness (Luminosité de l'écran)**, puis utilisez le bouton de réglage pour augmenter ou réduire la luminosité.
4. Appuyez sur le bouton de réglage pour valider votre choix.
5. Après avoir sélectionné le niveau de luminosité souhaité, le menu principal s'affiche.

### Changer de langue

1. Mettez le masque **EN MARCHÉ** à l'aide de la télécommande.
2. Tournez le bouton de réglage pour accéder à l'écran **Settings (Paramètres)** et appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner.
3. Sélectionnez **Language (Langue)** et utilisez le bouton de réglage pour sélectionner la langue de votre choix.
4. Une fois la langue sélectionnée, le menu principal s'affiche.

### Réinitialiser la progression

1. Mettez le masque **EN MARCHÉ** à l'aide de la télécommande.
2. Tournez le bouton de réglage pour accéder à l'écran **Settings (Paramètres)** et appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner.
3. Sélectionnez **Reset Progress (Réinitialiser la progression)**, puis appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner **Confirm (Confirmer)**.
4. Après confirmation, le menu principal s'affiche à nouveau.

### Restaurer les paramètres d'usine

1. Mettez le masque **EN MARCHÉ** à l'aide de la télécommande.
2. Tournez le bouton de réglage pour accéder à l'écran **Settings (Paramètres)** et appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner.
3. Sélectionnez **Factory Reset (Restaurer les paramètres d'usine)**, puis appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner **Confirm (Confirmer)**.
4. Après confirmation, le menu principal s'affiche à nouveau.

**Conseils de pro :** Vous pouvez également visionner à nouveau la vidéo de démonstration sur la télécommande et accéder à notre page d'assistance par le biais des paramètres.

## ROUTINES DE SOIN DE LA PEAU PAR LED

Le masque propose **3 routines LED** au choix, que vous ayez pour objectif de revitaliser votre peau ou de l'entretenir.

### ROUTINE DE SOIN

Le masque LED Shark CryoGlow génère de l'énergie provenant de la lumière dont le spectre se situe entre le rouge et l'infrarouge pour et de la lumière dont le spectre se situe entre le rouge, le bleu et l'infrarouge pour le traitement de l'acné inflammatoire légère à modérée. Sélectionnez la routine **Photothérapie par lumière rouge + infrarouge** ou **Photothérapie par lumière bleue mixte** ci-dessous, et utilisez exclusivement la routine sélectionnée une fois par jour pendant au moins 8 semaines. Pour le traitement de l'acné et pour réduire les rougeurs et affiner le grain, nous recommandons d'utiliser exclusivement le mode Photothérapie par lumière bleue mixte pendant 8 semaines. Utilisez un seul mode à la fois.



#### Photothérapie par lumière rouge + infrarouge (6 MINUTES)

Réduit les rougeurs et affine le grain.\*



#### Photothérapie par lumière bleue mixte (8 MINUTES)

Réduit l'acné, pour un teint plus net et plus lisse.\*\*

\* Résultats d'une étude clinique de 12 semaines menée auprès de 59 participants et utilisation 1 fois par jour en mode de traitement Photothérapie par lumière rouge + infrarouge. Les résultats individuels peuvent varier.

\*\* Résultats d'une étude clinique de 12 semaines menée auprès de 60 participants et utilisation 1 fois par jour en mode de traitement Photothérapie par lumière bleue mixte. Les résultats individuels peuvent varier.

### ROUTINE D'ENTRETIEN

Une fois que vous avez atteint vos résultats cibles avec une routine de soin de 8 semaines, utilisez le mode Entretien de la peau **une fois par jour** pour vous aider à maintenir vos résultats.



#### Entretien de la peau (4 MINUTES)

Conçu pour maintenir une peau éclatante après un cycle de 8 semaines.

**Vous avez perdu votre série ? Pas de panique ! Réajustez vos objectifs et poursuivez votre programme de soin de la peau.**

Ce masque n'émet pas de lumière UV.

## REFROIDISSEMENT POUR LES YEUX

Utilisez le refroidissement le matin pour aider à dégonfler le contour des yeux et le soir pour vous détendre.

### LED + REFROIDISSEMENT



Le refroidissement pour le contour des yeux démarre automatiquement lors de toute routine LED et peut être désactivé. Appuyez sur le bouton de refroidissement de la télécommande pour passer d'une température à l'autre, parmi les 3 proposées, afin de dégonfler et d'apaiser rapidement la zone sous les yeux.

### REFROIDISSEMENT UNIQUEMENT



#### Raviver le contour des yeux (5, 10 ou 15 minutes)

Une routine ajustable pour UNIQUEMENT rafraîchir pour le contour des yeux (sans LED) et offrir une sensation apaisante et rafraîchissante conçue pour une relaxation optimale.

### TROUVEZ VOTRE ROUTINE IDÉALE










Scannez le QR code pour répondre à notre questionnaire et trouver la routine la mieux adaptée à vos problèmes de peau



## MESSAGES D'ERREUR

Message d'erreur	Solution
Température excessive de la télécommande. Laissez la télécommande refroidir avant de l'utiliser.	Laissez la télécommande refroidir avant de l'utiliser. Le masque ne doit pas être utilisé à des températures supérieures à 30 °C.
Température insuffisante de la télécommande. Laissez la télécommande se réchauffer avant de l'utiliser.	Laissez la télécommande se réchauffer avant de l'utiliser. Le masque ne doit pas être utilisé à des températures inférieures à 0 °C.
Erreur de la télécommande A3. Appelez le Service client.	Appelez le Service client.
Le chargeur n'est pas reconnu.	Utilisez le câble de charge USB-C et l'adaptateur mural Shark fournis pour charger le masque.
Retirez la télécommande du chargeur.	La batterie du masque est chargée ; retirez-la du chargeur.
Batterie faible. Rechargez-la avant usage.	La batterie du masque est presque épuisée ; veuillez la recharger.
Erreur de batterie B1. Appelez le Service client.	Appelez le Service client.
Erreur de la télécommande B2. Chargez la télécommande avant la prochaine utilisation.	Chargez la télécommande avant la prochaine utilisation à l'aide du câble de charge USB-C et de l'adaptateur mural Shark fournis.
Erreur de recharge C1. Déconnectez et reconnectez pour charger.	Déconnectez et reconnectez la télécommande pour la charger à l'aide du câble de charge USB-C et de l'adaptateur mural Shark fournis.
Erreur de ventilateur F1. Appelez le Service client.	Appelez le Service client.
Erreur A1. Appelez le Service client.	Appelez le Service client.
Erreur A2. Appelez le Service client.	Appelez le Service client.

## SYMBOLES

Symbole	Description
	Partie appliquée type BF
	Équipement de classe II
	Usage intérieur uniquement
	Courant continu
	Consulter le Guide de l'utilisateur
<b>IP22</b>	Protection contre les infiltrations : IP2X : protection contre la pénétration de corps solides de plus de 12,5 mm de diamètre IPX2 : protection contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la VERTICALE
POUR LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET RISQUES MÉCANIQUES UNIQUEMENT CONFORMEMENT À AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021 ; CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14(révisé en 2022) ; IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020 ; IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022	
	Fabricant
	Cet appareil est conforme aux Réglementations des dispositifs médicaux (EU) 2017/745. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
	Représentant autorisé dans l'Union Européenne
	Dispositif Médical

Lorsqu'un client achète un produit en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos droits légaux : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à deux ans. Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

### Garantie commerciale Shark

Votre appareil Shark constitue un investissement important. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec l'appareil reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Shark bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client (**+33 (800) 908874**) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Shark. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

### Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Shark ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu) "Les produits achetés directement auprès de Shark sont automatiquement enregistrés."

### IMPORTANT

- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat

- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

### Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter. Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre appareil Shark, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

### Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les appareils Shark neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouvel appareil Shark est garanti pour une durée totale de deux ans à partir de la date d'achat.

### Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Shark ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark (à la discrétion de Shark), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie Shark s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

### Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Shark ?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)
2. Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
3. Dommages causés par une maintenance non autorisée par Shark.

### Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Shark conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur appareil après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au **+33 (800) 908874**.

### Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil Shark. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark pour tous les appareils Shark sur le site [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Shark.

## GARANTIES LÉGALES

**Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficiaire de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.**

« Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

« Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

« La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

« La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

« Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

« Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

« Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

- « 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
- « 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
- « 3° La réparation ou le remplacement du

bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

- « 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

« Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

« Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

« Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

« Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

« Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

« Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building  
3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds,  
England, LS15 8ZB United Kingdom

Numéro de téléphone sans frais du service  
consommateurs : +33800908874

Adresse email :  
serviceclients.fr@sharkninja.com


## SOMMARIO

INTRODUZIONE ALLA MASCHERA SHARK CRYOGLOW .....	94
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE .....	94
CONTROINDICAZIONI .....	95
AVVERTENZE E PRECAUZIONI .....	97
PARAMETRI LED .....	99
GUIDA E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE - CEM .....	99
OPERAZIONI DI BASE .....	101
COME INDOSSARE LA MASCHERA .....	102
CONSIGLI PER RISULTATI MIGLIORI .....	103
USO DEL TELECOMANDO .....	104
ROUTINE LED .....	105
RAFFREDDAMENTO CONTORNO OCCHI .....	106
MESSAGGI DI ERRORE .....	107
SIMBOLI .....	108
GARANZIA .....	109

SCANSIONA IL CODICE QR o visita il sito [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu) per accedere alla versione completa del Manuale d'uso.



## INTRODUZIONE ALLA MASCHERA SHARK CRYOGLOW



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



**Maschera Shark CryoGlow + Fascette** pre-assemblate



**Telecomando con schermo LCD + Pulsanti di controllo**



**Guida rapida all'utilizzo + Guida dell'utente**



**Cavo di ricarica USB-C universale + Spina di ricarica**



**Cuscinetti rinfrescanti aggiuntivi opzionali**



**Custodia protettiva**

I colori della maschera e degli accessori potrebbero variare a seconda del modello

## CONTROINDICAZIONI

### Non utilizzare la maschera Shark CryoGlow se si stanno assumendo:

- Medicinali o integratori che causano sensibilità alla luce (fotosensibilità), ad esempio, medicinali per l'acne infiammatoria grave (isotretinoina o doxiciclina).

### Se l'applicazione del dispositivo provoca una sensazione di fastidio, interromperne immediatamente l'uso e consultare un medico.

### Non utilizzare la maschera Shark CryoGlow se si soffre di una qualsiasi delle seguenti condizioni mediche:

- Degenerazione maculare e/o della retina, albinismo oculare o qualsiasi condizione oculare che causa sensibilità alla luce
- Gravidanza, allattamento o possibile gravidanza
- Pacemaker o altri dispositivi elettronici impiantati
- Impianti facciali
- Perdita di sensibilità (ad es. intorpidimento)
- Malattie cutanee sensibili alla luce (ad es. lupus o porfiria)
- Eccessiva sensibilità degli occhi alla luce (fotofobia)
- Mal di testa provocati dalla luce
- Albinismo
- Melasma (condizione che causa macchie e chiazze)
- Sensibilità o allergie a plastica, alluminio o Velcro

### Non utilizzare la maschera Shark CryoGlow se si soffre di una qualsiasi delle seguenti condizioni mediche su viso, attaccatura dei capelli, orecchie o collo:

- Chirurgia facciale recente (finché il proprio medico non dichiara che si è guariti)
- Lesioni sospette o cancro della pelle
- Eczema
- Psoriasi
- Nei di forma irregolare, nuovi o che cambiano forma
- Voglie
- Lesioni cutanee, eruzioni cutanee o vesciche
- Infiammazione dei tessuti
- Infezioni cutanee, herpes labiale o verruche
- Eruzioni attive del virus herpes simplex (herpes labiale)
- Anamnesi di eruzioni di herpes senza aver ricevuto un trattamento preventivo
- Cute non completamente guarita in seguito a interventi facciali, tra cui neurotossine, filler, microneedling, laser o peeling chimico

## CONTROINDICAZIONI, CONTINUA

### Non applicare i trattamenti di raffreddamento della maschera Shark CryoGlow sulla palpebra superiore o a contatto con il bulbo oculare.

### Non utilizzare i trattamenti di raffreddamento della maschera Shark CryoGlow se si soffre di una qualsiasi delle seguenti condizioni mediche:

- Ipersensibilità al freddo
- Urticaria da freddo (ad es. ponfi causati dalle basse temperature)
- Insufficienza circolatoria

### PRECAUZIONI: consultare un medico prima di utilizzare la maschera Shark CryoGlow se:

- Si hanno escoriazioni sul viso.
- Si ha irritazione o sensibilità cutanea al retinolo o perossido di benzoile.

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Per ridurre il rischio di incendio, ustioni termiche e chimiche, scosse elettriche, lesioni gravi o morte, seguire attentamente le precauzioni presenti in questa sezione e le procedure in questo manuale. Il telecomando contiene una batteria agli ioni di litio ricaricabile. Se danneggiata, la batteria può surriscaldarsi, prendere fuoco o essere soggetta alla perdita di una sostanza chimica che può ustionare la cute e gli occhi.

### SUPERVISIONE E UTENTI A CUI È DESTINATO IL DISPOSITIVO.

- Questo dispositivo può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a condizione che lo adoperino sotto supervisione o che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dello stesso. Prima dell'uso, consultare le controindicazioni.
- Non utilizzare qualora sussista una qualsiasi delle condizioni presenti nelle "Controindicazioni" (pagina 95-96).
- Non lasciare il dispositivo incustodito quando è acceso.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini. È necessaria la supervisione di un adulto per garantire che i bambini non giochino con il dispositivo.
  - Per ridurre il rischio di impigliamento e potenziale strangolamento, tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini.
  - Contiene piccole parti che potrebbero essere inalate o ingerite dai bambini. Se una piccola parte si rompe o si stacca dal prodotto, smaltirla in modo sicuro.
- Questo dispositivo è destinato all'uso da parte di una sola persona. Tale persona è l'operatore del dispositivo.

### TENERE ASCIUTTO.

- Tenere asciutto il telecomando. Se si bagna, non caricarlo né utilizzarlo. La batteria potrebbe danneggiarsi. Seguire le istruzioni per lo smaltimento.
- Acqua ed elettricità sono una combinazione pericolosa!
  - Non utilizzare questo dispositivo in ambienti umidi (ad es. in una vasca da bagno, sotto la doccia o in piscina).
  - Non far entrare il dispositivo a contatto con l'acqua.
  - È molto importante mantenere asciutto il dispositivo. Qualsiasi contatto con l'acqua potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare o riporre il dispositivo in bagno o vicino a una fonte d'acqua.
  - Non caricare o utilizzare il dispositivo se è stato lasciato all'aperto.

### CARICARLO IN MODO SICURO.

- Seguire le istruzioni del produttore del caricabatterie.
- Caricare il dispositivo solo con il cavo USB-C e la spina in dotazione: Dongguan Yinli Electronics, modello YLJXA-T050200. Non utilizzare nessun altro cavo USB-C o spina per la ricarica.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni permanenti al dispositivo, prima di collegarlo verificare che la tensione indicata sullo stesso corrisponda alla tensione della rete locale.
- Se il collegamento della presa a muro utilizzata per alimentare il dispositivo è scarso, la spina si surriscaldierà. Assicurarsi di collegare il dispositivo a una presa a muro totalmente funzionante.
- Non ricaricare il dispositivo in bagno o vicino a una fonte d'acqua.
- Non ricaricare il telecomando se è entrato a contatto con l'acqua.
- Posizionare il dispositivo di modo che il caricabatterie sia facilmente raggiungibile durante la ricarica.
- Riporre correttamente il cavo USB-C dopo la ricarica.

### PROTEGGERE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO DA EVENTUALI DANNI.

- Non cercare di aprire il telecomando o sostituire la batteria.
- Non sbattere, far cadere o danneggiare il telecomando.
- Se il telecomando si è surriscaldato, emette fumo o cattivo odore, interromperne immediatamente l'uso o scollegare il cavo di ricarica.
- Se dal telecomando fuoriesce del liquido, evitare qualsiasi contatto. Se il liquido entra accidentalmente a contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare subito un medico.
- Seguire le istruzioni per lo smaltimento.

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI, CONTINUA

### UTILIZZARE IN MODO SICURO.

- La maschera limita la visione dell'utente. Non indossarla mentre si compiono attività (come la guida) in cui una visione limitata potrebbe comportare un rischio.
- **ATTENZIONE:** la luce emessa da questo dispositivo può essere dannosa per gli occhi. Gli infrarossi emessi dal dispositivo possono causare irritazione agli occhi. Non fissare la sorgente luminosa.
- Non utilizzare il dispositivo se è stato lasciato all'aperto.
- Se si sta viaggiando in aereo, la maschera deve essere riposta nel bagaglio a mano e non nel bagaglio da stiva. Il dispositivo deve essere completamente spento.
- Non utilizzare la maschera all'aperto. Utilizzarla solo al chiuso nelle seguenti condizioni ambientali:
  - Temperatura: tra (10 °C) e (30 °C)
  - Se il dispositivo presenta segni di degrado, interromperne immediatamente l'uso.
  - Un intervallo di umidità relativa del 15%-90%, senza condensa, ma che non richiede una pressione parziale di vapore superiore a 50 hPa.
  - Un intervallo di pressione atmosferica di 700-1060 hPa.
- Non riporre o caricare la maschera capovolta.
- Durante l'uso della routine LED, potrebbero verificarsi secchezza cutanea, irritazione o rossori. Se la cute dovesse risultare secca, applicare una crema viso idratante.
- Per evitare il rischio di iperpigmentazione o secchezza cutanea temporanea, non eseguire le routine LED una dopo l'altra.

### VERIFICARE L'ASSENZA DI DANNI SUL PRODOTTO PRIMA DI OGNI UTILIZZO.

- Ispezionare l'interno della maschera e delle fascette per verificare l'assenza di spaccature, margini taglienti e sporco.
- Verificare l'assenza di corrosione sui cuscinetti rinfrescanti.
- Queste condizioni potrebbero irritare o danneggiare la cute.

### PULIRE ACCURATAMENTE.

- Pulire la maschera con un panno inumidito.
- Non utilizzare detergenti a base alcolica o sostanze chimiche.
- Se il dispositivo presenta segni di degrado, interromperne immediatamente l'uso.

### NON RIPARARE O MODIFICARE.

- Non cercare di riparare o modificare la maschera o il telecomando.
- Non frantumare né smaltire nel fuoco.

### SMALTIMENTO.

- Smaltire il dispositivo in conformità alle normative e regolamenti locali assicurandosi di effettuare lo smaltimento delle batterie al litio secondo le modalità previste.

### POTENZIALI INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE.

- **AVVERTENZA:** evitare l'uso di questo dispositivo nelle vicinanze di o impilato su altri dispositivi perché ciò potrebbe causare un malfunzionamento. Se tale uso fosse necessario, tenere sotto osservazione il presente dispositivo e gli altri dispositivi per verificarne il normale funzionamento.
- **AVVERTENZA:** l'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore di questo dispositivo può causare emissioni elettromagnetiche o un'immunità elettromagnetica ridotta del dispositivo e comportare un malfunzionamento dello stesso.
- **AVVERTENZA:** apparecchi di comunicazione a radiofrequenza portatili (inclusi periferiche come cavi di antenna e antenne esterne) non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a 30 cm da qualsiasi parte della maschera, inclusi i cavi specificati dal produttore. Nel caso contrario, ciò potrebbe causare un degrado delle prestazioni del dispositivo.
- **AVVERTENZA:** non lasciare la maschera esposta alla luce solare diretta.

## CONDIZIONI DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE

• Trasportare e conservare il dispositivo solo nelle seguenti condizioni ambientali:

- Mantenere a una temperatura compresa tra -20 °C e 45 °C. Per una conservazione superiore a 3 mesi, mantenere a una temperatura tra 0 °C e 25 °C.
- Mantenere a una temperatura compresa tra 5 °C e 32 °C e un'umidità relativa fino all'85%, senza condensa.
- Mantenere a una temperatura compresa tra 35 °C e 60 °C e una pressione del vapore fino a 50 hPa.
- Intervallo di pressione atmosferica: 700-1060 hPa.

## PARAMETRI LED

Modalità	Terapia con luce rossa + infrarossa	Terapia con luce blu mista	Mantenimento
Potenza (mW/cm2)	Rosso 64 ± 5 mW/cm2, IR 64 ± 5 mW/cm2 <b>Modalità totale</b> = 128 mW/cm2	<b>Passaggio 1:</b> Blu 64 ± 8 mW/cm2, IR 64 ± 5 mW/cm2 <b>Passaggio 2:</b> Blu 55 ± 6 mW/cm2, Rosso 73 ± 5 mW/cm2 <b>Passaggio 3:</b> Rosso 73 ± 5 mW/cm2, IR 55 ± 5 mW/cm2	<b>Modalità totale</b> = 128 mW/cm2 <b>Modalità totale</b> = 128 mW/cm2 <b>Modalità totale</b> = 128 mW/cm2

## GUIDA E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE - EMISSIONE ELETTROMAGNETICA

Il dispositivo appartiene al Gruppo di rischio 1 come definito in IEC 62471.

La <b>maschera Shark CryoGlow</b> è destinata all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente della <b>maschera Shark CryoGlow</b> deve assicurarsi che venga utilizzata in tale ambiente.		
TEST SULLE EMISSIONI	CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO - GUIDA
Emissioni RF	CISPR 11	Ambiente domestico
Emissioni RF	CISPR 11	Ambiente domestico
Emissioni armoniche	IEC 61000-3-2	
Funzione di tensione/emissioni flicker	IEC 61000-3-3	

La <b>maschera Shark CryoGlow</b> è destinata all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente della <b>maschera Shark CryoGlow</b> deve assicurarsi che venga utilizzata in tale ambiente.			
TEST SULL'IMMUNITÀ	LIVELLO DI TEST IEC 60601	LIVELLO DI CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO - GUIDA
Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2	Fino a 8 kV a contatto Fino a 15 kV in aria	Fino a ± 8 kV a contatto Fino a ± 15 kV in aria	I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle in ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti di materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere di almeno il 30%.
Burst/transitori elettrostatici IEC 61000-4-4	±2 kV per le linee elettriche principali	±2 kV per le linee elettriche principali	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere pari a quella di ambienti commerciali o domestici.
Picco IEC 61000-4-5	±0,5 kV 1,5 kV modo differenziale	Da ±0,5 kV a 1,5 kV modo differenziale	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere pari a quella di ambienti commerciali o domestici.
Cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di alimentazione in ingresso IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 ciclo 0° A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° <sup>(a)</sup> 0% UT; 1 ciclo e 70%; UT; 25/30 cicli <sup>(b)</sup> Fase singola: a 0° 0% UT; 250/300 cicli <sup>(b)</sup>	0% UT; 0,5 ciclo 0° A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° <sup>(a)</sup> 0% UT; 1 ciclo e 70%; UT; 25/30 cicli <sup>(b)</sup> Fase singola: a 0° 0% UT; 250/300 cicli <sup>(b)</sup>	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere pari a quella di ambienti commerciali o domestici. Se l'uso continuo della <b>maschera Shark CryoGlow</b> è compromesso da frequenti interruzioni di corrente, si consiglia di collegare la <b>maschera Shark CryoGlow</b> a una batteria o gruppo di continuità.
Frequenza di alimentazione (campo magnetico 50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m a 50-60 Hz	30 A/m a 50-60 Hz	I campi magnetici a radiofrequenza devono avere livelli pari a quelli presenti in ambienti commerciali o domestici.

NOTA U<sub>i</sub> è la tensione di rete c.a. precedente all'applicazione del livello di test.

TEST SULL'IMMUNITÀ	LIVELLO DI TEST IEC 60601	LIVELLO DI CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO - GUIDA
RF condotta IEC 61000-4-6	150 KHz - 80 MHz - Livello di test: 3 V e 6 V - Modulazione: AM 1 KHz 80%	- 150 KHz - 80 MHz - Livello di test: 3 V e 6 V - Modulazione: AM 1 KHz 80%	I dispositivi di comunicazione RF mobili e portatili non devono essere utilizzati nelle vicinanze di nessuna delle parti della <b>maschera Shark CryoGlow</b> , cavi inclusi, e a una distanza di separazione superiore a quella consigliata calcolata dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanza di separazione consigliata: $d = \left[ \frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ Da 80 MHz a 800 MHz    Da 800 MHz a 2,7 GHz
RF irradiata IEC 61000-4-3	80 MHz - 2,7 GHz - Livello di test: 10 V/m - Modulazione: AM 1 KHz 80%	- 80 MHz - 2,7 GHz - Livello di test: 10 V/m - Modulazione: AM 1 KHz 80%	dove P è la potenza nominale di uscita massima del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore ed è la distanza di separazione consigliata in metri (m). Le intensità di campo da trasmettitori RF fissi, come stabilite da un sondaggio sul sito elettromagnetico <sup>9</sup> . Deve essere inferiore al livello di conformità in ogni gamma di frequenza. <sup>9</sup> Nelle vicinanze di apparecchi contrassegnati con il seguente simbolo possono verificarsi interferenze: NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenza più elevata. NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione delle onde elettromagnetiche è influenzata dall'assorbimento e riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

a) Le bande ISM (industriali, scientifiche e mediche) tra 150 kHz e 80 MHz sono da 6,767 MHz a 6,795 MHz; da 13,553 MHz a 13,567 MHz; da 26,957 MHz a 27,283 MHz; e da 40,66 MHz a 40,70 MHz. Le bande radioamatoriali tra 0,15 MHz e 80 MHz sono da 1,8 MHz a 2,0 MHz; da 3,5 MHz a 4,0 MHz; da 5,3 MHz a 5,4 MHz; da 7 MHz a 7,3 MHz; da 10,1 MHz a 10,15 MHz; da 14 MHz a 14,2 MHz; da 18,07 MHz a 18,17 MHz; da 21,0 MHz a 21,4 MHz; da 24,89 MHz a 24,99 MHz; da 28,0 MHz a 29,7 MHz e da 50,0 MHz a 54,0 MHz.

b) Le intensità di campo da trasmettitori fissi, come stazioni base per radiotelefoni (cellulare/cordless) e radio terrestri mobili, radio amatoriali, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere previste teoricamente con accuratezza. Per valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto ai trasmettitori RF fissi, è necessario prendere in considerazione un sondaggio sul sito elettromagnetico. Se l'intensità di campo del luogo in cui la **maschera Shark CryoGlow** viene utilizzata supera il livello di conformità RF applicabile di cui sopra, è necessario tenere sotto osservazione la **maschera Shark CryoGlow** per verificare che funzioni correttamente. Se si riscontrano anomalie nel funzionamento, è necessario adottare ulteriori misure, ad esempio riorientare o riposizionare la **maschera Shark CryoGlow**.

c) Nella gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Distanze di separazione consigliate tra apparecchi di comunicazione RF mobili e portatili e il DISPOSITIVO o SISTEMA - per DISPOSITIVI e SISTEMI

Distanze di separazione consigliate tra gli apparecchi di comunicazione RF mobili e portatili e la <b>maschera Shark CryoGlow</b>							
La <b>maschera Shark CryoGlow</b> è destinata all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono controllati. Il cliente o l'utente della <b>maschera Shark CryoGlow</b> può evitare le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra gli apparecchi di comunicazione RF mobili e portatili (trasmettitori) e la <b>maschera Shark CryoGlow</b> come consigliato di seguito, a seconda della potenza in uscita massima degli apparecchi di comunicazione							
Potenza nominale massima del trasmettitore (W)	Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore (m)						
	Da 150 kHz a 80 MHz al di fuori delle bande ISM e radioamatoriali	$d = \left[ \frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	Da 150 kHz a 80 MHz al di fuori delle bande ISM e radioamatoriali	$d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	Da 80 MHz a 800 MHz	$d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	Da 80 MHz a 800 MHz
0,01	0,12		0,020		0,035		0,07
0,1	0,38		0,63		0,11		0,22
1	1,2		2,00		0,35		0,70
10	3,8		6,32		1,10		2,21

Per i trasmettitori con una potenza nominale di uscita massima non elencata sopra, la distanza di separazione consigliata d in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza nominale di uscita massima del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenza più elevata.

NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione delle onde elettromagnetiche è influenzata dall'assorbimento e riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

## Prima del primo utilizzo, leggere le avvertenze, istruzioni e controindicazioni.

### Caricare completamente prima del primo utilizzo

Collegare l'estremità piccola del cavo USB-C alla porta di ricarica in cima al telecomando.

Collegare l'estremità grande del cavo USB-C all'adattatore. Collegare l'adattatore alla presa a muro.

Lasciare caricare completamente il telecomando (**ci vorranno circa 3 ore**). Sullo schermo del telecomando apparirà l'avanzamento della ricarica.

Una volta caricato, scollegare l'adattatore dalla presa e il cavo USB-C dal telecomando.

**NOTA:** prima di utilizzare la maschera, scollegarla. La maschera non funziona se collegata a una presa a muro.

### Accensione/Spegnimento

**ACCENSIONE:** per accendere la maschera e il telecomando, **premere** il pulsante/manopola centrale per 2 secondi.


**SPEGNIMENTO:** per spegnere, **tenere premuto** il pulsante/manopola centrale.

**SPEGNIMENTO AUTOMATICO:** se il dispositivo non viene spento manualmente, la maschera e il telecomando si spegneranno automaticamente dopo aver terminato il trattamento.

Le ventole della maschera continueranno a funzionare per 60 secondi dopo il termine del trattamento.



**NOTA:** per ulteriori istruzioni su come indossare la maschera, guardare il video tutorial mostrato al primo utilizzo del telecomando. È inoltre possibile riguardare il video andando alle impostazioni del telecomando.




### Passaggio 1 / Regolare la fascetta posteriore

Iniziare regolando la fascetta posteriore (con le fibbie). Per stringere o allentare, **far scorrere le fibbie contemporaneamente** o separatamente. Questa fascetta potrebbe coprire la punta delle orecchie; regolarla finché non risulta comoda.



### Passaggio 2 / Regolare la fascetta superiore

Per regolare la maschera verso l'alto o il basso, allentare o stringere la fascetta autoregolabile situata nella parte superiore della testa. Assicurarsi che la fascetta si trovi al centro della testa (sulla riga in mezzo).



### Passaggio 3 / Regolare i cuscinetti rinfrescanti (opzionali)

I cuscinetti integrati devono situarsi sotto gli occhi e sopra gli zigomi. Se i cuscinetti integrati non sono completamente a contatto con il contorno occhi, **applicare i cuscinetti rinfrescanti opzionali per ottenere una maggiore aderenza al viso.**

Rimuovere la maschera ed estrarre dalla scatola i **cuscinetti rinfrescanti opzionali**. Sono contrassegnati con "L" e "R". Assicurarsi che le lettere siano rivolte verso il mento della maschera. Allineare i cuscinetti rinfrescanti opzionali con i cuscinetti integrati (che si trovano sulla maschera) e inserirli in posizione. Quando sono inseriti, si percepirà un clic.

**NOTA:** i LED funzionano meglio quando non sono a contatto con la pelle, perciò tra la maschera e il volto è presente una certa distanza.

### Suggerimenti dal professionista:

- 1 la fascetta posteriore deve essere parallela al pavimento e gli occhi devono essere al centro negli appositi fori.
- 2 Con una mano tenere la fascetta posteriore e con l'altra regolare la fascetta superiore autoregolabile finché la maschera non è posizionata comodamente e in modo sicuro sulla testa.

Mettiti comodo! Ti consigliamo di utilizzare la maschera da seduto o sdraiato. Concediti un momento di relax e goditi il tuo trattamento!



Per ulteriori immagini e video utili, visitare [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).



### Modifica della luminosità

1. **Accendere** la maschera usando il telecomando.
2. Girare la manopola per visualizzare **Settings (Impostazioni)** e premerla per selezionare.
3. Selezionare **Screen Brightness (Luminosità schermo)**, quindi con la manopola aumentare o ridurre la luminosità.
4. Premere la manopola per confermare la selezione.
5. Dopo aver scelto il livello di luminosità, si verrà reindirizzati al menu principale.

### Modifica della lingua

1. **Accendere** la maschera usando il telecomando.
2. Girare la manopola per visualizzare **Settings (Impostazioni)** e premerla per selezionare.
3. Selezionare **Language (Lingua)** e utilizzare la manopola per selezionare la lingua desiderata.
4. Dopo aver scelto la lingua, si verrà reindirizzati al menu principale.

### Ripristino dei progressi

1. **Accendere** la maschera usando il telecomando.
2. Girare la manopola per visualizzare **Settings (Impostazioni)** e premerla per selezionare.
3. Selezionare **Reset Progress (Ripristina progresso)**, quindi fare clic sul pulsante per selezionare **Confirm (Conferma)**.
4. Dopo la conferma, si verrà reindirizzati al menu principale.

### Ripristino delle impostazioni di fabbrica

1. **Accendere** la maschera usando il telecomando.
2. Girare la manopola per visualizzare **Settings (Impostazioni)** e premerla per selezionare.
3. Selezionare **Factory Reset (Ripristino impostazioni di fabbrica)**, quindi fare clic sul pulsante per selezionare **Confirm (Conferma)**.
4. Dopo la conferma, si verrà reindirizzati al menu principale.

### Suggerimenti dal professionista:

È inoltre possibile rivedere il video tutorial sul telecomando e accedere alla pagina di assistenza tramite le impostazioni.

## ROUTINE LED

La maschera offre **3 routine LED** tra cui scegliere per il trattamento degli inestetismi o il mantenimento delle condizioni della pelle.

### ROUTINE DI TRATTAMENTO

La maschera a LED Shark CryoGlow emette energia nello spettro luminoso del rosso e dell'infrarosso e nello spettro luminoso del rosso, blu e infrarosso per il trattamento dell'acne infiammatoria da lieve a moderata. Selezionare la modalità **Terapia con luce rossa + infrarossa** o la modalità **Terapia con luce blu mista** sotto e seguire la stessa routine esclusivamente una volta al giorno per almeno 8 settimane. Per il trattamento dell'acne, per ridurre il rossore e rendere la pelle più levigata, consigliamo di utilizzare la modalità Terapia a luce blu mista esclusivamente per 8 settimane. Non usare le modalità una dopo l'altra.



#### Terapia con luce rossa + infrarossa (6 MINUTI)

Riduce il rossore e rende la pelle più levigata.\*



#### Terapia con luce blu mista (8 MINUTI)

Riduce l'acne, rendendo l'incarnato più chiaro e liscio.\*\*

\*Risultati di uno studio clinico di 12 settimane con 59 soggetti e 1 utilizzo al giorno nella modalità Terapia con luce rossa + infrarossa. I risultati individuali possono variare.

\*\*Risultati di uno studio clinico di 12 settimane con 60 soggetti e 1 utilizzo al giorno nella modalità Terapia con luce blu mista. I risultati individuali possono variare.

### ROUTINE DI MANTENIMENTO

Una volta raggiunti gli obiettivi di bellezza desiderati con la routine di trattamento di 8 settimane, procedere con la modalità Mantenimento **una volta al giorno** per mantenere i risultati.



#### Mantenimento (4 MINUTI)

Progettato per mantenere la pelle luminosa dopo un ciclo di 8 settimane.

**Hai perso il filo? Non ti preoccupare! Riadatta i tuoi obiettivi e continua con il viaggio nella skincare Shark.**

La maschera non emette luce UV.

## RAFFREDDAMENTO CONTORNO OCCHI

Utilizzare la routine di raffreddamento la mattina per ridurre le borse sotto gli occhi e per un trattamento rilassante la sera.

### LED + RAFFREDDAMENTO



Il raffreddamento contorno occhi si avvierà automaticamente con qualsiasi routine LED e può essere disattivato. Utilizzare il pulsante del raffreddamento sul telecomando per scegliere una delle 3 temperature per ridurre rapidamente le borse e lenire il contorno occhi.

### SOLO RAFFREDDAMENTO



#### Rivitalizza contorno occhi (5, 10 o 15 minuti)

Una routine SOLO di raffreddamento del contorno occhi (senza LED) per un'esperienza rinfrescante e lenitiva pensata per il massimo relax.

## TROVA LA TUA ROUTINE PERFETTA










Scansiona il codice QR e fai il quiz per trovare la routine più adatta alla tua pelle



## MESSAGGI DI ERRORE

Messaggio di errore	Soluzione
Surriscaldamento del telecomando. Attendere che il telecomando si raffreddi prima di utilizzarlo.	Attendere che il telecomando si raffreddi prima di utilizzarlo. La maschera non deve essere utilizzata in ambienti con temperatura superiore a (30 °C).
Temperatura del telecomando troppo bassa. Attendere che il telecomando raggiunga una temperatura ottimale prima di utilizzarlo.	Attendere che il telecomando raggiunga una temperatura ottimale prima di utilizzarlo. La maschera non deve essere utilizzata in ambienti con temperatura inferiore a (0 °C).
Errore telecomando A3. Chiamare il Servizio clienti.	Chiamare il Servizio clienti.
Caricabatterie non riconosciuto.	Utilizzare il cavo di ricarica USB-C e spina Shark in dotazione per ricaricare la maschera.
Rimuovere il telecomando dal caricabatterie.	La batteria della maschera è carica; rimuoverla dal caricabatterie.
Batteria quasi scarica. Ricaricare prima dell'uso.	La batteria della maschera è quasi scarica; ricaricarla.
Errore batteria B1. Chiamare il Servizio clienti.	Chiamare il Servizio clienti.
Errore telecomando B2. Caricare il telecomando prima di usarlo di nuovo.	Caricare il telecomando prima del prossimo utilizzo usando il cavo di ricarica USB-C e la spina Shark in dotazione.
Errore di caricamento C1. Scollegare e ricollegare per avviare la ricarica.	Scollegare e ricollegare il telecomando per ricaricare usando il cavo di ricarica USB-C e la spina Shark in dotazione.
Errore ventola F1. Chiamare il Servizio clienti.	Chiamare il Servizio clienti.
Errore A1. Chiamare il Servizio clienti.	Chiamare il Servizio clienti.
Errore A2. Chiamare il Servizio clienti.	Chiamare il Servizio clienti.

## SIMBOLI

Simbolo	Spiegazione
	Parte applicata tipo BF
	Apparecchi Classe II
	Solo per uso interno
	Corrente diretta
	Riferimento alla Guida dell'utente
<b>IP22</b>	Grado di protezione: IP2X: protegge dai corpi estranei solidi con diametro di 12,5 mm o superiore IPX2: protegge contro infiltrazioni d'acqua in caduta verticale quando l'ALLOGGIAMENTO è inclinato a 15°
	Produttore
PER QUANTO RIGUARDA SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI E PERICOLI MECCANICI SOLO IN CONFORMITÀ AD AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021; CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 (Riconfermato 2022); IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; IEC 60601-2-85:2019/AMD1:2022	
	Questo Dispositivo è conforme al Regolamento relativo ai dispositivi medici (UE) 2017/745
	Rappresentante autorizzato nell'Unione europea
	Dispositivo medico

Quando un consumatore acquista un prodotto in Italia, beneficia di una serie di diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i diritti di legge del cliente). Il cliente può far valere questi diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark® ripone una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire al cliente una garanzia del produttore supplementare della durata di due anni. Questi termini e condizioni riguardano esclusivamente la garanzia del produttore, lasciando inalterati i diritti di legge del cliente.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

### **Garanzie Shark®**

L'asciugacapelli Shark è un vero investimento. L'asciugacapelli deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio prodotto e del processo di produzione.

Ogni apparecchio Shark è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. La nostra linea diretta di assistenza clienti (**800 961655**) è attiva dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Shark. È anche possibile ricevere assistenza

online visitando il sito [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

### **Come devo fare per registrare la mia garanzia estesa Shark?**

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ricorda di tenere a portata di mano le seguenti informazioni relative all'asciugacapelli:

- Data di acquisto dell'asciugacapelli (scontrino fiscale o bolla di consegna).

Per effettuare la registrazione online, visita il sito [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

### **IMPORTANTE**

- La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per 2 anni a partire dalla data di acquisto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

### **Quali sono i vantaggi offerti dalla registrazione della garanzia gratuita Shark?**

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo.

L'utente potrà inoltre ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità dell'asciugacapelli Shark e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuovi prodotti Shark®. Registrando la garanzia

online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

### **Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Shark nuovi?**

La nostra fiducia nel design e nella qualità significa che il tuo nuovo asciugacapelli Shark è garantito per un totale di due anni.

### **Che cosa copre la garanzia gratuita Shark?**

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Shark (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

### **Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark?**

1. La presente garanzia non copre la normale usura e rottura delle parti soggette a usura (ad esempio gli accessori). Le parti di ricambio possono essere acquistate sul sito [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)
2. Danni causati da uso non conforme, improprio, negligente nonché da una mancata manutenzione o danni causati da una manipolazione scorretta durante il trasporto.
3. Danni causati da manutenzione non autorizzata Shark.

### **Dove è possibile acquistare ricambi e accessori originali Shark?**

I ricambi e gli accessori Shark sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato l'asciugacapelli Shark. È possibile trovare una gamma completa di parti di ricambio, componenti sostitutivi

e accessori Shark per tutti gli apparecchi Shark sul sito [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

Si ricorda che i danni causati dall'uso di parti di ricambio non originali Shark potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

## INHOUDSOPGAVE

LEER UW SHARK CRYOGLOW-MASKER KENNEN .....	112
WAT ZIT ER IN DE DOOS? .....	112
CONTRA-INDICATIES .....	113
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN .....	115
LED PARAMETERS .....	117
INSTRUCTIES EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT - EMC .....	117
AAN DE SLAG .....	119
HET MASKER AANPASSEN .....	120
GEbruik VAN DE AFSTANDSBEDIENING .....	121
GEbruik VAN DE AFSTANDSBEDIENING .....	122
LED HUIDROUTINES .....	123
UNDER-EYE COOLING .....	124
FOUTMELDINGEN .....	125
SYMBOLLEN .....	126
GARANTIE .....	127

SCAN DE QR-CODE of bezoek [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)  
om de volledige gebruikersgids te bekijken.



# LEER UW

## SHARK CRYOGLOW-MASKER KENNEN

**VERSTELBARE BANDEN**  
ontworpen voor een optimale pasvorm en comfort

**MOND- EN NEUSOPENINGEN**  
voor comfortabel ademhalen

**SCHERMONTWERP**  
voor gelijkmatige LED-dekking

**480 LED'S**  
voor een brede, gelijkmatige dekking



**AUTO-DIM (AUTOMATISCH DIMMEN)-functie** vermindert het lichtniveau wanneer het masker niet dicht bij het gezicht is

**VOORHOOFD PADDING**  
voor een comfortabele pasvorm

**SILICONEN OOGSCHERMEN**  
voor blokkering van LED-licht en comfort

**ACTIEVE UNDER-EYE COOLING**  
voor verzachting en ontzwellings

## WAT ZIT ER IN DE DOOS?



**Shark CryoGlow-masker en bandjes**  
Reeds geassembleerd



Afstandsbediening met LCD-scherm en besturingsknoppen



Snelstartgids en gebruikershandleiding



Universele USB-C laadkabel en oplaadstekker



Optionele clip-on koelpads



Opbergtui\*

\*Kleuren van het masker en accessoires kunnen per model variëren

## CONTRA-INDICATIES

### Gebruik het Shark CryoGlow-masker niet als u het volgende gebruikt:

- medicatie of supplementen die gevoeligheid voor licht veroorzaken (fotogevoeligheid), bijvoorbeeld geneesmiddelen voor ernstige inflammatoire acne (d.w.z. isotretinoïne of doxycycline).

### Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u ongemak ervaart en neem contact op met een medisch professional.

### Gebruik het Shark CryoGlow-masker niet als u een van de volgende medische aandoeningen heeft:

- retinale en/of maculaziekte, oogalbinisme of een oogaandoening die gevoeligheid voor licht veroorzaakt
- zwanger, borstvoeding gevend of mogelijk zwanger
- pacemaker of ander elektronisch geïmplantatied apparaat
- implantaten in het gezicht
- gebrek aan gevoel (bijv. gevoelloosheid)
- lichtgevoelige huidaandoening (bijv. lupus, porfyrie)
- extreme lichtgevoeligheid van de ogen (d.w.z. fotofobie)
- door licht veroorzaakte hoofdpijn
- albinisme
- melasma (d.w.z. aandoening die vlekken veroorzaakt)
- gevoeligheid of allergie voor plastic, aluminium of zelfbevestigingsmateriaal

### Gebruik het Shark CryoGlow-masker niet als u een van de volgende aandoeningen heeft op het gezicht, de haarlijn, oren of hals:

- recente gezichtsoperatie (totdat u door uw dokter bent goedgekeurd)
- verdachte laesies of huidkanker
- eczeem
- psoriasis
- onregelmatig gevormde, nieuwe of veranderende bruine vlekken
- moedervlekken
- gebarsten huid, huiduitslag of blaren
- weefselontsteking
- huidinfectie, koortslip of wratten
- actieve huidige uitbraak van het herpes simplex-virus (koortslip)
- voorgeschiedenis van herpesuitbraken zonder preventieve behandeling
- gezichtsbehandeling waarbij de huid niet volledig is genezen, waaronder neurotoxine, dermale filler, microneedles, laser of chemische peeling

## CONTRA-INDICATIES, VERVOLGD

### Breng de verkoelende behandelingen van het Shark CryoGlow-masker niet aan op de oogbol of het bovenste ooglid.

### Gebruik de koelbehandelingen van het Shark CryoGlow-masker niet als u een van de volgende medische aandoeningen heeft:

- overgevoeligheid voor koude temperaturen
- koude-urticaria (d.w.z. netelroos veroorzaakt door koude temperaturen)
- circulatie-insufficiëntie

### VOORZORGSMATREGELEN: Raadpleeg een medische professional voordat u het Shark CryoGlow-masker gebruikt als:

- u blauwe plekken heeft op het gezicht;
- u gevoeligheid of irritatie van de huid ervaart met retinol of benzoylperoxide.

Om het risico op brand, thermische en chemische brandwonden, elektrische schokken, ernstige verwondingen of dood te beperken, volgt u de voorzorgsmaatregelen in dit onderdeel en de procedures in deze handleiding. De afstandsbediening bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij. Als de batterij beschadigd is, kan deze oververhit raken, vlam vatten of een chemische stof lekken die huid en ogen kan verbranden.

### TOEZICHT EN BEOOGDE GEBRUIKERS:

- Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van de apparatuur. Raadpleeg de contra-indicaties vóór gebruik.
- Niet gebruiken als een van de aandoeningen in 'Contra-indicaties' (pagina's 113-114) op u van toepassing is.
- Laat de apparatuur niet onbeheerd achter wanneer deze aan staat.
- Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Let op dat kinderen niet met de apparatuur spelen.
  - Om het risico op verstrikking en mogelijke verwurging te beperken, houdt u snoeren buiten bereik van kinderen.
  - Kleine onderdelen kunnen door kinderen worden ingeademd of ingeslikt. Als er kleine onderdelen afbreken of loskomen van het product, gooi deze dan veilig weg.
- Deze apparatuur is enkel bedoeld voor gebruik door één persoon. Deze persoon is de beoogde bediener van de apparatuur.

### DROOG HOUDEN.

- De afstandsbediening droog houden. Als hij nat wordt, niet opladen en niet gebruiken—de batterij kan beschadigd zijn. Volg de instructies voor wegwerpen.
- Water en elektriciteit zijn een gevaarlijke combinatie!
  - Gebruik deze apparatuur niet in vochtige omgevingen (bijvoorbeeld in een badkuip, douche of zwembad).
  - Laat geen water in het apparaat lopen.
  - Het is zeer belangrijk om het apparaat droog te houden. Elk contact met water kan het apparaat beschadigen. Gebruik of bewaar het apparaat niet in de badkamer of in de buurt van water.
  - Het apparaat niet opladen of gebruiken als het buiten is achtergelaten.

### VEILIG OPLADEN.

- Volg de oplaadinstructies van de fabrikant.
- Laad de apparatuur alleen op met de bijgeleverde USB-C-kabel en het laadstation: Dongguan Yinli Electronics, model YLJXA-T050200. Gebruik geen ander(e) USB-C-kabel of laadstation.
- Controleer of de spanning die op de apparatuur staat aangegeven overeenkomt met de lokale netspanning, voordat u de apparatuur aansluit om het risico op elektrische schokken of blijvende schade aan de apparatuur te vermijden.
- Als het stopcontact dat wordt gebruikt om de apparatuur van stroom te voorzien slechte contacten heeft, zal de stekker heet worden. Zorg dat u de apparatuur aansluit op een goed geïnstalleerd stopcontact.
- Laad het apparaat niet op in de badkamer of in de buurt van water.
- Laad de afstandsbediening niet op na contact met water.
- Plaats de apparatuur altijd zodanig dat de oplader gemakkelijk te bereiken is tijdens het opladen.
- Berg de USB-C-kabel correct op na het opladen.

### BESCHERM DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING TEGEN SCHADE.

- Probeer de afstandsbediening niet open te maken of de batterij te vervangen.
- De afstandsbediening niet pletten, laten vallen of beschadigen.
- Stop met het gebruik of ontkoppel de laadkabel als de afstandsbediening abnormaal heet aanvoelt of als er rook of een vieze lucht uitkomt.
- Als er vloeistof uit de afstandsbediening lekt, vermijd dan contact. Als vloeistof de huid of ogen raakt, was dan met grote hoeveelheden water en raadpleeg een arts.
- Volg de instructies voor wegwerpen.

### VEILIG GEBRUIKEN.

- Het masker beperkt uw zicht. Draag deze wanneer u iets doet (zoals autorijden) waarbij beperkt zicht een risico vormt.
- LET OP: Het licht dat door dit apparaat wordt uitgestraald, kan schadelijk zijn voor de ogen. Infrarood dat door dit apparaat wordt uitgestraald, kan oogirritatie veroorzaken. Staar niet naar de lichtbron.
- Het apparaat niet opladen of gebruiken als het buiten is achtergelaten.
- Als u met het vliegtuig reist, moet het masker in handbagage worden meegenomen en niet worden ingecheckt. Het apparaat moet volledig uitgeschakeld zijn.
- Gebruik het masker niet buitenshuis. Gebruik het masker alleen binnenshuis onder de volgende omgevingsomstandigheden:
  - temperatuur: tussen (10 °C) en (30 °C).
  - als de apparatuur tekenen van degradatie vertoont, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
  - een relatief vochtigheidsbereik van 15% tot 90%, niet-condenserend, maar zonder een waterdampdeeltjesdruk groter dan 50 hPa.
  - een atmosferische druk van 700 hPa tot 1060 hPa.
- Bewaar of laad het masker niet met de voorkant naar beneden.
- Een droge huid, irritatie of roodheid kan optreden bij gebruik van een LED-routine. Breng een vochtinbrengende gezichtscrème aan als er droogheid optreedt.
- Om het risico van een tijdelijk droge huid of hyperpigmentatie te vermijden, voert u geen achtereenvolgende LED-routines uit.

### CONTROLEER HET PRODUCT OP SCHADE ALVORENS IEDER GEBRUIK.

- Controleer de binnenkant van de maskers en de band op reinheid, scheuren en scherpe randen.
- Controleer de koelpads op tekenen van corrosie.
- Deze omstandigheden kunnen de huid irriteren of beschadigen.

### GOED REINIGEN.

- Reinig het masker met een vochtige doek.
- Vermijd het gebruik van chemische of alcoholhoudende reinigingsmiddelen.
- Als de apparatuur tekenen van degradatie vertoont, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

### NIEUW REPAREREN OF AANPASSEN.

- Probeer het masker en de afstandsbediening niet te repareren of aan te passen.
- Plet het niet en gooi het niet in het vuur.

### WEGWERPEN

- Gooi het apparaat weg volgens lokale wetten en vereisten, waarbij u rekening houdt met de afvoer van lithium-ionbatterijen.

### POTENTIËLE ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE.

- WAARSCHUWING: Gebruik van deze apparatuur in de buurt of gestapeld met andere apparatuur moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot een onjuiste werking. Als het nodig is om op deze manier te gebruiken, moeten deze apparatuur en de andere apparatuur worden geobserveerd om te bevestigen dat ze normaal functioneren.
- WAARSCHUWING: Het gebruik van accessoires, omvormers en kabels anders dan die door de fabrikant van deze apparatuur zijn gespecificeerd of meegeleverd, kan resulteren in verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur en kan leiden tot een onjuiste werking.
- WAARSCHUWING: Draagbare radiofrequentie communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichterbij dan 30 cm bij welk deel dan ook van het maskersysteem worden gebruikt, inclusief kabels die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Anders kan de apparatuur mogelijk minder goed werken.
- WAARSCHUWING: Laat het masker niet in direct zonlicht liggen.

## TRANSPORT- EN OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Transporteer en sla het apparaat alleen op onder de volgende omgevingsvoorwaarden:

- Bewaar tussen -20 °C en 45 °C. Voor opslag langer dan 3 maanden, bewaar tussen 0 °C en 25 °C.
- Bewaar tussen 5 °C en 32 °C bij een relatieve vochtigheid tot 85%, niet condensierend.
- Bewaar tussen 35 °C en 60 °C bij een waterdampdruk tot 50 hPa.
- Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa.

## LED PARAMETERS

Modus	Therapie met rood en infrarood licht	Therapie met gemengd blauw licht		Huid behouden
Vermogen (mW/cm <sup>2</sup> )	Rood 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Totaal modus</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Stap 1:</b> Blauw 64 ± 8 mW/cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Totaal modus</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>	Blauw 59,8 ± 7 mW/cm <sup>2</sup> , Rood 17 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 51,2 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Totaal modus</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>
		<b>Stap 2:</b> Blauw 55 ± 6 mW/cm <sup>2</sup> , Rood 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Totaal modus</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Totaal modus</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>
		<b>Stap 3:</b> Rood 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 55 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Totaal modus</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>	

## INSTRUCTIES EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT - ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIE


Het apparaat is Risicogroep 1 zoals gedefinieerd in IEC 62471.

Het <b>Shark CryoGlow-masker</b> is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die hieronder is gespecificeerd. De klant of de gebruiker van het <b>Shark CryoGlow-masker</b> dient ervoor te zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.		
EMISSIETEST	COMPLIANCE	ELEKTROMAGNETISCHE OMGEVING – INSTRUCTIES
RF-emissies	CISPR 11	Omgeving voor gezondheidszorg thuis
RF-emissies	CISPR 11	Omgeving voor gezondheidszorg thuis
Harmonische emissies	IEC 61000-3-2	
Spanningsfunctie / flickeremissies	IEC 61000-3-3	

Het **Shark CryoGlow-masker** is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die hieronder is gespecificeerd. De klant of de gebruiker van het **Shark CryoGlow-masker** dient ervoor te zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

IMMUNITEITSTEST	IEC 60601 TESTNIVEAU	COMPLIANCE NIVEAU	ELEKTROMAGNETISCHE OMGEVING – INSTRUCTIES
Elektrostatische ontlading (ESD) IEC 61000-4-2	Tot 8 kV contact Tot 15 kV lucht	Tot ± 8 kV contact Tot ± 15 kV lucht	Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als vloeren bedekt zijn met synthetisch materiaal, moet de relatieve luchtvochtigheid ten minste 30% zijn.
Elektrostatische transiënten / ontlading IEC 61000-4-4	±2 kV voor hoofdstroomleidingen	±2 kV voor hoofdstroomleidingen	De kwaliteit van de netspanning moet die zijn van een typische commerciële of thuisomgeving.
Stroomstoot IEC 61000-4-5	±0,5 kV 1,5 kV differentieële modus	±0,5 kV tot 1,5 kV differentieële modus	De kwaliteit van de netspanning moet die zijn van een typische commerciële of thuisomgeving.
Spanningsdalingen, korte onderbrekingen en spanningsvariaties op de invoerlijnen van de stroomvoorziening IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 cyclus <sup>a)</sup> Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, en 315° <sup>b)</sup>  0% UT; 1 cyclus en 70% <sup>c)</sup> ; UT; 25/50 cycli <sup>b)</sup> Enkele fase: bij 0°  0% UT; 250/300 cyclus <sup>b)</sup>	0% UT; 0,5 cyclus <sup>a)</sup> Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, en 315° <sup>b)</sup>  0% UT; 1 cyclus en 70% <sup>c)</sup> ; UT; 25/50 cycli <sup>b)</sup> Enkelvoudige fase: bij 0°  0% UT; 250/300 cyclus <sup>b)</sup>	De kwaliteit van de netspanning moet die zijn van een typische commerciële of thuisomgeving. Als de gebruiker van het <b>Shark CryoGlow-masker</b> aanhoudend gebruik vereist tijdens onderbrekingen van de netspanning, wordt aanbevolen dat het <b>Shark CryoGlow-masker</b> van stroom wordt voorzien via een ononderbroken stroomvoorziening of een batterij.
Stroomfrequentie (50/60 Hz magnetisch veld) IEC 61000-4-8	30 A/m bij 50-60 Hz	30 A/m bij 50-60 Hz	De magnetische velden van stroomfrequentie moeten op niveau zijn kenmerkend voor een typische commerciële of thuisomgeving.

OPMERKING U<sub>1</sub> is de wisselstroomnetspanning voorafgaand aan de toepassing van het testniveau.

IMMUNITEITS-TEST	IEC 60601 TESTNIVEAU	COMPLIANCE NIVEAU	ELEKTROMAGNETISCHE OMGEVING – INSTRUCTIES
Geleide RF IEC 61000-4-6	150 KHz - 80 MHz - Testniveau: 3 V en 6 V - Modulatie: AM 1 KHz 80%	- 150 KHz - 80 MHz - Testniveau: 3 V en 6 V - Modulatie: AM 1 KHz 80%	Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag niet dichterbij enig deel van het <b>Shark CryoGlow-masker</b> gebruikt worden, inclusief kabels, dan de aanbevolen scheidingsafstand die is berekend met de formule die van toepassing is op de frequentie van de zender.  Aanbevolen scheidingsafstand: $d = \left[ \frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz tot 800 MHz      800 MHz tot 2,7 GHz
Uitzonden RF IEC 61000-4-3	80 MHz - 2,7 GHz - Testniveau: 10 V/m - Modulatie: AM 1 KHz 80%	- 80 MHz - 2,7 GHz - Testniveau: 10 V/m - Modulatie: AM 1 KHz 80%	waarbij p het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender en d de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m) is. <sup>b)</sup>  Veldsterkte van vaste RF-zenders, zoals bepaald door een elektromagnetisch locatie-onderzoek <sup>a)</sup> . Moet minder zijn dan het compliance niveau in elk frequentiebereik. <sup>b)</sup> Storing kan optreden in de nabijheid van apparatuur die met het volgende symbool is gemarkeerd:  OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hogere frequentiebereik. OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet van toepassing in alle situaties. Elektromagnetische straling wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.

a) De ISM (industriële, wetenschappelijke en medische) frequenties tussen 150 kHz en 80 MHz zijn 6,765 MHz tot 6,795 MHz; 13,553 MHz tot 13,567 MHz; 26,957 MHz tot 27,283 MHz; en 40,66 MHz tot 40,70 MHz. De amateurfrequenties tussen 0,15 MHz en 80 MHz zijn 1,8 MHz tot 2,0 MHz; 3,5 MHz tot 4,0 MHz; 5,3 MHz tot 5,4 MHz; 7 MHz tot 7,3 MHz; 10,1 MHz tot 10,15 MHz; 14 MHz tot 14,2 MHz; 18,07 MHz tot 18,17 MHz; 21,0 MHz tot 21,4 MHz; 24,89 MHz tot 24,99 MHz; 28,0 MHz tot 29,7 MHz en 50,0 MHz tot 54,0 MHz.

b) Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/zonder snoer) en landmobiele radio's, amateurradio, AM- en FM-radio-uitzendingen en TV-uitzendingen kunnen theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving te beoordelen door vaste RF-zenders, moet een elektromagnetisch locatie-onderzoek worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar het **Shark CryoGlow-masker** wordt gebruikt, het toepasselijke RF-compliance niveau hierboven overschrijdt, moet het TheraFace-masker worden geobserveerd om de normale werking te verifiëren. Als abnormale prestaties worden waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het opnieuw oriënteren of verplaatsen van het **Shark CryoGlow-masker**.

c) Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz, moeten de veldsterkten minder dan 3 V/m zijn.

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de APPARATUUR of het SYSTEEM – voor APPARATUUR en SYSTEMEN

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en het <b>Shark CryoGlow-masker</b>				
Het <b>Shark CryoGlow-masker</b> is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen worden beheerst. De klant of gebruiker van het <b>Shark CryoGlow-masker</b> kan helpen om elektromagnetische interferentie te voorkomen, door een minimale afstand te handhaven tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en het <b>Shark CryoGlow-masker</b> zoals hieronder aanbevolen, volgens het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur				
Genomineerd maximaal uitgangsvermogen van de zender (W)	Scheidingsafstand volgens frequentie van de zender (m)			
	150 kHz tot 80 MHz buiten ISM en amateurfrequenties	$d = \left[ \frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	150 kHz tot 80 MHz buiten ISM en amateurfrequenties	$d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,020	0,035	0,07
0,1	0,38	0,63	0,11	0,22
1	1,2	2,00	0,35	0,70
10	3,8	6,32	1,10	2,21

Voor zenders die zijn gecertificeerd voor een maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen is van de zender in watt (W) volgens de fabrikant van de zender.

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik.

OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet van toepassing in alle situaties. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.

Lees de waarschuwingen, instructies en contra-indicaties alvorens het eerste gebruik.

### Laad volledig op alvorens het eerste gebruik

Steek het kleine uiteinde van de USB-C-kabel in de laadpoort bovenop de afstandsbediening.

Steek het grote uiteinde van de USB-C in de stroomadapter. Steek de stroomadapter in het stopcontact.

Laat de afstandsbediening volledig opladen (**dit zou ongeveer 3 uur moeten duren**). Het scherm van de afstandsbediening toont uw laadvoortgang.

Wanneer hij volledig is opgeladen, trekt u de stroomadapter uit het stopcontact en ontkoppelt u de USB-C-kabel van de afstandsbediening.

**OPMERKING:** Uit het stopcontact trekken alvorens het gezichtsmasker te gebruiken. Het masker werkt niet als het in het stopcontact is gestoken.

### Inschakelen/uitschakelen

**AAN:** Om uw masker en afstandsbediening in te schakelen, **houdt u de knop/middelste knop 2 seconden ingedrukt**.

**UIT:** Om uit te schakelen, **houdt u de knop/middelste knop ingedrukt**.

**AUTOMATISCHE UITSCHAKELING:** Als het apparaat niet handmatig wordt uitgeschakeld, zullen het masker en de afstandsbediening automatisch uitschakelen na het voltooien van een sessie.

De ventilators van het masker zullen **60 seconden** blijven draaien terwijl het masker uitschakelt na een sessie.



**OPMERKING:** De demonstratievideo zal starten bij het eerste gebruik van de afstandsbediening; zorg dat u hiernaar kijkt voor verdere instructies over pasvorm en comfort. U kunt deze video ook opnieuw bekijken door naar de instellingen van de afstandsbediening te gaan.



### Stap 1 / Pas de achterband aan

Begin met het aanpassen van de achterband (met de gespen). Om strakker of losser te maken, **schuif de gespen tegelijkertijd** naar elkaar toe of van elkaar af. Deze band kan de bovenkant van uw oren bedekken; pas aan totdat het comfortabel aanvoelt.




Strakker maken



Losser maken

### Stap 2 / Pas de bovenband aan

Om het masker omhoog of omlaag op uw gezicht aan te passen, maakt u de zelfbevestigende band bovenop uw hoofd losser of strakker. Zorg dat de band op het midden van uw hoofd ligt (volg een midden scheiding).



### Stap 3 / Verstel de pasvorm van het koelpad (optioneel)

De koelpads moeten onder de ogen zitten, bovenop de jukbeenderen. Als de koelpads slecht of inconsistent contact hebben met het gebied on de ogen, **voeg dan de optionele clip-on koelpads toe om de pasvorm en het comfort te verbeteren**.

Haal het masker en de **optionele clip-on koelpads** uit de doos. Deze zijn gemarkeerd met 'L' en 'R'; zorg dat de letters naar de kin van het masker wijzen. Lijn de optionele clip-on koelpads uit met de originele koelpads (die permanent aan het masker zijn bevestigd) en klik deze op hun plaats. U hoort een klik wanneer ze goed zijn bevestigd.

**OPMERKING:** LED's werken het beste wanneer deze niet in contact komen met de huid. Dit is de reden waarom het masker op een kleine afstand van het gezicht zit.

### Professionele tips:

- 1 De achterband moet parallel met de vloer zijn, en de ogen moeten gecentreerd zijn in de oogopeningen.
- 2 Gebruik één hand om de achterband op zijn plaats te houden en de andere hand om de zelfbevestigende bovenband aan te passen totdat het masker comfortabel en veilig op het hoofd is geplaatst.

Ga comfortabel zitten of liggen! We raden aan om het masker zittend of liggend te gebruiken. Neem de tijd om te ontspannen en te genieten van de routine!



Ga naar **sharkclean.eu** voor meer nuttige afbeeldingen en video's.



**Helderheid aanpassen**

1. Zet het masker **AAN** met de afstandsbediening.
2. Draai de knop om **Settings (Instellingen)** te bekijken en druk op de knop om te selecteren.
3. Selecteer **Screen Brightness (Schermhelderheid)**, draai vervolgens aan de knop om de helderheid te verhogen of te verlagen.
4. Klik op de knop om uw selectie te maken.
5. Nadat u een helderheidsniveau heeft geselecteerd, wordt u teruggestuurd naar het hoofdmenu.

**Taal wijzigen**

1. Zet het masker **AAN** met de afstandsbediening.
2. Draai de knop om **Settings (Instellingen)** te bekijken en druk op de knop om te selecteren.
3. Selecteer **Language (Taal)** en gebruik de knop om de taal van uw keuze te selecteren.
4. Nadat u een taal heeft geselecteerd, wordt u teruggestuurd naar het hoofdmenu.

**Reset Progress**

1. Zet het masker **AAN** met de afstandsbediening.
2. Draai de knop om **Settings (Instellingen)** te bekijken en druk op de knop om te selecteren.
3. Selecteer **Reset Progress (Voortgang Resetten)**, klik vervolgens op de knop om **Confirm (Bevestigen)** te selecteren.
4. Na bevestiging gaat u terug naar het hoofdmenu.

**Factory Reset**

1. Zet het masker **AAN** met de afstandsbediening.
2. Draai de knop om **Settings (Instellingen)** te bekijken en druk op de knop om te selecteren.
3. Selecteer **Factory Reset (Fabrieksreset)**, klik vervolgens op de knop om **Confirm (Bevestigen)** te selecteren.
4. Na bevestiging gaat u terug naar het hoofdmenu.

**Professionele tips:** U kunt de demonstratievideo ook opnieuw afspelen op de afstandsbediening en toegang krijgen tot onze ondersteuningspagina via instellingen.

## LED HUIDROUTINES

The mask offers **3 LED routines** to choose from, whether your goals are treating your skin or maintaining it.

### BEHANDELROUTINE

Het Shark CryoGlow LED-masker straalt energie uit in het rode en infrarode lichtspectrum en in het rode, blauwe en infrarode lichtspectrum voor de behandeling van lichte tot matige acne. Selecteer hieronder de routine **Therapie met rood en infrarood licht** of **Therapie met gemengd blauw licht** en voer deze exclusief eenmaaldaags uit, gedurende minimaal 8 weken. Voor zowel de behandeling van acne als voor het verminderen van roodheid en verbeteren van ruwheid bevelen we aan uitsluitend de Blended Blue Light Therapy-modus 8 weken lang te gebruiken. Combineer modi niet.



#### Therapie met rood en infrarood licht (6 MINUTENS)

Verminder roodheid en verbeter ruwheid.\*



#### Therapie met gemengd blauw licht (8 MINUTEN)

Vermindert acne voor een helderdere, gladdere teint.\*\*

\*Resultaten van een 12 weken durend klinisch onderzoek met 59 proefpersonen en eenmaaldaags gebruik van de behandelmodus Therapie met rood en infrarood licht. Individuele resultaten kunnen verschillen.

\*\*Resultaten van een 12 weken durend klinisch onderzoek met 60 proefpersonen en eenmaaldaags gebruik van de behandelmodus Therapie met gemengd blauw licht. Individuele resultaten kunnen verschillen.

### ONDERHOUDSRoutine

Zodra u uw doelresultaten heeft behaald met een 8 weken durende behandelingsroutine, gebruikt u **één keer per dag** Huid behouden om uw resultaten te helpen behouden.



#### Huid behouden (4 MINUTEN)

Gemaakt om een stralende huid te behouden na een cyclus van acht weken.

**Uw streak verloren? Geen probleem! Pas uw doelen aan en ga door met uw huidverzorgingstraject.**

Er komt geen UV-licht uit dit masker.

## KOELING VOOR ONDER DE OGEN

Gebruik de koeling 's morgens om het gebied onder de ogen te ontzwellen en 's avonds om te ontspannen.

### LED + AFKOELEN



Under-Eye Cooling start automatisch met elke LED-routine en kan worden uitgeschakeld. Gebruik de koelknop op de afstandsbediening om door 3 temperaturen te schakelen en het gebied onder de ogen snel te ontzwellen en te kalmeren.

### ALLEEN AFKOELEN



#### Revitalisatie van de ogen (5, 10 of 15 minuten)

Een aanpasbare routine voor ALLEEN under-eye cooling (geen LED'S) voor een verzachtende en verfrissende ervaring, ontworpen voor optimale ontspanning.

## ONTDEK UW PERFECTE ROUTINE










Scan de QR-code om onze quiz te doen en de beste routine voor uw huidproblemen te vinden.



## FOUTMELDINGEN

Foutmelding	Oplossing
Afstandsbediening te warm. Laat de afstandsbediening afkoelen voordat u deze gebruikt.	Laat de afstandsbediening afkoelen voordat u deze gebruikt. Het masker mag niet worden gebruikt bij temperaturen hoger dan (30 °C).
Afstandsbediening te koud. Laat de afstandsbediening opwarmen voordat u deze gebruikt.	Laat de afstandsbediening opwarmen voordat u deze gebruikt. Het masker mag niet worden gebruikt bij temperaturen lager dan (0 °C).
Afstandsbediening fout A3. Bel onze klantenservice.	Bel onze klantenservice.
Lader niet herkend.	Gebruik de meegeleverde Shark USB-C laadkabel en stekker om het masker op te laden.
Neem afstandsbediening van de lader af.	De batterij van het masker is opgeladen; verwijder deze van de lader.
Lage accu. Opladen vóór gebruik.	De batterij van het masker is nauwelijks opgeladen; laad deze op.
Batterijfout B1. Bel onze klantenservice.	Bel onze klantenservice.
Afstandsbediening fout B2. Laad de afstandsbediening op vóór het volgende gebruik.	Laad de afstandsbediening op vóór het volgende gebruik met de meegeleverde Shark USB-C laadkabel en stekker.
Laadfout C1. Ontkoppel en verbind opnieuw om op te laden.	Koppel de afstandsbediening los en verbind opnieuw om op te laden met de meegeleverde Shark USB-C laadkabel en stekker.
Ventilator fout F1. Bel onze klantenservice.	Bel onze klantenservice.
Fout A1. Bel onze klantenservice.	Bel onze klantenservice.
Fout A2. Bel onze klantenservice.	Bel onze klantenservice.

## SYMBOLEN

Symbol	Uitleg
	Type BF toegepast onderdeel
	Klasse II apparatuur
	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Gelijkstroom
	Raadpleeg de gebruikershandleiding
<b>IP22</b>	Bescherming tegen binnendringen: IP2X: Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen van 12,5 mm Ø en groter IPX2: Bescherming tegen verticaal vallende waterdruppels wanneer de BEHUIZING tot 15° is gekanteld
BETREFFENDE ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND EN MECHANISCHE GEVAREN ENKEL IN OVEREENSTEMMING MET AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021; CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14 (Bevestigd 2022); IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022	
	Fabrikant
	Dit apparaat voldoet aan de Verordening Medische Apparaten (EU) 2017/745
	Geautoriseerde Vertegenwoordiger In de Europese Unie
	Medisch hulpmiddel

Wanneer een consument in Nederland een product koopt, krijgt hij/zij wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit van het product (uw wettelijke rechten). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Shark hebben wij echter zoveel vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, dat wij fabrieksgarantie van twee jaar geven. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven onaangetast. De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hen.

### **Shark-garantie**

Ieder apparaat van Shark wordt geleverd met garantie op de onderdelen en werkzaamheden. U vindt online ondersteuning op [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

### **Hoe registreer ik mijn Shark-garantie?**

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, heeft u de volgende informatie over uw haardroger nodig: • Datum van aankoop van de enhet Bezoek [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu) om online te registreren

### **BELANGRIJK:**

De garantie dekt uw Product gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Bewaar altijd het aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij het aankoopbewijs nodig om te controleren of de

versterkte informatie correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt overleggen, zal uw garantie komen te vervallen.

### **Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Shark garantie?**

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen. U kunt ook tips en adviezen krijgen over hoe u het meeste rendement uit uw enhet kunt halen en u zult op de hoogte worden gehouden over nieuwe technologieën en productlanceringen van Shark. Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

### **Hoe lang krijg ik garantie op een nieuw apparaat van Shark?**

Vanwege ons vertrouwen in ons ontwerp en onze kwaliteitscontrole heeft uw nieuwe apparaat een garantie van in totaal twee jaar.

### **Wat wordt er door de gratis garantie van Shark gedekt?**

Reparatie of vervanging van uw Shark-apparaat (naar beoordeling van Shark), inclusief alle onderdelen en arbeid. De garantie van Shark is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

### **Wat wordt er door de gratis garantie van Shark niet gedekt?**

**1.** Normale slijtage van aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals accessoires), vallen niet onder deze garantie. Vervangingsonderdelen zijn te koop op [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

**2.** Schade veroorzaakt door foutief gebruik, misbruik, achteloos handelen, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud of schade door een onjuiste behandeling tijdens het transport.

**3.** Schade veroorzaakt door niet door Shark geautoriseerd onderhoud.

### **Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Shark kopen?**

Onderdelen en accessoires van Shark zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw enhet hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Sharkonderdelen, -vervangingsonderdelen/-accessoires voor alle apparaten van Shark op [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sharkreserveonderdelen mogelijk niet door uw garantie wordt gedekt.

## INNHOILDSFORTEGNELSE

BLI KJENT MED DIN SHARK CRYOGLOW-MASKE .....	130
ESKENS INNHOILD .....	130
KONTRAIIDIKASJONER .....	131
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER .....	133
LED-PARAMETRE .....	135
VEILEDNING OG PRODUSENTENS ERKLÆRING - EMC .....	135
KOMME I GANG .....	137
TILPASSE MASKEN .....	138
BLI KJENT MED FJERNKONTROLLEN .....	138
FJERNKONTROLLINNSTILLINGER .....	140
LED-HUDRUTINER .....	141
KJØLING UNDER ØYNE	142
FEILMELDINGER .....	143
SYMBOLER .....	144
GARANTI .....	145

SKANN QR-KODE eller gå til [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu) for å få tilgang til hele brukerveiledningen.



# BLI KJENT MED DIN SHARK CRYOGLOW-MASKE

**JUSTERBARE STROPPER**  
designet for optimal  
passform og komfort

**MUNN- OG NESEÅPNINGER**  
for pusteevne

**SKJOLDDISIGN** for jevn  
LED-dekning

**480 LED-LYS** for bred,  
jevn dekning

**AUTO-DIM**-funksjonen senker  
lysnivået når masken ikke  
er nær ansiktet

**POLSTRING TIL PANNEN**  
for en behagelig passform

**ØYESKJERMER I SILIKON**  
for blokkering av LED-  
lys og komfort

**AKTIV KJØLING UNDER ØYNE**  
for å lindre og redusere  
hevelse

## ESKENS INNHOILD



Shark CryoGlow-maske + stropper  
Forhåndsmontert



Fjernkontroll med LCD-skjerm + kontrollknapper



Hurtigstartveiledning + brukerveiledning



Universal USB-C-ladekabel + ladestøpsel



Valgfrie avkjølingsputer som klippes på



Oppbevaringspose\*

## KONTRAINDIKASJONER

### **Ikke bruk Shark CryoGlow maske hvis du tar:**

- Medisiner eller kosttilskudd som forårsaker lysfølsomhet (fotosensitivitet), for eksempel medisiner mot alvorlig betennelsesakne (f.eks. isotretinoin eller doksycyklin).

### **Stopp øyeblikkelig bruken av enheten hvis du opplever ubehag og kontakt en medisinsk fagperson.**

### **Ikke bruk Shark CryoGlow-masken hvis du har noen av de følgende medisinske tilstandene:**

- Retinal og/eller makulasykdom, okulær albinisme, eller enhver øyesykdom som forårsaker lysfølsomhet
- Gravid, ammende eller muligens gravid
- Pacemaker eller annet elektronisk implantat
- Implantater i ansiktet
- Manglende følsomhet (f.eks. nummenhet)
- Lysfølsom hudsykdom (f.eks. lupus, porfyri)
- Ekstrem lysømfintlighet i øynene (dvs. fotofobi)
- Lysinduserte hodepiner
- Albinisme
- Melasma (dvs. en tilstand som forårsaker flekker og prikker)
- Sensitivitet eller allergi mot plast, aluminium eller selvfestende materialer.

### **Ikke bruk Shark CryoGlow-masken hvis du har noen av følgende tilstander i ansiktet, hårfestet, ørene eller nakken:**

- Nylig utført ansiktsoperasjon (inntil du har fått klarsignal fra legen din)
- Mistenkelige lesjoner eller hudkreft
- Eksem
- Psoriasis
- Uregelmessig formede, nye flekker brune flekker som endrer form
- Fødselsmerker
- Sår, hudutslett eller blemmer
- Vevsinflammasjon
- Hudinfeksjon, munnsår eller vorter
- Aktivt utbrudd av herpes simplex-virus (forkjølelsessår)
- Historikk med herpesutbrudd uten forebyggende behandling
- Ansiktsbehandling der huden ikke er helt helet, inkludert nevrotoksin, hudfyllere, mikronåling, laser eller kjemisk peeling.

## KONTRAINDIKASJONER, FORTSETTELSE

### **Ikke påfør Shark CryoGlow-maskens avkjølede behandlinger på øyet eller øvre øyelokk.**

### **Ikke bruk Shark CryoGlow-maskens avkjølede behandlinger hvis du har noen av følgende medisinske tilstander:**

- Hypersensitivitet til kulde
- Kuldeurtikaria (dvs. utslett forårsaket av kalde temperaturer)
- Sirkulasjonssvikt

### **FORHOLDSREGLER: Rådfør deg med en medisinsk fagperson før du bruker Shark CryoGlow-masken hvis:**

- Du har blåmerker i ansiktet.
- Du opplever hudfølsomhet eller irritasjon ved bruk av retinol eller benzoylperoksid.

For å redusere risikoen for brann, termiske og kjemiske forbrenninger, elektrisk støt, alvorlig personskade eller død, må du følge sikkerhetsreglene i dette avsnittet og prosedyrene i denne bruksanvisningen. Fjernkontrollen inneholder et oppladbart litiumionbatteri. Hvis batteriet blir skadet, kan det overopphetes, ta fyr eller lekke kjemikalier som kan forårsake brannskader på hud og øyne.

### TILSYN OG TILTENKTE BRUKERE:

- Dette utstyret er ikke beregnet for bruk av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, med mindre de har fått veiledning eller opplæring i bruk av utstyret. Les kontraindikasjonene før bruk.
- Ikke bruk hvis noen av tilstandene i «Kontraindikasjoner» (side 131-132) gjelder for deg.
- Ikke la utstyret stå uten tilsyn når det er slått på.
- Dette utstyret er ikke beregnet for bruk av barn. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med utstyret.
  - For å redusere risikoen for at barn vikler seg inn i ledninger og potensielt kveles, må ledninger holdes utenfor barns rekkevidde.
  - Små deler kan inhaleres eller svelges av barn. Hvis små deler brytes av eller løsner fra produktet, må de kastes på en sikker måte.
- Dette utstyret er kun beregnet for bruk av én person. Denne personen er den tiltenkte operatøren av utstyret.

### HOLD TØRR.

- Hold fjernkontrollen tørr. Hvis den blir våt, må du ikke lade eller bruke den-batteriet kan bli skadet. Følg instruksjonene for avhending.
- Vann og elektrisitet er en farlig kombinasjon!
  - Ikke bruk dette utstyret i våte omgivelser (f.eks. i badekar, dusj eller svømmebasseng).
  - Ikke la vann komme inn i enheten.
  - Det er svært viktig å holde enheten tørr. Enhver kontakt med vann kan skade enheten. Ikke bruk eller oppbevar enheten på badet eller i nærheten av vann.
  - Ikke lad eller bruk enheten hvis den har stått ute.

### LAD PÅ EN TRYGG MÅTE.

- Følg instruksjonene fra produsenten av laderen.
- Lad utstyret kun med den medfølgende USB-C-kabelen og laderen: Dongguan Yinli Electronics, modell YLJXA-T050200. Ikke bruk andre USB-C-kabler eller ladere.
- Kontroller at spenningen som er angitt på utstyret, samsvarer med den lokale nettspenningen før du kobler til utstyret, for å unngå fare for elektrisk støt eller permanent skade på utstyret.
- Hvis stikkkontakten som brukes til å koble til utstyret har dårlige tilkoblinger, vil støpselet bli varmt. Sørg for at utstyret er koblet til en riktig installert stikkontakt.
- Ikke lad enheten på badet eller i nærheten av vann.
- Ikke lad fjernkontrollen etter at den har vært i kontakt med vann.
- Plasser alltid utstyret slik at laderen er lett tilgjengelig under lading.
- Oppbevar USB-C-kabelen på riktig måte etter lading.

### BESKYTT FJERNKONTROLLENS BATTERI MOT SKADER.

- Ikke prøv å åpne fjernkontrollen eller bytte batteri.
- Ikke knus, slipp eller skad fjernkontrollen.
- Slutt å bruke eller koble fra ladekabelen hvis fjernkontrollen føles uvanlig varm eller avgir røyk eller en vond lukt.
- Unngå kontakt hvis det lekker væske fra fjernkontrollen. Hvis væske kommer i kontakt med hud eller øyne, må du vaske med store mengder vann og oppsøke lege.
- Følg instruksjonene for avhending.

### BRUK PÅ EN TRYGG MÅTE.

- Masken begrenser synet ditt. Ikke bruk den mens du gjør noe (for eksempel kjører bil) der begrenset sikt utgjør en risiko.
- FORSIKTIG: Lyset som kommer fra denne enheten kan være skadelig for øynene. Infrarød stråling fra denne enheten kan forårsake øyeirritasjon. Ikke stirr på lyskilden.
- Ikke bruk enheten når den har stått utendørs.
- Hvis du reiser med fly, skal masken oppbevares i håndbagasjen og ikke sjekkes inn. Enheten må være helt slått av.
- Ikke bruk masken utendørs. Bruk kun masken innendørs under følgende miljøforhold:
  - Temperatur: mellom (10° C) og (30° C)
  - Hvis utstyret viser tegn til slitasje, må bruken avbrytes umiddelbart.
  - En relativ luftfuktighet på mellom 15 % og 90 %, ikke kondenserende, men uten krav til vanddamppartialtrykk over 50 hPa.
  - Et atmosfæretrykk på mellom 700 hPa og 1060 hPa.
- Ikke oppbevar eller lad masken med forsiden ned.
- Tørr hud, irritasjon eller rødhet kan oppstå ved bruk av en LED-rutine. Påfør en fuktighetskrem for ansiktet hvis huden blir tørr.
- For å unngå risikoen for midlertidig tørr hud eller hyperpigmentering, bør du ikke gjennomføre flere LED-behandlinger etter hverandre.

### KONTROLLER PRODUKTET FOR SKADER FØR HVER BRUK.

- Sjekk innsiden av masken og stroppen for renhet, sprekker eller skarpe kanter.
- Sjekk avkjølingsputene for tegn på korrosjon.
- Disse tilstandene kan irritere eller skade huden din.

### RENGJØR PÅ RIKTIG MÅTE.

- Rengjør masken med en fuktig klut.
- Unngå å bruke kjemiske eller alkoholholdige rengjøringsmidler.
- Hvis utstyret viser tegn til slitasje, må bruken avbrytes umiddelbart.

### IKKE REPARER ELLER MODIFISER.

- Ikke prøv å reparere eller modifisere masken eller fjernkontrollen.
- Ikke knus eller kast på åpen ild.

### AVHENDELSE

- Kast enheten i henhold til lokale lover og krav, og sørg for å ta hensyn til avhending av litiumionbatterier.

### POTENSIELL ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS.

- ADVARSEL: Bruk av dette utstyret i nærheten av eller stablet sammen med annet utstyr bør unngås, da dette kan føre til feilfunksjon. Hvis slik bruk er nødvendig, bør dette utstyret og annet utstyr observeres for å kontrollere at det fungerer normalt.
- ADVARSEL: Bruk av annet tilbehør, transduere og kabler enn det som er spesifisert eller levert av produsenten av dette utstyret, kan føre til økt elektromagnetisk stråling eller redusert elektromagnetisk immunitet for dette utstyret og føre til feil funksjon.
- ADVARSEL: Bærbart kommunikasjonsutstyr som avgir radiofrekvens (inkludert tilbehør som antennekabler og eksterne antenner) skal ikke brukes nærmere enn 30 cm fra noen del av maskesystemet, inkludert kabler spesifisert av produsenten. Ellers kan det føre til redusert ytelse av dette utstyret.
- ADVARSEL: Ikke la masken ligge i direkte sollys.

## TRANSPORT- OG LAGRINGSFORHOLD

- Transport og oppbevaring av enheten må kun skje under følgende miljøforhold:
  - Hold mellom -20° C og 45° C. For lagring lenger enn 3 måneder, hold mellom 0° C og 25° C.
  - Hold mellom 5° C og 32° C ved en relativ fuktighet opp til 85 %, ikke-kondenserende.
  - Hold mellom 35° C og 60° C ved et vandamptrykk opp til 50 hPa.
  - Atmosfæretrykk: 700 hPa og 1060 hPa.

## LED-PARAMETRE

Modus	Rød + infrarød lysbehandling	Blandet blålysbehandling	Vedlikehold
Effekt (mW / cm <sup>2</sup> )	Rød 64 ± 5 mW / cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW / cm <sup>2</sup> <b>Total-modus = 128 mW / cm<sup>2</sup></b>	<b>Trinn 1:</b> Blå 64 ± 8 mW / cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW / cm <sup>2</sup> <b>Trinn 2:</b> Blå 55 ± 6 mW / cm <sup>2</sup> , Rød 73 ± 5 mW / cm <sup>2</sup> <b>Trinn 3:</b> Rød 73 ± 5 mW / cm <sup>2</sup> , IR 55 ± 5 mW / cm <sup>2</sup>	<b>Total-modus = 128 mW / cm<sup>2</sup></b> Blå 59,8 ± 7 mW / cm <sup>2</sup> , Rød 17 ± 5 mW / cm <sup>2</sup> , IR 51,2 ± 5 mW / cm <sup>2</sup> <b>Total-modus = 128 mW / cm<sup>2</sup></b>


## VEILEDNING OG PRODUSENTENS ERKLÆRING - ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

Enheden er Risikogruppe 1, som definert i IEC 62471.

Shark CryoGlow-masken er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av Shark CryoGlow-masken må forsikre seg om at den brukes i et slikt miljø.		
UTSLIPPSTEST	SAMSVAR	ELEKTROMAGNETISK MILJØ – VEILEDNING
RF-utslipp	CISPR 11	Hjemmehelsemiljø
RF-utslipp	CISPR 11	Hjemmehelsemiljø
Harmoniske utslipp	IEC 61000-3-2	
Spenningsfunksjon / flimmerutslipp	IEC 61000-3-3	

Shark CryoGlow-masken er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av Shark CryoGlow-masken må forsikre seg om at den brukes i et slikt miljø.			
IMMUNITETSTEST	IEC 60601-TESTNIVÅ	SAMSVARNIVÅ	ELEKTROMAGNETISK MILJØ – VEILEDNING
Elektrostatisk utlading (ESD) IEC 61000-4-2	Opptil 8 kV kontakt Opptil 15 kV Luft	Opptil ± 8 kV kontakt Opptil ± 15 kV Luft	Gulv bør være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvene er dekket med syntetisk materiale, bør relativ fuktighet være minst 30 %.
Elektrostatisk transient/utlading IEC 61000-4-4	±2kV for hovedstrømførende linjer	±2kV for hovedstrømførende linjer	Strømkvaliteten bør være den samme som i et vanlig kommersielt- eller hjemmemiljø.
Spenningsstøt IEC 61000-4-5	±0,5kV 1,5 kV differensialmodus	±0,5 kV to 1,5 kV differensialmodus	Strømkvaliteten bør være den samme som i et vanlig kommersielt- eller hjemmemiljø.
Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på strømforsyningssinnangene IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 syklus <sup>1)</sup> Ved 0°, 45°, 90°, 135° 180°, 225°, 270°, og 315° <sup>2)</sup> 0 % UT; 1 syklus og 70 % <sup>3)</sup> UT; 25/30 sykluser <sup>4)</sup> Enkel fase: ved 0° 0 % UT; 250/300 syklus <sup>5)</sup>	0 % UT; 0,5 syklus <sup>1)</sup> Ved 0°, 45°, 90°, 135° 180°, 225°, 270°, og 315° <sup>2)</sup> 0 % UT; 1 syklus og 70 % <sup>3)</sup> UT; 25/30 sykluser <sup>4)</sup> Enkelt fase: ved 0° 0 % UT; 250/300 syklus <sup>5)</sup>	Strømkvaliteten bør være den samme som i et vanlig kommersielt- eller hjemmemiljø. Hvis brukeren av Shark CryoGlow-masken trenger kontinuerlig drift under strømbrudd, anbefales det at Shark CryoGlow-masken drives av en avbruddsri strømforsyning eller et batteri.
Strømfrekvens (50/60 Hz magnetfelt) IEC 61000-4-8	30 A/m ved 50-60 Hz	30 A/m ved 50-60 Hz	Magnetiske felt med strømfrekvens bør være på nivåer som er karakteristiske for et typisk sted i et typisk kommersielt miljø eller hjemmemiljø.

NOTE U: i vekselstrømspenningen for testnivået påføres.

IMMUNITETSTEST	IEC 60601-TESTNIVÅ	SAMSVARNIVÅ	ELEKTROMAGNETISK MILJØ – VEILEDNING
Førende RF IEC 61000-4-6	150 KHz – 80 MHz - Testnivå: 3 V & 6 V - Modulasjon: AM 1 KHz 80 %	- 150 KHz – 80 MHz - Testnivå: 3 V & 6 V - Modulasjon: AM 1 KHz 80 %	Bærbart og mobil RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere noen del av Shark CryoGlow-masken, inkludert kabler, enn den anbefalte avstanden som er beregnet ut fra ligningen som gjelder for senderens frekvens. Anbefalt avstand: $d = \left[ \frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,7 GHz
Ultrått RF IEC 61000-4-3	80 MHz – 2,7 GHz - Testnivå: 10 V / m - Modulasjon: AM 1 KHz 80 %	- 80 MHz – 2,7 GHz - Testnivå: 10 V / m - Modulasjon: AM 1 KHz 80 %	der p er maksimal utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til produsenten, og d er anbefalt avstand i meter (m). <sup>6)</sup> Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt ved en elektromagnetisk måling på stedet. <sup>8)</sup> Skal være mindre enn samsvarnivået i hvert frekvensområde. <sup>9)</sup> Forstyrrelser kan oppstå i nærheten av utstyr merket med følgende symbol: MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet. MERKNAD 2 Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetikk påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. 

a) ISM-båndene (industrielle, vitenskapelige og medisinske) mellom 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz; 13,553 MHz til 13,567 MHz; 26,957 MHz til 27,283 MHz; og 40,66 MHz til 40,70 MHz. Amatørradiobåndene mellom 0,15 MHz og 80 MHz er 1,8 MHz til 2,0 MHz, 3,5 MHz til 4,0 MHz, 5,3 MHz til 5,4 MHz, 7 MHz til 7,3 MHz, 10,1 MHz til 10,15 MHz, 14 MHz til 14,2 MHz, 18,07 MHz til 18,17 MHz, 21,0 MHz til 21,4 MHz, 24,89 MHz til 24,99 MHz, 28,0 MHz til 29,7 MHz og 50,0 MHz til 54,0 MHz.

b) Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radio (mobil/trådløs), telefoner og landmobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radiosendinger og TV-sendinger, kan ikke forutses teoretisk med nøyaktighet. For å vurdere det elektromagnetiske miljøet som skyldes faste RF-sendere, bør det vurderes å gjennomføre en elektromagnetisk undersøkelse av stedet. Hvis den målte feltstyrken på stedet hvor Shark CryoGlow-masken brukes overskrider gjeldende RF-samsvarnivå ovenfor, bør det føres tilsyn med TheraFace-masken for å kontrollere at den fungerer normal. Hvis det observeres unormal ytelse, kan det være nødvendig med ytterligere tiltak, for eksempel å opplassere eller flytte Shark CryoGlow-masken.

c) I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrken være mindre enn 3 V/m.

Anbefalte avstander mellom bærbart og mobil RF-kommunikasjonsutstyr og UTSTYR eller SYSTEM – for UTSTYR og SYSTEMER

Anbefalte avstander mellom bærbart og mobil RF-kommunikasjonsutstyr og Shark CryoGlow-masken					
Shark CryoGlow-masken er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålede RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av Shark CryoGlow-masken kan bidra til å forhindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en minimumsavstand mellom bærbart og mobil RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og Shark CryoGlow-masken som anbefalt nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt					
Nominell maksimal utgangseffekt for sender (W)	Separasjonsavstand i henhold til senderfrekvens (m)				
		150 kHz til 80 MHz utenfor ISM- og amatørradiobåndene	$d = \left[ \frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	150 kHz til 80 MHz utenfor ISM- og amatørradiobåndene	$d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12		0,020		0,035
0,1	0,38		0,63		0,11
1	1,2		2,00		0,35
10	3,8		6,32		2,21

For sendere med en maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan den anbefalte avstanden d i meter (m) estimeres ved hjelp av ligningen som gjelder for senderens frekvens, der P er senderens maksimale utgangseffekt i watt (W) i henhold til produsenten.

MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet.

MERKNAD 2 Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.

## Les advarsler, instruksjoner og kontraindikasjoner før første bruk.

### Lad helt opp før første bruk

Koble den smale enden av USB-C-kabelen til ladeporten på toppen av fjernkontrollen.

Koble den store enden av USB-C til strømadapteren. Koble strømadapteren til stikkontakten.

La fjernkontrollen lade helt opp (**dette bør ta omtrent 3 timer**). Den eksterne skjermen viser ladestatusen.

Når den er ladet, kobler du strømadapteren fra og kobler USB-C-kabelen fra fjernkontrollen.

**MERK:** Koble fra strømmen før du bruker ansiktsmasken. Masken fungerer ikke når den er koblet til stikkontakten.

### Slå PÅ/AV

**PÅ:** For å slå på masken din og fjernkontrollen, **trykk og hold inne** fjernkontrollens innstillingshjul/midtre knapp i 2 sekunder.


**AV:** For å slå av **trykker og holder du inne** dreieknappen/den midtre knappen.

**AUTOMATISK UTKOPLING:** Hvis enheten ikke slås av manuelt, vil masken og fjernkontrollen automatisk slå seg av etter at en økt er fullført.

Maskeventilatorene vil fortsette å gå i 60 sekunder mens masken slås av etter en økt.



**MERK:** Demovideoen starter når fjernkontrollen brukes for første gang. Se den for ytterligere instruksjoner om tilpasning og komfort. Du kan også se denne videoen på nytt ved å gå til fjernkontrollens innstillinger.



### Trinn 1 / Juster den bakre stroppen

Begynn med å justere den bakre stroppen (med spennene). For å stramme eller løsne, **skyver du spennene samtidig** sammen eller fra hverandre. Denne stroppen kan dekke ørene dine – juster den til den sitter komfortabelt.



Stram

Løsne

### Trinn 2 / Juster den øverste stroppen

For å justere masken opp eller ned på ansiktet, løsner eller strammer du den selvfestende stroppen på toppen av hodet. Sørg for at stroppen sitter midt på hodet (i midten av hodet).



### Trinn 3 / Juster passformen til avkjølingsputen (valgfritt)

Avkjølingsputene skal plasseres under øynene, på toppen av kinnbenet. Hvis avkjølingsputene har dårlig eller ujevn kontakt med området under øynene, **sett på de valgfrie påklippbare avkjølingsputene for å forbedre passform og komfort.**

Ta masken og ta de valgfrie påklippbare avkjølingsputene ut av esken. De er merket med «L» og «R» – sørg for at bokstavene peker mot haken på masken. Juster de valgfrie påklippbare avkjølingsputene med de originale avkjølingsputene (som er fastmontert på masken) og klikk dem på plass. Du vil kjenne et klikk når de er riktig festet.

**MERK:** LED-lysene fungerer best når de ikke er i kontakt med huden. Dette er grunnen til at masken sitter litt på avstand fra ansiktet ditt.

### Proff-tips:

- 1 Den bakre stroppen skal være parallell med gulvet, og øynene dine skal være sentrert i øyehullene.
- 2 Bruk den ene hånden til å holde den bakre stroppen på plass og den andre hånden til å justere den øvre selvfestende stroppen til masken sitter komfortabelt og sikkert på hodet.

Gjør deg komfortabel! Vi anbefaler å bruke masken i sittende eller tilbaketilt stilling. Ta deg tid til å slappe av, og nyt rutinen din!



Gå til [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu) for flere nyttige bilder og videoer.



### Endre lysstyrke

1. Slå masken **PÅ** ved hjelp av fjernkontrollen.
2. Vri på dreieknappen for å vise **Settings (Innstillinger)**, og klikk på dreieknappen for å velge.
3. Velg **Screen Brightness (Skjermlysstyrke)**, og bruk deretter knappen for å øke eller redusere lysstyrken.
4. Trykk på knappen for å gjøre ditt valg.
5. Etter å ha valgt et lysnivå, vil du bli sendt tilbake til hovedmenyen.

### Endre språk

1. Slå masken **PÅ** ved hjelp av fjernkontrollen.
2. Vri på dreieknappen for å vise **Settings (Innstillinger)**, og klikk på dreieknappen for å velge.
3. Velg **Language (Språk)**, og bruk knappen for å velge språket du ønsker.
4. Etter å ha valgt et språk, vil du bli sendt tilbake til hovedmenyen.

### Tilbakestill fremgang

1. Slå masken **PÅ** ved hjelp av fjernkontrollen.
2. Vri på dreieknappen for å vise **Settings (Innstillinger)**, og klikk på dreieknappen for å velge.
3. Velg **Reset Progress (Tilbakestill fremgang)**, og klikk deretter på hjulet for å velge **Confirm (Bekreft)**.
4. Etter å ha bekreftet, vil du bli sendt tilbake til hovedmenyen.

### Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

1. Slå masken **PÅ** ved hjelp av fjernkontrollen.
2. Vri på dreieknappen for å vise **Settings (Innstillinger)**, og klikk på dreieknappen for å velge.
3. Velg **Factory Reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger)**, klikk deretter på dreieknappen for å velge **Confirm (Bekreft)**.
4. Etter å ha bekreftet, vil du bli sendt tilbake til hovedmenyen.

**Profftips:** Du kan spille av demo-videoen på fjernkontrollen og få tilgang til støttesiden vår via innstillingene.

## LED-HUDRUTINER

Masken tilbyr **3 LED-rutiner** å velge mellom, enten målene dine er å behandle huden din eller opprettholde den.

### BEHANDLINGSRUTINER

Shark CryoGlow LED-masken avgir energi i det røde og infrarøde lysspekteret, samt i det røde, blå og infrarøde lysspekteret for behandling av mild til moderat inflammatorisk akne. Velg enten **Rød + infrarød lysbehandling - eller Blandet blålysbehandling eksklusivt én gang daglig i minimum åtte uker.** For både behandling av akne og for å redusere rødhet og forbedre grov hud, anbefaler vi å kun bruke Blended Blue Light Therapy-modus i 8 uker. Ikke stable moduser.



#### Rød + infrarød lysbehandling (6 MINUTTER)

Reduser rødhet og forbedre grov hud.\*



#### Blandet blålysbehandling (8 MINUTTER)

Reduserer akne for en klarere, jevnere hud.\*\*

\*Resultater fra en 12-ukers klinisk studie med 59 deltakere og 1x/dag bruk i Rød + infrarød lysbehandling-behandlingsmodus. Individuelle resultater kan variere.

\*\*Resultater fra en 12-ukers klinisk studie med 60 deltakere og 1x/dag bruk i Blandet blålysbehandling-behandlingsmodus. Individuelle resultater kan variere.

### VEDLIKEHOLDSRUTINE

Når du har oppnådd ønsket resultat med en behandlingsrutine, bruk Vedlikehold **én gang daglig** for å opprettholde resultatene dine.



#### Vedlikehold (4 MINUTTER)

Designet for å opprettholde glødende hud etter en 8-ukers syklus.

**Har du mistet streaken din? Ikke bekymre deg!  
Juster målene dine og fortsett med hudpleierutinen din.**

Denne masken avgir ikke UV-lys.

## KJØLING UNDER ØYNENE

Bruk kjøling om morgenen til å lindre under øynene dine, og om kvelden for å slappe av.

### LED + KJØLING



Kjøling under øynene starter automatisk med alle LED-rutiner og kan slås av. Bruk fjernkontrollens avkjølingsknapp for å velge mellom tre temperaturer for å raskt berolige området under øynene.

### KUN KJØLING



#### Underøyeoppfriskning (5, 10 eller 15 minutter)

En justerbar avkjølingsrutine KUN for området under øynene (uten LED-lys) for en beroligende og forfriskende opplevelse som er designet for optimal avslapning.

## FINN DIN PERFEKTE RUTINE









Skann QR-koden for å ta quizen vår og finne den beste rutinen for hudbekymringene dine.



## FEILMELDINGER

Feilmelding	Løsning
Fjernkontrollen er for varm. La fjernkontrollen avkjøle seg før bruk.	La fjernkontrollen avkjøle seg før bruk. Masken skal ikke brukes ved temperaturer over (30 °C).
Fjernkontrollen er for kald. La fjernkontrollen varme opp før bruk.	La fjernkontrollen varme opp før bruk. Masken skal ikke brukes ved temperaturer under (0 °C).
Fjernkontrollfeil A3. Ring kundeservice.	Ring kundeservice.
Lader ikke gjenkjent.	Bruk den medfølgende Shark USB-C-ladekabelen og veggkontakten til å lade masken.
Fjern fjernkontrollen fra laderen.	Maskens batteri er ladet, ta det ut av laderen.
Lavt batteri. Lad før bruk.	Maskens batteri er lavt, lad det.
Batterifeil B1. Ring kundeservice.	Ring kundeservice.
Fjernkontrollfeil B2. Lad fjernkontrollen før neste bruk.	Lad fjernkontrollen før neste bruk ved hjelp av den medfølgende Shark USB-C-ladekabelen og veggkontakten.
Ladefeil C1. Koble fra og koble til for å lade.	Koble fra og koble til fjernkontrollen igjen for å lade den ved hjelp av den medfølgende Shark USB-C-ladekabelen og veggkontakten.
Viftefeil F1. Ring kundeservice.	Ring kundeservice.
Feil A1. Ring kundeservice.	Ring kundeservice.
Feil A2. Ring kundeservice.	Ring kundeservice.

## SYMBOLER

Symbol	Forklaring
	Type BF påført del
	Klasse II-utstyr
	Likestrøm
	Se brukerveiledning
<b>IP22</b>	Beskyttelse mot inntrengning: IP2X: Beskyttet mot faste fremmedlegemer med en diameter på 12,5 mm Ø og større IPX2: Beskyttelse mot vertikalt fallende vanndråper når RAMMEN er vippet opp til 15°
OM EL-SJOKK, BRANN OG MEKANISKE FARE KUN I SAMSVAR MED AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021 CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14 (Bekreftet 2022) IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020, IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022	
	Produsent
	Denne enheten er i samsvar med forordningen for medisinsk utstyr (EU) 2017/745
	Autorisert representant i Den europeiske union
	Medisinsk utstyr

## TO (2) ÅRS BEGRENSET GARANTI

Når en forbruker kjøper et produkt i Norge, får de fordelene av lovbestemte rettigheter relatert til produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse rettighetene hos forhandleren din. Hos Shark er vi imidlertid så sikre på kvaliteten på produktene våre at vi gir deg en produsentgaranti på 2 år. Disse vilkårene og betingelsene gjelder bare vår produsentgaranti – dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke.

Betingelsene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantien vår. De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser og din kontrakt med dem.

### Shark-garantier

Du finner nettstøtte på [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

#### Hvordan registrerer jeg Shark-garantien?

Kjøp fra Shark-nettstedet blir automatisk registrert for den utvidede garantien på to år. Du kan registrere garantien på nett innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid, trenger du følgende informasjon om produkt:

- Kjøpsdato for produkt (kvittering eller følgeseddel).

For å registrere på nett, gå til [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

#### VIKTIG:

- Garantien dekker produktet ditt i 2 år og starter fra kjøpsdatoen.
- Den frie Sharkgarantien er kun gyldig i landet der produktet ble kjøpt
- Ta vare på kvitteringen til enhver tid. Hvis du må benytte deg av garantien, må vi ha kvitteringen for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Hvis du ikke kan fremlegge en gyldig kvittering, kan det føre til at garantien oppheves.

#### Hva er fordelene ved å registrere den frie Sharkgarantien?

Etter at du har registrert garantien, har vi personopplysningene tilgjengelig hvis vi trenger å kontakte deg. Du kan også motta tips og råd om hvordan du best bruker Shark-produkt og

få oppdateringer om ny Shark-teknologi og nye lanseringer. Hvis du registrerer garantien på nett, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt personopplysningene dine.

#### Hvor lang er garantien for nye Shark-produkt?

Vår tiltro til egen design og kvalitetskontroll betyr at din nye Shark-produkt er garantert for totalt 2 år.

#### Hva dekkes av den frie Shark-garantien?

Reparasjon eller bytte av en Shark-produkt (etter Sharks eget skjønn), inkludert alle deler og arbeid. En Sharkgaranti kommer i tillegg til lovfestede rettigheter som forbruker.

#### Hva dekkes ikke av den frie Shark-garantien?

1. Normal slitasje på bruksdeler (som for eksempel tilbehør). Erstatningsdeler er tilgjengelig for kjøp på [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)
2. Skade som følge av forsømmelse, feil bruk, uforsiktig bruk, unnlatelse av å utføre påkrevd vedlikehold eller skader som følge av feil håndtering under transport.
3. Skade som følge av vedlikehold ikke autorisert av Shark.

#### Hvor kan jeg kjøpe originale Shark-reservedeler og -tilbehør?

De samme ingeniørene som utviklet Shark-produkt har også utviklet vårt utvalg av Shark-reservedeler og -tilbehør. Du finner et komplett utvalg av reservedeler fra Shark, erstatningsdeler/tilbehør for alle Sharkprodukt på [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

Husk at skade forårsaket av bruk av reservedeler som ikke er fra Shark, kanskje ikke dekkes av garantien din.

## SPIS TREŚCI


POZNAJ BLIŻEJ MASKĘ SHARK CRYOGLOW .....	148
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA .....	148
PRZECIWWSKAZANIA .....	149
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .....	151
PARAMETRY LED .....	153
WYTYCZNE I DEKLARACJA PRODUCENTA - EMC .....	153
PIERWSZE KROKI .....	155
DOPASOWANIE MASKI .....	155
POZNAJ PILOTA .....	157
KORZYSTANIE Z PILOTA .....	158
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE Z UŻYCIEM ŚWIATŁA LED .....	159
CHŁODZENIE POD OCZAMI .....	160
KOMUNIKATY O BŁĘDACH .....	161
SYMBOLE .....	162
GWARANCJA .....	163

ZESKANUJ KOD QR lub wejdź na stronę [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu), aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi.



# POZNAJ BLIŻEJ

## MASKĘ SHARK CRYOGLOW



## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Maska Shark CryoGlow + paski po złożeniu



Pilot z wyświetlaczem LCD + przyciski sterujące



Skrócona instrukcja obsługi + pełna instrukcja obsługi



Uniwersalny kabel do ładowania USB-C + wtyczka ładująca



Opcjonalne przypinane nakładki chłodzące



Futerał

## PRZECIWSKAZANIA

**Maski Shark CryoGlow nie należy stosować, jeśli użytkownik przyjmuje:**

- Leki lub suplementy, które powodują wrażliwość (nadwrażliwość) na światło, na przykład leki na ciężki trądzik zapalny (tj. izotretynoina lub doksycyklina).

**W przypadku odczuwania dyskomfortu należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania urządzenia i skonsultować się z lekarzem.**

**Maski Shark CryoGlow nie należy stosować w przypadku któregokolwiek z następujących stanów zdrowotnych:**

- Choroba siatkówki i/lub plamki żółtej, albinizm oczny lub jakakolwiek choroba oczu powodująca nadwrażliwość na światło
- Ciąża, karmienie piersią lub potencjalna ciąża
- Posiadanie rozrusznika serca lub innego wszczepionego urządzenia elektronicznego
- Implanty na twarzy
- Brak czucia (np. drętwienie)
- Zaburzenia skóry związane z wrażliwością na światło (np. toczeń, porfiria)
- Skrajna nadwrażliwość oczu na światło (tj. światłowstręt)
- Bóle głowy wywoływane przez światło
- Albinizm
- Melasma (tj. stan powodujący powstawanie plam i przebarwień)
- Wrażliwość lub alergia na plastik, aluminium lub materiały samoprzyczepne

**Maski Shark CryoGlow nie należy stosować w przypadku któregokolwiek z następujących stanów zdrowotnych na twarzy, linii włosów, uszach lub szyi:**

- Niedawne operacje twarzy (do czasu uzyskania zgody lekarza)
- Niepokojące zmiany lub rak skóry
- Wyprysk
- Łuszczyca
- Nieregularnie ukształtowane, nowe lub zmieniające się brązowe plamy
- Znamiona
- Pęknięta skóra, wysypka skórna lub pęcherze
- Zapalenie tkanek
- Infekcja skóry, opryszczka lub brodawki
- Aktywne ognisko wirusa opryszczki pospolitej
- Ogniska opryszczki bez leczenia zapobiegawczego w wywiadzie
- Zabiegi na twarz, w przypadku których skóra nie wygoiła się całkowicie, obejmujące neurotoksyny, wypełniacze skórne, mikronakłuwanie, laser lub peeling chemiczny

## PRZECIWSKAZANIA, CIĄG DALSZY

**Zabiegów chłodzących maski Shark CryoGlow nie należy stosować na gałkach ocznych lub górnych powiekach.**

**Zabiegów chłodzących maski Shark CryoGlow nie należy stosować w przypadku któregokolwiek z następujących stanów zdrowotnych:**

- Nadwrażliwość na zimno
- Pokrzywka z zimna (tj. pokrzywka wywołana niskimi temperaturami)
- Niewydolność krążenia

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przed użyciem maski Shark CryoGlow należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występują:**

- jeśli występują:
- Nadwrażliwość lub podrażnienie skóry wywołane retinolem lub nadtlenkiem benzoilu.

## OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, oparzeń chemicznych i termicznych, porażenia prądem, poważnych obrażeń lub śmierci, należy przestrzegać środków ostrożności i procedur zawartych w tej instrukcji. Pilot zawiera akumulator litowo-jonowy, który można ładować. W przypadku uszkodzenia, akumulator może się przegrzać, zapalić lub uwolnić substancję chemiczną, która może poparzyć skórę i oczy.

### NADZÓR I UŻYTKOWNICY.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia. Przed użyciem należy zapoznać się z przeciwwskazaniami.
- Urządzenie nie powinno być używane, jeśli którykolwiek z warunków wymienionych w „Przeciwwskazaniach” (str. 149-150) dotyczy użytkownika.
- Urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest włączone.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
  - Aby zmniejszyć ryzyko zaplątania się i potencjalnego uduszenia się dzieci, kable należy trzymać poza ich zasięgiem.
  - Drobne części mogą dostać się do dróg oddechowych lub zostać połknięte przez dzieci. Jeśli jakiegokolwiek drobne części odłamią się lub odłączą od produktu, należy je zutylizować w bezpieczny sposób.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko przez jedną osobę. Osoba ta jest zamierzonym użytkownikiem urządzenia.

### OCHRONA PRZED WILGOCIĄ.

- Pilot należy chronić przed wilgocią. Jeśli zmoknie, nie należy go ładować ani używać – akumulator może ulec uszkodzeniu. Utylizację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami.
- Woda i elektryczność to niebezpieczne połączenie!
  - Nie należy używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu (np. w wannie, prysznicu lub basenie).
  - Należy unikać dostania się wody do urządzenia.
  - Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Urządzenie nie powinno być używane ani przechowywane w łazience ani w pobliżu wody.
  - Nie należy ładować ani używać urządzenia, jeśli zostało pozostawione na zewnątrz.

### BEZPIECZNE ŁADOWANIE.

- Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta ładowarki.
- Urządzenie należy ładować tylko za pomocą dołączonego kabla USB-C i zasilacza: Dongguan Yinli Electronics, model YLJXA-T050200. Nie należy używać innych kabli USB-C ani zasilaczy.
- Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieciowemu, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.
- Jeśli gniazdko zasilające urządzenie ma niestabilne połączenia, wtyczka będzie się nagrzewać. Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.
- Urządzenia nie wolno ładować w łazience ani w pobliżu wody.
- Nie wolno ładować pilota po kontakcie z wodą.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać w miejscu, gdzie ładowarka jest łatwo dostępna podczas ładowania.
- Po zakończeniu ładowania kable USB-C należy odłożyć do bezpiecznego przechowania.

### OCHRONA AKUMULATORA PILOTA PRZED USZKODZENIEM.

- Nie należy próbować otwierać pilota ani wymieniać akumulatora.
- Nie należy zgniatać, upuszczać ani uszkadzać pilota.
- W przypadku, gdy pilot staje się wyjątkowo gorący lub wydziela dym lub nieprzyjemny zapach, należy zaprzestać używania go lub odłączyć kabel do ładowania.
- Jeśli z pilota wycieknie ciecz, należy unikać kontaktu z nią. W przypadku kontaktu z cieczą należy przepłukać skórę lub oczy dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- Utylizację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami.

## OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, CIĄG DALSZY

### BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE.

- Maska ogranicza pole widzenia. Nie należy jej nosić podczas wykonywania czynności, w których ograniczona widoczność stanowi zagrożenie, np. podczas prowadzenia samochodu.
- UWAGA: Światło emitowane przez urządzenie może być szkodliwe dla oczu. Podczerwień emitowana przez urządzenie może powodować podrażnienie oczu. Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła.
- Urządzenia nie należy używać, jeśli zostało pozostawione na zewnątrz.
- Podczas podróży lotniczych maska powinna być transportowana w bagażu podręcznym, a nie w bagażu rejestrowanym. Urządzenie musi być całkowicie wyłączone.
- Maski nie wolno używać na zewnątrz. Maskę należy używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych, w następujących warunkach:
  - Temperatura: od 10°C do 30°C
  - Jeśli urządzenie wykazuje jakiegokolwiek oznaki zużycia, należy natychmiast przerwać jego użytkowanie.
  - Zakres wilgotności względnej od 15% do 90%, bez kondensacji, przy ciśnieniu pary wodnej nieprzekraczającym 50 hPa.
  - Ciśnienie atmosferyczne: od 700 hPa do 1060 hPa.
- Maski nie należy przechowywać ani ładować przodem do dołu.
- Podczas zabiegu z wykorzystaniem światła LED może wystąpić suchość, podrażnienie lub zaczerwienienie skóry. W przypadku wystąpienia suchości skóry należy nałożyć krem nawilżający.
- Aby uniknąć ryzyka tymczasowej suchości skóry lub hiperpigmentacji, nie należy wykonywać kolejnych zabiegów z wykorzystaniem światła LED jeden po drugim.

### SPRAWDZENIE PRODUKTU POD KĄTEM USZKODZEŃ PRZED KAŻDYM UŻYCIEM.

- Należy sprawdzić wewnątrz maski i paski pod kątem czystości, pęknięć lub ostrych krawędzi.
- Należy sprawdzić nakładki chłodzące pod kątem oznak zużycia.
- Te uszkodzenia mogą podrażnić lub uszkodzić skórę.

### PRAWIDŁOWE CZYSZCZENIE.

- Maskę należy czyścić wilgotną ściereczką.
- Nie należy używać chemicznych ani alkoholowych środków czyszczących.
- Jeśli urządzenie wykazuje jakiegokolwiek oznaki zużycia, należy natychmiast przerwać jego użytkowanie.

### ZAKAZ SAMODZIELNEGO NAPRAWIANIA I MODYFIKOWANIA.

- Nie należy próbować naprawiać ani modyfikować maski ani pilota.
- Nie należy zgniatać ani wyrzucać urządzenia do ognia.

### UTYLIZACJA.

- Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, uwzględniając przy tym sposób utylizacji akumulatorów litowo-jonowych.

### POTENCJALNE ZAKŁÓCENIA ELEKTROMAGNETYCZNE.

- OSTRZEŻENIE: Nie należy używać tego urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń ani ustawiać ich jedno na drugim, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli nie da się tego uniknąć, należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia działają prawidłowo.
- OSTRZEŻENIE: Stosowanie akcesoriów, przetworników lub kabli innych niż te, które zostały dostarczone lub zatwierdzone przez producenta, może prowadzić do zwiększenia emisji elektromagnetycznych lub osłabienia odporności urządzenia na zakłócenia, co może powodować jego nieprawidłowe działanie.
- OSTRZEŻENIE: Przenośne urządzenia do komunikacji radiowej (w tym anteny i kable) nie powinny znajdować się bliżej niż 30 cm od żadnej części systemu maski, włącznie z przewodami dostarczonymi przez producenta. Zbyt bliska odległość może pogorszyć działanie urządzenia.
- OSTRZEŻENIE: Nie należy pozostawiać i narażać maski na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

## WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA

Urządzenie należy transportować i przechowywać w następujących warunkach:

- Przechowywać w temperaturze od -20°C do 45°C. W przypadku przechowywania dłuższego niż 3 miesiące przechowywać w temperaturze od 0°C do 25°C.
- Przechowywać w temperaturze od 5°C do 32°C przy wilgotności względnej do 85%, bez kondensacji.
- Przechowywać w temperaturze od 35°C do 60°C przy ciśnieniu pary wodnej do 50 hPa.
- Zakres ciśnienia atmosferycznego: od 700 hPa do 1060 hPa.

## PARAMETRY LED

Tryb	Terapia światłem podczerwonym i czerwonym	Terapia mieszanym światłem niebieskim	Podtrzymanie efektów
Moc (mW / cm <sup>2</sup> )	Czerwone 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> ; Podczerwone 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Łączna moc = 128 mW/cm<sup>2</sup></b>	<b>Krok 1:</b> Niebieskie 64 ± 8 mW/cm <sup>2</sup> , Podczerwone 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Łączna moc = 128 mW/cm<sup>2</sup></b> <b>Krok 2:</b> Niebieskie 55 ± 6 mW/cm <sup>2</sup> , Czerwone 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Łączna moc = 128 mW/cm<sup>2</sup></b> <b>Krok 3:</b> Czerwone 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , Podczerwone 55 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Łączna moc = 128 mW/cm<sup>2</sup></b>	Niebieskie 59,8 ± 7 mW/cm <sup>2</sup> , Czerwone 17 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , Podczerwone 51,2 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Łączna moc = 128 mW/cm<sup>2</sup></b>

## WYTYCZNE I DEKLARACJA PRODUCENTA - EMISJA ELEKTROMAGNETYCZNA

Urządzenie należy do grupy ryzyka 1, zgodnie z definicją zawartą w normie IEC 62471.

Maska Shark CryoGlow jest przeznaczona do użytku w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik maski Shark CryoGlow powinien zapewnić, że jest używana w takim środowisku.		
TEST EMISJI	ZGODNOŚĆ	ŚRODOWISKO ELEKTROMAGNETYCZNE – WYTYCZNE
Emisje RF	CISPR 11	Środowisko domowej opieki medycznej
Emisje RF	CISPR 11	Środowisko domowej opieki medycznej
Emisje harmoniczne	IEC 61000-3-2	
Migotanie napięcia	IEC 61000-3-3	

Maska Shark CryoGlow jest przeznaczona do użytku w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik maski Shark CryoGlow powinien zapewnić, że jest używana w takim środowisku.

TEST ODPORNOŚCI	POZIOM TESTU IEC 60601	POZIOM ZGODNOŚCI	ŚRODOWISKO ELEKTROMAGNETYCZNE – WYTYCZNE
Wyladowanie elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	Do 8 kV wyladowanie kontaktowe Do 15 kV wyladowanie powietrzne	Do ± 8 kV wyladowanie kontaktowe Do ± 15 kV wyladowanie powietrzne	Powierzchnia podłogi powinna być wykonana z drewna, betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli podłoga pokryta jest materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić co najmniej 30%.
Transjenty / impulsy elektrostatyczne IEC 61000-4-4	±2 kV dla głównych linii zasilających	±2 kV dla głównych linii zasilających	Jakość zasilania powinna odpowiadać standardom typowego środowiska komercyjnego lub domowego.
Przepięcie IEC 61000-4-5	Od ±0,5 kV do 1,5 kV w trybie różnicowym	Od ±0,5 kV do 1,5 kV w trybie różnicowym	Jakość zasilania powinna odpowiadać standardom typowego środowiska komercyjnego lub domowego.
Spadki napięcia, krótkie przerwy i wahania napięcia na liniach wejściowych zasilania IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 cyklu <sup>®</sup> Przy 0°; 45°; 90°; 135°; 180°; 225°; 270° i 315° <sup>®</sup>  0% UT; 1 cykl i 70% UT; 25/30 cykli <sup>®</sup> Jedna faza; przy 0°  0% UT; 250/300 cykli <sup>®</sup>	0% UT; 0,5 cyklu <sup>®</sup> Przy 0°; 45°; 90°; 135°; 180°; 225°; 270° i 315° <sup>®</sup>  0% UT; 1 cykl i 70% UT; 25/30 cykli <sup>®</sup> Jedna faza; przy 0°  0% UT; 250/300 cykli <sup>®</sup>	Jakość zasilania powinna odpowiadać standardom typowego środowiska komercyjnego lub domowego. Jeśli użytkownik maski Shark CryoGlow wymaga nieprzerwanego działania podczas przerw w zasilaniu, zaleca się, aby maskę Shark CryoGlow zasilac z zasilacza awaryjnego lub akumulatora.
Częstotliwość zasilania (pole magnetyczne 50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m przy 50–60 Hz	30 A/m przy 50–60 Hz	Pola magnetyczne o częstotliwości zasilania powinny być na poziomach charakterystycznych dla typowej lokalizacji w typowym środowisku komercyjnym lub domowym.

UWAGA U<sub>1</sub>: to napięcie sieciowe AC przed zastosowaniem poziomu testowego.

TEST ODPORNOŚCI	POZIOM TESTU IEC 60601	POZIOM ZGODNOŚCI	ŚRODOWISKO ELEKTROMAGNETYCZNE – WYTYCZNE
Przeprowadzono test RF IEC 61000-4-6	150 kHz – 80 MHz - Poziom testu: 3V i 6V - Modulacja: AM 1 kHz 80%	- 150 kHz – 80 MHz - Poziom testu: 3V i 6V - Modulacja: AM 1 kHz 80%	Przenośne i mobilne urządzenia do komunikacji radiowej nie powinny być używane bliżej jakiegokolwiek części maski Shark CryoGlow, w tym kabli, niż zalecana odległość obliczona na podstawie równania mającego zastosowanie do częstotliwości nadajnika. $d = \left[ \frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{1,2}{V_2} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz to 800 MHz    800 MHz to 2,7 GHz
Promieniowanie radiowe IEC 61000-4-3	80 MHz – 2,7 GHz - Poziom testu: 10V/m - Modulacja: AM 1 kHz 80%	- 80 MHz – 2,7 GHz - Poziom testu: 10V/m - Modulacja: AM 1 kHz 80%	Zalecana odległość między urządzeniami: gdzie p to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach (W) według producenta nadajnika, a d to zalecana odległość w metrach (m). <sup>®</sup> Należenia pól ze stałych nadajników RF, określone w badaniu elektromagnetycznym terenu <sup>®</sup> . Powinno być niższe niż poziom zgodności w każdym zakresie częstotliwości. <sup>®</sup> W pobliżu urządzeń oznaczonych poniższym symbolem mogą występować zakłócenia: UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres zgodności. UWAGA 2: Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie i odbijanie od struktur, obiektów i ludzi.

a) Pasma ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne) pomiędzy 150 kHz do 80 MHz to 6,765 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz; oraz 40,66 MHz do 40,70 MHz. Amatorskie pasma radiowe pomiędzy 0,15 MHz a 80 MHz to 1,8 MHz do 2,0 MHz, 3,5 MHz do 4,0 MHz, 5,3 MHz do 5,4 MHz, 7 MHz do 7,3 MHz, 10,1 MHz do 10,15 MHz, 14 MHz do 14,2 MHz, 18,07 MHz do 18,17 MHz, 21,0 MHz do 21,4 MHz, 24,89 MHz do 24,99 MHz, 28,0 MHz do 29,7 MHz i 50,0 MHz do 54,0 MHz.

b) Siły pól elektromagnetycznych z nadajników stacjonarnych, takich jak stacje bazowe telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych), radiotelefony mobilne, radio amatorskie, nadajniki radiowe AM i FM oraz telewizyjne, nie da być teoretycznie przewidzieć z dokładnością. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne w kontekście stałych nadajników RF, należy przeprowadzić pomiary natężenia pól elektromagnetycznych w terenie. Jeśli zmierzone natężenie pola elektromagnetycznego w miejscu użytkowania maski Shark CryoGlow przekracza obowiązujący poziom zgodności z RF określony powyżej, należy obserwować działanie maski TheraFace w celu weryfikacji jej prawidłowego funkcjonowania. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości w działaniu, może być konieczne podjęcie dodatkowych środków, takich jak zmiana orientacji lub przemieszczenie maski Shark CryoGlow.

c) W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz, natężenie pola nie powinno przekraczać 3 V/m.

Zalecane odległości separacyjne między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do komunikacji radiowej a SPRZĘTEM lub SYSTEMEM – dla SPRZĘTU i SYSTEMÓW

Zalecane odległości separacyjne między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do komunikacji radiowej a maską Shark CryoGlow							
Maska Shark CryoGlow jest przeznaczona do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia RF są kontrolowane. Klient lub użytkownik maski Shark CryoGlow może zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do komunikacji radiowej (nadajnikami) a maską Shark CryoGlow, zgodnie z poniższymi zaleceniami, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej urządzeń komunikacyjnych.							
Maksymalna moc wyjściowa nadajnika (W)	Odległość separacyjna zgodnie z częstotliwością nadajnika (m)						
	150 kHz do 80 MHz poza pasmami ISM i pasmami amatorskimi	$d = \left[ \frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	150 kHz do 80 MHz poza pasmami ISM i pasmami amatorskimi	$d = \left[ \frac{1,2}{V_2} \right] \sqrt{P}$	80 MHz do 800 MHz	$d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz do 800 MHz
0,01	0,12		0,020		0,035		0,07
0,1	0,38		0,63		0,11		0,22
1	1,2		2,00		0,35		0,70
10	3,8		6,32		1,10		2,21

W przypadku nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej, zalecaną odległość separacji (d) w metrach (m) można oszacować na podstawie odpowiedniego równania dla danej częstotliwości pracy, gdzie P oznacza maksymalną moc wyjściową nadajnika w watach (W), zgodnie z informacją podaną przez producenta.

UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się odległość separacji dla wyższego zakresu częstotliwości.

UWAGA 2: Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie i odbijanie od struktur, obiektów i ludzi.

**Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy przeczytać Ostrzeżenia, Instrukcje i Przeciwwskazania.**

### Naładuj w pełni urządzenie przed pierwszym użyciem

Podłącz małą końcówkę kabla USB-C do portu ładowania w górnej części pilota.

Podłącz dużą końcówkę kabla USB-C do zasilacza. Podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.

Pozostaw pilota do pełnego naładowania (**na ok. 3 godz.**). Na ekranie pilota będzie widoczny postęp ładowania.

Po naładowaniu odłącz zasilacz od gniazdka i wyjmij kabel USB-C z pilota.

**UWAGA:** Przed użyciem maski należy odłączyć ją od źródła zasilania. Maska nie będzie działać, kiedy jest podłączona do gniazdka ściennego.

### Włączanie i wyłączenie

**WŁĄCZANIE:** Aby włączyć maskę i pilot, **naciśnij i przytrzymaj** przez 2 sekundy środkowy przycisk pilota.


**WYŁĄCZANIE:** Aby wyłączyć urządzenie, **naciśnij i przytrzymaj** środkowy przycisk.

**AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE:** Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone ręcznie, maska i pilot wyłączą się automatycznie po zakończeniu sesji.

Wentylatory maski będą kontynuować pracę przez 60 sekund w trakcie wyłączenia maski po zakończeniu sesji.



**UWAGA:** Przy pierwszym użyciu pilota zostanie uruchomiony film demonstracyjny – należy go obejrzeć, aby uzyskać dalsze instrukcje dotyczące dopasowania maski i komfortu użytkownika. Film ten można również obejrzeć ponownie, przechodząc do ustawień pilota.



### Krok 1 / Dostosuj tylny pasek

Zacznij od regulacji tylnego paska (z klamrami). Aby zacieśnić lub poluzować pasek, **przesuń klamry jednocześnie** do siebie lub od siebie. Pasek może zakrywać górną część uszu – wyreguluj go, aby uzyskać wygodne dopasowanie.




Zaciskanie



Luzowanie

### Krok 2 / Dostosuj górny pasek

Aby wyregulować maskę na twarzy (w górę lub w dół), poluzuj lub zaciśnij samozaciskający się pasek na czubku głowy. Pasek powinien przebiegać przez środek głowy, zgodnie z linią przedziąłka.



### Krok 3 / Dopasuj nakładkę chłodzącą (opcjonalnie)

Nakładki chłodzące powinny znajdować się pod oczami, na kościach policzkowych. Jeśli nakładki chłodzące nie przylegają odpowiednio do okolic pod oczami, **załóż opcjonalne nakładki z klipsem, aby poprawić dopasowanie i komfort.**

Zdejmij maskę i wyjmij z pudełka **opcjonalne nakładki chłodzące z klipsem**. Są one oznaczone literami „L” i „R” – upewnij się, że litery są skierowane w stronę brody maski. Dopasuj opcjonalne nakładki chłodzące z klipsem do oryginalnych nakładek (na stałe przymocowanych do maski) i wciśnij je na swoje miejsce. Prawidłowe zamocowanie potwierdzi charakterystyczne kliknięcie.

**UWAGA:** Diody LED działają najlepiej, gdy nie dotykają bezpośrednio skóry. Właśnie dlatego maska jest delikatnie odsunięta od twarzy.

### Profesjonalne porady:

- 1 Tylny pasek powinien być ułożony równolegle do podłoża, a oczy powinny znajdować się na środku otworów na oczy.
- 2 Jedną ręką przytrzymaj tylny pasek w odpowiednim miejscu, a drugą wyreguluj górny pasek, aż maska będzie wygodnie i pewnie zamocowana na głowie.

Zrelaksuj się! Zalecamy korzystanie z maski w pozycji siedzącej lub półleżącej. Wykorzystaj ten moment, by się odprężyć i czerpać przyjemność z pielęgnacyjnego zabiegu!



Więcej ilustracji i filmów znajdziesz na stronie [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).



### Zmiana jasności ekranu

1. **Włącz** maskę za pomocą pilota.
2. Obróć pokrętło, aby zobaczyć opcję **Settings (Ustawienia)** i naciśnij przycisk pokrętła, aby ją wybrać.
3. Wybierz opcję **Screen Brightness (Jasność ekranu)**, a następnie użyj pokrętła, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.
4. Naciśnij przycisk pokrętła, aby zatwierdzić wybór.
5. Po wybraniu poziomu jasności wrócisz do głównego menu.

### Zmiana języka

1. **Włącz** maskę za pomocą pilota.
2. Obróć pokrętło, aby zobaczyć opcję **Settings (Ustawienia)** i naciśnij przycisk pokrętła, aby ją wybrać.
3. Wybierz opcję **Language (Język)** i użyj pokrętła, aby wybrać preferowany język.
4. Po wybraniu języka wrócisz do głównego menu.

### Zresetuj postępy

1. **Włącz** maskę za pomocą pilota.
2. Obróć pokrętło, aby zobaczyć opcję **Settings (Ustawienia)** i naciśnij przycisk pokrętła, aby ją wybrać.
3. Wybierz opcję **Reset Progress (Resetowanie postępów)**, a następnie naciśnij przycisk pokrętła, aby wybrać opcję **Confirm (Potwierdź)**.
4. Po potwierdzeniu wrócisz do głównego menu.

### Reset fabryczny

1. **Włącz** maskę za pomocą pilota.
2. Obróć pokrętło, aby zobaczyć opcję **Settings (Ustawienia)** i naciśnij przycisk pokrętła, aby ją wybrać.
3. Wybierz opcję **Factory Reset (Reset fabryczny)**, a następnie naciśnij przycisk pokrętła, aby wybrać opcję **Confirm (Potwierdź)**.
4. Po potwierdzeniu wrócisz do głównego menu.

**Profesjonalne porady:** Z poziomu ustawień można również ponownie odtworzyć film demonstracyjny lub przejść do naszej strony wsparcia.

## ZABIEGI PIELĘGNACYJNE Z UŻYCIEM ŚWIATŁA LED

Maska oferuje **3 zabiegi pielęgnacyjne LED**, które pozwalają poprawić kondycję skóry lub po prostu utrzymać ją w dobrej formie.

### ZABIEGI TERAPEUTYCZNE

Maseczka LED Shark CryoGlow emituje energię w zakresie światła czerwonego i podczerwonego oraz w zakresie światła czerwonego, niebieskiego i podczerwonego w celu niwelowania łagodnego lub umiarkowanego trądziku zapalnego.

Wybierz tryb Terapia światłem podczerwonym i czerwonym lub Terapia mieszanym światłem niebieskim i stosuj go wyłącznie raz **Terapia światłem podczerwonym i czerwonym**. Zarówno w przypadku leczenia trądziku oraz zmniejszenia zaczerwienień i nierówności skóry zalecamy korzystanie z trybu terapii mieszanym światłem niebieskim przez okres nie dłuższy niż 8 tygodni. Ālā pinoa.



#### Terapia światłem podczerwonym i czerwonym (6 MINUT)

Zmniejsz widoczność zaczerwienień i przywróć gładkość skórze.\*



#### Terapia mieszanym światłem niebieskim (8 MINUT)

Redukuje trądzik, zapewniając czystsza, gładszą cerę.\*\*

\* Wyniki uzyskane w 12-tygodniowym badaniu klinicznym z udziałem 59 osób, w którym stosowano produkt 1 raz dziennie w trybie Terapia światłem podczerwonym i czerwonym. Poszczególne wyniki mogą się różnić.

\*\* Wyniki uzyskane w 12-tygodniowym badaniu klinicznym z udziałem 60 osób, w którym stosowano produkt 1 raz dziennie w trybie Terapia mieszanym światłem niebieskim. Poszczególne wyniki mogą się różnić.

### ZABIEG PODTRZYMUJĄCY EFEKTY ROUTINE

zenu 8-tygodniowego zabiegu terapeutycznego i osiągnięciu zamierzonych efektów, stosuj tryb Podtrzymanie efektów **raz dziennie**, aby je utrzymać.



#### Podtrzymanie efektów (4 MINUTY)

Produkt opracowany z myślą o utrzymaniu promiennej skóry po 8-tygodniowym cyklu stosowania.

**Wypadła Ci jakaś sesja? Spokojnie, to się zdarza! Dostosuj cele i kontynuuj swoją pielęgnacyjną przygodę.**

Maska nie emituje promieniowania UV.

## CHŁODZENIE POD OCZAMI

Używaj funkcji chłodzenia rano, aby zredukować opuchliznę pod oczami, a wieczorem, aby się zrelaksować.

### LED + CHŁODZENIE



Chłodzenie pod oczami automatycznie włącza się w trakcie każdej sesji LED; w każdej chwili można je wyłączyć. Naciśnij przycisk „Chill” na pilocie, aby wybrać jedną z trzech temperatur i szybko zredukować opuchliznę oraz złagodzić okolice oczu.

### TYLKO CHŁODZENIE



#### Odnowa skóry pod oczami (5, 10 lub 15 minut)

Regulowany zabieg obejmujący WYŁĄCZNIE chłodzenie pod oczami (bez LED), który zapewnia kojące i orzeźwiający wrażenie, idealny do pełnego relaksu.

### ZNAJDŹ SWÓJ IDEALNY ZABIEG










Zeskanuj kod QR, aby rozwiązać nasz quiz i znaleźć najlepszy zabieg dla Twojej skóry



## KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
Zbyt wysoka temperatura pilota. Przed użyciem odczekaj, aż pilot ostygnie.	Przed użyciem odczekaj, aż pilot ostygnie. Maski nie należy używać w temperaturach wyższych niż 30°C.
Zbyt niska temperatura pilota. Przed użyciem odczekaj, aż pilot się nagrzej.	Przed użyciem odczekaj, aż pilot się nagrzej. Maski nie należy używać w temperaturach niższych niż 0°C.
Błąd pilota A3. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Nie rozpoznano ładowarki.	Użyj dostarczonego kabla do ładowania USB-C i wtyczki ściennej Shark, aby naładować maskę.
Wyjmij pilota z ładowarki.	Akumulator maski jest naładowany; wyjmij go z ładowarki.
Niski poziom akumulatora. Naładuj przed użyciem.	Akumulator maski ma niski poziom naładowania; naładuj go.
Błąd akumulatora B1. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Błąd pilota B2. Naładuj pilota przed następnym użyciem.	Naładuj pilota przed następnym użyciem, używając dostarczonego kabla do ładowania USB-C i wtyczki ściennej Shark.
Błąd ładowania C1. Rozłącz i podłącz ponownie w celu naładowania.	Odłącz i ponownie podłącz pilota do ładowania, używając dostarczonego kabla do ładowania USB-C i wtyczki ściennej Shark.
Błąd wentylatora F1. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Błąd A1. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Błąd A2. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

## SYMBOLE

Symbol	Wyjaśnienie
	Część zastosowana typu BF
	Sprzęt klasy II
	Tylko do użytku zewnętrznego
	Prąd stały
	Patrz: Instrukcja obsługi
<b>IP22</b>	Ochrona przed wnikaniem ciał stałych i wody: IP2X: Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 12,5 mm lub większej. IPX2: Ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody, gdy OBUDOWA jest przechylona do 15°
W KWESTII PORAZENIA PRĄDEM, POŻARU I ZAGROZEŃ MECHANICZNYCH ZGODNOŚĆ TYLKO Z NORMAMI AAMI E-S 60601-1:2005/A2:2021; CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 (ponownie potwierdzone 2022); IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022	
	Producent
	To urządzenie spełnia wymogi Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.
	Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej
	Urządzenie medyczne

Przy zakupie produktu w Polsce przysługują Ci prawa związane z jakością produktu (prawa ustawowe). Możesz dochodzić tych praw wobec sprzedawcy. My udzielamy dodatkowej, dwuletniej gwarancji producenta. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie gwarancji producenta – Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

Poniższe postanowienia opisują warunki wstępne i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają na Twoje prawa ustawowe ani na obowiązki sprzedawcy i zawartą z nim umowę.

### Gwarancje Shark

Każde urządzenie Shark objęte jest bezpłatną gwarancją na części i robociznę. Wsparcie znajdziesz też online na stronie [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

### Jak zarejestrować gwarancję Shark?

Gwarancję możesz zarejestrować online w ciągu 28 dni od daty zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj poniższe informacje na temat produktu.

- Data zakupu urządzenia (paragon lub potwierdzenie odbioru).
- W celu rejestracji online odwiedź stronę [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

### WAŻNE:

- Gwarancja obejmuje wyłącznie produkt od daty zakupu.
- Prosimy o zachowanie paragonu. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby

sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może unieważnić gwarancję.

### Co daje zarejestrowanie bezpłatnej gwarancji Shark?

Po zarejestrowaniu gwarancji będziemy mieć Twoje dane na wypadek konieczności kontaktu z Tobą. Możesz też otrzymywać wskazówki i porady na temat optymalnego wykorzystania urządzenia Shark oraz najbardziej aktualne informacje o nowych technologiach i premierach Shark. Jeśli zarejestrujesz gwarancję online, natychmiast potwierdzimy otrzymanie Twoich danych.

### Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?

Naprawę lub wymianę urządzenia Shark (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robociznę. Gwarancja Shark jest uzupełnieniem Twoich praw konsumenckich.

### Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?

1. Normalnego zużycia eksploatacyjnego części (takich jak akcesoria). Części zamienne można nabyć na stronie [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)
2. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nadmiernym użytkowaniem, niedbałą obsługą, brakiem wymaganej konserwacji lub nieostrożnym obchodzeniem się podczas transportu.
3. Uszkodzeń spowodowanych konserwacją nieautoryzowaną przez Shark.

### Gdzie kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark

Pełną ofertę części zamiennych i akcesoriów Shark do wszystkich produktów Shark znajdziesz na stronie [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych innych niż marki Shark mogą nie być objęte gwarancją.

## SISÄLLYSLUETTELO


TUTUSTU SHARK CRYOGLOW -MASKIISI .....	166
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ .....	166
VASTA-AIHEET .....	167
VAROITUKSET JA VAROTOIMET .....	169
LED-PARAMETRIT .....	171
OHJEET JA VALMISTAJAN ILMOITUS - SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS .....	171
KÄYTÖN ALOITTAMINEN .....	173
MASKIN SOVITTAMINEN .....	174
TUTUSTU KAUKO-OHJAIMEEN .....	175
KAUKO-OHJAIMEN ASETUKSET .....	176
LED-IHORUTIINIT .....	177
SILMÄNALUSTEN VILLENNYS .....	178
VIRHEILMOITUKSET .....	179
SYMBOLIT .....	180
TAKUU .....	181

Näet käyttöoppaan kokonaisuudessaan **SKANNAAMALLA QR-KOODIN** tai osoitteesta **sharkclean.eu**.



# TUTUSTU

## SHARK CRYOGLOW -MASKIISI



## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



Shark CryoGlow -maski + hihnat  
Valmiiksi koottu

- Kauko-ohjain nestekidenäytöllä + säätöpainikkeilla
- Pika-aloitusopas + käyttöopas
- Yleiskäyttöinen USB-C-latausjohto + latauspistoke
- Valinnaiset kiinni napsautettavat viilennystyynyt
- Säilytuspussi\*

### Älä käytä Shark CryoGlow -maskia, jos käytät:

- lääkkeitä tai ravintolisiä, jotka aiheuttavat valoherkkyyttä (fotosensitiivisyys), esimerkiksi vaikean tulehdusaknen (esim. isotretinoiini tai doksisykliini) hoitoon tarkoitetut lääkkeet.

### Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos tunnet epämukavuutta, ja ota yhteys hoitohenkilökuntaan.

### Älä käytä Shark CryoGlow -maskia, jos sinulla on jokin seuraavista tiloista:

- Verkkokalvon ja/tai silmän sairaus, silmän albinismi tai mikä tahansa silmäsairaus, joka aiheuttaa valoherkkyyttä
- Raskaus, imetys tai mahdollinen raskaus
- Tahdistin tai muu elektroninen implantoitu laite
- Kasvoimplantit
- Tunnnon puute (esim. tunnottomuus)
- Lievä herkkä ihosairaus (esim. lupus, porfyria)
- Silmän äärimmäinen valoherkkyyys (ts. fotofobia)
- Valon aiheuttamat päänsäryt
- Albinismi
- Melasma (ts. tila, joka aiheuttaa laikkuja ja täpliä)
- Herkkyyys tai allergia muoville, alumiinille tai itsekiinnittyvälle materiaalille

### Älä käytä Shark CryoGlow -maskia, jos sinulla on jokin seuraavista tiloista kasvoissa, hiusrajassa, korvissa tai kaulassa:

- Äskettäinen kasvoleikkaus (kunnes lääkärisi antaa luvan)
- Epäilyttävät leesiot tai ihosyöpä
- Ekseema
- Psoriaasi
- Epäsäännöllisen muotoiset, uudet tai muuttuvat ruskeat täplät
- Syntymämerkit
- Rikkoutunut iho, ihottuma tai rakkulat
- Kudostulehdus
- Ihoinfektio, herpes tai syylät
- Aktiivinen nykyinen herpes simplex -viruksen puhkeaminen (yskänrokko)
- Aiemmat herpesepidemiat ilman ennaltaehkäisevää hoitoa
- Kasvohoito, kun iho ei ole täysin parantunut, mukaan lukien neurotoksiini, ihon täyteaine, mikroneulaus, laser tai kemiallinen kuorinta

### Älä käytä Shark CryoGlow -maskin viilennyshoitoja silmämunaan tai yläluomeen.

### Älä käytä Shark CryoGlow -maskin viilennyshoitoja, jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista:

- Kylmäyliherkkyyys
- Kylmäurtikaria (ts. nokkosihottuma, joka aiheutuu kylmistä lämpötiloista)
- Verenkierron vajaatoiminta

### VAROTOIMENPITEET: Kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta ennen kuin käytät Shark CryoGlow -maskia, jos:

- Kasvoissasi on mustelmia.
- Retinoli tai bentsoyyliperoksidi aiheuttaa arkuutta tai ärsytystä ihollesi.

Tulipalon, lämpöpalovammojen ja kemiallisten palovammojen, sähköiskun, vakavan vamman tai kuoleman vaaran pienentämiseksi noudata tässä osiossa mainittuja varotoimia ja tämän oppaan toimenpiteitä. Kauko-ohjaimessa on ladattava litiumioniakku. Jos akku on vaurioitunut, se voi ylikuumentua, syttyä palamaan tai vuotaa kemikaalia, joka voi polttaa ihoa ja silmiä.

#### VALVONTA JA TARKOITETUT KÄYTTÄJÄT:

- Henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut, voivat käyttää laitetta ainoastaan, mikäli heitä valvotaan heitä tai heitä on ohjeistettu laitteen käytössä. Katso vasta-aiheet ennen käyttöä.
- Ei saa käyttää, jos jokin kohdan "Vasta-aiheet" (sivut 167-168) tiloista koskee sinua.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on päällä.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapsia tulee valvoa. Heidän ei tule antaa leikkiä laitteella.
  - Pidä johdot poissa lasten ulottuvilta, jotta mahdollinen sotkeutumiskäyttö tai kuristumisriski vältetään.
  - Lapsset voivat hengittää tai niellä pieniä osia. Jos jokin pieni osa rikkoutuu tai irtoaa tuotteesta, hävitä se turvallisesti.
- Tämä laitteisto on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön. Tämä henkilö on laitteiston tarkoitettu käyttäjä.

#### SÄILYTETTÄVÄ KUIVANA.

- Pidä kauko-ohjain kuivana. Jos akku kastuu, sitä ei saa ladata tai käyttää - akku on saattanut vaurioitua. Noudata hävittämisohteita.
- Vesi ja sähkö ovat vaarallinen yhdistelmä!
  - Tätä laitetta ei saa käyttää märässä ympäristössä (esim. kylpyammeessa, suihkussa tai uima-altaassa).
  - Älä päästä vettä laitteeseen.
  - On erittäin tärkeää pitää laite kuivana. Kaikki kosketus veteen voi vaurioittaa laitetta. Laitetta ei saa käyttää tai säilyttää WC:ssä tai veden läheisyydessä.
  - Älä lataa tai käytä laitetta, jos se on jätetty ulos.

#### LATAA TURVALLISESTI.

- Noudata laturin valmistajan ohjeita.
- Lataa välineistö vain mukana toimitetulla USB-C-johdolla ja laturilla: Dongguan Yinli Electronics, malli YLJXA-T050200. Älä käytä mitään muuta USB-C-johtoa tai laturia.
- Tarkista ennen laitteen kytkeä, että laitteeseen merkitty jännite vastaa paikallista verkkojännitettä, jotta vältetään sähköiskun tai laitteiston pysyvän vaurion vaara.
- Jos laitteen virtalähteenä käytettävässä pistorasiassa on huonot liitännät, pistoke kuumenee. Varmista, että kytket laitteen oikein asennettuun pistorasiaan.
- Laitetta ei saa ladata WC:ssä tai veden läheisyydessä.
- Kauko-ohjainta ei saa ladata sen jälkeen, kun se on koskettanut vettä.
- Sijoita laite aina siten, että laturiin on helppo päästä lataamisen aikana.
- Säilytä USB-C-johto oikein latauksen jälkeen.

#### SUOJAA KAUKO-OHJAIMEN AKKUA VAURIOILTA.

- Älä yritä avata kauko-ohjainta tai vaihtaa akkua.
- Kauko-ohjainta ei saa murskata, pudottaa tai vaurioittaa.
- Lopeta käyttö tai irrota latausjohto, jos kauko-ohjain tuntuu epätavallisen kuumalta tai jos siitä tulee savua tai paha haju.
- Jos kauko-ohjaimesta vuotaa nestettä, vältä kosketusta. Jos nestettä pääsee iholle tai silmiin, pese runsaalla vedellä ja konsultoi lääkäriä.
- Noudata hävittämisohteita.

#### KÄYTETTÄVÄ TURVALLISESTI.

- Maski rajoittaa näköäsi. Älä käytä laitetta, kun teet mitään (kuten ajat autoa), jossa rajoitettu näkökenttä muodostaa riskin.
- HUOMIO: Tästä laitteesta säteilevä valo voi olla haitallista silmille. Tästä laitteesta säteilevä infrapuna voi aiheuttaa silmien ärsytystä. Älä katso suoraan valon lähteeseen.
- Laitetta ei saa käyttää, kun se on jätetty ulos.
- Jos matkustat lentokoneella, maski on kuljetettava käsimatkatavarana eikä sitä saa kuljettaa ruumassa. Laite on sammutettava kokonaan.
- Maskia ei saa käyttää ulkona. Käytä maskia vain sisätiloissa seuraavissa ympäristöolosuhteissa:
  - Lämpötila: (10 °C) - (30 °C)
  - Jos laitteesta näkyy mitään merkkejä hajoamisesta, lopeta käyttö välittömästi.
  - Suhteellisen kosteuden vaihteluväli on 15-90 %, ei-tiivistyvä, mutta se ei edellytä yli 50 hPa:n vesihöyryn osapainetta.
  - Ilmanpaineen vaihteluväli on 700-1 060 hPa.
- Maskia ei saa säilyttää tai ladata etupuoli alaspäin.
- LED-hoitoa käytettäessä voi esiintyä ihon kuivumista, ärsytystä tai punoitusta. Levitä kosteusvoidetta kasvoille, jos kuivuutta ilmenee.
- Väliaikaisen kuivan ihon tai hyperpigmentaation riskin välttämiseksi älä suorita LED-hoitoja peräkkäin.

#### TARKISTA TUOTE VAURIOIDEN VARALTA ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ.

- Tarkasta, että maskin ja hihnan sisäpuoli on puhdas ja ettei siinä ole halkeamia tai teräviä reunoja.
- Tarkista, onko viilennyslevyissä merkkejä korroosiosta.
- Nämä tilat voivat ärsyttää tai vaurioittaa ihoa.

#### PUHDISTA ASIANMUKAISESTI.

- Puhdista maski kostealla liinalla.
- Vältä kemiallisia tai alkoholipohjaisia puhdistusaineita.
- Jos laitteesta näkyy mitään merkkejä hajoamisesta, lopeta käyttö välittömästi.

#### EI SAA KORJATA TAI MUOKATA.

- Maskia tai kauko-ohjainta ei saa yrittää korjata tai muuttaa.
- Älä murskaa tai hävitä tulesa.

#### HÄVITTÄMINEN

- Hävitä laite paikallisten lakien ja vaatimusten mukaisesti ja varmista, että litiumioniakku on hävitettävä.

#### MAHDOLLINEN SÄHKÖMAGNEETTINEN HÄIRIÖ.

- VAROITUS: Tämän laitteiston käyttöä muiden laitteiden lähellä tai pinottuna niiden kanssa on vältettävä, sillä tämä voi johtaa virheelliseen toimintaan. Jos tällainen käyttö on välttämätöntä, tätä laitteistoa ja toista laitteistoa on tarkkailtava sen varmistamiseksi, että ne toimivat normaalisti.
- VAROITUS: Muiden kuin tämän laitteen valmistajan nimeämien tai toimittamien lisävarusteiden, muuntimien ja johtojen käyttö voi johtaa tämän laitteen lisääntyneisiin sähkömagneettisiin päästöihin tai vähentyneeseen sähkömagneettiseen häiriönsietoon ja aiheuttaa virheellistä toimintaa.
- VAROITUS: Kannettavia radiotaajuisia viestintälaitteita (oheislaitteet kuten antennijohdot ja ulkoiset antennit mukaan luettuina) on käytettävä vähintään 30 cm:n etäisyydellä maskin mistään osasta, valmistajan nimeämät johdot mukaan luettuina. Muussa tapauksessa tämän laitteen suorituskyky voi heikentyä.
- VAROITUS: Maskia ei saa jättää alttiiksi suoralle auringonvalolle.

## KULJETUS- JA SÄILYTYSOLOSUHTEET

Laitetta saa kuljettaa ja säilyttää vain seuraavissa ympäristöolosuhteissa:

- Säilytettävä -20–45 °C:ssa. Yli 3 kuukauden säilytysaika säilytää 0–25 °C:ssa.
- Säilytettävä 5–32 °C:ssa suhteellisen kosteuden ollessa enintään 85 %, ei-tiivistyvä.
- Säilytää 35–60 °C:n lämpötilassa vesihöyryn paineen ollessa enintään 50 hPa.
- Ilmanpainealue: 700–1 060 hPa.

## LED-PARAMETRIIT

Tila	Puna- + infrapunavalohoito	Eri sinisen sävyistä koostuva valohoito		Ihon ylläpitäminen
Teho (mW/cm <sup>2</sup> )	Punainen 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IP 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Kokonaistila</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Vaihe 1:</b> Sininen 64 ± 8 mW/cm <sup>2</sup> , IP 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Kokonaistila</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>	Sininen 59,8 ± 7 mW/cm <sup>2</sup> , punainen 17 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IP 5,2 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Kokonaistila</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>
		<b>Vaihe 2:</b> Sininen 55 ± 6 mW/cm <sup>2</sup> , punainen 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Kokonaistila</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>	
		<b>Vaihe 3:</b> Punainen 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IP 55 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Kokonaistila</b> = 128 mW/cm <sup>2</sup>	


## OHJEET JA VALMISTAJAN ILMOITUS - SÄHKÖMAGNEETTINEN PÄÄSTÖ

Laitte kuuluu IEC 62471 -standardin mukaisesti riskiryhmään 1.

Shark CryoGlow -maski on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai sen käyttäjän on huolehdittava siitä, että Shark CryoGlow -maskia käytetään tällaisessa ympäristössä.		
PÄÄSTÖTESTI	VAATIMUSTENMUKAISUUS	SÄHKÖMAGNEETTINEN YMPÄRISTÖ – OPASTUS
Radiotaajuuspäästöt	CISPR 11	Kotihitoympäristö
Radiotaajuuspäästöt	CISPR 11	Kotihitoympäristö
Harmoniset päästöt	IEC 61000-3-2	
Jänniteitoiminto / välkyntypäästöt	IEC 61000-3-3	

Shark CryoGlow -maski on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai sen käyttäjän on huolehdittava siitä, että Shark CryoGlow -maskia käytetään tällaisessa ympäristössä.			
HÄIRIÖNSIETOTESTI	IEC 60601 -TESTITASO	VAATIMUSTENMUKAISUUSTASO	SÄHKÖMAGNEETTINEN YMPÄRISTÖ – OPASTUS
Sähköstaattinen purkaus (ESD) IEC 61000-4-2	Enintään 8 kV:n kontakti Enintään 15 kV:n ilma	Enintään ± 8 kV:n kontakti Enintään ± 15 kV:n ilma	Lattian on oltava puuta, betonia tai keraamista laattaa. Jos lattiat on peitetty synteettisellä materiaalilla, suhteellisen kosteuden on oltava vähintään 30 %.
Sähköstaattinen transientti/purske IEC 61000-4-4	±2 kV päävirtajohdoille	±2 kV päävirtajohdoille	Verkkovirran on vastattava laadultaan tyyppillistä liike- tai kotiympäristöä.
Syöksyalto IEC 61000-4-5	±0,5 kV 1,5 kV differentiaaltila	±0,5 kV – 1,5 kV differentiaaltila	Verkkovirran on vastattava laadultaan tyyppillistä liike- tai kotiympäristöä.
Jännitekuopat, lyhyet katkokset ja jännitteen vaihtelut virransyöttölinjoissa IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 jaksoa <sup>1)</sup> 0°:ssa, 45°:ssa, 90°:ssa, 135°:ssa, 180°:ssa, 225°:ssa, 270°:ssa ja 315°:ssa  0 % UT; 1 jakso ja 70 % UT; 25/50 jaksoa <sup>2)</sup> Yksivaiheinen: 0°:ssa  0 % UT; 250/300 jaksoa <sup>3)</sup>	0 % UT; 0,5 jaksoa <sup>1)</sup> 0°:ssa, 45°:ssa, 90°:ssa, 135°:ssa, 180°:ssa, 225°:ssa, 270°:ssa ja 315°:ssa  0 % UT; 1 jakso ja 70 % UT; 25/30 jaksoa <sup>2)</sup> Yksivaiheinen: 0°:ssa  0 % UT; 250/300 jaksoa <sup>3)</sup>	Verkkovirran on vastattava laadultaan tyyppillistä liike- tai kotiympäristöä. Jos Shark CryoGlow -maskin käyttäjä tarvitsee jatkuvaa toimintaa verkkovirtakatkokstenkin aikana, on suositeltavaa, että Shark CryoGlow -maski saa sähkövirran katkoktomasta virtalähteestä tai akusta.
Verkkotaajuus (50/60 Hz:n magneettikenttä) IEC 61000-4-8	30 A/m taajuudella 50–60 Hz	30 A/m taajuudella 50–60 Hz	Verkkotaajuuden magneettikenttien on oltava tyyppillisen liike- tai kotiympäristön tyyppilliselle sijaintipaikalle ominaisilla tasoilla.

HUOMAUTUS U, on verkkovirtajännite ennen testitason käyttämistä.

HÄIRIÖNSIETO-TESTI	IEC 60601 -TESTITASO	VAATIMUSTENMUKAISUUSTASO	SÄHKÖMAGNEETTINEN YMPÄRISTÖ – OPASTUS
Johtuva radiotaajuus IEC 61000-4-6	150 KHz – 80 MHz - Testitaso: 3 V ja 6 V - Modulaatio: AM 1 KHz 80 %	- 150 KHz – 80 MHz - Testitaso: 3 V ja 6 V - Modulaatio: AM 1 KHz 80 %	Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuisia viestintälaitteita ei saa käyttää lähempänä mitään Shark CryoGlow -maskin osaa kuin suositeltu välimatka lähettimen taajuuteen sovellettavalla yhtälöllä lasketuna, mukaan lukien johdot. Suositeltu suojaetäisyys: $d = \left[ \frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{7}{E_2} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz – 800 MHz 800 MHz – 2,7 GHz
Säteilevä radiotaajuus IEC 61000-4-3	80 MHz – 2,7 GHz - Testitaso: 10 V/m - Modulaatio: AM 1 KHz 80 %	- 80 MHz – 2,7 GHz - Testitaso: 10 V/m - Modulaatio: AM 1 KHz 80 %	jossa p on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen suurin lähtöteho watteina (W) ja d on suositeltu suojaetäisyys metreinä (m). <sup>3)</sup> Kiinteiden radiotaajuisien lähettimien sähkömagneettisella paikkatutkimuksella <sup>4)</sup> määritetyt kenttävoimakkuudet. Pitäisi olla pienempi kuin vaatimustenmukaisuustason kullakin taajuusalueella. <sup>5)</sup> Häiriötä voi esiintyä seuraavalla symbolilla merkityn laitteen läheisyydessä:  HUOMAUTUS 1 Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeampaa taajuusalueita. HUOMAUTUS 2 Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Rakenteista, esineistä ja ihmisistä aiheutua imeytyminen ja heijastuminen vaikuttavat sähkömagneettiseen etenemiseen.

a) ISM-kaistat (teollinen, tieteellinen ja lääkinnällinen) välillä 150 kHz – 80 MHz ovat 6 765–6 795 MHz; 13 553–13 567 MHz; 26 957–27 283 MHz ja 40 66–40,70 MHz. Amatööriradiokaistat välillä 0,15 MHz – 80 MHz ovat 1,8 MHz – 2,0 MHz, 3,5 MHz – 4,0 MHz, 5,3 MHz – 5,4 MHz, 7 MHz – 7,3 MHz, 10,1 MHz – 10,15 MHz, 14 MHz – 14,2 MHz, 18,07 MHz – 18,17 MHz, 21,0 MHz – 21,4 MHz, 24,89 MHz – 24,99 MHz, 28,0 MHz – 29,0 MHz – 25,0 MHz ja 50,0 MHz – 54,0 MHz.

b) Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten (matkapuhelinten / langattomien puhelinten) ja maaraadiojärjestelmien, amatööriradio-, AM- ja FM-radiolähetyksen ja TV-lähetyksen tukiasemien, kenttävoimakkuuksia ei voida arvioida tarkasti teoreettisin menetelmin. Kiinteiden radiotaajuuslähettimien aiheuttaman sähkömagneettisen ympäristön arvioimiseksi on harkittava sähkömagneettista paikkatutkimusta. Jos mitattu kenttävoimakkuus paikassa, jossa Shark CryoGlow -maskia käytetään, ylittää radiotaajuiden edellä mainitun sovellettavan vaatimustenmukaisuustason, Shark CryoGlow -maskia on tarkkailtava normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos poikkeavaa toimintaa havaitaan, saatetaan tarvita lisätoimia, kuten Shark CryoGlow -maskin suuntaamista uudelleen tai sijoittamista uuteen paikkaan.

c) Taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz kenttävoimakkuuksien on oltava alle 3 V/m.

Suosittelut erotusetäisyydet kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisien viestintälaitteiden ja LAITTEIDEN tai JÄRJESTELMÄN välillä – LAITTEILLE JA JÄRJESTELMILLE

Suosittelut erotusetäisyydet kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisien viestintälaitteiden ja Shark CryoGlow -maskin välillä

Shark CryoGlow -maski on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa radiotaajuus säteily aiheuttamat häiriöt ovat hallinnassa. Asiakas tai Shark CryoGlow -maskin käyttäjä voi auttaa sähkömagneettisten häiriöiden estämisessä säilyttämällä alla suositellun, viestintälaitteen enimmäislähtötehon mukaisen vähimmäisetäisyyden kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisien viestintälaitteiden (lähettimien) ja Shark CryoGlow -maskin välillä.

Nimellinen enimmäislähtöteho lähettimestä (W)	Lähettimen taajuuden mukainen erotusetäisyys (m)						
	150 kHz – 80 MHz ISM:n ja amatööriradiokaistojen ulkopuolella	$d = \left[ \frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	150 kHz – 80 MHz ISM:n ja amatööriradiokaistojen ulkopuolella	$d = \left[ \frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz	$d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz
0,01	0,12		0,20		0,035		0,07
0,1	0,38		0,63		0,11		0,22
1	1,2		2,00		0,35		0,70
10	3,8		6,32		1,10		2,21

Lähettille, joiden suurinta nimellistä lähtötehoa ei ole lueteltu, suositeltua suojaetäisyyttä d metreinä (m) voidaan arvioida käyttämällä lähettimen taajuuden mukaisista yhtälöistä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen suurin lähtöteho watteina (W).

HUOMAUTUS 1 Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan suuremman taajuusalueen suojaetäisyyttä.

HUOMAUTUS 2 Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Rakenteista, esineistä ja ihmisistä aiheutua imeytyminen ja heijastuminen vaikuttavat sähkömagneettiseen etenemiseen.

### Lue varoitukset, ohjeet ja vasta-aiheet ennen ensimmäistä käyttöä.

#### Lataa täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa

Kytke USB-C-johdon pieni pää kauko-ohjaimen päällä olevaan latausporttiin.

Kytke USB-C:n suuri pää virtasovittimeen. Kytke verkkolaite seinäpistorasiaan.

Anna kauko-ohjaimen latautua kokonaan (**tämän pitäisi kestää noin 3 tuntia**). Kauko-ohjainnäyttö näyttää latauksen etenemisen.

Kun akku on ladattu, irrota verkkolaite ja irrota USB-C-johto kauko-ohjaimesta.

**HUOMAUTUS:** Irrota virtalähteestä ennen kasvomaskin käyttöä. Maski ei toimi, kun se on kytkettynä seinäpistorasiaan.

#### Virran kytkeminen PÄÄLLE/POIS

**PÄÄLLÄ:** Käynnistä maski ja kauko-ohjain **painamalla pitkään** kauko-ohjaimen valintapainiketta/keskipainiketta 2 sekunnin ajan.


**POIS PÄÄLTÄ:** Sammuta **painamalla pitkään** valintapainiketta/keskipainiketta.

**AUTOMAATTINEN SAMPUMINEN:** Jos laitetta ei sammuteta manuaalisesti, maski ja kauko-ohjain sammuvat automaattisesti istunnon päätyttyä.

Maskin tuulettimet jatkavat käymistä 60 sekunnin ajan, kun maski sammuu istunnon jälkeen.



**HUOMAUTUS:** Kauko-ohjaimen ensimmäisen käytön yhteydessä näytetään esittelyvideo – katso lisää sovitus- ja mukavuusohjeita. Voit myös katsoa tämän videon uudelleen siirtymällä kauko-ohjaimen asetuksiin.



#### Vaihe 1 / Takahihnan säätäminen

Aloita säätämällä takahihnaa (soljilla). Kiristä tai löysää **liu'uttamalla soljet samanaikaisesti** yhteen tai erilleen. Tämä hihna voi peittää korviesi yläosan – säädä, kunnes se tuntuu mukavalta.




Kiristä



Löysää

#### Vaihe 2 / Ylähihnan säätäminen

Säädä maskia ylös- tai alaspäin kasvoillasi löysäämällä tai kiristämällä pääsi päällä olevaa itsekiinnittyvää hihnaa. Varmista, että hihna on pääsi keskellä (kulkee keskiosaa pitkin).



#### Vaihe 3 / Säädä viilennystyydyn istuvuutta (valinnainen)

Viilennestyydyn tulee olla silmien alla poskiluiden päällä. Jos viilennestyydyn kosketus silmänalusihosi on huono tai epätasainen, **lisää valinnaisia kiinni napsautettavia viilennestyydyn istuvuuden ja käyttömukavuuden parantamiseksi**

Ota maski pois ja ota valinnaiset kiinni napsautettavat viilennestyydyn pois laatikosta. Ne on merkitty kirjaimilla L ja R – varmista, että kirjaimet osoittavat maskin leukaa kohti. Kohdista valinnaiset kiinni napsautettavat viilennestyydyn alkuperäisten viilennestyydyn kanssa (jotka on pysyvästi kiinnitetty maskiin) ja napsauta ne paikoilleen. Kun ne on kiinnitetty oikein, tunnet napsahduksen.

**HUOMAUTUS:** LED-valot toimivat parhaiten, kun ne eivät ole kosketuksissa ihoosi. Siksi maski asettuu pienen etäisyyden päähän kasvoistasi.

#### Vinkkejä:

- 1 Takahihnan tulee olla samansuuntainen lattian kanssa ja silmiesi tulee olla keskellä silmänreikiä.
- 2 Pidä toisella kädellä takahihnaa paikallaan ja säädä toisella kädellä ylempää itsekiinnittyvää hihnaa, kunnes maski on mukavasti ja tukevasti päässäsi.

Tee olosi mukavaksi! Suosittelemme, että maskia käytetään istuma-asennossa tai puolittain makaavassa asennossa. Käytä tämä aika rentoutumiseen ja nauti rutiinistasi!



Käy osoitteessa **sharkclean.eu**, josta löydät hyödyllisiä kuvia ja videoita.



### Kirkkauden muuttaminen

1. Kytke maski **PÄÄLLE** kauko-ohjaimella.
2. Käännä valintapainiketta tarkastellaksesi **Asetuksia** ja napsauta valintapainiketta valitaksesi.
3. Valitse **Näytön kirkkaus** ja lisää tai vähennä sitten kirkkautta valintapainiketta kääntämällä.
4. Tee valintasi napsauttamalla valintapainiketta.
5. Kun olet valinnut kirkkaustason, palaat takaisin päävalikkoon.

### Kielen vaihtaminen

1. Kytke maski **PÄÄLLE** kauko-ohjaimella.
2. Käännä valintapainiketta tarkastellaksesi **Asetuksia** ja napsauta valintapainiketta valitaksesi.
3. Valitse **Kieli** ja valitse kieli valintapainikkeella.
4. Kun kieli on valittu, sinut lähetetään takaisin päävalikkoon.

### Nollaa edistyminen

1. Kytke maski **PÄÄLLE** kauko-ohjaimella.
2. Käännä valintapainiketta tarkastellaksesi **Asetuksia** ja napsauta valintapainiketta valitaksesi.
3. Valitse **Nollaa edistyminen** ja napsauta sitten valintapainiketta ja valitse **Vahvista**.
4. Vahvistuksen jälkeen sinut lähetetään takaisin päävalikkoon.

### Tehdasasetusten palautus

1. Kytke maski **PÄÄLLE** kauko-ohjaimella.
2. Käännä valintapainiketta tarkastellaksesi **Asetuksia** ja napsauta valintapainiketta valitaksesi.
3. Valitse **Tehdasasetusten palautus** ja valitse sitten Vahvista valintapainiketta napsauttamalla.
4. Vahvistuksen jälkeen sinut lähetetään takaisin päävalikkoon.

**Ammattilaisvinkki:** Voit toistaa demovideon kauko-ohjaimella ja päästä tukisivullemme asetusten kautta.

## LED-IHORUTIINIT

Maskissa on **kolme LED-rutiinia**, joista valita, oli tavoitteesi sitten ihosi hoitaminen tai sen kunnon ylläpitäminen.

### HOITORUTIINIT

Shark CryoGlow -LED-maski säteilee energiaa puna- ja infrapunavalospektrissä sekä puna-, sini- ja infrapunavalospektrissä lievän tai kohtalaisen tulehdusaknen hoitoon. Valitse alta joko **Puna- + infrapunavalohoito tai Eri sinisen sävyistä koostuva valohoito** -rutiini ja käytä valintaasi **kerran päivässä vähintään 8 viikon ajan**. Sekä aknen hoitoon että punoituksen vähentämiseen ja karheen ihon silottamiseen suosittelemme käyttämään yksinomaan Eri sinisen sävyistä koostuva valohoito -tilaa 8 viikon ajan. Älä käytä tiloja peräjälkeen.



#### Puna- + infrapunavalohoito (6 MINUUTTIA)

Vähennä punoitusta ja silota karheaa ihoa.\*

\*Tulokset 12-viikkoisesta kliinisestä tutkimuksesta, jossa oli 59 tutkittavaa ja käyttö 1 x/vrk Puna- + infrapunavalohoito -tilassa. Yksittäiset tulokset voivat vaihdella.

\*\*Tulokset 12 viikon kliinisestä tutkimuksesta, jossa oli 60 tutkittavaa ja käyttö 1 x/vrk Eri sinisen sävyistä koostuva valohoito -tilassa. Yksittäiset tulokset voivat vaihdella.



#### Eri sinisen sävyistä koostuva valohoito (8 MINUUTTIA)

Vähentää aknea ja tekee ihosta kirkkaamman ja sileämmän.\*\*

### HUOLTORUTIINI

Kun olet saavuttanut tavoitetuloksesi hoitorutiinilla, Käytä Ihon ylläpitäminen -rutiinia **kerran päivässä**, jotta tulokset säilyvät.



#### Ihon ylläpitäminen (4 MINUUTTIA)

Suunniteltu säilyttämään säteilevä iho 8 viikon jakson jälkeen.

**Katkesiko putkesi? Ei huolta!**  
**Säädä tavoitteitasi ja jatka ihonhoitomatkaasi.**

Tästä maskista ei tule UV-valoa.

## SILMÄNALUSTEN VILENNYS

Käytä viilennystä aamulla rauhoittamaan silmienalusia ja illalla rentoutumiseen.

### LED + VILENNYS



Silmäanalusten viilennys alkaa automaattisesti millä tahansa LED-hoitorutiinilla, ja se voidaan sammuttaa. Kauko-ohjaimen viilennyspainikkeella voit vaihdella kolmen lämpötilan välillä ja rauhoittaa nopeasti silmäanalusihoa.

### VAIN VILENNYS



#### Silmäanalusihon elvyttäminen (5, 10 tai 15 minuuttia)

Säädettävä, VAIN silmäanaluset viilentävä rutiini (ei LED-valoja), rauhoittava ja virkistävä kokemus, joka on suunniteltu optimaalista rentoutumista varten.









**LÖYDÄ TÄYDELLINEN HOITORUTIINISI**  
Skannaa QR-koodi ja vastaa kyselymme löytääksesi parhaan hoitorutiinin iho-ongelmiisi.



## VIRHEILMOITUKSET

Virheilmoitus	Ratkaisu
Kauko-ohjain ylikuumentunut. Anna kauko-ohjaimen jäähtyä ennen käyttöä.	Anna kauko-ohjaimen jäähtyä ennen käyttöä. Maskia ei saa käyttää yli (30 °C) lämpötiloissa.
Kauko-ohjain alilämpötilassa. Anna kauko-ohjaimen lämmetä ennen käyttöä. Maskia ei saa käyttää alle (0 °C) lämpötiloissa.	Anna kauko-ohjaimen lämmetä ennen käyttöä. Maskia ei saa käyttää alle (0 °C) lämpötiloissa.
Kauko-ohjaimen virhe A3. Soita asiakaspalveluun.	Soita asiakaspalveluun.
Laturia ei tunnisteta.	Käytä mukana toimitettua Shark USB-C-latausjohtoa ja seinäpistoketta maskin lataamiseen.
Irrota kauko-ohjain laturista.	Maskin akku on ladattu; irrota se laturista.
Akku vähissä. Lataa ennen käyttöä.	Maskin akun varaus on matala. Lataa se.
Akkuvirhe B1. Soita asiakaspalveluun.	Soita asiakaspalveluun.
Kauko-ohjaimen virhe B2. Lataa kauko-ohjain ennen seuraavaa käyttöä.	Lataa kauko-ohjain ennen seuraavaa käyttöä mukana toimitetulla Shark USB-C -latausjohdolla ja seinäpistokkeella.
Latausvirhe C1. Irrota ja kytke uudelleen lataamista varten.	Irrota kauko-ohjain ja liitä se uudelleen latausta varten mukana toimitetulla Shark USB-C-latausjohdolla ja seinäpistokkeella.
Tuuletinvirhe F1. Soita asiakaspalveluun.	Soita asiakaspalveluun.
Virhe A1. Soita asiakaspalveluun.	Soita asiakaspalveluun.
Virhe A2. Soita asiakaspalveluun.	Soita asiakaspalveluun.

## SYMBOLIT

Symboli	Selitys
	Tyyppin BF liityntäosa
	Luokan II laite
	Tasavirta
	Katso käyttöopasta
<b>IP22</b>	Suojaus sisäänpääsylvä: IP2X: Suojattu kiinteiltä vierasesineiltä, joiden Ø on vähintään 12,5 mm IPX2: Suojaus pystysuoraan putoavia vesipisaroita vastaan, kun kotelo kallistuu enintään 15°
SÄHKÖISKUN, TULIPALON JA MEKAANISTEN VAAROJEN VARALTA VAIN AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021 -STANDARDIN MUKAISESTI; CAN/CSA-C22.2 nro 60601-1:14 (vahvistettu 2022); IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022	
	Valmistaja
	Tämä laite on lääkkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 mukainen
	Valtuutettu edustaja Euroopan unionissa
	Lääkkinnällinen laite

## KAHDEN (2) VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Kun asiakas ostaa tuotteen Suomessa, hänellä on laitteen laatua koskevat lailliset oikeudet (lakisääteiset oikeudet). Voit käyttää näitä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Annamme sinulle kahden vuoden valmistajan lisätakuun. Nämä ehdot koskevat vain valmistajan takuuta, eivätkä ne vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Jäljempänä esitetyissä ehdoissa kuvataan myöntämämme takuun edellytykset ja laajuus. Ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi tai oman jälleenmyyjäsi velvollisuuksiin eivätkä jälleenmyyjän kanssa solmimaasi sopimukseen.

### Shark-takuun sisältö

Jokainen Shark-laite sisältää maksuttoman varaosa- ja korjaustyötakuun. Asiakastukea on saatavana myös verkon kautta osoitteessa [sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

### Miten rekisteröin Shark-takuun?

Voit rekisteröidä takuun verkossa 28 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta. Tarvitset seuraavat tiedot tuotteestasi:

- laitteen ostopäivä (kuitti tai toimitusilmoitus).
- takuu voidaan rekisteröidä verkossa sivustolla [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu).

### TÄRKEÄÄ:

- Takuu kattaa tuotteen vain sen ostopäivämäärästä.
- Pidä kuitti aina tallessa. Mikäli sinun täytyy hyödyntää takuuta, tarvitsemme kuitenkin tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein. Hyväksyttävän kuitin puuttuminen mitätöi takuun.

### Mitä etua on maksuttoman Shark-takuun rekisteröinnistä?

Kun rekisteröit takuusi, saamme tietosi mahdollisten yhteydenottojen varalta. Voit myös saada hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja Shark-laitteesi käyttöä koskien sekä tietoa uudesta Shark-teknologiasta ja uusimmista tuotteista ensimmäisten joukossa. Rekisteröidessäsi takuun verkossa saat heti vahvistuksen tietojesi vastaanottamisesta.

### Mitä maksuton Shark-takuu kattaa?

Shark-laitteen korjaus ja vaihto (Sharkin harkinnan mukaisesti) mukaan lukien kaikki osat ja työ. Shark-takuu on lisäys kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

### Mitä maksuton Shark-takuu ei kata?

1. Normaalialueen kulutusosien (esim. lisävarusteiden) kulumista. Varaosia voi ostaa osoitteesta [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)
2. Väärinkäytöstä, huolimattomasta käsittelystä, vaadittavan huollon suorittamatta jättämisestä tai väärästä käsittelystä kuljetuksen aikana aiheutuvaa vauriota.
3. Sharkin valtuuttamattoman huollon aiheuttamaa vikaa.

### Mistä voin ostaa alkuperäisiä Shark-varaosia ja -lisävarusteita?

Kaikki Shark-laitteiden vaihto-osat ja vara-osat/lisävarusteet ovat saatavilla sivustolta [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

Huomioi, että takuu ei välttämättä kata muiden kuin Shark-varaosien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING


LÄR KÄNNA DIN SHARK CRYOGLOW MASK .....	184
KARTONGENS INNEHÅLL .....	184
KONTRAINDIKATIONER .....	185
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER .....	187
LED-PARAMETRAR .....	189
VÄGLEDNING OCH TILLVERKARFÖRKLARING - EMC .....	189
KOMMA IGÅNG .....	191
SÄTTA PÅ MASKEN .....	192
LÄR KÄNNA FJÄRRKONTROLLEN .....	193
ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN .....	194
LED-HUDRUTINER .....	195
KYLNING UNDER ÖGONEN .....	196
FELMEDDELANDEN .....	197
SYMBOLER .....	198
GARANTI .....	199

SKANNA QR-KODEN eller besök [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)  
för att få tillgång till hela användarguiden.



# LÄR KÄNNA






## DIN SHARK CRYOGLOW Mask



## KARTONGENS INNEHÅLL



Shark CryoGlow Mask + Remmar  
Förmonterade

-  Fjärrkontroll med LCD-skärm + kontrollknappar
-  Snabbstartsguide + användarguide
-  Universell USB-C laddningskabel + laddningskontakt
-  Valfria avtagbara kyldynor
-  Förvaringsväska\*

## KONTRAINDIKATIONER

### Använd inte Shark CryoGlow Mask om du tar:

- läkemedel eller kosttillskott som orsakar ljuskänslighet (fotosensitivitet), till exempel läkemedel för svår inflammatorisk akne (dvs. isotretinoin eller doxycyklin).

### Avbryt omgående användningen av produkten och kontakta sjukvårdspersonal om du upplever något obehag.

### Använd inte Shark CryoGlow Mask om du har något av följande medicinska tillstånd:

- Näthinnesjukdom och/eller makulasjukdom, okulär albinism eller något ögontillstånd som orsakar ljuskänslighet
- Under graviditet, amning eller eventuell graviditet
- Pacemaker eller annan elektronisk implanterad enhet
- Implantat i ansiktet
- Bristande känsel (t.ex. domningar)
- Hudsjukdom som ger ljuskänslighet (t.ex. lupus, porfyri)
- Extrem ljuskänslighet i ögonen (dvs. fotofobi)
- Ljusinducerad huvudvärk
- Albinism
- Melasma (dvs. tillstånd som orsakar fläckar)
- Känslighet eller allergi mot plast, aluminium eller självhäftande material

### Använd inte Shark CryoGlow Mask om du har något av följande tillstånd i ansiktet, hårfästet, på öronen eller halsen:

- Nyligen genomförd ansiktskirurgi (tills din läkare har godkänt det)
- Misstänkta lesioner eller hudcancer
- Eksem
- Psoriasis
- Oregelbundet formade, nya eller förändrade bruna fläckar
- Födelsemärken
- Skadad hud, hudutslag eller blåsor
- Vänadsinflammation
- Hudinfektion, munsår eller vårtor
- Aktivt aktuellt utbrott av herpes simplex-virus (munsår)
- Historik av herpesutbrott utan att ha fått förebyggande behandling
- Ansiktsbehandling där huden inte har läkt helt, inklusive neurotoxin, hudfiller, mikronålsbehandling, laser eller kemisk peeling

## KONTRAINDIKATIONER, FORTSÄTTNING

### Applicera inte Shark CryoGlow Masks kylbehandlingar på ögongloben eller övre ögonlocket.

### Använd inte Shark CryoGlow Maskens kylande behandlingar om du har något av följande medicinska tillstånd:

- Överkänslighet mot kyla
- Köld-urtikaria (dvs. nässelutslag orsakade av låg temperatur)
- Cirkulationssvikt

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Rådgör med sjukvårdspersonal innan du använder Shark CryoGlow-masken om:

- Du har blåmärken i ansiktet.
- Du upplever hudkänslighet eller hudirritation vid användning av retinol eller bensoylperoxid.

## VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

För att minska risken för brand, termiska och kemiska brännskador, elektrisk stöt, allvarlig skada eller dödsfall, följ försiktighetsåtgärderna i detta avsnitt och procedurerna i denna manual. Fjärrkontrollen innehåller ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Om det är skadat kan batteriet överhettas, fatta eld eller läcka en kemikalie som kan bränna hud och ögon.

### ÖVERVAKNING OCH TILLÄNKTA ANVÄNDARE:

- Denna utrustning är inte avsedd för användning av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, om de inte har fått övervakning eller instruktioner angående användning av utrustningen. Vänligen se kontraindikationerna före användning.
- Använd inte om några av tillstånden i "Kontraindikationer" (sidorna 185-186) gäller dig.
- Lämna inte utrustningen obevakad när den är påslagen.
- Denna utrustning är inte avsedd för användning av barn. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
  - För att minska risken för intrassling och eventuell strypning, håll sladdar utom räckhåll för barn.
  - Små delar kan inandas eller sväljas av barn – om några små delar bryter sig loss eller lossnar från produkten, kassera dem säkert.
- Denna utrustning är endast avsedd för användning av en person. Denna person är den avsedda operatören av utrustningen.

### HÅLL TORRT.

- Håll fjärrkontrollen torr. Om den blir våt, ladda eller använd inte-batteriet kan skadas. Följ instruktionerna för kassering.
- Vatten och elektricitet är en farlig kombination!
  - Använd inte denna utrustning i våta miljöer (t.ex. i badkar, dusch eller swimmingpool).
  - Låt inte vatten rinna in i enheten.
  - Det är mycket viktigt att hålla enheten torr. All kontakt med vatten kan skada enheten. Använd eller förvara inte enheten i badrummet eller nära vatten.
  - Ladda eller använd inte enheten om den har lämnats utomhus.

### LADDA SÄKERT.

- Följ laddarens tillverkarens anvisningar.
- Ladda endast utrustningen med den medföljande USB-C-kabeln och laddningsadaptern: Dongguan Yinli Electronics, modell YLJXA-T050200. Använd inte någon annan USB-C-kabel eller laddningsadapter.
- Kontrollera om spänningen som anges på utrustningen motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter utrustningen för att undvika risken för stötar eller permanent skada på utrustningen.
- Om vägguttaget som används för att driva utrustningen har dåliga anslutningar, kommer kontakten att bli varm. Se till att du ansluter utrustningen till ett korrekt installerat vägguttag.
- Ladda inte enheten i badrummet eller nära vatten.
- Ladda inte fjärrkontrollen efter kontakt med vatten.
- Placera alltid utrustningen så att laddaren är lätt att nå under laddning.
- Förvara USB-C-kabeln på rätt sätt efter laddning.

### SKYDDA FJÄRRKONTROLLENS BATTERI FRÅN SKADA.

- Försök inte öppna fjärrkontrollen eller ersätta batteriet.
- Krossa, tappa eller skada inte fjärrkontrollen.
- Sluta använda eller koppla bort laddningskabeln om fjärrkontrollen känns ovanligt varm eller avger rök eller dålig lukt.
- Om fjärrkontrollen läcker vätska, undvik kontakt. Om vätska kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj med stora mängder vatten och sök läkarvård.
- Följ instruktionerna för kassering.

## VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, FORTSÄTTNING

### ANVÄND SÄKERT.

- Masken begränsar din syn. Använd inte när du gör något (såsom att köra) där begränsad syn utgör en risk.
- VARNING: Ljuset som avges från denna enhet kan vara skadligt för ögonen. Infrarött ljus som avges från denna enhet kan orsaka ögonirritation. Titta inte in i ljuskällan.
- Använd inte enheten när den har lämnats utomhus.
- Om du reser med flyg, ska masken bäras som handbagage och inte checkas in. Enheten måste vara helt avstängd.
- Använd inte masken utomhus. Använd endast masken inomhus under följande miljöförhållanden:
  - Temperatur: mellan (10 °C) och (30 °C)
  - Om utrustningen visar några tecken på försämring, avsluta användningen omedelbart.
  - En relativ luftfuktighet mellan 15 % och 90 %, utan kondensation, men där det inte krävs ett ångtryck större än 50 hPa.
  - Ett atmosfärstryck mellan 700 hPa och 1 060 hPa.
- Förvara eller ladda inte masken med framsidan nedåt.
- Torrhet, irritation eller rodnad i huden kan uppstå vid användning av en LED-rutin. Applicera en återfuktande ansiktskräm om torrhet uppstår.
- För att undvika risken för tillfälligt torr hud eller hyperpigmentering, kör inte flera LED-rutiner efter varandra.

### KONTROLLERA PRODUKTEN FÖR SKADOR FÖRE VARJE ANVÄNDNING.

- Inspektera insidan av masken och bandet för renlighet, sprickor eller vassa kanter.
- Kontrollera kyldynorna för tecken på korrosion.
- Dessa förhållanden kan irritera eller skada din hud.

### RENGÖR ORDENTLIGT.

- Rengör masken med en fuktig trasa.
- Undvik att använda kemiska eller alkoholbaserade rengöringsmedel.
- Om utrustningen visar några tecken på försämring, avsluta användningen omedelbart.

### REPARERA ELLER ÄNDRA INTE.

- Försök inte reparera eller ändra masken eller fjärrkontrollen.
- Krossa inte eller elda upp.

### BORTSKAFFNING

- Kassera enheten enligt lokala lagar och krav och säkerställ att du tar hänsyn till avfallshantering av litiumjonbatterier.

### POTENTIELLA ELEKTROMAGNETISKA STÖRNINGAR.

- VARNING: Användning av denna utrustning intill eller staplad med annan utrustning bör undvikas eftersom det kan resultera i felaktig drift. Om sådan användning är nödvändig ska denna utrustning och den andra utrustningen observeras för att verifiera att de fungerar normalt.
- VARNING: Användning av tillbehör, omvandlare och kablar som inte specificerats eller tillhandahållits av tillverkaren av denna utrustning kan resultera i ökade elektromagnetiska emissioner eller minskad elektromagnetisk immunitet hos denna utrustning och resulterar i felaktig drift.
- VARNING: Bärbara radiofrekvenskommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och externa antenner) bör användas på minst 30 cm avstånd från någon del av masksystemet, inklusive kablar som specificerats av tillverkaren. Annars kan utrustningens prestanda försämrats.
- VARNING: Lämna inte masken exponerad i direkt solljus.

## TRANSPORT- OCH FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN

Transportera och förvara enheten endast under följande miljöförhållanden:

- Håll mellan -20 °C och 45 °C. För lagring längre än 3 månader, håll mellan 0 °C och 25 °C.
- Håll mellan 5 °C och 32 °C vid en relativ luftfuktighet upp till 85 %, ingen kondens.
- Håll mellan 35 °C och 60 °C vid ett ångtryck upp till 50 hPa.
- Atmosfärtrycksintervall: 700 hPa till 1 060 hPa.

## LED-PARAMETRAR

Läge	Behandling med rött + infrarött ljus	Behandling med blandat blått ljus		Hudunderhåll
Effekt (mW/ cm <sup>2</sup> )	Röd 64 ± 5 mW/ cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Totaläge = 128 mW/cm<sup>2</sup></b>	<b>Steg 1:</b> Blå 64 ± 8 mW/cm <sup>2</sup> , IR 64 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Totaläge = 128 mW/ cm<sup>2</sup></b>	Blå 59,8 ± 7 mW/cm <sup>2</sup> , Röd 17 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 51,2 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> <b>Totaläge = 128 mW/cm<sup>2</sup></b>
		<b>Steg 2:</b> Blå 55 ± 6 mW/cm <sup>2</sup> , Röd 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Totaläge = 128 mW/ cm<sup>2</sup></b>	
		<b>Steg 3:</b> Röd 73 ± 5 mW/cm <sup>2</sup> , IR 55 ± 5 mW/cm <sup>2</sup>	<b>Totaläge = 128 mW/ cm<sup>2</sup></b>	

## VÄGLEDNING OCH TILLVERKARENS DEKLARATION - ELEKTROMAGNETISK EMISSION


Enheten är Riskgrupp 1 enligt IEC 62471.

Shark CryoGlow Mask är avsedd för användning i den specificerade elektromagnetiska miljön nedan. Kunden eller användaren av Shark CryoGlow Mask ska försäkra sig om att den används i en sådan miljö.		
EMISSIONSTEST	EFTERLEVNAVD	ELEKTROMAGNETISK MILJÖ – VÄGLEDNING
RF-utsläpp	CISPR 11	Hemsjukvårdsmiljö
RF-utsläpp	CISPR 11	Hemsjukvårdsmiljö
Harmoniska utsläpp	IEC 61000-3-2	
Spänningsfunktion/flimmeremissioner	IEC 61000-3-3	

Shark CryoGlow Mask är avsedd för användning i den specificerade elektromagnetiska miljön nedan. Kunden eller användaren av Shark CryoGlow Mask ska försäkra sig om att den används i en sådan miljö.

IMMUNITETSTEST	IEC 60601 TESTNIVÅ	EFTERLEVNADESNIVÅ	ELEKTROMAGNETISK MILJÖ – VÄGLEDNING
Elektrostatisk urladdning (ESD) IEC 61000-4-2	Upp till 8 kV kontakt Upp till 15 kV luft	Upp till ± 8 kV kontakt Upp till ± 15 kV luft	Golv bör vara av trä, betong eller keramiska plattor. Om golv är täckta med syntetiskt material, bör den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.
Elektrostatiska transienter/puls IEC 61000-4-4	±2 kV för huvudströmledningar	±2 kV för huvudströmledningar	Ström kvaliteten bör vara lik den i en typisk kommersiell miljö eller hemmamiljö.
Överspänning IEC 61000-4-5	±0,5 kV 1,5 kV differentialläge	±0,5 kV 1,5 kV differentialläge	Ström kvaliteten bör vara lik den i en typisk kommersiell miljö eller hemmamiljö.
Spänningsfall, korta avbrott och spänningsvariationer på strömmens inmatningsledningar IEC 61000-4-11	0 % UT, 0,5 cykel <sup>(a)</sup> Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° och 315° <sup>(a)</sup>  0 % UT, 1 cykel och 70 % UT, 25/30 cykler <sup>(b)</sup> Enfas: vid 0°  0 % UT, 250/300 cykel <sup>(b)</sup>	0 % UT, 0,5 cykel <sup>(a)</sup> Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° och 315° <sup>(a)</sup>  0 % UT, 1 cykel och 70 % UT, 25/30 cykler <sup>(b)</sup> Enfas: vid 0°  0 % UT, 250/300 cykel <sup>(b)</sup>	Ström kvaliteten bör vara lik den i en typisk kommersiell miljö eller hemmamiljö. Om användaren av Shark CryoGlow Mask behöver fortsatt drift under strömavbrott, rekommenderas det att Shark CryoGlow Mask drivs från en avbrottsfri strömförsörjning eller ett batteri.
Strömfrekvens (50/60 Hz magnetfält) IEC 61000-4-8	30 A/m vid 50–60 Hz	30 A/m vid 50–60 Hz	Nätfrekvensens magnetfält bör vara på nivåer som är typiska för en vanlig plats i en typisk kommersiell miljö eller hemmiljö.

OBS U<sub>1</sub> är a.c. nätspänningen innan testnivån appliceras.

IMMUNITETSTEST	IEC 60601 TESTNIVÅ	EFTERLEVNADESNIVÅ	ELEKTROMAGNETISK MILJÖ – VÄGLEDNING
Ledningsburen RF IEC 61000-4-6	150 KHz–80 MHz – Testnivå: 3 V och 6 V – Modulering: AM 1 KHz 80 %	– 150 KHz–80 MHz – Testnivå: 3 V och 6 V – Modulering: AM 1 KHz 80 %	Portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning bör användas på ett avstånd från alla delar av Shark CryoGlow Mask, inklusive kablar, som är större än det rekommenderade separationsavståndet beräknat från den ekvation som gäller för sändarens frekvens.  Rekommenderat separationsavstånd: $d = \lceil \frac{3,5}{V_1} \rceil \sqrt{P}$ $d = \lceil \frac{1,2}{V_2} \rceil \sqrt{P}$ $d = \lceil \frac{3,5}{E_1} \rceil \sqrt{P}$ $d = \lceil \frac{7}{E_1} \rceil \sqrt{P}$ 80 MHz till 800 MHz 800 MHz till 2,7 GHz
Utstrålad RF IEC 61000-4-3	80 MHz–2,7 GHz – Testnivå: 10 V/m – Modulering: AM 1 KHz 80 %	– 80 MHz–2,7 GHz – Testnivå: 10 V/m – Modulering: AM 1 KHz 80 %	där p är den maximala uteffektklassificeringen för sändaren i watt (W) enligt sändartillverkaren och d är det rekommenderade separationsavståndet i meter (m). <sup>b</sup> Fältstyrkor från fasta RF-sändare, som bestäms av en elektromagnetisk platsundersökning <sup>c</sup> . Bör vara mindre än överensstämelsenivån i varje frekvensområde. <sup>b</sup> Störningar kan förekomma i närheten av utrustning markerad med följande symbol:  OBS 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. OBS 2 Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetism påverkas av absorption och reflektion från strukturer, objekt och människor.

- a) ISM-band (industriell, vetenskaplig och medicinsk) mellan 150 kHz och 80 MHz är 6,765 MHz till 6,795 MHz; 13,553 MHz till 13,567 MHz; 26,957 MHz till 27,283 MHz; och 40,66 MHz till 40,70 MHz. Amatörradiobanden mellan 0,15 MHz och 80 MHz är 1,8 MHz till 2,0 MHz, 3,5 MHz till 4,0 MHz, 5,3 MHz till 5,4 MHz, 7 MHz till 7,3 MHz, 10,1 MHz till 10,15 MHz, 14 MHz till 14,2 MHz, 18,07 MHz till 18,17 MHz, 21,0 MHz till 21,4 MHz, 24,89 MHz till 24,99 MHz, 28,0 MHz till 29,7 MHz och 50,0 MHz till 54,0 MHz.
- b) Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radio (mobila/sladdlösa) telefoner och markbundna mobilradiosystem, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte förutsägas teoretiskt med exakthet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön till följd av fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där Shark CryoGlow Mask används överstiger den tillämpliga RF-kompatibilitetsnivån ovan, bör TherFace Mask observeras för att verifiera normal drift. Om onormal prestanda observeras kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga, såsom att ändra riktning eller flytta Shark CryoGlow Mask.
- c) Inom frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna vara mindre än 3 V/m.

Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och UTRUSTNINGEN eller SYSTEMET – för UTRUSTNING och SYSTEM

Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och Shark CryoGlow Mask							
Shark CryoGlow Mask är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålad RF-störningar kontrolleras. Kunden eller användaren av Shark CryoGlow Mask kan bidra till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att bibehålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och Shark CryoGlow Mask enligt vad som rekommenderas nedan, beroende på utrustningens maximala uteffekt							
Nominell maximal uteffekt för sändare (W)	Separationsavstånd enligt sändarens frekvens (m)						
	150 kHz till 80 MHz utanför ISM och amatörradioband	$d = \lceil \frac{3,5}{V_1} \rceil \sqrt{P}$	150 kHz till 80 MHz utanför ISM och amatörradioband	$d = \lceil \frac{1,2}{V_2} \rceil \sqrt{P}$	80 MHz till 800 MHz	$d = \lceil \frac{3,5}{E_1} \rceil \sqrt{P}$	800 MHz till 800 MHz
0,01	0,12		,020		0,035		0,07
0,1	0,38		0,63		0,11		0,22
1	1,2		2,00		0,35		0,70
10	3,8		6,32		1,10		2,21

För sändare med en maximal uteffekt som inte är listad ovan kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) uppskattas med hjälp av ekvationen tillämplig för sändarens frekvens, där P är sändarens maximala uteffekt i watt (W) enligt sändartillverkaren.  
OBS 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.  
OBS 2 Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Den elektromagnetiska utbredningen påverkas av absorption och reflektion från strukturer, objekt och människor.

Var god läs varningar, instruktioner och kontraindikationer före första användningen.

### Ladda fullt innan första användningen

Anslut den lilla änden av USB-C-kabeln till laddningsporten ovanpå fjärrkontrollen.

Anslut den stora änden av USB-C till strömadaptern. Anslut strömadaptern till vägguttaget.

Låt fjärrkontrollen laddas fullständigt (**detta bör ta cirka tre timmar**). Fjärrkontrollens skärm kommer att visa dina laddningsframsteg.

När den är laddad, koppla ur strömadaptern och koppla bort USB-C-kabeln från fjärrkontrollen.

**OBS!** Koppla ur innan du använder ansiktsmasken.  
Masken fungerar inte när den är ansluten till vägguttaget.

### Slå PÅ/AV

**PÅ:** För att slå på din mask och fjärrkontroll, **håll ned** fjärrkontrollens vred/mittknapp i två sekunder.


**AV:** För att stänga av, **håll ned** vredet/mittknappen.

**AUTOMATISK AVSTÄNGNING:** Om enheten inte stängs av manuellt kommer masken och fjärrkontrollen att automatiskt stängas av efter att en session är avslutad.

Maskens fläktar kommer att fortsätta att snurra i 60 sekunder medan masken stängs av efter en session.



**OBS!** Instruktionsvideon kommer att visas vid första användningen av fjärrkontrollen – titta på den för ytterligare instruktioner om passform och komfort. Du kan också se denna video igen genom att gå till fjärrkontrollens inställningar.



### Steg 1/Justera remmen på baksidan

Börja med att justera remmen på baksidan (med spännena). För att spänna eller lossa, **skjut ihop eller isär spännena** samtidigt. Denna rem kan täcka toppen av dina öron – justera tills det känns bekvämt.




Spänn



Lossa

### Steg 2/Justera remmen högst upp

För att justera masken upp eller ner på ansiktet, lossa eller spänn den självfästande remmen ovanpå huvudet. Säkerställ att remmen sitter i mitten av huvudet (följ mittbenan).



### Steg 3/Justera kyldynans passform (valfritt)

Kyldynorna bör sitta under dina ögon, ovanpå kindbenen. Om kyldynorna har dålig eller inkonsekvent kontakt med området under ögonen, **lägg till de valfria fästbara kyldynorna för att förbättra passform och komfort**

Ta ut masken och ta de valfria fästbara kyldynorna ur lådan. De är märkta "L" och "R" – se till att bokstäverna pekar mot maskens haka. Rikta in de valfria fästbara kyldynorna med de ursprungliga kyldynorna (som är permanent fästa på masken) och knäpp fast dem på plats. Du känner ett klick när de är rätt fastsatta.

**OBS!** LED-lampor fungerar bäst när de inte är i kontakt med din hud.  
Det är därför masken sitter på ett litet avstånd från ditt ansikte.

### Proffstips:

- 1 Bakremmen ska sitta parallellt med golvet, och dina ögon ska vara centrerade i ögonhålen.
- 2 Använd en hand för att hålla bakremmen i position och den andra handen för att justera den övre självfästande remmen tills masken sitter bekvämt och säkert på ditt huvud.

Gör dig bekväm! Vi rekommenderar att du använder masken i sittande eller lutande position. Ägna denna tid åt att slappna av och avnjuta din rutin!



Besök [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu) för fler användbara bilder och videor.



### Ändra ljusstyrka

1. Slå **PÅ** masken med fjärrkontrollen.
2. Vrid vredet för att visa **Settings (Inställningar)** och klicka på vredet för att välja.
3. Välj **Screen Brightness (Skärmljusstyrka)**, använd sedan vredet för att öka eller minska ljusstyrkan.
4. Tryck på vredknappen för att göra ditt val.
5. Efter att ha valt en ljusstyrkenivå skickas du tillbaka till huvudmenyn.

### Ändra språk

1. Slå **PÅ** masken med fjärrkontrollen.
2. Vrid vredet för att visa **Settings (Inställningar)** och klicka på vredet för att välja.
3. Välj **Language (Språk)** och använd vredet för att välja önskat språk.
4. Efter att ha valt ett språk skickas du tillbaka till huvudmenyn.

### Återställ framsteg

1. Slå **PÅ** masken med fjärrkontrollen.
2. Vrid vredet för att visa **Settings (Inställningar)** och klicka på vredet för att välja.
3. Välj **Reset Progress (Återställ framsteg)**, klicka sedan på vredknappen för att välja **Confirm (Bekräfta)**.
4. Efter bekräftelse skickas du tillbaka till huvudmenyn.

### Fabriksåterställning

1. Slå **PÅ** masken med fjärrkontrollen.
2. Vrid vredet för att visa **Settings (Inställningar)** och klicka på vredet för att välja.
3. Välj **Factory Reset (Fabriksåterställning)**, klicka sedan på vredknappen för att välja **Confirm (Bekräfta)**.
4. Efter bekräftelse skickas du tillbaka till huvudmenyn.

**Proffstips:** Du kan också spela upp instruktionsvideon igen på fjärrkontrollen och nå vår supportsida via inställningarna.

## LED-HUDRUTINER

Masken erbjuder **tre LED-rutiner** att välja mellan, oavsett om dina mål är att behandla din hud eller underhålla den.

### BEHANDLINGSRUTINER

Shark CryoGlow LED-masken avger energi i spektrumet för infrarött ljus och rött ljus samt i spektrumet för rött, blått och infrarött ljus för behandling av mild till måttlig inflammatorisk akne. Välj antingen mellan rutinerna **Behandling med rött + infrarött ljus eller Behandling med blandat blått ljus** nedan och använd **endast ditt val en gång dagligen i minst åtta veckor**. För både behandling av akne och för att minska rodnad och förbättra strävhet rekommenderar vi att du endast använder läget Terapi med blandat blått ljus i åtta veckor. Kombinera inte lägen.



#### Behandling med rött + infrarött ljus (6 minuter)

Minska rodnad och förbättra strävhet.\*



#### Behandling med blandat blått ljus (8 minuter)

Minskar akne och ger renare, jämnare hud.\*\*

\*Resultat från 12 veckors klinisk studie med 59 patienter och användning 1 gång/dag med behandlingen Behandling med rött + infrarött ljus. Individuella resultat kan variera.

\*\*Resultat från 12 veckors klinisk studie med 60 patienter och användning 1 gång/dag med behandlingen Behandling med blandat blått ljus. Individuella resultat kan variera.

### UNDERHÅLLSRUTIN

När du har uppnått dina mål med en behandlingsrutin, använd Hudunderhåll **en gång dagligen** för att hjälpa till att bibehålla dina resultat.



#### Hudunderhåll (4 minuter)

Utformad för att bibehålla en strålande hud efter en åttaveckorscykel.

**Avbrott i rutinen? Oroa dig inte!**  
**Justera dina mål och fortsätt med din hudvårdsresa.**

Denna mask avger inget UV-ljus.

## KYLNING UNDER ÖGONEN

Använd kylning på morgonen för att lugna området under ögonen och på kvällen för att slappna av.

### LED + KYLNING



Kylning under ögonen startar automatiskt med varje LED-rutin och har möjlighet att stängas av. Använd fjärrkontrollens kylknapp för att växla mellan tre temperaturer för att snabbt lugna området under ögonen.

### ENDAST KYLNING



#### Förnyelse under ögonen (5, 10 eller 15 minuter)

En justerbar rutin med ENDAST kylning under ögonen (inga LED-lampor) för en lugnande och uppräschande upplevelse utformad för optimal avslappning.

### HITTA DIN PERFEKTA RUTIN









Skanna QR-koden för att göra vårt quiz för att hitta den bästa rutinen för dina hudbesvär.



## FELMEDDELANDEN

Felmeddelande	Lösning
Fjärrkontrollen är överhettad. Låt fjärrkontrollen svalna före användning.	Låt fjärrkontrollen svalna före användning. Masken bör inte användas i temperaturer högre än (30 °C).
Fjärrkontrollen har för låg temperatur. Låt fjärrkontrollen värmas upp före användning.	Låt fjärrkontrollen värmas upp före användning. Masken bör inte användas i temperaturer lägre än (0 °C).
Fjärrkontrollfel A3. Ring kundtjänst.	Ring kundtjänst.
Laddaren känns inte igen.	Använd den medföljande Shark USB-C laddningskabeln och väggadaptern för att ladda masken.
Ta bort fjärrkontrollen från laddaren.	Maskens batteri är laddat, ta bort den från laddaren.
Låg batterinivå. Ladda innan användning.	Maskens batteri är lågt, ladda det.
Batterifel B1. Ring kundtjänst.	Ring kundtjänst.
Fjärrkontrollfel B2. Ladda fjärrkontrollen före nästa användning.	Ladda fjärrkontrollen före nästa användning med den medföljande Shark USB-C-laddningskabeln och stickkontakten.
Laddningsfel C1. Koppla från och återanslut för att ladda.	Koppla från och återanslut fjärrkontrollen för att ladda med den medföljande Shark USB-C-laddningskabeln och stickkontakten.
Fläktfel F1. Ring kundtjänst.	Ring kundtjänst.
Fel A1. Ring kundtjänst.	Ring kundtjänst.
Fel A2. Ring kundtjänst.	Ring kundtjänst.

## SYMBOLER

Symbol	Förklaring
	Typ BF-tillämpad del
	Klass II-utrustning
	Likström
	Se bruksanvisningen
<b>IP22</b>	Skydd mot inträngning: IP2X: Skyddad mot solida främmande föremål med minst 12,5 mm Ø IPX2: Skydd mot vertikalt fallande vattendroppar när HÖLJET är vinklat upp till 15°
BETRÄFFANDE ELEKTRISK STÖT, BRAND OCH MEKANISKA FAROR ENDAST I ENLIGHET MED AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021; CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14(Bekräftat igen 2022); IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022	
	Tillverkare
	Denna enhet överensstämmer med Förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745
	Auktoriserad representant i Europeiska unionen
	Medicinteknisk produkt

## TVÅ (2) ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

När en konsument köper en produkt i Sverige får de juridiska rättigheter avseende produktens kvalitet (dina lagstadgade rättigheter). Du kan hävda dessa rättigheter mot din återförsäljare. På Shark är vi dock så säkra på kvaliteten på våra produkter att vi ger dig tillverkargaranti på 2 år. Dessa villkor avser endast vår tillverkargaranti – dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

Villkoren nedan beskriver förutsättningarna för och omfattningen av vår garanti. De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller återförsäljarens skyldigheter och inte heller ditt avtal med återförsäljaren.

### Shark Guarantees

Du hittar onlinesupport på [sharkclean.se](http://sharkclean.se)

### Hur registrerar jag min utökade Shark-garanti?

Du kan registrera din garanti online inom 28 dagar från inköp. För att spara tid, ha följande information om din Fläkt till hands:

- Datum då du köpte produkt (kvitto eller följesedel).

För att registrera online, besök [sharkclean.se](http://sharkclean.se)

### VIKTIGT:

Garantin täcker din produkt under 2 år från och med datumet för köpet.

Shark-garantin är endast giltig i det land där produkten köptes

Spara alltid kvittot. Skulle du behöva använda din garanti behöver vi kvittot för att bekräfta att den information vi har fått är korrekt. Om du inte kan visa upp ett giltigt kvitto kommer detta att ogiltigförklara din garanti.

### Vilka är fördelarna med att registrera den inkluderade Shark-garantin?

När du registrerar din garanti har vi dina uppgifter till hands om vi behöver ta kontakt. Du kan också få tips och råd om hur du får största möjliga nytta av din Shark-produkt och de senaste nyheterna om nya produkter och lanseringar från Shark. Om du registrerar din garanti online, får du genast en

bekräftelse om att vi har tagit emot dina uppgifter.

### Hur länge gäller garantin för din nya Shark-produkt?

Vårt förtroende för vår design och kvalitetskontroll innebär att din nya Shark-produkt har en garanti som gäller i totalt 2 år.

### Vad täcks av den inkluderade Shark-garantin?

Reparation eller byte av din Shark-produkt (enligt Sharks gottfinnande), inklusive alla delar och arbete. En Shark-garanti gäller utöver dina lagliga rättigheter som köpare.

### Vad täcks inte av den inkluderade Sharkgarantin?

1. Normalt slitage på bärbara delar (t.ex. tillbehör) täcks inte av denna garanti. Reservdelar finns att köpa på [sharkclean.se](http://sharkclean.se)
2. Skada orsakad av felaktig eller olämplig användning, försumlig hantering, underlåtenhet att utföra nödvändigt underhåll eller skada orsakad av felaktig hantering under transport.
3. Skada orsakad av underhåll som inte är godkänd av Shark.

### Var kan jag köpa Sharks originalreservdelar och tillbehör?

Sharks reservdelar och tillbehör utvecklas av samma ingenjörer som har utvecklat din Shark produkt. Du hittar ett fullständigt sortiment av Sharks reservdelar och tillbehör för alla Shark produkter maskiner på [sharkclean.se](http://sharkclean.se)

Kom ihåg att skador som orsakas av användning av reservdelar som inte kommer från Shark kanske inte täcks av din garanti.

**Tiltæn kt brug:**

Shark CryoGlow LED-masken udsender energi i det røde og infrarøde lysspektrum samt i det røde, blå og infrarøde lysspektrum til behandling af mild til moderat inflammatorisk akne.

**Verwendungszweck:**

Die Shark CryoGlow LED Maske strahlt Energie im roten und infraroten Lichtspektrum und im roten, blauen und infraroten Lichtspektrum.

**Uso previsto:**

La máscara de luz LED Shark CryoGlow emite energía en el espectro de luz roja e infrarroja y en el espectro de luz roja, azul e infrarroja para el tratamiento del acné inflamatorio de carácter leve a moderado.

**Usage prévu:**

Le masque LED Shark CryoGlow génère de l'énergie provenant de la lumière dont le spectre se situe entre le rouge et l'infrarouge et de la lumière dont le spectre se situe entre le rouge, le bleu et l'infrarouge pour le traitement de l'acné inflammatoire légère à modérée.

**Uso previsto:**

La maschera a LED Shark CryoGlow emette energia nello spettro luminoso del rosso e dell'infrarosso e nello spettro luminoso del rosso, blu e infrarosso per il trattamento dell'acne infiammatoria da lieve a moderata.

**Bedoeld gebruik:**

Het Shark CryoGlow LED-masker straalt energie uit in het rode en infrarode lichtspectrum en in het rode, blauwe en infrarode lichtspectrum voor de behandeling van milde tot gematigde inflammatoire acne.

**Tiltenkt bruk:**

Shark CryoGlow LED-masken avgir energi i det røde og infrarøde lysspekteret, samt i det røde, blå og infrarøde lysspekteret for behandling av mild til moderat inflammatorisk akne.

**Przeznaczenie:**

Maseczka LED Shark CryoGlow emituje energię w zakresie światła czerwonego i podczerwonego oraz w zakresie światła czerwonego niebieskiego i podczerwonego w celu niwelowania łagodnego lub umiarkowanego trądziku zapalnego.

**Käyttötarkoitus:**

Shark CryoGlow -LED-maski säteilee energiaa puna- ja infrapunavalospektrissä sekä puna-, sini- ja infrapunavalospektrissä lievän tai kohtalaisen tulehdusaknen hoitoon.

**Avsedd användning:**

Shark CryoGlow LED-masken avger energi i spektrumet för infrarött ljus och rött ljus samt i spektrumet för rött, blått och infrarött ljus för behandling av mild till måttlig inflammatorisk akne.

# Shark

BEAUTY

SHARK and SHARK CRYOGLOW are registered trademarks in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. All rights reserved.

Model: FX3XXXXXXX



SharkNinja Operating LLC 89 A St #100, Needham, MA 02494, USA



Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, The Netherlands  
08/07/2025, V1



FW312EU\_UG\_CryoGlow\_Multilingual\_ShortVer\_Mv10\_250708