

CURRENTBODY SKIN™

LED LIGHT THERAPY MASK - SERIES 2



USER GUIDE AND MANUAL



CONTENTS

CurrentBody Skin LED Light Therapy Mask	04
What's in the box?	05
Important safety information	06
Warnings	07
Cautions	09
Contraindications	09
Device overview	11
How to use	12
Warranty	16
Specification	17
Symbols Explained	18
Safety and EMC	19
Manufacturer information	22
Français	23
Deutsch	37
Español	51
Italiano	65
繁體中文	79
简体中文	93
日本語	107
한국어	121

Welcome to CurrentBody Skin LED Light Therapy Mask

Developed through our expertise in beauty technology, CurrentBody Skin is a range of high-performance beauty tech for home use.

Every CurrentBody Skin product pairs the gold standard of clinical technology with unique design & advanced software to maximise your results.

Veritace® - Quality, Safety & Results in Beauty Tech

Choosing Veritace® guarantees that the technology in your hands is one of the best, safest and most reliable on the market.

We achieve this standard through our unique Veritace® product development process. This allows us to ensure that every product sold worldwide is produced to the highest standard.

The Veritace® Mark on the box is our guarantee of quality. Every product can be traced back through individual product testing to ensure it meets the Veritace® standard.

WHAT IS IN THE BOX?

System Includes:

CurrentBody Skin LED Light
Therapy Mask



Multi-strap x 3



USB-C Charging Cord



Storage Bag



User Manual



Eye Inserts



NFC card



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- DO NOT operate the device where it could come in contact with water.
- DO NOT use or charge the device with a power adapter that is damaged or faulty.
- DO NOT harshly bend or abuse the USB-C Charging Cord.
- DO NOT attempt to take the device apart. The device is not servicable by the user. This will void the warranty.
- STOP using the device immediately if you think it is defective.

CUSTOMER CARE

Please contact CurrentBody via the website if you have any questions or need any advice.



WARNINGS

- This device should not be used by children 12 years or younger. People between the ages of 13 and 18 must always use the device under adult supervision.
- Please consult your doctor prior to use if you are, or suspect you are pregnant or you are breastfeeding.
- Please consult your doctor prior to use if you have or suspect you have cancer.
- DO NOT use the device if it is wet. If the device has fallen into water, you must unplug it from any power supply before you touch it.
- DO NOT look directly into the light as this may cause temporary discomfort. Ensure that you place the device on the face so that you can see through the eye holes and the device is not covering the eyes.
- DO NOT use if your skin is red or swollen from a previous treatment.
- DO NOT use the device to treat skin that is painful to touch, raised (higher than the surrounding skin), crusting or bleeding. This may be a sign of a more serious condition and should be checked by your doctor.
- No modification of this equipment is allowed.
- This device contains a Lithium Ion Battery. Before disposal of this device, please review your local laws and requirements surrounding Lithium Ion Battery disposal. The preferred method of disposal is through recycling.

- DO NOT let children play with the device. Cleaning and charging the device must not be done by children.
- DO NOT use the device to treat moles, warts, open sores, cancerous lesions or any skin condition.
- DO NOT use the device on spots without pigmentation or areas on the skin that have vitiligo.
- DO NOT use the device if you have any open wounds.
- DO NOT use the device outdoors to prevent damage to the product.
- DO NOT drop or insert any object into any openings of the device.
- DO NOT use or store the device near hot surfaces or in direct sunlight.
- DO NOT use the device with non-manufacturer-approved accessories.
- DO NOT use solvents or abrasive cleaners on the device.
- DO NOT use the device in any other way than specified in this manual.
- DO NOT use the device if you have had a recent surgery or other surgical procedures.
- DO NOT use the device over a bacterial infection as this may result in the worsening of symptoms.
- Close supervision is necessary when this device is used, cleaned or stored near children or those with reduced physical or mental abilities.
- DO NOT use the device with any other USB-C cable than provided by CurrentBody.
- DO NOT scratch the light emitting surface.

CAUTIONS

- Discontinue use if the device overheats or becomes uncomfortably hot.
- Always unplug the device from the outlet after charging is complete.
- Do not store the device in direct sunlight or in a location with temperatures over 100 Fahrenheit as this may cause damage to the plastic coating.
- Use only the supplied Universal USB-C charging cord. Use of an incorrect power cord could damage the device.
- Do not attempt to open or repair the device or power supply.
- Do not drop the device on hard surfaces, as this could damage it. Using a damaged device could result in injury.
- If you have any concerns about the skin you are treating, you should cease use and check with your doctor.
- Contact your doctor if you have any medical questions regarding use of this device.

CONTRAINDICATIONS

Certain medical conditions, medications and chemicals are known to induce photosensitivity. Photosensitivity is a common side effect of various medications. These can include many commonly used medications, skincare, supplements, antibiotics, diuretics and steroids.

For an extensive list of common causes of photosensitivity, please see here:

<https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>

St John's Wort, certain perfumes, antiperspirant, antibacterial soaps, artificial sweeteners, naphthalene (mothballs), petroleum products, brightening agents found

in laundry detergent and cadmium sulphide (a chemical injected into the skin during tattooing).

Anyone with the following medical conditions should not use this device:

- Epilepsy or seizures triggered by light
- Metabolic disorders such as Porphyria
- Autoimmune disorders such as Systemic Lupus Erythematosus (SLE)
- Photosensitive disorders
- Active cancers
- Use of photosensitive medication or skincare
- Eye disease
- Glaucoma
- Cataracts
- Recent laser eye surgery
- Light induced headaches or migraines.

Test yourself for light sensitivity prior to using:

1. Ensure your skin is clean and dry.
2. Place your LED product in contact with the skin. Ideally inner thigh, arm or back of hand.
3. Turn on your device and complete a full treatment.
4. Wait 24 hours. If there are no reactions, carry out the treatment protocol indicated for your device.
5. If you experience any reactions, please contact our Customer Support team.

DEVICE OVERVIEW

The CurrentBody Skin LED Light Therapy Mask is powered by 3 highly precise LED wavelengths, proven in scientific testing to be most effective for anti-ageing and skin rejuvenation.


The flexible silicone mask molds to your face to give maximum skin coverage for the most consistent, effective results. The LED light penetrates the skin, energising the cells in the deepest layers where collagen is formed, reducing the appearance of fine lines and wrinkles and resulting in a brighter complexion.

HOW IT WORKS

The CurrentBody Skin LED Mask is powered by 236 Veritace® red (633nm), near-infrared (830nm) and deep near-infrared (1072nm) LEDs.

The device is programmed to deliver 10-minute treatments and with consistent use, 3-5 times per week can result in firmer, more radiant skin in just 4 weeks.

Light Wavelength Diagram



HOW TO USE

Set up:

1. Unpack your device. The device may come with some charge, but we recommend always fully charging before first use.
2. Insert the USB-C power cord into the controller and then into a suitable USB charger (not supplied).
3. Insert the USB charger into a mains outlet and switch on.
4. The white power indicator lights will flash to indicate charging. The device will take 4.5 hours to charge fully. When the battery is fully charged the white light will stop flashing and turn solid white.
5. Ensure you unplug the device from the USB-C charger before using. For your safety, the device will not work when charging.
6. Place the device in the protective storage bag when not in use.
7. When the device needs recharging, the power indicator light will flash orange. To recharge the device, please follow the instructions above.

INSTRUCTIONS FOR USE:

You must conduct a sensitivity test before first use.

1. Wash and fully dry your face prior to use so your skin is clean and free from skincare products. Do not use any other skincare with the LED as it may cause irritation or block the light.
2. Attach the straps, place the mask to your face and adjust the straps around your head.
3. Press and hold the power button to turn on your device. Your treatment will automatically run for 10-minutes.
4. When your treatment has finished you can apply your skincare as normal.

FOR BEST RESULTS:

- Use 3-5 times weekly.
- DO NOT carry out more than one treatment on the same area within a 24 hour period.
- Use the device on clean, dry skin.
- Ensure skincare is applied after using the device as it can cause irritation and block light penetration, not before.
- Wipe device clean after each use.

MAINTENANCE:

- This device has no serviceable parts. The battery is not accessible and not serviceable. Users should not attempt to access or service the battery as this will damage the device and void the warranty.
- Device includes only an ON/OFF button. All settings are set to the factory setting.
- Charge the device only with the supplied USB-C power charging cord and a universal USB-C power adapter (not included).
- The power indicator light will begin to flash orange when battery levels are low. This indicates the device should be recharged.
- Compatible Power Supply: 100-240V
- The lifetime of the Lithium battery can be maximized by allowing it to fully charge and then fully discharge during regular use.

CLEANING:

1. Turn device off and unplug from any power source.
2. Wipe the tops of the LEDs with a damp or microfibre cloth to remove any residue after each use.
3. Clean the device body by using damp or microfibre cloth. Do not use chemical or alcohol based cleaners on the plastic coating.
4. Allow the device to dry completely prior to use.

TROUBLESHOOTING

System is not turning on:

- a. Is the device fully charged? (power indicator light is on and solid).
- b. Is the power indicator light illuminated?
- c. Is the device disconnected from the mains? The device will not work while charging.

System is not charging:

- a. Is USB-C power cord firmly inserted into the device? (does power indicator light turn on?).
- b. Try a different wall outlet to determine if there is power to the outlet.

System shuts off abruptly, prior to completion of 10-minute treatment:

- a. System is designed to shut off automatically after 10 minutes.
- b. System may shut off after multiple repeated uses if the device exceeds desired temperature. Allow the device to cool for several minutes and try again.

Some lights appear turned off:

The near- infrared (NIR) light spectrum is not visible to the human eye. These lights will look as if they are not on, but they are operating properly. If the visible lights are on, then the device is operating as designed.

The device does not switch off after a 10 minutes treatment:

The device is faulty. Please contact CurrentBody.

The LEDs flicker during use:

The device is faulty. Please contact CurrentBody.

WARRANTY

Under normal use this product is guaranteed for 2 years after its original purchase date against manufacturing defects in materials or workmanship. This warranty extends only to the original purchaser. If the product should become faulty within the warranty period, contact CurrentBody.

- CurrentBody reserves the right to repair a defective product.
- CurrentBody reserves the right to replace a defective product with the most compatible product currently available.

This warranty does not cover damage caused by the following:




- Accident, misuse, abuse or alteration
- Servicing by unauthorised persons
- Connection to incorrect power sources
- Use with unauthorised accessories

CurrentBody shall not be responsible for any incidental, special or consequential damages resulting from the use of this product. All implied warranties, including but not limited to implied warranties of fitness and merchantability are limited in duration to two years from date of original purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so some of the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty is given in lieu of all other warranties, written or oral, whether expressed by affirmation, promise, description, drawing, model or sample. Any and all warranties other than this one, whether expressed or implied, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are hereby disclaimed. If the product is defective within the warranty period please contact CurrentBody.










SPECIFICATION

Specification	
Produce name	LED Light Therapy Mask
Model	MK-90H
Power source	Adapter: Input: 100-240V/50-60Hz Output: 5.0V=1.0A
Battery capacity	2600mAh
Weight	1220g±10g
Dimensions	190 × 98 × 207 mm (L × W × H)
Wavelengths	Red 633nm + NIR 830nm + Deep NIR 1072nm
Energy Source	LEDs
Power Density	30mw/cm2
Number of LEDs	236 LED diodes: 110 × 633nm, 110 × 830nm, 16 × 1072nm
Treatment time	3-5 times weekly for 4 weeks
Location for Use	Face
Environment of Use	OTC
Safety and EMC	IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6, IE C60601-1-11, IEC 60601-2-57
Biocompatibility	ISO 10993-1, ISO 10993-5, ISO 10993-10
Operating Environment	Temperature: -10~35 C Humidity: 30-80%RH
Storage Environment	Temperature: -20~60 C Humidity: 30-90%RH

THE SYMBOLS AND DESCRIPTION

No.	Symbols	Description
1		Manufacturer.
2		"WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)". This means that the product including its battery must not be disposed of in household waste.
3		Consult instructions for use.

THE SYMBOLS AND DESCRIPTION

No.	Symbols	Description
4		The date of manufacture.
5	IP22	Protection against ingress of solids, it means the volume of the solids should less than 12mm. Protection against ingress of water, it means the de vice could protected against vertical falling water drop 15°.
6		Type BF Applied Part.
7	CE	This symbol means: Conforms to certain EC Directives on health, safety, and environmental protection standards. CE stands for 'Conformité Européenne'.
8	UK CA	This symbols implies conformity to UK Directives on health, safety and environmental protection standards. UKCA stands for UK Conformity Assessed.
9		This symbol means: Class B, Civil or household products using light sources
10		Batch code.
11		Symbol for "SERIALNUMBER". This symbol shall be accompanied by the manufacturer's serial number.
12		Temperature limit.
13		Humidity limit.
14		This symbol means keep dry.
15		This symbol means keep the de vice away from direct sunlight.

SAFETY AND EMC


- 1) It complies with Medical Electrical Safety Standards (IEC 60601-1, IEC 60601-1-11, IEC 60601-2-57).
- 2) This device also complies with Medical EMC Standard (IEC 60601-1-2).

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions		
LED Light Therapy Mask is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of LED Light Therapy Mask should assure that it is used in such an environment.		
Emissions	Compliance	Electromagnetic environment-- guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	LED Light Therapy Mask uses LED energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	LED Light Therapy Mask is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not applicable	
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	$P_{st} \leq 1.0$; $P_{lt} \leq 0.65$; $d(t) \text{ sec} \leq 0.5$; $d_{max} \leq 4\%$ $d_c \leq 3.3\%$	

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity			
LED Light Therapy Mask is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of LED Light Therapy Mask should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment --guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air	± 8 kV contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV 100 kHz repetition frequency	± 2 kV 100 kHz repetition frequency	Mains power quality should be that of a HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT
Surge IEC 61000-4-5	$\pm 0,5$ kV, ± 1 kV Line-to-line	$\pm 0,5$ kV, ± 1 kV Line-to-line	Mains power quality should be that of a HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT

Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cycle (At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°) 0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 cycles (Single phase: at 0°) 0 % UT; 250/300 cycle	0 % UT; 0,5 cycle (At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°) 0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 cycles (Single phase: at 0°) 0 % UT; 250/300 cycle	Mains power quality should be a HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT. If the user Of LED Light Therapy Mask requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that LED Light Therapy Mask be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT
NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level			

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity			
LED Light Therapy Mask is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of LED Light Therapy Mask should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment --guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 0,15 MHz and 80 MHz 6 Vrms in ISM and amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz	3 Vrms 0,15 MHz and 80 MHz 6 Vrms in ISM and amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of LED Light Therapy Mask, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$ $d = 1,2 \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz to } 2,7 \text{ GHz}$ Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation Distance in meters (m).

Radiated RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz to 2.7GHz 80 % AM at 1 kHz	10 V/m 80 MHz to 2.7GHz 80 % AM at 1 kHz	Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, should be less than the compliance level in each frequency range. b Interference may occur in the vicinity of Equipment marked with the following symbol: 
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.			
a. Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which LED Light Therapy Mask is used exceeds the applicable RF compliance level above, LED Light Therapy Mask should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating LED Light Therapy Mask. b. Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 10 V/m.			

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the LED Light Therapy Mask			
LED Light Therapy Mask is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of LED Light Therapy Mask can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and LED Light Therapy Mask as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.			
Rated maximum output power of transmitter (W)	Separation distance according to frequency of transmitter (m)		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1,2/\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1,2/\sqrt{P}$	800 MHz to 2.7 GHz $d = 2,3/\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer. NOTE1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. NOTE2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.			

MANUFACTURER INFORMATION



The Beauty Tech Group Ltd

Q17, Crossley Road, Stockport, Greater Manchester, SK4 5BB

EU Authorised Representative: Certification Company,
Veluwezoom 42, 1327 AH, Almere, The Netherlands

Made in China

Découvrez le masque de luminothérapie à LED de CurrentBody Skin.

CurrentBody Skin a été développé grâce à notre expertise en technologie de la beauté. Il s'agit d'une gamme de produits de beauté de haute performance pour un usage à domicile.

Chacun de nos produits CurrentBody Skin associe l'étalon-or de la technologie clinique à la conception unique et aux logiciels de pointe afin de maximiser vos résultats.

Veritace® - Qualité, sécurité et résultats en matière de technologie de beauté

En optant pour Veritace®, vous avez la garantie que la technologie entre vos mains est l'une des meilleures, des plus sûres et des plus fiables du marché.

C'est grâce à notre processus unique de développement des produits Veritace® que nous parvenons à cette norme. Nous veillons ainsi à ce que chaque produit vendu dans le monde entier soit fabriqué selon les normes les plus strictes.

La marque Veritace® apposée sur la boîte constitue notre garantie de qualité. Il est possible de remonter jusqu'à chaque produit grâce à des tests individuels afin de veiller à ce qu'il réponde à la norme Veritace®.

CONTENU DE LA BOÎTE ?

Le système comprend:

Masque de luminothérapie à LED de CurrentBody Skin



Multi-sangle x3



Cordon de charge USB-C



Sac de rangement



Manuel de l'utilisateur



Inserts oculaires



Carte NFC



INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

- N'utilisez PAS l'appareil dans un endroit pouvant avoir un contact avec de l'eau.
- N'utilisez PAS et ne chargez pas l'appareil à l'aide d'un adaptateur d'alimentation endommagé ou défectueux.
- NE pliez PAS brutalement le cordon de charge USB-C et ne le maltraitez pas.
- N'essayez PAS de démonter l'appareil. Cet appareil ne peut pas être réparé par l'utilisateur. Dans ce cas, la garantie sera annulée.
- CESSEZ immédiatement d'utiliser l'appareil si vous pensez qu'il est défectueux.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils, veuillez contacter CurrentBody via le site web.



AVERTISSEMENTS

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Une surveillance par un adulte est obligatoire pour les personnes âgées de 13 à 18 ans.
- Avant d'utiliser l'appareil, consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ou si vous êtes en période d'allaitement.
- Avant d'utiliser l'appareil, consultez votre médecin si vous souffrez ou si vous pensez souffrir d'un cancer.
- N'utilisez PAS l'appareil s'il est mouillé. Il convient de débrancher l'appareil de toute source d'alimentation électrique avant de le toucher s'il est tombé dans l'eau.
- NE regardez PAS directement la lumière, sous peine de provoquer une gêne temporaire. Veillez à placer l'appareil sur votre visage de manière à ce que vous puissiez voir à travers les trous pour les yeux et que l'appareil ne couvre pas les yeux.
- N'utilisez PAS l'appareil si votre peau présente des rougeurs ou des gonflements à la suite d'un traitement récent.
- N'utilisez PAS l'appareil pour traiter une peau sensible au toucher, râpeuse (plus haute que la peau qui l'entoure), présentant des croûtes ou des saignements. Ces signes peuvent indiquer une affection plus grave et doivent être examinés par votre médecin.
- Aucune modification de cet appareil n'est autorisée
- Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion. Il convient, avant de mettre cet appareil au rebut, de prendre connaissance des lois et réglementations locales relatives à la mise au rebut des batteries au lithium-ion. La méthode de mise au rebut
- NE LAISSEZ PAS les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la recharge de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

- NE PAS utiliser l'appareil pour traiter les grains de beauté, les verrues, les plaies ouvertes, les lésions cancéreuses ou tout autre problème de peau.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des taches sans pigmentation ou sur des zones de la peau atteintes de vitiligo.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des plaies ouvertes.
- NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur pour éviter d'endommager le produit.
- NE PAS laisser tomber ou insérer d'objet dans les ouvertures de l'appareil.
- NE PAS utiliser ou stocker l'appareil près de surfaces chaudes ou en plein soleil.
- NE PAS utiliser l'appareil avec des accessoires non approuvés par le fabricant.
- NE PAS utiliser de solvants ou de nettoyeurs abrasifs sur l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil d'une autre manière que celle spécifiée dans ce manuel.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez subi une récente intervention chirurgicale ou d'autres procédures chirurgicales.
- NE PAS utiliser l'appareil sur une infection bactérienne, car cela pourrait aggraver les symptômes.
- Une supervision étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé, nettoyé ou stocké près des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites.
- NE PAS utiliser l'appareil avec un autre câble USB-C que celui fourni par CurrentBody.
- NE PAS gratter la surface émettrice de lumière.

MISE EN GARDE

- Cessez d'utiliser l'appareil en cas de surchauffe ou de chaleur inconfortable.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant une fois la charge terminée.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures supérieures à 100 Fahrenheit, car cela risque d'endommager le revêtement en plastique.
- Utilisez uniquement le cordon de charge USB-C universel fourni. Toute utilisation d'un cordon d'alimentation autre que celui fourni risque d'endommager l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil ou le bloc d'alimentation.
- Ne faites pas tomber l'appareil sur des surfaces dures, sous peine de l'endommager. Si vous utilisez un appareil endommagé, vous risquez de vous blesser.
- Si vous avez des doutes sur la peau que vous traitez, il vous faut cesser d'utiliser l'appareil et consulter votre médecin.
- Contactez votre médecin si vous avez des questions d'ordre médical relatives à l'utilisation de ce dispositif.

CONTRE-INDICATIONS

Certaines conditions médicales, certains médicaments et certains produits chimiques ont pour effet d'induire une photosensibilité. Les effets secondaires de la photosensibilité sont fréquents lorsque l'on prend divers médicaments. Parmi ces derniers, on trouve de nombreux médicaments, de soins de la peau, de suppléments, d'antibiotiques, de diurétiques et de stéroïdes d'usage courant

Vous trouverez sur le site suivant une liste exhaustive des causes courantes de la photosensibilité :

<https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>

Le millepertuis, certains parfums, les antitranspirants, les savons antibactériens, les édulcorants artificiels, le naphtalène (boules de naphtaline), les produits pétroliers, les agents éclaircissants contenus dans les détergents à lessive et le sulfure de cadmium (un produit chimique injecté dans la peau lors de tatouage).

Toute personne présentant les conditions médicales suivantes ne doit pas utiliser cet appareil :

- Épilepsie ou crises d'épilepsie déclenchées sous l'effet de la lumière
- Troubles métaboliques tels que la porphyrie
- Troubles auto-immuns tels que le lupus érythémateux systémique (LED)
- Troubles de la photosensibilité
- Cancers actifs
- Utilisation de médicaments ou de soins de la peau photosensibles
- Maladie des yeux
- Glaucome
- Cataractes
- Chirurgie oculaire au laser récemment subie
- Maux de tête ou migraines provoqués par la lumière.

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que vous n'êtes pas sensible à la lumière :

1. Veillez à ce que votre peau soit propre et sèche.
2. Placez votre produit LED en contact avec la peau. De préférence sur la face interne de la cuisse, le bras ou le dos de la main.
3. Mettez votre appareil en marche et effectuez un traitement complet.
4. Attendez 24 heures. Si vous n'observez aucune réaction, effectuez le protocole de traitement indiqué pour votre appareil.
5. En cas de réaction, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

Le masque de luminothérapie à LED de CurrentBody Skin est alimenté par 3 longueurs d'onde à LED très précises, prouvées lors de tests scientifiques comme étant les plus efficaces pour l'anti-âge et le rajeunissement de la peau.


Ce masque en silicone souple se moule à votre visage pour couvrir au maximum la peau et obtenir les résultats les plus fiables et les plus efficaces. La lumière LED pénétrant dans la peau dynamise les cellules des couches les plus profondes où se forme le collagène, réduisant ainsi l'apparence des rides et ridules et donnant un teint plus lumineux.

MODE DE FONCTIONNEMENT

Le masque à LED de CurrentBody Skin est alimenté par 236 LED Veritace® rouges (633nm), proches infrarouges (830nm) et proches infrarouges profonds (1072nm).

L'appareil est programmé de manière à offrir des traitements de 10 minutes et, avec une utilisation régulière, à raison de 3 à 5 fois par semaine. En 4 semaines seulement, vous obtenez une peau plus ferme et plus éclatante.

Light Wavelength Diagram



MODE D'EMPLOI

Mise en route :

1. Déballez votre appareil. Il est possible que l'appareil soit livré avec une certaine charge, mais nous recommandons de toujours le charger complètement avant la première utilisation.
2. Insérez le cordon d'alimentation USB-C dans le contrôleur, puis dans un chargeur USB approprié (non fourni).
3. Insérez le chargeur USB dans une prise secteur et mettez-le sous tension.
4. Les voyants d'alimentation blancs clignoteront et indiqueront que l'appareil est en cours de chargement. Il faut compter 4,5 heures pour que l'appareil soit complètement chargé. Une fois le chargement terminé, le voyant blanc s'arrête de clignoter et devient blanc fixe.
5. Veillez à débrancher l'appareil du chargeur USB-C avant de l'utiliser. Par mesure de sécurité, l'appareil ne fonctionnera pas lorsqu'il est en charge.
6. Placez l'appareil dans le sac de rangement protecteur si vous ne l'utilisez pas.
7. Le voyant d'alimentation clignote en orange lorsque l'appareil a besoin d'être rechargé. Pour recharger l'appareil, veuillez suivre les instructions précédentes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant la première utilisation, vous devez effectuer un test de sensibilité.

1. Lavez et séchez complètement votre visage avant toute utilisation afin que votre peau soit propre et exempte de produits de soin. Vous ne devez pas utiliser d'autres produits de soin pour la peau avec LED, étant donné qu'ils peuvent provoquer des irritations ou bloquer la lumière.
2. Attachez les sangles, placez le masque sur votre visage et ajustez les sangles autour de votre tête.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour mettre en marche votre appareil. Le traitement commence automatiquement pour une durée de 10 minutes.
4. À la fin du traitement, vous pouvez appliquer vos soins comme d'habitude.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS :

- Utilisez l'appareil 3 à 5 fois par semaine
- NE faites PAS plus d'un traitement sur la même zone en l'espace de 24 heures.
- Utilisez l'appareil sur une peau propre et sèche.
- Veillez à appliquer votre soin après l'utilisation de l'appareil, et non avant, car cela peut provoquer une irritation et bloquer la pénétration de la lumière.
- Essayez l'appareil après chaque utilisation.

ENTRETIEN:

- Cet appareil ne comporte aucune pièce pouvant être réparée. Il est impossible d'accéder à la batterie et de la réparer. Les utilisateurs ne doivent pas essayer d'accéder à la batterie ou de la réparer, sinon cela endommagera l'appareil et annulera la garantie.
- L'appareil ne comporte qu'un bouton MARCHE/ARRÊT. Tous les réglages sont ceux d'usine.
- Chargez l'appareil uniquement à l'aide du cordon de charge d'alimentation USB-C fourni et d'un adaptateur d'alimentation USB-C universel (non fourni).
- Le voyant d'alimentation se met à clignoter en orange lorsque le niveau de la batterie est faible. Cela indique que l'appareil doit être rechargé.
- Alimentation électrique compatible : 100-240V
- Il est possible de maximiser la durée de vie de la batterie au lithium en la laissant se charger puis se décharger complètement lors d'une utilisation régulière.

NETTOYAGE :

1. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de toute source d'alimentation.
2. Essuyez la partie supérieure des LED avec un chiffon humide ou en microfibre pour enlever tout résidu après chaque utilisation.
3. Nettoyez le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide ou en microfibre. Veillez à ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques ou à base d'alcool sur le revêtement en plastique.
4. Laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Le système ne se met pas en marche :

- a. L'appareil est-il complètement chargé (le voyant d'alimentation est allumé et fixe) ?
- b. Le voyant d'alimentation est-il allumé ?
- c. L'appareil est-il déconnecté du réseau électrique ? L'appareil ne fonctionne pas pendant le chargement.

Le système ne se recharge pas :

- a. Le cordon d'alimentation USB-C est-il fermement inséré dans l'appareil ? (le voyant d'alimentation se met-il en marche ?).
- b. Essayez une autre prise murale pour vous assurer qu'elle est bien alimentée.

Le système s'éteint brusquement avant la fin du traitement de 10 minutes :

- a. Le système est conçu pour s'arrêter automatiquement au bout de 10 minutes.
- b. Le système peut s'éteindre après plusieurs utilisations successives si l'appareil dépasse la température prévue. Attendez que l'appareil refroidisse pendant plusieurs minutes et réessayez.

Certaines lumières semblent éteintes :

Les rayons infrarouges proches (NIR) ne sont pas visibles par l'œil humain. Ces lumières semblent éteintes, mais elles fonctionnent correctement. Si les lumières visibles sont allumées, c'est que l'appareil fonctionne comme prévu lors de sa conception.

L'appareil ne s'éteint pas après un traitement de 10 minutes :

L'appareil est défectueux. Veuillez contacter CurrentBody.

Les diodes clignotent pendant l'utilisation :

L'appareil est défectueux. Veuillez contacter CurrentBody

GARANTIE

Ce produit est garanti, dans le cadre d'une utilisation normale, pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat initiale, contre tout défaut de fabrication ou de matériel. Seule la personne qui a acheté l'appareil à l'origine bénéficie de cette garantie. En cas de défaillance du produit pendant la période de garantie, veuillez contacter CurrentBody.

- CurrentBody se réserve le droit de réparer un produit défectueux.
- CurrentBody se réserve le droit de remplacer un produit défectueux par le produit le plus compatible actuellement disponible.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de ce qui suit :

- Un accident, une mauvaise utilisation, un abus ou une modification
- un entretien par des personnes non autorisées
- Un branchement sur des sources d'alimentation électrique inappropriées
- Une utilisation avec des accessoires non autorisés

CurrentBody ne peut être tenu responsable des dommages accessoires, spéciaux ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce produit. La durée de toutes les garanties implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'adéquation et de qualité marchande, est limitée à deux ans à compter de la date de l'achat initial. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui excluent ou limitent les dommages accessoires ou indirects, ou qui limitent la durée d'une garantie implicite, de sorte que certaines des limitations et exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, écrites ou orales, que celles-ci soient exprimées par une affirmation, une promesse, une description, un dessin, un modèle ou un échantillon. Aucune garantie autre que celle-ci, expresse ou implicite, ni aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée par le présent document. Si le produit fait défaut pendant la période de garantie, veuillez contacter CurrentBody.

Willkommen bei CurrentBody Skin LED- Lichttherapie-Maske

CurrentBody Skin wurde auf der Grundlage unseres Fachwissens im Bereich der Schönheitstechnologie entwickelt und ist eine Reihe leistungsstarker Schönheitstechnologien für den Gebrauch zu Hause.

Jedes CurrentBody Skin Produkt koppelt den Goldstandard der klinischen Technologie mit einzigartigem Design und fortschrittlicher Software, um Ihre Ergebnisse zu maximieren.

Veritace® - Qualität, Sicherheit und Ergebnisse bei Beauty Tech

Wenn Sie sich für Veritace® entscheiden, können Sie sicher sein, dass Sie eine der besten, sichersten und zuverlässigsten Technologien in Händen halten, die es auf dem Markt gibt.

Diesen Standard erreichen wir durch unseren einzigartigen Veritace® Produktentwicklungsprozess. So können wir sicherstellen, dass jedes weltweit verkaufte Produkt nach den höchsten Standards hergestellt wird.

Das Veritace® Zeichen auf der Verpackung ist unsere Garantie für Qualität. Jedes Produkt kann durch individuelle Produkttests zurückverfolgt werden, um sicherzustellen, dass es dem Veritace® Standard entspricht.

WAS IST IN DER VERPACKUNG ENTHALTEN?

Das System umfasst:

CurrentBody Skin LED-
Lichttherapie-Maske



Multi-Band x3



USB-C-Ladekabel



Aufbewahrungstasche



Bedienungsanleitung



Augeneinsätze



NFC-Karte



WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Betreiben Sie das Gerät NICHT an Orten, an denen es mit Wasser in Berührung kommen könnte.
- Verwenden oder laden Sie das Gerät NICHT mit einem beschädigten oder fehlerhaften Netzteil.
- Biegen Sie das USB-C-Ladekabel NICHT grob oder missbräuchlich.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu zerlegen. Das Gerät kann nicht vom Benutzer gewartet werden. Dadurch wird die Garantie ungültig.
- Verwenden Sie das Gerät sofort nicht mehr, wenn Sie glauben, dass es defekt ist.

KUNDENBETREUUNG

Bitte kontaktieren Sie CurrentBody über die Website, wenn Sie Fragen haben oder Ratschläge benötigen.



WARNUNGEN

- Dieses Gerät sollte nicht von Kindern unter 12 Jahren verwendet werden. Personen zwischen 13 und 18 Jahren müssen das Gerät immer unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, dass Sie schwanger sind, oder wenn Sie stillen.
- Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt, wenn Sie Krebs haben oder vermuten, dass Sie Krebs haben.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es nass ist. Wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist, müssen Sie es von der Stromversorgung trennen, bevor Sie es berühren.
- Schauen Sie NICHT direkt in das Licht, da dies zu vorübergehendem Unbehagen führen kann. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät so auf das Gesicht legen, dass Sie durch die Augenlöcher sehen können und das Gerät nicht die Augen verdeckt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Ihre Haut von einer früheren Behandlung gerötet oder geschwollen ist.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT zur Behandlung von Haut, die sich schmerzhaft anfühlt, gerötet ist (oberhalb der umgebenden Haut), verkrustet ist oder blutet. Dies kann ein Anzeichen für einen ernsteren Zustand sein und sollte von Ihrem Arzt geprüft werden.
- Modifikationen an diesem Gerät sind nicht erlaubt
- Dieses Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bevor Sie dieses Gerät entsorgen, überprüfen Sie bitte Ihre örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus. Das bevorzugte Verfahren für die Entsorgung ist das Recycling.
- Lassen Sie KINDER NICHT mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und das Aufladen des Geräts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

- VERWENDEN SIE das Gerät nicht zur Behandlung von Muttermalen, Warzen, offenen Wunden, krebsartigen Läsionen oder anderen Hautproblemen.
- VERWENDEN SIE das Gerät nicht auf Stellen ohne Pigmentierung oder auf Bereiche der Haut mit Vitiligo.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie offene Wunden haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen oder direktem Sonnenlicht.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit Zubehör, das nicht vom Hersteller zugelassen ist.

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder abrasive Reinigungsmittel auf dem Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf andere Weise als in dieser Anleitung angegeben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie kürzlich operiert wurden oder andere chirurgische Eingriffe hatten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht über einer bakteriellen Infektion, da dies zu einer Verschlechterung der Symptome führen kann.

Eine enge Aufsicht ist erforderlich, wenn dieses Gerät von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet, gereinigt oder gelagert wird.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem anderen USB-C-Kabel als dem von CurrentBody bereitgestellten.
- Kratzen Sie nicht die lichtemittierende Oberfläche.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Setzen Sie den Gebrauch aus, wenn das Gerät überhitzt oder unangenehm heiß wird.
- Ziehen Sie nach der Fertigstellung des Ladevorgangs immer den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder an einem Ort mit Temperaturen über 100 Fahrenheit auf, da dies zu Schäden an der Kunststoffbeschichtung führen kann.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Universal USB-C-Ladekabel. Der Gebrauch eines falschen Stromkabels kann das Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Netzteil zu öffnen oder zu reparieren.
- Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen absinken, da es dadurch beschädigt werden könnte. Wenn Sie ein beschädigtes Gerät verwenden, kann dies zu Verletzungen führen.
- Wenn Sie Bedenken etwa wegen der zu behandelnden Haut haben, sollten Sie den Gebrauch einstellen und Ihren Arzt prüfen.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie medizinische Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben.

KONTRAINDIKATIONEN

Bestimmte Krankheiten, Medikamente und Chemikalien können bekanntermaßen eine Lichtempfindlichkeit hervorrufen. Lichtempfindlichkeit ist eine häufige Nebenwirkung von verschiedenen Medikamenten. Dies betrifft unter anderem viele häufig verwendete Medikamente, Hautpflegemittel, Nahrungsergänzungsmittel, Antibiotika, Diuretika und Steroide

Eine ausführliche Liste der häufigsten Ursachen für Lichtempfindlichkeit finden Sie hier:

<https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>

Johanniskraut, bestimmte Parfüms, Antitranspiranten, antibakterielle Seifen künstliche Süßstoffe, Naphthalin (Mottenkugeln), Erdölprodukte, Aufheller, die in Waschmitteln enthalten sind, und Cadmiumsulfid (eine Chemikalie, die beim Tätowieren in die Haut injiziert wird) Tätowierung).

Personen mit den folgenden Erkrankungen sollten dieses Gerät nicht verwenden:

- Epilepsie oder durch Licht ausgelöste Krampfanfälle
- Stoffwechselstörungen wie Porphyrie
- Autoimmunerkrankungen wie Systemischer Lupus Erythematöses(SLE)
- Lichtempfindliche Störungen
- Aktive Krebserkrankungen
- Gebrauch von lichtempfindlichen Medikamenten oder Hautpflegeprodukten
- Augenkrankheit
- Grüner Star (Glaukom)
- Grauer Star
- Kürzlich durchgeführte Augenlaseroperationen
- Lichtinduzierte Kopfschmerzen oder Migräne.

Testen Sie sich vor der Verwendung auf Lichtsensitivität:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Haut sauber und trocken ist.
2. Bringen Sie Ihr LED Produkt in Kontakt mit der Haut. Idealerweise an der Innenseite des Oberschenkels, des Arms oder des Handrückens.
3. Schalten Sie Ihr Gerät ein und führen Sie eine vollständige Behandlung durch.
4. Warten Sie 24 Stunden. Wenn es keine Reaktionen gibt, führen Sie das für Ihr Gerät indizierte Behandlungsprotokoll durch.
5. Sollten Sie irgendwelche Reaktionen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Kunden-Support.

ÜBERSICHT ÜBER DAS GERÄT

Die CurrentBody Skin LED-Lichttherapie-Maske wird mit 3 hochpräzisen LED-Wellenlängen betrieben, die sich in wissenschaftlichen Tests als besonders gültig für Anti-Aging und Hautverjüngung erwiesen haben.


Die flexible Silikonmaske schmiegt sich an Ihr Gesicht an und deckt die Haut maximal ab, um beständige und gültige Ergebnisse zu erzielen. Das LED-Licht dringt in die Haut ein und regt die Zellen in den tiefsten Schichten an, in denen Kollagen gebildet wird. So werden feine Linien und Fältchen gemildert und der Teint wirkt strahlender.

WIE ES FUNKTIONIERT

Die CurrentBody Skin LED-Maske wird von 236 Veritace®-LEDs im roten (633 nm), nahen (830 nm) und tiefen (1072 nm) Infrarotbereich betrieben.

Das Gerät ist für 10-minütige Behandlungen programmiert und kann bei konsequenter Verwendung 3-5 Mal pro Woche in nur 4 Wochen zu einer strafferen, strahlenderen Haut führen.

Light Wavelength Diagram



WIE ZU VERWENDEN

Einstellen:

1. Packen Sie Ihr Gerät aus. Das Gerät ist möglicherweise bereits aufgeladen, aber wir empfehlen, es vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.
2. Stecken Sie das USB-C-Stromkabel in das Steuergerät und dann in ein geeignetes USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Schließen Sie das USB-Ladegerät an eine Netzsteckdose an und schalten Sie es ein.
4. Die weißen Kontrollleuchten blinken, um den Ladevorgang anzuzeigen. Es wird 4,5 Stunden dauern, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört die weiße Leuchte auf zu blinken und leuchtet durchgehend weiß.
5. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor der Verwendung vom USB-C-Ladegerät trennen. Zu Ihrer Sicherheit wird das Gerät während des Ladevorgangs nicht funktionieren.
6. Legen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch in die Schutztasche.
7. Wenn das Gerät wiederaufgeladen werden muss, blinkt die Kontrollleuchte orange. Um das Gerät wiederaufzuladen, folgen Sie bitte den Anweisungen oben.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor der ersten Verwendung müssen Sie einen Sensitivitätstest durchführen.

1. Waschen und trocknen Sie Ihr Gesicht vor der Verwendung vollständig ab, damit Ihre Haut sauber und frei von Hautpflegeprodukten ist. Verwenden Sie keine anderen Hautpflegeprodukte zusammen mit der LED, da diese zu Irritationen führen oder das Licht blockieren können.
2. Befestigen Sie die Bänder, setzen Sie die Maske auf Ihr Gesicht und passen Sie die Bänder um Ihren Kopf an.
3. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, um Ihr Gerät einzuschalten. Ihre Behandlung wird automatisch 10 Minuten lang laufen.
4. Wenn die Behandlung beendet ist, können Sie Ihre Hautpflege wie gewohnt auftragen.

FÜR BESTE ERGEBNISSE:

- Verwenden Sie das Gerät 3-5 Mal pro Woche.
- Führen Sie innerhalb von 24 Stunden NICHT länger als eine Behandlung auf der gleichen Stelle durch.
- Verwenden Sie das Gerät auf sauberer, trockener Haut.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Hautpflege erst nach dem Gebrauch des Geräts verwenden, da sie Irritationen hervorrufen und das Eindringen des Lichts blockieren kann, nicht vorher.
- Wischen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch sauber.

WARTUNG:

- Dieses Gerät hat keine zu wartenden Teile. Der Akku ist nicht zugänglich und kann nicht gewartet werden. Benutzer sollten nicht versuchen, auf den Akku zuzugreifen oder ihn zu warten, da dies das Gerät beschädigen und die Garantie ungültig machen würde.
- Das Gerät enthält lediglich eine EIN-/AUS-Taste. Alle Einstellungen sind auf die Werkseinstellung gesetzt.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-C Stromkabel und einem universellen USB-C Stromadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) auf.
- Die Kontrollleuchte beginnt orange zu blinken, wenn die Stufe des Akkus niedrig ist. Dies zeigt an, dass das Gerät wiederaufgeladen werden sollte.
- Kompatible Stromversorgung: 100-240 V
- Die Lebensdauer des Lithium-Akkus kann maximiert werden, indem Sie ihn vollständig aufladen und dann während des regelmäßigen Gebrauchs vollständig entladen lassen.

REINIGUNG:

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von jeder Stromquelle.
2. Wischen Sie die Oberseite der LEDs nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch oder einem Mikrofasertuch ab, um alle Rückstände zu entfernen.
3. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts, indem Sie ein feuchtes Tuch oder ein Mikrofasertuch verwenden. Verwenden Sie keine chemischen oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel für die Kunststoffbeschichtung.
4. Lassen Sie das Gerät vor der Verwendung vollständig trocknen.

FEHLERBEHEBUNG

Das System schaltet sich nicht ein:

- Ist das Gerät vollständig aufgeladen? (Kontrollleuchte leuchtet und ist dauerhaft)
- Leuchtet die Kontrollleuchte für die Stromversorgung?
- Ist das Gerät vom Stromnetz getrennt? Das Gerät wird während des Ladevorgangs nicht funktionieren.

Das System wird nicht geladen:

- Ist das USB-C Stromkabel fest in das Gerät eingesteckt? (Leuchtet die Kontrollleuchte für die Stromversorgung auf?)
- Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose, um festzustellen, ob die Steckdose mit Strom versorgt wird.

Das System schaltet sich vor der Fertigstellung der 10-minütigen Behandlung abrupt ab:

- Das System ist so konzipiert, dass es sich nach 10 Minuten automatisch ausschaltet.
- Das System kann sich nach mehrfachem Gebrauch abschalten, wenn das Gerät die gewünschte Temperatur überschreitet. Lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen und versuchen Sie es erneut.

Einige Lichter scheinen ausgeschaltet zu sein:

Das Spektrum des Nahinfrarotlichts (NIR) ist für das menschliche Auge nicht sichtbar. Diese Lichter sehen aus, als ob sie nicht eingeschaltet wären, aber sie funktionieren jedoch ordnungsgemäß. Wenn die sichtbaren Lichter eingeschaltet sind, dann funktioniert das Gerät wie vorgesehen in Betrieb.

Das Gerät schaltet sich nach einer 10-minütigen Behandlung nicht ab:

Das Gerät ist defekt. Bitte kontaktieren Sie CurrentBody.

Die LEDs flackern während der Verwendung:

Das Gerät ist defekt. Bitte kontaktieren Sie CurrentBody

GARANTIE

Bei normalem Gebrauch ist dieses Produkt für 2 Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler garantiert. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Sollte das Gerät innerhalb der Garantiezeit defekt werden, wenden Sie sich an CurrentBody.

- CurrentBody behält sich das Recht vor, ein defektes Gerät zu reparieren.
- CurrentBody behält sich das Recht vor, ein defektes Gerät durch das kompatible Produkt zu ersetzen, das derzeit verfügbar ist.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Folgendes verursacht wurden:

- Unfall, unsachgemäßer Gebrauch, Missbrauch oder Veränderung
- Wartung durch nicht autorisierte Personen
- Anschluss an falsche Stromquellen
- Verwendung mit nicht autorisiertem Zubehör

CurrentBody ist nicht verantwortlich für zufällige, besondere oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch dieses Produkts entstehen. Alle stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien der Eignung und der Marktgängigkeit, sind auf eine Dauer von zwei Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs beschränkt. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die den Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden oder Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie betreffen, so dass einige der oben genannten Beschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. Diese Garantie tritt an die Stelle aller anderen Garantien, ob schriftlich oder mündlich, ob durch Zusicherung, Versprechen, Beschreibung, Zeichnung, Modell oder Muster ausgedrückt. Alle anderen Garantien als diese, ob ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich der stillschweigenden Garantie der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, werden hiermit ausgeschlossen. Sollte das Gerät innerhalb der Garantiezeit defekt sein, wenden Sie sich bitte an CurrentBody.

Te presentamos la Máscara de Terapia de Luz LED de CurrentBody Skin

Construida a partir de nuestra amplia experiencia en tecnología cosmética, CurrentBody Skin incluye una serie de dispositivos de belleza de alta calidad para uso doméstico.

Cada producto de CurrentBody Skin combina tecnologías clínicas óptimas con un diseño distintivo y software superior para maximizar tus resultados.

Veritace® - Excelencia, seguridad y rendimiento en tecnología de belleza

Optar por Veritace® significa elegir una de las tecnologías más finas, más confiables y seguras disponibles.

Nuestro proceso de desarrollo exclusivo de Veritace® hace posible este alto estándar. Este proceso garantiza que cada producto que distribuimos en el mundo se adhiera a los niveles más altos de calidad.

El Sello de Veritace® en nuestro empaque es una garantía de calidad. La trazabilidad de cada artículo hasta pruebas individuales confirma el cumplimiento con los estándares de Veritace®.

¿QUÉ INCLUYE?

El paquete contiene:

Máscara de Terapia de Luz
LED de CurrentBody Skin



Tres correas múltiples x 3



Cable de carga USB-C



Bolsa protectora



Manual del usuario



Protectores para los ojos



Tarjeta NFC



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- NO uses el dispositivo cerca del agua.
- NO cargues ni uses el dispositivo si el adaptador de corriente está roto o funciona mal.
- NO tuerzas excesivamente o maltrates el cable de carga USB-C.
- NO desmontes el dispositivo. Intentar reparar el dispositivo tú mismo invalidará la garantía.
- DEJA de usar el dispositivo inmediatamente si parece defectuoso.

SOPORTE AL CLIENTE

Para consultas o asistencia, contacta a CurrentBody a través de nuestro sitio web.



ADVERTENCIAS

- Los niños menores de 12 años no deben usar este dispositivo. Los jóvenes entre 13 y 18 años solo deben usar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- Consulta a un médico antes de usarlo si estás embarazada, crees que podrías estarlo o estás amamantando.
- Consulta con tu médico antes de usarlo si tienes o podrías tener cáncer.
- **NO** uses el dispositivo si se ha mojado. Si se ha sumergido en agua, desconéctalo de cualquier fuente de energía antes de manipularlo.
- **NO** mires directamente a la luz ya que puede causar molestias temporales. Asegúrate de que el dispositivo esté colocado en la cara con los orificios para los ojos alineados de modo que no los tape.
- **NO** uses la máscara sobre tu piel si está roja o hinchada por tratamientos anteriores.
- **NO** uses el dispositivo sobre tu piel si duele al tacto, esté elevada, con costras o está sangrando. Consulta a un médico si estos síntomas están presentes ya que podrían indicar una condición más seria.
- Está prohibido modificar este equipo.
- El dispositivo incluye una batería de ion de litio. Revisa las regulaciones locales sobre la eliminación de baterías de ion de litio. El reciclaje es el método de eliminación recomendado.
- **NO DEJE** que los niños jueguen con el dispositivo. La limpieza y carga del dispositivo no deben ser realizadas por niños.
- **NO USE** el dispositivo para tratar lunares, verrugas, heridas abiertas, lesiones cancerosas o cualquier afección de la piel.
- **NO USE** el dispositivo en manchas sin pigmentación o áreas de la piel con vitiligo.
- **NO** utilice el dispositivo si tiene heridas abiertas.

- NO use el dispositivo al aire libre para evitar daños al producto.
- NO deje caer ni inserte ningún objeto en las aberturas del dispositivo.
- NO use ni almacene el dispositivo cerca de superficies calientes o a la luz directa del sol.
- NO use el dispositivo con accesorios no aprobados por el fabricante.
- NO use solventes o limpiadores abrasivos en el dispositivo.
- NO use el dispositivo de ninguna otra manera que la especificada en este manual.
- NO use el dispositivo si ha tenido una cirugía reciente u otros procedimientos quirúrgicos.
- NO use el dispositivo sobre una infección bacteriana, ya que esto podría empeorar los síntomas.
- Se requiere supervisión cercana cuando este dispositivo se utiliza, limpia o almacena cerca de niños o personas con capacidades físicas o mentales reducidas.
- NO use el dispositivo con ningún otro cable USB-C que no sea el proporcionado por CurrentBody.
- NO raspe la superficie emisora de luz.

PRECAUCIONES

- Deja de usar el dispositivo si se sobrecalienta o se siente excesivamente caliente.
- Desconecta siempre el dispositivo después de cargarlo.
- Evita almacenar el dispositivo bajo la luz directa del sol o en lugares donde la temperatura exceda los 100 °F para evitar daños.
- Utiliza solo el cable de carga USB-C universal proporcionado. El uso de un cargador incorrecto puede dañar el dispositivo.
- No intentes abrir o reparar el dispositivo o su fuente de alimentación.
- Evita dejar caer el dispositivo sobre superficies duras para prevenir daños. Si usas tu máscara después de romperla, podrías ocasionar una lesión.
- Si tienes alguna preocupación respecto a la piel que estás tratando, deja de usarlo y consulta a un médico.
- Consulta a tu médico para cualquier pregunta médica relacionada con el uso de este dispositivo.

CONTRAINDICACIONES

Ciertas condiciones de salud, medicamentos y sustancias pueden provocar fotosensibilidad. Esta sensibilidad aumentada a la luz es a menudo un efecto secundario asociado con numerosos medicamentos. La lista incluye medicamentos ampliamente utilizados, productos para el cuidado de la piel, suplementos dietéticos, antibióticos, diuréticos y esteroides.

Para un desglose detallado de los desencadenantes comunes de fotosensibilidad, consulta el siguiente enlace:

<https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>

Ingredientes como la hierba de San Juan, algunos perfumes, antitranspirantes, jabones antibacterianos, edulcorantes artificiales, naftalina (encontrada en las bolas de naftalina), productos de petróleo, agentes blanqueadores en detergentes

para la ropa y sulfuro de cadmio (usado en tintas para tatuajes) son algunos de los culpables conocidos.

Las personas diagnosticadas con cualquiera de las siguientes condiciones deben evitar usar este equipo:

- Epilepsia o trastornos convulsivos inducidos por luz
- Problemas metabólicos como la Porfiria
- Condiciones autoinmunes como el Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
- Trastornos que aumentan la fotosensibilidad
- Casos de cáncer activos
- Aquellos que usan medicamentos o productos para el cuidado de la piel
- Enfermedades oculares
- Glaucoma
- Cataratas
- Aquellos que han pasado por cirugía ocular láser recientemente
- Quienes sufren de dolores de cabeza o migrañas inducidas por la luz.

Hazte una prueba de sensibilidad a la luz antes de usar la máscara:

1. Asegúrate de que tu piel esté limpia y seca.
2. Coloca el producto LED directamente contra tu piel, preferiblemente en el muslo interno, brazo o dorso de la mano.
3. Activa el dispositivo y completa una sesión entera.
4. Espera 24 horas. Si no observas reacciones adversas, procede con el tratamiento prescrito para tu dispositivo.
5. Si surgen problemas, contacta inmediatamente al equipo de Atención al Cliente.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

La Máscara de Terapia de Luz LED CurrentBody Skin incorpora tres longitudes de onda LED precisas, probadas científicamente para mejorar el antienvjecimiento y la rejuvenecimiento de la piel.


Esta máscara de silicona flexible se ajusta estrechamente a la cara, asegurando una cobertura uniforme y resultados consistentemente superiores. Los LED alcanzan las capas profundas de la piel, estimulando las células donde se produce el colágeno, disminuyendo así las líneas finas y mejorando el brillo de la piel.

CÓMO FUNCIONA

La Máscara LED CurrentBody Skin funciona con 236 LEDs Veritace® rojos (633 nm), infrarrojos cercanos (830 nm) e infrarrojos cercanos profundos (1072 nm).

Este dispositivo ha sido diseñado para realizar tratamientos de 10 minutos y, cuando se usa regularmente de 3 a 5 veces por semana, puede llevar a una piel más firme y radiante en solo 4 semanas.

Light Wavelength Diagram



INSTRUCCIONES DE USO

Configuración:

1. Saca tu dispositivo del empaque. Podría tener algo de carga residual, pero te recomendamos cargarlo completamente antes del primer uso.
2. Conecta el cable de alimentación USB-C en el control y luego a un cargador USB adecuado (no incluido).
3. Enchufa el cargador USB a un tomacorriente y enciéndelo.
4. Las luces indicadoras de energía blancas parpadearán para mostrar que está cargando. Tomará aproximadamente 4,5 horas cargar completamente. Una vez que la batería esté llena, la luz blanca parpadeante se volverá constante.
5. Desconecta el dispositivo del cargador USB-C antes de usarlo. Para garantizar la seguridad, el dispositivo no funcionará mientras se está cargando.
6. Guarda el dispositivo en la bolsa protectora proporcionada cuando no esté en uso.
7. Si la luz indicadora de energía parpadea en naranja, es hora de recargar. Sigue los pasos anteriores para recargar.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar el dispositivo por primera vez, debes realizar una prueba de sensibilidad.

1. Limpia y seca completamente tu cara para asegurar que esté libre de cualquier producto para la piel. Evita usar otros productos para la piel con el LED, ya que podrían causar irritación u obstruir la luz.
2. Coloca las correas, ajusta la máscara en tu cara y ajusta las correas alrededor de tu cabeza.
3. Para encender el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido. El tratamiento durará por 10 minutos de forma automática.
4. Una vez que el tratamiento haya terminado, puedes aplicar tus productos para la piel como de costumbre.

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS:

- Utiliza la máscara de 3 a 5 veces por semana.
- Evita realizar múltiples tratamientos en la misma área dentro de un periodo de 24 horas.
- Siempre usa el dispositivo en la piel limpia y seca.
- Aplica los productos de cuidado de la piel después, no antes, de usar el dispositivo para prevenir irritación y asegurar una penetración efectiva de la luz.
- Limpia el dispositivo después de cada uso.

MANTENIMIENTO:

- El dispositivo no contiene partes que requieran mantenimiento. La batería está sellada; los usuarios no deben intentar acceder a ella ni repararla, ya que esto podría dañar el dispositivo y anular la garantía.
- El dispositivo solo incluye un botón de Encendido/Apagado, con todas las configuraciones predeterminadas de fábrica.
- Carga el dispositivo utilizando el cable USB-C proporcionado y un adaptador de corriente USB-C universal (no incluido).
- El indicador de energía parpadeará en naranja cuando la batería esté baja, señalando que necesita ser recargada.
- Suministro de energía compatible: 100-240 V
- Para extender la vida de la batería de litio, cárguela por completo y luego descárguelo por completo durante el uso regular.

LIMPIEZA:

1. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado y desconectado de cualquier fuente de energía.
2. Utiliza un paño húmedo o de microfibra para limpiar la parte superior de los LED, eliminando cualquier residuo que haya quedado después de cada sesión.
3. Limpia el cuerpo del dispositivo con un paño húmedo o de microfibra. Evita usar limpiadores químicos o a base de alcohol en las superficies plásticas.
4. Deja que el dispositivo se seque completamente antes de usarlo nuevamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el sistema no se enciende:

- ¿El dispositivo está cargado por completo? (la luz indicadora de potencia está encendida y estable).
- ¿La luz indicadora de potencia está iluminada?
- ¿El dispositivo está desconectado de la red? El dispositivo no funcionará mientras se carga.

El sistema no está cargando:

- ¿Está el cable de alimentación USB-C firmemente insertado en el dispositivo? (¿se enciende la luz indicadora de encendido?).
- Prueba otro tomacorriente para ver si hay corriente.

Si el sistema se apaga abruptamente antes de completar el tratamiento de 10 minutos:

- El sistema está diseñado para apagarse automáticamente después de 10 minutos.
- Podría apagarse prematuramente si se usa repetidamente en un corto periodo y se sobrecalienta. Deja que se enfríe unos minutos antes de usarlo de nuevo.

Si algunas luces parecen apagadas:

Las luces de infrarrojo cercano (NIR) no son visibles para el ojo humano. Aunque parezcan apagadas, aún funcionan. Si las luces visibles están encendidas, el dispositivo está funcionando correctamente.

Si el dispositivo no se apaga después de un tratamiento de 10 minutos:

El dispositivo podría estar defectuoso. Contacta a CurrentBody para obtener ayuda.

Si los LED parpadean durante el uso:

El dispositivo podría estar defectuoso. Contacta a CurrentBody para obtener ayuda.

GARANTÍA

Bajo condiciones normales, este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra original, cubriendo defectos en materiales o mano de obra. Esta garantía se limita solo al comprador original. Si el producto presenta fallas durante el término de la garantía, comuníquese con CurrentBody.

- CurrentBody se reserva el derecho de reparar un producto defectuoso.
- CurrentBody se reserva el derecho de sustituir un producto defectuoso por la alternativa más adecuada disponible.

Esta garantía no incluye daños resultantes de:

- Accidentes, uso inadecuado, maltrato o modificaciones
- Reparaciones realizadas por personas no autorizadas
- Conexión a fuentes eléctricas incorrectas
- Uso con accesorios no aprobados

CurrentBody no es responsable de ninguna pérdida indirecta, especial o consecuente incurrida por el uso de este producto. Todas las garantías implícitas, como las de idoneidad para un uso particular y comerciabilidad, están limitadas a un periodo de dos años desde la fecha de compra original. Esta garantía ofrece derechos legales específicos, y es posible que también tengas otros derechos que varían según la jurisdicción, incluyendo pero no limitado a derechos relacionados con la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones sobre la duración de las garantías implícitas. Por lo tanto, es posible que no todas las limitaciones mencionadas sean aplicables a ti. Esta garantía reemplaza todas las demás garantías, ya sean explícitas o implícitas, independientemente de cualquier afirmación, promesa, descripción, dibujo, modelo o muestra. Por la presente, todas las garantías que no estén explícitamente descritas en este documento, incluidas las garantías implícitas sobre la comerciabilidad del producto o su idoneidad para un propósito específico, quedan invalidadas. Si el producto resultara defectuoso dentro del periodo de garantía, ponte en contacto con CurrentBody.

Ti presentiamo la maschera per fototerapia a LED CurrentBody Skin

Sviluppato grazie alla nostra esperienza nel settore tecnologico estetico, CurrentBody Skin è un dispositivo che appartiene a una gamma di tecnologie di bellezza ad alte prestazioni per l'uso domestico.

Ogni prodotto CurrentBody Skin abbina lo standard di eccellenza della tecnologia clinica a un design esclusivo e a un software avanzato per massimizzare i risultati.

Veritace® - Qualità, sicurezza e risultati nella tecnologia di bellezza

La scelta di Veritace® garantisce che la tecnologia del tuo dispositivo sia una delle migliori, più sicure e più affidabili sul mercato.

Otteniamo questo standard attraverso il nostro esclusivo processo di sviluppo dei prodotti Veritace®. Questo ci consente di garantire che ogni prodotto venduto in tutto il mondo sia realizzato secondo i più alti standard.

Il marchio Veritace® sulla confezione è la nostra garanzia di qualità. Ogni prodotto può essere rintracciato attraverso test individuali per verificare che soddisfi lo standard Veritace®.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE?

Il sistema include:

Maschera per fototerapia a
LED CurrentBody Skin



Fascette multiple x 3



Cavo di ricarica USB-C



Custodia



Manuale d'uso



Inserti oculari



Carta NFC



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- NON utilizzare il dispositivo in luoghi in cui potrebbe venire a contatto con l'acqua.
- NON utilizzare o caricare il dispositivo con un adattatore di alimentazione danneggiato o difettoso.
- NON piegare o maneggiare impropriamente il cavo di ricarica USB-C.
- NON tentare di smontare il dispositivo. Il dispositivo non è riparabile dall'utente. Ciò invaliderà la garanzia.
- INTERROMPERE immediatamente l'utilizzo del dispositivo se si ritiene che sia difettoso.

ASSISTENZA CLIENTI

Contattare CurrentBody tramite il sito Web per qualsiasi domanda o Consiglio.



AVVERTENZE

- Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di età pari o inferiore a 12 anni. Le persone di età compresa tra 13 e 18 anni devono sempre utilizzare il dispositivo sotto la supervisione di un adulto.
- Consultare il proprio medico prima dell'uso se si è, o si sospetta di essere incinta o si sta allattando.
- Consultare il proprio medico prima dell'uso se si ha o si sospetta di avere il cancro.
- NON utilizzare il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è caduto in acqua, scollegarlo dall'alimentatore prima di toccarlo.
- NON guardare direttamente la luce per evitare disagi temporanei. Assicurarsi di posizionare il dispositivo sul viso in modo da poter vedere attraverso i fori degli occhi e che il dispositivo non copra gli occhi.
- NON utilizzare se la pelle è arrossata o gonfia a causa di un precedente trattamento.
- NON utilizzare il dispositivo per trattare la pelle dolorante al tatto, irritata (gonfia rispetto alla pelle circostante), in presenza di croste o sanguinamento. Questi possono essere sintomi di una condizione più grave e devono essere controllati dal medico.
- Non sono consentite modifiche a questa apparecchiatura
- Questo dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio. Prima di smaltire il dispositivo, consultare le leggi e i requisiti locali in materia di smaltimento delle batterie agli ioni di litio. Il metodo di smaltimento preferito è il riciclaggio.
- NON FAR GIOCARE i bambini con l'apparecchio. La pulizia e la ricarica dell'apparecchio non devono essere effettuate dai bambini.
- NON UTILIZZARE il dispositivo per trattare nei, verruche, ferite aperte, lesioni cancerose o qualsiasi altro problema della pelle.

- NON UTILIZZARE il dispositivo su macchie senza pigmentazione o aree della pelle affette da vitiligine.
- NON utilizzare il dispositivo se si hanno ferite aperte.
- NON utilizzare il dispositivo all'aperto per evitare danni al prodotto.
- NON far cadere o inserire alcun oggetto nelle aperture del dispositivo.
- NON utilizzare o conservare il dispositivo vicino a superfici calde o alla luce diretta del sole.
- NON utilizzare il dispositivo con accessori non approvati dal produttore.
- NON utilizzare solventi o detergenti abrasivi sul dispositivo.
- NON utilizzare il dispositivo in alcun altro modo diverso da quanto specificato in questo manuale.
- NON utilizzare il dispositivo se si è subito un intervento chirurgico recente o altri interventi chirurgici.
- NON utilizzare il dispositivo su un'infezione batterica, poiché ciò potrebbe peggiorare i sintomi.
- È necessaria una supervisione attenta quando questo dispositivo viene utilizzato, pulito o conservato vicino a bambini o persone con capacità fisiche o mentali ridotte.
- NON utilizzare il dispositivo con cavi USB-C diversi da quelli forniti da CurrentBody.
- NON graffiare la superficie emissiva di luce.

ATTENZIONE

- Interrompere l'uso se il dispositivo si surriscalda o diventa eccessivamente caldo.
- Scollegare sempre il dispositivo dalla presa al termine della ricarica.
- Non conservare il dispositivo alla luce solare diretta o in un luogo con temperature superiori a 100 °F in quanto ciò potrebbe causare danni al rivestimento in plastica.
- Utilizzare solo il cavo di ricarica USB-C universale in dotazione. L'uso di un cavo di alimentazione errato potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Non tentare di aprire o riparare il dispositivo o l'alimentatore.
- Non far cadere il dispositivo su superfici dure, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo. L'utilizzo di un dispositivo danneggiato potrebbe causare lesioni.
- In caso di dubbi sulla pelle che si sta trattando, è necessario interrompere l'uso e consultare il medico.
- In caso di domande mediche relative all'uso del dispositivo, contattare il proprio medico.

CONTROINDICAZIONI

Alcune condizioni mediche, farmaci e sostanze chimiche sono noti per indurre fotosensibilità. La fotosensibilità è un effetto collaterale comune di vari farmaci. Tra questi sono compresi molti

farmaci di uso comune, prodotti per la cura della pelle, integratori, antibiotici, diuretici e steroidi

Per un elenco completo delle cause più comuni di fotosensibilità, vedere qui:

<https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>

Erba di San Giovanni, alcuni profumi, antitraspiranti, antibatterici saponi, dolcificanti artificiali, naftalene (naftalina), prodotti a base di petrolio, agenti schiarenti presenti nel

detersivo per bucato e solfuro di cadmio (una sostanza chimica iniettata nella pelle durante il tatuaggio).

Chiunque soffra delle seguenti condizioni mediche non deve utilizzare questo dispositivo:

- Epilessia o convulsioni innescate dalla luce
- Disturbi metabolici come la porfiria
- Disturbi autoimmuni come il Lupus Eritematoso Sistemico (LES)
- Disturbi fotosensibili
- Tumori attivi
- Uso di farmaci fotosensibili o prodotti per la cura della pelle
- Malattie degli occhi
- Glaucoma
- Cataratta
- Recente intervento chirurgico laser all'occhio
- Mal di testa o emicranie indotti dalla luce.

Verificare la sensibilità alla luce prima dell'utilizzo:

1. Assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta.
2. Posizionare il prodotto LED a contatto con la pelle. Idealmente l'interno coscia, il braccio o il dorso della mano.
3. Accendere il dispositivo e completare un trattamento completo.
4. Attendere 24 ore. In assenza di reazioni, eseguire il protocollo di trattamento indicato per il dispositivo.
5. In caso di reazioni, contattare il nostro team di assistenza clienti.

PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

La maschera per fototerapia a LED CurrentBody Skin è alimentata da 3 lunghezze d'onda LED ad alta precisione, dimostrate nei test scientifici come le più efficaci per l'anti-invecchiamento e il ringiovanimento della pelle.


La maschera flessibile in silicone si adatta al viso per offrire la massima copertura cutanea e ottenere risultati uniformi ed efficaci. La luce LED penetra nella pelle, energizzando le cellule negli strati più profondi in cui si forma il collagene, riducendo l'aspetto di linee sottili e rughe e donando una carnagione più luminosa.

COME FUNZIONA

La maschera LED CurrentBody Skin è alimentata da 236 LED Veritace® con frequenze nei campi del rosso (633 nm), vicino all'infrarosso (830 nm) e vicino all'infrarosso profondo (1072 nm).

Il dispositivo è programmato per erogare trattamenti di 10 minuti e, con un uso costante, 3-5 volte alla settimana può portare a una pelle più soda e luminosa in sole 4 settimane.

Light Wavelength Diagram



MODO D'USO

Configurazione:

1. Disimballare il dispositivo. Il dispositivo può essere mediamente carico, ma si consiglia di ricaricarlo completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.
2. Inserire il cavo di alimentazione USB-C nel controller e quindi in un caricabatterie USB adatto (non in dotazione).
3. Inserire il caricabatterie USB in una presa di corrente e accenderlo.
4. Le spie bianche dell'indicatore di alimentazione lampeggiano per indicare che è in corso la ricarica. Il dispositivo impiegherà 4,5 ore per caricarsi completamente. Quando la batteria è completamente carica, la luce bianca smette di lampeggiare e diventa fissa.
5. Assicurarsi di scollegare il dispositivo dal caricabatterie con presa USB-C prima dell'uso. Per motivi di sicurezza, il dispositivo non funziona durante la ricarica.
6. Riporre il dispositivo nella custodia protettiva quando non viene utilizzato.
7. Quando il dispositivo deve essere ricaricato, la spia di alimentazione lampeggerà in arancione. Per ricaricare il dispositivo, seguire le istruzioni sopra riportate.

ISTRUZIONI PER L'USO

È necessario eseguire un test di sensibilità prima del primo utilizzo.

1. Lavare e asciugare completamente il viso prima dell'uso in modo che la pelle sia pulita e priva di prodotti per la cura della pelle. Non utilizzare altri prodotti per la cura della pelle con il trattamento LED in quanto potrebbe causare irritazione o bloccare la luce.
2. Fissare le cinghie, posizionare la maschera sul viso e regolare le cinghie intorno alla testa.
3. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Il trattamento verrà eseguito automaticamente per 10 minuti.
4. Al termine del trattamento, sarà possibile applicare i prodotti per la cura della pelle normalmente.

PER RISULTATI OTTIMALI:

- Utilizzare 3-5 volte a settimana
- NON effettuare più di un trattamento sulla stessa zona nell'arco di 24 ore
- Utilizzare il dispositivo su una pelle pulita e asciutta.
- Assicurarsi di applicare i prodotti per la cura della dopo l'uso del dispositivo in quanto potrebbero causare irritazione e bloccare la penetrazione della luce.
- Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo.

MANUTENZIONE:

- Questo dispositivo non dispone di parti riparabili. La batteria non è accessibile e non è riparabile. Gli utenti non devono tentare di accedere o riparare la batteria in quanto ciò danneggerebbe il dispositivo e annullerebbe la garanzia.
- Il dispositivo include solo un pulsante ON/OFF. Tutte le impostazioni sono impostate di fabbrica.
- Caricare il dispositivo solo con il cavo di ricarica USB-C in dotazione e un adattatore di alimentazione USB-C universale (non incluso).
- La spia di alimentazione inizia a lampeggiare in arancione quando la carica della batteria è bassa. Ciò indica che il dispositivo deve essere ricaricato.
- Alimentazione compatibile: 100-240V
- La durata della batteria al litio può essere massimizzata consentendo la ricarica completa e la completa scarica durante l'uso regolare.

PULIZIA:

1. Spegnerne il dispositivo e scollegarlo da qualsiasi fonte di alimentazione.
2. Pulire la parte superiore dei LED con un panno umido o in microfibra per rimuovere eventuali residui dopo ogni utilizzo.
3. Pulire il corpo del dispositivo utilizzando un panno umido o in microfibra. Non utilizzare detergenti chimici o a base di alcol sul rivestimento in plastica.
4. Lasciare asciugare completamente il dispositivo prima dell'uso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il sistema non si accende:

- a. Il dispositivo è completamente carico? (la spia di alimentazione è accesa e fissa)
- b. La spia di alimentazione è accesa?
- c. Il dispositivo è scollegato dalla rete elettrica? Il dispositivo non funziona durante la ricarica.

Il sistema non si carica:

- a. Il cavo di alimentazione USB-C è inserito saldamente nel dispositivo? (la spia di alimentazione si accende?)
- b. Provare una presa a muro diversa per determinare se la presa è alimentata.

Il sistema si spegne bruscamente, prima del completamento del trattamento di 10 minuti:

- a. Il sistema è progettato per spegnersi automaticamente dopo 10 minuti
- b. Il sistema può spegnersi dopo molteplici usi ripetuti se il dispositivo supera la temperatura di sicurezza. Lasciare raffreddare il dispositivo per diversi minuti e riprovare.

Alcune luci sono spente:

Lo spettro di luce del vicino infrarosso (NIR) non è visibile all'occhio umano. Queste luci sembreranno non accese, ma non sono accese e stanno funzionando correttamente. Se le luci visibili sono accese, il dispositivo funziona come previsto.

Il dispositivo non si spegne dopo 10 minuti di trattamento:

Il dispositivo è difettoso. Contattare CurrentBody.

I LED lampeggiano durante l'uso:

Il dispositivo è difettoso. Contattare CurrentBody

GARANZIA

In condizioni di uso normale, questo prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto originale contro difetti di fabbricazione nei materiali o nella lavorazione. La presente garanzia è valida solo per l'acquirente originale. Se il prodotto dovesse diventare difettoso entro il periodo di garanzia, contattare CurrentBody.

- CurrentBody si riserva il diritto di riparare un prodotto difettoso.
- CurrentBody si riserva il diritto di sostituire un prodotto difettoso con il prodotto più compatibile attualmente disponibile.

La presente garanzia non copre i danni causati da:

- Incidente, uso improprio, abuso o alterazione
- Riparazione da parte di persone non autorizzate
- Collegamento a fonti di alimentazione non corrette
- Utilizzo con accessori non autorizzati

CurrentBody declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali, speciali o consequenziali derivanti dall'uso di questo prodotto. Tutte le garanzie implicite, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie implicite di idoneità e commerciabilità sono limitate a due anni dalla data di acquisto originale. La presente garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici e l'utente potrebbe inoltre godere di altri diritti quali l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali o limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto alcune delle suddette limitazioni ed esclusioni potrebbero non essere applicabili all'utente. La presente garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, scritte o orali, espresse in termini di affermazione, promessa, descrizione, disegno, modello o campione. Sono escluse tutte le garanzie diverse dalla presente, espresse o implicite, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. Se il prodotto presenta difetti entro il periodo di garanzia, contattare CurrentBody.

歡迎使用 CurrentBody Skin LED 光療面膜儀

通過我們在美容領域的專業技術知識研發，CurrentBody Skin 是一系列適合家庭使用的高性能美容技術。

每款 CurrentBody Skin 產品都將臨床技術的黃金標準與獨特的設計和先進的軟體相結合，以最大限度地提高您的使用效果。

Veritace® - 品質、安全和美容技術的成果

選擇 Veritace® 可保證您手中的技術是市場上最好、最安全和最可靠的技術之一。

我們通過獨特的 Veritace® 產品開發流程實現了這一標準。這使我們能夠確保全球銷售的每件產品均按照最高標準生產。

盒子上的 Veritace® 標誌是我們的品質保證。每個產品都可以通過單獨的產品測試進行追溯，以確保其符合 Veritace® 標準。

盒內包含

系統包括：

CurrentBody Skin LED光療
面膜儀



面膜儀綁帶 x 3



USB-C 充電線



收納袋



產品說明書



矽膠隔光眼罩 (一對)



NFC 卡



重要安全資訊

- 請勿將裝置放置於可能與水接觸的地方操作。
- 請勿使用或充電已損壞或有故障的電源適配器。
- 請勿強烈彎曲或濫用USB-C充電線。
- 請勿嘗試拆解裝置。若造成裝置無法由使用者維修。這將使保固失效。
- 若您認為裝置有缺陷，請立即停止使用。

消費者售後服務

如有任何問題或需要建議，請透過網站聯絡 CurrentBody。



警告：

- 此裝置不得由12歲或以下的兒童使用。年齡在13到18歲之間的人
在使用裝置時必須始終在成人監護下進行。
- 如果您懷孕、懷疑自己懷孕或正在哺乳，使用前請先諮詢醫生。
- 如果您有癌症或懷疑自己患有癌症，請在使用之前諮詢您的醫生。
- 如果設備潮濕，請勿使用。如果設備掉入水中，您必須先拔掉它，
然後再觸摸它。
- 請勿直視燈光，因為這可能會導致暫時的不適。確保將設備
放在
面部，以便您可以通過眼孔看到，並且設備沒有遮擋眼睛。
- 如果您的皮膚因為之前的治療而變紅或腫脹，請勿使用。
- 請勿使用設備來治療觸摸痛苦、凸起（高於周圍皮膚）、結痂或出
血的皮膚。這可能是更嚴重狀況的跡象，應由您的醫生檢查。
- 請勿改裝本裝置。
- 此裝置含有鋰離子電池。在處置此裝置之前，請查閱您當地關於鋰
離子電池處置的法律和要求。首選的處置方法是通過回收。
- 請勿讓兒童玩耍該裝置。兒童不得對裝置進行清潔和充電。
- 請勿使用該裝置療痣、疣、開放性瘡口、癌性病變或任何皮膚病。
- 請勿在沒有色素沉著的斑點或皮膚上有白癬風的區域使用該
設備。
- 如果您有任何開放性傷口，請勿使用該裝置。
- 請勿在室外使用裝置，以免損壞產品。
- 請勿將任何物體掉落或插入裝置的任何開口中。
- 請勿在靠近熱表面或陽光直射的地方使用或存放裝置。
- 請勿將設備與未經製造商認可的配件一起使用。
- 請勿在設備上使用溶劑或研磨性清潔劑。
- 請勿以本手冊中指定的任何其他方式使用該裝置。

- 如果您最近接受過手術或其他外科手術，請勿使用該裝置。
- 請勿在細菌感染後使用該裝置，因為這可能會導致症狀惡化
- 當在兒童或身體或精神能力較差的人附近使用、清潔或存放本設備時，請必須嚴密監督。
- 請勿將該設備與CurrentBody 提供的以外的任何其他USB-C 電線一起使用。
- 請勿刮傷發光表面

注意事項

- 如果裝置過熱或變得不舒適地熱，請停止使用。
- 充電完成後，請始終從插座中拔出裝置。
- 請勿將裝置存放在陽光直射或溫度超過37°C (100°F)的地方，因為這可能會損壞塑膠塗層。
- 僅使用提供的通用 USB-C 充電線。使用錯誤的電源線可能會損壞裝置。
- 請勿嘗試打開或修理裝置或電源供應器。
- 請勿將裝置摔在硬質表面上，因為這可能會損壞它。使用損壞的裝置可能會導致受傷。
- 如果您對正在治療的皮膚有任何疑慮，應該停止使用並與您的醫生核查。
- 如果您對使用此裝置有任何醫學問題，請聯絡您的醫生。

禁忌症

某些已知醫療狀況、藥物和化學物質會引發光敏感性。光敏感性是多種藥物的常見副作用。這些可能包括許多常用的藥物、護膚品、補品、抗生素、利尿劑和類固醇。

有關光敏性常見原因的詳細列表，請看這裡：

<https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>

聖約翰草、某些香水、止汗劑、抗菌肥皂、人造甜味劑、萘（防蛾球）、石油產品、洗衣粉中的亮白劑和硫化鎘（在紋身時注入皮膚的化學品）。

以下病症的人不應使用此裝置：

- 光引發的癩癩症或癩癩
- 代謝性疾病, 如皮博里症 (Porphyria)
- 自體免疫性疾病, 如全身性紅斑狼瘡 (Systemic Lupus Erythematosus, 縮寫 SLE)
- 光感性疾病
- 活躍的癌症
- 使用光敏感藥物或護膚品
- 眼部疾病
- 青光眼
- 白內障
- 最近的激光眼科手術
- 光引發的頭痛或偏頭痛

使用前請測試您的光敏感性

1. 請確保您的皮膚乾淨且乾燥。
2. 請將您的 LED 產品與皮膚接觸。理想的部位是大腿內側、手臂或手背。
3. 請開啟您的裝置並完成完整的治療。
4. 在使用裝置治療24小時後, 如果沒有任何反應, 請按照您設備上指示的治療方案進行。
5. 如果您出現任何反應, 請聯絡我們的客戶支援團隊。

設備概述

CurrentBody Skin LED 光療面膜儀由 3 種高精度 LED 波長供電，經科學測試證明，對於抗衰老和皮膚年輕化最有效。


柔軟的矽膠面罩能貼合您的臉部，提供最大程度的皮膚覆蓋，從而獲得最一致、有效的效果。LED 光穿透皮膚，為形成膠原蛋白的最深層細胞注入能量，減少細紋和皺紋的出現，使膚色更加明亮。

運作原理

CurrentBody Skin LED 光療面膜儀由 236 個 Veritace® 紅光 (633nm)、近紅外 (830nm) 和深近紅外 (1072nm) LED 供電。

裝置的預設時間為 10 分鐘，如果堅持使用，每週 3-5 次，只需 4 周即可獲得更緊致、更有光澤的肌膚。

Light Wavelength Diagram



如何使用

設置步驟：

1. 打開裝置包裝。本裝置可能帶有一些電量，但我們建議在首次使用之前始終充滿電。
2. 將 USB-C 電源線插入控制器，然後插入合適的 USB 充電器（未提供）。
3. 將 USB 充電器插入電源插座並接通電源。
4. 白色的電源指示燈會閃爍表示正在充電。裝置將需要 4.5 小時才能完全充滿。當電池完全充滿時，白色燈將停止閃爍並變為固定的白色。
5. 使用前，請確保您從 USB-C 充電器中拔出裝置。為了您的安全，當充電時，裝置將不會工作。
6. 不使用時，請將裝置放入保護收納袋中。
7. 當裝置需要重新充電時，電源指示燈會閃爍橙色。要充電裝置，請按照上述說明進行。

使用說明

您必須在使用前進行敏感性測試。

1. 使用前，請清洗並完全擦乾您的臉，使您的皮膚乾淨並無護膚品。請不要與在LED治療期間同時使用護膚品，因為這可能會引起刺激或遮擋光線。
2. 連接綁帶，將裝置放在您的臉上，並調整綁帶以適應您的頭部。
3. 長按開/關按鈕以打開設備。裝置將在您的10分鐘治療後自動關閉。
4. 治療完成後，可以塗抹您選擇的護膚品。

為了獲得最佳效果：

- 每週使用3-5次。
- 24小時內不要在同一區域進行多於一次的治療。
- 在乾淨、乾燥的皮膚上使用裝置。
- 使用裝置後，請確保塗抹護膚品。請注意不是使用前，因為它可能會引起刺激並阻礙光線穿透。
- 每次使用後，擦拭裝置使其保持清潔。

維護：

- 本裝置沒有可維修的部件。電池不可接觸且不可維修。用戶不應嘗試接觸或維修電池，因為這會損壞裝置並使保修失效。
- 裝置只包括一個開/關按鈕。所有設置均設定為出廠設定。
- 只能使用隨附的USB-C電源充電線和通用USB-C電源適配器（未包含）來為裝置充電。
- 當電池電量低時，電源指示燈會開始閃爍橙色。這表示應該對裝置進行充電。
- 相容電壓供應：100-240V
- 通過在正常使用期間允許其充分充電然後充分放電，鋰電池的使用壽命可以得到最大化。

清潔：

1. 關閉裝置並從任何電源中拔出。
2. 每次使用後，使用酒精擦或濕布擦拭LED的頂部以去除任何殘留物。
3. 使用濕布或超細纖維布清潔設備本體。請不要在塑膠塗層上使用化學或酒精基的清潔劑。
4. 使用前請確保裝置完全乾燥。

排除故障

系統無法開啟:

- 設備是否已充滿電?(電源指示燈亮起且保持常亮)
- 電源指示燈是否亮起?
- 設備是否已從主電源中斷開?充電時設備將無法進行工作。

系統無法充電:

- USB-C 電源線是否已牢固插入設備?(電源指示燈是否亮起?)
- 嘗試使用不同的牆壁插座以確定插座是否有電源。

系統在10分鐘治療完成之前突然關閉:

- 系統設計為10分鐘後自動關閉。
- 如果裝置超過所需溫度,系統可能在多次重複使用後關閉。請讓裝置冷卻幾分鐘後再次嘗試。

某些燈看似已關閉:

近紅外(NIR)光譜對人眼不可見。這些燈看起來好像沒有開啟,但它們正常運作。如果可見光亮起,那麼裝置正如設計的那樣運作。

裝置在10分鐘治療後未關閉:

裝置有故障。請聯繫 CurrentBody。

使用過程中 LED 閃爍:

裝置有故障。請聯繫 CurrentBody。

保固

在正常使用情況下，本產品自原始購買日期起保固2年，涵蓋材料或製造工藝上的製造瑕疵。此保固僅適用於原始購買者。若在保固期內產品出現故障，請盡速聯繫CurrentBody。

- CurrentBody 保留維修缺陷產品的權利。
- CurrentBody 保留用當前最相容的產品更換有缺陷的產品的權利。

此保修不包括以下情況造成的損害：

- 意外、誤用、濫用或改動
- 未經授權人員的維修
- 連接到不正確的電源
- 使用未經授權的配件

CurrentBody對於使用本產品而導致的任何附帶、特殊或間接損害概不負責。所有隱含的保固，包括但不限於適用性和商業性的隱含保固，在原始購買日期起限制為兩年。本保固賦予您特定的法定權利，您可能還享有因國家而異的其他權利。有些國家不允許排除或限制附帶或間接損害，或對隱含保固的持續時間進行限制，因此上述某些限制和排除可能對您不適用。此保固取代所有其他保固，無論是書面還是口頭，無論是通過明示的肯定、承諾、描述、圖紙、模型還是樣品表示。此外，特此放棄除本保固外的任何其他保固，無論是明示還是隱含，包括但不限於適銷性和特定用途的隱含保固。如果產品在保固期內有缺陷，請聯繫CurrentBody。

欢迎使用 CurrentBody Skin LED 光疗面膜仪

通过我们在美容领域的专业技术知识研发, CurrentBody Skin 是一系列适合家庭使用的高性能美容技术。

每款 CurrentBody Skin 产品都将临床技术的黄金标准与独特的设计和先进的软件相结合, 以最大限度地提高您的使用效果。

Veritace® - 质量、安全和美容技术的成果

选择 Veritace® 可保证您手中的技术是市场上最好、最安全和最可靠的技术之一。

我们通过独特的 Veritace® 产品开发流程实现了这一标准。这使我们能够确保全球销售的每件产品均按照最高标准生产。

盒子上的 Veritace® 标志是我们的质量保证。每个产品都可以通过单独的产品测试进行追溯, 以确保其符合 Veritace® 标准。

盒内包含

系统包括：

CurrentBody Skin LED光疗
面膜仪



面膜仪绑带 x 3



USB-C 充电线



收纳袋



产品说明书



硅胶隔光眼罩 (一对)



NFC卡



重要安全信息

- 请勿将设备放在可能与水接触的地方使用。
- 请勿使用或充电已损坏或有故障的电源适配器。
- 请勿强烈弯曲或滥用USB-C充电线。
- 请勿试图拆卸设备。该设备不可由用户维修。这将使保修失效。
- 如果您认为设备有缺陷,请立即停止使用。

客户服务

如果您有任何问题或需要任何建议,请通过网站联系 CurrentBody。



警告：

- 此设备不得由12岁或以下的儿童使用。13至18岁之间的人在使用该设备时必须有人在成人监护下进行。
- 如果您怀孕、怀疑自己怀孕或正在哺乳，请在使用之前咨询您的医生。
- 如果您有癌症或怀疑自己患有癌症，请在使用之前咨询您的医生。
- 如果设备潮湿，请勿使用。如果设备掉入水中，您必须先拔掉它，然后再触摸它。
- 请勿直视灯光，因为这可能会导致暂时的不适。确保将设备放在面部，以便您可以通过眼孔看到，并且设备没有遮挡眼睛。
- 如果您的皮肤因为之前的治疗而变红或肿胀，请勿使用。
- 请勿使用设备来治疗触摸痛苦、凸起（高于周围皮肤）、结痂或出血的皮肤。这可能是更严重状况的迹象，应由您的医生检查。
- 请勿改装本设备。
- 此设备包含锂离子电池。在处置此设备之前，请查看您当地关于锂离子电池处置的法律和要求。首选的处理方法是通过回收。
- 请勿让儿童玩耍该设备。儿童不得对设备进行清洁和充电。
- 请勿使用该设备治疗痣、疣、开放性疮口、癌性病变或任何皮肤病。
- 请勿在没有色素沉着的斑点或皮肤上有白癜风的区域使用该设备。
- 如果您有任何开放性伤口，请勿使用该设备。
- 请勿在室外使用设备，以免损坏产品。
- 请勿将任何物体掉落或插入设备的任何开口中。
- 请勿在靠近热表面或阳光直射的地方使用或存放设备。
- 请勿将设备与未经制造商认可的配件一起使用。
- 请勿在设备上使用溶剂或研磨性清洁剂。
- 请勿以本手册中指定的任何其他方式使用该设备。

- 如果您最近接受过手术或其他外科手术, 请勿使用该设备。
- 请勿在细菌感染后使用该设备, 因为这可能会导致症状恶化
- 当在儿童或身体或精神能力较差的人附近使用、清洁或存放本设备时, 请务必严密监督。
- 请勿将该设备与CurrentBody 提供的以外的任何其他USB-C 电线一起使用。
- 请勿刮伤发光表面

注意事项

- 如果设备过热或变得不舒适的热,请停止使用。
- 充电完成后,请始终从插座中拔出设备。
- 请勿将设备存放在直射阳光下或温度超过37°C (100°F)的地方,因为这可能会损坏塑料涂层。
- 只使用提供的通用USB-C充电线。使用错误的电源线可能会损坏设备。
- 请勿试图打开或修理设备或供电电源。
- 请勿将设备掉落在硬表面上,因为这可能会损坏它。使用损坏的设备可能会导致受伤。
- 如果您对正在治疗的皮肤有任何疑问,应立即停止使用并咨询您的医生。
- 如果您对使用此设备有任何医学疑问,请联系您的医生。

禁忌症

某些已知医疗状况、药物和化学物质会引发光敏感性。光敏感性是多种药物的常见副作用。这些可能包括许多常用的药物、护肤品、补品、抗生素、利尿剂和类固醇。

有关光敏性常见原因的详细列表,请看这里:

<https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>

圣约翰草、某些香水、止汗剂、抗菌肥皂、人造甜味剂、萘(防蛾球)、石油产品、洗衣粉中的亮白剂和硫化镉(在纹身时注入皮肤的化学品)。

以下病症的人不应使用此设备：

- 光引发的癫痫症或癫痫
- 代谢性疾病, 如皮博里症 (Porphyria)
- 自体免疫性疾病, 如全身性红斑狼疮 (Systemic Lupus Erythematosus, 缩写 SLE)
- 光敏感性疾病
- 活跃的癌症
- 使用光敏感药物或护肤品
- 眼部疾病
- 青光眼
- 白内障
- 最近的激光眼科手术
- 光引发的头痛或偏头痛

使用前请测试您的光敏感性

1. 请确保您的皮肤干净且干燥。
2. 请将您的 LED 产品与皮肤接触。理想的部位是大腿内侧、手臂或手背。
3. 请开启您的装置并完成完整的治疗。
4. 在使用设备治疗24小时后, 如果没有任何反应, 请按照您设备上指示的治疗方案进行。
5. 如果您出现任何反应, 请联系我们的客户支持团队。

设备概述

CurrentBody Skin LED 光疗面膜仪由 3 种高精度 LED 波长供电, 经科学测试证明, 对于抗衰老和皮肤年轻化最有效。


柔软的硅胶面罩能贴合您的脸部, 提供最大程度的皮肤覆盖, 从而获得最一致、有效的效果。LED 光穿透皮肤, 为形成胶原蛋白的最深层细胞注入能量, 减少细纹和皱纹的出现, 使肤色更加明亮。

工作原理

CurrentBody Skin LED 光疗面膜仪由 236 个 Veritace® 红光 (633nm)、近红外 (830nm) 和深近红外 (1072nm) LED 供电。

设备的预设时间为 10 分钟, 如果坚持使用, 每周 3-5 次, 只需 4 周即可获得更紧致、更有光泽的肌肤。

Light Wavelength Diagram



如何使用

设置步骤：

1. 打开设备包装。该设备可能带有一些电量，但我们建议在首次使用之前始终充满电。
2. 将 USB-C 电源线插入控制器，然后插入合适的 USB 充电器（未提供）。
3. 将USB充电器插入电源插座并接通电源。
4. 白色的电源指示灯会闪烁以指示正在充电。设备需要4.5小时才能完全充满电。当电池充满电时，白色指示灯将停止闪烁并变为常亮的白色。
5. 请在使用前确保从USB-C充电器上拔下设备。为了您的安全，设备在充电时不会工作。
6. 不使用时，请将设备放入保护收纳袋中。
7. 当设备需要重新充电时，电源指示灯会闪烁橙色。要充电设备，请按照上述说明进行。

使用说明

您必须在使用前进行敏感性测试。

- 1.使用前,请清洗并完全擦干您的脸,使您的皮肤干净并无护肤品。请不要与在LED治疗期间同时使用护肤品,因为这可能会引起刺激或遮挡光线。
- 2.连接绑带,将装置放在您的脸上,并调整绑带以适应您的头部。
- 3.长按开/关按钮以打开设备。装置将在您的10分钟治疗后自动关闭。
- 4.治疗完成后,可以涂抹您选择的护肤品。

为了获得最佳效果:

- 每周使用3-5次。
- 24小时内不要在同一区域进行多于一次的治疗。
- 在干净、干燥的皮肤上使用设备。
- 使用设备后,请确保涂抹护肤品。请注意不是使用前,因为它可能会引起刺激并阻碍光线穿透。
- 每次使用后,擦拭设备使其保持清洁。

维护：

- 本设备没有可维修的部件。电池不可接触且不可维修。用户不应尝试接触或维修电池，因为这会损坏设备并使保修失效。
- 设备只包括一个开/关按钮。所有设置均设定为出厂设定。
- 只能使用随附的USB-C电源充电线和通用USB-C电源适配器（未包含）来为设备充电。
- 当电池电量低时，电源指示灯会开始闪烁橙色。这表示应该对设备进行充电。
- 兼容电压供应：100-240V
- 通过在正常使用期间允许其充分充电然后充分放电，锂电池的使用寿命可以得到最大化。

清洁：

1. 关闭设备并从任何电源中拔出。
2. 每次使用后，使用酒精擦或湿布擦拭LED的顶部以去除任何残留物。
3. 使用湿布或超细纤维布清洁设备本体。请不要在塑料涂层上使用化学或酒精基的清洁剂。
4. 使用前请确保设备完全干燥。

故障排除

系统无法开启：

- 设备是否已充满电？(电源指示灯常亮)
- 电源指示灯是否亮起？
- 设备是否已从主电源中断开？充电时设备将无法工作。

系统无法充电：

- USB-C电源线是否已牢固插入设备？(电源指示灯是否亮起?)
- 尝试使用不同的墙壁插座以确定插座是否有电。

系统在完成10分钟治疗之前突然关闭：

- 系统设计为在10分钟后自动关闭。
- 如果设备超过所需的温度，系统可能会在多次重复使用后关闭。请让设备冷却几分钟后再次尝试。近红外(NIR)光谱对人眼不可见。这些灯看起来好像没有开启，但它们正常运作。如果可见光亮起，那么设备正如设计的那样运作。

设备在10分钟治疗后没有关闭：

设备有故障。请联系CurrentBody。

使用过程中LED灯闪烁：

设备有故障。请联系CurrentBody。

保修

在正常使用情况下,本产品自原始购买日期起保固2年,涵盖材料或制造工艺上的制造瑕疵。此保固仅适用于原始购买者。若在保固期内产品出现故障,请尽速联系CurrentBody。

- CurrentBody 保留维修缺陷产品的权利。
- CurrentBody 保留用当前最兼容的产品更换有缺陷的产品的权利。

此保修不包括以下情况造成的损害:

- 意外、误用、滥用或改动
- 未经授权人员的维修
- 连接到不正确的电源
- 使用未经授权的配件

CurrentBody对于使用本产品而导致的任何附带、特殊或间接损害概不负责。所有隐含的保固,包括但不限于适用性和商业性的隐含保固,在原始购买日期起限制为两年。本保固赋予您特定的法定权利,您可能还享有因国家而异的其他权利。有些国家不允许排除或限制附带或间接损害,或对隐含保固的持续时间进行限制,因此上述某些限制和排除可能对您不适用。此保固取代所有其他保固,无论是书面还是口头,无论是通过明示的肯定、承诺、描述、图纸、模型还是样品表示。此外,特此放弃除本保固外的任何其他保固,无论是明示还是隐含,包括但不限于适销性和特定用途的隐含保固。如果产品在保固期内有缺陷,请联系CurrentBody。

CurrentBody Skin LEDライトセラピーマスクへようこそ

CurrentBody Skinは、私たちの美容技術の専門知識を通じて開発された、家庭用の高性能美容技術のシリーズです。

全てのCurrentBody Skin製品は、臨床技術の金字塔であり、ユニークなデザインと高度なソフトウェアにより、効果を最大限に引き出します。

Veritace®-品質、安全性、そして結果の美容技術

Veritace®をお選びいただくことで、市場で最も安全で信頼性の高い最高の技術を手にすることができます。

当社独自のVeritace®製品開発プロセスにより、この基準を達成しています。これにより、世界中で販売されるすべての製品が最高水準で製造されていることを保証しています。

箱のVeritace®マークは、当社の品質保証です。すべての製品は、Veritace®規格に適合していることを確認するために、個別の製品テストを通じて追跡することができます。

箱の中身?

システムに含まれるもの:

CurrentBody Skin LEDライト
セラピーマスク



マルチストラップ x 3



USB-C充電コード



収納バッグ



取扱説明書



アインサート



NFCカード



重要な安全情報

- ・ 水に触れる可能性のある場所でデバイスを操作しないでください。
- ・ 破損または故障した電源アダプタでデバイスを使用または充電しないでください。
- ・ USB-C充電コードを無理に曲げたり、乱暴に扱ったりしないでください。
- ・ デバイスを分解しないでください。本製品はユーザーによる修理はできません。保証が無効になります。
- ・ デバイ스에欠陥があると思われる場合は、直ちに使用を中止してください。

カスタマーケア

次のような場合は、ウェブサイトから CurrentBody にご連絡ください。



警告

- ・ この装置は12歳以下の子供には使用させないでください。13歳から18歳の方は、必ず大人の監督のもとで使用してください。
- ・ 妊娠中またはその疑いがある方、授乳中の方は、使用前に医師にご相談ください。
- ・ がんに罹患している方、またはその疑いがある方は、使用前に医師にご相談ください。
- ・ 濡れている状態で使用しないでください。水に落ちた場合は、電源プラグを抜いてから触れてください。
- ・ 一時的な不快感を引き起こす可能性があるため、ライトを直視しないでください。目の穴から見えるように、また装置が目を覆わないように、装置を顔の上に置いてください。
- ・ 以前の治療で肌が赤く腫れている場合は使用しないでください。
- ・ 触ると痛い、隆起している（周囲の皮膚より高い）、痂皮がある、出血しているなどの皮膚には使用しないでください。これはより深刻な状態の兆候である可能性がありますので、医師の診断を受けてください。
- ・ 本装置の改造は禁止されています
- ・ 本装置にはリチウムイオン電池が内蔵されています。本装置を廃棄する前に、リチウムイオン電池の廃棄に関する地域の法律と要件を確認してください。望ましい廃棄方法はリサイクルです。
- ・ お子様デバイスで遊ばないようご注意ください。デバイスの充電やクリーニングはお子様が行わないようご注意ください。
- ・ ホクロク、イボ、ただれた傷口、がん性病変、またはその他の皮膚疾患へのご使用はお控えください。
- ・ 色素沈着のないシミや白斑のある皮膚へのご使用はお控えください。
- ・ ケガのある箇所へのご使用はお控えください。
- ・ 商品の損傷を防ぐため、屋外でのご使用はお控えください。
- ・ デバイスの開口部に物を落としたり入れたりすることはお控えください。

- ・ 熱い表面や直射日光の当たる場所でのデバイスのご使用や保管はお控えください。
- ・ メーカーが承認・推奨するアクセサリ以外のご使用はお控えください。
- ・ デバイスへの溶剤や研磨剤のご使用はお控えください。
- ・ この取扱説明書で指定されている以外の方法でのデバイスのご使用はお控えください。
- ・ 直近で手術や外科手術を受けた場合、デバイスのご使用はお控えください。
- ・ バクテリア感染症がある場合、デバイスのご使用はお控えください。症状が悪化する可能性があります。
- ・ このデバイスをお子様や身体的・精神的問題がある方の近くでのご使用、清掃、保管する場合は、厳重に注意してください。
- ・ CurrentBodyが提供するUSB-Cケーブル以外のケーブルでデバイスを使用しないでください。
- ・ 発光面を傷つけないでください。

注意事項

- ・ デバイスが過熱したり、不快なほど熱くなった場合は使用を中止してください。
- ・ 充電が完了したら、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 直射日光の当たる場所や華氏100度以上の場所にデバイスを保管しないでください。
- ・ 付属のユニバーサルUSB-C充電コードのみを使用してください。不適切な電源コードを使用すると、デバイスが損傷する場合があります。
- ・ デバイスや電源装置を開けたり修理したりしないでください。
- ・ デバイスを硬い表面に落とさないでください。損傷したデバイスを使用すると、怪我をする恐れがあります。
- ・ 治療中の皮膚に何らかの懸念がある場合は、使用を中止し、医師に確認してください。
- ・ 本装置の使用に関して医学的な質問がある場合は、医師にお問い合わせください。

禁忌

特定の病状、薬物、化学物質は光線過敏症を誘発することが知られている。光線過敏症を誘発することが知られています。光線過敏症は光線過敏症は、様々な薬剤の一般的な副作用です。これには以下のようなものが含まれます。一般的に使用される薬、スキンケア、サプリメント、抗生物質、利尿剤、ステロイド剤などです。利尿剤、ステロイド剤などです。

光線過敏症の一般的な原因の広範なリストについては、こちらをご覧ください。

<https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>
セント・ジョーンズ・ワート、特定の香水、制汗剤、抗菌剤石鹸、人工甘味料、ナフタレン(防虫剤)、石油製品、洗濯物に含まれる光沢剤石油製品、洗濯洗剤に含まれる光沢剤硫化カドミウム(刺青の際に皮膚に注入される化学物質)。

次のような病状のある人は使用しないでください。

- ・ てんかんまたは光によって引き起こされる発作
- ・ ポルフィリン症などの代謝障害
- ・ 全身性エリテマトーデス (SLE) などの自己免疫疾患などの自己免疫疾患
- ・ 光感受性障害
- ・ 活動性の癌
- ・ 光線過敏症治療薬やスキンケアの使用
- ・ 眼疾患
- ・ 緑内障
- ・ 白内障
- ・ 最近のレーザー眼科手術
- ・ 光による頭痛や偏頭痛

使用前に光過敏症かどうかテストしてください：

1. 肌が清潔で乾いていることを確認する。
2. LED製品を皮膚に接触させる。理想は内腿、腕または手の甲。
3. あなたの装置のスイッチを入れ、完全な処置を完了しなさい。
4. 24時間待つ。反応がなければ、ご使用の機器に表示されている治療プロトコルを実行してください。
5. 何らかの反応が見られた場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。

装置の概要

CurrentBody Skin LEDライトセラピーマスクは、科学的テストによりアンチエイジングと肌の若返りに最も効果的であることが証明された、3つの高精度LED波長を搭載しています。


柔軟なシリコンマスクは、最も安定した効果的な結果を得るために最大限の皮膚カバーを与えるためにあなたの顔に成形します。LEDの光が肌に浸透し、コラーゲンが形成される深層の細胞に活力を与え、小じわを目立たなくし、明るい顔色をもたらします。

仕組み

CurrentBodyスキンLEDマスクは、236個のVeritace®赤色(633nm)、近赤外線(830nm)、深部近赤外線(1072nm)LEDを搭載しています。

このデバイスは10分間のトリートメントを行うようにプログラムされており、週に3~5回の継続的な使用により、わずか4週間でハリと輝きのある肌を実現することができます。

Light Wavelength Diagram



使用方法

セットアップ:

1. 機器を開梱する。デバイスには充電されている場合がありますが、最初に使用する前に必ずフル充電することをお勧めします。
2. USB-C電源コードをコントローラーに差し込み、適切なUSB充電器(付属していません)に差し込みます。
3. USB充電器をコンセントに差し込み、スイッチを入れます。
4. 白い電源インジケータライトが点滅し、充電中であることを示します。フル充電には4.5時間かかります。バッテリーが完全に充電されると、白いライトの点滅が止まり、白色に点灯します。
5. 使用前にUSB-C充電器からデバイスを抜いてください。安全のため、充電中はデバイスは動作しません。
6. 使用しないときは、デバイスを保護収納バッグに入れてください。
7. デバイスの充電が必要になると、電源インジケータランプがオレンジ色に点滅します。デバイスを充電するには、上記の指示に従ってください。

使用上の注意

最初に使用する前に、感度テストを行ってください。

1. 使用前に顔を洗い、十分に乾燥させてください。他のスキンケアをLEDと一緒に使用しないでください。
2. ストラップを装着し、マスクを顔に当て、頭の周りのストラップを調節します。
3. 電源ボタンを長押しして、装置の電源を入れます。トリートメントは自動的に10分間実行されます。
4. トリートメントが終了したら、通常通りスキンケアを行うことができます。

最高の結果を得るために：

- ・ 週に3-5回使用してください。
- ・ 24時間以内に同じ部位に2回以上のトリートメントを行わないでください。
- ・ 清潔で乾いた肌にご使用ください。
- ・ スキンケアは、刺激を与えたり光の浸透を妨げたりする可能性があるため、装置の使用前ではなく、使用後に行うようにしてください。
- ・ 使用後は、必ず器具をきれいに拭き取ってください。

メンテナンス:

- ・ この装置には修理可能な部品はありません。バッテリーにはアクセスできず、修理もできません。バッテリーへのアクセスや修理は、装置の損傷や保証の無効となるため、行わないください。
- ・ 本機には ON/OFF ボタンしかありません。すべての設定は工場出荷時に設定されています。
- ・ 付属のUSB-C電源充電コードとユニバーサルUSB-C電源アダプター (別売) のみを使用してデバイスを充電してください。
- ・ バッテリー残量が少なくなると、電源インジケータランプがオレンジ色に点滅し始めます。これは、デバイスを再充電する必要がありますを示しています。
- ・ 対応電源 100-240V
- ・ リチウム電池の寿命は、通常の使用中に完全に充電し、完全に放電させることによって最大化することができます。

クリーニング:

1. 装置の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
2. 使用後は、湿らせた布またはマイクロファイバークロスでLEDの上部を拭き、残留物を取り除きます。
3. 湿らせた布やマイクロファイバーの布で、装置本体を拭いてください。プラスチックコーティングに化学薬品やアルコールベースのクリーナーを使用しないでください。
4. 使用前に完全に乾燥させてください。

トラブルシューティング

システムの電源が入らない:

- デバイスは完全に充電されていますか?
- 電源インジケータライトは点灯していますか?
- デバイスは主電源から切断されていますか?充電中、デバイスは動作しません。

システムが充電されていない:

- USB-C 電源コードはデバイスにしっかりと差し込まれていますか?(電源ランプは点灯しますか?)
- コンセントに電源が供給されているかどうか、別のコンセントを試してみてください。

10分間の治療が完了する前に、システムが突然停止する:

- システムは10分後に自動的に停止するように設計されていません。
- 装置が希望する温度を超えている場合、何度も繰り返し使用すると、システムが停止する可能性があります。装置を数分間冷却し、再度お試しください。

一部のライトが消灯しているように見える:

近赤外線 (NIR) の光スペクトルは人間の目には見えません。これらのライトは点灯していないように見えますが、正常に動作しています。可視光線が点灯している場合 装置は設計通りに動作しています。

10分間の治療後、装置の電源が切れない:

装置の故障です。CurrentBodyにご連絡ください。

使用中にLEDが点滅する:

装置の故障です。CurrentBodyにご連絡ください。

保証期間

通常の使用において、本製品は最初の購入日から2年間、材料または製造上の欠陥に対して保証されます。この保証は最初の購入者にのみ適用されます。保証期間内に製品に不具合が生じた場合は、CurrentBodyまでご連絡ください。

- ・ CurrentBody は、欠陥製品を修理する権利を留保します。
- ・ CurrentBody は、欠陥のある製品を現在入手可能な最も互換性のある製品と交換する権利を有します。

本保証は、以下に起因する損害には適用されません：

- ・ 事故、誤用、乱用、改造
- ・ 許可されていない者による修理
- ・ 不適切な電源への接続
- ・ 許可されていないアクセサリとの使用

CurrentBodyは、本製品の使用に起因する偶発的、特別または派生的な損害について、一切の責任を負いません。黙示的な適合性および商品性の保証を含むがこれに限定されない、すべての黙示的な保証の期間は、最初の購入日から2年間に限定されます。本保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものであり、お客様は、偶発的損害または派生的損害の除外もしくは制限、または黙示的保証の存続期間の制限に関するその他の権利を有する場合がありますので、上記の制限および除外の一部がお客様に適用されない場合があります。本保証は、確約、約束、説明、図面、モデルまたはサンプルによって表明されたか否かを問わず、書面または口頭による他のすべての保証に代えて与えられるものです。本保証以外のすべての保証は、明示または黙示を問わず、商品性および特定目的への適合性の黙示保証を含め、ここに否認されます。保証期間内に製品に欠陥があった場合は、CurrentBodyまでご連絡ください。

CurrentBody Skin LED 라이트 테라피 마스크 세계에 오신 것을 환영합니다

뷰티 기술에 대한 전문성을 바탕으로 개발된 CurrentBody Skin은 가정용 고성능 뷰티 테크 제품군입니다.

모든 CurrentBody Skin 제품은 최고 수준의 임상 기술에 독특한 디자인과 고급 소프트웨어를 결합하여 궁극의 결과를 선사합니다.

Veritace® - 뷰티 테크의 품질, 안전성 및 결과

Veritace®를 선택하면 업계에서 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 최고의 기술을 이용하실 수 있습니다.

당사는 고유한 Veritace® 제품 개발 프로세스를 통해 이 표준을 달성했으며 이를 통해 최고 수준의 제품을 생산하여 전 세계에 제공하고 있습니다.

상자에 부착된 Veritace® 마크는 품질을 보증합니다. 모든 제품은 개별 제품 테스트를 통해 역추적하여 Veritace® 표준을 충족하는지 확인할 수 있습니다.

상자 안에는 무엇이 들어 있나요?

시스템 포함:

CurrentBody Skin LED
라이트 테라피 마스크



멀티 스트랩 x 3



USB-C 충전 코드



수납 가방



사용 설명서



안구 삽입물



NFC 카드



주요 안전 정보

- 물과 접촉할 수 있는 곳에서 기기를 작동하지 마세요.
- 손상되었거나 결함이 있는 전원 어댑터로 기기를 사용하거나 충전하지 마세요.
- USB-C 충전 코드를 심하게 구부리거나 함부로 다루지 마세요.
- 기기를 분해하려고 시도하지 마세요. 사용자가 장치를 수리할 수 없습니다. 이 경우 보증이 무효화됩니다.
- 기기에 결함이 있다고 생각되면 즉시 사용을 중지하세요.

고객 지원

궁금한 점이 있거나 어드바이스가 필요한 경우 웹사이트를 통해 CurrentBody에 문의하세요.



경고

- 이 장치는 12세 이하의 어린이가 사용하지 않도록 주의해야 합니다. 13~18세 사이의 청소년은 항상 성인의 감독 하에 장치를 사용해야 합니다.
- 임신 중이거나 모유 수유 중인 경우, 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.
- 암이 있거나 암이 의심되는 경우에는 사용하기 전에 의사와 상담하시기 바랍니다.
- 장치가 젖어 있는 경우에는 사용하지 마십시오. 장치가 물에 빠진 경우 만지기 전에 전원 공급 장치에서 플러그를 뽑아야 합니다.
- 일시적인 불편함을 유발할 수 있으므로 빛을 직접 쳐다보지 않도록 합니다. 눈 구멍을 통해 볼 수 있도록 기기를 얼굴에 대고 기기가 눈을 가리지 않도록 하세요.
- 이전 트리트먼트로 인해 피부가 붉어지거나 부어오른 경우에는 사용을 중지합니다.
- 만지면 아프거나, 발진이 생기거나(주변 피부보다 높게), 딱지가 생기거나, 피가 나는 피부에는 기기를 사용하지 마세요. 이는 더 심각한 상태의 징후일 수 있으므로 의사의 진찰을 받아야 합니다.
- 본 장비의 개조는 허용되지 않습니다.
- 본 장치에는 리튬 이온 배터리가 포함되어 있습니다. 본 장치를 폐기하기 전에 리튬 이온 배터리 폐기에 관한 현지 법률 및 요구 사항을 검토하시기 바랍니다. 선호되는 폐기 방법은 재활용입니다.
- 아이들이 기기를 가지고 놀게해서는 안 됩니다. 기기의 청소와 충전은 아이들이 해서는 안 됩니다.
- 기기로 주근깨, 사마귀, 상처, 암종이나 피부 질환을 치료하지 마세요.
- 피부에 색소가 없는 반점이나 백반증에는 기기를 사용하지 마세요.
- 상처가 있는 경우에는 기기를 사용하지 마세요.
- 제품이 손상되지 않도록 야외에서 기기를 사용하지 마세요.
- 기기의 개구부에 어떤 물체도 넣거나 떨어뜨리지 마세요.

- 뜨거운 표면이나 직사광선이 닿는 곳에서 기를 사용하거나 보관하지 마세요.
- 제조사의 승인을 받지 않은 부품과 함께 기기를 사용하지 마세요.
- 기기에는 용제나 세정제를 사용하지 마세요.
- 이 설명서에서 명시된 방법 이외의 방법으로 장치를 사용하지 마십시오.
- 최근에 수술이나 다른 수술 절차를 받은 경우에는 기기를 사용하지 마십시오.
- 세균 감염이 있는 경우에는 기기를 사용하지 마세요. 증상이 악화될 수 있습니다.
- 이 기기를 사용, 청소, 보관할 때에는 어린이 또는 신체적, 정신적 능력이 제한된 사람들에게 가까이 두지 마세요.
- CurrentBody에서 제공한 USB-C 케이블 이외의 케이블을 사용하지 마세요.
- 발광 표면을 긁지 마세요.

주의사항

- 장치가 과열되거나 불편할 정도로 뜨거워지면 사용을 중단하십시오.
- 충전이 완료된 후에는 항상 콘센트에서 장치의 플러그를 뽑아주세요.
- 직사광선이 닿는 곳이나 화씨 100도 이상의 장소에 장치를 보관하지 마십시오. 플라스틱 코팅이 손상될 수 있습니다.
- 제공된 범용 USB-C 충전 코드만 사용합니다. 잘못된 전원 코드를 사용하면 장치가 손상될 수 있습니다.
- 장치나 전원 공급 장치를 열거나 수리하려고 시도하지 마십시오.
- 장치가 손상될 수 있으므로 딱딱한 표면에 장치를 떨어뜨리지 않도록 주의합니다. 손상된 장치를 사용하면 부상을 입을 수 있습니다.
- 트리트먼트 중인 피부에 이상이 있을 경우에는 사용을 중단하고 의사와 상담하시기 바랍니다.
- 이 장치 사용과 관련하여 의학적 질문이 있는 경우 담당 의사에게 문의하시기 바랍니다.

금기사항

특정한 의학적 상태, 약물 및 화학물질은 광과민성을 유발하는 것으로 알려져 있습니다. 광과민성은 다양한 약물의 흔한 부작용 중 하나입니다. 이에에는 많이 사용되는 약물, 스킨케어 제품, 보충제, 향생제, 이뇨제 및 스테로이드가 포함될 수 있습니다.

광과민성의 일반적인 원인에 대한 광범위한 목록은 이곳을 참조하세요.

<https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>

세인트 존스 워트(St John's Wort), 특정 향수, 발한 억제제, 항균 비누, 인공 감미료, 나프탈렌(증약), 석유 제품, 세탁 세제에서 발견되는 미백제 및 황화 카드뮴(문신을 하는 동안 피부에 주입되는 화학 물질).

다음과 같은 질병이 있는 사람은 이 장치를 사용해서는 안 됩니다.

- 빛에 의해 유발되는 간질 또는 발작
- 포르피린증과 같은 대사 장애
- 전신홍반루푸스(SLE)와 같은 자가면역 장애
- 광과민성 장애
- 활동성 암
- 감광성 약물 사용 또는 피부 관리
- 눈 질환
- 녹내장
- 백내장
- 최근 레이저 눈 수술
- 빛으로 인해 두통이나 편두통이 발생합니다.

사용하기 전에 빛 민감도를 테스트하세요.

1. 피부가 깨끗하고 건조한지 확인합니다.
2. LED 제품을 피부에 밀착시켜주세요. 이상적으로는 허벅지 안쪽, 팔 또는 손등입니다.
3. 장치를 켜고 전체 트리트먼트를 완료합니다.
4. 24시간 동안 기다립니다. 반응이 없으면 장치에 표시된 트리트먼트 프로토콜을 수행합니다.
5. 어떤 반응이 나타나면 고객 지원팀에 문의하세요.

장치 개요

CurrentBody Skin LED 라이트 테라피 마스크는 과학적 테스트를 통해 노화 방지와 피부 재생에 가장 효과적인 것으로 입증된 3가지 고도로 정밀한 LED 파장으로 구동됩니다.


유연한 실리콘 마스크가 얼굴에 밀착되어 피부를 최대한 커버하여 가장 일관되고 효과적인 결과를 제공합니다. LED 빛이 피부 속으로 침투하여 콜라겐이 형성되는 가장 깊은 층의 세포에 활력을 불어넣어 잔주름과 주름을 줄여주고 더욱 밝은 피부로 만들어줍니다.

작동 방식

CurrentBody Skin LED 마스크는 236개의 Veritace® 빨간색 (633nm), 근적외선(830nm) 및 심근적외선(1072nm) LED로 구동됩니다.

이 장치는 10분 트리트먼트를 제공하도록 프로그래밍되어 있으며, 일주일에 3~5회 꾸준히 사용하면 단 4주 만에도 더 탄력 있고 빛나는 피부를 만나볼 수 있습니다.

Light Wavelength Diagram



사용법

설정:

1. 장치를 언박싱합니다. 기기는 약간 충전된 상태로 제공될 수 있지만 처음 사용하기 전에 항상 완전히 충전하는 것이 좋습니다.
2. USB-C 전원 코드를 컨트롤러에 삽입한 다음 적합한 USB 충전기(제공되지 않음)에 삽입합니다.
3. USB 충전기를 주 콘센트에 꽂고 전원을 켭니다.
4. 흰색 전원 표시등이 깜박이면서 충전 중임을 나타냅니다. 장치를 완전히 충전하려면 4.5시간이 소요됩니다. 배터리가 완전히 충전되면 흰색 표시등이 깜박임을 멈추고 흰색으로 켜집니다.
5. 사용하기 전에 USB-C 충전기에서 장치를 분리합니다. 안전을 위해 충전 중에는 기기가 작동하지 않습니다.
6. 사용하지 않을 때는 장치를 보호용 보관 가방에 넣어두십시오.
7. 장치를 재충전해야 할 경우 전원 표시등이 주황색으로 깜박입니다. 장치를 재충전하려는 경우 위의 지침대로 따라하시면 됩니다.

사용 지침

처음 사용하기 전에 민감도 테스트를 수행해야 합니다.

1. 사용 전 세안 후 뽕송하게 건조시켜 피부를 깨끗하게 정돈하고 스킨케어 제품이 손에 묻어나지 않도록 합니다. LED에 다른 스킨케어 제품을 사용하면 자극을 주거나 빛을 차단할 수 있으므로 사용하지 않도록 합니다.
2. 끈을 부착한 후 마스크를 얼굴에 밀착시킨 후 머리 돌레에 맞춰 끈을 조절합니다.
3. 전원 버튼을 길게 눌러 장치를 켜세요. 트리트먼트는 10분 동안 자동으로 실행됩니다.
4. 트리트먼트가 끝나면 평소대로 스킨케어를 하시면 됩니다.

최상의 결과를 얻으려면:

- 매주 3~5회 사용
- 24시간 이내에 같은 부위에 2회 이상의 트리트먼트를 실시하지 않습니다.
- 깨끗하고 뽕송하게 말린 피부에 장치를 사용합니다.
- 피부 관리는 자극을 유발하고 빛 침투를 차단할 수 있으므로 장치 사용 전이 아닌 사용 후에 스킨케어를 바릅니다.
- 매번 사용 후 장치를 깨끗하게 닦으십시오.

유지:

- 이 장치에는 서비스 가능한 부품이 없습니다. 배터리에 접근할 수 없으며 서비스할 수 없습니다. 기기가 손상되고 보증이 무효화되므로 배터리에 접근하거나 서비스를 시도해서는 안 됩니다.
- 장치에는 ON/OFF 버튼만 포함되어 있습니다. 모든 설정은 공장 설정으로 설정되어 있습니다.
- 제공된 USB-C 전원 충전 코드와 범용 USB-C 전원 어댑터(별매)로만 장치를 충전합니다.
- 배터리 잔량이 부족하면 전원 표시등이 주황색으로 깜박이기 시작합니다. 이는 장치를 충전해야 함을 나타냅니다.
- 호환 가능한 전원 공급 장치: 100-240V
- 리튬 배터리는 정기적인 사용 시 완전히 충전한 후 완전히 방전시키면 수명을 극대화할 수 있습니다.

청소:

1. 장치를 끄고 모든 전원에서 플러그를 뽑습니다.
2. 매번 사용 후 젖은 천이나 극세사 천으로 LED 상단을 닦아내어 잔여물을 제거합니다.
3. 젖은 천이나 극세사 천을 사용하여 장치 본체를 청소합니다. 플라스틱 코팅에는 화학 물질이나 알코올 성분의 세척제를 사용하지 마십시오.
4. 사용하기 전에 장치를 완전히 건조시키킵니다.

문제 해결

시스템이 켜지지 않습니다:

- a. 기기가 완전히 충전되었나요? (전원 표시등이 켜져 있고 켜져 있음)
- b. 전원 표시등이 켜져 있습니까?
- c. 장치가 주전원에서 분리되어 있습니까? 충전 중에는 장치가 작동하지 않습니다.

시스템이 충전되지 않습니다:

- a. USB-C 전원 코드가 장치에 단단히 삽입되어 있습니까? (전원 표시등이 켜져 있나요?)
- b. 다른 벽면 콘센트를 사용해 콘센트에 전원이 들어오는지 확인하세요.

10분 트리트먼트가 완료되기 전에 시스템이 갑자기 종료됩니다.

- a. 시스템은 10분 후에 자동으로 꺼지도록 설계되었습니다.
- b. 장치가 원하는 온도를 초과하면 여러 번 반복해서 사용한 후 시스템이 꺼질 수 있습니다. 장치를 몇 분 동안 식힌 후 다시 시도합니다.

일부 표시등이 꺼진 것으로 나타납니다.

근적외선(NIR) 빛 스펙트럼은 사람의 눈으로 볼 수 없습니다. 이 표시등은 켜져 있지 않은 것처럼 보이지만 제대로 작동하고 있습니다. 가시광선이 켜져 있으면 장치가 설계대로 작동하는 것입니다.

10분 트리트먼트 후에도 장치가 꺼지지 않습니다:

장치에 결함이 있습니다. CurrentBody에 문의하세요.

사용 중에 LED가 깜박입니다:

장치에 결함이 있습니다. CurrentBody에 문의해 주세요.

보증

정상적인 사용 시 이 제품은 재료나 기술상의 제조 결함에 대해 최초 구매일로부터 2년 동안 보증됩니다. 이 보증은 원래 구매자에게만 적용됩니다. 보증 기간 내에 제품에 결함이 발생한 경우 CurrentBody에 문의하시기 바랍니다.

- CurrentBody는 결함이 있는 제품을 수리할 권리를 보유합니다.
- CurrentBody는 결함이 있는 제품을 현재 사용 가능한 가장 호환 가능한 제품으로 교체할 권리를 보유합니다.

이 보증은 다음으로 인한 손상에는 적용되지 않습니다.

- 사고, 오용, 남용 또는 개조
- 승인되지 않은 사람에 의한 서비스
- 잘못된 전원 공급원에 연결
- 비인가 액세서리와 함께 사용

CurrentBody는 본 제품의 사용으로 인해 발생하는 부수적, 특별 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 모든 명시적 보증은 최초 구매일로부터 2년으로 기간이 제한됩니다(적합성 및 상품성에 대한 묵시적 보증을 포함하되 이에 국한되지 않음). 당사의 보증은 사용자에게 특정한 법적 권리를 제공합니다. 이러한 권리에는 사용자가 부수적 또는 결과적 손해를 배제하거나 제한하거나, 또는 묵시적 보증의 지속 기간을 제한하는 다른 권리를 가질 수 있다는 것이 포함됩니다. 그러나 사용자의 권리는 법률에 따라 다를 수 있으며, 따라서 위의 제한 및 배제 조항 중 일부가 사용자에게 적용되지 않을 수 있습니다. 이 보증은 확인, 약속, 설명, 도면, 모델 또는 샘플로 표현된 서면 또는 구두의 다른 모든 보증을 대신하여 제공됩니다. 따라서 여기서 명시된 모든 보증 외에는 어떠한 다른 표현이나 묵시적인 보증도 여기서는 적용되지 않습니다. 이로써 특정 목적에 대한 판매 가능성과 적합성을 포함한 모든 보증은 이에 따라 부인됩니다. 보증 기간 내에 제품에 결함이 있는 경우 CurrentBody에 문의하시기 바랍니다.

currentbody.com

CURRENTBODY SKIN™ LED Light Therapy Mask is manufactured for The Beauty Tech Group Ltd.

Q17, Crossley Road, Stockport, Greater Manchester, SK4 5BB, United Kingdom.

EU Authorised Representative: Certification Company, Veluwezoom 42, 1327 AH, ALMERE, The Netherlands

V1- June 2024

MK-90H 说明书

成品尺寸: 98*152mm

材质:封面封底200g双铜过哑膜,
内页100g双铜

四色印刷

骑马钉

此页不印刷