

currentbody.com

CurrentBody.com Ltd, Q17, Crossley Road, Stockport, Greater Manchester,
SK4 5BB, United Kingdom.

CurrentBody BV, Naritaweg 2, 1437EL, Rozenburg, Netherlands

Manual Version: V1.0
Issue Date: 2022-03-08



CURRENTBODY | skin™

LED LIP PERFECTOR



USER GUIDE

Includes important safety information.
Read all instructions before using device.

Welcome to CurrentBody Skin™ LED Lip Perfector

Established in 2009, CurrentBody is the world's only online retailer dedicated to home-use beauty devices. As the first company to recognise devices as one of the fastest growing trends in the world of beauty, we have unrivalled expertise in selecting at-home devices that are science-backed and clinically proven. We offer our customers the ultimate choice of devices that treat a wide range of concerns, including anti-ageing, cleansing and hair removal.

Underpinning our range of innovative beauty technology is expert education to help our customers choose the right device for them and excellent customer service.

Our highly trained beauty device experts are on hand to offer impartial advice and answer your questions in person, as well as how-to videos and top tips available throughout our website and social media channels.

CurrentBody Skin LED Lip Perfector is a light therapy device for treatment of lip creases and wrinkles, and lip plumping.

WHAT IS IN THE BOX

Lip Care Device

Removable Mouth Tray

User Guide

USB charging cord

Storage bag

CONTRAINDICATIONS

Do not use this device if your skin is sensitive to light or you are currently using medication that may cause skin sensitivity to light. Doing so may result in a photosensitive reaction.

If you are unsure whether your medication causes sensitivity to light, confirm with your physician prior to using this device.

Discontinue use immediately if you experience any sensitivity to using this device.

WARNINGS

1. Do not operate or charge this device if it has come into contact with water.
2. Stop using device immediately if you think it is defective.
3. Do not attempt to take the device apart. Any modification or attempted service will void the warranty.
4. Do not store the device in sun or a location with high temperatures as this may cause damage to plastic casing.
5. Discontinue use and contact Customer Service if device overheats or becomes uncomfortably hot to your skin.
6. Always unplug the device from the outlet after charging is complete.
7. Use only the supplied Universal USB charging cord. Use of an incorrect power cord could damage the device.
8. Do not use if your skin is red or swollen from a previous treatment.
9. Do not use the device to treat skin that is painful to touch, raised (higher than surrounding skin), crusting, or bleeding. This may be a sign of a more serious condition and should be checked by your doctor.
10. This device contains a Lithium Ion Battery. Before disposal, please review your local laws and requirements surrounding Lithium Ion Battery disposal. The preferred method of disposal is through recycling.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

This device is designed for use on adults over 18 years of age and not recommended for use on infants or children.

Do not shine the device lights directly into the eyes. Doing so may cause temporary vision discomfort.

Contact your doctor if you have any medical questions regarding use of this device.

Consult your doctor prior to using this device if you:

Are pregnant or suspect you may be pregnant. Have suspicious cancerous lesions.

Customer Care:

Please email sales@currentbody.com if you have any questions or you need any advice. Do not use or charge the device with a power adapter that is damaged or faulty. Do not harshly bend or abuse the USB charging cord.

DEVICE OVERVIEW

CurrentBody Skin™ Lip Care Device is a light emitting diode (LED) device that harnesses energy to plump lips and treat wrinkles around the lip area. The device incorporates natural light energy in Amber, Red, Deep Red, and Infrared spectrums that are proven to reduce wrinkles, increase circulation, and plump lips.

LIGHT-SENSITIVITY TEST

Test yourself for light-sensitivity prior to initial treatment:

1. Power on your device.
2. Place device on the skin of your forearm for three minutes.
3. After 3 minutes, check the area. If area has turned red, and redness lasts for more than 2 hours, your skin is light-sensitive.
4. If your skin is light-sensitive, return the device to CurrentBody within 14 days for a full refund.

HOW TO USE

Set up:

1. Unpack your CURRENTBODY Skin™ Led Lip Perfector. There are 2 ways to charge your device.

A. From the charging base:

- Place the Led Lip Perfector on the base, ensuring on either side are in contact with the base.
- Plug the USB charging cord into the charging base.
- Plug the USB charging cord into a Universal USB Power Adapter (not included) and then into a mains outlet.

B. By plugging the cord directly into the device and then into a Universal USB Power Adapter (not included). Plug the adapter into a mains outlet.

2. The power indicator light will flash while charging. Charge your device for 1.5 - 2 hours. The device is fully charged when the power indicator light is solid (not flashing). The USB port can be found under the mouthguard. Simply remove and plug in.
3. Place the device in the protective (no gap) storage bag when not in use.
4. Ensure you unplug the device from the USB charger before using. For your safety, this device will not work when it is charging.
5. When the charge is low the indicator light will flash. To recharge the device, follow the instructions above.

Treatment:

1. To use the device, ensure the silicone mouth tray is clean and attach to the device.
2. Place the tray in your mouth so the device is comfortably against your lips.
3. Switch ON. The device will automatically switch off after 3 minutes.
4. You can switch the device off at any time by pressing the ON / OFF button
5. For best results, use daily.

MAINTENANCE AND CLEANING

Maintenance:

1. This device has no serviceable parts. The battery is not accessible and not serviceable. Users should not attempt to access or service the battery as this will damage the device and void the warranty.
2. Device includes only an ON/OFF button. All settings are set to the factory setting.
3. Charge the device only with the supplied USB power charging cord and a universal USB power adapter (not included).
4. The power indicator light will begin to flash when battery levels are low. This indicates the device should be recharged.
5. Compatible Power Supply: 100V/240V.

Cleaning:

1. Turn device off and unplug from any power source.
2. Separate the LED device from the removable mouth tray.
3. Wash mouth tray in lukewarm water and dry.
4. Wipe the device surface with a clean, damp cloth.
5. Allow device to dry completely prior to use.

TROUBLESHOOTING

1. System not turning on:

- Is the device charged? Please try recharging.
- If the device still does not turn on it is faulty. Please contact CurrentBody Customer Service.

2. System shuts off abruptly prior to completion of 3-minute treatment:

- System is designed to shut off automatically after 3 minutes.
- System may shut off automatically after multiple repeated uses if the device exceeds desired temperature. Allow the device to cool for several minutes and try again.
- If the device continues to shut off prior to 3 minutes, please contact CurrentBody customer service as the device is faulty.

3. Some lights appear turned off:

- The Infrared (IR) light spectrum is not visible to the human eye. These lights will look as if they are not on, but they are operating properly. If the red lights are visible, then the device is operating as designed

WARRANTY

Under normal use this product is guaranteed for 2 years after its original purchase date against manufacturing defects in materials or workmanship. This warranty extends only to the original purchaser. If the product should become faulty within the warranty period, contact CurrentBody.

- CurrentBody reserves the right to repair a defective product.
- CurrentBody reserves the right to replace a defective product with the most compatible product currently available.
- This warranty does not cover damage caused by the following:
 - Accident, misuse, abuse or alteration
 - Servicing by unauthorised persons
 - Connection to incorrect power sources
 - Use with unauthorised accessories

CurrentBody shall not be responsible for any incidental, special or consequential damages resulting from the use of this product. All implied warranties, including but not limited to implied warranties of fitness and merchantability are limited in duration to two years from date of original purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country. Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so some of the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty is given in lieu of all other warranties, written or oral, whether expressed by affirmation, promise, description, drawing, model or sample. Any and all warranties other than this one, whether expressed or implied, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are hereby disclaimed. If the product is defective within the warranty period please contact CurrentBody.

CONTENU

Dispositif de soin des lèvres
Plateau buccal amovible
Guide de l'utilisateur
Cordon de charge USB
Sac de rangement

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas cet appareil si votre peau est sensible à la lumière ou si vous prenez actuellement des médicaments qui peuvent entraîner une sensibilité de la peau à la lumière. Cela pourrait entraîner une réaction de photosensibilité.

Si vous n'êtes pas sûr que votre médicament provoque une sensibilité à la lumière, demandez à votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

Cessez immédiatement d'utiliser cet appareil si vous ressentez une sensibilité quelconque.

Vous trouverez de plus amples informations et une liste des médicaments courants pouvant provoquer une sensibilité à la lumière sur le site <https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>.

AVERTISSEMENTS

1. Ne faites pas fonctionner ou ne chargez pas cet appareil s'il a été en contact avec de l'eau.
2. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous pensez qu'il est défectueux.
3. N'essayez pas de démonter l'appareil. Toute modification ou tentative de réparation annule la garantie.
4. Ne rangez pas l'appareil au soleil ou dans un endroit où la température est élevée, car cela pourrait endommager le boîtier en plastique.
5. Cessez d'utiliser l'appareil et contactez le service client si l'appareil surchauffe ou devient inconfortablement chaud pour votre peau.
6. Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant une fois la charge terminée.
7. Utilisez uniquement le cordon de charge USB universel fourni. L'utilisation d'un cordon d'alimentation incorrect pourrait endommager l'appareil.
8. N'utilisez pas ce produit si votre peau est rouge ou gonflée à cause d'un précédent incident.
9. N'utilisez pas l'appareil pour traiter une peau douloureuse au toucher, en relief (plus haute que la peau environnante), présentant des croûtes ou saignant. Cela peut être le signe d'une affection plus grave et doit être examiné par votre médecin.
10. Cet appareil contient une batterie au lithium-ion. Avant de le mettre au rebut, veuillez consulter les lois et exigences locales concernant la mise au rebut des batteries au lithium-ion. La méthode préférée est le recyclage.

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil est conçu pour être utilisé sur des adultes de plus de 18 ans et n'est pas recommandé pour les nourrissons ou les enfants.

Ne dirigez pas les lumières de l'appareil directement dans les yeux. Cela pourrait entraîner une gêne temporaire de la vision.

Contactez votre médecin si vous avez des questions médicales concernant l'utilisation de cet appareil.

Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil si vous :

1. Vous êtes enceinte ou vous pensez l'être.
2. Avoir des lésions cancéreuses suspectes.

Service clientèle

Veuillez envoyer un courriel à sales@currentbody.com si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils.

APERÇU DES APPAREILS

Le perfecteur de lèvres CurrentBody Skin™ est un appareil à diodes électroluminescentes (DEL) qui exploite l'énergie pour repulper les lèvres et traiter les rides autour des lèvres. L'appareil incorpore l'énergie de la lumière naturelle dans les spectres de l'ambre, du rouge, du rouge profond et de l'infrarouge, dont il est prouvé qu'elle réduit les rides, augmente la circulation et repulpe les lèvres.

TEST DE SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE

Faites un test de sensibilité à la lumière avant le traitement initial :

1. Mettez votre appareil sous tension.
2. Placez le dispositif sur la peau de votre avant-bras pendant trois minutes.
3. Après 3 minutes, vérifiez la zone. Si la zone est devenue rouge et que la rougeur persiste pendant plus de 2 heures, votre peau est sensible à la lumière.
4. Si votre peau est sensible à la lumière, retournez l'appareil à CurrentBody dans les 14 jours pour un remboursement complet.

MODE D'EMPLOI

Mise en place:

1. Déballiez votre perfecteur de lèvres CURRENTBODY Skin™ Led II existe 2 façons de charger votre appareil.

A. Depuis la base de chargement :

- Placez le Led Lip Perfector sur la base, en vous assurant que les points de charge de chaque côté sont en contact avec la base.
- Branchez le cordon de charge USB dans la base de charge.
- Branchez le cordon de charge USB sur un adaptateur secteur USB universel (non fourni), puis sur une prise secteur.

B. En chargeant le cordon directement dans l'appareil.

2. Le voyant d'alimentation clignote pendant la charge. Chargez votre appareil pendant 1,5 à 2 heures. L'appareil est complètement chargé lorsque le témoin d'alimentation est fixe (il ne clignote pas).
3. Placez l'appareil dans le sac de rangement protecteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
4. Assurez-vous de débrancher l'appareil du chargeur USB avant de l'utiliser. Pour votre sécurité, cet appareil ne fonctionnera pas lorsqu'il est en charge.
5. Lorsque la charge est faible, le témoin lumineux clignote. Pour recharger l'appareil, suivez les instructions ci-dessus.

Traitement:

1. Pour utiliser l'appareil, assurez-vous que la gouttière en silicone est propre et fixez-la à l'appareil.
2. Placez le plateau dans votre bouche de manière à ce que le dispositif soit confortablement placé contre vos lèvres.
3. Allumez l'appareil. L'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes.
4. Vous pouvez éteindre l'appareil à tout moment en appuyant sur le bouton ON / OFF.
5. Pour de meilleurs résultats, utiliser quotidiennement.

WAS IN DER BOX IST

Lippenpflegegerät

Abnehmbares Mundstück

Benutzerhandbuch

USB-Ladekabel

Aufbewahrungstasche

KONTRAINDIKATIONEN

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Ihre Haut lichtempfindlich ist oder Sie derzeit Medikamente einnehmen, die eine Lichtempfindlichkeit der Haut verursachen können. Andernfalls kann es zu einer lichtempfindlichen Reaktion kommen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Medikament Lichtempfindlichkeit verursacht, fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie empfindlich auf die Verwendung dieses Geräts reagieren.

Weitere Informationen und eine Liste der gängigen Medikamente, die Lichtempfindlichkeit verursachen können, finden Sie unter <https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>.

WARNUNGEN

1. Betreiben oder laden Sie das Gerät nicht, wenn es mit Wasser in Berührung gekommen ist.
2. Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn Sie glauben, dass es defekt ist.
3. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Jegliche Veränderung oder versuchte Reparatur führt zum Erlöschen der Garantie.
4. Lagern Sie das Gerät nicht in der Sonne oder an einem Ort mit hohen Temperaturen, da dies zu Schäden am Kunststoffgehäuse führen kann.
5. Stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn sich das Gerät überhitzt oder unangenehm heiß auf Ihrer Haut wird.
6. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
7. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Universal-USB-Ladekabel. Die Verwendung eines falschen Netzkabels kann das Gerät beschädigen.
8. Verwenden Sie es nicht, wenn Ihre Haut von einem früheren Ereignis gerötet oder geschwollen ist.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht zur Behandlung von Haut, die sich schmerzhaft anfühlt, erhaben ist (höher als die umgebende Haut), verkrustet oder blutet. Dies kann ein Anzeichen für einen ersten Zustand sein und sollte von Ihrem Arzt untersucht werden.

10. Dieses Gerät enthält eine Lithium-Ionen-Batterie. Bitte informieren Sie sich vor der Entsorgung über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien. Die bevorzugte Methode ist das Recycling.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Dieses Gerät ist für die Verwendung bei Erwachsenen über 18 Jahren vorgesehen und wird nicht für die Verwendung bei Säuglingen oder Kindern empfohlen.

Richten Sie das Licht des Geräts nicht direkt auf die Augen. Andernfalls kann es zu vorübergehenden Sehschwierigkeiten kommen.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie medizinische Fragen zur Verwendung dieses Geräts haben.

Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden, wenn Sie:

1. Sie sind schwanger oder vermuten, dass Sie schwanger sein könnten.
2. Verdächtige krebsartige Läsionen haben.

Kundenbetreuung

Bitte senden Sie eine E-Mail an sales@currentbody.com, wenn Sie Fragen haben oder eine Beratung benötigen.

GERÄTEÜBERSICHT

Der CurrentBody Skin (Tm) Lip Perfector ist ein Gerät mit Leuchtdioden (LED), das die Energie nutzt, um die Lippen aufzupolstern und Falten im Lippenbereich zu behandeln. Das Gerät nutzt natürliche Lichtenergie in den Spektren Bernstein, Rot, Tiefrot und Infrarot, die nachweislich Falten reduziert, die Durchblutung fördert und die Lippen aufpolstert.

LICHTEMPFLINDLICHKEITSPRÜFUNG

Testen Sie sich vor der ersten Behandlung auf Lichtempfindlichkeit:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein.
2. Legen Sie das Gerät für drei Minuten auf die Haut Ihres Unterarms.
3. Überprüfen Sie die Stelle nach 3 Minuten. Wenn der Bereich rot geworden ist und die Rötung länger als 2 Stunden anhält, ist Ihre Haut lichtempfindlich.
4. Wenn Ihre Haut lichtempfindlich ist, senden Sie das Gerät innerhalb von 14 Tagen an CurrentBody zurück und Sie erhalten eine volle Rückerstattung.

Wie zu verwenden

Einrichten:

1. Packen Sie Ihren CURRENTBODY Skin™ Led Lip Perfector aus. Es gibt 2 Möglichkeiten, Ihr Gerät aufzuladen.

A. Von der Ladestation aus:

- Setzen Sie den Led Lip Perfector auf die Basis und achten Sie darauf, dass die Ladepunkte auf beiden Seiten mit der Basis in Kontakt sind.

- Stecken Sie das USB-Ladekabel in die Ladestation.

- Schließen Sie das USB-Ladekabel an einen Universal-USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und dann an eine Steckdose an.

B. Indem Sie das Kabel direkt in das Gerät stecken.

2. Die Betriebsanzeige blinkt während des Ladevorgangs. Laden Sie Ihr Gerät 1,5-2 Stunden lang auf. Das Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn die Netzkontrollleuchte dauerhaft leuchtet (nicht blinkt).

3. Legen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch in die Schutztasche.

4. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor der Verwendung vom USB-Ladegerät abtrennen. Zu Ihrer Sicherheit funktioniert das Gerät nicht, während es geladen wird.

5. Wenn der Ladezustand niedrig ist, blinkt die Anzeige. Um das Gerät aufzuladen, folgen Sie den obigen Anweisungen.

Behandlung:

1. Um das Gerät zu verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Silikonmundschale sauber ist, und befestigen Sie sie am Gerät.

2. Setzen Sie die Schiene so in den Mund, dass das Gerät bequem an Ihren Lippen anliegt.

3. Einschalten. Das Gerät schaltet sich nach 3 Minuten automatisch aus.

4. Sie können das Gerät jederzeit ausschalten, indem Sie die Taste ON / OFF drücken.

5. Für beste Ergebnisse, täglich anwenden.

COSA C'È NELLA SCATOLA

Dispositivo per la cura delle labbra

Vassoio di bocca rimovibile

Guida per l'utente

Cavo di ricarica USB

Borsa portaoggetti

CONTROINDICAZIONI

Non usare questo dispositivo se la tua pelle è sensibile alla luce o se stai usando dei farmaci che possono causare sensibilità alla luce. Ciò potrebbe provocare una reazione di fotosensibilità.

Se non sei sicuro che il tuo farmaco causi sensibilità alla luce, conferma con il tuo medico prima di usare questo dispositivo.

Interrompere immediatamente l'uso se si verifica una qualsiasi sensibilità nell'uso di questo dispositivo.

Puoi trovare maggiori informazioni e una lista di farmaci comuni che possono causare sensibilità alla luce su <https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>

AVVERTENZE

1. Non utilizzare o caricare questo dispositivo se è entrato in contatto con l'acqua.
2. Smettete immediatamente di usare il dispositivo se pensate che sia difettoso.
3. Non tentare di smontare il dispositivo. Qualsiasi modifica o tentativo di manutenzione annullerà la garanzia.
4. Non conservare il dispositivo al sole o in un luogo con temperature elevate, poiché ciò potrebbe danneggiare l'involucro di plastica.
5. Interrompere l'uso e contattare il servizio clienti se il dispositivo si surriscalda o diventa scomodamente caldo sulla pelle.
6. Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente al termine della carica.
7. Utilizzare solo il cavo di ricarica USB universale in dotazione. L'uso di un cavo di alimentazione non corretto potrebbe danneggiare il dispositivo.
8. Non usare se la tua pelle è rossa o gonfia a causa di un precedente.
9. Non usare il dispositivo per trattare la pelle che è dolorosa al tatto, sollevata (più alta della pelle circostante), con croste o sanguinante. Questo può essere un segno di una condizione più seria e dovrebbe essere controllato dal medico.
10. Questo dispositivo contiene una batteria al litio. Prima dello smaltimento, si prega di controllare le leggi locali e i requisiti che riguardano lo smaltimento delle batterie al litio. Il metodo preferito è il riciclaggio.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Questo dispositivo è progettato per l'uso su adulti di età superiore ai 18 anni e non è raccomandato per l'uso su neonati o bambini.

Non puntare le luci del dispositivo direttamente negli occhi. Ciò potrebbe causare un disagio temporaneo alla vista.

Contatti il suo medico se ha qualsiasi domanda medica relativa all'uso di questo dispositivo.

Consultate il vostro medico prima di usare questo dispositivo se:

1. Siete incinta o sospettate di essere incinta.
2. Avere lesioni cancerose sospette.

Assistenza clienti

Inviare un'e-mail a sales@currentbody.com se avete domande o avete bisogno di consigli.

PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

CurrentBody Skin™ Lip Perfector è un dispositivo a diodi emettitori di luce (LED) che sfrutta l'energia per rimpolpare le labbra e trattare le rughe intorno alla zona delle labbra. Il dispositivo incorpora l'energia della luce naturale negli spettri ambra, rosso, rosso intenso e infrarosso che hanno dimostrato di ridurre le rughe, aumentare la circolazione e rimpolpare le labbra.

TEST DI SENSIBILITÀ ALLA LUCE

Testate la vostra sensibilità alla luce prima del trattamento iniziale:

1. Accendere il dispositivo.
2. Posizionare il dispositivo sulla pelle dell'avambraccio per tre minuti.
3. Dopo 3 minuti, controlla l'area. Se l'area è diventata rossa e il rossore dura più di 2 ore, la tua pelle è sensibile alla luce.
4. Se la tua pelle è sensibile alla luce, restituisci il dispositivo a CurrentBody entro 14 giorni per un rimborso completo.

COME USARE

Sistemare:

1. Disimballare il tuo CURRENTBODY Skin™ Led Lip Perfector Ci sono 2 modi per caricare il tuo dispositivo.

A. Dalla base di ricarica:

- Posizionare il Led Lip Perfector sulla base, assicurandosi che i punti di ricarica su entrambi i lati siano in contatto con la base.
- Inserire il cavo di ricarica USB nella base di ricarica.
- Inserire il cavo di ricarica USB in un adattatore di alimentazione USB universale (non incluso) e poi in una presa di corrente.

B. Caricando il cavo direttamente nel dispositivo.

2. La spia dell'alimentazione lampeggerà durante la ricarica. Caricare il dispositivo per 1,5-2 ore. Il dispositivo è completamente carico quando la luce dell'indicatore di alimentazione è fissa (non lampeggiante).
3. Riporre il dispositivo nella borsa protettiva quando non viene utilizzato.
4. Assicurati di scollegare il dispositivo dal caricatore USB prima dell'uso. Per la vostra sicurezza, questo dispositivo non funzionerà quando è in carica.
5. Quando la carica è bassa, la spia lampeggia. Per ricaricare il dispositivo, segui le istruzioni di cui sopra.

Trattamento:

1. Per utilizzare il dispositivo, assicurarsi che il portavoce in silicone sia pulito e attaccarlo al dispositivo.
2. Posizionare il vassoio nella tua bocca in modo che il dispositivo sia comodamente contro le tue labbra.
3. Accendere. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti.
4. È possibile spegnere il dispositivo in qualsiasi momento premendo il pulsante ON / OFF.
5. Per i migliori risultati, usare quotidianamente.

ZC-05 说明书

成品尺寸: 81*115 MM

材质: 封面封底200G铜版纸过哑膜,
内页100G铜版纸

印刷: 黑白印刷

装订: 骑马钉

注意: 红色虚线为折线不印刷