


Body Shaping EMS Massager InnovaGoods®

InnovaGoods®

User's Manual



ENGLISH

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- DC In: 5 V / 500 mA
- Battery: Li-ion 150 mAh / 0.55 Wh
- 10 intensities.
- 6 massage modes
- 4 magnetic patches
- USB/DC cable

INSTRUCTIONS

- Plug (1) the Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® into a USB source; the red LED (5) will switch on while charging and will switch off when charging is complete.
- Clean the skin on the area to be treated. Peel the transparent protective film from each electrode and keep it. Place both patches on the area of the body to be treated. Place each Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® module on a patch; they will connect magnetically.
- Press and hold the «ON » button (2) to switch the device on. By default, it will switch on to the last programme selected. Change the programme from the following list (6) using the «MODE» button (3): **LED I:** Standard EMS (legs and arms) / **LED II:** Deep EMS (legs and arms) / **LED I + II:** Combined EMS (legs and arms)/ **LED III:** Standard EMS (buttocks) / **LED IV:** Definition EMS (neck and shoulders)/ **LED III + IV:** Combined EMS (abdomen).
- Press the «ON » button (2) to increase the intensity. Press the «OFF » button (4) to reduce the intensity of the massage or to switch the device off.
- The maximum recommended daily use is 10 minutes. When finished, stick the transparent film back onto the electrodes. If the protective film loses its adherence

over time, clean it gently with water and neutral soap and dry it with a clean cloth.

- Always start with the lowest intensity and increase it gradually as your body gets used to it (this may take several weeks).
- If the intensity is too high, reduce the intensity or remove one of the modules from the patch to stop the massage.

WARNINGS

Do not use the product if you are suffering from any inflammation or lesions in the area, high blood pressure, heart problems, if you have a pacemaker, if you are menstruating, if you are pregnant or suspect you may be pregnant. Fully recharge the battery the first time. Make sure that the voltage of the power supply is compatible with the device. Do not pull on the cord and make sure that it does not become tangled. Keep the cord away from hot or sharp surfaces. Clean the device with a slightly damp cloth. Do not use abrasive products or materials to clean it. Do not put the device or cord in liquid. Do not handle it with wet hands. Do not use the device close to a source of water or in damp places. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the product in a dry place with no dust. If the device, the pieces or the cord show defects or they do not work properly, do not use them or attempt to repair them. Only a qualified technician should do it. This device is not designed for use by children or people with physical and mental disabilities, unless they are fully supervised by an adult who is responsible for their safety. This product is not household waste, so follow the environmental standards for recycling Discard the product in accordance with the European Directive 2002/96/EC. Enquire about your local recycling legislation for electrical and electronic products and follow these steps. Do not dispose of this product with household waste. Following these instructions will help prevent harmful consequences to personal and environmental safety.

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation CC : 5 V / 500 mA
- Batterie : lithium-ion 150 mAh/ 0,55 Wh
- 10 intensités.
- 6 modes de massage
- 4 patchs magnétiques
- Câble USB/CC

INSTRUCTIONS

- Branchez (1) le Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® sur une source USB ; le voyant LED rouge (5) s'allumera pendant le chargement et s'éteindra une fois le chargement terminé.
- Nettoyez la peau au niveau de la zone à traiter. Retirez le film de protection transparent de chaque électrode et conservez-le. Placez les deux patchs sur la zone du corps à traiter. Placez chaque module du Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® sur un patch ; ils se connecteront magnétiquement.
- Appuyez sur le bouton « ON » (2) et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil. Par défaut, il s'allumera automatiquement sur le dernier programme sélectionné. Modifiez le programme à partir de la liste suivante (6)

à l'aide de la touche « MODE » (3) : **LED I :** EMS standard (jambes et bras) / **LED II :** EMS profond (jambes et bras) / **LED I + II :** EMS combiné (jambes et bras)/ **LED III :** EMS standard (fesses) / **LED IV :** EMS définition (cou et épaules)/ **LED III + IV :** EMS combiné (abdomen).

- Appuyez sur la touche « ON » (2) pour augmenter l'intensité. Appuyez sur la touche « OFF » (4) pour réduire l'intensité du massage ou pour éteindre l'appareil.
- L'utilisation quotidienne maximale recommandée est de 10 minutes. Lorsque vous avez terminé, replacez le film transparent sur les électrodes. Si le film de protection n'adhère plus aussi bien au fil du temps, nettoyez-le délicatement avec de l'eau et du savon neutre et séchez-le avec un chiffon propre.
- Commencez toujours par l'intensité la plus faible et augmentez-la progressivement au fur et à mesure que votre corps s'y habitue (cela peut prendre plusieurs semaines).
- Si l'intensité est trop élevée, réduisez-la ou retirez l'un des modules du patch pour arrêter le massage.

AVERTISSEMENTS

N'utilisez pas le produit si vous souffrez d'une inflammation ou de lésions dans la zone, d'hypertension artérielle, de problèmes cardiaques, si vous avez un pacemaker, en période de menstruation, si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être. Chargez complètement la batterie lors de la première utilisation. Assurez-vous que la tension électrique corresponde à l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon et assurez-vous qu'il ne s'enroule pas. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes ou coupantes. Essuyez-le avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de produits ou de matériaux abrasifs pour le nettoyage. Ne pas immerger l'appareil ni le cordon dans des liquides. Ne le touchez pas non plus avec les mains mouillées. Ne pas l'utiliser près d'une source d'eau ou d'endroits humides. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Gardez l'appareil au sec et exempt de poussière. Si l'appareil, le cordon ou les pièces semblent défectueux ou qu'ils ne fonctionnent pas correctement, ne pas les utiliser ou tenter de les réparer. Seul un technicien qualifié peut le faire. Cet appareil n'a pas été conçu pour être manipulé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques ou psychiques limitées à moins qu'ils ne soient sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet ménager, merci de suivre les règlements environnementaux en vigueur pour son recyclage. Veuillez jeter ce produit conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur la législation locale en matière de recyclage des produits électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Le respect de ces indications permet d'éviter des conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement.

ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DC In: 5 V / 500 mA
- Batería: Li-ion 150 mAh / 0,55 Wh
- 10 intensidades
- 6 modos de masaje

- 4 parches magnéticos
- Cable USB/DC

INSTRUCCIONES

- Conecte (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® en una fuente USB; el LED rojo (5) se encenderá durante la carga y se apagará al completarla.
- Limpie la piel de la zona a tratar. Despegue el film protector transparente de cada electrodo y guárdelo. Coloque ambos parches sobre la zona del cuerpo a tratar. Coloque cada módulo Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® sobre un parche; éstos se acoplarán por imantación.
- Mantenga pulsado el botón «ON » (2) para encender el dispositivo. Por defecto, se enciende en el último programa seleccionado. Cambie el programa de la siguiente lista (6) con el botón «MODE» (3): **LED I:** EMS estándar (piernas y brazos) / **LED II:** EMS profundo (piernas y brazos) / **LED I + II:** EMS combinado (piernas y brazos)/ **LED III:** EMS estándar (nalgas) / **LED IV:** EMS definición (hombros y cervicales)/ **LED III + IV:** EMS combinado (abdomen).
- Pulse el botón «ON » (2) para subir la intensidad. Pulse el botón «OFF » (4) para bajar la intensidad del masaje o para apagar el dispositivo.
- El uso diario máximo recomendado es de 10 min. Al terminar, vuelva a pegar el film transparente en los electrodos. Si el film protector pierde adherencia con el tiempo, límpielo suavemente con agua y jabón neutro y séquelo con un paño limpio.
- Comience siempre por la intensidad más baja y aumente la misma según se vaya acostumbrando su cuerpo (podría tardar varias semanas).
- Si la intensidad es demasiado alta, baje la intensidad o retire uno de los módulos del parche para detener el masaje.

ADVERTENCIAS

No use el producto si sufre inflamación o lesiones en la zona, hipertensión, problemas cardíacos, si lleva un marcapasos, si está menstruando, si está embarazada o sospecha que pudiera estarlo. Cargue la batería por completo la primera vez. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación se corresponde con la del aparato. No tire del cable y asegúrese de que no se enrolla. Mantenga el cable apartado de superficies calientes o cortantes. Límpielo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. No sumerja el aparato ni el cable en líquidos. No lo manipule con las manos mojadas. No lo utilice cerca de ninguna fuente de agua o en lugares húmedos. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. Si el aparato, las piezas o el cable parecieran defectuosos o no funcionarán correctamente, no los utilice ni intente reparar. Solo un técnico cualificado debe hacerlo. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Este producto no es un residuo doméstico. Siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje. Deseche este artículo conforme a la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre la legislación local de reciclaje de productos

eléctricos y electrónicos y sígala. No deseche este producto con la basura doméstica. Seguir estas indicaciones contribuye a evitar consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

DEUTSCH

TECHNISCHE DATEN

- Strom-Eingang: 5 V/500 mA
- Akku: Li-Ion 150 mAh/0,55 Wh
- 10 Intensitätsstufen
- 6 Massage-Arten
- 4 magnetische Pads
- USB-Kabel

ANLEITUNG

- Stecken (1) Sie das Massage-Gerät Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® an eine USB-Stromquelle; eine rote LED leuchtet während des Ladevorgangs und schaltet sich aus, wenn der Akku geladen ist.
- Reinigen Sie die zu behandelnde Hautstelle. Ziehen Sie den durchsichtigen Schutzfilm von jeder Elektrode und behalten Sie ihn. Legen Sie beide Pads auf die zu behandelnde Körperstelle. Setzen Sie jedes Modul des Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® auf ein Pad; sie werden sich magnetisch verbinden.
- Halten Sie die «ON »-Taste (2) gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Es schaltet sich automatisch mit dem zuletzt ausgewählten Programm ein. Zum Wechseln des Programms wählen Sie aus der folgenden Liste (6), indem Sie die «MODE»-Taste (3) drücken: **LED I:** Standard EMS (Arme und Beine)/**LED II:** Tiefes EMS (Arme und Beine)/**LED I+II:** kombiniertes EMS (Arme und Beine)/**LED III:** Standard EMS (Gesäß)/**LED IV:** Definierendes EMS (Nacken und Schultern)/**LED III+IV:** kombiniertes EMS (Bauch).
- Drücken Sie die Taste «ON » (2), um die Intensität zu erhöhen. Drücken Sie die Taste «OFF » (4), um die Intensität zu senken oder um das Gerät auszuschalten.
- Es wird empfohlen, das Gerät täglich maximal 10 min anzuwenden. Kleben Sie die durchsichtigen Folien nach der Anwendung wieder auf die Elektroden. Wenn die Schutzfolien nach einiger Zeit nicht mehr so gut haften, waschen Sie sie vorsichtig mit Wasser und neutraler Seife, danach mit einem sauberen Tuch abtrocknen.
- Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Intensität und steigern Sie sie je nach Gewöhnung Ihres Körpers (dies kann einige Wochen dauern).
- Wenn die Intensität zu hoch ist, schalten Sie auf eine niedrigere Stufe oder nehmen Sie eines der Module vom Pad, um die Massage zu stoppen.

WARNHINWEISE

Wenden Sie das Gerät nicht an, wenn Sie Entzündungen oder Verletzungen im gewünschten Bereich haben, unter Bluthochdruck oder Herzproblemen leiden, einen Herzschrittmacher haben, gerade menstruieren, schwanger sind oder vermuten, dass Sie schwanger sein könnten. Laden Sie die Batterie vor der ersten Nutzung vollständig auf. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromquelle der des Geräts

entspricht. Ziehen Sie nicht am Kabel und vergewissern Sie sich, dass es sich nicht verwickelt. Halten Sie es von heißen oder scharfkantigen Oberflächen fern. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Zur Reinigung keine scheuernden Produkte oder Substanzen verwenden. Weder das Gerät noch das Kabel in Flüssigkeiten eintauchen. Nicht mit feuchten Händen berühren. Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasserquellen. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Funktionen. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Bei Beschädigung oder Fehlfunktionen des Geräts, von Einzelteilen oder des Kabels, diese nicht verwenden und keine Reparaturversuche unternehmen. Nur ein qualifizierter Techniker sollte dies tun. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn sie werden von einem für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt. Dieses Produkt ist kein Hausmüll, folgen Sie den Umweltschutzbestimmungen für dessen Entsorgung. Entsorgen Sie diesen Artikel gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und befolgen Sie diese. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

ITALIANO

SPECIFICHE TECNICHE

- DC In: 5 V / 500 mA
- Batteria: Li-ion 150 mAh / 0,55 Wh
- 10 intensità
- 6 modalità di massaggio
- 4 elettrodi magnetici
- Cavo USB/DC

ISTRUZIONI

- Collegare (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® a una presa USB; il LED rosso (5) si accenderà durante la ricarica e si spegnerà quando sarà completa.
- Pulire la pelle sulla zona da trattare. Rimuovere la pellicola protettiva di ogni elettrodo e conservarla. Posizionare entrambi gli elettrodi sulla zona del corpo da trattare. Posizionare ogni modulo Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® su un elettrodo; si attaccheranno tra di loro tramite magneti.
- Tenere premuto il pulsante «ON » (2) per accendere il dispositivo. Per impostazione predefinita, si accende con l'ultimo programma selezionato. Cambiare il programma della seguente lista (6) con il pulsante «MODE» (3): **LED I:** EMS standard (gambe e braccia) / **LED II:** EMS profondo (gambe e braccia) / **LED I + II:** EMS combinato (gambe e braccia)/ **LED III:** EMS standard (glutei) / **LED IV:** EMS definizione (spalle e cervicale) / **LED III + IV:** EMS combinato (addome).
- Premere il pulsante «ON » (2) per aumentare l'intensità. Premere il pulsante «OFF » (4) per ridurre l'intensità del massaggio o per spegnere il dispositivo.
- L'utilizzo giornaliero massimo consigliato è di 10 minuti. Al termine, inserire di

nuovo la pellicola protettiva sugli elettrodi. Se la pellicola protettiva perde aderenza con il tempo, pulirla delicatamente con acqua e sapone neutro e asciugarla con un panno pulito.

- Iniziare sempre con l'intensità minore e aumentarla in base a come si abitua il corpo (potrebbe tardare varie settimane).
- Se l'intensità è troppo alta, ridurla o rimuovere uno dei moduli dall'elettrodo per fermare il massaggio.

AVVERTENZE

Non utilizzare il prodotto in presenza di infiammazione o lesioni sulla zona, ipertensione, problemi cardiaci, pacemaker, durante il ciclo mestruale, durante la gravidanza o in caso di sospetto della stessa. Caricare completamente la batteria la prima volta. Assicurarsi che la tensione della fonte d'alimentazione corrisponda a quella dell'apparecchio. Non tirare il cavo e assicurarsi di non attorcigliarlo. Tenere il cavo lontano da superfici calde o taglienti. Pulirlo con un panno leggermente umido. Non usare prodotti né materiali abrasivi per la pulizia. Non immergere né l'apparecchio né i cavi in dei liquidi. Non toccarlo con le mani bagnate. Non usare vicino a fonti d'acqua o zone umide. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali è stato progettato. Conservare il dispositivo in un luogo secco e privo di polvere. Se l'apparecchio, i pezzi o il cavo sembrano difettosi o non funzionano correttamente, non usarli né provare a ripararli. Solo un tecnico qualificato può farlo. Questo dispositivo non è progettato per essere usato da bambini o persone con capacità fisiche o psichiche limitate, eccetto se si trovano sotto la custodia di un adulto responsabile della loro sicurezza. Questo prodotto non è un rifiuto domestico, seguire le norme ambientali in vigore per il corretto smaltimento. Smaltire questo articolo in conformità della direttiva europea 2002/96/EC. Informarsi sulla legislazione locale per il riciclo di prodotti elettrici ed elettronici e rispettarla. Non buttare questo prodotto nella spazzatura domestica. Seguire queste indicazione contribuisce ad evitare conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente.

PORTUGUÊS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- DC In: 5 V / 500 mA
- Bateria: Li-ion 150 mAh / 0,55 Wh
- 10 intensidades
- 6 modos de massagem
- 4 adesivos magnéticos
- Cabo USB/DCb

INSTRUÇÕES

- Conecte o (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® a uma fonte USB; a luz LED vermelha (5) ativar-se-á durante o carregamento e desligar-se-á assim que este esteja concluído.
- Limpe a pele da zona que pretende tratar. Descole a película de proteção transparente de cada eletrodo e guarde-a. Coloque ambos os adesivos na área do corpo que pretende tratar. Coloque cada módulo do Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® sobre um adesivo; estes

Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® -

ficarão magneticamente unidos.

- Mantenha o botão «ON » (2) pressionado, a fim de ligar o dispositivo. Este ativar-se-á, por predefinição no último programa selecionado. Troque o programa da seguinte lista (6) com o botão «MODE» (3): **LED I**: EMS padrão (pernas e braços) /**LED II**: EMS profundo (ombros e braços) / **LED I + II**: EMS combinado (pernas e braços)/ **LED III**: EMS padrão (glúteos) / **LED IV**: EMS definição (ombros e cervical)/ **LED III + IV**: EMS combinado (abdômen).
- Pressione o botão «ON » (2) para subir a intensidade. Pressione o botão «OFF » (4) para baixar a intensidade da massagem ou para desligar o dispositivo.
- A utilização máxima diária recomendada corresponde a 10 min. Ao terminar, volte a colar a película transparente nos elétrodos. Se a película protetora perder a aderência com o passar do tempo, limpe-a suavemente com água e sabão neutro e seque-a com um pano limpo.
- Comece sempre com a intensidade mais baixa e aumente-a à medida que o seu corpo se vai habituando (isto pode demorar várias semanas).
- Se a intensidade for demasiado alta, baixe-a ou remova um dos módulos do adesivo para parar a massagem.

ADVERTÊNCIAS

Não utilize o produto se sofrer de inflamação ou lesão na área, de tensão arterial elevada ou de problemas cardíacos, se tiver um pacemaker, se estiver menstruada ou grávida ou se suspeitar que possa estar grávida. Carregue a bateria por completo, antes da primeira utilização. Certifique-se de que a voltagem da fonte de alimentação corresponde à do aparelho. Não puxe pelo cabo e certifique-se de que o mesmo não tem dobras. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes ou cortantes. Limpe o aparelho com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize produtos nem materiais abrasivos para a sua limpeza. Não mergulhe o aparelho nem o cabo em líquidos. Não o utilize com as mãos molhadas. Não utilize o aparelho perto de fontes de água ou em locais húmidos. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Guarde o dispositivo num local seco e livre de pó. Caso o aparelho, as peças ou o cabo aparentem ter algum defeito ou não funcionem corretamente, não os utilize e não tente consertá-los. Apenas um técnico qualificado deverá fazê-lo. Este dispositivo não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas, a não ser que contem com a supervisão de um adulto responsável pela sua segurança. Este produto não é um resíduo doméstico. Siga as normas ambientais em vigor para a sua reciclagem. Descarte este artigo conforme a diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre a legislação local relativa à reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos e compra-a. Não descarte este produto juntamente com o lixo doméstico. O cumprimento das presentes indicações contribui para evitar consequências negativas na saúde humana e no meio ambiente

NEDERLANDS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- DC In: 5 V / 500 mA
- Batterij: Li-ion 150 mAh / 0.55 Wh
- 10 intensiteiten.
- 6 massagestanden
- 4 magnetische pleisters
- USB/DC-kabel

INSTRUCTIES

- Sluit (1) de Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® aan op een USB-bron; de rode LED (5) zal inschakelen tijdens het laden en uitschakelen wanneer het laden is voltooid.
- Reinig de huid rondom het te behandelen gebied. Haal de transparante beschermfolie van elke electrode en bewaar deze. Plaats beide pleisters op het deel van het lichaam dat u wilt behandelen. Plaats elke Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® module op een pleister; ze zullen magnetisch verbinden.
- Druk op de «ON » knop (2) en houd deze ingedrukt om het apparaat aan te zetten. Het zal standaard inschakelen met het laatst geselecteerde programma. Wijzig het programma vanuit de volgende lijst (6) met de «MODE» knop (3): **LED I**: Standaard EMS (benen en armen) /**LED II**: Diepe EMS (benen en armen) / **LED I + II**: Gecombineerde EMS (benen en armen)/ **LED III**: Standaard EMS (billen) / **LED IV**: Definitie EMS (nek en schouders)/ **LED III + IV**: Gecombineerde EMS (buik).
- Druk op de «ON » knop (2) om de intensiteit te verhogen. Druk op de «OFF » knop (4) om de intensiteit van de massage te verlagen of het apparaat uit te zetten.
- Het maximum aanbevolen dagelijks gebruik is 10 minuten. Plak na gebruik de transparante beschermfolie terug op de elektroden. Als de beschermfolie na verloop van tijd zijn hechting verliest, maak deze dan schoon met water en neutrale zeep en droog deze met een droge doek.
- Start altijd met de laagste intensiteit en verhoog deze stapsgewijs zodra uw lichaam eraan gewend begint te raken (dit kan een aantal weken duren).
- Als de intensiteit te hoog is, reduceer deze dan of verwijder een van de modules van de pleister om de massage te stoppen.

WAARSCHUWINGEN

Gebruik het product niet indien u leidt aan ontsteking of letsel in het gebied, hoge bloeddruk, hartproblemen, indien u een pacemaker heeft, als u in verwachting bent of vermoedt dat u in verwachting bent. Laad de batterij volledig de eerste keer. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met het apparaat. Niets aan het snoer verbinden en zorg ervoor dat het niet gaat rollen. Houd het snoer uit de buurt van hete of scherpe oppervlakken. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Dompel het apparaat of het snoer niet in vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Niet gebruiken in de buurt van elke bron van water of in vochtige omgevingen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Apparatuur, onderdelen of kabels die defect of niet goed functioneren, niet gebruiken of proberen te repareren. Alleen een gekwalificeerde technicus zou dit moeten doen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een

lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvoorschriften voor recycling. Laat het product volledig afkoelen voordat je het opbergt. Gooi dit artikel weg in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96 / EG. Informeer jezelf over de lokale recyclingwetgeving voor elektrische en elektronische producten en volg deze voorschriften. Gooi dit product niet bij het huisvuil. Het volgen van deze richtlijnen helpt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

POLSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wejście DC: 5 V / 500 mA
- Bateria: litowo-jonowa 150 mAh / 0,55 Wh
- 10 poziomów intensywności wibracji
- 6 trybów masażu
- 4 samoprzylepne łatki do masażu
- Kabel USB/DC

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Podłącz (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® do źródła zasilania USB; podczas ładowania dioda LED (5) zaświeci się na czerwono i zgaśnie po zakończeniu ładowania.
- Dokładnie oczyść skórę w miejscu planowanego zabiegu. Zdejmij przeźroczystą folię z elektrod i zachowaj ją do ponownego założenia po zabiegu. Umieść obie łatki elektrod na miejsce, które chcesz poddać zabiegowi. Przyłóż moduły Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® do łątek; przyczepią się one magnetycznie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk «ON » (2), aby włączyć urządzenie. Domyślnie urządzenie włączy się na ostatnio wybranym programie. Możesz zmienić program na dowolny inny wybrany z listy (6) używając przycisku «MODE» (3): **LED I**Masaż standardowy EMS (nogi i ramiona) /**LED II**:Masaż głęboki EMS (nogi i ramiona) /**LED I + II**:Masaż łączony EMS (nogi i ramiona) /**LED III**:Masaż standardowy EMS (pośladki) / **LED IV**: Masaż elektrostymulacyjny EMS (szyja i barki) / **LED III + IV**: Masaż łączony (brzuch).
- Naciśnij przyciski «ON »(2), aby zwiększyć intensywność masażu.Naciśnij przycisk «OFF » (4), aby zmniejszyć intensywność masażu lub wyłączyć urządzenie.
- Zaleca się stosować urządzenie nie dłużej niż przez 10 minut dziennie. Po zakończeniu masażu nałóż ponownie przeźroczystą folię na łatki elektrod. Jeżeli przeźroczysta folia nie będzie się przyklejać po dłuższym czasie użytkowania, należy ją umyć wodą i szarym mydłem, a następnie wysuszyć czystą ściereczką.
- Zawsze zaczynaj masaż od najniższej intensywności i zwiększaj ją stopniowo, w miarę jak ciało będzie przystosowywać się do masażu (może to zająć kilka tygodni).
- Jeżeli intensywność masażu jest zbyt duża, zmniejsz ją, lub usuń jeden z modułów urządzenia z łątek, aby przerwać masaż.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie używaj urządzenia, jeśli masz jakiegokolwiek stany zapalne skóry lub urazy w okolicy poddawanej zabiegowi, jeśli masz wysokie ciśnienie lub jakiegolwiek problemy z sercem, jeśli masz rozrusznik serca, jeśli jesteś w okresie menstruacji lub jeśli jesteś lub możesz być w ciąży. Naładuj baterię do pełna podczas pierwszego ładowania. Upewnij się, że napięcie zasilania jest odpowiednie dla urządzenia. Nie ciągnij za przewód i upewnij się, że się nie zwija. Trzymaj przewód z dala od gorących lub ostrych powierzchni. Przecieraj wilgotną ściereczką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu w cieczach. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie używaj w pobliżu źródła wody lub wilgotnych miejsc. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Jeżeli urządzenie, jego części lub przewód zostaną uszkodzone lub nie działają prawidłowo, nie używaj ich ani nie próbuj naprawiać. Tylko wykwalifikowany pracownik powinien to zrobić. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu. Wyrzucić produkt zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96 / WE. Zapytaj o lokalne przepisy dotyczące recyklingu produktów elektrycznych i elektronicznych i wykonaj następujące kroki. Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Przestrzeganie tych instrukcji pomoże zapobiec szkodliwym konsekwencjom dla bezpieczeństwa osobistego i środowiskowego.

MAGYAR

MŰSZAKI ADATOK

- DC bemenet: 5 V / 500 mA
- Akkumulátor: Li-ion 150 mAh / 0,55 Wh
- 10 intenzitás.
- 6 masszázsmód
- 4 mágneses tapasz
- USB/DC kábel

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Csatlakoztassa (1) a Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® készüléket egy USB forráshoz; a piros LED (5) töltés közben kigyullad, és a töltés befejeztével kialszik.
- Tisztítsa meg a kezelni kívánt terület bőrfelületét. Húzza le az átlátszó védőfóliát minden elektródáról, és őrizzze meg. Helyezze mindkét tapaszt a kezelendő testrésze. Helyezze az egyes Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® modulokat egy tapaszra; mágnesesen csatlakoznak.
- A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az «ON » gombot (2). Alapértelmezés szerint az utójára kiválasztott programra kapcsol. Módosítsa a programot a következők listából (6) a «MODE» gombbal (3): **LED I**: Standard EMS (lábak és karok) / **LED II**: Mély EMS (lábak és karok) / **LED I + II**: Kombinált EMS (lábak és karok)/ LED III: Standard EMS (fenék)/ **LED IV**: Definíció EMS (nyak és vállak)/ **LED III + IV**: Kombinált EMS (has).

- Nyomja meg az «ON » gombot (2) az intenzitás növeléséhez. Nyomja meg az «OFF » gombot (4) a masszázs intenzitásának csökkentéséhez, vagy a készülék kikapcsolásához.
- A maximális napi használat 10 perc. Ha kész, ragassa vissza az átlátszó fóliát az elektródákra. Ha a védőfólia idővel elveszíti tapadását, óvatosan tisztítsa meg vízzel és semleges szappannal, majd törölje szárazra.
- Mindig a legalacsonyabb intenzitással kezdje, és fokozatosan növelje, ahogy a szervezete hozzászokik (ez több hétig is eltartthat).
- Ha az intenzitás túl magas, csökkentse az intenzitást, vagy távolítsa el az egyik modult a tapaszból a masszázs leállításához.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használja a terméket, ha gyulladás vagy elváltozás van a kezelni kívánt bőrkörnyéken, magas vényomásá, szívproblémái vannak, ha pacemaker van, ha menstruál, ha terhes vagy gyanítja, hogy terhes. Első alkalommal teljesen töltse fel az akkumulátort. Győződjön meg róla, hogy az áramforrás feszültsége megfelelő a készülékhez. Ne húzza meg a kábelt, és győződjön meg róla, hogy nem csavarodott meg. Tartsa távol a kábelt forró felületektől vagy éles tárgyaktól. Nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. Ne martsa a készüléket vagy a vezetéket folyadékba. Ne használja nedves kézzel. Na használja vízforrás mellett, vagy nedves környezetben. Otthoni használatra alkalmas. Használja rendeltetészerűen a készüléket. Tartsa a készüléket száraz, portmentes helyen. Ha a készülék, a kábel, vagy az alkatrészek hibásnak tűnnek, vagy nem működnek megfelelően, ne használja vagy próbálja megjavítani azokat. Csak képzett műszerész végezheti a javítást. Ezt a készüléket gyermekek, vagy korlátozott testi vagy pszichés képességűek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, aki vigyáz épségükre. Ez a termék nem háztartási hulladék, újrahasznosításnál kövesse a környezetvédelmi előírásokat. Ezt a terméket a 2002/96/EK európai irányelvvel összhangban kell megsemmisíteni. Tudjon meg többet az elektromos és elektronikus termékek helyi újrahasznosítási szabályairól és kövesse azokat. Ne dobja ki a terméket háztartási hulladékkal. Az utasítások betartásával elkerülheti az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív következményeket.

ROMÂNĂ

SPECIFICAȚII TEHNICE

- DC In: 5 V / 500 mA
- Baterie: Li-ion 150 mAh / 0,55 Wh
- 10 intensități
- 6 moduri de masaj
- 4 plasturi magnetici
- Cablu USB/DC

INSTRUCȚIUNI

- Conectați (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® la o mufă USB; LED-ul roșu (5) se va aprinde în timpul încărcării și se va stinge atunci când va fi încărcat complet.
- Curățați pielea din zona de tratat. Dezlipiți

- folia transparentă de protecție de pe fiecare electrod și păstrați-o. Așezați ambii plasturi pe zona corpului de tratat. Aplicați fiecare modul Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® pe un platur; se vor așeza prin magnetizare.
- Țineți apăsat butonul «ON » (2) pentru a porni dispozitivul. În mod predeterminat, se va porni la ultimul program selectat. Schimbați programul din următoarea listă (6) cu butonul «MODE» (3): **LED I**: EMS standard (picioare și brațe) /**LED II**: EMS profund (picioare și brațe) / **LED I + II**: EMS combinat (picioare și brațe)/ **LED III**: EMS standard (fese) / **LED IV**: EMS definire (umeri și cervical) / **LED III + IV**: EMS combinat (abdomen).
- Apăsați butonul «ON »(2) pentru a mări intensitatea. Apăsați butonul «OFF » (4) pentru a micșora intensitatea masajului sau pentru a opri dispozitivul.
- Utilizarea zilnică maximă recomandată este de 10 min. La terminare, lipiți la loc folia transparentă pe electrozi. Dacă folia de protecție pierde din aderență cu timpul, curățați-o ușor cu apă și săpun neutru și uscați-o cu o cârpă curată.
- Începeți întotdeauna cu intensitatea cea mai mică și măriți-o în funcție de cum se obișnuiește corpul dvs. (acest lucru poate dura mai multe săptămâni).
- Dacă intensitatea este prea mare, micșorați intensitatea sau dați jos unul dintre modulele platurelui pentru a opri masajul.

AVERTIZĂRI

Nu folosiți produsul dacă prezentați inflamări sau răni în zonă, hipertensiune, probleme cardiace, dacă folosiți un stimulator cardiac, dacă sunteți în perioada menstruației, dacă sunteți sau bănuiri că ați putea fi însărcinată. Încărcați bateria complet prima dată. Asigurați-vă că voltajul sursei de alimentare corespunde cu cel al aparatului. Nu trageți de cablu și asigurați-vă că nu se încurcă. Păstrați cablul departe de suprafețe fierbinți sau ascuțite. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Nu introduceți aparatul sau cablul în lichide. Nu îl manipulați cu mâinile ude. Nu-l folosiți în apropierea une surse de apă sau într-un loc umed. Potrivit numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Dacă aparatul, piesele sau cablul par a fi defecte sau a nu funcționa corect, nu le folosiți sau încercați să le reparați. Doar un tehnician calificat trebuie să o facă. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla. Eliminați acest articol conform directivelor europene 2002/96/EC. Informați-vă cu privire la legislația locală de reciclare a produselor electrice și electronice și respectați-o. Nu aruncați acest produs împreună cu gunoiul menajer. Respectarea acestor indicații contribuie la evitarea consecințelor negative pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul inconjurător.

DANSK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- DC-indgang: 5 V / 500 mA
- Batteri: Li-ion 150 mAh / 0,55 Wh
- 10 intensiteter.
- 6 massagestilstande
- 4 magnetiske pletter

INSTRUKTIONER

- Tilslut (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® til en USB-kilde; den røde LED (5) tændes under opladning og slukker, når opladningen er afsluttet.
- Rengør huden på det område, der skal behandles. Træk den gennemsigtige beskyttelsesfilm af hver elektrode, og opbevar den. Placer begge plaster på det område af kroppen, der skal behandles. Placer hvert Body Shaping EMS Massager InnovaGoods®-modul på et plaster; de vil blive forbundet magnetisk.
- Tryk og hold "ON " -knappen (2) nede for at tænde for apparatet. Som standard tændes den på det sidst valgte program. Skift programmet fra følgende liste (6) ved hjælp af "MODE"-knappen (3): LED I: Standard EMS (ben og arme) /LED II: Deep EMS (ben og arme) /LED I + II: Kombineret EMS (ben og arme)/LED III: Standard EMS (balder) /LED IV: Definition EMS (nakke og skuldre)/LED III + IV: Kombineret EMS (mave).
- Tryk på "ON " -knappen (2) for at øge intensiteten. Tryk på knappen "OFF " (4) for at reducere massagens intensitet eller for at slukke for apparatet.
- Den maksimale anbefalede daglige brug er 10 minutter. Når du er færdig, skal du klæbe den gennemsigtige film tilbage på elektroderne. Hvis beskyttelsesfilmen med tiden mister sin vedhæftningsevne, skal du rengøre den forsigtigt med vand og neutral sæbe og tørre den med en ren klud.
- Start altid med den laveste intensitet og øg den gradvist, efterhånden som din krop vænner sig til den (dette kan tage flere uger).
- Hvis intensiteten er for høj, skal du reducere intensiteten eller fjerne en af modulerne fra plasteret for at stoppe massagen.

ADVARSLERBrug ikke produktet, hvis du lider af betændelse eller læsioner i området, højt blodtryk, hjerteproblemer, hvis du har en pacemaker, hvis du har menstruation, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid. Oplad batteriet helt første gang. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Dyp ikke apparatet eller kablet i væsker. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og

Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® -

elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.

SVENSKA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- DC-ingång: 5 V/500 mA
- Batteri: Li-ion 150 mAh/0,55 Wh
- 10 intensiteter.
- 6 massagelägen
- 4 magnetiska plåster
- USB-/DC-kabel

INSTRUKTIONER

- Anslut (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® till en USB-källa; den röda lysdioden (5) tänds under laddning och stängs av när laddningen är klar.
- Rengör huden på området som ska behandlas. Dra av den transparenta skyddsfilmen från varje elektrod och behåll den. Placera båda plåstren på det kroppsområde som ska behandlas. Placera varje Body Shaping EMS Massager InnovaGoods®-modul på en lapp; de kommer att fastna magnetiskt.
- Tryck och håll in knappen "ON " (2) för att slå på enheten. Som standard växlar den till det senast valda programmet. Ändra programmet från följande lista (6) med knappen "MODE" (3): **LED I:** Standard EMS (ben och armar)/**LED II:** Deep EMS (ben och armar)/**LED I + II:** Kombinerad EMS (ben och armar)/ **LED III:** Standard EMS (skinkor)/ **LED IV:** Definition EMS (nakke och axlar)/ **LED III + IV:** Kombinerad EMS (buk).
- Tryck på knappen "ON " (2) för att öka intensiteten. Tryck på knappen "OFF " (4) för att minska massagen eller för att stänga av enheten.
- Den maximala rekommenderade dagliga användningen är 10 minuter. När du är klar klistrar du tillbaka den transparenta filmen på elektroderna. Om skyddsfilmen förlorar sin vidhäftning med tiden, rengör den försiktigt med vatten och neutral tvål och torka den med en ren trasa.
- Börja alltid med den lägsta intensiteten och öka den gradvis när din kropp vänjer sig (det kan ta flera veckor).
- Om intensiteten är för hög, minska intensiteten eller ta bort en av modulerna från plåstret för att stoppa massagen.

VARNING

Använd inte produkten om du lider av någon inflammation eller skada i området, högt blodtryck, hjärtproblem, om du har en pacemaker, om du har mens, om du är gravid eller misstänker att du är gravid. Batteriet ska laddas helt fullt första gången. Försäkra dig om att spänningen hos strömförsörjningen är kompatibel med apparaten. Dra inte i sladden och se till att den inte blir tilltrasslad. Håll sladden borta från heta eller vassa ytor. Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Lagg inte apparaten eller sladden i vätska. Vidrör inte med blöta händer. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga omgivningar. Enbart för hemmabruk. Använd aparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Om

apparaten, delarna eller sladden visar defekter eller om de inte fungerar riktigt, ska du inte använda dem eller försöka att reparera dem. Bara en kvalificerad tekniker borde göra det. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Kasserar produkten enligt europadirektiv 2002/96/EC. Ta reda på gällande föreskrifter om återvinning av elektriska och elektroniska apparater där du bor och följ anvisningarna. Släng ej produkten i hushållsavfallet. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att förebygga hälso- och miljöfarliga påföljder.

SUOMI

TEKNISET TIEDOT

- DC In: 5 V / 500 mA
- Akku: Li-ion 150 mAh / 0,55 Wh
- 10 voimakkuutta
- 6 hierontatapaa
- 4 magneettilappua
- USB-/DC-kaapeli

KÄYTTÖOHJEET

- Kytke (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® USB-lähteseen; punainen LED-valo (5) syttyy latauksen ajaksi ja sammuu, kun laite on latautunut.
- Puhdista käsiteltävän alueen iho. Poista läpinäkyvä suojakelmu jokaisesta elektrodista ja säilytä ne. Aseta molemmat laput käsiteltävälle kehon alueelle. Aseta jokainen Body Shaping EMS Massager InnovaGoods®:n moduuli lappuun; ne kiinnittyvät magneettisesti.
- Paina ja pidä alhaalla ON -painiketta (2) laitteen käynnistämiseksi. Oletusarvon mukaan laite käynnistää viimeksi valitun ohjelman. Vaihda ohjelmaa seuraavasta listasta (6) **MODE**-painikkeella (3): **LED I:** Standardi EMS (jalat ja kädet) / **LED II:** Syvä EMS (jalat ja kädet) / **LED I + II:** Yhdistetty EMS (jalat ja kädet) / **LED III:** standardi EMS (pakarat) / **LED IV:** Määriteltä EMS (niska ja hartiat) / **LED III + IV:** Yhdistetty EMS (vatsa).
- Paina ON -painiketta (2) voimakkuuden lisäämiseksi. Paina OFF -painiketta (4) hieronnan voimakkuuden alentamiseksi tai sammuttaaksesi laite.
- Päivittäisen käytön enimmäismääräksi suositellaan 10 minuuttia. Kun hieronta on tehty, laita läpinäkyvät suojakelmut takaisin elektrodeihin. Jos suojakelmujen tarttuvuus huononee ajan myötä, puhdista ne varovasti vedellä ja neutraalilla saippualla ja kuivaa puhtaalla liinalla.
- Aloita aina alhaisimmalla voimakkuudella ja lisää sitä vähitellen, jotta kehosi tottuu siihen (tämä voi kestää useita viikkoja).
- Jos voimakkuus on liian korkea, alenna sitä tai irrota yksi moduuli lapusta hieronnan lopettamiseksi.

VAROITUKSET

Älä käytä laitetta, jos käsiteltävällä alueella on tulehdus tai vamma tai jos sinulla on korkea verenpaine, sydänvika, sydämentahdistin, kuukautiset, olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa

laitteen jännitettä. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Pidä johto erillään kuumista pinoista ja terävistä esineistä. Puhdista se hoidman kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä upota laitetta tai johtoa nesteeseen. Älä kosketa märin käsin. Älä käytä laitetta vesipiteen lähellä tai kosteissa tiloissa. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Jos laite, jokin sen osa tai kaapeli vaikuttaa vialliselta tai ei toimi kunnolla, älä käytä tai yritä korjata niitä. Vain pätevä sähköasentaja saa tehdä korjaustoimenpiteet. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta vastaavan aikuisen valvonnassa. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia kierrätyslainsäädännöstä sähkö- ja elektroniikkatuotteille ja niiden näitä ohjeita. Älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana. Näiden ohjeiden avulla estetään haitalliset seuraukset henkilö- ja ympäristöturvallisuudelle.

LIETUVIŲ

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- DC In: 5 V / 500 mA
- Baterija: Ličio-jonų 150 mAh / 0.55 Wh
- 10 intensyvumo lygių.
- 6 masažavimo būdai
- 4 magnetiniai padeliai
- USB/DC laidas

INSTRUKCIJA

- Prijunkite (1) «Body Shaping EMS Massager InnovaGoods®» prie USB šaltinio; kol prietaisas bus įkraunamas degs raudona LED šviesa (5), ji išsijungs kai prietaisas bus įkrautas.
- Išvalykite sritis, kurią norite masažuoti, odą. Nuimkite permatomą apsauginę plėvelę nuo kiekvieno elektrodo ir išsaugokite jas. Uždekite abu padelius ant kūno srities, kurią ketinate masažuoti. Uždekite kiekvieną «Body Shaping EMS Massager InnovaGoods®» modulį ant padelio; jie magnetiškai susijungs.
- Nuspauskite ir palaikykite «ON » mygtuką (2), norėdami įjungti prietaisą. Pagal nutylėjimą, išjungs paskutinė naudota programa. Galite pakeisti programą ir pasirinkti ją iš sąrašo (6), naudodamiesi «MODE» mygtuku (3): **LED I:** Įprastas EMS (kojos ir rankos) /**LED II:** Gilus EMS (kojos ir rankos) / **LED I + II:** Mišrus EMS (kojos ir rankos)/ **LED III:** Įprastas EMS (sėdmenys) / **LED IV:** Dailinantis EMS (kaklas ir pečiai)/ **LED III + IV:** Mišrus EMS (pilvas).
- Nuspauskite «ON » mygtuką (2), norėdami padidinti intensyvumą. Nuspauskite «OFF » mygtuką (4), norėdami sumažinti masažavimo intensyvumą arba išjungti prietaisą.
- Maksimalus kasdienio naudojimo laikas - 10 minučių. Kai baigsite naudotis prietaisu, uždekite permatomas apsaugines plėveles atgal ant elektrodų. Jei apsauginę plėvelę su laiku nebeprilips, švelniai nuplaukite ją su vandeniu ir neutraliu muilu, ir nusauskinkite su medžiagine šluoste.

- Visada pradėkite nuo mažiausio intensyvumo ir didinkite jį palaipsniui, kai jūsų kūnas pripras (tai gali užtrukti keletą savaičių).
- Jei intensyvumas per stiprus, sumažinkite intensyvumą arba nuimkite vieną iš modulių nuo padelio, kad sustabdytumėte masažavimą.

ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite prietaiso, jei kenčiate nuo uždegimo ar masažuojama sritis yra pažeista, turite aukštą kraujospūdį, problemų su širdimi, širdies stimuliatorių, menstruacijas, esate nėščia arba įtariate, kad galite būti nėščia. Pirmą kartą kraunant, įkraukite akumuliatorių pilnai. Įsitinkinkite, jog elektros energijos tiekimo įtampa suderinama su įrenginiu. Netraukite už laidų ir pasirūpinkite, kad jis nesusipainiotų. Laikykite laidą toliau nuo karštų arba aštrių paviršių. Valykite įrenginį šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nedėkite įrenginio ar laidų į skystį. Nelieskite jo drėgnomis rankomis. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Jeigu įrenginyje, jo dalyse ar laide pastebėsite gedimus arba jeigu detalės neveikia tinkamai, nenaudokite jų ir nebandykite jų taisyti patys. Tik kvalifikuotas specialistas turėtų tai padaryti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Išmeskite produktą laikydami Europos Direktyvos 2002/96/EC. Pasiteiraukite apie savo vietinius perdarbimo įstatymus susijusius su elektrinių prietaisų ir produktų išmetimu ir sekite jų nurodymais. Neišmeskite šio produkto su buitinėmis atliekomis. Sekant šias instrukcijas jūs išmesite produktą tinkmai ir išvengsite žalos gamtai bei visuomenės aplinkai.

NORSK

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- DC In: 5 V / 500 mA
- Batteri: Li-ion 150 mAh / 0.55 Wh
- 10 intensiteter.
- 6 massasjemeduser
- 4 magnetiske lapper
- USB/DC-kabel

INSTRUKSJONER

- Koble (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® til en USB -kilde; den røde LED-en (5) slås på under lading og slås av når ladingen er fullført.
- Rengjør huden på området som skal behandles. Ta av den gjennomsliktige beskyttelsesfilmen fra hver elektrode og behold den. Plasser begge lappene på området av kroppen som skal behandles. Legg hver Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® -modul på en lapp; de vil koble seg magnetisk.
- Trykk og hold inne «ON » -knappen (2) for å slå på enheten. Som standard vil den gå over til det siste programmet som ble valgt. Endre programmet fra følgende liste (6) ved hjelp av «MODE» -knappen (3): **LED**

- I: Standard EMS (ben og armer) / **LED II:** Dyp EMS (ben og armer) / **LED I + II:** Kombinert EMS (ben og armer)/ **LED III:** Standard EMS (baken)/ **LED IV:** Definisjon EMS (nakke og skuldre)/ **LED III + IV:** Kombinert EMS (mage).
- Trykk på «ON » -knappen (2) for å øke intensiteten. Trykk på «OFF » -knappen (4) for å redusere massasjen eller for å slå av enheten.
- Maksimal anbefalt daglig bruk er 10 minutter. Når du er ferdig, fest den gjennomsliktige filmen tilbake på elektrodene. Hvis beskyttelsesfilmen mister vedheft over tid, rengjør den forsiktig med vann og nøytral såpe og tørk den med en ren klut.
- Start alltid med den laveste intensiteten og øk den gradvis etter hvert som kroppen blir vant til det (dette kan ta flere uker).
- Hvis intensiteten er for høy, reduser du intensiteten eller fjern en av modulene fra lappen for å stoppe massasjen.

ADVARSEL

Ikke bruk produktet hvis du lider av betennelse eller lesjoner i området, høyt blodtrykk, hjerteproblemer, hvis du har en pacemaker, hvis du har menstruasjon, hvis du er gravid eller mistenker at du kan være gravid. Lad batteriet fullt første gang. Pass på at spenningen på strømforsyningen er kompatibel med enheten. Ikke trekk i ledningen, og sørg for at det ikke blir flokete. Holdt ledningen unna varme eller skarpe overflater. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Ikke legg enheten eller ledningen i væske. Ikke håndter den med våte hender. Ikke bruk enheten i nærheten av en vannkilde eller på fuktige steder. Egnert bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. Hvis enheten, delene eller ledningen viser feil eller at de ikke fungerer som de skal må du ikke bruke dem eller forsøke å reparere dem. Bare en kvalifisert tekniker bør gjøre det. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under oppsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning. Kast produktet i samsvar med Europeisk Direktiv 2002/96/EC. Undersøk den lokale lovgivningen rundt gjenvinning og følg disse reglene. Produktet må ikke kastes sammen med restavfall. Det er viktig at disse instruksjonene følges for å sørge for at vi unngår uønskede konsekvenser både når det gjelder personlig og miljømessig trygghet.

SLOVENŠČINA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- DC vhod: 5 V / 500 mA
- Baterija: Li-ion 150 mAh / 0,55 Wh
- 10 intenzivnosti
- 6 načinov masaže
- 4 magnetni obliži
- USB/DC kabel

NAVODILA

- Priključite (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® na vir USB; rdeča LED lučka (5) se prižge med polnjenjem in ugasne, ko je polnjenje končano.

- Očistite kožo na območju, ki ga želite zmasirati. Odstranite prozorno zaščitno folijo z vsake elektrode in jo shranite. Oba obliža namestite na predel telesa, ki ga želite zmasirati. Na vsak obliž namestite po en modul Body Shaping EMS Massager InnovaGoods®; povežala se bosta z magnetizacijo.
- Pritisnite in držite gumb «ON » (2), da vklopite napravo. Avtomatsko začne delovati v zadnjem izbranem programu. S tipko «MODE» (3) spremenite program pri čemer (6): **LED I:** standardni EMS (noge in roke) / **LED II:** globoki EMS (noge in roke) / **LED I + II:** kombinirani EMS (noge in roke) / **LED III:** standardni EMS (zadnjica) / **LED IV:** definicijski EMS (ramena in vrat) / **LED III + IV:** kombinirani EMS (trebuh).
- Pritisnite tipko «ON » (2), da povečate intenzivnost. Pritisnite gumb «OFF » (4), da zmanjšate intenzivnost masaže ali izklopite napravo.
- Največja priporočena dnevna uporaba naprave je 10 minut. Ko končate, pritrdite zaščitno folijo nazaj na elektrode. Če zaščitna folija sčasoma izgubi oprijem, jo nežno očistite z blagim milom in vodo ter posušite s čisto krpo.
- Vedno začnite z najnižjo intenzivnostjo in jo povečujte postopno, da se telo navadi (lahko traja tudi nekaj tednov).
- Če je intenzivnost previsoka, jo zmanjšajte ali odstranite enega od modulov iz obliža, da ustavite masažo.

OPOZORILO

Izdelka ne uporabljajte, če imate vnetje ali poškodbe na izbranem območju, hipertenzijo, težave s srcem, če imate srčni spodbujevalnik, menstruacijo, če ste noseči ali sumite, da bi lahko bili. Prvič napolnite baterijo do konca. Prepričajte se, da električna napetost ustreza tisti, ki jo ima aparat. Ne vlecite kabla in se prepričajte, da se ne zvije. Naj bo kabel čim dlje od vročih in ostrih površin. Očistite ga z krpo, ki je malo navlažena. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Ne potaplajte aparata ali kabla v tekočine. Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne uporabljajte ga blizu vode ali na vlažnihlih mestih. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabite aparat samo za namene, za katere je namenjen. Napravo pospravite na suho mesto, kjer ni prahu. Če naprava, deli ali kabel izgledajo pomanjkljivo ali ne delujejo pravilno, jih ne uporabljajte, niti jih poskušajte popravljati. Samo strokovni tehnik sme to narediti. Ta naprava ni oblikovana za otroško uporabo ali uporabo oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če so pod varnostnim nadzorom odrasle osebe. Ta izdelek ni gospodinjiski odpadek, sledite okoljskim normam, ki so veljavne za njegovo reciklažo. Zavrzite ta izdelek v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES. Pozanimajte se o lokalni zakonodaji o recikliranju električnih in elektronskih izdelkov in jo upoštevajte. Ne zavrzite tega izdelka skupaj z drugimi gospodinjiskimi odpadki. Če upoštevamo ta navodila, se izognemo negativnim posledicam na zdravje ljudi in okolje.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- DC In: 5 V / 500 mA
- Μπαταρία: Li-ion 150 mAh / 0,55 Wh
- 10 εντάσεις

- 6 λειτουργίες μασάζ
- 4 μαγνητικά μπαλώματα
- Καλώδιο USB / DC

- Συνδέστε τη συσκευή (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® σε πηγή USB, το κόκκινο LED (5) θα ανάψει κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα σβήσει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
- Καθαρίστε το δέρμα στην περιοχή που πρόκειται να αντιμετωπιστεί. Αφαιρέστε τη διαφανή προστατευτική μεμβράνη από κάθε ηλεκτρόδιο και αποθηκεύστε την. Τοποθετήστε και τα δύο μπαλώματα στην περιοχή του σώματος που πρόκειται να αντιμετωπιστεί. Τοποθετήστε κάθε μονάδα Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® σε ένα έμπλαστρο. αυτά θα συζευχθούν με μαγνητίση.
- Πατήστε παραπεταμένα το κουμπί «ON » (2) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Από προεπιλογή, ανάβει στο τελευταίο επιλεγμένο πρόγραμμα. Αλλάξτε το πρόγραμμα από την ακόλουθη λίστα (6) με το κουμπί «MODE» (3): **LED I:** τυπικό EMS (πόδια και χέρια) / **LED II:** βαθύ EMS (πόδια και χέρια) / **LED I + II:** συνδυασμένο EMS (πόδια και χέρια) / **LED III:** τυπικό EMS (γλουτοιί) / **LED IV:** ορισμός EMS (ώμοι και λαιμός) / **LED III + IV:** συνδυασμένο EMS (κοιλιά).
- Πατήστε το κουμπί «ON » (2) για να αυξήσετε την ένταση. Πατήστε το κουμπί «OFF » (4) για να μειώσετε την ένταση του μασάζ ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια χρήση είναι 10 λεπτά. Όταν τελειώσετε, κολλήστε την μεμβράνη επάνω στα ηλεκτρόδια. Εάν η προστατευτική μεμβράνη χάσει την πρόσφυση με την πάροδο του χρόνου, καθαρίστε την απαλά με ήπιο σαπούνι και νερό και στεγνώστε την με ένα καθαρό πανί.
- Ξεκινήστε πάντα με τη χαμηλότερη ένταση και αυξήστε την καθώς το σώμα σας το συνηθίζει (μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες).
- Εάν η ένταση είναι πολύ υψηλή, μειώστε την ένταση ή αφαιρέστε μία από τις μονάδες από το έμπλαστρο για να σταματήσετε το μασάζ.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υποφέρετε από φλεγμονή ή βλάβες στην περιοχή, υπέρταση, καρδιακά προβλήματα, εάν έχετε βηματοδότη, εάν έχετε έμμηνο ρύση, εάν είστε έγκυος ή υποιάζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος. Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία την πρώτη φορά. Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι συμβατή με τη συσκευή. Μην τραβάτε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι δεν υπερδύεται. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρύ υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υλικά για να την καθαρίσετε. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή το καλώδιο σε υγρές επιφάνειες. Μην την πίνατε με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή νερού ή υγρούς χώρους. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη. Εάν η συσκευή, μέρη της ή το καλώδιο εμφανίσουν βλάβες ή προβλήματα λειτουργίας, σταματήστε την χρήση της και μην επιχειρήσετε να την επισκεύσετε μόνος ή μόνη σας. Την επισκευή θα αναλάβει ο αρμόδιος τεχνικός. Αυτή η συσκευή δεν έχει

Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® -

οχεδιαστεί για χρήση από παιδιά ή άτομα με σωματική και διανοητική αναπηρία, εκτός και αν βρίσκονται πλήρως υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα, που καθίσταται υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για οικιακά απορρίμματα και θα πρέπει να ακολουθήσετε τα περιβαλλοντικά πρότυπα ανακύκλωσης. Απορρίψατε το προϊόν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC. Ενημερωθείτε για την ισχύουσα στον τόπο διαμονής σας νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ακολουθήστε τις υποδείξεις. Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά σκουπίδια. Η συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες θα βοηθήσει στην αποτροπή επιπτώσεων που βλάπτουν την ασφάλεια του ατόμου και του περιβάλλοντος.

ČEŠTINA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Vstup DC: 5 V / 500 mA
- Baterie: Li-ion 150 mAh / 0,55 Wh
- 10 intenzit
- 6 masážních režimů
- 4 magnetické náplasti
- Kabel USB/DC

NÁVOD

- Pripojte (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® ke zdroji USB; červené LED (5) bude svítit během nabíjení a zhasne, až nabíjení skončí.
- Očistěte kůži v ošetřované oblasti. Odlepte ochrannou fólii z každé elektrody a schovejte si ji. Umístěte obě náplasti na ošetřovanou oblast na těle. Umístěte každý modul Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® na jednu náplast; ty budou spojeny magnetizací.
- Držte zmáčknuté tlačítko «ON » (2) k zapnutí přístroje. Ve výchozím nastavení se zapne v posledním zvoleném programu. Změňte program z následujícího seznamu (6) tlačítkem «MODE» (3): **LED I:** standardní EMS (nohy a paže)/ **LED II:** hluboké EMS (nohy a paže)/ **LED I + II:** kombinované EMS (nohy a paže)/ **LED III:** standardní EMS (hýždě) / **LED IV:** EMS vymezení (ramena a krční obratle)/ **LED III + IV:** kombinované EMS (břicho).
- Zmáčkněte tlačítko «ON » (2) ke zvýšení intenzity. Zmáčkněte tlačítko «OFF » (4) ke snížení intenzity masáže nebo k vypnutí přístroje.
- Doporučuje se používat 10 minut denně. Až skončíte, nalepte znovu průhlednou fólii na elektrody. Pokud ochranná fólie ztratí časem přilnavost, jemně ji očistěte vodou a neutrálním mýdlem a osušte čistým hadříkem.
- Začnějte vždy nižší intenzitou a zvyšujte ji podle toho, jak si bude zvykat vaše tělo (mohlo by to trvat několik týdnů).
- Pokud je intenzita příliš vysoká, snižte intenzitu nebo odstraňte jeden z modulů z náplasti, abyste masáž zastavili.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte produkt, pokud máte v oblasti srdcét nebo zranění, vysoký tlak, problémy se zádcem, pokud nosíte kardiostimulátor, menstruuje te, jste těhotná nebo máte podezření, že byste mohla být těhotná. Před prvním použitím plně nabíjte baterii. Ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako v přístroji.

Netahejte za kabel a zajistěte, aby se nezamotal. Nepokládejte kabel na horké plochy a ostré hrany. Čistěte pomocí lehce navlhčeného hadříku. K čištění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Neponožujte přístroj ani kabel do kapaliny. Nemanipulujte se zařízením mokřýma rukama. Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdroje vody nebo ve vlhkých místech. Vhodné pouze pro domácí použití. Přístroj používejte pouze na účely, k nimž je určený. Uložte přístroj na suchém místě bez prachu. Pokud přístroj, jeho součásti nebo kabel vypadají poškozené nebo nefungují správně, pak je nepoužívejte, ani se je nesnažte opravit. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Děti a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by neměly manipulovat s tímto zařízením bez dohledu zodpovědné dospělé osoby, která zaručí jejich bezpečí. Nevyhazujte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí. Zlikvidujte výrobek v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC. Informujte se o místní legislativě týkající se recyklace elektrických a elektronických výrobků a dodržujte ji. Nevyhazujte výrobek spolu s domácími odpady. Dodržování těchto pokynů pomáhá zabránit negativním vlivům na lidské zdraví a na zachování bezpečnosti životního prostředí.

БЪЛГАРСКИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- DC In: 5 V / 500 mA
- Батерия: Li-ion 150 mAh / 0.55 Wh
- 10 нива на интензивност
- 6 режима на масаж
- 4 магнитни пластира
- USB/DC кабел

ИНСТРУКЦИИ

- Включете (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® в USB източника; червената LED (5) светлина ще се включи по време на зареждането и ще се изключи, когато то приключи.
- Почистете кожата на мястото, което ще третира те. Премахнете прозрачния протектор от всеки електрод и ги запазете. Поставете двата пластира на зоната, която ще третирате. Поставете всяка част на Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® ма пластир; те ще се свържат с магнитна сила.
- Натиснете и задръжте бутона «ON » (2) за включване на уреда. По подразбиране, той ще се включи на постедната избрана пробрама. Променете програмата от следния списък (6) като използвате бутона «MODE» (3): **LED I:** Стандартен EMS (крака и ръце)/ **LED II:** Дълбок EMS (крака и ръце) / **LED I + II:** Комбиниран EMS (крака и ръце)/ **LED III:** Стандартен EMS (дупе) / **LED IV:** Определен EMS (врат и рамене)/ **LED III + IV:** Комбиниран EMS (корем).
- Натиснете бутона «ON » (2) за увеличаване на интензивността. Натиснете бутона «OFF » (4) за намаляване на интензивността на масажа или за изключване на уреда.
- Максималното препоръчително време за използване е 10 минути. Когато приключи, залепете отново прозрачното фолио на електродите.

- Ако фолиото спре да се лепи, почистете го внимателно с вода и неутрален сапун и го подсушете с чиста кърпа.
- Винаги започвайте с най-ниската интензивност и я увеличавайте постепенно, докато тялото ви свикне (може да отнеме няколко седмици).
- Ако интензивността е много висока, намалете я или свалете един от модулите от пластира, за да спрете масажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не използвайте продукта, ако страдате от някакво възпаление или лезии в зоната, високо кръвно налягане, сърдечни проблеми, ако имате байпас, ако сте бременна или подозирате, че може да сте бременна.

Заредете батерията докрай първия път. Уверете се, че напрежението на електрозахранването е съвместимо с това на устройството. Не дръпайте кабела и се уверете, че кабелът не е усукан. Дръжте кабела далече от топли и остри повърхности. Почиствайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Не поставяйте устройството и кабела в течности. Не го закачайте с влажни ръце. Не използвайте устройството в близост до водоизточници или във влажни места. Подходящ само за използване удома. Използвайте уреда само по предназначение. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. Не използвайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството, частите или кабела, в случай че се окажат дефектни или не функционират правилно. Само квалифициран техник трябва да извършва ремонта. Това устройство не е предназначено за позлване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастен, отговарящ за тяхната безопасност. Този продукт не е битов отпадък, затова следвайте действащите екологични стандарти за рециклиране. Изхвърлете този артикул съгласно европейската директива 2002/96/ЕО. Информирайте се относно местното законодателство за рециклиране на електрически и електронни продукти и го спазвайте. Не изхвърляйте този продукт с битовите отпадъци. Следвайки тези указания, допринасяте за избягване на негативни последствия за човешкото здраве и околната среда.

HRVATSKI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- DC ulaz: 5 V / 500 mA
- Baterija: Li-ion 150 mAh / 0,55 Wh
- 10 intenziteta
- 6 načina masaže
- 4 magnetna flastera
- USB/DC kabel

UPUTE

- Uključite (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® u USB izvor; crveno LED svjetlo (5) uključit će se tijekom punjenja i

- isključiti se kad se napuni.
- Očistite kožu na području koje se tretira. Skinite prozirni zaštitni film sa svake elektrode i spremite ga. Stavite oba flastera na područje tijela koje ćete tretirati. Stavite svaki modul Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® na flaster; oni će se povezati magnetiziranjem.
- Pritisćite gumb «ON » (2) za uključivanje uređaja. Prema zadanim postavkama, svijetli u zadnjem odabranom programu. Promijenite program sa sljedećeg popisa (6) gumbom «MODE» (3): **LED I:** standardni EMS (noge i ruke)/**LED II:** duboki EMS (noge i ruke)/**LED I + II:** kombinirani EMS (noge i ruke)/**LED III:** standardni EMS (stražnjica)/**LED IV:** EMS definiranje (ramena i vratni mišići)/**LED III + IV:** kombinirani EMS (trbuh).
- Pritisnite gumb «ON » (2) za povećanje intenziteta. Pritisnite gumb «OFF » (4) za smanjenje intenziteta masaže ili za isključivanje uređaja.
- Maksimalna preporučena dnevna uporaba je 10 min. Kad završite, zalijepite prozirnu foliju na elektrodu. Ako zaštitna folija s vremenom izgubi prijanjanje, nježno je očistite blagim sapunom i vodom te osušite čistom krpom.
- Uvijek počnite s najmanjim intenzitetom i povećavajte intenzitet kako se tijelo navikava (to bi moglo potrajati nekoliko tjedana).
- Ako je intenzitet previsok, smanjite intenzitet ili uklonite jedan od modula s flastera kako biste prekinuli masažu.

www.innovagoods.com

UPOZORENJA

Ne koristite proizvod ako imate upale ili ozljede na tom području, hipertenziju, srčanih problema, ako imate pacemaker, menstruaciju, trudni ste ili sumnjate da biste mogli biti. Napunite bateriju u cijelosti prvi put. Osigurajte da napon izvora napajanja odgovara naponu uređaja. Ne povlačite kabao i pazite da se ne omotava. Držite kabao podalje od vrućih ili oštih površina. Čistite ga blago navlaženom krpom. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Ne stavljajte uređaj niti kabao u tekućinu. Ne upravljajte njime mokrim rukama. Ne koristite ga u blizini izvora vode niti na vlažnim mjestima. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Čuvajte spravu na suhom mjestu gdje nema prašine. Ako su uređaj, dijelovi ili kabao u kvaru ili ne rade ispravno, ne koristite ih i ne pokušavajte ih popraviti. To smije učiniti samo kvalificirani tehničar. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Ovaj proizvod nije kućanski otpad, u skladu je s ekološkim propisima koji se tiču njegove reciklaže. Odložite ovaj proizvod u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EC. Informirajte se o lokalnim zakonima o reciklaži električnih i elektronskih proizvoda i postupajte u skladu s njima. Ne odlažite ovaj proizvod s kućnim otpadom. Sljedeći ove upute, olakšat ćete sprječavanje ugrožavanja ljudi i okoliša.

SLOVENČINA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- DC IN: 5 V/500 mA
- Batéria: Litium 150 mAh/ 0,55 Wh

- 10 intenzit
- 6 režimov masáže
- 4 magnetické náplasti
- USB/DC kábel

NÁVOD NA POUŽITIE

www.innovagoods.com

- Pripojte (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® k zdroju USB; červené LED svetlo (5) sa rozsvieti počas nabíjania a zhasne, keď sa nabíjanie ukončí.
- V ošetrovanej oblasti očistite pokožku. Z každej elektrody odlepte priesvitnú ochrannú fóliu a odložte si ju. Priložte obe náplasti na oblasť tela, ktorú chcete ošetriť. Umiestnite každý modul Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® na náplast; tie sa spoja magnetizáciou.
- Zariadenie zapnite stlačením a podržaním tlačidla «ON » (2). Štandardne sa rozsvieti v naposledy zvolenom programe. Zmeňte program z nasledujúceho zoznamu (6) pomocou tlačidla «MODE (REŽIM)» (3): **LED I:**Štandardný EMS (nohy a ruky) / **LED II:**Hlbkový EMS (nohy a ruky) / **LED I + II:**Kombinovaný EMS (nohy a ruky) / **LED III:**Štandardný EMS (zadok) / **LED IV:**Definícia EMS (ramená a krk) / **LED III + IV:** Kombinovaný EMS (brucho).
- Intenzitu zvýšite stlačením tlačidla «ON » (2). Stlačením tlačidla «OFF » (4) znížite intenzitu masáže alebo prístroj vypnete.
- Maximálne odporúčané denné použitie je 10 min. Po dokončení nalepte priesvitnú fóliu naspäť na elektrody. Ak ochranná fólia časom stratí leposť, jemne ju očistite jemným mydlom a vodou a osušte čistou handričkou.
- Začnite vždy s najnižšou intenzitou a postupne ju zvyšujte, podľa toho ako si vaše telo začne zvykať (môže to trvať niekoľko týždňov).
- Ak je intenzita príliš vysoká, znížte intenzitu alebo vyberte jeden z modulov z náplasti, aby ste masáž zastavili.

UPOZORNENIA

Výrobok nepoužívajte, ak máte zápal alebo poranenia v časti, hypertenziu, srdcové problémy, ak máte kardiostimulátor, máte menzes, ste tehotná alebo máte podozrenie, že by ste mohli byť. Pred prvým použitím úplne nabite batériu. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Neľahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokřými rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riadte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyzýadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do

domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

EESTI

TEHNILISED KIRJELDUSED

- Alalisvoolu sisend: 5 V / 500 mA
- Aku: liitium-ioon 150 mAh / 0,55 Wh
- 10 intensiivsuse astet.
- 6 massaažirežiimi
- 4 magnetilist plaastrit
- USB/DC kaabel

JUHISED

- Ühendage (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® USB -allikaga; punane LED (5) süttib laadimise ajal ja kustub, kui laadimine on lõppenud.
- Puhastage töödeldava piirkonna nahk. Eemaldage igalt elektroodilt läbipaistev kaitsekile ja hoidke seda alles. Asetage mõlemad plaastrid ravitavale kehapiirkonnale. Asetage iga Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® moodul plaastrile, mida nad ühendavad magnetiliselt.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu «ON » (2). Vaikimisi lülitub seade sisse viimati valitud programmile. Muutke programmi järgmisest loendist (6), kasutades nuppu MODE (3): **LED I:** standardne EMS massaaž(jalad ja käed) / **LED II:** sügav EMS massaaž (jalad ja käed) / **LED I + II:** kombineeritud EMS massaaž (jalad ja käed)/ **LED III:** standardne EMS massaaž (tuharad)/ **LED IV:** määratleyud EMS massaaž (kael ja õlad) / **LED III + IV:** kombineeritud EMS massaaž (köht).
- Intensiivsuse suurendamiseks vajutage nuppu «ON » (2). Massaaži intensiivsuse vähendamiseks või seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu «OFF » (4).
- Maksimaalne soovitatav päevane kasutamine on 10 minutit. Kui olete lõpetanud, kleepige läbipaistev kile tagasi elektroodidele. Kui kaitsekile aja jooksul kaotab oma nakkumise, puhastage seda õrnalt vee ja neutraalse seebiga ning kuivatage puhta lapiga.
- Alustage alati madalaima intensiivsusega ja suurendage seda järk -järgult, kuni keha harjub (see võib võtta mitu nädalat).
- Kui intensiivsus on liiga kõrge, vähendage massaaži peatamiseks intensiivsust või eemaldage plaastrist üks moodulitest.

HOIATUSED

Ärge kasutage toodet, kui teil on piirkonnas põletik või kahjustused, kõrge vererõhk, südameprobleemid, kui teil on südamestimulaator, kui teil on menstruatsioon, kui olete rase või kahtlustate rasedust. Esimesel korral laadige akud täiesti täis. Tehke kindlaks, et toiteallika pinge ühildub seadmega. Ärge sikutage juhtmist ning tehke kindlaks, et see ei ole sõlmes. Hoidke juhet eemal kuumadest või teravatest pindadest. Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid puhastusvahendeid või materjale. Ärge pange seadet ega juhet vette. Ärge kasutage märgade kätega. Ärge kasutage seadet veeallika lähedal või niisketes kohtades. Sobib vaid kodukasutuseks. Kasutage toodet vaid tema

ettenähtud eesmärgil. Ladustage seadet kuivas, tolmuvabas kohas. Kui seade, selle osad või juhe on vigastatud või ei tööta korralikult, ärge üritage neid ise parandada. Ainult väljaõppinud tehnik peaks seda tegema. See seade ei ole mõeldud laste või füüsilise või vaimse puudega isiku poolt kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab täiskasvanu, kes vastutab nende turvalisuse eest. See seade ei ole majapidamisprügi, seega järgige taaskasutuse ja ümbertöötlemise keskkonnastandardeid. Kõrvaldage toode kasutusest vastavusest Euroopa Liidu direktiivile 2002/96 / EÜ. Tutvuge kohalike elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuse seadustega ja järgige nende täitmist. Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka. Järgides neid juhiseid, saate vältida kahjulikke tagajärgi inimestele ja ohtu keskkonnale.

РУССКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вход постоянного тока: 5 В / 500 мА
- Аккумулятор: литий-ионный 150 мАч / 0,55 Втч
- 10 уровней интенсивности
- 6 режимов массажа
- 4 магнитных нашивки
- Кабель USB / DC

ИНСТРУКЦИИ

- Подключите (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® к USB-источнику; красный светодиод (5) загорится во время зарядки и погаснет, когда зарядка будет завершена.
- Очистите кожу в зоне обработки. Снимите прозрачную защитную пленку с каждого электрода и отставьте в сторону. Поместите оба пластыря на обрабатываемую область тела. Поместите каждый модуль Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® на пластырь; они будут связаны намагничиванием.
- Нажмите и удерживайте кнопку «ON » (2), чтобы включить прибор. По умолчанию включится последняя выбранная программа. Измените программу из следующего списка (6) кнопкой «MODE» (3): **LED I :** стандартный EMS (ноги и руки) / **LED II :** глубокий EMS (ноги и руки) / **LED I + II :** комбинированный EMS (ноги и руки) / **LED III :** стандартная EMS (ягодицы) / **LED IV :** определение EMS (плечи и шея) / **LED III + IV :** комбинированная EMS (живот).
- Нажмите кнопку «ON » (2) для увеличения интенсивности. Нажмите кнопку «OFF » (4), чтобы уменьшить интенсивность массажа или выключить прибор.
- Максимальное рекомендуемое ежедневное использование - 10 мин. Когда закончите, снова приклейте пищевую пленку к электродам. Если защитная пленка со временем теряет сцепление, аккуратно очистите ее водой с мягким мылом и вытрите чистой тканью.
- Всегда начинайте с минимальной интенсивности и увеличивайте ее, когда ваше тело привыкает к ней (это может занять несколько недель).
- Если интенсивность слишком высока,

Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® -

уменьшите интенсивность или снимите один из модулей с пластыря, чтобы остановить массаж.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не используйте продукт, если вы страдаете воспалением или поражением в данной области, гипертонией, проблемами с сердцем, если у вас есть кардиостимулятор, при менструации, если вы беременны или подозреваете, что можете быть. Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Убедитесь в том, что напряжение в источнике тока соответствует указанному на устройстве. Не тяните кабель, убедитесь в том, что он не закручен. Избегайте контакта кабеля с горячими и острыми поверхностями. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Не опускайте устройство или кабель в воду. Не совершайте манипуляций с устройством влажными руками. Не используйте устройство вблизи источника воды или во влажных помещениях. Исключительно для домашнего использования. Используйте устройство исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство в сухих местах, свободных от пыли. Если устройство, его части или кабель выглядят поврежденными или работающими неправильно, не пользуйтесь ими, тем более не пытайтесь их ремонтировать. Только квалифицированный техник может выполнить ремонт. Данное устройство не разработано для управления детьми или людьми с ограниченными физическими или психическими способностями, за исключением случаев управления под наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации. Ознакомьтесь с местным законодательством в отношении переработки электронных и электрических изделий и придерживайтесь его. Не выбрасывайте изделие в бытовой мусор. Следуя настоящим инструкциям, вы вносите вклад в дело охраны окружающей среды и предотвращения возникновения негативных последствий для здоровья человека.

LATVIEŠU

TEHNISKIE PARAMETRI

- DC ievade: 5 V / 500 mA
- Baterija: Li-ion 150 mAh / 0,55 Wh
- 10 intensitātes līmeņi
- 6 masāžas režīmi
- 4 magnētiskie plāksleri
- USB/DC kabelis

INSTRUKCIJA

- Pievienojiet (1) Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® USB avotam; iedegsies sarkana LED (5) gaismā un sāksies uzlāde. Gaisma izslēgsies, kad uzlāde būs pabeigta.
- Notīriet ādas zonu, uz kuras plānojat

- izmantot ierīci. Nopemiet caurspīdīgo aizsargslāni no katra elektroda un saglabājiet to. Novietojiet plāksustus uz ādas zonas, uz kuras plānojat izmantot ierīci. Novietojiet katru Body Shaping EMS Massager InnovaGoods® moduli uz plākstera; tie piestiprināsies ar magnēta palīdzību.
- Piespiediet un turiet pogu «ON » (2), lai ieslēgtu ierīci. Noklusējumā ieslēgsies pēdējā izmantotā programma. Izvēlieties programmu no dotā saraksta (6), izmantojot pogu «MODE» (3): **LED I:** Standarta EMS masāža (kājām un rokām) / **LED II:** Dziļā EMS masāža (kājām un rokām) / **LED I + II:** Kombinētā EMS masāža (kājām un rokām)/ **LED III:** Standarta EMS masāža (sēžamvietai) / **LED IV:** Definētā EMS masāža (kaklam un pleciem)/ **LED III + IV:** Kombinētā EMS masāža (vēdera muskulatūrai).
 - Piespiediet pogu «ON » (2), lai palielinātu intensitātes līmeni. Piespiediet pogu «OFF » (4), lai samazinātu masāžas intensitāti vai izslēgtu ierīci.
 - Maksimālais ieteicamais lietošanas laiks ikdienā ir 10 minūtes. Pēc ierīces lietošanas uzlieciet caurspīdīgo aizsargslāni atpakaļ uz elektrodiem. Ja aizsargslānis laika gaitā zaudē savu liptspēju, maigi notīriet to ar ūdeni un neitrālām ziepēm un nosusiniet ar tīru drānu.
 - Vienmēr uzsāciet ierīces lietošanu ar zemāko intensitātes līmeni un pakāpeniski to palieliniet, kamēr jūsu ķermenis pierod (tas var aizņemt dažas nedēļas).
 - Ja intensitātes līmenis ir pārāk augsts, samaziniet intensitātes līmeni vai izņemiet vienu no plākstera moduļiem, lai pārtrauktu masāžu.

BRĪDINĀJUMI

Neizmantojiet ierīci, ja ciešat no iekaisumiem vai bojātas ādas apstrādes zonā, augsta asinsspiediena, sirds problēmām, ja jums ir elektrokardiostimulators, mēnešreizes, esat stāvoklī, vai varētu būt stāvoklī. Pirmajā reizē pilnībā uzlādējiet bateriju. Pārļiecinieties, ka barošanas avota spriegums ir saderīgs ar ierīci. Nevelciet aiz vada un uzmanieties, lai tas nesapinas. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Neievietojiet ierīci vai vadu šķidrumā. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Turiet vadu prom no karstām vai asām virsmām. Piemērots tikai mājāsaimniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Ja ierīce, tās detaļas vai vads ir bojāti vai nedarbojas pareizi, nelietojiet tos un nemēģiniet tos labot. To var darīt tikai sertificēts tehniķis. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei. Ierīce jāutilizē saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK. Uzziniet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes likumdošanu un ievērojiet to. Neizmetiet šo produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojot šos nosacījumus, tiks novērsta negatīva ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

IMPORTED BY RSVIP S.L., B87646477
DISTRIBUTED BY: NNI S.L., B98019235
C/ENGUERA. 46018, VALENCIA, SPAIN.
© BY INNOVAGOODS®.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.

