

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

ENGLISH

WARNINGS

IMPORTANT: KEEP THE INSTRUCTIONS FOR

FUTURE REFERENCE. Fully recharge the battery the first time. Make sure that the voltage of the power supply is compatible with the device. Do not pull on the cord and make sure that it does not become tangled. Keep the cord away from hot or sharp surfaces. Clean the device with a slightly damp cloth. Do not use abrasive products or materials to clean it. Do not put the device or cord in liquid. Do not handle it with wet hands. Do not use the device close to a source of water or in damp places. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the product in a dry place with no dust. If the device, the pieces or the cord show defects or they do not work properly, do not use them or attempt to repair them. Only a qualified technician should do it. This device is not designed for use by children or people with physical and mental disabilities, unless they are fully supervised by an adult who is responsible for their safety. This product is not household waste, so follow the environmental standards for recycling Discard the product in accordance with the European Directive 2002/96/EC. Enquire about your local recycling legislation for electrical and electronic products and follow these steps. Do not dispose of this product with household waste. Following these instructions will help prevent harmful consequences to personal and environmental safety.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- DC In: 5 V / 500 mA
- Battery: LiPo 3.7 V / 300 mAh
- Vibration: 1200 rpm
- Thermotherapy: heat (42 °C max.)
- Phototherapy: red and blue LED
- Touch vibration mode

INSTRUCTIONS

- Charge the Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® in a USB source. The red LED will flash while it is charging; once charged, the LED will turn blue and remain fixed.
- Press the middle button of the device for 2 seconds to switch on/off. Briefly press the

- button again to activate the modes: Press once: vibration; press twice: heat + red LED + vibration; press three times: blue LED + vibration.
- Make even movements from side to side around the area being treated.
- The vibration works automatically when the head of the massager and the base are in contact with the skin.
- Vibration mode: relaxes the eye muscles. It can be used along with cream/gel to look after the eyes, achieving a greater absorption of the product.
- Thermotherapy: the head will start to heat up until it reaches a maximum of 42 °C and will remain at a constant temperature.
- Phototherapy: Red LED for wrinkles and expression lines in the eye area. Blue LED for anti-fatigue and firming effect of the skin.
- The massager will automatically switch off after 2 minutes without use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

ENGLISH

WARNINGS

IMPORTANT: KEEP THE INSTRUCTIONS FOR

FUTURE REFERENCE. Fully recharge the battery the first time. Make sure that the voltage of the power supply is compatible with the device. Do not pull on the cord and make sure that it does not become tangled. Keep the cord away from hot or sharp surfaces. Clean the device with a slightly damp cloth. Do not use abrasive products or materials to clean it. Do not put the device or cord in liquid. Do not handle it with wet hands. Do not use the device close to a source of water or in damp places. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the product in a dry place with no dust. If the device, the pieces or the cord show defects or they do not work properly, do not use them or attempt to repair them. Only a qualified technician should do it. This device is not designed for use by children or people with physical and mental disabilities, unless they are fully supervised by an adult who is responsible for their safety. This product is not household waste, so follow the environmental standards for recycling Discard the product in accordance with the European Directive 2002/96/EC. Enquire about your local recycling legislation for electrical and electronic products and follow these steps. Do not dispose of this product with household waste. Following these instructions will help prevent harmful consequences to personal and environmental safety.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- DC In: 5 V / 500 mA
- Battery: LiPo 3.7 V / 300 mAh
- Vibration: 1200 rpm
- Thermotherapy: heat (42 °C max.)
- Phototherapy: red and blue LED
- Touch vibration mode

INSTRUCTIONS

- Charge the Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® in a USB source. The red LED will flash while it is charging; once charged, the LED will turn blue and remain fixed.
- Press the middle button of the device for 2 seconds to switch on/off. Briefly press the

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS

IMPORTANT : CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS

POUR CONSULTATIONS ULTÉRIEURES. Chargez complètement la batterie lors de la première utilisation. Assurez-vous que la tension électrique corresponde à l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon et assurez-vous qu'il ne s'enroule pas. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes ou coupantes. Essayez-le avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de produits ou de matériaux abrasifs pour le nettoyage. Ne pas immerger l'appareil ni le cordon dans des liquides. Ne le touchez pas non plus avec les mains mouillées. Ne pas l'utiliser près d'une source d'eau ou d'endroits humides. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Gardez l'appareil au sec et exempt de poussière. Si l'appareil, le cordon ou les pièces semblent défectueux ou qu'ils ne fonctionnent pas correctement, ne pas les utiliser ou tenter de les réparer. Seul un technicien qualifié peut le faire. Cet appareil n'a pas été conçu pour être manipulé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques ou psychiques limitées à moins qu'ils ne soient sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet ménager, merci de suivre les règlements environnementaux en vigueur pour son recyclage. Veuillez jeter ce produit conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur la législation locale en matière de recyclage des produits électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Le respect de ces indications permet d'éviter des conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DC In: 5 V / 500 mA
- Bateria: PoLi 3,7 V / 300 mAh
- Vibración: 1200 r.p.m.
- Termoterapia: calor (42 °C máx.)
- Fototerapia: LED rojo y azul
- Modo vibración táctil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrée CC : 5 V / 500 mA
- Batterie : LiPo 3,7 V / 300 mAh
- Vibration : 1200 rpm
- Thermothérapie : chaleur (42 °C max.)
- Photothérapie : LED rouge et bleue
- Mode vibration tactile

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

INSTRUCTIONS

- Chargez l'Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® à l'aide d'une prise USB. La LED rouge clignote pendant la charge ; une fois chargée, la LED devient bleue et reste fixe.
- Appuyez sur le bouton central de l'appareil pendant 2 secondes pour l'allumer ou l'éteindre. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour activer les modes : Appuyez une fois : vibration ; appuyez deux fois : chaleur + LED rouge + vibration ; appuyez trois fois : LED bleue + vibration.
- Effectuez des mouvements réguliers d'un côté à l'autre de la zone à traiter.
- La vibration fonctionne automatiquement lorsque la tête du masseur et la base sont en contact avec la peau.
- Mode vibration : détend les muscles des yeux. Il peut être utilisé avec une crème/un gel pour soigner les yeux, ce qui permet une meilleure absorption du produit.
- Thermothérapie : la tête commence à chauffer jusqu'à atteindre un maximum de 42 °C et reste à une température constante.
- Photothérapie : LED rouge pour les rides et les lignes d'expression du contour des yeux. LED bleue pour un effet anti-fatigue et raffermissant de la peau.
- Le masseur s'éteint automatiquement après 2 minutes sans utilisation.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DC In: 5 V / 500 mA
- Bateria: PoLi 3,7 V / 300 mAh
- Vibración: 1200 r.p.m.
- Termoterapia: calor (42 °C máx.)
- Fototerapia: LED rojo y azul
- Modo vibración táctil

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DC In: 5 V / 500 mA
- Bateria: PoLi 3,7 V / 300 mAh
- Vibración: 1200 r.p.m.
- Termoterapia: calor (42 °C máx.)
- Fototerapia: LED rojo y azul
- Modo vibración táctil

INSTRUCCIONES

- Cargue Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® en una fuente USB. Un LED rojo parpadeará mientras se carga; una vez cargado, el LED quedará fijo en color azul.
- Pulse el botón central del dispositivo durante 2 s para encender o apagar. Presione brevemente el botón de nuevo para activar los modos: 1ª pulsación: vibración; 2ª pulsación: calor + LED rojo + vibración; 3ª pulsación: LED azul + vibración.
- Realice movimientos uniformes de lado a lado alrededor de la zona a tratar.
- La vibración funciona automáticamente cuando el cabezal del masajeador y la base están en contacto con la piel.
- Modo vibración: relaja los músculos de los ojos. Puede utilizarse junto con crema/gel para el cuidado de los ojos, logrando una mayor absorción del producto.
- Termoterapia: el cabezal comenzará a calentarse hasta alcanzar 42 °C máx. y mantendrá una temperatura constante.
- Fototerapia: LED rojo para arrugas y líneas de expresión en la zona de los ojos. LED azul antifatiga y efecto tensor de la piel.
- El masajeador se apagará automáticamente tras 2 min sin actividad.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

Clean the head with a towel or tissue paper after each use.

WARNUNG

Laden Sie die Batterie vor der ersten Nutzung vollständig auf. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromquelle der des Geräts entspricht. Ziehen Sie nicht am Kabel und vergewissern Sie sich, dass es sich nicht verwickelt. Halten Sie es von heißen oder scharfkantigen Oberflächen fern. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Zur Reinigung keine scheuernden Produkte oder Substanzen verwenden. Weder das Gerät noch das Kabel in Flüssigkeiten eintauchen. Nicht mit feuchten Händen berühren. Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasserquellen. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Funktionen. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Bei Beschädigung oder Fehlfunktionen des Geräts, von Einzelteilen oder des Kabels, diese nicht verwenden und keine Reparaturversuche unternehmen. Nur ein qualifizierter

Techniker sollte dies tun. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn sie werden von einem für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt. Dieses Produkt ist kein Hausmüll, folgen Sie den Umweltschutzbestimmungen für dessen Entsorgung. Entsorgen Sie diesen Artikel gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und befolgen Sie diese. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

- DC-Eingang: 5 V / 500 mA
- Akku: LiPo 3.7 V / 300 mAh
- Schwingung: 1200 rpm
- Thermotherapie: Wärme (42°C max.)
- Phototherapie: rotes und blaues LED-Licht
- Touch-Vibrationsmodus

ANLEITUNG

- Laden Sie den Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® an einer USB-Quelle auf. Während des Ladevorgangs blinkt das rote LED-Licht; sobald das Gerät geladen ist, leuchtet das LED-Licht permanent blau.
- Drücken Sie die mittlere Taste des Geräts für 2 Sekunden, um es ein- oder auszuschalten. Drücken Sie die Taste erneut kurz, um die Modi zu aktivieren: Einmal drücken: Vibration; zweimal drücken: Wärme + rotes LED-Licht + Vibration; dreimal drücken: blaues LED-Licht + Vibration.
- Führen Sie gleichmäßige Bewegungen aus, von einer Seite zur anderen, rund um den zu behandelnden Bereich.
- Die Vibration beginnt automatisch, wenn der Kopf des Massagegeräts und das Unterteil in Kontakt mit der Haut sind.
- Vibrationsmodus: Entspannt die Augenmuskeln. Der Modus kann in Verbindung mit einer Augencreme/einem Augengel verwendet werden, um eine bessere Absorption des Produkts zu erreichen.
- Thermotherapie: Der Kopf beginnt sich zu erwärmen, bis er ein Maximum von 42°C erreicht hat und auf einer konstanten Temperatur bleibt.
- Phototherapie: Rotes LED-Licht für Fältchen und Ausdrucksfalten in der Augenpartie. Blaues LED-Licht für einen Anti-Müdigkeits- und Straffungseffekt der Haut.
- Das Massagegerät schaltet sich nach 2 Minuten Nichtbenutzung automatisch ab.

ITALIANO

AVVERTENZE

IMPORTANTE: CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI. Caricare completamente la batteria la prima volta. Assicurarsi che la

tensione della fonte d'alimentazione corrisponda a quella dell'apparecchio. Non tirare il cavo e assicurarsi di non attorcigliarlo. Tenere il cavo lontano da superfici calde o taglienti. Pulirlo con un panno leggermente umido. Non usare prodotti né materiali abrasivi per la pulizia. Non immergere né l'apparecchio né i cavi in dei liquidi. Non toccarlo con le mani bagnate. Non usare vicino a fonti d'acqua o zone umide. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali è stato progettato. Conservare il dispositivo in un luogo secco e privo di polvere. Se l'apparecchio, i pezzi o il cavo sembrano difettosi o non funzionano correttamente, non usarli né provare a ripararli. Solo un tecnico qualificato può farlo. Questo dispositivo non è progettato per essere usato da bambini o persone con capacità fisiche o psichiche limitate, eccetto se si trovano sotto la custodia di un adulto responsabile della loro sicurezza. Questo prodotto non è un rifiuto domestico, seguire le norme ambientali in vigore per il corretto smaltimento. Smettere questo articolo in conformità della direttiva europea 2002/96/EC. Informarsi sulla legislazione locale per il riciclo di prodotti elettrici ed elettronici e rispettarla. Non buttare questo prodotto nella spazzatura domestica. Seguire queste indicazioni contribuisce ad evitare conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE

- DC In: 5 V / 500 mA
- Batteria: PoLi 3,7 V / 300 mAh
- Vibrazione: 1200 r.p.m.
- Termoterapia: calore (42 °C max.)
- Fototerapia: LED rosso e blu
- Modalità vibrazione touch

ISTRUZIONI

- Ricaricare Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® tramite una presa USB. Un LED rosso lampeggerà durante la ricarica; quando è carico, il LED resterà fisso di colore blu.
- Premere il pulsante centrale del dispositivo per 2 s per accendere e spegnere. Premere brevemente di nuovo il pulsante per attivare le modalità: 1ª pressione: vibrazione; 2ª pressione: calore + LED rosso + vibrazione; 3ª pressione: LED blu + vibrazione.
- Realizzare movimenti uniformi da un lato all'altro intorno alla zona da trattare.
- La vibrazione funziona automaticamente quando la testina del massaggiatore e la base sono a contatto con la pelle.
- Modalità vibrazione: rilassare i muscoli degli occhi. Si può utilizzare con crema/gel per la cura degli occhi, ottenendo un maggiore assorbimento del prodotto.
- Termoterapia: la testina inizierà a riscaldarsi fino a raggiungere i 42 °C max. e manterrà una temperatura costante.
- Fototerapia: LED rosso per le rughe e le rughe di espressione nella zona degli occhi. LED blu anti-fatiga ed effetto stirante della pelle.
- Il massaggiatore di spegnerà automaticamente dopo 2 min senza attività.

Pulire la testina con un asciugamano o un fazzoletto di carta dopo ogni utilizzo.

PORTUGUÊS

AVERTÊNCIAS

IMPORTANTE: CONSERVAR AS INSTRUÇÕES

PARA CONSULTAS FUTURAS. Carregue a bateria por completo, antes da primeira utilização. Certifique-se de que a voltagem da fonte de alimentação corresponde à do aparelho. Não puxe pelo cabo e certifique-se de que o mesmo não tem dobras. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes ou cortantes. Limpe o aparelho com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize produtos nem materiais abrasivos para a sua limpeza. Não mergulhe o aparelho nem o cabo em líquidos. Não utilize com as mãos molhadas. Não utilize o aparelho perto de fontes de água ou em locais húmidos. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Guarde o dispositivo num local seco e livre de pó. Caso o aparelho, as peças ou o cabo aparentem ter algum defeito ou não funcionem corretamente, não os utilize e não tente consertá-los. Apenas um técnico qualificado deverá fazê-lo. Este dispositivo não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas, a não ser que contem com a supervisão de um adulto responsável pela sua segurança. Este produto não é um resíduo doméstico. Siga as normas ambientais em vigor para a sua reciclagem. Descarte este artigo conforme a diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre a legislação local relativa à reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos e compra. Não descarte este produto juntamente com o lixo doméstico. O cumprimento das presentes indicações contribui para evitar consequências negativas na saúde humana e no meio ambiente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- DC In: 5 V / 500 mA
- Bateria: PoLi 3,7 V / 300 mAh
- Vibração: 1200 r.p.m.
- Termoterapia: calor (42 °C máx.)
- Fototerapia: luz LED vermelha e azul
- Modo de vibração tátil

INSTRUÇÕES

- Carregue o Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® através de uma fonte USB. Durante a carga, piscará uma luz LED vermelha; uma vez concluído o processo, a luz LED ficará permanentemente azul.
- Pressione o botão central do dispositivo durante 2 segundos para o ligar ou desligar. Pressione brevemente o mesmo botão para ativar os seguintes modos: 1.ª vez: vibração; 2.ª vez: calor + luz LED vermelha + vibração; 3.ª vez: LED azul + vibração.
- Faça movimentos uniformes de um lado para o outro na área que pretende tratar.
- A vibração funciona automaticamente quando a cabeça do aparelho de massagem e a base estão em contacto com a pele.
- Modo de vibração: relaxa os músculos dos olhos. Poderá utilizá-lo juntamente com algum creme/gel para o cuidado dos olhos, obtendo uma melhor absorção do produto.
- Termoterapia: a cabeça começará a aquecer até alcançar uma temperatura máxima de 42 °C. Depois, a temperatura será mantida a esse nível.
- Fototerapia: luz LED vermelha para tratar

www.innovagoods.com

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods -

rugas e linhas de expressão em torno dos olhos. A luz LED azul combate a fadiga e torna a pele mais firme.
<ul style="list-style-type: none">O aparelho de massagem desliga-se automaticamente ao fim de 2 min. de inatividade.

ADVERTÊNCIAS
<p>Limpe a cabeça do aparelho com uma toalha ou um lenço de papel após cada utilização.</p>

NEDERLANDS

WAARSCHUWINGEN
<p></p>

BELANGRIJK: BEWAAR DE INSTRUCTIES ZODAT U DEZE IN DE TOEKOMST KUNT RAADPLEGEN.

Laad de batterij volledig de eerste keer. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met het apparaat. Niets aan het snoer verbinden en zorg ervoor dat het niet gaat rollen. Houd het snoer uit de buurt van hete of scherpe oppervlakken. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Dompel het apparaat of het snoer niet in vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Niet gebruiken in de buurt van elke bron van water of in vochtige omgevingen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Apparatuur, onderdelen of kabels die defect of niet goed functioneren, niet gebruiken of proberen te repareren. Alleen een gekwalificeerde technicus zou dit moeten doen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvoorschriften voor recycling. Laat het product volledig afkoelen voordat je het opbergt. Gooi dit artikel weg in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96 / EG. Informeer jezelf over de lokale recyclingwetgeving voor elektrische en elektronische producten en volg deze voorschriften. Gooi dit product niet bij het huisvuil. Het volgen van deze richtlijnen helpt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- DC In: 5 V / 500 mA
- Batterij: LiPo 3,7 V / 300 mAh
- Trilling: 1200 tpm
- Thermotherapy: heat (42 °C max.)
- Fototherapie: rode en blauwe LED
- Touch vibratiemodus

INSTRUCTIES

- Laad de Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® op in een USB-bron. Het rode LED-lampje zal tijdens het opladen knipperen; het LED-lampje zal blauw worden en vast blijven branden zodra het opladen is voltooid.
- Druk 2 seconden lang op de middelste knop van het apparaat om het in of uit te schakelen. Druk nogmaals kort om de standen te activeren: eenmaal drukken: vibratie; druk tweemaal: warmte + rode LED + vibratie; druk driemaal: blauwe LED

- + vibratie.
- Maak gelijkmatige bewegingen van links naar rechts rondom het te behandelen gebied.
- De vibratie werkt automatisch wanneer de kop van de massager en de onderkant in contact zijn met de huid.
- Vibratiemodus: ontspant de oogspieren. Deze kan gebruikt worden in combinatie met crème/gel voor verzorging van de ogen, waarmee een betere absorptie van het product wordt bereikt.
- Thermotherapie: de kop zal beginnen op te warmen tot deze maximaal 42 °C wordt en op constante temperatuur blijft.
- Fototherapie: Rode LED voor rimpels en expression lines in het ooggebied. Blauwe LED voor anti-vermoeidheid en verstevigend effect voor de huid.
- De massager zal automatisch uitgeschakeld worden als deze 2 minuten niet wordt gebruikt.

Maak de kop na gebruik schoon met een handdoek of papieren zakdoekje.

POLSKI

OSTRZEŻENIA

WAŻNE: INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.
Naładuj baterię do pełna podczas pierwszego ładowania. Upewnij się, że napięcie zasilania jest odpowiednie dla urządzenia. Nie ciągnij za przewód i upewnij się, że się nie zwija. Trzymaj przewód z dala od gorących lub ostrych powierzchni. Przecieraj wilgotną ściereczką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu w cieczach. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie używaj w pobliżu źródła wody lub wilgotnych miejsc. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Jeżeli urządzenie, jego części lub przewód zostaną uszkodzone lub nie działają prawidłowo, nie używaj ich ani nie próbuj naprawiać. Tylko wykwalifikowany pracownik powinien to zrobić. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu. Wyrzucić produkt zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96 / WE. Zapytaj o lokalne przepisy dotyczące recyklingu produktów elektrycznych i elektronicznych i wykonaj następujące kroki. Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Przestrzeganie tych instrukcji pomoże zapobiec szkodliwym konsekwencjom dla bezpieczeństwa osobistego i środowiskowego.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
<ul style="list-style-type: none">Wejście DC: 5 V / 500 mA Bateria: litowo-polimerowa 3,7 V / 300 mAh Wibracje: 1200 obrotów na minutę Termoterapia: grzanie (42°C maks.) Światłoterapia: czerwone i niebieskie światło LED Dotykowy tryb wibracji

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Naładuj Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® podłączając urządzenie do źródła zasilania USB. Podczas ładowania czerwona dioda LED będzie migać; po naładowaniu dioda LED zmieni kolor na niebieski i będzie świecić światłem ciągłym.
- Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Wciśnij ten sam przycisk na krótko, aby aktywować następujące tryby działania: wciśnięcie raz: wibracja; wciśnięcie dwa razy: grzanie + czerwone światło LED + wibracje; wciśnięcie trzy razy: niebieskie światło LED + wibracje.
- Wykonuj równomierne ruchy wokół masowanego obszaru.
- Wibracja działa automatycznie, gdy głowica masażera i podstawa dotykają skóry.
- Tryb wibracji: rozluźnianie mięśni wokół oczu. Może być stosowany w połączeniu z nałożeniem kremu/zelu do pielęgnacji oczu, dzięki czemu następuje lepsze ich wchłanianie.
- Termoterapia: głowica nagrzewa do maksymalnej do temperatury 42°C i utrzymuje ją przez cały czas pracy urządzenia w tym trybie.
- Światłoterapia: Czerwone światło LED do masażu redukującego zmarszczki i linie mimiczne w okolicy oczu. Niebieskie światło LED redukuje zmęczenie skóry i ujędrnia ją.
- Urządzenie wylacza się automatycznie po 2 minutach bezczynności.

OSTRZEŻENIA

Po każdym użyciu wyczyść głowicę przy użyciu ręcznika lub papierowej chusteczki.

MAGYAR

FIGYELMEZTETÉSEK

Minden használat után törölje le a fejet törölközővel, vagy zsebkendő papírral.

FONTOS: AZ INSTRUKCIÓKAT ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI KONZULTÁCIÓKHOZ.
Első alkalommal teljesen töltse fel az akkumulátort. Győződjön meg róla, hogy az áramforrás feszültsége megfelelő a készülékhez. Ne húzza meg a kábelt, és győződjön meg róla, hogy nem csavarodott meg. Tartsa távol a kábelt forró felületektől vagy éles tárgyaktól. Nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. Ne mártsa a készüléket vagy a vezetéket folyadékba. Ne használja nedves kézzel. Na használja vízforrás mellett, vagy nedves környezetben. Otthoni használatra alkalmas. Használja rendeltetésszerűen a készüléket. Tartsa a készüléket száraz, pormentes helyen. Ha a készülék, a kábel, vagy az alkatrészek hibásnak tűnnek, vagy nem működnek megfelelően, ne használja vagy próbálja megjavítani azokat. Csak képzett műszerész végezheti a javítást. Ezt a készüléket gyermekek, vagy korlátozott testi vagy pszichés képességűek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, aki vigyáz épségükre. Ez a termék nem háztartási hulladék, újrahaznosításnál kövesse a 2002/96/EK európai irányelvvel összhangban kell megsemmisíteni. Tudjon meg többet az elektromos és elektronikus termékek helyi újrahasznosítási szabályairól és kövesse azokat. Ne dobja ki a terméket

háztartási hulladékkal. Az utasítások betartásával elkerülheti az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív következményeket.

MŰSZAKI ADATOK

- DC bemenet: 5 V / 500 mA
- Akkumulátor: LiPo 3,7 V / 300 mAh
- Rezgés: 1200 ford / perc
- Hóterápia: hő (max. 42 °C)
- Fényterápia: piros és kék LED
- Érintse meg a rezgés módot

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Töltse fel az Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® készüléket USB-forrásból. A piros LED töltés közben villog; feltöltés után a LED kékre vált és állandó marad.
- A be- és kikapcsoláshoz nyomja meg a készülék középső gombját 2 másodpercig. Az üzemmódok aktiválásához nyomja meg ismét röviden a gombot: Nyomja meg egyszer: rezgés; nyomja meg kétszer: hő + piros LED + rezgés; nyomja meg háromszor: kék LED + rezgés.
- Végezzen egyenletes mozdulatokat a kezelt terület körül.
- A vibráció automatikusan működik, ha a masszírozó feje és az alapja érintkezik a bőrrel.
- Rezgési mód: ellazítja a szem izmait. Krémme / géllal együtt használható a szemek egészségének megőrzésére, a termék nagyobb felszívódásának elérése érdekében.
- Hóterápia: a fej elkezd melegezni, amíg el nem éri a 42 °C -ot, majd állandó hőmérsékleten marad.
- Fototerápia: Piros LED a szem körüli ráncok és mimikairáncok kezelésére. Kék LED a fáradság csökkentésére és a bőr feszesítésére.
- A masszírozó 2 perc múlva automatikusan kikapcsol, használat nélkül.

FIGYELMEZTETÉSEK

Minden használat után törölje le a fejet törölközővel, vagy zsebkendő papírral.

FIGYELMEZTETÉSEK
<p></p>

ROMÂNĂ

ATENȚIE!

IMPORTANT: PĂSTREAZĂ INSTRUCȚIUNILE

PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.
Încărcați bateria complet prima dată. Asigurați-vă că voltajul sursei de alimentare corespunde cu cel al aparatului. Nu trageți de cablu și asigurați-vă că nu se incurcă. Păstrați cablul departe de suprafețe fierbinți sau ascuțite. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Nu introduceți aparatul sau cablul în lichide. Nu îl manipulați cu mâinile ude. Nu-l folosiți în apropierea une surse de apă sau într-un loc umed. Potrivit numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Dacă aparatul, piesele sau cablul par a fi defecte sau a nu funcționa corect, nu le folosiți sau încercați să le reparați. Doar un tehnician calificat trebuie să o facă. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt

însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla. Eliminați acest articol conform directivei europene 2002/96/EC. Informați-vă cu privire la legislația locală de reciclați a produselor electrice și electronice și respectați-o. Nu aruncați acest produs împreună cu gunoiul menajer. Respectarea acestor indicații contribuie la evitarea consecințelor negative pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul inconjurător.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- DC In: 5 V / 500 mA
- Baterie: PoLi 3,7 V / 300 mAh
- Vibrație: 1200 r.p.m.
- Termoterapie: căldură (max. 42 °C)
- Fototerapie: LED roșu și albastru
- Mod vibrație tactilă

INSTRUCȚIUNI

- Încărcați Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® la o sursă USB. În timpul încărcării se va lumina intermitent un LED roșu; odată încărcat, LED-ul va rămâne fix având culoare albastră.
- Apăsați butonul central al dispozitivului timp de 2 s pentru pornire sau oprire. Apăsați scurt butonul încă o dată pentru a activa modulele: prima apăsare: vibrație; a doua apăsare: căldură + LED roșu + vibrație; a treia apăsare: LED albastru + vibrație.
- Realizați mișcări uniforme dintr-o parte în cealaltă în jurul zonei ce urmează a fi tratată.
- Vibrația funcționează automat atunci când capătul aparatului de masaj și baza intră în contact cu pielea.
- Mod vibrație: relaxează mușchii ochilor. Se poate folosi împreună cu cremă/gel pentru îngrijirea ochilor, obținând o absorbție mai bună a produsului.
- Termoterapie: capătul va începe să se încălzească până când va atinge max. 42 °C și va menține o temperatură constantă.
- Fototerapie: LED roșu pentru riduri și linii de expresie în zona ochilor. LED albastru anti-oboseală și efect de întindere a pielii.
- Aparatul de masaj se va opri în mod automat după 2 minute de inactivitate.

AVERTISMENTE

A se curăța capătul cu un prosop sau un șervețel de hârtie după fiecare folosire.

DANSK

BEMÆRKNINGER

VIGTIGT: GEM VEJLEDNINGEN TIL SENERE

BRUG. Rens hovedet med et håndklæde eller et lommetørklæde efter hver anvendelse.

ANBEFALINGER

Oplad batteriet helt første gang. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slidende produkter eller materialer til at rengøre det. Dyp ikke apparatet eller kablet i væsker. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde

omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
<p></p>

- DC In: 5-V / 500 mA
- Batteri: PoLi 3,7 V / 300 mAh
- Vibration: 1200 omdrejninger/minutter
- Termoterapi: varme (max. 42 °C)
- Fototerapi: Rød og blå LED
- Vibrationsprogram med touch

BRUGSANVISNIN

- Lad Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® op med en USB-kilde. Et rødt LED-lys blinker, mens den lader op; når den er ladt op, vil LED-lyset lyse blåt med et fikseret lys.
- Tryk på den centrale knap på enheden i 2 sekunder for at tænde eller at slukke dem. Hold hurtigt knappen nede for at aktivere de forskellige programmer: 1. tryk: vibration; 2. tryk: varme + rød LED + vibration; 3. tryk: blå LED + vibration.
- Lav ens bevægelser fra side til side i det område, som du ønsker at behandle.
- Vibrationen fungerer automatisk, når massagehovedet og basen er i kontakt med huden.
- Vibrationsprogram: lindrer musklerne omkring øjnene. Det kan anvendes sammen med creme/gel til pleje af øjnene, og en bedre absorbering af produktet.
- Termoterapi: hovedet begynder at varme op indtil det når max. 42°C, og herefter vedligeholder det en konstant temperatur.
- Fototerapi: Det røde LED-lys til rynker og udtrykslinjer i området omkring øjnene. Det blå LED-lys til træthed og tegn på spænding i huden.
- Massageapparatet slukker automatisk efter 2 minutter uden aktivitet.

SVENSKA

VARNINGAR

OBS! BEHÅLL INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA

BRUK. Batteriet ska laddas helt fullt första gången. Försäkra dig om att spänningen hos strömförsörjningen är kompatibel med apparaten. Dra inte i sladden och se till att den inte blir tilltrasslad. Håll sladden borta från heta eller vassa ytor. Rengör apparaten

med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Lagg inte apparaten eller sladden i vätska. Vidrör inte med blöta händer. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga omgivningar. Enbart för hemmabruk. Använd aparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Om apparaten, delarna eller sladden visar defekter eller om de inte fungerar riktigt, ska du inte använda dem eller försöka att reparera dem. Bara en kvalificerad tekniker borde göra det. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Kassera produkten enligt europadirektiv 2002/96/EC. Ta reda på gällande föreskrifter om återvinning av elektriska och elektroniska apparater där du bor och följ anvisningarna. Släng ej produkten i hushållsavfallet. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att förebygga hälso- och miljöfarliga påföljder.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- DC-ingång: 5 V/500 mA
- Batteri: LiPo 3,7 V/300 mAh
- Vibration: 1200 rpm
- Termoterapi: värme (högst 42 °C)
- Ljusterapi: röd och blå LED
- Touch-funktion för vibrationsläge

INSTRUKTIONER

- Ladda Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® i en USB-källa. Den röda lysdioden blinkar medan den laddas; när den är laddad lyser lysdioden blå och förblir fast.
- Tryck på enhetens mittknapp i 2 sekunder för att slå på/av. Tryck snabbt på knappen igen för att aktivera lägena: Tryck en gång: vibration; tryck två gånger: värme + röd lysdiod + vibration; tryck tre gånger: blå LED + vibration.
- Gör jämna rörelser från sida till sida runt området som behandlas.
- Vibrationen fungerar automatiskt när huvudet på massageapparaten och basen är i kontakt med huden.
- Vibrationsläge: slappnar av ögonmusklerna. Det kan användas tillsammans med kräm/gel för att ta hand om ögonen och uppnå en bättre absorbering av produkten.
- Termoterapi: huvudet börjar värmas upp tills det uppnår högst 42 °C och förblir vid en konstant temperatur.
- Ljusterapi: Röd LED för rynkor och uttryckslinjer runt ögonen. Blå LED för att motverka trötthet och starka huden.
- Massageapparaten stängs av automatiskt efter 2 minuter utan användning.

VARNING
<p></p>

Rengör huvudet med en handduk eller mjukt papper efter varje användning.

SUOMI

VAROITUKSET

TÄRKEÄÄ: SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.
Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista, että

www.innovagoods.com

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods -

virtalälhteen jännitte vastaa laitteen jännitettä. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Pidä johto erillään kuumista pinnoista ja terävistä esineistä. Puhdista se hieman kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä upota laitetta tai johtoa nesteeseen. Älä kosketa märin käsin. Älä käytä laitetta vesipisteen lähellä tai kosteissa tiloissa. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Jos laite, jokin sen osa tai kaapeli vaikuttaa vialliselta tai ei toimi kunnolla, älä käytä tai yritä korjata niitä. Vain pätevä sähköasentaja saa tehdä korjaustoimenpiteitä. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta vastaavan aikuisen valvonnassa. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristöääryäkyksiä sen kierrättämiseksi. Hävitä tuote eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Kysy paikallisesta kierrätyslainsäädännöstä sähkö- ja elektroniikkatuotteille ja noudata näitä ohjeita. Älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana. Näiden ohjeiden avulla estetään haitalliset seuraukset henkilö- ja ympäristöturvallisuudelle.

TEKNISET TIEDOT

- DC In: 5 V / 500 mA
- Akku: LiPo 3,7 V / 300 mAh
- Värinä: 1200 rpm
- Lämpöhoito: lämpö (maksimi 42 °C)
- Valohoito: punainen ja sininen LED-valo
- Kosketusvärinäitoiminto

KÄYTTÖOHJEET

- Lataa Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® USB-lähteessä. Punainen LED-valo vilkkuu latautumisen ajan. Kun laite on latautunut, LED-valo muuttuu tasaisesti palavaksi siniseksi.
- Paina laitteen keskimmäistä painiketta 2 sekunnin ajan laitteen käynnistämiseksi/sammuttamiseksi. Painamalla painiketta nopeasti uudestaan aktivoit toiminnon. Paina 1 kerran: värinä; paina 2 kertaa: lämpö + punainen LED-valo + värinä; paina 3 kertaa: sininen LED-valo + värinä.
- Tee tasaisia liikkeitä puolelta toiselle käsiteltävällä alueella.
- Värinä toimii automaattisesti, kun laitteen pääosa ja runko koskettavat ihoa.
- Värinäitoiminto: rentouttaa silmien alueen lihaksia. Laitetta voidaan käyttää silmänympärysvoitteen/-geelin kanssa, jolloin tuote imeytyy paremmin ihoon.
- Lämpöhoito: pääosa lämpenee kunnes sen lämpötila on 42 °C, ja sen lämpötila säilyy tasaisena.
- Valohoito: punainen LED-valo silmien alueen rypyille ja ilmejuonteille ja sininen LED-valo ihon virkistämiseen ja kiinteyttämiseen.
- Hierontalaite sammuu automaattisesti, jos se on käyttämättä 2 minuutin ajan.

Puhdista pääosa pyyhkeellä tai paperipyyhkeellä jokaisen käytön jälkeen.

LIETUVIŲ

İSPĖJIMAS

SVARBU: ĮSŠAUGOKITE INSTRUKCIJAS

ATEIČIAI. Pirma kartą kraunant, įkraukite akumuliatorių pilnai. Įsitikinkite, jog elektros energijos tiekimo įtampa suderinama su įrenginiu. Netraukite už laido ir pasirūpinkite, kad jis nesusipainiotų. Laikykite laidą toliau nuo karštų arba aštrių paviršių. Valykite įrenginį šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nedėkite įrenginio ar laido į skystį. Nelieskite jo drėgnomis rankomis. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kuriuje nėra dulkių. Jeigu įrenginyje, jo dalyse ar laide pastebėsite gedimus arba jeigu detalės neveikia tinkamai, nenaudokite jų ir nebandykite jų taisyti patys. Tik kvalifikuotas specialistas turėtų tai padaryti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Išmeskite produktą laikydamiesi Europos Direktyvus 2002/96/EC. Pasiteiraukite apie savo vietinius perdirbimo įstatymus susijusius su elektrinių prietaisų ir produktų išmetimu ir sekite jų nurodymais. Neišmeskite šio produkto su buitinėmis atliekomis. Sekant šias instrukcijas jūs išmesite produktą tinkmai ir išvengsite žalos gamtai bei visuomenės aplinkai.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- DC įvestis: 5 V / 500 mA
- Baterija: LiPo 3,7 V / 300 mAh
- Vibracija: 1200 rpm
- Termoterapija: karštis (42 °C maks.)
- Fototerapija: raudona ir mėlyna LED
- Liečiamas vibracijos režimas

INSTRUKCIJOS

- Įkraukтите Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® su USB laidu. Raudona LED lemputė mirksės įkrovimo metu; kai bus įkrauta, LED įsijungs mėlynai ir liks pastovus.
- Paspauskite vidurinį mygtuką 2 sekundes norėdami įjungti/išjungti. Trumpai spustelėkite mygtuką dar kartą norėdami aktyvuoti skirtingus režimus: vienas paspaudimas: vibracija, du paspaudimai: karštis + raudona LED + vibracija; trys paspaudimai: mėlyna LED + vibracija.
- Naudokite vienodus judesius nuo vieno šono prie kito, toje vietoje, kurią norite gydyti.
- Vibracija veikia automatiškai, kai galvutė būna kontakte su oda.
- Vibravimo režimas: atpalaiduoja akių raumenis. Gali būti naudojamas kartu su geliu/kremu paakiams, padės pasiekti geresnių rezultatų.
- Termoterapija: galvutė pradės kaisti kol pasieks maksimalią 42 °C temperatūrą ir bus tokios temperatūros.
- Fototerapija: Raudona LED veikia raukšles bei mimikos raukšles aplink akis. Mėlyna LED veikia nuo nuovargio ir stangrina veiko odą.
- Masažuoklis automatiškai išsijungs po 2 min. nenaudojimo.

Išvalykite galvutę po kiekvieno naudojimo su servetėle.

NORSK

ADVARSLER

VIKTIG: OPPBEVAR ANVISNINGENE FOR

FREMIDIGE REFERANSER. Lad batteriet fult første gang. Pass på at spenningen på strømforsyningen er kompatibel med enheten. Ikke trekk i ledningen, og sørg for at det ikke blir flokete. Holdt ledningen unna varme eller skarpe overflater. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Ikke legg enheten eller ledningen i væske. Ikke håndter den med våte hender. Ikke bruk enheten i nærheten av en vannkilde eller på fuktige steder. Egnet bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. Hvis enheten, delene eller ledningen viser feil eller at de ikke fungerer som de skal må du ikke bruke dem eller forsøke å reparere dem. Bare en kvalifisert tekniker bør gjøre det. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under oppsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning. Kast produktet i samsvar med Europeisk Direktiv 2002/96/EC. Undersøk den lokale lovgivningen rundt gjenvinning og følg disse reglene. Produktet må ikke kastes sammen med restavfall. Det er viktig at disse instruksjonene følges for å sørge for at vi unngår uønskede konsekvenser både når det gjelder personlig og miljømessig trygghet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- DC In: 5 V / 500 mA
- Batteri: LiPo 3,7 V / 300 mAh
- Vibrasjon: 1200 rpm
- Termoterapi: varme (42 °C maks.)
- Fototerapi: rød og blå LED
- Berørende vibrasjonsmodus

INSTRUKSJONER

- Lad Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® i en USB-kilde. Den røde LED-lampen vil blinke mens den lades; Når ladingen er ladet, blir den blå og forblir fast.
- Trykk på den midterste knappen på enheten i 2 sekunder for å slå den på/av. Trykk kort på knappen igjen for å aktivere modusen: Trykk en gang: vibrasjon; trykk to ganger: varme + rød LED + vibrasjon; trykk tre ganger: blå LED + vibrasjon.
- Gjør jevne bevegelser fra side til side rundt området som behandles.
- Vibrasjonen fungerer automatisk når hodet til massasjeapparatet og basen er i kontakt med huden.
- Vibrasjonsmodus: slapper av øyemuskulaturen. Det kan brukes sammen med krem/gele for å ta vare på øyene, og oppnå en større absorpsjon av produktet.
- Termoterapi: hodet begynner å varme opp til det når maksimalt 42 °C og vil forbli på konstant temperatur.
- Fototerapi: Rød LED for rynker og uttrykkslinjer i øyemrådet. Blå LED for anti-utmattelse og oppstrammende effekt av huden.
- Massasjeapparatet slås automatisk av etter 2 minutter uten bruk.

Rengjør hodet med et håndkle eller silkepapir etter hver bruk.

SLOVENŠČINA

OPOZORILA

POMEMBNO: SHRANITE TA NAVODILA ZA

PRIMER KASNEJŠE UPORABE. Prvič napolnite baterijo do konca. Prepričajte se, da električna napetost ustreza tisti, ki jo ima aparat. Ne vlecite kabla in se prepričajte, da se ne zvije. Naj bo kabel čim dlje od vročih in ostrih površin. Očistite ga z krpo, ki je malo navlažena. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Ne potaplajte aparata ali kabla v tekočine. Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne uporabljajte ga blizu vode ali na vlažnilnih mestih. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabite aparat samo za namene, za katere je namenjen. Napravo pospravite na suho mesto, kjer ni prahu. Če naprava, deli ali kabel izgledajo pomanjkljivo ali ne delujejo pravilno, jih ne uporabljajte, niti jih poskušajte popravljati. Samo strokovni tehnik sme to narediti. Ta naprava ni oblikovana za otroško uporabo ali uporabo oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če so pod varnostnim nadzorom odrasle osebe. Ta izdelek ni gospodinjiski odpadek, sledite okoljskim normam, ki so veljavne za njegovo reciklažo. Zavržite ta izdelek v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES. Pozanimajte se o lokalni zakonodaji o recikliranju električnih in elektronskih izdelkov in jo upoštevajte. Ne zavržite tega izdelka skupaj z drugimi gospodinjiskimi odpadki. Če upoštevamo ta navodila, se izognemo negativnim posledicam na zdravje ljudi in okolje.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- DC vhod: 5 V / 500 mA
- Baterija: LiPo 3,7 V / 300 mAh
- Vibracije: 1200 vrt / min
- Termoterapija: toplota (največ 42 °C)
- Fototerapija: rdeča in modra LED
- Dotaknite se načina vibriranja

NAVODILA

- Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® v viru USB. Med polnjenjem bo rdeča lučka utripala; ko se napolni, LED zasveti modro in ostane neprekinjeno.
- Za vklop / izklop pritisnite srednjo tipko naprave za 2 sekundi. Na kratko ponovno pritisnite gumb, da vklopite načine: Enkrat pritisnite: vibracija; pritisnite dvakrat: toplota + rdeča LED + vibracije; pritisnite trikrat: modra LED + vibracije.
- Opravite enakomerne premike iz ene strani v drugo po predelu, ki ga obdelujete.
- Vibracija deluje samodejno, ko sta glava masažerja in podstavek v stiku s kožo.
- Način vibracij: sprosti očesne mišice. Uporablja se lahko skupaj s krema / gelom za nego oči, s čimer se doseže večja absorpcija izdelka.
- Termoterapija: glava se bo začela segreti, dokler ne doseže največ 42 °C in bo ostala na stalni temperaturi.
- Fototerapija: rdeča LED za gube in izrazne linije v predelu oči. Modra LED za anti-utrujenost in učvrstitev kože.
- Masažer se samodejno izklopi po 2 minutah brez uporabe.

Po vsaki uporabi glavo očistite z brisačo ali papirnatim papirjem.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

Καθαρίστε τη κεφαλή με πετσέτα ή χαρτομάντιλο μετά από κάθε χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία την πρώτη φορά. Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι συμβατή με τη συσκευή. Μην τραβάτε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι δεν μερδεύεται. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υλικά για να την καθαρίσετε. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή το καλώδιο σε υγρές επιφάνειες. Μην την πιάνετε με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή νερού ή υγρού χώρους. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη. Εάν η συσκευή, μέρη της ή το καλώδιο εμφανίσουν βλάβες ή προβλήματα λειτουργίας, σταματήστε την χρήση της και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνος ή μόνη σας. Την επισκευή θα αναλάβει ο αρμόδιος τεχνικός. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από παιδιά ή άτομα με σωματική και διανοητική αναπηρία, εκτός και αν βρίσκονται πλήρως υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα, που καθίσταται υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για οικιακά απορρίμματα και θα πρέπει να ακολουθήσετε τα περιβαλλοντικά πρότυπα ανακύκλωσης. Απορρίψατε το προϊόν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC. Ενημερωθείτε για την ισχύουσα στον τόπο διαμονή σας νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ακολουθήστε τις υποδείξεις. Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά σκουπίδια. Η συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες θα βοηθήσει στην αποτροπή επιπτώσεων που βλάπτουν την ασφάλεια του ατόμου και του περιβάλλοντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- DC In: 5 V / 500 mA
- Μπαταρία: PoLi 3.7V / 300mAh
- Δόνηση: 1200 σ.α.λ.
- Θερμοθεραπεία: θερμότητα (μέγιστο 42 °C max)
- Φωτοθεραπεία: κόκκινο και μπλε LED
- Λειτουργία δόνησης αφής

ΟΔΗΓΙΕΣ

- Φορτίστε τη συσκευή Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® από μια πηγή USB. Ένα κόκκινο LED θα αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση. Μόλις φορτιστεί, το LED θα παραμείνει μπλε.
- Πατήστε το κεντρικό κουμπί της συσκευής για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Πατήστε σύντομα το κουμπί ξανά για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες: 1ο πάτημα: δόνηση; 2ο πάτημα: θερμότητα + κόκκινο LED + δόνηση. 3ο πάτημα: μπλε LED + δόνηση.
- Κάντε ομαλές κινήσεις από πλευρά σε

- πλευρά γύρω από την περιοχή που πρόκειται να κάνετε μασάζ.
- Η δόνηση λειτουργεί αυτόματα όταν η κεφαλή και η βάση του μασέρ είναι σε επαφή με το δέρμα.
- Λειτουργία δόνησης: χαλαρώστε τους μυς των ματιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με κρέμα / τζελ για τη φροντίδα των ματιών, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη απορρόφηση του προϊόντος.
- Θερμοθεραπεία: η κεφαλή θα αρχίσει να θερμαίνεται μέχρι να φτάσει τους 42 °C το μέγιστο. και θα διατηρήσει μια σταθερή θερμοκρασία.
- Φωτοθεραπεία: κόκκινο LED για ρυτίδες και γραμμές έκφρασης στην περιοχή των ματιών. Το μπλε LED είναι για αντι-κόπωση και για τη σύσφιξη του δέρματος.
- Η συσκευή μασάζ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 2 λεπτά χωρίς δραστηριότητα.

InnovaGoods®

ČEŠTINA

VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím plně nabijte baterii. Ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako v přístroji. Netahujte za kabel a zajistěte, aby se nezamotal. Nepokládejte kabel na horké plochy a ostré hrany. Čistěte pomocí lehce navlhčeného hadříku. K čištění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Nepoňujte přístroj ani kabel do kapaliny. Nemanipulujte se zařízením mokřýma rukama. Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdroje vody nebo ve vlhkých místech. Vhodné pouze pro domácí použití. Přístroj používejte pouze na účely, k nimž je určen. Uložte přístroj na suchém místě bez prachu. Pokud přístroj, jeho součásti nebo kabel vypadají poškozené nebo nefungují správně, pak je nepoužívejte, ani se je nesnažte opravit. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Děti a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by neměly manipulovat s tímto zařízením bez dohledu zodpovědné dospělé osoby, která zaručí jejich bezpečí. Nevyhazujte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí. Zlikvidujte výrobek v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC. Informujte se o místní legislativě týkající se recyklace elektrických a elektronických výrobků a dodržujte ji. Nevyhazujte výrobek spolu s domácími odpady. Dodržování těchto pokynů pomáhá zabránit negativním vlivům na lidské zdraví a na zachování bezpečnosti životního prostředí.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- DC vstup: 5 V / 500 mA
- Baterie: LiPo 3,7 V / 300 mAh
- Vibrace: 1200 ot / min
- Termoterapie: teplo (max. 42°C)
- Fototerapie: červená a modrá LED
- Režim dotykových vibrací

INSTRUKCE

- Nabijte Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® ve zdroji USB. Během nabíjení bude blikat červená LED; po nabití se dioda změní na modrou a zůstane svítit.
- Stisknutím prostředního tlačítka zařízení na 2 sekundy jej zapnete / vypnete. Krátkým stisknutím tlačítka aktivujete režimy: Stiskněte jednou: vibrace; stiskněte dvakrát: teplo + červená LED + vibrace; stiskněte třikrát: modrá LED + vibrace.
- Po ošetřované oblasti provádějte rovnoměrné pohyby ze strany na stranu.
- Vibrace fungují automaticky, když jsou hlavice masážního zařízení a základna v kontaktu s pokožkou.
- Vibrační režim: uvolňuje oční svaly. Může být použit spolu s krémem / gelem pro péči o oči, čímž se dosáhne větší absorpce produktu.
- Termoterapie: hlavice se začne zahřívat, dokud nedosáhne maxima 42°C, a zůstane na konstantní teplotě.
- Fototerapie: Červená LED pro vrásky a výrazové linie v oblasti očí. Modrá LED pro anti-únavový a zpevňující účinek pokožky.
- Masážní přístroj se automaticky vypne po 2 minutách bez použití.

БЪЛГАРСКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВАЖНО: ЗАПАЗЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА

БЪДЕЩА СПРАВКА.

Заредете батерията докрай първия път. Уверете се, че напрежението на електрозахранването е съвместимо с това на устройството. Не дърпайте кабела и се уверете, че кабелът не е усукан. Дръжте кабела далече от топли и остри повърхности. Почиствайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Не поставяйте устройството и кабела в течности. Не го закачайте с влажни ръце. Не използвайте устройството в близост до водоизточници или във влажни места. Подходящ само за използване удома. Използвайте уреда само по предназначение. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. Не използвайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството, частите или кабела, в случай че се окажат дефектни или не функционират правилно. Само квалифициран техник трябва да извършва ремонта. Това устройство не е предназначено за ползване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастен, отговарящ за тяхната безопасност. Този продукт не е битов отпадък, затова следвайте действията екологични стандарти за рециклиране. Изхвърлете този артикул съгласно европейската директива 2002/96/ЕО. Информирайте се относно местното законодателство за рециклиране на електрически и електронни продукти и го спазвайте. Не изхвърляйте този продукт с битовите отпадъци. Следвайки тези указания,

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods -

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods

допринасяте за избягване на негативни последствия за човешкото здраве и околната среда.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- DC In: 5 V / 500 mA
- Батерия: LiPo 3.7 V / 300 mAh
- Вибрация: 1200 rpm
- Термотерапия: загряване (42°C макс.)
- Фототерапия: червена и синя LED
- Сензорен режим за вибрация

ИНСТРУКЦИИ

- Заредете Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® в USB изхода. Червената LED светлина ще пресветка, докато се зарежда; след като се зареди, LED светлината ще стане синя и ще е фиксирана.
- Натиснете средния бутон на устройството за 2 секунди за включване/изключване. Натиснете бутона отново, за да активирате режимите: Натиснете веднъж: вибрация; натиснете два пъти: загряване + червена LED светлина + вибрация; натиснете три пъти: синя LED светлина + вибрация.
- Направете равномерни движения от край до кра около зоната за третиране.
- Вибрацията работи автоматично, когато приставката на масажора и основата са в контакт с кожата.
- Режим вибрация: отпуска мускулите на очите. Може да се използва с крем/гел за грижа за очите, за постигане на по-добро усвояване на продукта.
- Термотерапия: приставката ще започне да се загрява, докато достигне максимума от 42°C и ще остане с постоянна температура.
- Фототерапия: червена LED светлина за бръчки и мимически линии около очите. Синя LED светлина против умора и стягащ ефект на кожата.
- Масажът ще спред автоматично след 2 минути употреба.

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods

Почистете приставката с кърпа или салфетка след всяка употреба.

HRVATSKI

UPOZORENJA

VAŽNO: SAČUVAJTE UPUTE ZA BUDUĆU

UPORABU. Napunite bateriju u cijelosti prvi put. Osigurajte da napon izvora napajanja odgovara naponu uređaja. Ne povlačite kabao i pazite da se ne omotava. Držite kabao podalje od vrućih ili oštrih površina. Čistite ga blago navlaženom krpom. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Ne stavljajte uređaj niti kabao u tekućinu. Ne upravljajte njime mokrim rukama. Ne koristite ga u blizini izvora vode niti na vlažnim mjestima. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Čuvajte spravu na suhom mjestu gdje nema prašine. Ako su uređaj, dijelovi ili kabao u kvaru ili ne rade ispravno, ne koristite ih i ne pokušavajte ih popraviti. To smije učiniti samo kvalificirani tehničar. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu

sigurnost. Ovaj proizvod nije kućanski otpad, u skladu je s ekološkim propisima koji se tiču njegove reciklaže. Odložite ovaj proizvod u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EC. Informirajte se o lokalnim zakonima o reciklaži električnih i elektronskih proizvoda i postupajte u skladu s njima. Ne odlažite ovaj proizvod s kućnim otpadom. Slijedeci ove upute, olakšat ćete sprječavanje ugrožavanja ljudi i okoliša.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- DC ulaz: 5 V / 500 mA
- Baterija: LiPo 3,7 V / 300 mAh
- Vibracija: 1200 o/min
- Термотерапија: топлина (макс. 42 °C)
- Fototerapija: crveno i plavo LED svjetlo
- Način vibracije na dodir

UPUTE

- Napunite Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® u USB izvoru. Crvena LED lampica će treptati dok se puni; kad se napuni, LED svjetlo će postati plavo i ostati fiksno.
- Pritisnite srednji gumb uređaja na 2 sekunde za uključivanje/isključivanje. Ponovno kratko pritisnite gumb za aktiviranje načina rada: Pritisnite jednom: vibracija; pritisnite dva puta: toplina + crveno LED svjetlo + vibracija; pritisnite tri puta: plavo LED svjetlo + vibracija.
- Krenite ravnomjerno s jedne strane na drugu oko područja koje se tretira.
- Vibracija djeluje automatski kada su glava masažera i postolje u dodiru s kožom.
- Način vibracije: opušta mišiće oka. Може се користити заједно с кремoм/гелом за његу оџију, постижући већу апсорпцију производа.
- Термотерапија: глава се се почета загријавати док не доsegне максимална 42 °C i ostat će na stalnoj temperaturi.
- Fototerapija: Crveno LED svjetlo za bore i linije izražaja u području oko oџiју. Plavo LED svjetlo protiv znakova умора i за učvršćујући učinak kože.
- Masažer će se automatski isključiti nakon 2 minute bez upotrebe.

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods

Očistite glavu ručnikom ili papirnatom maramicom nakon svake upotrebe.

SLOVENČINA

UPOZORNENIA

DÔLEŽITÉ: UCHOVÁVAJTE TENTO NÁVOD PRE BUDÚCE POUŽITIE. Hlavicu očistite s uterákom alebo papierovou servítkou po každom použití.

UPOZORNENIE

Pred prvým použitím úplne nabite batériu. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Neťahajte za kábel a zaistíte, aby sa nezamotal. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrými rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez

prachu. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyžiadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- DC IN: 5 V/500 mA
- Batéria: Li - Pol 3.7 V/300 mAh
- Vibrácia: 1200 ot/min.
- Термотерапія: teplo (max. 42 °C)
- Fototerapia: Červené a modré LED svetlo
- Dotykový vibračný režim

NÁVOD NA POUŽITIE

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods

- Nabijajte Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® na zdroji USB. Počas nabíjania bude červené LED svetlo blikať; po nabití bude LED svetlieť namodro.
- Stlačením stredového tlačidla na prístroji na 2 s ho zapnete alebo vypnete. Režimy aktivujete opätovným krátkym stlačením tlačidla: 1. stlačenie: vibrácia; 2. stlačenie: teplo + červené LED svetlo + vibrácie; 3. stlačenie: Modré LED svetlo + vibrácia.
- Vykonajte rovnomerné pohyby zo strany na stranu okolo oblasti, ktorú chcete ošetrovať.
- Vibrácie pracujú automaticky, keď sú hlavica a základňa maséra pri dotyku s pokožkou.
- Vibračný režim: uvoľňuje očné svaly. Môže sa použiť spolu s krémom/gélom na starostlivosť o oči, čím sa dosiahne vyššia absorpcia výrobku.
- Термотерапія: hlavica sa bude zohrievať až do maximálnej teploty 42 ° C. a bude udržiavať stálu teplotu.
- Fototerapia: Červené LED svetlo na vrásky a výrazné linky v oblasti očí. Modré LED svetlo proti únave a efekt napnutia pokožky.
- Masážny prístroj sa automaticky vypne po 45 minútach nepoužívania.

EESTI

HOIATUS

HOIATUSED

TÄHTIS: SÄILITAGE JUHISED EDASISEKS KASUTAMISEKS. Esimesel korral laadige akud täiesti täis. Tehke kindlaks, et toiteallika pinge ühildub seadmega. Ärge sikutage juhtmist ning tehke kindlaks, et see ei ole sõlmes. Hoidke juhet eemal kuumadest või teravatest pindadest. Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid

puhastusvahendeid või materjale. Ärge pange seadet ega juhet vette. Ärge kasutage märgade kättega. Ärge kasutage seadet veeallika lähedal või niisketes kohtades. Sobib vaid kodukasutuseks. Kasutage toodet vaid tema ettenähtud eesmärgil. Ladustage seadet kuivas, tolmuvabas kohas. Kui seade, selle osad või juhe on vigastatud või ei tööta korralikult, ärge üritage neid ise parandada. Ainult väljaõppinud tehnik peaks seda tegema. See seade ei ole mõeldud laste või füüsilise või vaimse puudega isiku poolt kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab täiskasvanu, kes vastutab nende turvalisuse eest. See seade ei ole majapidamisprügi, seega järgige taaskasutuse ja ümbertöötlemise keskkonnastandardeid. Kõrvaldage toode kasutusel vastavusest Euroopa Liidu direktiivile 2002/96 / EÜ. Tutvuge kohalike elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuse seadustega ja järgige nende täitmist. Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka. Järgides neid juhiseid, saate vältida kahjulikke tagajärgi inimestele ja ohtu keskkonnale.

TEHNILINE KIRJELDUS

- Alalisvoolu sisend: 5 V / 500 mA
- Aku: LiPo 3,7 V / 300 mAh
- Vibratsioon: 1200 p / min
- Термотераапия: soojus (maksimaalselt 42 °C)
- Valgusravi: punane ja sinine LED
- Puudutage vibratsioonirežiimi

JUHISED

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods

- Laadige Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® USB allikas. Laadimise ajal vilgub punane LED. Pärast laadimist muutub LED siniseks ja fikseerub.
- Sisse- / väljalülitamiseks vajutage 2 sekundit seadme keskmist nuppu. Režiimide aktiveerimiseks vajutage uuesti lühidalt nuppu. Vajutage üks kord: vibratsioon; vajutage kaks korda: kuumus + punane LED + vibratsioon; vajutage kolm korda: sinine LED + vibratsioon.
- Tehke töödeldava ala ümber ühtlaseid küljelt küljele liigutusi.
- Vibratsioon toimib automaatselt, kui masseerija pea ja alus puutuvad nahaga kokku.
- Vibratsioonirežiim: lödvestab silmalihaseid. Seda saab kasutada koos simaümbreusekreemi/ geeliga, saavutades nii toote suurema imendumise.
- Термотераапия: pea hakkab kuumenema, kuni see jõuab maksimaalselt 42 °C-ni ja jääb püsivale temperatuurile.
- Valgusravi: punane LED kortsude ja näojoonte jaoks silma piirkonnas. Sinine LED naha väsimusevastaseks ja pinguldavaks efektiks.
- Masseerija lülitub 2 minuti pärast automaatselt välja, kui seda ei kasutata.

RUSSКИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ

ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Убедитесь в том, что напряжение в источнике тока соответствует указанному на устройстве. Не тяните кабель, убедитесь в том, что он не закручен. Избегайте контакта кабеля с горячими и острыми поверхностями. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Не используйте устройство вблизи источника воды или во влажных помещениях. Исключительно для целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство или кабель в воду. Не совершайте манипуляций с устройством влажными руками. Не используйте устройство вблизи источника воды или во влажных помещениях. Исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство в сухих местах, свободных от пыли. Если устройство, его части или кабель выглядят поврежденными или работающими неправильно, не пользуйтесь ими, тем более не пытайтесь их ремонтировать. Только квалифицированный техник может выполнить ремонт. Данное устройство не разработано для управления детьми или людьми с ограниченными физическими или психическими способностями, за исключением случаев управления под наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации. Знакомьтесь с местным законодательством в отношении переработки электронных и электрических изделий и придерживайтесь его. Не выбрасывайте изделие в бытовой мусор. Следуя настоящим инструкциям, вы вносите вклад в дело охраны окружающей среды и предотвращения возникновения негативных последствий для здоровья человека.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DC In: 5 В / 500 mA
- Аккумулятор: LiPo 3,7 В / 300 mAч
- Вибрация: 1200 об./мин.
- Термотерапия: тепло (42 °C макс.)
- Фототерапия: красный и синий светодиод
- Сенсорный режим вибрации

ИНСТРУКЦИИ

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods

- Зарядите Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® от USB-источника. Во время зарядки будет мигать красный светодиод; после зарядки светодиод будет постоянно гореть синим.
- Нажмите центральную кнопку устройства на 2 секунды, чтобы включить или выключить его. Кратковременно нажмите кнопку, чтобы активировать режимы: 1-е нажатие: вибрация; 2-е нажатие: нагрев + красный светодиод + вибрация; 3-е нажатие: синий светодиод + вибрация.
- Выполняйте равномерные движения из стороны в сторону вокруг обрабатываемой области.
- Вибрация срабатывает автоматически, когда насадка и основание массажера соприкасаются с кожей.
- Режим вибрации: расслабляет мышцы

вокруг глаз. Его можно использовать вместе с кремом/гелем для ухода за глазами, что обеспечивает лучшее впитывание продукта.

- Термотерапия: насадка постепенно нагреется макс. до 42 °C и будет поддерживать постоянную температуру.
- Фототерапия: красный светодиод от морщин и мимических линий в области глаз. Синий светодиод против усталости и для эффекта подтяжки кожи.
- Массажер автоматически выключится через 2 минуты бездействия.

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods

После каждого использования очищайте насадку полотенцем или салфеткой.

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods

LATVIEŠU

BRĪDINĀJUMI

SVARĪGI: SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

TURPMĀKĀM UZZINĀM. Pirmajā reizē pilnībā uzlādējiet bateriju. Pārļiecinieties, ka barošanas avota spriegums ir saderīgs ar ierīci. Nevelciet aiz vada un uzmanieties, lai tas nesapinas. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Neievietojiet ierīci vai vadu šķīdumā. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Turiet vadu prom no karstām vai asām virsmām. Piemērots tikai mājsaimniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Ja ierīce, tās detaļas vai vads ir bojāti vai nedarbojas pareizi, nelietojiet tos un nemēģiniet tos labot. To var darīt tikai sertificēts tehniķis. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei. Ierīce jāutilizē saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK. Uzziņiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes likumdošanu un ievērojiet to. Neizmētiēt šo produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojot šos nosacījumus, tiks novērsta negatīva ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

TEHNISKIE PARAMETRI

- DC ievade: 5 V / 500 mA
- Baterija: LiPo 3,7 V / 300 mAh
- Vibrācija: 1200 rpm
- Термотерапија: siltums (maks. 42 °C)
- Fototerapija: sarkana un zila LED gaisma
- Skārienvibrācijas režīms

INSTRUKCIJAS

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods

- Uzlādējiet Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® izmantojot USB avotu. Uzlādes laikā mirdzēs sarkana LED gaisma; kad ierīce būs uzlādēta, LED gaisma kļūs zila un pārstās mirgot.
- Nospiediet vidējo ierīces pogu un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu. Isi nospiediet pogu atkārtoti, lai aktivizētu režīmus: Piespiediet vienreiz: vibrācijai; piespiediet divreiz: siltumam + sarkanai LED gaismai + vibrācijai; piespiediet

trīsreiz: zilai LED gaismai + vibrācijai.

- Veiciet vienmērīgas kustības no vienas puses uz otru pusi apkārt vēlamajai zonai.
- Vibrācija automātiski ieslēgsies, kad masāžas rīka galviņa un pamatne būs saskarē ar ādu.
- Vibrācijas režīms: atslābina acu muskulatūru. To var izmantot kopā ar krēmu/gelu, tādējādi rūpējoties par acu izskatu, veicinot labāku produkta uzsūkšanos.
- Термотерапија: galviņa sāks uzsilt, līdz sasniegs maksimālo temperatūru 42 °C un kļūs par konstantu temperatūru.
- Fototerapija: Sarkanā LED gaisma grumbiņām un izteiksmes mīmikām acu zonā. Zilā LED gaisma pret ādas nogurumu un nostipriņošam ādas efektam.
- Masāžas rīks automātiski izslēgsies, ja netiks lietots 2 minūtes.

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods

Pēc katras lietošanas reizes notīriet galviņu ar dvieļi vai salveti.

HRVATSKI

UPOZORENJA

VAŽNO: SAČUVAJTE UPUTE ZA BUDUĆU

UPORABU. Napunite bateriju u cijelosti prvi put. Osigurajte da napon izvora napajanja odgovara naponu uređaja. Ne povlačite kabao i pazite da se ne omotava. Držite kabao podalje od vrućih ili oštrih površina. Čistite ga blago navlaženom krpom. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Ne stavljajte uređaj niti kabao u tekućinu. Ne upravljajte njime mokrim rukama. Ne koristite ga u blizini izvora vode niti na vlažnim mjestima. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Čuvajte spravu na suhom mjestu gdje nema prašine. Ako su uređaj, dijelovi ili kabao u kvaru ili ne rade ispravno, ne koristite ih i ne pokušavajte ih popraviti. To smije učiniti samo kvalificirani tehničar. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu

SLOVENČINA

UPOZORNENIA

DÔLEŽITÉ: UCHOVÁVAJTE TENTO NÁVOD PRE BUDÚCE POUŽITIE. Hlavicu očistite s uterákom alebo papierovou servítkou po každom použití.

UPOZORNENIE

TÄHTIS: SÄILITAGE JUHISED EDASISEKS KASUTAMISEKS. Esimesel korral laadige akud täiesti täis. Tehke kindlaks, et toiteallika pinge ühildub seadmega. Ärge sikutage juhtmist ning tehke kindlaks, et see ei ole sõlmes. Hoidke juhet eemal kuumadest või teravatest pindadest. Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid

RUSSКИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ

ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Убедитесь в том, что напряжение в источнике тока соответствует указанному на устройстве. Не тяните кабель, убедитесь в том, что он не закручен. Избегайте контакта кабеля с горячими и острыми поверхностями. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Не используйте устройство вблизи источника воды или во влажных помещениях. Исключительно для целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство или кабель в воду. Не совершайте манипуляций с устройством влажными руками. Не используйте устройство вблизи источника воды или во влажных помещениях. Исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство в сухих местах, свободных от пыли. Если устройство, его части или кабель выглядят поврежденными или работающими неправильно, не пользуйтесь ими, тем более не пытайтесь их ремонтировать. Только квалифицированный техник может выполнить ремонт. Данное устройство не разработано для управления детьми или людьми с ограниченными физическими или психическими способностями, за исключением случаев управления под наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации. Знакомьтесь с местным законодательством в отношении переработки электронных и электрических изделий и придерживайтесь его. Не выбрасывайте изделие в бытовой мусор. Следуя настоящим инструкциям, вы вносите вклад в дело охраны окружающей среды и предотвращения возникновения негативных последствий для здоровья человека.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DC ievade: 5 V / 500 mA
- Baterija: LiPo 3,7 V / 300 mAh
- Vibrācija: 1200 rpm
- Термотерапија: siltums (maks. 42 °C)
- Fototerapija: sarkana un zila LED gaisma
- Skārienvibrācijas režīms

INSTRUKCIJAS

Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods

- Uzlādējiet Eye Massager with Phototherapy InnovaGoods® izmantojot USB avotu. Uzlādes laikā mirdzēs sarkana LED gaisma; kad ierīce būs uzlādēta, LED gaisma kļūs zila un pārstās mirgot.
- Nospiediet vidējo ierīces pogu un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu. Isi nospiediet pogu atkārtoti, lai aktivizētu režīmus: Piespiediet vienreiz: vibrācijai; piespiediet divreiz: siltumam + sarkanai LED gaismai + vibrācijai; piespiediet