


InnovaGoods®

User's Manual



ENGLISH

WARNINGS

IMPORTANT: KEEP THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Avoid looking directly at the pulsed light. Always wear the IPL safety glasses. Do not use the device if your skin is naturally dark or is very tanned. Do not use on energy levels from 2 to 5 if your skin has recently been exposed to the sun or artificial UVA rays. Do not expose the skin to sunlight without any protection after using it on energy levels from 2 to 5. For two weeks after each session, you should protect the skin with SPF 30 sunscreen or higher. Do not use around or near to the eyes. Exercise caution when dealing with facial hair. Do not use on tattoos, permanent makeup, skin spots, moles, warts, nipples, genitals or lips. It may cause burns, blisters or changes in skin colour. Do not use on areas with eczema, psoriasis, herpes, wounds or any skin condition. If in doubt, consult a doctor. Do not use on areas of the skin with a history of herpes outbreaks. Do not use if you are pregnant or while breastfeeding. There is a risk of optical radiation, of possible damage

to the sight or even loss of vision if you do not follow the instructions. If you apply the pulsed light for too long on the same area, it may damage the skin. If you suffer from photosensitivity, are taking photosensitising medication or take herbal remedies, consult your doctor before using the device. Do not remove grey or white hair. Do not use on areas that have been injected with fillers or toxins. Remove makeup, jewellery, earrings, piercings, etc. before each use. Avoid contact with liquids, humidity, switch off and unplug the device when you have finished using it if used in the bathroom. Do not immerse in the bathtub. This device has not been designed for medical or health purposes. Make sure the light emitter is in good condition and does not have any leaks, otherwise, do not use it. If you feel any discomfort when using the device, discontinue use and consult a doctor. If you notice excessive or prolonged redness, stop the treatment until the skin regains its normal appearance. If in doubt, consult your doctor. Clean the skin contact area regularly with a cloth and hot water to avoid the accumulation of oils. Suitable for domestic use only. Make sure that the voltage of the power source corresponds to that of the appliance. Unplug the appliance whenever you are not using it. Do not pull on the cable and ensure it does not tangle. Keep the cable away from hot and sharp surfaces. Before cleaning, make sure that appliance is disconnected from the power supply and has cooled completely. Clean with a damp cloth. Do not use abrasive products for cleaning. Do not immerse the appliance or cable in liquid. Do not handle it with wet hands. Do not use near water or damp areas. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the device in a dry, dust-free place. Do not leave the appliance unsupervised when it is turned on. This appliance is not a toy. Keep out of reach of children. Do not modify the appliance or any of its components. If the appliance, the cable or the pieces looked damaged or do not work correctly, do not use them or attempt to repair them; they should only be repaired by a qualified technician. This device is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are supervised by an adult responsible for their safety. This device is not household waste. Please follow the environmental regulations in place for its recycling. Discard the product in accordance with the European Directive 2002/96/EC. Enquire about your local recycling legislation for electrical and electronic products and follow these steps. Do not dispose of this product with household waste. Following these instructions will help prevent harmful consequences to personal and environmental safety.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz - 0.8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Wavelength: ≥ 530 nm
- Treatment surface: 3 cm²
- Pulses: 999999 (+/-1%)
- Working temperature: 5-45
- Accessories included: IPL protective glasses and shaver

PRIOR CONSIDERATIONS

- The duration of a cycle of hair growth is from 15 to 25 months. To achieve long-lasting hair removal, multiple sessions of IPL Hair Removal Device InnovaGoods® will be required. This depends on factors such as the area of the body the hair is

being removed from, the strength and colour of the hair and the way the IPL Hair Removal Device InnovaGoods® is being used.

- In a hair removal plan, it is advisable to leave two weeks between the first 4 treatment sessions, and 4 weeks between the following sessions until you achieve the desired results.
- The IPL Hair Removal Device InnovaGoods® has 5 energy levels: level 1 (4 j/cm²), level 2 (5 j/cm²), level 3 (6 j/cm²), level 4 (7 j/cm²), level 5 (8 j/cm²).
- As the energy level increases, so do the hair removal results, as well as the risks of possible side effects. Select the energy level that is best suited to your skin type.
- The IPL Hair Removal Device InnovaGoods® incorporates an eye protection system that prevents the emission of the light pulses if the treatment surface is not in full contact with skin. Always wear the protective glasses.
- Light-based hair removal is not suitable for people with dark or very tanned skin. On very dark skin, it may cause burns, blisters and changes in skin colour. Always use at the minimum power.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® has 2 settings for use: manual and automatic.

INSTRUCTIONS

- Before starting each session, the hair should be shaved and skin should be clean and dry. Hair should not be removed beforehand using wax, epilator or tweezers. Use the shaver.
- Skin must not have been exposed to the sun for at least 2 weeks before treatment.
- Plug the adaptor into a power socket and to the connector (1) of the device; the screen will flash for a few seconds.
- To switch the device on or off, press and hold button (2) for 3 seconds; this will activate the fan and screen. The screen will display the number of flashes remaining (A), the icon of the power selected (B), the icon of the programme type (C) (manual or automatic) and the fan icon (D). Press and release button (2) to select the next energy level (B) on the screen (3).
- Put on the IPL protective glasses.
- Automatic setting: Press and hold button (5) for 3 seconds and a screen will be displayed with an icon showing 3 dots (C). Place the device head (4) in a fully vertical position on the skin and glide it slowly without losing contact with the skin. Avoid treating the same area more than once or overlapping areas of skin. The pulses will vary between 1 and 3 seconds depending on the power selected.
- Manual setting: Press and hold button (5) for 3 seconds and the screen with the icon showing 3 dots (C) will disappear. Place the device head (4) in a fully vertical position on the skin and press button (5) once to emit a pulse; if you don't feel any discomfort, increase the energy level. Try different energy levels until you reach the highest that doesn't cause discomfort. Move the head to the next area of skin and repeat the process.
- If, 48 hours after starting the treatment, you don't experience any adverse effects, you can continue with the full treatment at the same energy level or increase it, repeating this test on each part of the body to be treated.
- It is normal to feel a slightly warm feeling and tingling during the treatment, as well

- as having a slight redness of the skin. If you observe a severe redness of the skin, blisters or burns, stop the treatment immediately.
- Avoid exposure to the sun on any areas of the skin treated with energy levels from 2 to 5. Ensure you carefully protect the treated skin with sunscreen throughout the hair removal period and for at least 2 weeks after the last session.
- Switch the device off by pressing button (1); a countdown from 10 seconds will appear on the screen; do not unplug the cable until the screen displays «OFF».
- Clean the head with a slightly damp cloth and then dry it.

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS

IMPORTANT : CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

Évitez de regarder directement la lumière pulsée. Portez toujours les lunettes de protection IPL. N'utilisez pas l'appareil si votre peau est naturellement foncée ou très bronzée. Ne pas utiliser sur les niveaux d'énergie de 2 à 5 si votre peau a été récemment exposée au soleil ou à des rayons UVA artificiels. N'exposez pas la peau au soleil sans aucune protection après avoir utilisé l'appareil aux niveaux d'énergie de 2 à 5. Pendant deux semaines après chaque séance, vous devez protéger la peau avec un écran solaire de FPS 30 ou plus. Ne pas utiliser autour ou près des yeux. Faites attention aux poils du visage. Ne pas utiliser sur les tatouages, le maquillage permanent, les taches cutanées, les grains de beauté, les verrues, les mamelons, les organes génitaux ou les lèvres. Il peut provoquer des brûlures, des ampoules ou des changements de couleur de la peau. Ne pas utiliser sur des zones présentant de l'eczéma, du psoriasis, de l'herpès, des plaies ou toute autre affection cutanée. En cas de doute, consultez un médecin. Ne pas utiliser sur des zones de la peau ayant des antécédents de poussées d'herpès. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Il existe un risque de rayonnement optique, d'éventuels dommages au niveau de la vue ou même de perte de la vue si les instructions ne sont pas respectées. Si vous appliquez la lumière pulsée au même endroit pendant trop longtemps, des dommages cutanés peuvent survenir. Si vous êtes photosensible, si vous prenez des photosensibilisants ou des médicaments à base de plantes, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil. Les poils gris ou blancs ne doivent pas être épilés. N'utilisez pas l'appareil sur des zones où des produits de comblement ou des toxines ont été injectés. Enlevez le maquillage, les bijoux, les boucles d'oreilles, les piercings, etc., avant chaque utilisation. Évitez le contact avec les liquides, l'humidité, débranchez à la fin de l'utilisation si l'appareil est utilisé dans une salle de bain. Ne pas immerger dans une baignoire. Cet appareil n'est pas destiné à des fins médicales ni de santé. Assurez-vous que l'émetteur de lumière est en bon état et ne présente pas de fuite, sinon ne l'utilisez pas. Cessez toute utilisation en cas de gêne et consultez votre médecin. En cas de rougeurs ou d'irritations excessives, cessez toute utilisation jusqu'à ce que la peau retrouve son aspect habituel. En cas de doute, veuillez

consulter votre médecin. Nettoyez régulièrement la zone de contact avec la peau avec un chiffon et de l'eau chaude pour éviter l'accumulation d'huiles. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Assurez-vous que la tension de la source d'alimentation correspond à celle de l'appareil. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation et assurez-vous qu'il ne s'emmêle pas. Éloignez le câble d'alimentation de possibles sources de chaleur ou de surfaces coupantes. Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et complètement refroidi. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre légèrement humidifié. N'utilisez pas de produits abrasifs. Ne pas plonger l'appareil ou le cordon dans des liquides. Ne le touchez pas non plus avec les mains mouillées. Ne l'utilisez pas près de l'eau ou dans des zones humides. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Stockez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Cet appareil n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants. Ne pas modifier l'appareil ou l'un de ses composants. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci présente des pièces endommagées ou ne fonctionne pas correctement. N'essayez pas non plus de le réparer vous-même. Contactez un technicien qualifié. Cet appareil ne convient pas aux enfants ou personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, à moins que ceux-ci soient surveillés par un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet domestique. Veuillez le recycler en suivant la réglementation locale en vigueur. Veuillez jeter ce produit conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur la législation locale en matière de recyclage des produits électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Le respect de ces indications permet d'éviter des conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- AC : 100-240 V / 50-60 Hz - 0.8 A
- DC : 12 V / 2 A
- Longueur d'onde : ≥ 530 nm
- Surface de traitement : 3 cm²
- Impulsions : 999999 (+/-1%)
- Température de travail : 5-45
- Accessoires inclus : Lunettes de protection IPL et rasoir

CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES

- La durée d'un cycle de croissance des poils est de 15 à 25 mois. Pour obtenir une épilation durable, plusieurs séances d'IPL Hair Removal Device InnovaGoods® seront nécessaires. Cela dépend de facteurs tels que la zone du corps sur laquelle les poils sont épilés, la force et la couleur des poils et la façon dont l'IPL Hair Removal Device InnovaGoods® est utilisé.
- Dans le cadre d'un plan d'épilation, il est conseillé de laisser deux semaines entre les 4 premières séances de traitement, et 4 semaines entre les séances suivantes jusqu'à ce que vous obteniez les résultats souhaités.
- L'IPL Hair Removal Device InnovaGoods® possède 5 niveaux d'énergie : niveau 1 (4 j/cm²), niveau 2 (5 j/cm²), niveau 3 (6 j/cm²), niveau 4 (7 j/cm²), niveau 5 (8 j/cm²).

- Plus le niveau d'énergie augmente, plus les résultats de l'épilation augmentent, de même que les risques d'éventuels effets secondaires. Choisissez le niveau d'énergie le mieux adapté à votre type de peau.
- L'IPL Hair Removal Device InnovaGoods® intègre un système de protection des yeux qui empêche l'émission d'impulsions lumineuses si la surface de traitement n'est pas en contact total avec la peau. Portez toujours les lunettes de protection.
- L'épilation à la lumière ne convient pas aux personnes ayant une peau foncée ou très bronzée. Sur une peau très foncée, elle peut provoquer des brûlures, des ampoules et des changements de couleur de la peau. Utilisez toujours la puissance minimale.
- L'IPL Hair Removal Device InnovaGoods® dispose de 2 réglages d'utilisation : manuel et automatique.

INSTRUCTIONS

- Avant de commencer chaque séance, les poils doivent être rasés et la peau doit être propre et sèche. Il ne faut pas s'épiler au préalable avec de la cire, un épilateur ou une pince à épiler. Utilisez le rasoir.
- La peau ne doit pas avoir été exposée au soleil pendant au moins 2 semaines avant le traitement.
- Branchez l'adaptateur sur une prise de courant et sur le connecteur (1) de l'appareil ; l'écran clignote pendant quelques secondes.
- Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton (2) pendant 3 secondes ; cela activera le ventilateur et l'écran. L'écran affiche le nombre de flashes restants (A), l'icône de la puissance sélectionnée (B), l'icône du type de programme (C) (manuel ou automatique) et l'icône du ventilateur (D). Appuyez et relâchez le bouton (2) pour sélectionner le niveau d'énergie suivant (B) sur l'écran (3).
- Mettez les lunettes de protection IPL.
- Réglage automatique : Appuyez et maintenez le bouton (5) pendant 3 secondes et un écran s'affiche avec une icône représentant 3 points (C). Placez la tête de l'appareil (4) en position entièrement verticale sur la peau et faites-la glisser lentement sans perdre le contact avec la peau. Évitez de traiter la même zone plus d'une fois ou de superposer des zones de peau. Les impulsions varient entre 1 et 3 secondes en fonction de la puissance sélectionnée.
- Réglage manuel : Appuyez sur le bouton (5) pendant 3 secondes et l'écran avec l'icône représentant 3 points (C) disparaît. Placez la tête de l'appareil (4) en position entièrement verticale sur la peau et appuyez une fois sur le bouton (5) pour émettre une impulsion ; si vous ne ressentez aucune gêne, augmentez le niveau d'énergie. Essayez différents niveaux d'énergie jusqu'à ce que vous atteigniez le plus élevé qui ne provoque pas de gêne. Déplacez la tête vers la zone de peau suivante et répétez le processus.
- Si, 48 heures après le début du traitement, vous ne ressentez aucun effet indésirable, vous pouvez poursuivre le traitement complet au même niveau d'énergie ou à un niveau plus élevé, en répétant ce test sur chaque partie du corps à traiter.
- Il est normal de ressentir une légère sensation de chaleur et des picotements pendant le traitement, ainsi qu'une légère rougeur de la peau. Si vous observez une rougeur importante de la peau, des ampoules ou des brûlures, arrêtez

- immédiatement le traitement.
- Évitez de vous exposer au soleil sur les zones de la peau traitées avec des niveaux d'énergie de 2 à 5. Veillez à protéger soigneusement la peau traitée avec un écran solaire pendant toute la période d'épilation et pendant au moins 2 semaines après la dernière séance.
- Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton (1) ; un compte à rebours de 10 secondes s'affiche à l'écran ; ne débranchez pas le câble avant que l'écran n'affiche "OFF".
- Nettoyez la tête avec un chiffon légèrement humide, puis séchez-la.



ESPAÑOL

ADVERTENCIAS

IMPORTANTE: CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

Evite mirar directamente la luz pulsada. Use siempre las gafas de protección IPL. No utilice este dispositivo si su piel es naturalmente oscura o está demasiado bronceada. No lo utilice en niveles de energía de 2 a 5 si su piel ha estado recientemente expuesta al sol o a rayos UVA artificiales. No exponga la piel a la luz solar sin ninguna protección después de utilizarlo en niveles de energía de 2 a 5. Durante las dos semanas posteriores a cada sesión, deberá proteger la piel con crema solar SPF30 o superior. No lo utilice alrededor o cerca de los ojos. Extremar la precaución cuando trate el vello facial. No lo utilice sobre tatuajes, maquillaje permanente, manchas en la piel, lunares, verrugas, pezones, genitales o labios. Pueden producirse quemaduras, ampollas o cambios en el color de la piel. No lo utilice en zonas con eczema, psoriasis, herpes, heridas o cualquier enfermedad de la piel. Si tiene dudas, consulte a un médico. No lo utilice en zonas de la piel con historia de brotes de herpes. No lo utilice si está embarazada o en periodo de lactancia. Existe riesgo de radiación óptica, de posibles daños en la vista o incluso pérdida de visión si no se siguen las instrucciones. Si aplica demasiado tiempo la luz pulsada en un mismo punto, pueden aparecer daños en la piel. Si sufre fotosensibilidad, está tomando fotosensibilizadores o toma remedios herbales, consulte a su médico antes de usar el dispositivo. El vello gris o blanco no debe depilarse. No lo utilice en zonas donde se haya inyectado rellenos o toxina. Retire el maquillaje, joyería, pendientes, piercings, etc. antes de cada uso. Evitar el contacto con líquidos, humedad, desconectar al acabar de usarlo si se usa en cuartos de baño. No sumergir en la bañera. Este dispositivo no ha sido diseñado para fines médicos ni sanitarios. Asegúrese de que el emisor de luz está en buen estado y no tiene fugas, en caso contrario no lo utilice. Si siente alguna molestia cuando utiliza el aparato, deje de utilizarlo y consulte a un médico. Si observa un enrojecimiento excesivo o prolongado, detenga el tratamiento hasta que la piel recupere su aspecto habitual. En caso de duda, consulte con su médico. Limpie regularmente la zona de contacto con la piel con un paño y agua caliente para evitar acumulación de aceites. Únicamente apto para uso doméstico. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación se corresponde con la del aparato. Desenchufe el

IPL Hair Removal Device InnovaGoods -

aparato siempre que no lo esté utilizando. No tire del cable y asegúrese de que no se enrolla. Mantenga el cable apartado de superficies calientes o cortantes. Antes de limpiarlo, compruebe que el aparato está desconectado de la corriente eléctrica y se ha enfriado completamente. Limpielo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. No sumerja el aparato ni el cable en líquidos. No lo manipule con las manos mojadas. No lo utilice cerca de ninguna fuente de agua o en lugares húmedos. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. No deje el aparato sin supervisión mientras esté encendido. Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. No modifique el aparato ni ninguno de sus componentes. Si el aparato, las piezas o el cable parecieran defectuosos o no funcionarían correctamente, no los utilice ni intente reparar. Solo un técnico cualificado debe hacerlo. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Este producto no es un residuo doméstico, siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje. Deseche este artículo conforme a la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre la legislación local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos y sígala. No deseche este producto con la basura doméstica. Seguir estas indicaciones contribuye a evitar consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz – 0,8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Longitud de onda: ≥330 nm
- Superficie de tratamiento: 3 cm²
- Pulsos: 999999 (+/-1 %)
- Temperatura de trabajo: 5-45
- Accesorios incluidos: gafas de protección IPL y maquinilla de afeitar

CONSIDERACIONES PREVIAS

- La duración de un ciclo de crecimiento de vello es de 15 a 25 meses. Para lograr una depilación duradera, son necesarias múltiples sesiones de IPL Hair Removal Device InnovaGoods®. Depende de factores como la zona del cuerpo a depilar, la fortaleza y el color del pelo y la forma de utilizar IPL Hair Removal Device InnovaGoods®.
- En un plan de depilación, es recomendable dejar dos semanas entre las primeras 4 sesiones de tratamiento, y 4 semanas en las siguientes sesiones hasta conseguir los resultados deseados.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® dispone de 5 niveles de energía: nivel 1 (4 j/cm2), nivel 2 (5 j/cm2), nivel 3 (6 j/cm2), nivel 4 (7 j/cm2), nivel 5 (8 j/cm2).
- A medida que aumenta el nivel de energía, también lo hacen los resultados de la depilación, así como el riesgo de posibles efectos secundarios. Selección e el nivel de energía que más se ajuste a su tipo de piel.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® incorpora un sistema de protección ocular que impide la emisión de pulsos de luz si la superficie de tratamiento no está totalmente en contacto con la piel. Use siempre las gafas protectoras.
- La depilación a base luz no es apta para personas con pieles oscuras o demasiado

bronceadas. En una piel demasiado oscura, se pueden producir quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel. En todo caso, usar a la mínima potencia.

- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® dispone de 2 modos de uso: manual y automático.

ISTRUCCIONES

- Antes de comenzar cada sesión, el vello debe estar rasurado y la piel limpia y seca. No se debe depilar previamente con cera, depiladora o pinzas. Use la maquinilla de afeitar.
- La piel no debe haber estado expuesta al sol durante al menos 2 semanas antes del tratamiento.
- Conecte el adaptador a una toma de corriente y al conector (1) del dispositivo; la pantalla parpadeará unos segundos.
- Para encender o apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón (2) durante 3 s; se activará el ventilador y la pantalla. En la pantalla se muestra el número de flashes restantes (A), el icono de la potencia seleccionada (B), el icono del tipo de programa (C) (manual o automático) y el icono del ventilador (D). Realice una pulsación corta en el botón (2) para seleccionar el siguiente nivel de energía (B) en la pantalla (3).
- Póngase las gafas protectoras IPL.
- Modo automático: mantenga pulsado el botón (5) durante 3 s y aparecerá en la pantalla un icono con 3 puntos (C). Coloque el cabezal (4) en posición completamente vertical sobre la piel y deslícelo lentamente sin perder el contacto con la piel. Evite tratar la misma área más de una vez o la superposición de áreas de piel. Los pulsos variarán entre 1 y 3 s en función de la potencia seleccionada.
- Modo manual: mantenga pulsado el botón (5) durante 3 s y desaparecerá de la pantalla el icono con 3 puntos (C). Coloque el cabezal (4) en posición completamente vertical sobre la piel y presione una vez el botón (5) para emitir un pulso; si no nota ninguna molestia, aumente el nivel de energía. Pruebe distintos niveles de energía hasta llegar al más alto que no le cause molestias. Desplace el cabezal a la siguiente área de piel y repita el proceso.
- Si 48 horas después de iniciar el tratamiento no experimenta efectos adversos, puede continuar el tratamiento completo al mismo nivel de energía o aumentarlo, repitiendo esta prueba en cada parte del cuerpo a tratar.
- Es normal sentir una leve sensación de calor y hormigueo durante el tratamiento, así como una leve rojez de la piel. Si observa un enrojecimiento severo de la piel, ampollas o quemaduras, detenga inmediatamente el tratamiento.
- Evite la exposición al sol de las áreas de piel tratadas con niveles de energía de 2 a 5. Asegúrese de proteger cuidadosamente la piel tratada con protector solar a lo largo de todo el período de depilación y al menos durante las 2 semanas posteriores a la última sesión.
- Apague el dispositivo pulsando el botón (1); una cuenta atrás de 10 s aparecerá en la pantalla; no desconecte el cable hasta que la pantalla muestre «OFF».
- Limpie el cabezal con un paño ligeramente húmedo y luego séquelo.

DEUTSCH

WARNHINWEISE

WICHTIG: BITTE BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG

FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGEN AUF. Vermeiden Sie direkten Blickkontakt auf das pulsierende Licht. Verwenden Sie immer die IPL-Schutzbrillen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Ihre Haut natürlicherweise dunkel oder zu stark gebräunt ist. Verwenden Sie es nicht auf den Intensitätsstufen 2 bis 5, wenn Ihre Haut kürzlich Sonnenstrahlen oder künstlichen UVA-Strahlen ausgesetzt war. Setzen Sie Ihre Haut nicht ohne Sonnenschutz der Sonne aus, nachdem Sie sie mit Intensitätsstufe 2 bis 5 behandelt haben. Währen der Wochen nach jeder Sitzung müssen Sie Ihre haut mit Lichtschutzfaktor (SPF) 30 oder höher schützen. Das Gerät nicht rund um die oder nahe der Augen benützen. Gehen Sie äußerst vorsichtig vor, wenn Sie Gesichtshaar behandeln. Nicht auf Tätowierungen, Permanent-Makeup, Hautflecken, Muttermalen, Warzen, Brustwarzen, Genitalien oder Lippen anwenden. Es kann zu Verbrennungen, Blasenbildung oder Hautverfärbungen kommen. Nicht in Bereichen mit Ekzemen, Schuppenflechte, Herpes, Verletzungen oder sonstigen Hauterkrankungen anwenden. Wenn Sie Fragen oder Unsicherheiten haben, fragen Sie Ihren Arzt. Nicht auf Hautbereichen anwenden, wo in der Vergangenheit Herpes aufgetreten war. Nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit verwenden. Werden die Anweisungen nicht befolgt, besteht das Risiko optischer Strahlung, eventueller Sehschäden oder sogar des Verlusts des Sehvermögens. Bei zu langer Anwendung des Impulslichts an derselben Stelle kann es zu Hautschädigungen kommen. Wenn Sie lichtempfindlich sind, Photosensibilisatoren oder pflanzliche Heilmittel einnehmen, fragen Sie vor der Anwendung des Produkts Ihren Arzt. Graue oder weiße Haare sollten nicht epiliert werden. Verwenden Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen Filler oder Toxine injiziert wurden. Entfernen Sie vor jeder Anwendung Make-up, Schmuck, Ohrringe, Piercings usw. Bei Verwendung im Badezimmer den Kontakt mit Flüssigkeiten und Feuchtigkeit vermeiden und den Stecker am Ende der Anwendung aus der Steckdose ziehen. Nicht in die Badewanne tauchen. Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen oder sanitären Gebrauch bestimmt. Vergewissern Sie sich, dass der Lichtstrahler in gutem Zustand ist und nicht undicht wird, andernfalls verwenden Sie ihn nicht. Wenn Sie beim Gebrauch des Geräts Beschwerden haben, brechen Sie die Anwendung ab und suchen Sie einen Arzt auf. Wenn die Rötung stärker ausfällt oder länger andauert, die Anwendungen unterbrechen, bis die Haut wieder normal aussieht. Im Zweifel Rücksprache mit dem Arzt halten. Reinigen Sie die Haut regelmäßig mit einem Lappen und heißem Wasser, um die Ansammlung von Ölen zu vermeiden. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen bringen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen oder Schnittflächen fern. Vor dem Reinigen sicherstellen, dass Smart Pressure Cooker vom Strom getrennt und vollständig abgekühlt ist. Tuch reinigen. Keine kratzenden Substanzen verwenden. Weder das Gerät noch das Kabel in Flüssigkeiten eintauchen. Nicht mit feuchten Händen berühren. Nicht in Umgebung einer Wasserquelle oder an feuchten Orten

verwenden. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt Gerät an einem trockenen und staubgeschützten Ort aufbewahren. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nehmen Sie das Gerät vom STromnetz, wenn Sie Teile auswechseln oder Wartungsarbeiten daran vornehmen wollen. Nehmen Sie an dem Gerät und seinen Bestandteilen keine Veränderungen vor. Dieses Gerät ist ohne Aufsicht eines für die Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen geeignet. Nur für den Hausgebrauch geeignet. Ausgemusterte Geräte umweltfreundlich entsorgen. Entsorgen Sie diesen Artikel gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und befolgen Sie diese. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

- Strom-Eingang (AC): 100-240 V/50-60 Hz - 0,8 A
- Strom-Eingang (DC): 12 V / 2 A
- Wellenlänge: ≥330 nm
- Arbeitsfläche: 3 cm²
- Impulse: 999999 (+/- 1 %)
- Arbeitstemperatur: 5-45°C
- Mitgeliefertes Zubehör: IPL-Schutzbrillen und Rasierer

VORINFORMATIONEN

- Der Wachstumszyklus von Körperhaaren dauert 15 bis 25 Monate. Für eine langanhaltende Haarentfernung werden mehrere Anwendungen des Haarentferners IPL Hair Removal Device InnovaGoods® notwendig sein. Dies hängt von mehreren Faktoren ab, wie von der Körperzone der Anwendung, der Dicke und der Farbe der Haare und der Art, wie der IPL Hair Removal Device InnovaGoods® verwendet wird.
- Beim Ablauf einer Haarentfernung wird empfohlen, zwischen den ersten 4 Sitzungen zwei Wochen Pause zu halten und 4 Wochen Pause zwischen den weiteren Behandlungen zu lassen, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben.
- Der IPL Hair Removal Device InnovaGoods® arbeitet in 5 Intensitätsstufen: Stufe 1 (4j/cm2), Stufe 2 (5j/cm2), Stufe 3 (6j/cm2), Stufe 4 (7j/cm2), Stufe 5 (8j/cm2)
- Je höher die Intensitätsstufe, desto stärker die Ergebnisse der Haarentfernung, aber desto höher ist auch das Risiko von möglichen Nebenwirkungen. Wählen Sie die Intensitätsstufe, die am besten zu Ihrer Haut passt.
- Der Haarentferner IPL Hair Removal Device InnovaGoods® verfügt über ein System zum Schutz der Augen, das das Ausenden von Lichtblitzen verhindert, wenn die Arbeitsfläche nicht komplett in Kontakt mit der Haut ist. Verwenden Sie immer die Schutzbrillen.
- Die Haarentfernung auf Lichtbasis ist nicht für Personen mit dunkler oder stark gebräunter Haut geeignet. Bei zu dunkler Haut kann es zu Verbrennungen, Blasen und Hautverfärbungen kommen. In jedem

Fall immer auf der niedrigsten Intensitätsstufe verwenden.

- Der Haarentferner IPL Hair Removal Device InnovaGoods® verfügt über 2 Programme: manuell und automatisch.

ANLEITUNG

- Vor Beginn jeder Anwendung müssen die Haare rasiert werden, die Haut sollte sauber und trocken sein. Die Haare sollten vor der Behandlung nicht mittels Wachs, Epilierer oder Pinzette entfernt werden. Verwenden Sie den Rasierer.
- Die Haut darf zumindest 2 Wochen vor der Behanlung nicht der Sonne ausgesetzt worden sein.
- Stecken Sie das Netzgerät an eine Steckdose und an die Buchse (1) des Geräts. Das Display wird einige Sekunden lang blinken.
- Um das Gerät ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste (2) für 3 Sekunden gedrückt, dabei schalten sich der Ventilator und das Display ein. Auf dem Bildschirm wird die Anzahl der verbleibenden Flashes angezeigt (A), das Symbol der ausgewählten Intensitätsstufe (B), das Symbol des ausgewählten Programms (C) (manuell oder automatisch) und das Ventilatorsymbol (D). Drücken Sie kurz auf die Taste (2), um die nächste Intensitätsstufe (B) auf dem Display (3) auszuwählen.
- Setzen Sie sich die IPL-Schutzbrille auf.
- Automatischer Modus: Halten Sie die Taste (5) für 3 Sekunden gedrückt, auf dem Display erscheint ein Symbol mit 3 Punkten (C). Setzen Sie den Kopfteil des Geräts (4) genau senkrecht auf die Haut und streichen Sie langsam darüber, ohne dabei den Kontakt mit der Haut zu verlieren. Vermeiden Sie es, dieselbe Hautzone mehr als ein Mal zu behandeln und vermeiden Sie Überlappungen von Behandlungsbereichen. Die Impulse variieren zwischen 1 und 3 Sekunden, je nach ausgewählter Intensität.
- Manueller Modus: Halten Sie die Taste (5) für 3 Sekunden gedrückt, auf dem Display verschwindet das Symbol mit 3 Punkten (C). Setzen Sie den Kopfteil (4) genau senkrecht auf die Haut und drücken Sie einmal die Taste (5), um einen Impuls auszusenden. Wenn Sie diesen nicht als unangenehm empfinden, erhöhen Sie die Intensitätsstufe. Probieren Sie die verschiedenen Intensitätsstufen, bis Sie zur höchsten Stufe kommen, die Sie nicht als unangenehm empfinden. Versetzen Sie den Kopfteil des Geräts auf die nächste Hautstelle und wiederholen Sie den Vorgang.
- Wenn Sie 48 Stunden nach Behandlungsbeginn keine unerwünschten Nebenwirkungen feststellen, kann die Behandlung in vollem Umfang mit der gleichen oder einer höheren Energiestufe fortgesetzt werden. Der Test sollte an jedem zu behandelnden Teil des Körpers wiederholt werden.
- Es ist normal, dass während der Behandlung ein leichtes Gefühl der Wärme und ein Kribbeln sowie eine leichte Rötung der Haut auftreten. Wenn eine starke Rötung der Haut, Bläschen oder Verbrennungen auftreten sollten, beenden Sie die Behandlung sofort.
- Vermeiden Sie es, Hautzonen, die mit Intensitätsstufe 2 bis 5 behandelt wurden, der Sonne auszusetzen. Stellen Sie sicher, dass die behandelte Haut während der gesamten Behandlungsdauer und bis mindestens 2 Wochen nach der letzten

Behandlung sorgsam mit Sonnenschutzmittel geschützt wird.

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Taste (1) drücken. Dabei erscheint ein Rückwärts-Countdown von 10 Sekunden im Display, stecken Sie das Stromkabel nicht ab, bevor das Wort "OFF" auf dem Bildschirm erscheint.
- Reinigen Sie den Kopfteil mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen Sie es danach ab.

ITALIANO

AVVERTENZE

IMPORTANTE: CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER

RIFERIMENTI FUTURI. Evitare di guardare direttamente la luce pulsata. Indossare sempre gli occhiali protettivi IPL. Non utilizzare questo dispositivo se la pelle è naturalmente scura o troppo abbronzata. Non utilizzare i livelli di energia da 2 a 5 se la pelle è stata recentemente esposta al sole o ai raggi UV artificiali. Non esporre la pelle alla luce solare non protetta dopo l'uso ai livelli di energia da 2 a 5. Per due settimane dopo ogni seduta, proteggere la pelle con una protezione solare SPF30 o superiore. Non utilizzare intorno o vicino agli occhi. Usare estrema cautela nel trattamento dei peli del viso. Non utilizzare su tatuaggi, trucco permanente, macchie della pelle, nei, verruche, capezzoli, genitali o labbra. Possono verificarsi ustioni, vesciche o alterazioni del colore della pelle. Non utilizzare su aree affette da eczema, psoriasi, herpes, ferite o altre malattie della pelle. In caso di dubbio, consultare un medico. Non utilizzare su aree cutanee con una storia di insorgenza di herpes. Non utilizzare in caso di gravidanza o allattamento. Se non si seguono le istruzioni, vi è il rischio di radiazioni ottiche, possibili danni agli occhi o addirittura la perdita della vista. Se si applica la luce pulsata troppo a lungo sullo stesso punto, si possono verificare danni sulla pelle. In caso di fotosensibilità, assunzione di fotosensibilizzanti o rimedi erboristici, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo. I peli grigi o bianchi non devono essere depilati. Non utilizzare sulle aree in cui sono stati iniettati filler o tossine. Rimuovere trucco, gioielli, orecchini, piercing, ecc. prima di ogni utilizzo. Evitare il contatto con i liquidi e l'umidità, staccare la spina alla fine dell'utilizzo se si usa in bagno. Non immergere in una vasca da bagno. Questo dispositivo non è stato progettato per scopi medici o sanitari. Assicurarsi che l'emettitore di luce sia in buone condizioni e non presenti perdite, altrimenti non utilizzarlo. Se si nota fastidio durante l'utilizzo dell'apparecchio, sospendere l'uso e consultare un medico. Se nota un eccessivo arrossamento prolungato, smettere il trattamento fino a quando la pelle recupera il suo normale aspetto. Se si è in dubbio, consultare un medico. Pulire regolarmente la zona di contatto con la pelle con un panno e acqua calda per evitar l'accumulo di olii. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Assicurarsi che la fonte della tensione di alimentazione corrisponda con quella dell'apparecchio. Scollegare sempre l'apparecchio dalla corrente quando non lo si sta usando Non muovere l'apparecchio tirandolo per il cavo e accertarsi che non si arrotoli. Tenere il cavo lontano da superfici

calde o taglienti. Prima di pulire, verificare che l'apparecchio sia completamente scollegato dalla corrente elettrica. Pulire con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti abbarsivi per la sua pulizia. Non immergere l'apparecchio né i cavi in liquidi. Non toccarlo con le mani bagnate. Non utilizzarlo vicino all'acqua o in luoghi umidi. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali é stato progettato Conserva lo strumento in un luogo asciutto e privo di polvere. Non lasciare il dispositivo incustodito se è in funzione. Questo apparecchio non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non apportare modifiche alla sega l'apparecchio ne ai suoi componenti. Non utilizzare né cercare di riparare l'apparecchio, qualche sua parte o il cavo se sembrano difettosi o non funzionano correttamente, ma rivolgersi a un tecnico qualificato. Questo dispositivo non è progettato per essere manipolato da bambini o persone con capacità fisiche o psichiche limitate, se non dietro supervisione di un adulto che sia responsabile della loro sicurezza. Questo prodotto non è un rifiuto domestico, seguire le norme vigenti in materia ambientale per il suo riciclaggio. Smaltire questo articolo in conformità della direttiva europea 2002/96/EC. Informarsi sulla legislazione locale per il riciclo di prodotti elettrici ed elettronici e rispettarla. Non buttare questo prodotto nella spazzatura domestica. Seguire queste indicazione contribuisce ad evitare conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz – 0,8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Lunghezza d'onda: ≥330 nm
- Superficie di trattamento: 3 cm²
- Impulsi: 999999 (+/-1 %)
- Temperatura di lavoro: 5-45
- Accessori inclusi: occhiali di protezione IPL e lametta

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

- La durata del ciclo di crescita dei peli va dai 15 ai 25 mesi. Per ottenere una depilazione duratura, sono necessarie più sedute con IPL Hair Removal Device InnovaGoods®. Dipende da fattori quali l'area del corpo da depilare, la forza e il colore dei peli e le modalità di utilizzo di IPL Hair Removal Device InnovaGoods®.
- In un piano di depilazione, si raccomanda di lasciare due settimane tra le prime 4 sedute di trattamento e 4 settimane per le sedute successive, fino al raggiungimento dei risultati desiderati.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® ha 5 livelli di energia: livello 1 (4 j/cm2), livello 2 (5 j/cm2), livello 3 (6 j/cm2), livello 4 (7 j/cm2), livello 5 (8 j/cm2).
- Con l'aumento del livello di energia, aumentano anche i risultati della depilazione e il rischio di possibili effetti collaterali. Selezionare il livello di energia più adatto al proprio tipo di pelle.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® incorpora un sistema di protezione degli occhi che impedisce l'emissione di impulsi luminosi se la superficie di trattamento non è a pieno contatto con la pelle. Indossare sempre occhiali protettivi.
- L'epilazione a base di luce non è adatta alle persone con pelle scura o eccessivamente abbronzata. Se la pelle è

IPL Hair Removal Device InnovaGoods -

troppo scura, possono verificarsi ustioni, vesciche e alterazioni del colore della pelle. In ogni caso, utilizzare la potenza minima.

- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® ha 2 modalità di utilizzo: manuale e automatica.

INSTRUZIONI

- Prima di iniziare ogni seduta, i peli devono essere rasati e la pelle deve essere pulita e asciutta. Non usare la cera, l'epilatore o la pinzetta per depilarsi. Utilizzare un rasoio.
- La pelle non deve essere stata esposta al sole per almeno 2 settimane prima del trattamento.
- Collegare l'adattatore a una presa di corrente e al connettore (1) del dispositivo; il display lampeggerà per alcuni secondi.
- Per accendere o spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante (2) per 3 s; la ventola e il display si attiveranno. Il display mostra il numero di lampeggi residui (A), l'icona della potenza selezionata (B), l'icona del tipo di programma (C) (manuale o automatico) e l'icona della ventola (D). Premere brevemente il pulsante (2) per selezionare il livello di potenza successivo (B) sul display (3).
- Indossare gli occhiali protettivi IPL.
- Modalità automatica: tenere premuto il pulsante (5) per 3 s e sul display apparirà un'icona a 3 punti (C). Posizionare la testina (4) completamente verticale sulla pelle e farla scorrere lentamente senza perdere il contatto con la pelle. Evitare di trattare la stessa area più di una volta o di sovrapporre aree di pelle. Gli impulsi variano da 1 a 3 s a seconda della potenza selezionata.
- Modalità manuale: tenere premuto il pulsante (5) per 3 s e l'icona con 3 punti (C) scomparirà dal display. Posizionare la testina (4) in posizione completamente verticale sulla pelle e premere una volta il pulsante (5) per emettere un impulso; se non si avverte alcun fastidio, aumentare il livello di energia. Provare diversi livelli di energia fino a raggiungere il livello più alto che non provoca fastidi. Spostare la testina sulla zona di pelle successiva e ripetere il processo.
- Se 48 ore dopo l'inizio del trattamento non si riscontrano effetti negativi, si può continuare il trattamento completo allo stesso livello di energia o ad un livello maggiore, ripetendo questo test su ogni parte del corpo da trattare.
- Durante il trattamento è normale avvertire una leggera sensazione di calore e formicolio, nonché un lieve arrossamento della pelle. Se si notano arrossamenti cutanei gravi, vesciche o bruciori, interrompere immediatamente il trattamento.
- Evitare l'esposizione al sole delle aree cutanee trattate con i livelli di energia da 2 a 5. Assicurarsi di proteggere accuratamente la pelle trattata con una protezione solare durante l'intero periodo di depilazione e per almeno 2 settimane dopo l'ultima seduta.
- Spegnere il dispositivo premendo il pulsante (1); sul display apparirà un conto alla rovescia di 10 s; non scolleghare il cavo finché il display non mostra "OFF".
- Pulire la testina con un panno leggermente umido e asciugarla.

PORTUGUÊS

ADVERTÊNCIAS

IMPORTANTE: CONSERVAR AS INSTRUÇÕES

PARA CONSULTAS FUTURAS. Evite olhar diretamente para a luz pulsada. Use sempre óculos de proteção IPL. Não utilize este dispositivo se a sua pele estiver naturalmente escura ou demasiado bronzeada. Não utilize o aparelho nos níveis 2 a 5 se a sua pele tiver sido recentemente exposta ao sol ou a raios UVA artificiais. Não exponha a pele à luz solar direta após a utilização nos níveis 2 a 5. Durante duas semanas após cada sessão, proteja a pele com protetor solar SPF30 ou superior. Não utilize o aparelho à volta ou perto dos olhos. Tenha extremo cuidado ao tratar os pelos faciais. Não utilize em tatuagens, maquilhagem permanente, manchas na pele, sinais, verrugas, mamilos, genitais ou lábios. Podem ocorrer queimaduras, bolhas ou alterações na cor da pele. Não o utilize em áreas com eczema, psoríase, herpes, feridas ou qualquer doença de pele. Em caso de dúvida, consulte um médico. Não utilize o aparelho em zonas da pele com histórico de surtos de herpes. Não utilize o aparelho se estiver grávida ou a amamentar. Existe o risco de radiação ótica, de possíveis lesões oculares ou mesmo perda de visão se as instruções não forem seguidas. Se aplicar luz pulsada no mesmo ponto durante muito tempo, podem surgir lesões na pele. Se sofrer de fotossensibilidade, estiver a tomar fotossensibilizadores ou remédios fitoterápicos consulte o seu médico antes de utilizar o dispositivo. O pelo grisalho ou branco não deve ser depilado. Não o utilize em zonas onde tenham sido injetados preenchantes ou toxinas. Retire a maquilhagem, joias, brincos, piercings, etc. antes de cada utilização. Evite o contacto com líquidos e humidade, desligue quando terminar se o mesmo for utilizado na casa de banho. Não mergulhe o dispositivo na banheira. Este dispositivo não foi concebido para efeitos médicos ou sanitários. Verifique se o emissor de luz está em bom estado e não apresenta fugas, caso contrário não o utilize. Se você sentir algum tipo de incômodo ao utilizar o aparelho, interrompa seu uso e consulte um médico. Se notar vermelhidão excessiva ou prolongada, pare o tratamento até a pele recuperar o seu aspeto habitual. Em caso de dúvida, consulte o seu médico. Limpar regularmente a área de contato com a pele com um pano e água quente para evitar o acúmulo de óleos. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Assegure-se de que a tensao da fonte de alimentacao corresponde com a do aparelho. Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver a utilizá-lo Não estique o cabo e certifique-se de que ele não se enrola. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes ou cortantes. Antes de limpar, certifique-se de que o aparelho está desligado da fonte de alimentação e esfriou-se completamente. Limpe-o com um pano levemente umedecido. Não utilize produtos abrasivos para a sua limpeza. Não salpique nem submerja o aparelho ou o cabo em líquidos. Não o utilize com as mãos molhadas Não utilize o aparelho perto de fontes de água ou em locais úmidos. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Guarde em um local seco e livre de poeira. Não deixe o aparelho sem supervisão, enquanto o mesmo estiver ligado. Este aparelho não é um brinquedo. Mantenha-

o fora do alcance das crianças. Não modifique o aparelho ou qualquer de seus componentes Se o aparelho, as peças ou o cabo estiverem danificados ou não funcionarem corretamente, não os utilize nem tente consertá-los, apenas um técnico qualificado deverá fazê-lo. Este dispositivo não foi concebido para a manipulação de crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas ou somente se elas estiverem sob a supervisão de um adulto responsável por sua segurança. Este aparelho não é um residuo doméstico. Siga a legislação ambiental vigente para a sua reciclagem. Descarte este artigo conforme a diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre a legislação local relativa à reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos e cumpra-a. Não descarte este produto juntamente com o lixo doméstico. O cumprimento das presentes indicações contribui para evitar consequências negativas na saúde humana e no meio ambiente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz – 0,8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Comprimento de onda: ≥530 nm
- Superfície de tratamento: 3 cm²
- Pulsos: 999999 (+/-1 %)
- Temperatura de trabalho: 5-45
- Acessórios incluídos: óculos de proteção IPL e gilete

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

- A duração de um ciclo de crescimento do pelo é de 15 a 25 meses. Para conseguir uma depilação duradoura, são necessárias múltiplas sessões com o IPL Hair Removal Device InnovaGoods®. O sucesso do tratamento depende de fatores como a área do corpo a ser depilada, a força e cor do pelo e a forma como o InnovaGoods® IPL Hair Removal Device é utilizado.
- Num plano de depilação, é recomendável deixar passar duas semanas entre as primeiras 4 sessões de tratamento, e de 4 semanas nas sessões seguintes, até obter os resultados desejados.
- O IPL Hair Removal Device InnovaGoods® dispõe de 5 níveis de potência: nível 1 (4 j/cm2), nível 2 (5 j/cm2), nível 3 (6 j/cm2), nível 4 (7 j/cm2) e nível 5 (8 j/cm2).
- A eficácia da depilação, mas também o risco de ocorrerem efeitos secundários, vão aumentando à medida que o nível de potência vai aumentando. Selecione o nível mais adequado ao seu tipo de pele.
- O IPL Hair Removal Device InnovaGoods® inclui um sistema de proteção ocular, que impede a emissão de pulsos de luz se a superfície de tratamento não estiver em pleno contacto com a pele. Use sempre óculos de proteção.
- A depilação à base de luz não é indicada para pessoas com peles escuras ou muito bronzeadas. Se a pele for muito escura, poderão ocorrer queimaduras, borbulhas ou alterações à cor da pele. De qualquer modo, utilize sempre a potência mais baixa.
- O IPL Hair Removal Device InnovaGoods® dispõe de 2 modos de utilização: manual e automático.

INSTRUÇÕES

- Antes de começar cada sessão, deve depilar as áreas de tratamento com gilete, devendo a pele estar limpa e seca. Não depile a pele com cera, uma máquina de depilação ou uma pinça. Use uma gilete.

- A pele não deve ter sido exposta ao sol durante pelo menos 2 semanas antes do tratamento.
- Conecte o adaptador a uma tomada elétrica e ao conector (1) do dispositivo; o ecrã piscará durante alguns segundos.
- Para ligar ou desligar o dispositivo, mantenha o botão (2) pressionado durante 3 s; a ventoinha e o ecrã ativar-se-ão. O ecrã apresentará o número de flashes restantes (A), o ícone de potência selecionada (B), o ícone de tipo de programa (C) (manual ou automático) e o ícone de ventoinha (D). Pressione o botão (2) brevemente para selecionar o nível de potência (B) seguinte no ecrã (3).
- Coloque os óculos de proteção IPL.
- Modo automático: mantenha o botão (5) pressionado durante 3 s. No ecrã aparecerá um ícone com 3 pontos (C). Coloque a cabeça (4) em posição totalmente vertical sobre a pele, fazendo-a deslizar lentamente, sem perder o contacto com a pele. Evite tratar a mesma área mais de uma vez ou a sobreposição de áreas tratadas. Os pulsos irão variar entre 1 e 3 s, em função da potência selecionada.
- Modo manual: mantenha o botão (5) pressionado durante 3 s. O ícone com 3 pontos (C) desaparecerá do ecrã. Coloque a cabeça (4) em posição totalmente vertical sobre a pele e pressione o botão (5) uma vez, para emitir um pulso; se não sentir nenhum incômodo, aumente o nível de potência. Experimente vários níveis de potência até chegar ao mais elevado que não cause desconforto. Desloque a cabeça até à zona de pele seguinte e repita o processo.
- Se 48 horas após o início do tratamento não sentir efeitos adversos, pode continuar o tratamento completo com o mesmo nível de energia ou aumentá-lo, repetindo esta operação em cada parte do corpo a tratar.
- É normal sentir uma leve sensação de calor e formigueiro durante o tratamento, bem como uma leve vermelhidão na pele. Se se aperceber que a pele está a ficar excessivamente vermelha, a ficar com bolhas ou queimaduras, suspenda de imediato o tratamento.
- Evite a exposição ao sol das áreas de pele tratadas com níveis de potência do 2 ao 5. Certifique-se de que protege a pele tratada cuidadosamente com protetor solar, ao longo de todo o período de depilação e pelo menos durante as 2 semanas posteriores à última sessão.
- Desligue o dispositivo pressionando o botão (1); o ecrã indicará uma contagem decrescente de 10 s; não desconecte o cabo até que o ecrã indique «OFF».
- Limpe a cabeça com um pano ligeiramente humedecido. Em seguida, seque-a.

NEDERLANDS

WAARSCHUWINGEN

BELANGRIJK: BEWAAR DE INSTRUCTIES ZODAT U DEZE IN DE TOEKOMST KUNT

RAADPLEGEN. Voorkom dat u rechtstreeks in het pulserende licht kijkt. Draag altijd de IPL-veiligheidsbril. Gebruik het apparaat niet

indien uw huid van nature donker of zeer getind is. Niet gebruiken op energieniveaus van 2 tot 5 als uw huid recent is blootgesteld aan zonlicht of aan kunstmatige UV-stralen. Stel de huid niet bloot aan zonlicht zonder enige bescherming nadat u het apparaat heeft gebruikt op energieniveaus 2 tot 5. Voor twee weken na elke sessie dient u de huid te beschermen met SPF 30 zonnebrandcrème of hoger. Niet gebruiken rondom of dicht bij de ogen. Wees voorzichtig bij gebruik voor gezichtshaar. Niet gebruiken op tatoeages, permanente make-up, huidvlekken, moedervlekken, wratten, tepels, geslachtsdelen of lippen. Het kan brandwonden, blaren of veranderingen van huidskleur veroorzaken. Niet gebruiken op gebieden met exczeem, psoriasis, herpes, wonden of andere huidaanandoening. Bij twijfel een dokter raadplegen. Niet gebruiken op delen van de huid met een verleden van herpesuitbraken. Niet gebruiken indien u in verwachting bent of borstvoeding geeft. Er bestaat een risico op optische straling, mogelijke beschadiging van het gezichtsvermogen of zelfs verlies van het gezichtsvermogen als de instructies niet worden opgevolgd. Als u het gepulseerde licht te lang op één plek gebruikt, kan de huid beschadigd raken. Als u lichtgevoelig bent, middelen voor lichtgevoeligheid of kruidenmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gebruikt. Grijs of wit haar mag niet geëpileerd worden. Niet gebruiken op plaatsen waar fillers of toxine zijn geïnjecteerd. Verwijder producten zoals make-up, sieraden, oorbellen en piercings voor elk gebruik. Vermijd contact met vloeistoffen en vocht en haal de stekker uit het stopcontact aan het einde van het gebruik bij gebruik in de badkamer. Niet onderdempelen in het bad. Dit apparaat is niet ontworpen voor medische of gezondheidsdoeleinden. Zorg ervoor dat de lichtzender in goede staat is en niet kapot is, anders mag u het apparaat niet gebruiken. Als u tijdens het gebruik van het apparaat niet lekker wordt, zet het apparaat dan uit en neem contact op met uw huisarts. Als de huid erg rood wordt of erg lang rood blijft dient u te stoppen met de behandeling tot uw huid er weer normaal uitziet. Neem contact op met uw huisarts als u hierover twijfelt. Maak het contactpunt regelmatig schoon met een doek en heet water om te voorkomen dat het vettig wordt. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met het apparaat. Haal het apparaat uit het stopcontact als u het niet gebruikt. Niets aan het snoer verbinden en zorg ervoor dat het niet gaat rollen. Houd het snoer uit de buurt van hete of scherpe oppervlakken. Controleer of het apparaat niet meer van stroom wordt voorzien en volledig is afgekoeld voordat u begint met schoonmaken. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Dompel het apparaat of het snoer niet in vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Niet gebruiken in de buurt van elke bron van water of in vochtige omgevingen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het oplaad. Dit apparaat is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verander het apparaat of de onderdelen niet. Apparatuur, onderdelen of kabels die defect of niet goed functioneren, niet gebruiken of proberen te repareren. Alleen een gekwalificeerde technicus zou dit moeten doen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt,

met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvorschriften voor recycling. Laat het product volledig afkoelen voordat je het opbergt. Gooi dit artikel weg in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96 / EG. Informeer jezelf over de lokale recyclingwetgeving voor elektrische en elektronische producten en volg deze voorschriften. Gooi dit product niet bij het huisvuil. Het volgen van deze richtlijnen helpt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz – 0,8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Golflengte: ≥530 nm
- Behandeloppervlak: 3 cm²
- Pulsen: 999999 (+/-1 %)
- Werkingsstemperatuur: 5-45
- Accessoires inbegrepen: IPL-beschermbril en scheerapparaat

VOORAFGAANDE OVERWEGINGEN

- De duur van een haargroeycyclus is 15 tot 25 maanden. Voor een langdurige haarverwijdering zijn meerdere sessies van het IPL Hair Removal Device InnovaGoods® vereist. Dit is afhankelijk van factoren als het gedeelte van het lichaam waarvan het haar wordt verwijderd, de kracht en de kleur van het haar en de manier waarop de IPL Hair Removal Device InnovaGoods® wordt gebruikt.
- Het is in een ontharingsplan aan te raden twee weken te houden tussen de eerste 4 behandel sessies in, en 4 weken tussen de daaropvolgende sessies tot u de gewenste resultaten heeft bereikt.
- Het IPL Hair Removal Device InnovaGoods® heeft 5 energieniveaus: niveau 1 (4 j/cm2), niveau 2 (5 j/cm2), niveau 3 (6 j/cm2), niveau 4 (7 j/cm2), niveau 5 (8 j/cm2).
- Naarmate het energieniveau toeneemt, zullen de ontharingsresultaten toenemen, evenals de risico's op mogelijke bijwerkingen. Selecteer het energniveau dat het beste bij uw huidtype past.
- Het IPL Hair Removal Device InnovaGoods® bevat een oogbeschermingssysteem dat de emissie van de lichtpulsen voorkomt als het behandeloppervlak niet volledig in contact is met de huid. Draag altijd de beschermbril.
- Haarverwijdering op basis van licht is niet geschikt voor mensen met donkere of zeer getinte huid. Het kan brandwonden, blaren of veranderingen van de huidskleur veroorzaken op hele donkere huid. Gebruik altijd het minimale vermogen.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® heeft 2 instellingen voor gebruik: handmatig en automatisch.

INSTRUCTIES

- Voordat u elke sessie start, dient het haar te worden afgeschoren, en de huid dient schoon en droog te zijn. Haar dient van tevoren niet met was, epilator of pincet te worden verwijderd. Gebruik het scheerapparaat.
- De huid dient voor tenminste 2 weken voor de behandeling niet blootgesteld te zijn geweest aan de zon.
- Doe de adapter in een stopcontact en in de

connector (1) van het apparaat; het scherm zal enkele seconden knipperen.

- Om het apparaat uit te schakelen, drukt u 3 seconden op de knop (2); dit zal de ventilator en het scherm activeren. Het scherm zal het aantal resterende keren knipperen weergeven (A), het pictogram van het geselecteerde vermogen (B), het pictogram van het soort programma (C) (handmatig of automatisch) en het ventilatorpictogram (D). Druk op de knop (2) en laat deze los om het volgende energieniveau te selecteren (B) op het scherm (3).
- Zet de IPL-beschermbril op.
- Automatische instelling: Druk op de knop (5) en houd deze 3 seconden ingedrukt, er zal een scherm worden weergegeven met een pictogram van 3 stippen (C). Plaats de kop van het apparaat (4) in een geheel verticale stand op de huid en glijd er langzaam mee zonder het contact met de huid te verliezen. Voorkom dat u hetzelfde gedeelte meer dan eens behandeld of delen van de huid overlapt. De pulsen zullen afhankelijk van het gekozen vermogen variëren tussen de 1 en 3 seconden.
- Handmatige instelling: druk op knop (5) en houd deze 3 seconden ingedrukt, het scherm met het pictogram van 3 stippen (C) zal verdwijnen. Plaats de kop van het apparaat (4) n een geheel verticale stand op de huid en druk eenmaal op knop (5) om een puls uit te stoten; indien dit geen ongemak veroorzaakt, verhoog dan het energieniveau. Probeer diverse energieniveaus tot u het hoogste niveau bereikt waarop u geen ongemak ervaart. Verplaats de kop naar het volgende deel van de huid en herhaal het proces.
- Als u 48 uur na het begin van de behandeling geen bijwerkingen ondervindt, kunt u de volledige behandeling op hetzelfde energieniveau voortzetten of dit verhogen en deze test op elk te behandelen lichaamsdeel herhalen.
- Het is normaal om een licht warm en tintelend gevoel te ervaren gedurende de behandeling, evenals een lichte roodheid van de huid. Als u een ernstige roodheid van de huid, blaren of brandwonden bemerkt, stop dan onmiddellijk met de behandeling.
- Voorkom blootstelling aan de zon van gedeelten die behandeld zijn met energieniveaus 2 tot 5. Zorg ervoor dat u behandelde huid zorgvuldig beschermd met zonnebrand gedurende de ontharingsperiod en voor ten minste 2 weken na de laatste sessie.
- Schakel het apparaat uit door te drukken op knop (1); er zal een aftelling van 10 seconden op het scherm verschijnen; haal de stekker er niet uit tot op het scherm «OFF» verschijnt.
- Reinig de kop met een lichtvochtige doek en droo hem dan af.

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

INNOVAGOODS®
www.innovagoods.com

INNOVAGOODS®
www.innovagoods.com

WAŻNE: INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. Unikaj patrzenia bezpośrednio w pulsującą światło. Zawsze używaj okularów ochronnych IPL. Nie używaj urządzenia, jeśli Twoja skóra ma

IPL Hair Removal Device InnovaGoods -

naturalnie ciemną karnacją lub ma silną opaleniznę. Nie używaj na poziomach energii od 2 do 5, jeśli Twoja skóra była ostatnio wystawiona na działanie słońca lub sztucznych promieni UVA. Nie wystawiaj skóry na działanie promieni słonecznych bez żadnej ochrony po zastosowaniu urządzenia na poziomach mocy od 2 do 5. W ciągu dwóch tygodni następujących po każdej sesji należy chronić skórę filtrem przeciwsłonecznym SPF 30 lub wyższym. Nie używaj urządzenia wokół oczu lub w ich pobliżu. Zachowaj ostrożność podczas pielęgnacji zarostu. Nie stosuj urządzenia na tatuaże, makijaż permanentny, plamy na skórze, pieprzyki, brodawki, sutki, miejsca intymne lub usta. Może to powodować oparzenia, pęcherze lub zmiany koloru skóry. Nie stosuj na miejsca z egzemą, łuszczycą, opryszczką, ranami lub innymi chorobami skóry. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z lekarzem. Nie stosuj na obszarach skóry, w których występowała rozległa opryszczka. Nie stosuj urządzenia w podcas ciąży, ani w okresie karmienia piersią. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji istnieje ryzyko promieniowania optycznych lub możliwego uszkodzenia oczu lub nawet utraty wzroku. Zbyt długie stosowanie światła pulsacyjnego w tym samym miejscu może spowodować uszkodzenie skóry. W przypadku nadwrażliwości na światło, przyjmowania leków światłoczułających lub ziołowych, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy depilować siwych lub białych włosów. Nie stosować w miejscach, w których wstrzyknięto wypełniacze lub toksyny. Przed każdym użyciem należy usunąć makijaż, biżuterię, kolczyki, piercing, itp. W przypadku stosowania w łazience należy unikać kontaktu z płynami, wilgocią i odłączyć urządzenie od zasilania po zakończeniu użytkowania. Nie zanurzać w wannie. To urządzenie nie jest przeznaczone do celów medycznych ani zdrowotnych. Należy upewnić się, że generator światła jest w dobrym stanie i nie ma pęknięć, w przeciwnym razie nie wolno go używać. W przypadku odczuwania dyskomfortu podczas korzystania z urządzenia, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Jeśli zauważyłś nadmierne lub długotrwałe zaczerwienienie, należy przerwać zabiegi do chwili, gdy skóra odzyska swój normalny wygląd. W przypadku pojawienia się wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Czyścić regularnie powierzchnię kontaktu ze skórą za pomocą szmatki i ciepłej wody w celu uniknięcia gromadzenia się olejków. Wyłącznie do użytku domowego. Upewnij się, że napięcie zasilania jest odpowiednie dla urządzenia. Odłącz aparat każdorazowo, gdy nie jest używany. Nie ciągnij za przewód i upewnij się, że się nie zwija. Trzymaj przewód z dala od gorących lub ostrych powierzchni. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że aparat jest odłączony od zasilania i całkowicie ostygl. Przecieraj wilgotną ściereczką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu w cieczach. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie używaj w pobliżu źródła wody lub wilgotnych miejsc. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest używane. Ten aparat nie jest zabawką. Przechowywać z dala od dzieci. Nie należy modyfikować aparatu ani jego komponentów. Jeżeli urządzenie, jego części lub przewód zostaną uszkodzone lub nie działają prawidłowo, nie używaj ich ani nie próbuj naprawiać. Tylko wykwalifikowany

pracownik powinien to zrobić. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu. Wyrzucić produkt zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96 / WE. Zapytaj o lokalne przepisy dotyczące recyklingu produktów elektrycznych i elektronicznych i wykonaj następujące kroki. Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Przestrzeganie tych instrukcji pomoże zapobiec szkodliwym konsekwencjom dla bezpieczeństwa osobistego i środowiskowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wejście AC: 100-240 V / 50-60 Hz / 0,8 A
- Wejście DC: 12 V / 2 A
- Długość fali: ≥530 nm
- Powierzchnia oddziaływania: 3 cm²
- Pulsacja: 999999 (+/-1 %)
- Zakres temperatur działania: 5-45
- Akcesoria w komplecie: Okulary ochronne IPL i maszynka do golenia

UWAGI WSTĘPNE

- Czas wzrostu włosów wynosi od 15 do 25 miesięcy. Aby uzyskać efekt długotrwałego usunięcia włosów, wymagane będzie przeprowadzenie kilku sesji przy użyciu PL Hair Removal Device InnovaGoods®. Zależy to od takich czynników, jak obszar ciała, z którego usuwane są włosy, siła i kolor włosów oraz sposób, w jaki jest używane urządzenie IPL Hair Removal Device InnovaGoods®.
- W planie depilacji zaleca się utrzymanie 2 tygodni ostepu między pierwszymi 4 zabiegami i 4 tygodnie między kolejnymi, aż do osiągnięcia pożądanych rezultatów.
- Urządzenie IPL Hair Removal Device InnovaGoods® posiada 5 poziomów mocy: poziom 1 (4 J/cm2), poziom 2 (5 J/cm2), poziom 3 (6 J/cm2), poziom 4 (7 J/cm2), poziom 5 (8 J/cm2).
- Wraz ze wzrostem poziomu energii rośnie skuteczność usuwania włosów, a także ryzyko możliwych skutków ubocznych. Wybierz poziom energii, który najlepiej pasuje do rodzaju Twojej skóry.
- IPL Hair Remova Device InnovaGoods® wyposażony jest w system ochrony oczu, który zapobiega emisji impulsów świetlnych, jeśli powierzchnia urządzenia nie przylega całkowicie do skóry. Zawsze zakładaj okulary ochronne.
- Usuwanie włosów za pomocą światła pulsacyjnego nie jest odpowiednie dla osób o ciemnej karnacji skóry lub z silną opalenizną. Na ciemnej skórze może powodować to oparzenia, pęcherze i zmiany koloru skóry. Zawsze zaczynaj używanie urządzenia od najniższego poziomu mocy.
- Urządzenie IPL Hair Removal Device InnovaGoods® ma 2 tryby działania: ręczny i automatyczny.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed każdą sesją należy ogolić włosy, a skórę oczyścić i wysuszyć. Włosów nie należy wcześniej usuwać za pomocą wosku, depilatora ani pęsety. Użyj maszynki do golenia.
- Skóra nie może być wystawiona na działanie słońca przez co najmniej 2

- tygodnie przed zabiegiem.
- Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego i do złącza (1) w urządzeniu; ekran będzie migał przez kilka sekund.
- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk (2) przez 3 sekundy. Aktywuje to również wentylator i ekran. Na ekranie pojawi się liczba pozostałych pulsacji (A), ikona wybranej mocy (B), ikona typu programu (C) (ręczny lub automatyczny) oraz ikona wentylatora (D). Naciśnij i zwolnij przycisk (2), aby wybrać kolejny poziom energii (B) na ekranie (3).
- Założ okulary ochronne IPL.
- Ustawienia automatyczne: Naciśnij i przytrzymaj przycisk (5) przez 3 sekundy. Wyświetlą się 3 kropki na ekranie (C). Umieść głowicę urządzenia (4) w pozycji całkowicie pionowej względem skóry i przesuwaj ją powoli, zachowując cały czas kontakt ze skórą. Unikaj stosowania urządzenia dwukrotnie do tego samego obszaru skóry lub nakładania się powierzchni poddawanych zabiegowi. Impulsy będą się zmieniać od 1 do 3 sekund w zależności od wybranego poziomu mocy.
- Ustawienia manualne: Naciśnij i przytrzymaj przycisk (5) przez 3 sekundy. Wyświetlane wcześniej 3 kropki zgasną (C). Umieść głowicę urządzenia (4) w pozycji całkowicie pionowej względem skóry i naciśnij raz przycisk (5), aby wyemitować impuls; jeśli nie odczuwasz dyskomfortu, możesz zwiększyć poziom energii. Wypróbuj różne poziomy mocy, aż osiągniesz najwyższy, który nie powoduje dyskomfortu. Prześnij głowicę urządzenia na kolejny obszar skóry i powtórz proces.
- Jeśli w przeciągu 48 godzin od rozpoczęcia zabiegu nie wystąpią żadne działania niepożądane, można kontynuować pełen zabieg na tym samym lub zwiększonym poziomie energii, powtarzając ten test na każdej części ciała poddawanej zabiegowi.
- Podczas zabiegu odczuwalne jest uczucie lekkiego ciepła i mrowienia oraz wystąpi niewielkie zaczerwienienie skóry. Jeśli zauważyłś silne zaczerwienienie skóry, pęcherze lub oparzenia, natychmiast przerwij zabieg.
- Należy unikać ekspozycji na słońce obszarów skóry poddanych działaniu urządzenia ustawionego na poziom mocy od 2 do 5. Upewnij się, że starannie chronisz skórę poddaną zabiegowi filtrem przeciwsłonecznym przez cały okres depilacji i przez co najmniej 2 tygodnie po ostatniej sesji.
- Wyłącz urządzenie naciskając przycisk (1); na ekranie pojawi się odliczanie od 10 sekund; nie odłączaj kabla, dopóki na ekranie nie pojawi się symbol „OFF”.
- Głowicę można wyczyścić wilgotną szmatką, a następnie dobrze ją wysuszyć.

MAGYAR

FIGYELMEZTETÉSEK

FONTOS: AZ INSTRUKCIÓKAT ŐRIZZE MEG A JŐVŐBENI KONZULTÁCIÓKHOZ. Kerülje a pulzáló fénybe tekintést. Mindig viselje az IPL biztonsági szemüveget. Ne használja a készüléket, ha a bőre természetesen sötét vagy nagyon leburnult. Ne használja a 2-től

5-ig terjedő energiaszintet, ha bőre a közelmúltban napsugárzásnak vagy mesterséges UVA sugárzásnak volt kitéve. Ne tegye ki a bőrt napfénynek védelem nélkül, miután 2-től 5-ig terjedő energiaszinten használta. Minden periódus után két hétig SPF 30 vagy magasabb fényvédővel kell védenie a bőrt. Ne használja a szem körül vagy annak környékén. Legyen elővigyázatos, amikor arcszörzetet szőrteleníti. Ne használja tetoválásokon, tartós sminken, bőrfoltokon, anyajegyeken, szemölcsökön, mellbimbón, nemi szerveken, vagy ajkakon. Égési sérüléseket, hólyagokat, vagy a bőrszín elváltozását okozhatja. Ne használja ekcéma, pikkelysömör, herpesz, sebek, vagy bármilyen bőrbetegség esetén. Ha kétségei vannak, forduljon orvoshoz. Ne használja a bőr olyan területein, ahol a körélményében herpesz kitörések szerezelnek. Ne alkalmazza, ha terhes, vagy szoptat. Az utasítások be nem tartása esetén fennáll az optikai sugárzás, az esetleges szemkárosodás vagy akár a látás elvesztésének veszélye. Ha túl sokáig alkalmazza az impulzusfényt ugyanazon a helyen, bőrkárosodás léphet fel. Ha fényérzékeny, fényérzékenyítő szereket vagy gyógynövényeket szed, a készülék használatá előtt konzultáljon orvosával. Az ősz vagy fehér szőrszálakat nem szabad epilálni. Ne használja olyan területeken, ahol töltőanyagot vagy toxint felszabderáltak be. Minden használat előtt távolítsa el a sminket, ékszereket, fülbevalókat, piercingeket stb. Kerülje a folyadékkal, nedvességgel való érintkezést, a használat végén húzza ki a konnektorból, ha fürdőszobában használja. Ne merüljön bele a fürdőkádba. Ezt a készüléket nem orvosi vagy egészségügyi célokra tervezték. Győződjön meg róla, hogy a fénykibocsátó jó állapotban van és nem lyukas, ellenkező esetben ne használja. Ha rosszul érzi magát, ne használja tovább a készüléket és konzultáljon orvosával. Ha túlzott, vagy tartós bőrpírt tapasztal, hagyja abba amíg a bőr visszanyeri normális állapotát. Ha kétségei vannak, konzultáljon orvosával. Gyakran tisztítsa meg a kezelendő bőrfelületet melegvízzel ruhával az olaj felhalmozódásának elkerülése végett. Otthoni használatra alkalmas. Győződjön meg róla, hogy az áramforrás feszültsége megfelel a készülékhez. Húzza ki a készüléket, amikor nem használja. Ne húzza meg a kábelt, és győződjön meg róla, hogy nem csavarodott meg. Tartsa távol a kábelt forró felületektől vagy éles tárgyaktól. A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva a hálózatról és lehűlt teljesen. Nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. Ne martsa a készüléket vagy a vezetéket folyadékba. Ne használja nedves kézzel. Na használja vízforrás mellett, vagy nedves környezetben. Otthoni használatra alkalmas. Haználja rendeltetésszerűen a készüléket. Tartsa a készüléket száraz, pormentes helyen. Ne hagyja a bekapcsolt készüléket őrizetlenül. Ez a készülék nem játékszer, tartsa távol a gyermekektől. Ne módosítsa a készüléket, vagy bármely össztevőjét. Ha a készülék, a kábel, vagy az alkatrészek hibásnak tűnnek, vagy nem működnek megfelelően, ne használja vagy próbálja megjavítani azokat. Csak képzett műszerész végezheti a javítást. Ezt a készüléket gyermekek, vagy korlátozott testi vagy pszichés képességűek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, aki vigyáz épségükre. Ez a termék nem háztartási hulladék, újrahasznosításnál kövesse a környezetvédelmi előírásokat. Ezt a terméket a 2002/96/EK európai irányelvvel összhangban kell megsemmisíteni. Tudjon meg többet az elektromos és elektronikus termékek helyi újrahasznosítási szabályairól és kövesse azokat. Ne dobja ki a terméket

háztartási hulladékkal. Az utasítások betartásával elkerülheti az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív következményeket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz – 0,8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Hullámhossz: ≥530 nm
- Kezelési felület: 3 cm²
- Impulzusok: 999999 (+/-1 %)
- Űzemi hőmérséklet: 5-45 °C
- Tartozékok: IPL védőszemüveg és borotva

ELŐZETES MEGFONTOLÁSOK

- A hajnövekedési ciklus időtartama 15-25 hónap. A tartós szőrtelenítés eléréséhez többszöri megismétlés szükséges az IPL Hair Removal Device InnovaGoods®-val való szőrtelenítéshez. Ez olyan tényezőktől függ, mint például a test azon területének jellemzői, ahonnan a szőrt eltávolítják, a szőrzet erőssége és színe, valamint az IPL Hair Removal Device InnovaGoods® használatának módja.
- A szőrtelenítési tervben tanácsos két hetet hagyni az első 4 kezelés között, és 4 hetet a következő kezeléseek között, amíg el nem éri a kívánt eredményeket.
- Az IPL Hair Removal Device InnovaGoods® 5 energiaszinttel rendelkezik: 1. szint (4 J/cm2), 2. szint (5 J/cm2), 3. szint (6 J/cm2), 4. szint (7 J/cm2), 5. szint (8 J/cm2).
- Ahogy az energiaszint növekszik, úgy nőnek a szőrtelenítés eredményei, valamint a lehetséges mellékhatások kockázatai is. Válassza ki a bőrtípusának leginkább megfelelő energiaszintet.
- Az IPL Hair Removal Device InnovaGoods® olyan szemvédő rendszert tartalmaz, amely megakadályozza a fényimpulzusok kibocsátását, ha a kezelési felület nincs teljes érintkezésben a bőrrel. Mindig viselje a védőszemüveget.
- A világos alapú szőrtelenítés nem alkalmas sötét vagy nagyon leburnult bőrű emberek számára. Nagyon sötét bőrön égési sérüléseket, hólyagokat és a bőrszín elváltozását okozhatja. Mindig a minimális teljesítményen használja.
- Az IPL Hair Removal Device InnovaGoods® 2 beállítással rendelkezik: kézi és automatikus.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Minden szőrtelenítési időszak megkezdése előtt a szőrzetet le kell borotválni, és a bőrnek tisztának és száraznak kell lennie. A szőrzetet nem szabad előzetesen eltávolítani viasz, epilátor vagy csipesz segítségével. Borotvát használjon.
- A bőr a kezelés előtt legalább 2 hétig ne legyen kitéve napsugárzásnak.
- Csatlakoztassa az adaptert konnektorhoz és a készülék csatlakozójához (1); a kijelző néhány másodpercig villogni fog.
- A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a (2) gombot 3 másodpercig; ez aktiválja a ventilátort és a kijelzőt. A képernyőn megjelenik a fennmaradó villanások száma (A), a kiválasztott teljesítmény ikonja (B), a programtípus ikonja (C) (manuális vagy automatikus) és a ventilátor ikonja (D). Nyomja meg és engedje ki a gombot (2) a következő energiaszint (B) kiválasztásához a képernyőn (3).
- Vegye fel az IPL védőszemüveget.

- Automatikus beállítás: Nyomja meg és tartsa lenyomva az (5) gombot 3 másodpercig, ekkor megjelenik a képernyő egy ikonnal, amely 3 pontot (C) jelenít meg. Helyezze a készülékfejet (4) teljesen függőleges helyzetbe a bőrön, és lassan siklassa anélkül, hogy megszakítaná a bőrrel való érintkezést. Kerülje, hogy ugyanazon terület többszöri kezelését, vagy átfedő bőrfelületeket. Az impulzusok a kiválasztott teljesítménytől függően 1 és 3 másodperc között változnak.
- Kézi beállítás: Nyomja meg és tartsa lenyomva az (5) gombot 3 másodpercig, és a képernyő, amelyen a 3 pont (C) ikon látható, eltűnik. Helyezze a készülékfejet (4) teljesen függőleges helyzetbe a bőrön, és nyomja meg egyszer az (5) gombot, hogy impulzust bocsásson ki; Ha nem érez kellemetlenséget, növelje az energiaszintet. Próbáljon ki különböző energiaszinteket, amíg el nem éri a legmagasabbat, amely nem okoz kellemetlenséget. Mozgassa a fejét a bőr következő területére, és ismételje meg a folyamatot.
- Ha 48 órával a kezelés megkezdése után nem tapasztal káros hatásokat, akkor a teljes kezelést ugyanolyan vagy megnövelt energiaszinten folytathatja, megismételve ezt az eljárást minden egyes kezelendő testrészen.
- Normális, hogy kissé meleg érzést és bizsergést érez a kezelés során, valamint enyhe bőrpírt tapasztal. Ha a bőr nagyon bepirosodik, hólyagokat, vagy égési sérüléseket észlel, azonnal hagyja abba a kezelést.
- Kerülje a napsugárzást a bőr bármely olyan területén, amelyet 2 és 5 közötti energiaszinttel kezel. Ügyeljen arra, hogy gondosan védje a kezelt bőrt fényvédővel a szőrtelenítési időszak alatt és legalább 2 hétig az utolsó kezelést követően.
- Kapcsolja ki a készüléket az (1) gomb megnyomásával; a képernyő megjelenik egy 10 másodperces visszaszámolás; ne húzza ki a kábelt, amíg a kijelző meg nem jelenik a "KI" felirattal.
- Tisztítsa meg a fejet enyhén nedves ruhával, majd szárítsa meg.

ROMÂNĂ

AVERTISMENTE

IMPORTANT: PĂSTREAZĂ INSTRUCȚIUNILE PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE. Evitați să vă uitați direct la lumina pulsată. Purtați întotdeauna ochelarii de protecție IPL. Nu utilizați acest dispozitiv dacă pielea dumneavoastră este în mod natural închisă la culoare sau prea bronzată. Nu utilizați la nivelurile de energie 2 până la 5 dacă pielea dumneavoastră a fost expusă recent la soare sau la raze UVA artificiale. Nu expuneți pielea la lumina solară neprotejată după utilizarea la nivelurile de energie 2 până la 5. Timp de două săptămâni după fiecare ședință, protejați pielea cu o cremă de protecție solară cu SPF30 sau mai mare. Nu se utilizează în jurul sau în apropierea ochilor. Fiți extrem de precauți atunci când tratați părul facial. Nu se utilizează pe tatuaje, machiaj permanent, imperfecțiuni ale pielii, alunițe, negi, sfărcuri, organe genitale sau buze. Pot apărea arsuri, bășici sau modificări ale culorii pielii. Nu se

utilizează pe zone cu eczeme, psoriazis, herpes, răni sau orice altă boală de piele. Dacă aveți indoieli, consultați un medic. Nu utilizați pe zone ale pielii cu antecedente de focare de herpes. Nu utilizați dacă sunteți gravidă sau alăptați. Există un risc de radiații optice, posibilă leziuni oculare sau chiar pierderea vederii dacă nu sunt respectate instrucțiunile. Dacă aplica lumina pulsată prea mult timp pe același loc, pot apărea leziuni ale pielii. Dacă ești fotosensibil(ă), dacă iei fotosensibilizatori sau remedii naturiste, consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul. Părul gri sau alb nu trebuie epilat. Nu se utilizează pe zonele în care au fost injectate materiale de umplere sau toxine. Îndepărtează machiajul, bijuteriile, cerceii, piercingurile etc. înainte de fiecare utilizare. Evită contactul cu lichidele, umiditatea, scoate dispozitivul din priză la sfârșitul utilizării dacă este folosit în băi. Nu îl scufunda în cadă. Acest dispozitiv nu este conceput în scopuri medicale sau de sănătate. Asigură-te că emițătorul de lumină este în stare bună și nu prezintă scurgeri, în caz contrar nu îl utiliza. Dacă simțiți orice disconfort atunci când folosiți aparatul, întrerupeți utilizarea acestuia și consultați un medic. Dacă observați o înroșire excesivă sau prelungită, întrerupeți tratamentul până când pielea își va recupera aspectul normal. Dacă aveți dubii, consultați medicul dumneavoastră. Curățai cu regularitate zona de contact cu pielea cu o cârpă și apă caldă, pentru a evita acumularea de uleiuri. Potrivit numai pentru uz casnic. Asigurați-vă că voltajul sursei de alimentare corespunde cu cel al aparatului. Deconectați aparatul de la priză întotdeauna când nu îl folosiți. Nu trageți de cablu și asigurați-vă că nu se încurcă. Păstrați cablul departe de suprafețe fierbinți sau ascuțite. Înainte de a-l curăța, verificați dacă aparatul este deconectat de la priză și dacă s-a răcit complet. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Nu introduceți aparatul sau cablul în lichide. Nu îl manipulați cu mâinile ude. Nu-l folosiți în apropierea unei surse de apă sau într-un loc umed. Potrivit numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este pornit. Acest aparat nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu modificați aparatul și niciunul din componentele sale. Dacă aparatul, piesele sau cablul par a fi defecte sau a nu funcționa corect, nu le folosiți sau încercați să le reparați. Doar un tehnician calificat trebuie să o facă. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla. Eliminați acest articol conform directivei europene 2002/96/EC. Informați-vă cu privire la legislația locală de reciclare a produselor electrice și electronice și respectați-o. Nu aruncați acest produs împreună cu gunoii menajeri. Respectarea acestor indicații contribuie la evitarea consecințelor negative pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul inconjurător.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz – 0,8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Lungimea unde: ≥530 nm
- Suprafața de tratament: 3 cm²
- Impulsuri: 999999 (+/-1 %)
- Temperatura de lucru: 5-45
- Accesorii incluse: ochelari de protecție

IPL Hair Removal Device InnovaGoods -

	IPL și aparat de ras	
---------------	----------------------	---------------

CONSIDERAȚII PREALABILE

- Durata unui ciclu de creștere a părului este de 15 până la 25 de luni. Pentru a obține o epilare de lungă durată, sunt necesare mai multe ședințe cu IPL Hair Removal Device InnovaGoods®. Depinde de factori precum zona corpului care urmează să fie epilată, rezistența și culoarea firului de păr și modul în care este folosit IPL Hair Removal Device InnovaGoods®.
- Într-un plan de epilare, se recomandă să se lase două săptămâni între primele 4 ședințe de tratament și 4 săptămâni pentru următoarele ședințe, până la obținerea rezultatelor dorite.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® are 5 niveluri de energie: nivelul 1 (4 j/cm2), nivelul 2 (5 j/cm2), nivelul 3 (6 j/cm2), nivelul 4 (7 j/cm2), nivelul 5 (8 j/cm2).
- Pe măsură ce nivelul de energie crește, cresc și rezultatele epilării, precum și riscul unor posibile efecte secundare. Selectați nivelul de energie care se potrivește cel mai bine tipului dumneavoastră de piele.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® încorporează un sistem de protecție a ochilor care împiedică emiterea impulsurilor de lumină dacă suprafața de tratament nu este în contact deplin cu pielea. Purtați întotdeauna ochelarii de protecție.
- Epilarea pe bază de lumină nu este potrivită pentru persoanele cu pielea închisă la culoare sau excesiv de bronzată. În cazul în care pielea este prea închisă la culoare, pot apărea arsuri, bășici și modificări ale culorii pielii. În orice caz, utilizați la putere minimă.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® are 2 moduri de utilizare: manual și automat.

INSTRUCȚIUNI

- Înainte de a începe fiecare ședință, părul trebuie să fie ras, iar pielea trebuie să fie curată și uscată. Nu vă epilați înainte cu ceară, epilator sau pensetă. Folosiți un aparat de ras.
- Pielea nu trebuie să fi fost expusă la soare timp de cel puțin 2 săptămâni înainte de tratament.
- Conectați adaptorul la o priză de curent și la conectorul (1) al aparatului; afișajul va clipi timp de câteva secunde.
- Pentru a porni sau opri aparatul, apăsați și mențineți apăsat butonul (2) timp de 3 s; ventilatorul și afișajul vor fi activate. Pe afișaj apare numărul de clipiri rămase (A), pictograma de putere selectată (B), pictograma tipului de program (C) (manual sau automat) și pictograma ventilatorului (D). Apăsați scurt butonul (2) pentru a selecta următorul nivel de putere (B) pe afișaj (3).
- Puneți-vă ochelarii de protecție IPL.
- Mod automat: apăsați și mențineți apăsat butonul (5) timp de 3 s și pe ecran va apărea o pictogramă cu 3 puncte (C). Așezați capul (4) complet în poziție verticală pe piele și glišați-l încet, fără a pierde contactul cu pielea. Evitați să tratați aceeași zonă de mai multe ori sau să suprapuneți zone de piele. Impulsurile vor varia între 1 și 3 s, în funcție de puterea selectată.
- Mod manual: apăsați și mențineți apăsat butonul (5) timp de 3 s și pictograma cu 3

- puncte (C) va dispărea de pe afișaj. Așezați capul (4) în poziție complet verticală pe piele și apăsați o dată butonul (5) pentru a emite un impuls; dacă nu simțiți niciun disconfort, creșteți nivelul de energie. Încercați diferite niveluri de energie până când ajungeți la cel mai înalt nivel care nu vă provoacă disconfort. Mutați capul în următoarea zonă de piele și repetați procesul.
- Dacă la 48 de ore de la începerea tratamentului nu ai efecte adverse, poți continua tratamentul complet la același nivel de energie sau îl poți mări, repetând acest test pe fiecare parte a corpului care urmează să fie tratată.
- Este normal să simțiți o ușoară senzație de căldură și furnicăтури în timpul tratamentului, precum și o ușoară înroșire a pielii. Dacă observați înroșirea severă a pielii, apariția de bășici sau arsuri, întrerupeți imediat tratamentul.
- Evitați expunerea la soare a zonelor de piele tratate la nivelurile de energie de la 2 la 5. Asigurați-vă că protejați cu atenție pielea tratată cu cremă de protecție solară pe întreaga perioadă de epilare și timp de cel puțin 2 săptămâni după ultima ședință.
- Opriți aparatul prin apăsarea butonului (1); pe afișaj va apărea o numărătoare inversă de 10 s; nu deconectați cablul până când pe afișaj nu apare «OFF».
- Curățați capul cu o cârpă ușor umedă și apoi uscați-l.



DANSK

ADVARSLER

VIGTIGT: GEM VEJLEDNINGEN TIL SENERE

BRUG. Undgå at se direkte på det pulserende lys. Brug altid IPL-sikkerhedsbrillerne. Brug ikke enheden, hvis din hud er naturligt mørk eller er meget garvet. Brug ikke på energiniveauer fra 2 til 5, hvis din hud for nylig har været udsat for sol eller kunstige UVA-stråler. Udsæt ikke huden for sollys uden beskyttelse efter brug på energiniveauer fra 2 til 5. I to uger efter hver session skal du beskytte huden med SPF 30 solcreme eller højere. Brug ikke omkring eller i nærheden af øjnene. Vær forsigtig, når du beskæftiger dig med ansigtshår. Må ikke anvendes på tatoveringer, permanent makeup, hudpletter, modernmærker, vorter, brystvorter, kønsorganer eller læber. Det kan forårsage forbrændinger, blærer eller ændringer i hudfarve. Må ikke anvendes på områder med eksem, psoriasis, herpes, sår eller nogen hudtilstand. Hvis du er i tvivl, konsulter en læge. Brug ikke på områder af huden med en historie med herpesudbrud. Må ikke anvendes, hvis du er gravid eller mens du ammer. Der er risiko for optisk stråling, mulig skade på synet eller endda tab af synet, hvis du ikke følger vejledningen. Hvis du anvender det pulserende lys for længe på det samme område, kan det beskadige huden. Hvis du lider af lysfølsomhed, tager fotosensibiliserende medicin eller tager naturlægemidler, skal du kontakte din læge, før du bruger enheden. Fjern ikke grå eller hvide hår. Må ikke anvendes på områder, der er blevet injiceret med fyldstoffer eller toksiner. Fjern makeup, smykker, øringer, piercing osv. før hver brug. Undgå kontakt med væsker eller fugt; sluk og tag stikket ud

af stikkontakten, når du er færdig med at bruge den, hvis den bruges i badeværelset. Må ikke nedsænkes i badekarret. Denne enhed er ikke designet til medicinske eller sundhedsmæssige formål. Sørg for, at lyssenderen er i god stand og ikke har lækager, ellers må du ikke bruge den. Hvis du føler ubehag, når du bruger enheden, skal du stoppe og søge læge. Hvis du bemærker overdreven eller langvarig rødme, stop behandlingen, indtil huden genvinder sit normale udseende. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din læge. Rens regelmæssigt området for hudkontakt med en klud og varmt vand for at undgå ophobning af olier. Kun egnet til husholdningsbrug. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Tag apparatet ud af stikket, når du ikke bruger den. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Før rengøring skal du sørge for, at apparatet er afbrudt fra strømforsyningen og er kølet helt ned. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Dyp ikke apparatet eller kablet i væsker. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt. Dette apparat er ikke legetøj. Hold det utilgængeligt for børn. Du må ikke ændre på apparatet eller nogen af dets komponenter. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- AC: 100-240 V/50-60 Hz – 0,8 A
- DC: 12 V/2 A
- Bølgelængde: ≥530 nm
- Behandling overflade: 3 cm²
- Impulser: 999999 (+/-1 %)
- Arbejde temperatur: 5-45
- Tilbehør inkluderet: IPL beskyttelsesbriller og barbermaskine

FORUDGÅENDE OVERVEJELSER

- Varigheden af en cyklus af hårvækst er fra 15 til 25 måneder. For at opnå langvarig hårfjerning kræves flere sessioner af „IPL Hair Removal Device InnovaGoods®“. Dette afhænger af faktorer som det område af kroppen, håret fjernes fra, hårets styrke og farve og den måde, hvorpå „IPL Hair Removal Device InnovaGoods®“ anvendes.
- I en hårfjerningsplan tilrådes det at forlade to uger mellem de første 4 behandlingssessioner og 4 uger mellem de følgende sessioner, indtil du opnår de ønskede resultater.
- „IPL Hair Removal Device InnovaGoods®“ har 5 energiniveauer: niveau 1 (4 j/cm2), niveau 2 (5 j/cm2), niveau 3 (6 j/cm2),

- niveau 4 (7 j/cm2), niveau 5 (8 j/cm2).
- Efterhånden som energiniveauet stiger, så gør hårfjerningsresultaterne samt risikoen for mulige bivirkninger. Vælg det energiniveau, der passer bedst til din hudtype.
- „IPL Hair Removal Device InnovaGoods®“ indeholder et øjenbeskyttelsessystem, der forhindrer udledning af lysimpulser, hvis behandlingsoverfladen ikke er i fuld kontakt med huden. Brug altid beskyttelsesbrillerne.
- Lysbaseret hårfjerning er ikke egnet til personer med mørk eller meget garvet hud. På meget mørk hud kan det forårsage forbrændinger, blærer og ændringer i hudfarve. Brug altid ved den minimale effekt.
- „IPL Hair Removal Device InnovaGoods®“ har 2 indstillinger til brug: manuel og automatisk.

INSTRUKTIONER

- Før du starter hver session, skal håret barberes, og huden skal være ren og tør. Hår bør ikke fjernes på forhånd ved hjælp af voks, epilator eller pincet. Brug barbermaskinen.
- Hud må ikke have været udsat for solen i mindst 2 uger før behandlingen.
- Sæt adapteren i en stikkontakt og til stikket (1) på enheden; skærmen blinker i nogle få sekunder.
- For at tænde eller slukke for enheden skal du trykke på knappen (2) og holde den nede i 3 sekunder; dette aktiverer ventilatoren og skærmen. Skærmen viser antallet af tilbageværende blink (A), ikonet for den valgte effekt (B), ikonet for programtypen (C) (manuel eller automatisk) og ventilatorikonet (D). Tryk på knappen (2), og slip knappen (2) for at vælge det næste energiniveau (B) på skærmen (3).
- Sæt IPL-beskyttelsesbrillerne på.
- Automatisk indstilling: Tryk og hold knappen (5) nede i 3 sekunder, så vises en skærm med et ikon, der viser 3 prikker (C). Anbring enhedens hoved (4) i en helt lodret position på huden og glid det langsomt uden at miste kontakten med huden. Undgå at behandle det samme område mere end én gang eller overlappende hudområder. Impulserne varierer mellem 1 og 3 sekunder afhængigt af den valgte effekt.
- Manuel indstilling: Tryk og hold knappen (5) nede i 3 sekunder, og skærmen med ikonet, der viser 3 prikker (C), forsvinder. Placer enhedens hoved (4) i en helt lodret position på huden, og tryk én gang på knappen (5) for at udsende en puls. Hvis du ikke føler ubehag, skal du øge energiniveauet. Prøv forskellige energiniveauer, indtil du når det højeste, der ikke forårsager ubehag. Flyt hovedet til det næste hudområde og gentag processen.
- Hvis du 48 timer efter behandlingens start ikke oplever nogen bivirkninger, kan du fortsætte med den fulde behandling på samme energiniveau eller øge den ved at gentage denne test på hver del af kroppen, der skal behandles.
- Det er normalt at føle en lidt varm følelse og prikken under behandlingen, samt at have en lille rødme i huden. Hvis du observerer en alvorlig rødme i huden, blærer eller forbrændinger, skal du straks stoppe behandlingen.
- Undgå udsættelse for solen på områder af huden behandlet med energiniveauer fra 2 til 5. Sørg for, at du omhyggeligt beskytter den behandlede hud med solcreme i hele

- hårfjerningsperioden og i mindst 2 uger efter den sidste session.
- Sluk enheden ved at trykke på knappen (1); en nedtælling fra 10 sekunder vises på skærmen; tag ikke kablet ud, før skærmen viser „OFF“.
- Rengør hovedet med en let fugtig klud, og tør det derefter.

SVENSKA

VARNINGAR

OBS! BEHÅLL INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA

BRUK. Undvik att titta direkt på det pulserande ljuset. Använd alltid IPL-skyddsglasögonen. Använd inte enheten om din hud är naturligt mörk eller är mycket solbränd. Använd inte på energinivåer från 2 till 5 om din hud nyligen har utsatts för solen eller konstgjorda UVA-strålar. Utsätt inte huden för solljus utan något skydd efter att ha använt den på energinivåer från 2 till 5. I två veckor efter varje session bör du skydda huden med SPF 30 solskyddsmedel eller högre. Använd inte runt eller nära ögonen. Var försiktig när du hanterar ansiktshår. Använd inte på tatueringar, permanent smink, hudfläckar, mol, vårtor, bröstvårtor, könsorgan eller läppar. Det kan orsaka brännskador, blåsor eller förändringar i hudfärg. Använd inte på områden med eksem, psoriasis, herpes, sår eller något hudtillstånd. Om du är osäker, kontakta en läkare. Använd inte på områden i huden med en historia av herpesutbrott. Använd inte om du är gravid eller när du ammar. Om du inte följer anvisningarna finns risk för optisk strålning som kan skada ögonen och i värsta fall göra dig blind. Om du applicerar pulserande ljus för länge på samma område kan huden skadas. Om du lider av ljuskänslighet, tar medicin mot ljuskänslighet eller tar örtmediciner ska du tillfråga läkare innan du använder produkten. Ta inte bort gråa eller vita hårstrån. Använd inte produkten på områden som injicerats med hudfillers eller toxiner. Avlägsna smink, smycken, örhängen, piercingar och liknande före varje användningstillfälle. Undvik kontakt med vätska och fukt och stäng av produkten så fort du är klar med den, om du använder den i ett badrum. Sänk inte ned produkten i badkarer. Produkten är inte utformad för sjuk- eller hälsovård. Kontrollera att ljussändaren är i gott skick. Kontrollera att den inte läcker – om så är fallet ska den inte användas. Om du känner obehag vid användning av apparaten, avbryt behandlingen och kontakta läkare. Om du märker en betydande eller långvarig hudrodnad, avbryt behandlingen tills huden återfår sitt vanliga utseende. Vid tvivel kontakta en läkare. Ytan som har kontakt med huden ska regelbundet rengöras med trasa och varmt vatten för att undvika avlagring av oljor. Enbart för hemmabruk. Försäkra dig om att spänningen hos strömförsörjningen är kompatibel med apparaten. Koppla ur apparaten varje gång den inte används. Dra inte i sladden och se till att den inte blir tilltrasslad. Håll sladden borta från heta eller vassa ytor. Innan du påbörjar rengöringen, försäkra dig om att apparaten är urkopplad och helt avsvälnad. Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Lägg inte apparaten

eller sladden i vätska. Vidrör inte med blöta händer. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga omgivningar. Enbart för hemmabruk. Använd apparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är påslagen. Ten aparat nie jest zabawką. Przechowywać z dala od dzieci. Apparaten eller dess komponenter får inte modifieras. Om apparaten, delarna eller sladden visar defekter eller om de inte fungerar riktigt, ska du inte använda dem eller försöka att reparera dem. Bara en kvalificerad tekniker borde göra det. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Kassera produkten enligt europadirektiv 2002/96/EC. Ta reda på gällande föreskrifter om återvinning av elektriska och elektroniska apparater där du bor och följ anvisningarna. Släng ej produkten i hushållsavfallet. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att förebygga hälso- och miljöfarliga påföljder.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz - 0.8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Våglängd: ≥530 nm
- Behandlingsyta: 3 cm²
- Pulser: 999999 (+/-1 %)
- Arbetstemperatur: 5-45 °C
- Tillbehör ingår: IPL skyddsglasögon och rakapparat







TIDIGARE ÖVERVÄGANDEN

- Varaktigheten av en cykel av hårväxt är från 15 till 25 månader. För att uppnå långvarig hårborttagning krävs flera sessioner med IPL Hair Removal Device InnovaGoods®. Detta beror på faktorer som det område av kroppen som håret tas bort från, hårets styrka och färg och hur IPL Hair Removal Device InnovaGoods® används.
- I en hårborttagningsplan är det lämpligt att lämna två veckor mellan de första 4 behandlingssessionerna och 4 veckor mellan följande sessioner tills du uppnår önskade resultat.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® har 5 energinivåer: nivå 1 (4 j / cm2), nivå 2 (5 j / cm2), nivå 3 (6 j / cm2), nivå 4 (7 j / cm2), nivå 5 (8 j / cm2).
- När energinivån ökar, så gör hårborttagningsresultaten, liksom riskerna för eventuella biverkningar. Välj den energinivå som passar bäst för din hudtyp.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods innehåller® ett ögonskyddssystem som förhindrar utsläpp av ljuspulserna om behandlingsytan inte är i full kontakt med huden. Använd alltid skyddsglasögonen.
- Ljusbaserad hårborttagning är inte lämplig för personer med mörk eller mycket solbränd hud. På mycket mörk hud kan det orsaka brännskador, blåsor och förändringar i hudfärg. Använd alltid med minsta effekt.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® har två inställningar för användning: manuell och automatisk.

INSTRUKTIONER

- Innan varje session påbörjas ska håret rakas och huden ska vara ren och torr.

- Håret ska inte tas bort i förväg med vax, epilator eller pincett. Använd rakapparaten.
- Huden får inte ha utsatts för solen på minst 2 veckor före behandlingen.
- Anslut adaptern till ett eluttag och till kontakten (1) på enheten. skærmen blinkar i några sekunder.
- För att slå på eller stänga av enheten, tryck och håll ned knappen (2) i 3 sekunder; detta aktiverar fläkten och skærmen. Skærmen visar antalet återstående blixtar (A), ikonen för den valda effekten (B), ikonen för programtypen (C) (manuell eller automatisk) och fläktikonen (D). Tryck och släpp knappen (2) för att välja nästa energinivå (B) på skærmen (3).
- Sätt på IPL-skyddsglasögonen.
- Automatisk inställning: Håll knappen (5) intryckt i 3 sekunder så visas en skärm med en ikon som visar 3 punkter (C). Placera enhetens huvud (4) i ett helt vertikalt läge på huden och glid det långsamt utan att förlora kontakten med huden. Undvik att behandla samma område mer än en gång eller överlappande hudområden. Pulserna varierar mellan 1 och 3 sekunder beroende på vilken effekt som valts.
- Manuell inställning: Håll knappen (5) intryckt i 3 sekunder så försvinner skærmen med ikonen som visar 3 punkter (C). Placera enhetens huvud (4) i ett helt vertikalt läge på huden och tryck på knappen (5) en gång för att avge en puls. Om du inte känner något obehag, öka energinivån. Prova olika energinivåer tills du når det högsta som inte orsakar obehag. Flytta huvudet till nästa hudområde och upprepa processen.
- Om du 48 timmar efter att ha påbörjat behandlingen inte har upplevt några bieffekter kan du fortsätta med den fullständiga behandlingen med samma eller högre energinivå. Upprepa testet på varje kroppsdel som du vill behandla.
- Det är normalt att känna en något varm känsla och stickningar under behandlingen, liksom att ha en liten rodnad i huden. Om du observerar en allvarlig rodnad i huden, blåsor eller brännskador, sluta behandlingen omedelbart.
- Undvik exponering för solen på alla områden i huden som behandlas med energinivåer från 2 till 5. Se till att du noggrant skyddar den behandlade huden med solskyddsmedel under hela hårborttagningsperioden och i minst 2 veckor efter den sista sessionen.
- Stäng av enheten genom att trycka på knappen (1); en nedräkning från 10 sekunder visas på skærmen; Koppla inte ur kabeln förrän skærmen visar «AV».
- Rengör huvudet med en lätt fuktig trasa och torka det sedan.



SUOMI

VAROITUKSET

TÄRKEÄÄ: SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. Vältä katsomasta suoraan valoimpulssiin. Käytä aina IPL-suojalaseja. Älä käytä laitetta, jos ihosi on luonnostaan tumma tai hyvin rusketunut. Älä käytä energiatasoja 2-5, jos ihosi on altistunut

IPL Hair Removal Device InnovaGoods -

auringolle tai keinotekoisille UVA-säteille. Älä altista ihoa auringolle ilman suoja-aineita sen jälkeen kun ihoa on käsitelty energiatasolla 2-5. Kahden viikon ajan jokaisen käsittelyn jälkeen sinun on suojattava iho auringonsuoja-aineella, jonka suojakerroin on vähintään SPF 30. Älä käytä laitetta silmien lähellä olevalla alueella. Ole varovainen kasvojen ihokarvojen käsittelyssä. Älä käytä tatuointien, kestoameikkien, näppyjen, luomien ja syylien kohdalla äläkä nänneihin, sukuelimiin tai huuliin. Laite voi aiheuttaa palovammoja, rakkoja ja ihon värimuutoksia. Älä käytä ihon alueilla, joilla on ihottumaa, psoriasista, herpesistä, haavoja tai muita ihomuutoksia. Jos olet epävarma, ota yhteytse lääkäriin. Älä käytä ihoalueilla, joilla on ollut herpesinfektio. Älä käytä jos olet raskaana tai imetät. Jos käyttööhejita ei noudateta, on olemassa optisen säteilyn, mahdollisen silmävaurion tai jopa näön menetyksen vaara. Jos käytät pulssivaloa samaan kohtaan liian pitkään, ihovaurioita voi ilmetä. Jos kärsit valoherkkyydestä, käytät valolle herkistäviä aineita tai lääkevalmisteita, keskustele lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä. Älä käytä harmaille tai valkoisille karvoille. Älä käytä laitetta niillä alueilla, joihin on pistetty täyteaineita tai toksiiinia. Poista meikki, korut, korvakorut, lävistykset jne. ennen jokaista käyttökertaa. Vältä kosketusta nesteiden ja kosteuden kanssa, irrota laite käytön jälkeen, jos käytät kylpyhuoneessa. Älä upota kylpyammeeseen. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lääketieteellisiin tai terveydenhoidollisiin tarkoituksiin. Varmista, että valolähetin on hyvässä kunnossa eikä vuoda, muussa tapauksessa älä käytä sitä. Jos olet epävarma laitteen käytöstä, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin. Jos punoitus on voimakasta tai pitkiäyty, lopeta hoito kunnes iho palaa normaaliksi. Jos asia epäilyttää, ota yhteyttä lääkäriin. Puhdista ihokontaktialue säännöllisesti liinalla ja kuumalla vedellä estääksesi öljyjen kerääntymisen. Sopii vain kotitalouskäyttöön. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen jännitettä. Irrota laite verkkovirrasta, kun et käytä sitä. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Pidä johto erillään kuumista pinnoista ja terävistä esineistä. Ennen puhdistusta varmista, että laite on irrotettu verkkovirrasta ja täysin jäähtynyt. Puhdista se hieman kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä kosketa märin käsin. Älä kosketa märin käsin. Älä käytä laitetta vesipisteen lähellä tai kosteissa tiloissa. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Älä jätä laitetta vartioimatta, kun se on päällä. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä lasten ulottumattomissa. Älä muokkaa laitetta tai mitään sen komponentteja. Jos laite, jokin sen osa tai kaapeli vaikuttaa vialliselta tai ei toimi kunnolla, älä käytä tai yritä korjata niitä. Vain pätevä sähköasentaja saa tehdä korjaustoimenpiteet. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta vastaavan aikuisen valvonnassa. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristömääräyksiä sen kierrättämiseksi. Hävitä tuote eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Kysy paikallisesta kierrätyslainsäädännöstä sähkö- ja elektroniikkatuotteille ja noudata näitä ohjeita. Älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana. Näiden ohjeiden avulla estetään haitalliset seuraukset henkilö- ja ympäristöturvallisuudelle.

TEKNISET TIEDOT

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz – 0,8 A
- DC: 12 V / 2 V
- Aaltopituus: ≥ 530 nm
- Käsittelypinta: 3 cm²
- Impulssit: 999999 (+/-1 %)
- Käyttölämpötila: 5-45 °C
- Sisältyvät tarvikkeet: IPL-suojalasit ja sheiveri

HUOMIONARVOISTA

- Karvankasvun kierto on 15-25 kuukautta. Karvojen poistoon pitkäaikaisella tuloksella vaaditaan useita käsittelyjä IPL Hair Removal Device InnovaGoods® -laitteella. Tulokset riippuvat muun muassa siitä, miltä kehon alueelta ihokarvat poistetaan, karvan paksuudesta ja väristä ja IPL Hair Removal Device InnovaGoods®:n käyttötavasta.
- Karvanpoistosuunnitelmassa suositellaan kahden viikon taukoa ensimmäisten 4 käsittelykertojen välillä, ja 4 viikkoa seuraavien käsittelyjen välillä halutun tuloksen saavuttamiseksi.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods®:ssa on 5 energiatasoa: taso 1 (4 j/cm2), taso 2 (5 j/cm2), taso 3 (6 j/cm2), taso 4 (7j/cm2), taso 5 (8j/cm2).
- Energiatason noustessa myös karvanpoistotulokset nousevat kuten myös riski mahdollisista sivuvaikutuksista. Valitse omalle ihotyypillesi sopivin energiataso.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods®:ssa on 2 käyttöasetusta: manuaalinen ja automaattinen.

KÄYTTÖOHJEET

- Ennen jokaista käsittelykertaa ihokarvat on ajeltava ja ihon on oltava puhdas ja kuiva. Ihokarvoja ei saa ennen käsittelyä poistaa vahalla, epilaaattorilla tai pinseteillä. Käytä sheiveriä.
- Ihoa ei saa altistaa auringolle vähintään 2 viikkoon ennen käsittelyä.
- Kytke adapteri pistorasiaan ja laitteen liittimeen (1); näytö vilkkuu muutaman sekunnin ajan.
- Kytkeäksesi laitteen päälle / pois päältä paina ja pidä alhaalla painiketta (2) 3 sekunnin ajan; tämä aktivoi tuulettimen ja näytön. Näytö ilmaisee tulevien impulssien määrän (A), valitun tehon kuvakkeen (B), ohjelmatyyppin kuvakkeen (C) (manuaalinen tai automaattinen) ja tuulettimen kuvakkeen (D). Paina ja vapauta painike (2) valitaksesi seuraava energiataso (B) näytöltä (3).
- Laita IPL-suojalasit.
- Automaattinen asetus: Paina ja pidä alhaalla painiketta (5) 3 sekunnin ajan ja näytöön tulee kuvake, jossa on 3 pistettä (C). Aseta laitteen pää (4) täysin pystysuorassa asennossa iholle ja liu'uta sitä hitaasti irrottamatta sitä iholta. Vältä käsittelemästä samaa aluetta useamman kuin yhden kerran tai ihon limittäytymistä. Impulssien kesto

vaihtelee 1-3 sekuntiin valitun tehon mukaan.

- Manuaalinen asetus: Paina ja pidä alhaalla painiketta (5) 3 sekunnin ajan ja näytön kolmen pisteen kuvake (C) katoaa. Aseta laitteen pää (4) täysin on
- pystysuorassa asennossa iholle ja paina painiketta (5) yhden kerran impulssin lähettämiseksi; jos et tunne oloasi epämukavaksi, lisää energiatasoa. Kokeile eri energiatasoja kunnes saavutat korkeimman tason, joka ei aiheuta epämukavuutta. Siirrä pää toiselle ihoalueelle ja toista prosessi.
- Jos haittavaikutuksia ei havaita 48 tunnin kuluttua hoidon aloittamisesta, voit jatkaa hoitoa samalla energiatasolla tai lisää sitä toistaen tämän testin jokaisessa hoidettavassa kehon osassa.
- Lievä lämmöntunne tai kihelmöinti on aivan normaalia käsittelyn aikana kuten myös ihon lievä punoitus. Jos huomaat voimakasta punoitusta, rakkoja tai palovammoja iholla, lopeta käsittely välittömästi.
- Vältä aurinkoa ihoalueilla, jotka on käsitelty energiatasolla 2-5. Sinun tulee ehdottomasti suojella käsitelty alue auringolta käyttämällä auringonsuoja-ainetta koko karvanpoistojakson ajan ja vähintään 2 viikkoa viimeisen käsittelykerran jälkeen.
- Sammuta laite painamalla painiketta (1); laskenta 10 sekunnista alaspäin näkyy näytöllä, älä irrota kaapelia ennen kuin näytöllä lukee "OFF".
- Puhdista pää kostealla liinalla ja kuivaa se.

InnovaGoods®

LIETUVIŲ

İSPĖJIMAS

SVARBU: İSSAUGOKITE INSTRUKCIJAS

ATEIČIAI. Venkite žiūrėti tiesiai į pulsuojančią šviesą. Visada dėvėkite apsauginius IPL akinius. Nenaudokite prietaiso, jei jūsų oda yra natūraliai tamsi arba labai įdegusi. Nenaudokite 2-5 energijos lygių, jei jūsų oda neseniai buvo veikiamą saulės arba dirbtinių UVA spindulių. Naudodami prietaisą nuo 2 iki 5 energijos lygiu, nelaikykite odos saulės spinduliuose be jokios apsaugos. Dvi savaites po kiekvieno seanso turėtumėte saugoti odą apsauginiu kremu nuo saulės su SPF 30 arba aukštesniu. Nenaudokite aplink akis arba arti jų. Atsargiai elkitės su veido plaukais. Nenaudokite ant tatuiruočių, permanentinio makiažo, odos dėmių, apgamų, karpų, spenelių, lytinių organų ar lūpų. Gali sukelti nudegimus, pūsles ar odos spalvos pokyčius. Nenaudokite ant vietų, kuriose yra egzema, psoriazė, pūslelinė, žaizdos ar bet kokios odos būklės. Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją. Nenaudokite ant odos vietų, kuriose anksčiau buvo herpeso protrūkių. Nenaudokite, jei esate nėščia arba maitinate krūtimi. Jei nesilaikysite nurodymų, kyla optinės spinduliuotės, galimo regėjimo pažeidimo ar net regėjimo praradimo pavojus. Jei impulsinę šviesą naudosite per ilgai toje pačioje vietoje, galite pažeisti odą. Jei kenčiate nuo jautrumo šviesai, vartojate šviesai jautrinančius vaistus ar vaistažoles, prieš naudodami prietaisą pasitarkite su gydytoju. Nešalinkite žilų ar baltų plaukų. Nenaudoti vietose, į kurias buvo sušvirkšti užpildai ar toksinai. Prieš kiekvieną

naudojimą nuvalykite makiažą, papuošalus, auskarus ir auskarus. Venkite sąlyčio su skysčiais, drėgme, išjunkite ir ištraukite prietaisą, kai baigsite naudoti, jei naudojate jį vonios kambaryje. Nenardinkite į vonią. Šis prietaisas nebuvo sukurtas medicininiais ar sveikatos tikslais. Įsitinkinkite, kad šviesos skleidėjas yra geros būklės ir ar nėra nuotėkio, kitaip jo nenaudokite. Jei naudodami įrenginį jaučiate diskomfortą, nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją. Jei pastebite itin intensyvų ar ilgai besitiesiantį raudonį, nutraukite gydymą, kol oda atgaus įprastą išvaizdą. Jei kyla abejonių, pasikonsultuokite su gydytoju. Sąlyčio su oda vietą reguliariai nuvalykite šluoste ir karštu vandeniu, kad nesukauptų riebalai. Tinka tik naudojimui namuose. Įsitikinkite, jog elektros energijos tiekimo įtampa suderinama su įrenginiu. Kai prietaiso nenaudojate, jį atjunkite. Netraukite už laido ir pasirūpinkite, kad jis nesusipainiotų. Laikykite laidą toliau nuo karštų arba aštrių paviršių. Valykite įrenginį šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nedėkite įrenginio ar laido į skystį. Nelieskite jo drėgnomis rankomis. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas. Šis prietaisas - ne žaislas. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nemodifikuokite prietaiso ar jo komponentų. Jeigu įrenginyje, jo dalyse ar laide pastebėsite gedimus arba jeigu detalės neveikia tinkamai, nenaudokite jų ir nebandykite jų taisyti patys. Tik kvalifikuotas specialistas turėtų tai padaryti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Išmeskite produktą laikydamiesi Europos Direktyvos 2002/96/EC. Pasiteiraukite apie savo vietinius perdirbimo įstatymus susijusius su elektrinių prietaisų ir produktų išmetimu ir sekite jų nurodymais. Neišmeskite šio produkto su buitineis atliekomis. Sekant šias instrukcijas jūs išmesite produktą tinkmai ir išvengsite žalos gamtai bei visuomenės aplinkai.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz - 0,8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Bangos ilgis: ≥530 nm
- Apdorojamas paviršius: 3 cm²
- Impulsų skaičius: 999999 (+/-1 %)
- Darbinė temperatūra: 5-45
- Priedami priedai: IPL apsauginiai akiniai ir skustuvas

İŞANKSTINĖS PASTABOS

- Plaukų augimo ciklas trunka nuo 15 iki 25 mėnesių. Norint pasiekti ilgalaikį plaukelių šalinimą, reikės kelių "IPL Hair Removal Device InnovaGoods®" seansų. Tai priklausu nuo tokių veiksnių, kaip kūno sritis, kurioje šalinami plaukeliai, plaukelių stiprumas ir spalva bei "IPL Hair Removal Device InnovaGoods®" naudojimo būdas.
- Plaukelių šalinimo plane patartina palikti dviejų savaičių pertrauką tarp pirmųjų 4 procedūrų seansų ir 4 savaičių pertrauką tarp vėlesnių seansų, kol pasieksite norimų rezultatų.
- "IPL Hair Removal Device InnovaGoods®" turi 5 energijos lygius: 1

- lygis (4 j/cm2), 2 lygis (5 j/cm2), 3 lygis (6 j/cm2), 4 lygis (7 j/cm2), 5 lygis (8 j/cm2).
- Didėjant energijos lygiui, didėja ir plaukelių šalinimo rezultatai, taip pat galimo šalutinio poveikio rizika. Pasirinkite geriausiai jūsų odos tipui tinkantį energijos lygį.
- "IPL Hair Removal Device InnovaGoods®" įdiegta akių apsaugos sistema, kuri neleidžia skleisti šviesos impulsų, jei gydymo paviršius visiškai nesiliečia su oda. Visada dėvėkite apsauginius akinius.Šviesos pagrindu atliekamas plaukelių šalinimas netinka žmonėms, kurių oda tamsi arba labai įdegusi. Ant labai tamsios odos gali atsirasti nudegimų, pūslių ir pasikeisti odos spalva. Visada naudokite mažiausią galingumą.
- "IPL Hair Removal Device InnovaGoods®" turi 2 naudojimo nustatymus: rankinį ir automatinį.

INSTRUKCIJA

- Prieš pradėdant kiekvieną seansą plaukeliai turi būti nuskusti, o oda švari ir sausa. Prieš tai plaukelių negalima šalinti vašku, epiliatoriumi ar pincetu. Naudokite skustuva.
- Prieš procedūrą oda bent 2 savaites neturi būti deginama saulėje.
- Įjunkite adapterį į elektros lizdą ir į prietaiso jungtį (1); ekranas kelias sekundes mirksės.
- Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką (2); taip įjungsite ventiliatorių ir ekraną. Ekrane bus rodomas likusių impulsų skaičius (A), pasirinkto maitinimo piktograma (B), programos tipo piktograma (C) (rankinis arba automatinis) ir ventiliatoriaus piktograma (D). Paspauskite ir atleiskite mygtuką (2), kad ekrane (3) pasirinktumėte kitą energijos lygį (B).
- Užsidėkite IPL apsauginius akinius.
- Automatinis nustatymas: Paspauskite ir palaikykite mygtuką (5) 3 sekundes, ir ekrane pasirodys piktograma su 3 taškais (C). Padėkite prietaiso galvutę (4) visiškai vertikaliaje padėtyje ant odos ir lėtai slyskite ja, neprarasdami kontakto su oda. Venkite apdoroti tą pačią sritį daugiau nei vieną kartą. Impulsai, priklausomai nuo pasirinkto galingumo, svyruos nuo 1 iki 3 sekundžių.
- Rankinis nustatymas: Paspauskite ir palaikykite mygtuką (5) 3 sekundes, ir ekrane išnyks piktograma su 3 taškais (C). Padėkite prietaiso galvutę (4) visiškai vertikaliaje padėtyje ant odos ir vieną kartą paspauskite mygtuką (5), kad pasigirstų impulsas; jei nejaučiate jokio diskomforto, padidinkite energijos lygį. Išbandykite skirtingus energijos lygius, kol pasieksite didžiausią, kuris nesukelia diskomforto. Perkelkite galvutę prie kito odos ploto ir pakartokite procesą.
- Jei praėjus 48 valandoms nuo gydymo pradžios nepastebėsite jokio neigiamo poveikio, galite tęsti visą gydymą tuo pačiu energijos lygiu arba jį padidinti. Kartokite šį testą kiekvienai gydomai kūno daliai.
- Normalu, kad procedūros metu jaučiamas šiek tiek šiltas jausmas ir dilgčiojimas, taip pat šiek tiek parausta oda. Jei pastebėjote stiprų odos paraudimą, pūsles ar nudegimus, nedelsdami nutraukite procedūrą.
- Venkite deginti saulėje bet kuriuos odos plotus, apdorotus naudojant 2-5 energijos lygius. Užtikrinkite, kad apdorotą odą kruopščiai saugotumėte apsauginiu

- kremu nuo saulės visą plaukų šalinimo laikotarpį ir bent 2 savaites po paskutinio seanso.
- Išjunkite prietaisą paspausdami mygtuką (1); ekrane pasirodys atgalinis skaičiavimas nuo 10 sekundžių; neatjunkite laido, kol ekrane pasirodys užrašas "OFF" (išjungta).
- Nuvalykite galvutę sudrėkinta šluoste ir nusausinkite.

InnovaGoods®

NORSK

ADVARSLER

VIKTIG: OPPBEVAR ANVISNINGENE FOR

FREMTIDIGE REFERANSER. Unngå å se direkte på det pulserende lyset. Bruk alltid IPL-vernebrillene. Ikke bruk enheten hvis huden din er naturlig mørk eller er veldig solbrun. Ikke bruk på energinivåer fra 2 til 5 hvis huden din nylig har blitt utsatt for sol eller kunstige UVA-stråler. Ikke utsett huden for sollys uten beskyttelse etter bruk på energinivåer fra 2 til 5. I to uker etter hver økt, bør du beskytte huden med SPF 30 solkrem eller høyere. Ikke bruk rundt eller nær øynene. Vær forsiktig når du arbeider med ansiktshår. Ikke bruk på tatoveringer, permanent sminke, hudflekker, føflekker, vorter, brystvorter, kjønnsorganer eller lepper. Det kan forårsake brannskader, blommer eller endringer i hudfarge. Ikke bruk på områder med eksem, psoriasis, herpes, sår eller noen hudtilstand. Hvis du er i tvil, kontakt lege. Ikke bruk på områder av huden med en historie med herpesutbrudd. Skal ikke brukes hvis du er gravid eller mens du ammer. Det er fare for optisk stråling, mulige skader på synet eller til og med tap av synet hvis instruksjonene ikke følges. Hvis du påfører pulserende lys på samme sted for lenge, kan det oppstå hudskader. Hvis du lider av fotosensitivitet, tar fotosensibiliserende legemidler eller urtemedisiner, må du konsultere legen din før du bruker enheten. Grått eller hvitt hår skal ikke fjernes. Skal ikke brukes i områder der fyllstoffer eller giftstoffer har blitt injisert. Fjern sminke, smykker, øredobber, piercinger o.l. før hver bruk. Unngå kontakt med væsker, fuktighet, koble den fra når du er ferdig med å bruke den hvis den brukes på bad eller andre våtrom. Må ikke senkes ned i badekar. Denne enheten er ikke designet for medisinske eller sanitære formål. Pass på at lysemitteren er i god stand og ikke lekker. Ellers ikke bruk den. Hvis du føler ubehag når du bruker enheten må du avslutte bruken og kontakt lege. Hvis du legger merke til overdreven eller langvarig rødhet bør du stoppe behandlingen til huden gjenvinner sitt normale utseende. Er du i tvil bør du kontakte lege. Rens hudkontaktområde regelmessig med en klut og varmt vann for å unngå opphopning av oljer. Egnet bare for bruk i hjemmet. Pass på at spenningen på strømforsyningen er kompatibel med enheten. Koble fra apparatet når du ikke bruker den. Ikke trekk i ledningen, og sørg for at det ikke blir flokete. Holdt ledningen unna varme eller skarpe overflater. Før rengjøring bør du være sikker på at apparatet er koblet fra strømforsyningen og er helt avkjølet. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Ikke legg enheten eller ledningen i væske. Ikke håndter den med våte hender Ikke bruk

enheten i nærheten av en vannkilde eller på fuktige steder. Egnet bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. La ikke enheten være uten tilsyn når den er slått på. Dette apparatet er ikke et leketøy. Oppbevares utlignelig for barn. Ikke endre maskinen eller noen av delene. Hvis enheten, delene eller ledningen viser feil eller at de ikke fungerer som de skal må du ikke bruke dem eller forsøke å reparere dem. Bare en kvalifisert tekniker bør gjøre det. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under oppsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning. Kast produktet i samsvar med Europeisk Direktiv 2002/96/EC. Undersøk den lokale lovgivningen rundt gjenvinning og følg disse reglene. Produktet må ikke kastes sammen med restavfall. Det er viktig at disse instruksjonene følges for å sørge for at vi unngår uønskede konsekvenser både når det gjelder personlig og miljømessig trygghet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- AC: 100-240 V/50-60 Hz – 0,8 A
- DC: 12 V/ 2 A
- Bølgelengde: ≥530 nm
- Behandling overflate: 3 cm²
- Pulser: 999999 (+/-1 %)
- Arbeide temperatur: 5-45
- Tilbehør inkludert: IPL vernebriller og barbermaskin

TIDLIGERE HENSYN

- Varigheten av en sykklus av hårvekst er fra 15 til 25 måneder. For å oppnå langvarig hårfjerning vil det være nødvendig med flere økter med «IPL Hair Removal Device InnovaGoods®». Dette avhenger av faktorer som området på kroppen håret fjernes fra, hårets styrke og farge og måten «IPL Hair Removal Device InnovaGoods®» brukes på.
- I en hårfjerningsplan anbefales det å forlate to uker mellom de første 4 behandlingsøktene, og 4 uker mellom de følgende øktene til du oppnår de ønskede resultatene.
- «IPL Hair Removal Device InnovaGoods®» har 5 energinivåer: nivå 1 (4 j/cm2), nivå 2 (5 j/cm2), nivå 3 (6 j/cm2), nivå 4 (7 j/cm2), nivå 5 (8 j/cm2).
- Når energinivået øker, gjør også hårfjerningsresultatene, samt risikoen for mulige bivirkninger. Velg energinivået som passer best til din hudtype.
- «IPL Hair Removal Device InnovaGoods®» inneholder et øyevernssystem som forhindrer utslipp av lyspulser hvis behandlingsoverflaten ikke er i full kontakt med huden. Bruk alltid vernebrillene.
- Lysbasert hårfjerning er ikke egnet for personer med mørk eller veldig solbrun hud. På veldig mørk hud kan det forårsake brannskader, blommer og endringer i hudfarge. Bruk alltid med minimum strøm.
- «IPL Hair Removal Device InnovaGoods®» har 2 innstillinger for bruk: manuell og automatisk.

INSTRUKSJONER

- Før du starter hver økt, bør håret være barberet og huden skal være ren og tørr. Håret bør ikke fjernes på forhånd ved hjelp av voks, epilator eller pinsett. Bruk

IPL Hair Removal Device InnovaGoods -

Barbermaskinen, som fjerner håret på en sikker og smertefri måde.

- barbermaskinen.
- Huden må ikke ha vært utsatt for sol i minst 2 uker før behandling.
- Koble adapteren til en stikkontakt og til kontakten (1) på enheten; skjermen blinker i noen sekunder.
- For å slå enheten av eller på, trykk og hold knappen (2) i 3 sekunder; dette vil aktivere viften og skjermen. Skjermen viser antall gjenværende blink (A), ikonet for den valgte strømmen (B), ikonet for programtypen (C) (manuell eller automatisk) og vifteikonet (D). Trykk og slipp knappen (2) for å velge neste energinivå (B) på skjermen (3).
- Sett på IPL-beskyttelsesbrillene.
- Automatisk innstilling: Trykk og hold knappen (5) i 3 sekunder, og en skjerm vises med et ikon som viser 3 punkter (C). Plasser enhetshodet (4) i en helt vertikal stilling på huden og glir det sakte uten å miste kontakten med huden. Unngå å behandle det samme området mer enn en gang eller overlappende hudområder. Pulsene vil variere mellom 1 og 3 sekunder avhengig av den valgte effekt.
- Manuell innstilling: Trykk og hold knappen (5) i 3 sekunder, og skjermen med ikonet som viser 3 prikker (C) forsvinner. Plasser enhetshodet (4) i en helt vertikal stilling på huden og trykk på knappen (5) én gang for å avgvi en puls. Hvis du ikke føler noe ubehag, må du øke energinivået. Prøv forskjellige energinivåer til du når det høyeste som ikke forårsaker ubehag. Flytt hodet til neste hudområde og gjenta prosessen.
- Hvis du ikke opplever bivirkninger innen 48 timer etter behandlingsstodt, kan du fortsette hele behandlingen på samme energinivå eller øke den ved å gjenta denne testen på hver del av kroppen som skal behandles.
- Det er normalt å føle en litt varm følelse og prikking under behandlingen, i tillegg til å ha en liten rødhet i huden. Hvis du observerer alvorlig rødhet i huden, blærer eller brannskader, må du stoppe behandlingen umiddelbart.
- Unngå eksponering for solen på områder av huden behandlet med energinivåer fra 2 til 5. Sørg for at du beskytter den behandlede huden forsiktig med solkrem gjennom hele hårfjerningsperioden og i minst 2 uke etter siste økt.
- Slå av enheten ved å trykke på knappen (1); en nedtelling fra 10 sekunder vises på skjermen; ikke trekk ut kablen før skjermen viser «OFF».
- Rengjør hodet med en litt fuktig klut og tørk den deretter.

SLOVENŠČINA

Barbermaskinen, som fjerner håret på en sikker og smertefri måte.

OPOZORILA

POMEMBNO: SHRANITE TA NAVODILA ZA PRIMER KASNEJŠE UPORABE. Izogibajte se gledanju neposredno v impulzno svetlobo. Vedno nosite zaščitna očala IPL. Naprave ne uporabljajte, če je vaša koža naravno temna ali zelo zagorela. Ne uporabljajte pri energijskih nivojih od 2 do 5, če je bila vaša koža pred kratkim izpostavljena soncu ali umetnim UVA žarkom. Kože ne izpostavlјajte sončni svetlobi brez zaščite, potem ko napravo uporabljate na energijskih nivojih od 2 do 5. Dva tedna po vsakemu tretmajo morate

kožo zaščititi s kremo za sončenje SPF 30 ali več. Ne uporabljajte v bližini ali blizu oči. Bodite previdni pri ravnanju z dlakami na obrazu. Ne uporabljajte za tetovaže, trajna ličila, madeže na koži, madeže, bradavice, bradavice na genitalijah ali ustnicah. Lahko povzročijo opekline, mehurje ali spremembe v barvi kože. Ne uporabljajte na predelih z ekcemom, psoriazo, herpesom, ranami ali kakršno koli kožno boleznijo. Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom. Ne uporabljajte na predelih kože z anamnezo izbruhov herpesa. Ne uporabljajte, če ste noseči ali med dojenjem. Ob neupoštevanju navodil obstaja nevarnost optičnega sevanja, možnosti poškodbe oči ali celo izgube vida. Če pulzno svetlobo nanašate na isto točko predolgo, se lahko pojavijo poškodbe kože. V primeru fotosenzibilnosti, jemanja fotosenzibilizatorjev ali zeliščnih zdravil, se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom. Sivih ali belih dlacic ne smemo puliti. Ne uporabljajte na področjih, kjer so bila vbrizgana polnila ali toksini. Pred uporabo odstranite ličila, nakit, uhane, piercinge itd. Izogibajte se stiku s tekočinami in vlago. Po uporabi napravo izklopite, če jo uporabljate v kopalnici. Ne potaplјajte naprave v kad. Ta naprava ni bila zasnovana za medicinske ali zdravstvene namene. Prepričajte se, da je oddajnik svetlobe v dobrem stanju in da ne pušča, sicer ga ne uporabljajte. Če začutite neugodje med uporabo naprave, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom. Če opazite večjo rdečico ali le-ta traja dalј časa, prekinite z uporabo dokler si koža ne opomore. V primeru dvoma, se posvetujte z zdravnikom. Redno očistite območje stika s kožo s krpo in toplo vodo, da se izognete nabiranju olј. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Prepričajte se, da električna napetost ustreza tisti, ki jo ima aparat. Izklopite aparat vedno, ko ga ne uporabljate. Ne vlecite kabla in se prepričajte, da se ne zvije. Naj bo kabel čim dlje od vročih in ostrih površin. Pred čiščenjem preverite, da je aparat odklopljen iz električnega toka in da se je popolnoma ohladil. Očistite ga z krpo, ki je malo navlažena. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Ne potaplјajte aparata ali kabla v tekočine. Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne uporabljajte ga blizu vode ali na vlažnilnih mestih. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabite aparat samo za namene, za katere je namenjen. Napravo pospravite na suho mesto, kjer ni prahu. Ne puščajte naprave brez nadzora, medtem ko je prižgana. Ta aparat ni igrača. Hranite zunaj dosega otrok. Ne spreminјajte aparata niti nobenega njegovega sestavnega dela. Če naprava, deli ali kabel izgledajo pomanjklјivo ali ne delujejo pravilno, jih ne uporabljajte, niti jih poskušajte popravljati. Samo strokovni tehnik sme to narediti. Ta naprava ni oblikovana za otroško uporabo ali uporabo oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če so pod varnostnim nadzorom odrasle osebe. Ta izdelek ni gospodinjiski odpadek, sledite okoljskim normam, ki so veljavne za njegovo reciklažo. Zavrzite ta izdelek v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES. Pozanimajte se o lokalni zakonodaji o recikliranju električnih in elektronskih izdelkov in jo upoštevajte. Ne zavrzite tega izdelka skupaj z drugimi gospodinjiskimi odpadki. Če upoštevamo ta navodila, se izognemo negativnim posledicam na zdravje ljudi in okolje.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz - 0,8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Valovna dolžina: ≥530 nm
- Površina obdelave: 3 cm²

- Pulzi: 999999 (+/-1 %)
- Delovna temperatura: 5-45
- Priiloženi dodatki: IPL zaščitna očala in brivnik

PREDHODNO UPOŠTEVAJTE

- Cikel rasti dlak traja od 15 do 25 mesecev. Za dolgotrajno odstranjevanje dlak je potrebnih več ponovitev uporabe IPL Hair Removal Device InnovaGoods®. To je odvisno od dejavnosti, kot so del telesa, s katerega se odstranjujejo dlake, moč in barva dlak ter način uporabe IPL Hair Removal Device InnovaGoods®.
- Pri načrtu odstranjevanja dlak je priporočljivo, da naredite dva tedna prekinitive med prvimi 4 tretmaji in 4 tedne med naslednjimi, dokler ne dosežete želenih rezultatov.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® ima 5 energijskih nivojev: nivo 1 (4 j/cm2), nivo 2 (5 j/cm2), nivo 3 (6 j/cm2), raven 4 (7 j/cm2), raven 5 (8 j/cm2).
- Ko se raven energije poveča, se povečajo tudi rezultati odstranjevanja dlak, pa tudi tveganja možnih stranskih učinkov. Izberite raven energije, ki je najbolj primerna za vaš tip kože.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® vključuje sistem za zaščito oči, ki preprečuje oddajanje svetlobnih impulzov, če površina ni v polnem stiku s kožo. Vedno nosite zaščitna očala.
- Depilacija na osnovi svetlobe ni primerna za ljudi s temno ali zelo zagorelo kožo. Na zelo temni koži lahko povzročijo opekline, mehurje in spremembe v barvi kože.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® ima 2 nastavitvi za uporabo: ročno in samodejno.

Barbermaskinen, som fjerner håret på en sikker og smertefri måde.

NAVODILA

- Pred začetkom vsakega tretmaja je treba dlake obriti, koža pa mora biti čista in suha. Dlak ne smete predhodno odstraniti z voskom, epilatorjem ali pinceto. Uporabite brivnik.
- Koža ne sme biti izpostavljena soncu vsaj 2 tedna pred tretmajem.
- Priključite adapter v vtičnico in v konektor (1) naprave; zaslon bo nekaj sekund utripal.
- Za vklop ali izklop naprave pritisnite in držite gumb (2) 3 sekunde; to bo aktiviralo ventilator in zaslon. Na zaslonu se prikaže število preostalih pulzov (A), ikona izbrane moči (B), ikona vrste programa (C) (ročno ali samodejno) in ikona ventilatorja (D). Pritisnite in spustite gumb (2), da izberete naslednjo raven energije (B) na zaslonu (3).
- Nadenite si zaščitna očala IPL.
- Samodejna nastavitev: Pritisnite in držite gumb (5) 3 sekunde in prikazal se bo zaslon z ikono s 3 pikami (C). Glavo naprave (4) postavite v popolnoma navpičen položaj na kožo in z nji drsite po koži, ne da bi pri tem izgubili stik s kožo. Izogibajte se tretmaju istega področja večkrat ali prekrivanju predelov kože. Pulzi se gibljejo med 1 in 3 sekundami, odvisno od izbrane moči.
- Ročna nastavitev: Pritisnite in držite gumb (5) 3 sekunde in zaslon z ikono s 3 pikami (C) bo izginil. Postavite glavo naprave (4) v popolnoma navpičen položaj na kožo in enkrat pritisnite gumb (5), da oddate pulz; če ne čutite nelagodja lahko povečate raven energije. Preizkusite različne ravni energije, dokler ne dosežete

najvišje, ki ne povzroča nelagodja. Premaknite glavo na naslednji predel kože in ponovite postopek.

- Če 48 ur po začetku uporabe ne občutite neželenih učinkov, lahko nadaljujete s celotnim postopkom na enaki energijski ravni ali jo povečate, tako da ta test ponovite na vsakem delu telesa, kjer želite odstraniti dlaciče.
- Normalno je, da se med tretmajem občuti rahla toplota in mravljinčenje ter se pojavi rahla pordelost kože. Če opazite močno pordelost kože, mehurje ali opekline, takoj prekinite tretma.
- Izogibajte se izpostavljanju soncu na vseh predelih kože, ki so obdelani z energijskimi nivoji od 2 do 5. Poskrbite, da boste med odstranjevanjem dlak skrbno zaščitili obdelano kožo s kremo za sončenje in vsaj 2 tedna po zadnjem tretmaju.
- Napravo izklopite s pritiskom na gumb (1); na zaslonu se prikaže odštevanje od 10 sekund; ne izključujte kabla, dokler se na zaslonu ne prikaže »IZKLOP«.
- Očistite glavo z rahlo vlažno krpo in jo nato posušite.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Barbermaskinen, som fjerner håret på en sikker og smertefri måde.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

Αποφύγετε να κοιτάτε απευθείας το παλμικό φως. Να φοράτε πάντα τα γυαλιά ασφαλείας IPL. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το δέρμα σας είναι φυσικά σκούρο ή είναι πολύ μαυρισμένο. Μην τη χρησιμοποιείτε σε επίπεδα ενέργειας από 2 έως 5 εάν το δέρμα σας έχει εκτεθεί πρόσφατα στον ήλιο ή στις υπεριώδεις ακτίνες UVA. Μην εκθέτετε το δέρμα στην ηλιακή ακτινοβολία χωρίς καμία προστασία αφού το χρησιμοποιήσετε σε ενεργειακά επίπεδα από 2 έως 5. Για δύο εβδομάδες μετά από κάθε αποτρίκωση, θα πρέπει να προστατεύετε το δέρμα με αντηλιακό SPF 30 ή υψηλότερο. Μην τη χρησιμοποιείτε γύρω ή κοντά στα μάτια. Να είστε προσεκτικοί όταν αντιμετωπίζετε τρίχες στο πρόσωπο. Μην τη χρησιμοποιείτε σε τατουάζ, μόνιμο μακιγιάζ, κηλίδες δέρματος, κρεατοελιές, κονδυλώματα, θηλές, γεννητικά όργανα ή χειλή. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, φουσκάλες ή αλλαγές στο χρώμα του δέρματος. Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιοχές με έκζεμα, ψωρίαση, έρπητα, πληγές ή οποιαδήποτε πάθηση του δέρματος. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιοχές του δέρματος με ιστορικό εστιών έρπητα. Μην τη χρησιμοποιείτε εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε. Υπάρχει κίνδυνος οπτικής ακτινοβολίας, πιθανής βλάβης στα μάτια ή ακόμα και απώλειας της όρασης εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες. Εάν εφαρμόσετε παλμικό φως στο ίδιο σημείο για πολύ καιρό, μπορεί να εμφανιστεί βλάβη στο δέρμα. Εάν υποφέρετε από φωτοαίσθησία, παίρνετε φωτοαισθητοποιητές ή λαμβάνετε φυτικά φάρμακα, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Τα γκρίζα ή άσπρα μαλλιά δεν πρέπει να μαδούνται. Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου έχουν γίνει ένεση πληρωτικών ή τοξινών. Αφαιρέστε το μακιγιάζ, τα κοσμήματα, τα σκουλαρίκια, τα τρυπήματα κ.λπ. πριν από

κάθε χρήση. Αποφύγετε την επαφή με υγρά και υγρασία, αποσυνδέστε το μετά τη χρήση εάν χρησιμοποιείται σε μπάνια. Μην βυθίζεστε στην μπανιέρα. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για ιατρικούς ή υγειονομικούς σκοπούς. Βεβαιωθείτε ότι ο πομπός φωτός είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζει διαρροές, διαφορετικά μην τον χρησιμοποιείτε. Εάν αισθάνεστε οποιαδήποτε ενόχληση όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Εάν παρατηρήσετε υπερβολική ή παρατεταμένη ερυθρότητα, διακόψτε τη θεραπεία μέχρι το δέρμα να ανακτήσει την φυσιολογική του εμφάνιση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Καθαρίστε την περιοχή επαφής του δέρματος τακτικά με ένα πανί και ζεστό νερό, για να αποφευχθεί η συσσώρευση των ελαίων. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι συμβατή με τη συσκευή. Αποσυνδέστε την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Μην τραβάτε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι δεν μερδρεύεται. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες. Πριν τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεδεί από την παροχή ρεύματος και έχει κρνώσει εντελώς. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υλικά για να την καθαρίσετε. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή το καλώδιο σε υγρές επιφάνειες. Μην την πινάτε με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή νερού ή υγρούς χώρους. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται.

Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η συσκευή δεν είναι παικνிடιά. Κρατήστε την μακριά από παιδιά. Μην τροποποιείτε την συσκευή ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά της. Εάν η συσκευή, μέρη της ή το καλώδιο εμφανίσουν βλάβες ή προβλήματα λειτουργίας, σταματήστε την χρήση της και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνος ή μόνη σας. Την επισκευή θα αναλάβει ο αρμόδιος τεχνικός. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από παιδιά ή άτομα με σωματική και διανοητική αναπηρία, εκτός και αν βρίσκονται πλήρως υπό την επίβλεψη ενός ηγλικα, που καθίσταται υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για οικιακά απορρίμματα και θα πρέπει να αποκολληθεί στα περιβαλλοντικά πρότυπα ανακύκλωσης. Απορρίψατε το προϊόν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC. Ενημερωθείτε για την ισχύουσα στον τόπο διαμονή σας νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ακολουθήστε τις υποδείξεις. Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά σκουπίδια. Η συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες θα βοηθήσει στην αποτροπή επιπτώσεων που βλάπτουν την ασφάλεια του ατόμου και του περιβάλλοντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- AC: 100-240V / 50-60Hz – 0,8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Μήκος κύματος: ≥530 nm
- Επιφάνεια επεξεργασίας: 3 cm²
- Παλμοί: 999999 (+/-1 %)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 5-45
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: προστατευτικά γυαλιά IPL και ξυριστική μηχανή

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η διάρκεια ενός κύκλου τριχοφυΐας είναι

- 15 έως 25 μήνες. Για να επιτύχετε αποτρίκωση μεγάλης διάρκειας, απαιτείται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή IPL Hair Removal Device InnovaGoods® πολλές φορές. Εξαρτάται από παράγοντες όπως η περιοχή του σώματος που πρόκειται να αποτρίκωθεί, η δύναμη και το χρώμα των τριχών και ο τρόπος που χρησιμοποιείται η συσκευή IPL Hair Removal Device InnovaGoods®.
- Σε ένα πρόγραμμα αποτρίκωσης, συνιστάται να αφήνετε δύο εβδομάδες μεταξύ των πρώτων 4 φορών αποτρίκωσης και 4 εβδομάδες στις επόμενες φορές μέχρι να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
- Η συσκευή IPL Hair Removal Device InnovaGoods® έχει 5 επίπεδα ενέργειας: επίπεδο 1 (4 j/εκ.2), επίπεδο 2 (5 j/εκ.2), επίπεδο 3 (6 j/εκ.2), επίπεδο 4 (7 j/εκ.2), επίπεδο 5 (8 j/εκ.2).
- Καθώς αυξάνεται το επίπεδο ενέργειας, αυξάνονται και τα αποτελέσματα της αποτρίκωσης, καθώς και ο κίνδυνος πιθανών παρενεργειών. Επιλέξτε το επίπεδο ενέργειας που ταιριάζει καλύτερα στον τύπο του δέρματός σας.
- Η συσκευή IPL Hair Removal Device InnovaGoods® ενσωματώνει σύστημα προστασίας των ματιών που αποτρέπει την εκπομπή παλμών φωτός εάν η επιφάνεια θεραπείας δεν έρχεται σε πλήρη επαφή με το δέρμα. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά.
- Η αποτρίκωση με βάση το φως δεν είναι κατάλληλη για άτομα με σκούρο ή υπερβολικά μαυρισμένο δέρμα. Το δέρμα που είναι πολύ σκούρο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, φουσκάλες και αλλαγές στο χρώμα του δέρματος. Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιήστε την ελάχιστη ισχύ.
- Η συσκευή IPL Hair Removal Device InnovaGoods® έχει 2 τρόπους χρήσης: χειροκίνητη και αυτόματη.

ΟΔΗΓΙΕΣ

- Κάθε φορά προτού ξεκινήσετε, πρέπει να ξυρίζετε τις τρίχες και να έχετε το δέρμα καθαρό και στεγνό. Δεν πρέπει να αποτρίκωνεται προηγούμενως με κερί, αποτρίκωτική συσκευή ή τοιμπιδάκι. Χρησιμοποιήστε το καθαρί.
- Το δέρμα δεν πρέπει να έχει εκτεθεί στον ήλιο για τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την αποτρίκωση.
- Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια πρίζα και στην υποδοχή (1) της συσκευής, η θόνη θα αναβοσβήσει για μερικά δευτερόλεπτα.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (2) για 3 δευτερόλεπτα, ο ανεμιστήρας και η θόνη θα ενεργοποιηθούν. Στην θόνη εμφανίζεται ο αριθμός των υπολειπόμενων αναλαμπών (A), το εικονίδιο της επλεγεμένης ισχύος (B), το εικονίδιο του τύπου του προγράμματος (C) (χειροκίνητο ή αυτόματο) και το εικονίδιο του ανεμιστήρα (D). Κάντε ένα σύντομο πάτημα στο κουμπί (2) για να επιλέξετε το επόμενο επίπεδο ενέργειας (B) στην θόνη (3).
- Φορέστε τα προστατευτικά γυαλιά IPL.
- Αυτόματη λειτουργία: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (5) για 3 δευτερόλεπτα και ένα εικονίδιο με 3 τελείες (C) θα εμφανιστεί στην θόνη. Τοποθετήστε την κεφαλή (4) σε εντελώς κάθετη θέση πάνω στο δέρμα και σύρετέ την αργά χωρίς να χάσετε την επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την αποτρίκωση της ίδιας περιοχής περισσότερες από μία

φορές ή τις επικαλυπτόμενες περιοχές του δέρματος. Οι παλμοί θα ποικίλλουν μεταξύ 1 και 3 δευτερολέπτων ανάλογα με την επλεγεμένη ισχύ.

- Χειροκίνητη λειτουργία: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (5) για 3 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο με τις 3 τελείες (C) θα εξαφανιστεί από την θόνη. Τοποθετήστε την κεφαλή (4) σε εντελώς κατακόρυφη θέση στο δέρμα και πατήστε το κουμπί (5) μία φορά για να εκπέμψετε έναν παλμό, εάν δεν αισθάνεστε καμία ενόχληση, αυξήστε το επίπεδο ενέργειας. Δοκιμάστε διαφορετικά επίπεδα ισχύος μέχρι να φτάσετε στο υψηλότερο που δεν σας ενοχλεί. Μετακινήστε το κεφάλι στην επόμενη περιοχή του δέρματος και επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Εάν δεν εμφανιστές ανεπιθύμητες ενέργειες 48 ώρες μετά την έναρξη της θεραπείας, μπορείτε να συνεχίσετε ολόκληρη τη θεραπεία στο ίδιο ενεργειακό επίπεδο ή να το αυξήσετε, επαναλαμβάνοντας αυτή τη δοκιμή σε κάθε μέρος του σώματος που πρόκειται να θεραπευθεί.
- Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε μια ελαφριά αίσθηση ζεστασίας και μυρμήγκιασμα κατά τη διάρκεια της αποτρίκωσης, καθώς και μια ελαφριά ερυθρότητα του δέρματος. Εάν παρατηρήσετε έντονη ερυθρότητα του δέρματος, φουσκάλες ή εγκαύματα, σταματήστε αμέσως την αποτρίκωση.
- Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο των περιοχών του δέρματος που έχουν υποστεί επεξεργασία με επίπεδα ενέργειας 2 έως 5. Φροντίστε να προστατεύετε προσεκτικά το δέρμα με αντηλιακό καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποτρίκωσης και για τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά την τελευταία αποτρίκωση.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί (1). Μια αντίστοιχη μέτρηση 10 θα εμφανιστεί στην θόνη. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα μέχρι να εμφανιστεί η θόνη "OFF".
- Καθαρίστε την κεφαλή με ένα ελαφρώς υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε την.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Barbermaskinen, som fjerner håret på en sikker og smertefri måde.

ČEŠTINA

Barbermaskinen, som fjerner håret på en sikker og smertefri måde.

UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Neděvejte se přímo do pulzního světla. Vždy mějte na sobě ochranné brýle IPL. Nepoužívejte zařízení, je-li vaše pokožka přirozeně tmavá nebo velmi opálená. Nepoužívejte s úroňněmi energie 2 až 5, byla-li vaše pokožka nedávno vystavena slunci nebo umělým UVA paprskům. Nevystavujte pokožku slunečnímu světlu bez ochrany po roužití úroňní energie 2 až 5. Po dva týdny po každém ošetření byste měli chránit svou pokožku opalovacím krémem s SPF 30 nebo vyšším. Nepoužívejte kolem nebo v blízkosti očí. Optařně s chloupyka na obličjei. Nepoužívejte na tetování, permanentní makeup, kožní skvrny, znamínka, bradavice, bradavky, genitální ani rty. Může způsobit ropáleniny, puchýře nebo změnu barvy pokožky. Nepoužívejte na oblasti s ekzémem, lupénkou, oparem, ranami nebo jinými kožními problémy. Máte-li pochybnosti, poraďte se s lékařem. Nepoužívejte na oblasti

www.innovagoods.com

IPL Hair Removal Device InnovaGoods -

покожky, které byly v minulosti zasaženy oparem. Nepoužívejte v těhotenství a při kojení. Při nedodržení pokynů hrozí optické záření, poškození či dokonce ztráta zraku. Pokud aplikujete pulzní světlo na stejný bod příliš dlouho, může se objevit poškození kůže. Pokud trpíte fotosenzitivitou, užíváte fotosenzibilizátory nebo užíváte bylinné přípravky, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem. Sedě nebo bílé vlasy by se neměly vytrhávat. Nepoužívejte na místa, kde byly vstříknuty výplně nebo toxin. Odstraňte make-up, šperky, náušnice, piercing atd. před každým použitím. Vyhňte se kontaktu s kapalinami a vlhkostí, po ukončení kúry odpojte, pokud přístroj používáte v koupelnách. Neponořujte do vany. Toto zařízení nebylo navrženo pro lékařské nebo zdravotnické účely. Ujistěte se, že je zářič světla v dobrém stavu a bez úniku záření, jinak jej nepoužívejte. Pokud se při použití přístroje dostaví nepřijemné pocity, přestaňte jej používat a poraďte se s lékařem. Pokud zaznamenáte nadměrné nebo dlouhodobější zarudnutí, nepokračujte s ošetřováním, dokud se neobnoví normální vzhled kůže. V případě pochybností se poraďte s lékařem. Pravidelně čistěte místo, které se dotýká kůže, hadrem a teplou vodou, aby se zabránilo nahromadění oleje. Vhodné pouze pro domácí použití. Ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako v přístroji. Odpojte zařízení vždy, když se nepoužívá. Netahejte za kabel a zajistěte, aby se nezamotal. Nepokládejte kabel na horké plochy a ostré hrany. Před čištním zkontrolujte, zda je spotřebič odpojen od elektrické sítě a úplně chladný. Čistěte pomocí lehce navlhčeného hadříku. K čištění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Neponořujte přístroj ani kabel do kapaliny. Nemanipulujte se zařízením mokřýma rukama. Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdroje vody nebo ve vlhkých místech. Vhodné pouze pro domácí použití. Přístroj používejte pouze na účely, k nimž je určený. Uložte přístroj na suchém místě bez prachu. Nenechávejte spuštěný přístroj bez dohledu. Tento přístroj není hračka. Udržujte mimo dosah dětí. Neupravujte zařízení ani žádnou z jeho složek. Pokud přístroj, jeho součásti nebo kabel vypadají poškozeně nebo nefungují správně, pak je nepoužívejte, ani se je nesnažte opravit. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Děti a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by neměly manipulovat s tímto zařízením bez dohledu zodpovědné dospělé osoby, která zaručí jejich bezpečí. Nevyhazujte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí. Zlikvidujte výrobek v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC. Informujte se o místní legislativě týkající se recyklace elektrických a elektronických výrobků a dodržujte ji. Nevyhazujte výrobek spolu s domácími odpady. Dodržování těchto pokynů pomáhá zabránit negativním vlivům na lidské zdraví a na zachování bezpečnosti životního prostředí.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz - 0,8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Vlnová délka: ≥530 nm
- Ošetřovaný povrch: 3 cm²
- Impulzy: 999999 (+/-1 %)
- Pracovní teplota: 5-45 °C
- Průslušenství je součástí dodávky: Ochranné brýle a holicí strojek IPL

ПРЕДХОУЦІ ЗВ'ЯЗЕНІ

- Trvání cyklu růstu chloupků je 15 až 25

- měsíců. Abychom dosáhli dlouhodobého odstranění chloupků, bude třeba použít IPL Hair Removal Device InnovaGoods® víckrát. To záleží na faktorech, jako je oblast těla, ze které se chloupky odstraňují, síla a barva chloupků a způsob, jakým se IPL Hair Removal Device InnovaGoods® použije.
- V plánu odstraňování chloupků je vhodné ponechat dva týdny mezi prvními 4 ošetřeními a 4 týdny mezi následujícími ošetřeními, než dosáhnete požadovaných výsledků.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® má 5 úrovní energie: úroveň 1 (4 j/cm²), úroveň 2 (5 j /cm²), úroveň 3 (6 j/cm²), úroveň 4 (7 j/cm²), úroveň 5 (8 j/cm²).
- Jak se zvyšuje úroveň energie, tak se zvyšují i výsledky odstraňování chloupků, stejně jako riziko možných vedlejších účinků. Zvolte úroveň energie, která nejlépe vyhovuje vašemu typu pokožky.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® obsahuje systém ochrany očí, který předchází vysílání světelných impulzů, není-li ošetřovaný povrch v plném kontaktu s pokožkou. Vždy mějte nasazené ochranné brýle.
- Odstraňování chloupků na bázi světla není vhodné pro lidi s tmavou nebo velmi opálenou pokožkou. Na velmi tmavé pokožce může způsobit popáleniny, puchýře a změny barvy pokožky. Vždy jej používejte na minimální výkon.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® má 2 nastavení pro použití: manuální a automatické.

NÁVOD

- Před každým použitím by chloupky měly být oholené a pokožka by měla být čistá a suchá. Chloupky by se neměly předem odstraňovat za použití vosku, epilátoru nebo pinzety. Použijte holicí strojek.
- Pokožka nesmí být vystavena slunci alespoň 2 týdny před ošetřením.
- Zapojte adaptér do elektrické zásuvky a ke konektoru (1) zařízení; obrazovka bude několik sekund blikat.
- K zapnutí a vypnutí zařízení stiskněte a držte po 3 sekundy tlačítko (2); to aktivuje větrák a obrazovku. Na obrazovce se ukáže počet zbývajících bliknutí (A), ikona se zvoleným výkonem (B), ikony typu programu (C) (manuální nebo automatický) a ikona větráku (D). Stiskněte a pusťte tlačítko (2) pro výběr další úrovně energie (B) na obrazovce (3).
- Nasaďte si ochranné brýle IPL.
- Automatické nastavení: stiskněte a držte po 3 sekundy tlačítko (5) a zobrazí se obrazovka s ikonou 3 teček (C). Umístěte hlavu (4) zařízení do plně vertikální polohy na pokožte a posouvejte je pomalu, aniž byste ztratili kontakt s pokožkou. Neošetřujte tu samou oblast více než jednou, ani ať se oblasti pokožky nepřekrývají. Impulzy se budou pohybovat od 1 do 3 sekund podle zvoleného výkonu.
- Manuální nastavení: Stiskněte a držte po 3 sekundy tlačítko (5) a obrazovka s ikonou 3 teček (C) zmizí. Umístěte hlavu (4) zařízení do plně vertikálně polohy na pokožce a jednou stiskněte tlačítko (5) k vysílání impulzu; nepocítujete-li žádně nepohodlí, zvyšte úroveň energie. Vyzkoušejte různé úrovně energie, až dosáhnete nejvyšší, která nepůsobí nepohodlí. Posuňte hlavu do další oblasti a proces opakujte.
- Pokud se do 48 hodin po zahájení kúry neprojeví nežádoucí účinky, můžete v celé kúře pokračovat se stejnou energetickou hladinou nebo ji zvýšit, přičemž tento test

zopakujete na každé ošetřované části těla.

- Během ošetření je normální cítit mírné teplo a brnění a také mít lehce zarudlou pokožku. Pozorujete-li silné zarudnutí pokožky, puchýře nebo popáleniny, okamžitě ošetření ukončete.
- Nevystavujte slunci žádné oblasti pokožky ošetřené úrovněmi energie 2 až 5. Ujistěte se, že budete pečlivě chránit ošetřenou pokožku opalovacím krémem během období odstraňování chloupků a alespoň 2 týdny po posledním ošetření.
- Vypněte zařízení stisknutím tlačítka (1); na obrazovce se objeví odpočítávání od 10 sekund; neodpojujte kabel dřív, než se na obrazovce zobrazí «OFF».
- Očistěte hlavu vlhkým hadříkem a potom ji osušte.

БЪЛГАРСКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВАЖНО: ЗАПАЗЕТЕ ИНСТРУКЦИИЕ ЗА

БЪДЕЩА СПРАВКА. Избягвайте да гледате директно в импулсната светлина. Винаги носете предпазни очила IPL. Не използвайте уреда, ако кожата ви е естествено тъмна или много загоряла. Не използвайте при енергийни нива от 2 до 5, ако кожата ви наскоро е била изложена на слънце или изкуствени UVA лъчи. Не излагайте кожата на слънчева светлина без никаква защита, след като я използвате на енергийни нива от 2 до 5. В продължение на две седмици след всяка сесия трябва да защитавате кожата със слънцезащитен крем SPF 30 или по-висок. Не използвайте около или близо до очите. Бъдете внимателни, когато се занимавате с окосмяване по лицето. Не използвайте върху татуировки, перманентен грим, петна по кожата, бенки, брадавици, зърна, гениталии или устни. Може да причини изгаряния, мехури или промени в цвета на кожата. Да не се използва върху зони с екзема, псориазис, херпес, рани или каквото и да е заболяване на кожата. Ако се съмнявате, консултирайте се с лекар. Не използвайте върху участъци от кожата с анамнеза за огнища на херпес. Не използвайте, ако сте бременна или по време на кърмене. Съществува риск от оптично излъчване, възможно увреждане на очите или дори загуба на зрение, ако инструкциите не се спазват. Ако прилагате импулсна светлина към една и съща точка твърде дълго, могат да се появят увреждания на кожата.Ако страдате от фоточувствителност, приемате фотосензибилизатори или билкови лекарства, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате устройството.Сивата или бяла коса не трябва да се скубе.Не го използвайте върху зони, където са инжектирани пълнежи или токсини.Премахнете грима, бижута, обеци, пиърсинг и др. преди всяка употреба.Избягвайте контакт с течности и влага, изключете след употреба, ако го използвате в бани.Не се потапяйте във ваната. Това устройство не е предназначено за медицински или здравни цели. Уверете се, че излъчвателя на светлина е в добро състояние и няма течове, в противен случай не го използвайте. Ако почувствате някакво

неудобство, докато използвате устройството, преустановете използването и се консултирайте с лекар. Ако забележите повишено или продължително зачервяване, спрете лечението, докато кожата възвърне нормалния си вид. При съмнение, консултирайте се с лекар. Почиствайте контактната зона с кожата редовно с кърпа или топла вода, за да избегнете натрупване на масла. Подходящ само за използване удома Уверете се, че напрежението на електрозахранването е съвместимо с това на устройството. Изключете уреда, когато не го използвате. Не дърпайте кабела и се уверете, че кабелът не е усукан. Дръжте кабела далече от топли и остри повърхности. Преди почистване, уверете се, че уредът е изключен от захранването и е напълно изстинал. Почиствайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Не поставяйте устройството и кабела в течности. Не го закачайте с влажни ръце. Не използвайте устройството в близост до водоизточници или във влажни места. Подходящ само за използване удома. Използвайте уреда само по предназначение. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. Не оставяйте устройството без надзор докато е включено. Този уред не е играчка. Да се пази от деца. Не променяйте уреда или някоя от частите му. Не използвайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството, частите или кабела, в случай че се окажат дефектни или не функционират правилно. Само квалифициран техник трябва да извършва ремонта. Това устройство не е предназначено за позлване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастен, отговарящ за тяхната безопасност. Този продукт не е битов отпадък, затова следвайте действащите екологични стандарти за рециклиране. Извършлете този артикул съгласно европейската директива 2002/96/ЕО. Информирайте се относно местното законодателство за рециклиране на електрически и електронни продукти и го спазвайте. Не извършляйте този продукт с битовите отпадъци. Следвайте тези указания, допринасяте за избягване на негативни последиствия за човешкото здраве и околната среда.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz – 0,8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Дължина на вълната: ≥530 nm
- Повърхност за третиране: 3 cm²
- Имулси: 999999 (+/-1 %)
- Работна температура: 5-45
- Включени аксесоари: IPL защитни очила и самобръсначка

ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД ПРЕДВАРИТЕЛНО

- Продължителността на цикъла на растеж на космите е от 15 до 25 месеца. За постигане на дълготрайна епилация ще са необходими множество сесии с IPL Hair Removal Device InnovaGoods®. Това зависи от фактори като областта на тялото, от която се отстранява космите, силата и цвета на косъма и начина, по който се използва IPL Hair Removal Device

- InnovaGoods®.
- В плана за епилация е препоръчително да оставите две седмици между първите 4 сесии на лечение и 4 седмици между следващите сесии, докато постигнете желаните резултати.
- IPL Hair Removal Devise InnovaGoods® има 5 нива на енергийност: ниво 1 (4 j/cm2), ниво 2 (5 j/cm2), ниво 3 (6 j/cm2), ниво 4 (7 j/cm2), ниво 5 (8 j/cm2).
- С повишаване на енергийното ниво се увеличават и резултатите от епилацията, както и рисковете от възможни странични ефекти. Изберете нивото на енергия, което е най-подходящо за вашия тип кожа.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® включва система за защита на очите, която предотвратява излъчването на светлинни импулси, ако третираната повърхност не е в пълен контакт с кожата. Винаги носете защитни очила.
- Епилацията на светла основа не е подходяща за хора с тъмна или много загоряла кожа. При много тъмна кожа може да причини изгаряния, мехури и промени в цвета на кожата. Винаги използвайте на минимална мощност.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® има 2 настройки за използване: ръчна и автоматична.

ИНСТРУКЦИИ

- Преди да започнете всяка сесия, космите трябва да се обръснат, а кожата да е чиста и суха. Космите не трябва да се отстраняват предварително с кола маска, епилатор или пинсети. Използвайте самобръсначка.
- Кожата не трябва да е била излагана на слънце поне 2 седмици преди третирането.
- Включете адаптера в електрически контакт и към конектора (1) на устройството; екранът ще мига за няколко секунди.
- За да включите или изключите устройството, натиснете и задръжте бутона (2) за 3 секунди; това ще активира вентилатора и екрана. Екранът ще покаже броя на оставащите мигания (А), иконата на избраната мощност (В), иконата на типа програма (С) (ръчна или автоматична) и иконата на вентилатора (D). Натиснете и отпуснете бутона (2), за да изберете следващото енергийно ниво (В) на екрана (3).
- Поставете IPL защитните очила.
- Автоматична настройка: Натиснете и задръжте бутона (5) за 3 секунди и ще се покаже екран с икона, показваща 3 точки (С). Поставете приставката на устройството (4) в напълно вертикално положение върху кожата и я плъзнете бавно, без да губите контакт с кожата. Избягвайте да третирате една и съща област повече от веднъж или припокриващи се участъци от кожата. Импулсите ще варират между 1 и 3 секунди в зависимост от избраната мощност.
- Ръчна настройка: Натиснете и задръжте бутона (5) за 3 секунди и екранът с иконата, показваща 3 точки (С) ще изчезне. Поставете приставката на устройството (4) в напълно вертикално положение върху кожата и натиснете бутона (5) веднъж, за да издадете импулс; ако не чувствате дискомфорт, увеличете нивото на

- енергия. Опитайте различни нива на енергия, докато достигнете най-високото, което не причинява дискомфорт. Преместете главата до следващата област от кожата и повторете процеса.
- Ако не изпитате неблагоприятни ефекти 48 часа след началото на третирането, можете да продължите цялото третиране на същото енергийно ниво или да го повишите, като повторите този тест върху всяка част от тялото, която ще се третира.
- Нормално е да почувствате леко затопляне и истръпване по време на третирането, както и леко зачервяване на кожата. Ако забележите силно зачервяване на кожата, мехури или изгаряния, незабавно спрете третирането.
- Избягвайте излагането на слънце върху участъци от кожата, третирани с енергийни нива от 2 до 5. Уверете се, че внимателно защитавате третираната кожа със слънцезащитен крем през целия период на епилация и поне 2 седмици след последната сесия.
- Изключете устройството чрез натискане на бутон (1); на екрана ще се появи обратно отброяване от 10 секунди; не изключвайте кабела, докато на екрана не се покаже «OFF».
- Почистете приставката с леко влажна кърпа и след това я подсушете.

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

HRVATSKI

UPOZORENJA

VAŽNO: SAČUVAJTE UPUTE ZA BUDUĆU

UPORABU. Izbjegavajte gledanje izravno u pulsirajuću svjetlost. Uvijek nosite IPL zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj uređaj ako vam je koža prirodno tamna ili jako preplanula. Nemojte koristiti na razinama energije od 2 do 5 ako je vaša koža nedavno bila izložena suncu ili umjetnim UVA zrakama. Nemojte izlagati kožu nezaštićenoj sunčevoj svjetlosti nakon korištenja na energetskim razinama od 2 do 5. Dva tjedna nakon svakog tretmana zaštitite kožu kremom za sunčanje sa zaštitnim faktorom 30 ili više. Nemojte koristiti oko ili blizu očiju. Budite oprezni pri tretiranju dlačica na licu. Nemojte koristiti na tetovažama, trajnoj šminki, mrljama na koži, madežima, bradavicama, grudnim bradavicama, genitalijama ili usnama. Mogu se pojaviti opekline, mjehuri ili promjena boje kože. Nemojte ga koristiti na područjima s ekcemom, psorijazom, herpesom, ranama ili herpesa. Nemojte koristiti ako ste trudni ili dojite. Postoji rizik od optičkog zračenja, mogućeg oštećenja vida ili čak gubitka vida ako se ne slijede upute. Ako predugo nanosite pulсно svjetlo na isto mjesto, može doći do oštećenja kože. Ako patite od fotosjetljivosti, uzimate fotosenzibilizatore ili pijete biljne lijekove, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije uporabe uređaja. Sijeda ili bijela kosa ne smije se depilirati. Nemojte koristiti na mjestima gdje su ubrizgana punila ili toksini. Skinite šminku, nakit, naušnice, piercinge itd. prije svake uporabe. Izbjegavajte kontakt s

tekućinama, vlagom, otpojite uređaj kada završite s uporabom ako se koristi u kupaoionicama. Nemojte ga uranjati u kadu. Ovaj uređaj nije namijenjen za medicinske ni sanitarne svrhe. Provjerite je li odašiljač svjetla u dobrom stanju i da ne propušta, inače ga nemojte koristiti. Osjetite li bilo kakvu nelagodu prilikom korištenja uređaja, prekinite s korištenjem i obratite se liječniku. Primijetite li prekomjerno ili predugo crvenilo, obustavite tretman sve dok koža ne poprimi svoj uobičajeni izgled. Ako imate bilo kakvih sumnji, obratite se svome liječniku. Redovito brišite kontaktnu zonu kože krpom i vrućom vodom kako biste izbjegli nakupljanje ulja. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Osigurajte da napon izvora napajanja odgovara naponu uređaja. Isključite kabel uređaja kad god ga ne koristite. Ne povlaćite kabao i pazite da se ne otmotava. Držite kabao podalje od vrućih ili oštrih površina. Prije čišćenja, pobrinite se da je uređaj isključen iz utičnice i da je potpuno ohlađen. Čistite ga blago navlaženom krpom. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Ne stavljajte uređaj niti kabao u tekućinu. Ne upravljajte njime mokrim rukama. Ne koristite ga u blizini izvora vode niti na vlažnim mjestima. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Čuvajte spravu na suhom mjestu gdje nema prašine. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen. Ovaj uređaj nije igračka. Držite ga dalje od dohvata djece. Ne modificirajte uređaj niti ijedan njegov dio.Ako su uređaj, dijelovi ili kabao u kvaru ili ne rade ispravno, ne koristite ih i ne pokušavajte ih popraviti. To smije učiniti samo kvalificirani tehničar. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Ovaj proizvod nije kućanski otpad, u skladu je s ekološkim propisima koji se tiču njegove reciklaže. Odložite ovaj proizvod u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EC. Informirajte se o lokalnim zakonima o reciklaži električnih i elektronskih proizvoda i postupajte u skladu s njima. Ne odlažite ovaj proizvod s kućnim otpadom. Slijedeći ove upute, olakšat ćete sprječavanje ugrožavanja ljudi i okoliša.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz – 0,8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Valna duljina: ≥ 530 nm
- Površina za tretman: 3 cm²
- Impulsi: 999999 (+/-1%)
- Radna temperatura: 5-45
- Priloženi pribor: IPL zaštitne naočale i britvica

PRELIMINARNA RAZMATRANJA

- Duljina ciklusa rasta dlačice je 15 do 25 mjeseci. Za postizanje dugotrajnog uklanjanja dlačica potrebno je više tretmana s IPL Hair Removal Device InnovaGoods®. Ovisi o čimbenicima kao što su područje tijela koje se depilira, jačina i boja dlačice te način na koji se IPL Hair Removal Device InnovaGoods® koristi.
- U planu uklanjanja dlačica preporučuje se ostaviti dva tjedna između prva 4 tretmana, te 4 tjedna u sljedećim tretmanima dok se ne postignu željeni rezultati.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® ima 5 energetskih razina: razinu 1 (4 j/cm2), razinu 2 (5 j/cm2), razinu 3 (6 j/cm2), razinu 4 (7 j/cm2), razinu 5 (8

IPL Hair Removal Device InnovaGoods -

1/2017. 10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017.

- j/cm2).
- Kako se razina energije povećava, tako se povećavaju i rezultati uklanjanja dlačica, kao i rizik od potencijalnih nuspojava. Odaberite razinu energije koja najbolje odgovara vašem tipu kože.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® uključuje sustav zaštite očiju koji sprječava odašiljanje svjetlosnih impulsa ako površina tretmana nije u punom kontaktu s kožom. Uvijek nosite zaštitne naočale.
- Uklanjanje dlačica na bazi svjetla nije prikladno za osobe s tamnom ili pretjerano preplanulom kožom. Na pretamnoj koži može uzrokovati opekline, mjehuriće i promjenu boje. U svakom slučaju, koristite minimalnu snagu.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® ima 2 načina korištenja: ručni i automatski.

10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017.

UPUTE

- Prije početka svakog tretmana, dlačice moraju biti obrijane, a koža čista i suha. Ne smije se prethodno depilirati voskom, depilatorom ili pincetom. Koristite britvicu.
- Koža ne smije biti izložena suncu najmanje 2 tjedna prije tretmana.
- Priključite adapter na utičnicu i na priključak (1) uređaja; ekran će treperjeti nekoliko sekundi.
- Za uključivanje ili isključivanje uređaja pritišćite tipku (2) 3 sekunde; ventilator i ekran će se aktivirati. Na ekranu se prikazuje broj preostalih bljeskova (A), ikona odabrane snage (B), ikona vrste programa (C) (ručni ili automatski) i ikona ventilatora (D). Nakratko pritisnite tipku (2) za odabir sljedeće razine energije (B) na ekranu (3).
- Stavite IPL zaštitne naočale.
- Automatski način rada: pritišćite tipku (5) 3 sekunde i na ekranu će se pojaviti ikona s 3 točke (C). Postavite glavu (4) u potpuno okomit položaj na kožu i polako njome klizite ne gubeći kontakt s kožom. Izbjegavajte tretiranje istog područja više puta ili preklapanja područja kože. Impulsi će varirati između 1 i 3 s ovisno o odabranoj snazi.
- Ručni način rada: pritišćite tipku (5) 3 sekunde i ikona s 3 točke (C) će nestati s ekrana. Postavite glavu (4) u potpuno okomit položaj na kožu i jednom pritisnite tipku (5) za odašiljanje pulsa; ako ne osjećate nikakvu nelagodu, povećajte razinu energije. Pokušajte s različitim razinama snage dok ne dosegnete najvišu koja vam ne smeta. Pomaknite glavu na sljedeće područje kože i ponovite postupak.
- Ako 48 sati nakon početka tretmana ne osjetite nikakve nuspojave, možete nastaviti s cjelovitim tretmanom na istoj razini energije ili je povećati ponavljanjem ovog testa na svakom dijelu tijela koji se tretira.
- Normalno je da se tijekom tretmana osjeti blagi osjećaj topline i trnci, kao i blago crvenilo kože. Ako primijetite jako crvenilo kože, mjehuriće ili opekline, odmah prekinite tretman.
- Izbjegavajte izlaganje suncu područja kože tretiranih razinama energije od 2 do 5. Obavezno pažljivo zaštitite tretiranu kožu kremom za sunčanje tijekom cijelog perioda uklanjanja dlačica i najmanje 2 tjedna nakon posljednjeg uklanjanja dlačica.
- Isključite uređaj pritiskom na tipku (1); na ekranu će se pojaviti odbrojavanje od 10 s; ne isključujte kabel dok se na zaslonu ne

	prikaže "OFF".
	<ul style="list-style-type: none">Očistite glavu lagano vlažnom krpom, a zatim je osušite.

SLOVENČINA

UPOZORNENIA

DÔLEŽITÉ: UCHOVÁVAJTE TENTO NÁVOD PRE BUDÚCE POUŽITIE. Nepozerajte sa priamo do pulzného svetla. Vždy noste IPL ochranné okuliare. Zariadenie nepoužívajte, ak je vaša pokožka prirodzene tmavá alebo veľmi opálená. Nepoužívajte na úrovni energie od 2 do 5, ak bola vaša pokožka nedávno vystavená slnku alebo umelým UVA lúčom. Nevystavujte pokožku slnečnému žiareniu bez akejkolvek ochrany po použití na úrovni energie od 2 do 5. Dva týždne po každom sedení by ste mali pokožku chrániť opaľovacím krémom SPF 30 alebo vyšším. Nepoužívajte okolo očí alebo tesne v ich blízkosti. Pri práci s ochlpením na tvári buďte opatrní. Nepoužívajte na tetovania, permanentný make-up, škvrny na koži, materské znamienka, bradavice, bradavky, genitálie alebo pery. Môže spôsobiť popáleniny, pľuzgiere alebo zmeny farby kože. Nepoužívajte na miesta s ekzémom, psoriázou, herpesom, ranami alebo akýmkoľvek kožným ochorením. Ak máte pochybnosti, poraďte sa s lekárom.

Nepoužívajte na oblasti pokožky s výskytom herpesu v minulosti. Nepoužívajte, ak ste tehotná alebo dočítte. Pri nedodržaní pokynov hrozí riziko optického žiarenia, môže dôjsť k poškodenie zraku alebo dokonca k strate zraku. Ak nanášate pulzné svetlo na ten istý bod príliš dlho, môže sa objaviť poškodenie kože. Ak trpíte citlivosťou na slnečné lúče, užívate fotosenzibilizátory alebo užívate bylinné prípravky, pred použitím prístroja sa poraďte so svojim lekárom. Sivé alebo biele vlasy by sa nemali vytrhávať. Nepoužívajte na miesta, kde boli vstreknuté výplne alebo toxíny. Pred každým použitím odstráňte make-up, šperky, náušnice, piercing atď. Zabráňte kontaktu s tekutinami a vlhkosťou, po použití odpojte, ak sa používa v kúpeľni. Neponárajte do vane. Toto zariadenie nebolo navrhnuté na lekárske alebo zdravotnícke účely. Uistite sa, že dióda je v dobrom stave a netečie, inak ho nepoužívajte. Ak sa pri používaní prístroja dostaví nepríjemné pocity, prestaňte ho používať a poraďte sa s lekárom. Ak ste spozorovali nadmerné alebo dlhodobejšie začervenanie, nepokračujte s ošetrovaním, kým sa neobnoví normálny vzhľad kože. V prípade pochybností sa poraďte s lekárom. Pravidelne čistite miesto, ktoré sa dotýka kože, handrou a teplou vodou, aby sa zabránilo nahromadeniu oleja. Vhodné len pre domáce použitie. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal. Nepokladajte kožu na horúce plochy a ostré hrany. Pred čistením skontrolujte, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne chladný. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrými rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je

určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí. Neupravujte zariadenie ani žiadnu z jeho zložiek. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyžiadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmto pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz – 0,8 A
- DC: 12 V/2 A
- Vlnová dĺžka: ≥530 nm
- Povrch na úpravu: 3 cm²
- Impulzy: 999999 (+/-1 %)
- Pracovná teplota: 5-45
- Dodané príslušenstvo: IPL ochranné okuliare a holiaci strojček

10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017.

PREDCHADZAJÚCE ÚVAHY

- Dĺžka rastového cyklu chlpkov je od 15 do 25 mesiacov. Na dosiahnutie dlhotrvajúceho odstránovania chlpkov bude potrebných niekoľko sedení IPL Hair Removal Device InnovaGoods®. Závisí to od faktorov, ako je oblasť tela, z ktorej sa chlčky odstraňujú, sila a farba chlpkov a spôsob, akým sa IPL Hair Removal Device InnovaGoods® používa.
- V pláne odstránovania chlpkov je vhodné nechať dva týždne medzi prvými 4 ošetreniami a 4 týždne medzi nasledujúcimi sedeniami, kým nedosiahnete požadované výsledky.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® má 5 úrovní energie: úroveň 1 (4 j/cm2), úroveň 2 (5 j/cm2), úroveň 3 (6 j/cm2), úroveň 4 (7 j/cm2), úroveň 5 (8 J/cm2).
- So zvyšujúcou sa úrovníou energie sa zvyšujú aj výsledky odstránovania chlpkov, ako aj riziká možných vedľajších účinkov. Vyberte úroveň energie, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu typu pokožky.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® obsahuje systém ochrany očí, ktorý zabraňuje vyžarovaniu svetelných impulzov, ak ošetrovaný povrch nie je v úplnom kontakte s pokožkou. Vždy noste ochranné okuliare.
- Depilácia na báze svetla nie je vhodná pre ľudí s tmavou alebo veľmi opálenou pokožkou. Na veľmi tmavej pokožke môže spôsobiť popáleniny, pľuzgiere a zmeny farby kože. Vždy používajte pri minimálnom výkone.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® má 2 režimy použitia: manuálny a automatický.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pred začatím každého sedenia by sa mali chlčky oholiť a pokožka by mala byť čistá a suchá. Chlčky by sa predtým nemali odstraňovať pomocou vosku, epilátora

10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017.

- alebo pinzety. Použite holiaci strojček.
- Pokožka nesmie byť vystavená slnku aspoň 2 týždne pred ošetrením.
- Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky a ku konektoru (1) zariadenia; obrazovka bude niekoľko sekúnd blikať.
- Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo (2) na 3 sekundy; tým sa aktivuje ventilátor a obrazovka. Na obrazovke sa zobrazí počet zostávajúcich bliknutí (A), ikona zvoleného výkonu (B), ikona typu programu (C) (manuálny alebo automatický) a ikona ventilátora (D). Stlačením a uvoľnením tlačidla (2) vyberte ďalšiu úroveň energie (B) na obrazovke (3).
- Nasaďte si IPL ochranné okuliare.
- Automatický režim: Stlačte a podržte tlačidlo (5) na 3 sekundy a zobrazí sa obrazovka s ikonou s 3 bodkami (C). Umiestnite hlavicu zariadenia (4) do úplne zvislej polohy na pokožku a pomaly ňou klzajte bez straty kontaktu s pokožkou. Vyhňte sa ošetroniu rovnej oblasti viac ako raz alebo prekryvajúcich sa oblastí kože. Impulzy sa budú meniť medzi 1 a 3 sekundami v závislosti od zvoleného výkonu.
- Manuálny režim: Stlačte a podržte tlačidlo (5) na 3 sekundy a obrazovka s ikonou zobrazujúcou 3 body (C) zmizne. Umiestnite hlavicu prístroja (4) do úplne zvislej polohy na pokožku a stlačte tlačidlo (5), aby ste vydali impulz; ak necítite žiadne nepohodlie, zvýšte úroveň energie. Vyskúšajte rôzne úrovne energie, kým nedosiahnete najvyššiu, ktorá vám nespôsobuje nepohodlie. Presuňte hlavicu na ďalšiu oblasť pokožky a postup zopakujte.
- Ak po 48 hodinách od začiatku liečby nepocítujete nežiaduce účinky, môžete pokračovať v celej liečbe na rovnakej energetickej úrovni alebo ju zvýšiť, pričom tento test zopakujete na každej časti tela, ktorú chcete liečiť.
- Je normálne, že počas ošetrenia pociťujete mierne teplo a brnenie, ako aj mierne začervenanie pokožky. Ak spozorujete silné začervenanie pokožky, pľuzgiere alebo popáleniny, okamžite ukončite liečbu.
- Vyhýbajte sa slnečnému žiareniu na všetkých miestach pokožky ošetroných úrovnami energie od 2 do 5. Uistite sa, že starostlivo chránite ošetronú pokožku opaľovacím krémom počas celého obdobia odstraňovania chlpkov a najmenej 2 týždne po poslednom sedení.
- Vypnite prístroj stlačením tlačidla (1); na obrazovke sa zobrazia odpočítavanie od 10 sekúnd; neodpájajte kábel, kým sa na obrazovke nezobrazí „OFF“.
- Hlavicu očistíte mierne navlhčenou handričkou a potom ju osušte.

EESTI

10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017.

EESTI

HOIATUS

TÄHTIS: SÄILITAGE JUHISED EDASISEKS KASUTAMISEKS. Vältige otse impulssvalgusesse vaatamist. Kandke alati IPL-kaitseprillid. Ärge kasutage seadet, kui teie nahk on loomulikult tume või väga päevitunud. Ärge kasutage energiatasemetel 2 kuni 5, kui teie nahk on hiljuti olnud päikese või kunstlike UVA kiirte käes. Ärge jätke nahka ilma igasuguse kaitseta

päikesevalguse kätte pärast seda, kui olete seda töödelnud energiatasemel 2–5. Kahe nädala jooksul pärast iga seanssi peaksite nahka kaitsma SPF 30 või kõrgema päikesekaitsekreemiga. Ärge kasutage silmade ümbruses ega nende läheduses. Olge äärmiselt ettevaatlik. Ärge kasutage tätoveeringutel, püsimeigil, nahalaikudel, sünnimärkidel, tüügastel, nibudel, suguelunditel ega huultel. See võib põhjustada põletusi, villid või nahavärvimuutusi. Ärge kasutage ekseemi, psoriaasi, herpese, haavade või muude nahahaigustega piirkondades. Kahtluse korral konsulteerige arstiga. Ärge kasutage nahapiirkondadel, kus on esinenud herpese puhanguid. Ärge kasutage, kui olete rase või toidate last rinnaga. Kui te juhiseid ei järgi, on oht optilise kiirguse, nägemiskahjustuse või isegi nägemise kaotuse tekkeks. Kui kasutate impulssvalgustit liiga kaua sama ala kiiritamiseks, võib see nahka kahjustada. Kui teil on valgustundlikkus, te võtate fotosensibiliseerivaid ravimeid või taimseid ravimeid, pidage enne seadme kasutamist nõu oma arstiga. Ärge eemaldage halle või valgeid juukseid. Mitte kasutada kohtadel, kuhu on süstitud täiteaineid või toksiid. Enne iga kasutuskorda eemalda meik, ehted, kõrvarõngad, augustused jne. Vältige kokkupuudet vedelike ja niiskusega, lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust, kui olete selle kasutamise lõpetanud, kui seda kasutatakse vannitoas. Ärge kastke vanni. See seade ei ole ette nähtud meditsiiniliseks ega tervisekaitseks. Veenduge, et valguskiirgur on heas seisukorras ja et sellel ei oleks lekkeid, vastasel juhul ärge seda kasutage. Kui tunnete toote kasutamisel ebamugavustunnet, siis lõpetage selle kasutamine ning konsulteerige arstiga. Kui märkate tugevat või pikemaajalist punetust, lõpetage toote kasutamine, kuni nahk on saavutanud oma tavapärase väljänagemise. Kahtluste puhul konsulteerige arstiga. Puhastage naha kontaktpiirkonda regulaarselt lapi ja kuuma veega, et vältida õlide kogunemist. Sobib vaid kodukasutuseks. Tehke kindlaks, et toiteallika pinge ühildub seadmega. Eemaldage toode vooluvõrgust, kui seda ei kasutata. Ärge siktage juhtmest ning tehke kindlaks, et see ei ole sõlmes. Hoidke juhet eemal kuumadest või teravatest pindadest. Enne puhastamist tehke kindlaks, et toode on eemaldatud vooluvõrgust ning täielikult maha jahtunud. Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid puhastusvahendeid või materjale. Ärge pange seadet ega juhet vette. Ärge kasutage märgade kätega. Ärge kasutage seadet veeallika lähedal või niisketes kohtades. Sobib vaid kodukasutuseks. Kasutage toodet vaid tema ettenähtud eesmärgil. Ladustage seadet kuivas, tolmuvabas kohas. Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. Toode ei ole mänguasi. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Ärge muutke toodet või selle komponente. Kui seade, selle osad või juhe on vigastatud või ei tööta korralikult, ärge üritage neid ise parandada. Ainult väljaõppinud tehnik peaks seda tegema. See seade ei ole mõeldud laste või füüsilise või vaimse puudega isiku poolt kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab täiskasvanu, kes vastutab nende turvalisuse eest. See seade ei ole majapidamisprügi, seega järgige taaskasutuse ja ümbertöötlemise keskkonnastandardeid. Kõrvaldage toode kasutusest vastavusest Euroopa Liidu direktiivile 2002/96 / EÜ. Tutvuge kohalike elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuse seadustega ja järgige nende täitmist. Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka.

Järgides neid juhiseid, saate vältida kahjulikke tagajärgi inimestele ja ohtu keskkonnale.

10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017.

TEHNILISED NÄITAJAD

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz – 0.8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Lainepikkus: ≥530 nm
- Tööeldav pind: 3 cm²
- Impulsid: 999999 (+/-1 %)
- Töötemperatuur: 5-45
- Komplekti kuuluvad tarvikud: IPL kaitseprillid ja raseerija

10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017.

EELNEVAD KAALUTLUSED

- Karvakasvu tsükli kestus on 15 kuni 25 kuud. Saavutamaks pikaajalise kestvusega karvaeemaldust, on vajalik IPL Hair Removal Device InnovaGoods® mitmekordne kasutamine. Tulemus oleneb erinevatest faktoritest nagu kehapiirkond, kust karvu eemaldatakse, karva tugevus ja värvus ning viis, kuidas IPL Hair Removal Device InnovaGoods® kasutatakse.
- Karvaeemalduskavas soovitame jätta kaks nädalat esimeses 4 töötlussessiooni vahele ning 4 nädalat järgmiste sessioonide vahele, kuni olete saavutanud soovitud tulemuse.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® seadmel on 5 energiataset: tase 1 (4 j/cm2), tase 2 (5 j/cm2), tase 3 (6 j/cm2), tase 4 (7 j/cm2), tase 5 (8 j/cm2).
- Energiataseme tõusu kasvuga paranevad ka karvaeemalduse tulemused, kuid samuti ka võimalike kõrvalnähtude ilmnemise tõenäosus. Valige energiatase, mis sobib kõige paremini Teie nahatüübiga.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® seadmega on komplektis silmakaitseüsteem, mis ennetab valgusimpulsside kiirgust, kui töötusala pole täielikus kontaktis nahaga. Kandke alati kaitseprillid.
- Valgusel põhinev karvaeemaldus ei sobi tumeda või väga päevitunud nahaga inimestele. Väga tumedal nahal võib see tekitada põletust, villid ja muutusi naha värvis. Kasutage alati minimaalse võimsusega.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® seadmel on 2 kasutusseadistust: manuaalne ja automaatne.

10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017.

KASUTUSJUHEND

- Enne iga sessiooni alustamist peaks karvad olema raseeritud ning nahk puhas ja kuiv. Eelnevalt ei tohiks karvu eemaldada vahatamise teel, epilatoori või pinsettidega. Kasutage raseerijat.
- Nahka ei tohi päevitada vähemalt 2 nädalat enne töötlust.
- Lülitage adapter vooluvõrku ja pistik (1) seadmega; ekraan vilgub mõne sekundi jooksul.
- Seadme sisse või välja lülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu (2) 3 sekundi jooksul; see aktiveerib ventilatoori ja ekraani. Ekraan esitab allesjäivate impulsside arvu (A), valitud võimsuse ikooni (B), programmitüübi ikooni (C) (manuaalne või automaatne) ning ventilatoori ikooni (D). Vajutage ja vabastage nuppu (2) järgmise energiataseme (B) valimiseks ekraanil (3).
- Pange ette IPL kaitseprillid.
- Automaatne režiim: Vajutage ja hoidke nuppu (5) 3 sekundi jooksul ning ekraanil esitatakse ikoon 3 punktiga (C). Asetage

searme otsik (4) nahale täiesti vertikaalses asendis ja libistage seda aeglaselt nahaga kontakti kaotamata. Vältige sama piirkonna töötlemist rohkem kui ühel korral ja nahapiirkondade kattuvust. Impulsid varieeruvad 1-3 sekundi vahel olenevalt valitud võimsusest.

- Manuaalne režiim: Vajutage ja hoidke nuppu (5) 3 sekundi jooksul ning ekraan 3 punktiga ikooniga (C) kaob. Asetage searme otsik (4) nahale täiesti vertikaalses asendis ja vajutage nuppu (5) üks kord impulsi väljastamiseks; kui te ei tunne ebamugavustunnet, võite energiataset suurendada. Proovige erinevaid energiatasemeid, kuni leiate kõrgeima, mis ei mõjusta ebamugavustunnet. Liigutage otsik järk-järgult nahapiirkonnale ja korrake protsessi.
- Kui 48 tundi pärast ravi alustamist ei esine kõrvaltoimeid, võite jätkata kogu raviga samal energiatasemel või seda suurendada, korrates seda testi iga ravitava kehaosa puhul.
- On normaalne, kui tunnete töötluse ajal kergelt sooja ja kihelevat tunnet, samuti ka naha kerget punetust. Kui nahale tekib tugev punetus, villid või põletus, lõpetage töötlus koheselt.
- Vältige energiatasemetega 2 kuni 5 töödeldud nahapiirkondade paljastamist päikesele. Kontrollige, et kaitsete töödeldud nahka ettevaatlikult päikesekaitsekreemiga kogu karvaeemaldusperioodi jooksul ja vähemalt 2 nädalat pärast viimast sessiooni.
- Lülitage seade välja vajutades nuppu (1); ekraanile ilmub pöördloendus 10 sekundist; ärge eemaldage kaablit vooluvõrgust enne, kui ekraanile ilmub kiri «OFF».
- Puhastage otsik kergelt niiske lapiga ja kuivatage.

РУССКИЙ

10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Не смотрите прямо на пульсирующий свет. Всегда надевайте защитные очки IPL. Не используйте это устройство, если ваша кожа от природы смуглая или сильно загорелая. Не используйте уровни 2-5, если ваша кожа недавно подвергалась воздействию солнца или искусственных лучей UVA. Не подвергайте кожу воздействию незащищенного солнечного света после использования уровней 2-5. В течение двух недель после каждого сеанса защищайте кожу солнцезащитным кремом SPF30 или выше. Не используйте на коже вокруг или рядом с глазами. Соблюдайте осторожность при удалении волос на лице. Не используйте на татуировках, перманентном макияже, ятянах на коже, родинках, бородавках, сосках, половых органах или губах. Могут возникнуть ожоги, волдыри или изменение цвета кожи. Не используйте на участках с экземой, псориазом, герпесом, ранами или любым кожным заболеванием. В случае сомнений, обратитесь к врачу. Не

10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017. 10.08.2017.

www.innovagoods.com

IPL Hair Removal Device InnovaGoods -

используйте на участках кожи с историей вспышек герпеса. Не используйте, если вы беременны или кормите грудью. При несоблюдении инструкций существует риск оптического излучения, возможного повреждения глаз или даже потери зрения. Если слишком долго прикладывать импульсный свет к одной и той же точке, может появиться повреждение кожи. Если вы страдаете светочувствительностью, принимаете фотосенсибилизаторы или лекарственные травы, перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом. Седые или белые волосы нельзя выщипывать. Не используйте на участках, куда вводились наполнители или токсины. Смывайте макияж, снимайте украшения, серьги, пирсинг и т. д. перед каждым использованием. Избегайте контакта с жидкостями и влагой, отключайте устройство после использования, если оно использовалось в ванных комнатах. Не погружайте изделие в воду. Данное устройство предназначено для медицинских и оздоровительных целей. Убедитесь, что излучатель света находится в хорошем состоянии и не имеет дефектов, в противном случае не используйте его. Если вы испытываете какой-либо дискомфорт при использовании устройства, прекратите использование и обратитесь к врачу. Если покраснение будет значительным и обширным, прекратите процедуру до тех пор, пока кожа не восстановит свое обычное состояние. В случае появления какие-либо сомнений, обратитесь к врачу. Регулярно очищайте поверхность контактных участков кожи салфеткой и теплой водой, чтобы избежать накопления масла. Исклчительно для домашнего использования. Убедитесь в том, что напряжение в источнике тока соответствует указанному на устройстве. Отключайте устройство от сети, если вы не используете его. Не тяните кабель, убедитесь в том, что он не закручен. Не тяните кабель, убедитесь в том, что он не закручен. Избегайте контакта кабеля с горячими и острыми поверхностями. Перед чисткой убедитесь в том, что устройство отключено от сети и оно успело остыть. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Не опускайте устройство или кабель в воду. Не совершайте манипуляций с устройством влажными руками. Не используйте устройство вблизи источника воды или во влажных помещениях. Исклчительно для домашнего использования. Используйте устройство исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство в сухих местах, свободных от пыли. Не оставляйте работающее устройство без наблюдения. Это устройство не является игрушкой. Держите устройство вне зоны досягаемости детей. Не модифицируйте устройство или его компоненты. Если устройство, его части или кабель выглядят поврежденными или работающими неправильно, не пользуйтесь ими, тем более не пытайтесь их отремонтировать. Только квалифицированный техник может выполнить ремонт. Данное устройство не разработано для управления детьми или людьми с ограниченными физическими или психическими способностями, за исключением случаев управления под наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Данное

устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации. Ознакомьтесь с местным законодательством в отношении переработки электронных и электрических изделий и придерживайтесь его. Не выбрасывайте изделие в бытовой мусор. Следуя настоящим инструкциям, вы вносите вклад в дело охраны окружающей среды и предотвращения возникновения негативных последствий для здоровья человека.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Переменный ток: 100–240 В / 50–60 Гц — 0,8 А
- Постоянный ток: 12 В / 2 А
- Длина волны: ≥330 нм
- Поверхность обработки: 3 см²
- Импульсы: 999999 (+/-1%)
- Рабочая температура: 5-45
- Входящие в комплект аксессуары: защитные очки IPL и бритва.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

- Продолжительность цикла роста волос составляет от 15 до 25 месяцев. Для достижения длительного эффекта удаления волос необходимо несколько сеансов использования IPL Hair Removal Device InnovaGoods®. Время зависит от таких факторов, как область тела, подлежащая эпиляции, сила и цвет волос, а также способ использования IPL Hair Removal Device InnovaGoods®.
- Для удаления волос рекомендуется выдержат две недели между первыми 4 сеансами и 4 недели между последующими сеансами, пока не будут достигнуты желаемые результаты.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® имеет 5 уровней мощности: уровень 1 (4 Дж/см2), уровень 2 (5 Дж/см2), уровень 3 (6 Дж/см2), уровень 4 (7 Дж/см2), уровень 5 (8 Дж/см2).
- По мере увеличения уровня мощности пропорционально улучшаются результаты удаления волос, а также риск возможных побочных эффектов. Выберите уровень мощности, который лучше всего подходит для вашего типа кожи.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® включает в себя систему защиты глаз, которая предотвращает попадание световых импульсов, если обрабатываемая поверхность не находится в полном контакте с кожей. Всегда надевайте защитные очки.
- Эпиляция на основе световых импульсов не подходит людям со смуглой или чрезмерно загорелой кожей. Эпиляция на слишком темной коже может приводить к ожогам, волдырям и изменению цвета кожи. В любом случае используйте минимальную мощность.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® имеет 2 режима использования: ручной и автоматический.

ИНСТРУКЦИИ

- Перед началом каждого сеанса волосы должны быть выбриты, а кожа чистая и сухая. Кожу нельзя предварительно депилировать воском, эпилятором

или пинцетом. Используйте бритву.

- Кожа не должна подвергаться воздействию солнца в течение как минимум 2-х недель до процедуры.
- Подключите адаптер к розетке и к разъему (I) устройства; экран будет мигать в течение нескольких секунд.
- Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку (2) в течение 3 секунд; активированы. На дисплее отображается количество оставшихся вспышек (A), значок выбранной мощности (B), значок типа программы (C) (ручной или автоматический) и значок вентилятора (D). Выполните короткое нажатие на кнопку (2), чтобы выбрать следующий уровень мощности (B) на экране (3).
- Наденьте защитные очки IPL.
- Автоматический режим: нажмите и удерживайте кнопку (5) в течение 3 секунд, после чего на экране появится значок с тремя точками (C). Поместите головку (4) в полностью вертикальное положение на кожу и медленно двигайте ее, не теряя контакта с кожей. Избегайте обработки одного и того же участка более одного раза или перекрытия участков кожи. Импульсы будут варьироваться от 1 до 3 с в зависимости от выбранной мощности.
- Ручной режим: нажмите и удерживайте кнопку (5) в течение 3 секунд, и значок с 3 точками (C) исчезнет с экрана. Поместите головку (4) в полностью вертикальное положение на кожу и нажмите кнопку (5) один раз для подачи импульса; если вы не чувствуете никакого дискомфорта, увеличьте уровень мощности. Пробыйте разные уровни мощности, пока не достигнете самого высокого, который не причиняет вам дискомфорта. Переместите головку к следующему участку кожи и повторите процесс.
- Если через 48 часов после начала использования вы не испытываете побочных эффектов, вы можете продолжить использование на том же уровне мощности или увеличить его, повторяя такой тест на каждой желаемой части тела.
- Чувствовать легкое ощущение тепла и покальвания во время процедуры - нормально, а также появляется легкое покраснение кожи. Если вы заметили сильное покраснение кожи, волдыри или ожоги, немедленно прекратите использование устройства.
- Избегайте воздействия солнечных лучей на участки кожи, обработанные при уровнях 2-5. Обязательно тщательно защищайте обработанную кожу солнцезащитным кремом в течение всего периода удаления волос и в течение как минимум 2 недель после последнего сеанса удаления волос.
- Выключите устройство, нажав кнопку (1); на экране появится 10-секундный обратный отсчет; не отсоединяйте кабель, пока на дисплее не появится «OFF».
- Очистите головку слег ка влажной тканью, а затем высушите.

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

LATVIEŠU

BRĪDINĀJUMS

SVARĪGI: SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

TURPMĀKĀM UZZIŅĀM. Izvairieties no tiešas skatīšanās pulsējošajā gaismā. Vienmēr velciet IPL aizsargbrilles. Nelietojiet ierīci, ja jūsu āda ir dabīgi tumša vai ir ļoti iedegusi. Neizmantojiet 2. līdz 5. intensitātes režīmu, ja jūsu āda pēdējā laikā ir tikusi pakļauta saulei vai solārija UVA stariem. Nepakļaujiet ādu tiešiem saules stariem bez jebkādas aizsardzības vai pēc tam, kad esat izmantojis ierīci ar 2. līdz 5. intensitātes līmeni. Divas nedēļas pēc katra procedūru kopuma jums būtu jāaizsargā āda ar SPF 30 vai spēcīgāku saules aizsarglīdzekli. Neizmantojat ap acīm vai acu tuvumā. Ievērojiet piesardzību apstrādājot sejas matiņus. Neizmantojiet ierīci uz tetovējumiem, permanentā grima, ādas plankumiem, dzimumzīmēm, kārpām, krūšgaliem, dzimumorgāniem vai lūpām. Tas var izraisīt apdegumus, tulznas vai izmaiņas ādas krāsā. Neizmantojiet uz ādas zonām ar ekzēmu, psoriāzi, herpēm, rētām vai pasliktinātu ādas stāvokli. Šaubu gadījumā konsultējieties ar ārstu. Neizmantojiet uz ādas zonām, kur ir bijušas herpes vai bojājumi. Neizmantojiet ierīci, ja esat stāvoklī vai barojat ar krūti. Ja netiek ievēroti norādījumi, pastāv optiskā starojuma, iespējamu acu bojājumu vai pat redzes zuduma risks. Ja pulsējošo gaismu pārāk ilgi pielietosiet uz vienas un tās pašas vietas, var rasties ādas bojājumi. Ja esat jutīgs pret gaismu, lietojat fotosensibilizatorus vai augu izcelsmes zāles, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu. Nedrīkst epilēt pelēkus vai baltus matiņus. Nelietojiet uz vietām, kur ir ievadīti pildvielas vai toksīns. Pirms katras lietošanas noņemiet grīmu, rotaslietas, auskarus, pīrsingus, utt. Izvairieties no saskares ar šķidrumiem, mitrumu, lietošanas beigās atvienojiet kontaktdakšu, ja ierīci lietojat vannas istabā. Neiegremdējiet vannā. Šī ierīce nav paredzēta medicīniskiem vai veselības aprūpes mērķiem. Pārlicinieties, ka gaismas izstarotājs ir labā stāvoklī un nav noplūdes, pretējā gadījumā to nelietojiet. Ja, izmantojot ierīci, jūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Ja novērojat pārmērīgu vai ilgstošu apsārtumu, pārtrauciet ārstēšanu un nogaidiet, kamēr āda atgūst savu normālo izskatu. Ja šaubāties, konsultējieties ar savu ārstu. Regulāri notīriet ādas kontakta laukumu ar audumu un karstu ūdeni, lai izvairītos no eļļu uzkrāšanās. Piemērots tikai mājāsaimniecības vajadzībām. Pārlicinieties, ka barošanas avota spriegums ir saderīgs ar ierīci. Kad ierīci ilglaicīgi nelietojat, atvienojiet no elektroītkla. Nevelciet aiz vada un uzmanieties, lai tas nesapinas. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Pirms tīrīšanas pārlicinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas padeves un ir atdzisusi pilnībā. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Neievietojiet ierīci vai vadu šķīdumā. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Turiet vadu prom no karstām vai asām virsmām. Piemērots tikai mājāsaimniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Šī ierīce nav rotaiļieta. Sargāt no bērniem. Pašrocīgi nomainiet ierīci vai kādu no tās sastāvdaļām. Ja ierīce, tās detaļas vai vads ir bojāti vai nedarbojas pareizi, nelietojiet tos un nemēģiniet tos labot. To var darīt tikai sertificēts tehniķis. Šī ierīce nav paredzēta

lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei. Ierīce jāutilizē saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK. Uzziniet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes likumdošanu un ievērojiet to. Neizmetiet šo produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojot šos nosacījumus, tiks novērsta negatīva ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

TEHNISKIE PARAMETRI

- AC: 100-240 V / 50-60 Hz – 0,8 A
- DC: 12 V / 2 A
- Viļņa garums: ≥330 nm
- Apstrādes virsma: 3 cm²
- Pulsācija: 999999 (+/-1 %)
- Darbības temperatūra: 5-45
- Komplektā iekļautie piederumi: IPL aizsargbrilles un skuveklis

IETEIKUMI PIRMS LIETOŠANAS

- Matiņu augšanas cikla garums ir no 15 līdz 25 mēnešiem. Lai nodrošinātu ilgstošu atbrīvošanos no matiņiem, būs nepieciešamas vairākas sesijas izmantojot IPL Hair Removal Device InnovaGoods®. Tas būs atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, apstrādājamās ķermeņa zonas, matiņu krāsas, izturības un veida, kādā tiek izmantots IPL Hair Removal Device InnovaGoods®.
- Plānojot matiņu likvidēšanu, starp pirmajām 4 procedūram ieteicams atstāt divu nedēļu pauzi, kā arī 4 nedēļas līdz nākamajām procedūrām, kamēr tiek sasniegts vēlamais rezultāts.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® ir 5 intensitātes līmeņi: 1. līmenis (4 j/cm2), 2. līmenis (5 j/cm2), 3. līmenis (6 j/cm2), 4. līmenis (7 j/cm2), 5. līmenis (8 j/cm2).
- Palielinoties intensitātes līmenim, uzlabojas arī matiņu likvidēšanas rezultāti, bet palielinās arī iespējamie blakusefektu riski. Izvēlieties tādu intensitātes līmeni, kas vislabāk atbilst jūsu ādas tipam.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® ir integrēta acu aizsardzības sistēma, kas novērš vieglo pulsāciju izdalīšanos, ja apstrādājamā zona nav pilnībā kontaktā ar ādu. Vienmēr velciet aizsargbrilles.
- Matiņu likvidēšana uz gaismas bāzes nav piemērota cilvēkiem ar tumšu vai ļoti iedegušu ādas toni. Ļoti tumšai ādai ierīce var izraisīt apdegumus, tulznas un izmaiņas ādas krāsā. Vienmēr izmantojiet minimālo intensitāti.
- IPL Hair Removal Device InnovaGoods® ir 2 lietošanas režīmi: manuālais un automātiskais.

INSTRUKCIJA

- Pirms katras lietošanas reizes noskujiet matiņus, attīriet un nosusiniet ādu. Matiņus nav nepieciešams likvidēt pirms vaska, epilatora vai pincešu izmantošanas. Izmantojiet skuvekli.
- Vismaz 2 nedēļas pirms ierīces lietošanas nedrīkst pakļaut ādu tiešiem saules stariem.
- Pieslēdziet adapteri elektropadevei un savienotājam (1), kas atrodas uz ierīces; ekrānā dažas sekundes mirgos gaisma.
- Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, piespiediet un turiet pogu (2) 3 sekundes; tas aktivizēs ventilatoru un ekrānu. Ekrānā tiks attēlots

- atlikušo gaismas mirgojumu skaits (A), izmantotās intensitātes simbols (B), programmas veida simbols (C) (manuāls vai automātisks) un ventilatora simbols (D). Piespiediet un atlaidiet pogu (2), lai izvēlētos nākamo intensitātes līmeni (B), kas tiks norādīts ekrānā (3).
- Velciet IPL aizsargbrilles.
- Automātiskais iestatījums: Piespiediet un turiet pogu (5) 3 sekundes un ekrānā tiks attēlots simbols ar 3 punktiem (C). Novietojiet ierīces galviņu (4) uz ādas pilnībā vertikālā pozīcijā un lēni virziet to, nezaudējot saskari ar ādu. Izvairieties apstrādāt vienu zonu vairāk nekā vienu reizi, vai nevēriģi apstrādāt vairākas ādas zonas vienlaikus. Pulsācijas variēs no 1 līdz 3 sekundēm, atkarībā no izvēlētā intensitātes līmeņa.
- Manuālais iestatījums: Piespiediet un turiet pogu (5) 3 sekundes un ekrānā tiks attēlots simbols ar 3 punktiem (C). Novietojiet ierīces galviņu (4) uz ādas pilnībā vertikālā pozīcijā un piespiediet pogu (5) vienu reizi, lai radītu pulsācijas; ja jūs nejūtat nekādu diskomfortu, tad paaugstiniet intensitātes līmeni. Izmēģiniet dažādus intensitātes līmeņus, līdz sasniedzat augstāko, kas neizraisa diskomfortu. Virziet galviņu uz nākamo ādas zonu un atkārtojiet procesu.
- Ja 48 stundas pēc ārstēšanas uzsākšanas nav nevēlamu blakusparādību, jūs varat turpināt pilnu ārstēšanu ar tādu pašu vai lielāku enerģijas līmeni, atkārtojot šo testu katrai ārstējamai ķermeņa daļai.
- Procedūras laikā ir normāli sajust viegli siltu sajūtu un durstīšanu, kā arī piedzīvot nelielu ādas apsārtumu. Ja piedzīvojat palielinātu ādas apsārtumu, tulznas vai apdegumus, nekavējoties pārtrauciet procedūru.
- Izvairieties pakļaut tiešiem saules stariem tās ādas zonas, kas apstrādātas ar 2. līdz 5. intensitātes līmeni. Pārlicinieties, ka apstrādātā āda ir rūpīgi aizsargāta ar saules aizsarglīdzekli visā matiņu likvidēšanas periodā un vismaz 2 nedēļas pēc pēdējās procedūras.
- Izlēdziet ierīci, piespiežot pogu (1); ekrānā parādīsies 10 sekunžu laika atskaite; neatvienojiet kabeli, līdz uz ekrāna netiek attēlots «OFF».
- Notīriet galviņu ar viegli mitru drānu un tad to nožāvējiet.



V0103606
Importado para y distribuido por NNI S.L., B98019235
C/ Enquera, 46018, Valencia, Spain
Developed by InnovaGoods in Europe
Made by InnovaGoods in China
Desarrollado por InnovaGoods en Europa
Hecho por InnovaGoods en China



InnovaGoods®
www.innovagoods.com



InnovaGoods®
www.innovagoods.com



InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com